

**SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE
"SF. PARASCHEVA,, IAȘI
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE
Iasi, STR.OCTAV BOTEZ NR 2**

**PROCEDURA GENERALA
MANUALUL DE RECOLTARE**

COD: MRP 01

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
MANAGER GENERAL
DR. MIHNEA HURMUZACHE

VERIFICAT
MANAGER TEHNIC
DR. RODICA FÂNTÂNARU

ELABORAT:
Manager Tehnic
DR. RODICA FÂNTÂNARU

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR NR.

Avertisment: documentul de fata este proprietatea Spitalului clinic de boli infectioase "SF. PARASCHEVA,, IAȘI - laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0
		EXEMPLAR NR. pag. 2 din 63

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul Difuzării	Primit				Retras			
	Nr. Ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. Ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânaru					
Sef Secție I	3.		Dr. Mihnea Eudoxiu Hurmuzache					
Sef Secție II	4.		Conf. Dr. Egidia Miftode					
Sef Secție III	5.		Conf. Dr. Cătălina Mihaela Luca					
Sef Secție IV	6		Sef de lucrari Dr. Daniela Leca					

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 3 din 63

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ Revizia	Identificari Modificare Capitol, Subcapitol, Pagina Modificata, Continut Modificari	Functia si Semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	CAP. 2. ACTUALIZARE CONFORM ISO 15189:2013	DR. RODICA FÂNTÂNARU	DR. RODICA FÂNTÂNARU	DR. MIHNEA HURMUZACHE

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 4 din 63
---	---	--

INTRODUCERE

“Primum nil nocere”

Intrarea României în Uniunea Europeană necesită modernizarea și alinierea principiilor și strategiilor operaționale ale sistemului medical la standardele internaționale. Medicina de laborator, ocupă un rol extrem de important, fiind cunoscut faptul că fără datele furnizate de ea, nu este posibilă stabilirea unui diagnostic de certitudine. Legislația în vigoare, prevede ca cerință obligatorie pentru acreditarea spitalelor publice, acreditarea laboratoarelor proprii conform standardul ISO 15189:2013 Acest manual constituie un prim pas pentru implementarea unui sistem al calității care să întrunească cerințele specifice tehnice și de management pentru calitate și competență din ISO 15189:2013, se adresează tuturor celor implicați în tratarea și îngrijirea pacienților (medici, asistenți medicali)

Un laborator poate da rezultate de testare foarte precise și foarte temeinice care întrunesc toate scopurile lui analitice, dar poate greși în a furniza rezultatele dorite în scopul tratării și îngrijirii pacientului, din cauza altor deficiențe în furnizarea de servicii în sistemul de îngrijire medicală . De exemplu, dacă analiza (testul) este efectuată greșit pe proba corectă a pacientului sau dacă analiza (testul) este efectuată corect pe proba incorectă a pacientului, examinarea laboratorului poate fi în defavoarea îngrijirii pacientului chiar dacă rezultatele sunt exacte și de încredere din punct de vedere analitic.

1. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

Procedura :

- ♦ oferă detalii referitoare la modalitățile de recoltare și colectare, precizând tehnicile standardizate de recoltare a produselor biologice, modalitățile de identificare a prelevatelor, transportul lor către laborator și stocarea temporară a probelor biologice primare destinate testelor de laborator (când acest lucru se impune și este permis)
- ♦ oferă informații privind precauțiile și variabilele ce pot influența rezultatele testelor de laborator
- ♦ oferă elemente referitoare la siguranța biologică a pacienților și a personalului din compartimentele de recoltare
- ♦ se adresează personalului clinic și/sau de laborator responsabil în obținerea probelor biologice primare de la pacient
- ♦ se aplică în compartimentul destinat recoltării și colectării probelor biologice primare (punctele de recoltare de la nivelul pavilioanelor și cabinetul de recoltare din Laboratorul Spitalului)

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 2.1. SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale. Cerințe particulare pentru calitate și competență.
- 2.2. SR EN ISO 9000:2008 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- 2.3. SR EN ISO 15190:2005 – Laboratoare medicale.Cerințe pentru securitate
- 2.4. RoEQALM – Recomandări pentru standardizarea activității în medicina de laborator Ed. Cartea Universitară București 2005
- 2.5. D. Buiuc, M. Neguț – Tratat de Microbiologie clinică Ed. Medicală, București 1999
- 2.6. R.Păun – Medicină internă. Hematologie (volumul II) Ed.Medicală, București 1999
- 2.7. M.Țițeica, S.Halunga –Marinescu - Practica laboratorului Clinic Ed. Academiei RSR 1984
- 2.8. Ministerul Sănătății, Academia de Științe medicale – Metode curente pentru analize de laborator clinic Ed. Medicală 1982
- 2.9. V. Kondi – Laboratorul clinic . Hematologie Ed. Medicală, București 1981

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 5 din 63

- 2.10. P. Dăncescu - Laboratorul clinic.Parazitologie Ed. Medicală, București 1981
2.11. N. Mitrică- Kondi - Laboratorul clinic . Biochimie Ed. Medicală, București 1981
2.12. D. Buiuc, M. Neguț – Tratat de Microbiologie clinică Ed. Medicală, București 2007
2.13. Manualul Calității Laboratorului, cod MCL-01

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1. DEFINIȚII

- 3.1.1. Holder – adaptor sau suport din material plastic care ușurează introducerea extremității externe a acului de recoltare în vacutainer
3.1.2. Vacutainer – tub de recoltare steril cu sau fără aditivi, vidat
3.1.3. Flebotomie – abordarea unei vene prin puncție în scopul obținerii unei probe primare de sânge
3.1.4. Probă primară – probă luată dintr-un țesut sau fluid al organismului pentru examinarea, studiul sau analiza uneia sau mai multor calități sau particularități pentru a determina caracterul întregului
3.1.5. Probă secundară – eșantion din proba primară folosit pentru a obține informații cu ajutorul unui test de laborator
3.1.6. Exsudat- lichid bogat în albumină care trece din vasele sanguine sau limfatice în țesuturi de cele mai multe ori ca urmare a unei agresiuni bacteriene
3.1.7. Anticoagulant- agent chimic care împiedecă coagularea sângelui

3.2. ABREVIERI

- PG : Procedură generală
PS : Procedură specifică
RMC: Responsabil cu managementul calității
CNP: Cod numeric personal
SIUI: Sistemul informatic al laboratorului
LCR: Lichid cefalorahidian
VSH: Viteza de sedimentare a hematiilor

4. DESCRIEREA PROCEDURII

4.1.RESURSE UMANE:

Punctele de recoltare de la nivelul pavilioanelor și cabinetul de recoltare de la nivelul Laboratorului sunt deservite de personal calificat:

- ◆ asistenți medicali de medicină generală
- ◆ asistenți medicali de laborator clinic

Măsuri de protecție a personalului

- ◆ toate produsele biologice trebuie considerate potențial infecțioase și manevrate în consecință, în conformitate cu legislația națională și internațională în vigoare
- ◆ toate eșantioanele de produse biologice sunt puse în recipiente sigure cu capac etanș ce previn scurgerea și contaminarea feței exterioare a acestora
- ◆ toate persoanele care manipulează produse biologice poartă echipament de protecție (halat și după caz mască) și mănuși din latex de unică utilizare (care se aruncă după terminarea lucrării)

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 6 din 63

respective în containere speciale)

♦ suprafețele de lucru sînt dezinfectate cu substanțe chimice adecvate după terminarea lucrului
♦ materialele contaminate folosite în laborator sunt depozitate temporar în recipiente / ambalaje incinerabile cu inscripționarea „Pericol biologic” și iar cele reciclabile (eprubete de sticlă, lame portobiect și lamele de sticlă) în recipiente cu soluții dezinfectante

♦ personalul respectă următoarele reguli de biosiguranță:

- semnalizările : „Acces controlat” și „Risc biologic”(cu simbolul de Biohazard)

- utilizarea echipamentului de protecție (halat, mănuși, după caz mască) în spațiile de lucru și pe toată durata lucrului iar la terminarea lucrului acestea se abandonează în spațiul de risc

- interdicțiile de a mânca / bea, de a fuma, de a se machia în laborator, de a pune obiecte personale(ochelari, poșete, batiste etc.) pe suprafețele de lucru și de a utiliza lentile de contact

- îndepărtarea materialelor infecte în alt interval orar (conform programului) decât recepția produselor biologice

- decontaminarea obligatorie la sfârșitul programului de lucru a suprafețelor de lucru cu soluții dezinfectante avizate și detergenți

- evitarea producerii de aerosoli

- spălarea mâinilor cu apă și săpun ori de cîte ori este nevoie și la sfârșitul programului de lucru

- a nu se lucra cu leziuni cutanate neprotejate cu bandaje impermeabile , iar în caz de rănire accidentală se anunță imediat managerul tehnic pentru acordarea primului ajutor și luarea măsurilor de urgență

4.2.RESURSE MATERIALE

4.2.1. MIJLOACE FIXE:

♦ puncte de recoltare la nivelul pavilioanelor dotate cu mobilier adecvat: scaun de recoltare eventual canapea de recoltare, dulap și masă pentru materiale, birou pentru înregistrarea pacienților

♦ computer conectat la server-ul ce deservește SIUI

♦ grup sanitar separat pentru pacienți, pentru autorecoltarea unor produse biologice (materii fecale, urină)

4.2.2. MATERIALE CONSUMABILE:

♦ tuburi tip Vacutainer, cu sau fără aditivi în funcție de tipul de analiză, prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Tip de analiză	Volum sânge recoltat (ml)	Culoarea dopului	Codul tubului	Tip de aditiv și volum
1	Biochimie, serologie, imunologie	6	Roșu	-	Fără aditivi

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 7 din 63

2	Biochimie Glicemie	4	Gri	454033	Sodium Fluoride/ K3 EDTA
3	Hemoleucogramă Frotiu de sânge Grup sanguin Viremie	2	Mov	-	0,04 K3 EDTA 7,5%
4	Coagulare, Fibrinogen	5	Albastru	454390	Sodium citrate3,8g%
5	VSH	2,9	Negru	729090	Sodium citrate3,8g%
6	Quantiferon TB Gold	1	Mov inscripționa t MITOGEN	454075	MITOGEN
7	Quantiferon TB Gold	1	Roșu inscripționa t TB ANTIGEN	454074	TB ANTIGEN
8	Quantiferon TB Gold	1	Gri inscripțion at NIL CONTROL	454402	-
9	Quantiferon TB Gold	3	Verde		Heparină

- ◆ microtainere cu tub de colectare a sângelui capilar(dispozitiv de recoltare a sângelui capilar) pentru un volum de sânge de 100µl- 200 µl având ca aditiv K₃ EDTA
- ◆ ace sterile de unică utilizare ambalate individual cu dimensiuni 21G(0,8x40), compatibile cu tuburile de recoltare
- ◆ lame pentru microscopie optică
- ◆ lamă rodată pentru executarea frotiurilor de sânge
- ◆ holder compatibil cu tuburile de recoltare
- ◆ garou
- ◆ urocultoare sterile cu capac etanș ambalate individual
- ◆ coprocultoare sterile prevăzute cu capac etanș și linguriță recoltoare, cu mediu de transport Cary-Blair, pentru coproculturi bacteriene, examinări virale și examinări microscopice din materiile fecale (citologice, parazitologice, micologice și examenul pentru digestie în Lugol)
- ◆ tampoane sterile în ambalaj individual pentru exsudat faringian, nazal, secreții și puroaie
- ◆ flacoane pentru hemoculturi tip Bactalert (Standard aerob/anaerob, FAN aerob/anaerob, FAN pediatric)
- ◆ baloane Erlenmeyer cu mediu de cultură pentru hemoculturi (depuse în termostatul de gardă)
- ◆ stative pentru eprubete
- ◆ alcool sanitar 70°
- ◆ comprese sterile

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 8 din 63

- ◆ vată medicinală hidrofilă
- ◆ plasture adeziv pentru etichetarea probelor sau marker perma - nent
- ◆ tăvițe renale emailate sau nichelate
- ◆ mănuși din Latex de unică utilizare
- ◆ container rezistent la înțepături pentru acele folosite, cutie cu sac din material plastic pentru tampoane de vată și alte infecte neînțepătoare, recipient cu amestec sulfocromic pentru lamele de sticlă reciclabile(numai la nivelul laboratorului)

4.2.3. SISTEME DE ÎNREGISTRARE:

- ◆ registrul de evidență comenzi interne cod RGL – 4.4 – 01 I
 - solicitări de către medicii specialiști ai spitalului –(beneficiari interni)
- ◆ registrul de evidență comenzi externe, cod R-PGL-4.4-01E,
 - solicitări de la persoane juridice altele decât Spitalul (beneficiari externi)
- ◆ registrul de evidenta analize cod RGL-4.4-03 X este conceput diferențiat pe compartimentele laboratorului și pe tipuri de produse biologice prin litera „X” după cum urmează:
 - A - Lichid cefalorahidian (LCR) și alte lichide de puncție
 - B – Hemoculturi
 - C - Exsudat faringian și alte exsudate
 - D – Urină
 - E - Sputa și produse patologice din tractul respirator inferior
 - F - Produse patologice din tractul genital
 - G - Produse patologice din piele și țesut celular subcutanat
 - H - Alte produse patologice
 - I - Materii fecale
 - J - Prelevate necropsie
 - K –Analize serologie/imunologie
 - ASLO
 - CRP
 - RPR
 - Teste rapide
 - ELISA
 - Alte teste imunologice
 - L – Analize hematologice
 - Hemoleucograma automată, citologia frotiului sanguin, reticulocite
 - VSH
 - Timp Quick, INR, Timp de sângerare/ coagulare
 - Grupe sanguine
 - Parazitologia sângelui
 - M – Analize biochimice din sânge
 - N – Analize biochimice din alte produse patologice
- ◆ în situațiile în care analizele solicitate nu pot fi efectuate de către laborator (nu sunt pe lista oficială de analize, incapacitate temporară prin lipsă de reactivi, defectarea unui echipament etc.) sau proba biologica este necorespunzatoare, se consemnează refuzul comenzii și motivația în registrul de comenzi respinse, cod R-PGL-4.4-02
- ◆ formularul de solicitare analize, cod F-PGL-5.4-1 X este conceput diferențiat pe compartimentele laboratorului și pe tipuri de produse biologice prin litera „X” după cum urmează:
 - A – Lichid cefalorahidian (LCR) și alte lichide de puncție

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 9 din 63
---	---	--

- B - Hemoculturi
- C – Exsudat faringian și alte exsudate
- D – Urină
- E – Sputa și produse patologice din tractul respirator inferior
- F – Produse patologice din tractul genital
- G – Produse patologice din piele și țesut celular subcutanat
- H – Alte produse patologice
- I – Materii fecale
- J – Prelevate necropsie
- K – Analize serologie/imunologie
- L – Analize hematologice
- M – Analize biochimice din sânge
- N – Analize biochimice din alte produse patologice
- O – Analize de biologie moleculară

♦ sistem informatic al Laboratorului în care se precizează datele cuprinse în formularele de solicitare de uz intern, date referitoare la nivelul de competență al medicului care recomandă analiza/analizele precum și rezultatele analizelor de laborator cu semnătura și parafa responsabilului de analiză, semnătura și parafa managerului tehnic

4.3. MOD DE LUCRU

4.3.1. LA NIVELUL PAVILIOANELOR

♦ analizele sunt recomandate de medicii specialiști din pavilioane (beneficiari interni) și sunt consemnate în foile de observație ale pacienților

♦ pacienții a căror stare generală permite deplasarea la punctul de recoltare de la nivelul pavilionului, sunt chemați individual cu foaia de observație, pacienților cu stare generală alterată sau comatoși, recoltarea produselor biologice se face la patul bolnavului

♦ asistentul medical de recoltare

- copletează formularele de solicitare, cod F-PGL-5.4-1 X

corespunzătoare analizelor solicitate în foaia de observație a pacientului, data și ora recoltării produselor patologice, semnează lizibil

- recoltează probe primare de sânge pentru analizele de hematologie (inclusiv sângele capilar pentru hemoleucogramă automată), serologie, biochimie, hemoculturi, exsudatele faringian, nazal, conjunctival puroaiele/ secrețiile tegumentare, otice, urina și materiile fecale de la pacienții imobilizați, comatoși, necooperanți și copii mici fără însoțitori;

- pentru produsele biologice obținute prin autorecoltare (materii fecale, urină) se înmânează pacientului adult sau persoanei ce însoțește bolnavul, (ex. mama care însoțește copilul) recipientii corespunzători etichetați cu datele de identificare ale pacientului, locația, numărul foii de observație, formularele de solicitare corespunzătoare completate și instruieste pacientul /însoțitorul pacientului, în legătură cu precauțiile premergătoare recoltării și cu recoltarea propriu zisă

- transportă toate produsele biologice (inclusiv produsele biologice recoltate de medicii specialiști: LCR, lichide de puncție) și formularele de solicitare corespunzătoare (inclusiv formularele de solicitare pentru analizele care se execută de către asistenții de laborator, la patul bolnavului (timp de sângerare, timp de coagulare) așezate în genți de transport, inscripționate cu avertismentul „Pericol biologic”, la Laborator în intervalul orar de recepționare a produselor biologice (8⁰⁰ a.m.- 12⁰⁰ a.m.) excepție urgențele care pot fi aduse pînă la ora 14⁰⁰ p.m., unde sunt preluate de registratorul medical sau asistentul de laborator desemnat să

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 10 din 63

inlocuiasca registratorul medical, sau care asigură serviciul sâmbăta, duminica și sărbătorile legale .

♦ registratorul medical verifică probele și formularele aduse de asistentul medical care le transportă, înregistrează probele biologice în registrul de evidență comenzi interne/externe cod RGL – 4.4 – 01 I

♦ asistenții de laborator care deserveșc compartimentele laboratorului preiau probele biologice, formularele de solicitare și după verificarea calității recoltelor și a datelor din formulare si de pe recipiente, le înregistrează în registrele de evidenta analize cod RGL-4.4-03 X inscripționează ID-ul probei (numărul de ordine din registrul de evidență din ziua respectivă) pe recipientul probei, pe formularul de solicitare, la ora recepționării, pentru care semnează după semnătura asistentului care a predat probele biologice.

Dacă solicitarea este în regim de urgență, specificat de către medic pe formularul de solicitare, este consemnată ca atare în registrul de evidență, iar rezultatul este comunicat în cel mai scurt timp posibil de către registratorul medical.

În zilele de sărbători legale aceste înregistrări sunt executate de către asistentul de serviciu în laborator.

♦ probele biologice necorespunzatoare se resping de la prelucrare, se menționează pe formularul de solicitare motivul respingerii, se returnează registratorului medical care le va inscrie în registrul de comenzi respinse cod R-PGL-4.4-02 și va anunța telefonic pavilionul (probele respinse se păstrează până a doua zi).

Notă:

Nu se acceptă produse biologice neînsoțite de formulare de solicitare și formulare de solicitare neînsoțite de produse biologice.

4.3.2. LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI DE RECEPȚIE AL LABORATORULUI

Laboratorul primește solicitări de analize medicale din partea persoanelor juridice (instituții, societăți comerciale, alte spitale), precum și din partea persoanelor fizice (din proprie inițiativă sau la recomandarea medicului de familie) – beneficiari externi -

După obținerea acordului beneficiarului, registratorul medical/asistentul medical din compartimentul de recepție, identifică pacientul pe baza cardului de identitate, înscrie datele de identificare în registrul de evidență comenzi externe, cod R-PGL-4.4-01E, completează formularul de solicitare analize, îndrumă pacientul la casieria spitalului unde i se eliberează chitanța pe care o va prezenta asistentului de la punctul de recoltare al spitalului (seria și numărul chitanței se înscriu în registrul de evidență și în formularul de solicitare analize medicale cod F-PGL-5.4-1 X de asistentul medical și de beneficiar) un formular FGL -5.4 -01 - 1 cu instrucțiunile și precauțiile de prelevare, păstrare și transport a produselor biologice.

Numărul de ordine din registrul de evidență comenzi externe, PGL-5.4-1 E, reprezintă ID-ul probei biologice și este înregistrat ca atare (ID-ul va fi o cifră urmată de litera „E”, provenită de la comandă externă) de către asistentul medical pe:

- ♦ formularul/formularele de solicitare analize F-PGL-5.4-1 X
- ♦ probele biologice recoltate /prelevate de la beneficiar;
- ♦ buletinul de analiză, cod FGL- 5.8 - 01
- ♦ sunt consemnate în registrele de comenzi interne, alături de numerele de ordine din acestea.

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 11 din 63

Registratorul medical înregistrează datele din registrele de evidență comenzi interne și externe în sistemul informatic, după terminarea programului de recepționare a probelor biologice.

4.3.3. RECOLTAREA PROBELOR

4.3.3.1 RECOLTAREA SÂNGELUI VENOS PRIN FLEBOTOMIE

Această procedură se adresează tuturor asistenților care recoltează probe primare de sânge venos . Rezultatele testelor de laborator se bazează pe calitatea probei primare recoltate de la pacient. Factorii preanalitici pot influența într-o proporție semnificativă corectitudinea rezultatelor, de aceea aceștia, trebuie cunoscuți și standardizați ; dacă analiza (testul) este efectuată corect, dar proba biologică primară recoltată de la pacient este incorectă, examinarea laboratorului poate fi în defavoarea îngrijirii pacientului chiar dacă rezultatele sînt exacte și de încredere din punct de vedere analitic. Probele primare de sânge trebuie să fie:

- ◆ identificate corect
- ◆ să fie recoltate în vacutainere corespunzătoare și să se respecte o secvență bine determinată
- ◆ să fie etichetate corespunzător (etichetă bine atașată care conține cel puțin următoarele informații lizibile : numele și prenumele bolnavului, numărul foii de observație, pavilionul de proveniență, data și ora recoltării
- ◆ să fie însoțite de formularul de solicitare completat cu toate datele prevăzute în acesta

Notă:

Toate probele de sânge trebuie considerate potențial infecțioase și în consecință trebuie manipulate, în conformitate cu legislația națională și internațională. În cazul semnalării unor cazuri speciale, trebuie luate măsuri speciale

a) Facilități:

- Locație: se recomandă ca puncția venoasă să se efectueze într-un mediu curat, liniștit și privat (a se vedea punctul 4.2.1.).
- Condiții pentru asigurarea igienei: încăperea în care se efectuează puncția trebuie să aibă facilități care să permită asistentului de recoltare să-și spele mâinile pentru fiecare pacient ; se recomandă spălarea mâinilor cu apă curentă și săpun iar ștergerea mâinilor cu prosop de hîrtie de unică utilizare
- Scaune pentru puncția venoasă:trebuie să fie proiectate astfel încît să aibă brațe și să permită:
 - siguranța și confortul maxim al pacientului
 - poziția corespunzătoare a brațului în vederea efectuării puncției
 - abordarea cu ușurință a pacientului
 - confortul ergonomic al asistentului de recoltare
- Spațiu de depozitare: trebuie să existe un spațiu de depozitare (dulap) pentru stocurile de vacutainere și materiale utilizate , masă pentru păstrarea temporară și sortarea produselor biologice, masă pentru completarea formularelor de solicitare analize
- Materiale necesare: (a se vedea punctul 4.2.3.);

b) Abordarea pacientului:

asistentul de recoltare costumat cu echipament de protecție:

- se prezintă pacientului și încearcă să stabilească cu acesta o relație prietenoasă pentru a-l liniști și ai câștiga încrederea

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 12 din 63


- va informa pacientul despre testele care urmează a fi efectuate și despre probele biologice care urmează a fi recoltate
 - nu va recolta sânge împotriva voinței pacientului (orice obiecție a pacientului va fi comunicată medicului și consemnată)
 - va identifica pacientul (identificarea pacientului este crucială); protocolul de identificare diferă în funcție de starea pacientului
 - pentru pacientul conștient, se va cere numele și prenumele, vârsta/ data nașterii, adresa și le va compara cu datele din Biletul de trimitere/ Foaia de observație / Cardul de identitate
 - pentru pacientul semiconștient, prea tânăr sau incompetent mintal, se solicită însoțitorul să identifice pacientul, sau se identifică pacientul după brățara de identificare
 - verifică dacă testele solicitate impun restricții de dietă, dacă aceste restricții au fost comunicate pacientului și dacă ele au fost respectate
 - identifică și ordonează materialele și tuburile de recoltare corespunzătoare testelor solicitate
 - completează formularul/formularele de solicitare analize și etichetele vacutainerelor inclusiv cu data și ora recoltării
 - va ruga pacientul să se așeze comod pe scaun sau în decubit dorsal într-o poziție confortabilă, când este culcat în pat, fără a avea nimic în gură (termometru, alimente, gumă de mestecat), și să întindă brațul astfel încât să formeze o linie dreaptă de la umăr la încheietura mâinii, asigurând un sprijin suplimentar dacă este cazul
 - își pune mănușile înaintea puncției venoase
 - inspectează zona de puncție venoasă care nu trebuie să prezinte cicatrice extinse, hematoame, fistule, grefe vasculare și canule, aplică garoul în treimea inferioară a brațului astfel încât acesta să producă stază venoasă fără a împiedica fluxul de sânge arterial (pe care îl verifică prin palparea pulsului la artera radială), alege vena cea mai mare și mai turgidă, de preferință mediana bazilică, dezinfectează zona de puncție cu un tampon de vată îmbibată cu alcool sanitar de 70°, deschide capsula acului prin răsucire până la ruperea etichetei, înlătură doar partea transparentă a capsulei și fixează acul în holder prin înșurubare, apoi procedează la puncționarea propriu-zisă, menținând întinsă pielea de deasupra venei cu ajutorul degetelor mâinii stângi și perforând pielea și vena cu mâna dreaptă, printr-o unică înțepătură, bruscă și fermă; introduce primul vacutainer etichetat în holder; acul de puncție trebuie să facă cu brațul pacientului un unghi de 30° sau mai mic, pentru a permite dirijarea fluxului de sânge în eprubetă la un debit convenabil și pentru a realiza un contact optim al sângelui cu anticoagulantul din tub, evitând formarea microcheagurilor; sângele este aspirat în vacutainer prin efectul pompei de vid; menținând holderul imobil prin plasarea primelor trei degete ale mâinii drepte între acesta și antebrațul pacientului, se extrag și se introduc, pe rând vacutainerele în ordine:
1. flacon pentru hemocultură
 2. vacutainer pentru coagulare cu Sodium citrate 3,8g% (dop albastru)
 3. vacutainer pentru ser fără activator de coagulare (dop roșu)
 4. vacutainer cu heparină (dop verde)
 5. vacutainer cu K₃EDTA pentru investigații hematologice (dop mov)

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2
		REVIZIA 0
		EXEMPLAR NR. pag. 13 din 63

6. vacutainer cu sodium fluoride/ K₃ EDTA (dop gri)
7. vacutainer cu Sodium citrate 3,8g% pentru VSH (dop negru)
8. vacutainer cu heparină

-se asigură ca mâna pacientului este deschisă (deschiderea mâinii reduce presiunea venoasă prin relaxarea mușchilor) nu trebuie să se ceară sau să se permită pacientului să închidă și să deschidă pumnul într-o mișcare de pompare

-scoate garoul înaintea recoltării vacutainerului pentru vsh și în maximum 2 minute de la aplicarea lui; după recoltarea tuturor probelor de sânge venos necesare, retrage ușor acul din venă și se previne sângerarea prin aplicarea unei presiuni ușoare pe plaga venoasă cu un tampon de vată îmbibat în alcool sanitar 70°, sfătuind pacientul să păstreze această presiune timp de 3-4 minute cu antebrațul în flexie pe braț pentru a permite o hemostază eficientă și a evita formarea unui hematom




Prelevarea corectă a sângelui venos- Figura 1

Figura 1a- scoateti capacul colorat al acului si aruncati-l;

Figura 1b- punctiunea venei se va face cu bratul ținut în jos (poziția uzuală de recoltare); se fixează vena cu policele mainii stinge, la 4-5 cm sub locul punctiei, exercitându-se o presiune și o ușoară tracțiune în axul longitudinal al venei; punctiionați vena ținând holderul în mână dreaptă;

Figura 1c- mutați holderul în mână stângă și stabiliți holderul în poziția corectă înainte de a introduce tubul

Figura 1d- apucați manșonul holderului cu degetul arătător și mijlociu de la mână dreaptă iar cu degetul mare împingeți tubul în holder, presiunea de împingere trebuie să fie exercitată asupra manșonului holderului (susținut cu degetele arătător și mijlociu) și nu asupra capătului acului (aflat în vena); capătul captusit al acului înșurubat în holder va străpunge diafragma gumată a capătului tubului (figura 3) și la o inserție corectă a acului în vena (figura 2) sângele va începe să curgă în tub; în același timp puteți slăbi presiunea garoului, procedura de recoltare fiind astfel mai agreabilă pentru pacient



Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 14 din 63

Figura 2

Figura 3

Notă:

Vacutainerul cu dop roșu, imediat după recoltarea sângelui se așează în poziție verticală cu dopul în sus, într-un stativ, pentru că se interzice atingerea sângelui de partea internă a dopului deoarece desprinderea cheagului care s-ar forma invalidează mult rezultatele finale.

-desfilează acul din holder și-l aruncă în containerul de deșeuri înțepătoare, apoi omogenizează prin 10 mișcări lente de basculare conținutul vacutainerelor cu aditivi și le așează în stativ; își scoate mănușile din latex pe care le aruncă în containerul pentru deșeuri infecte, se spală pe mâini cu apă și săpun, apoi se clătește cu soluție alcoolică dezinfectantă.

-sfătuiește pacientul să nu facă efort fizic intens și să nu fumeze în următoarea oră pentru a preveni reacțiile lipotimice

Note:

1. În condiții de spitalizare recoltarea sângelui pentru teste de hematologie și unele teste de biochimie, se recomandă a fi efectuate dimineața după odihna de noapte a pacientului, a jeun, iar pacienților ambulatori, recoltarea se poate face și după un prânz ușor și cel puțin 30 minute de repaus fizic -efortul datorat digestiei, după micul dejun, influențează în mai mică măsură morfologia sângelui, decât efortul datorat deplasării pacientului la Laborator; excepție situațiile de urgență ce pun în pericol viața pacientului când recoltarea sângelui pentru aceste teste este imperioasă

2. Staza venoasă nu trebuie să dureze mai mult de 1 minut, după acest timp poate să apară o hipercoagulare reactivă; probele recoltate vor fi transportate cât mai rapid la laborator pentru a fi prelucrate în maximum 2 ore de la recoltare

3. Sângele poate fi recoltate prin branule lăsate în vene

4. În mod obișnuit, un braț cu o fistulă nu trebuie folosit pentru recoltarea probelor de sânge; când este posibil, probele de sânge trebuie să fie recoltate de pe brațul opus

5. Nu se recoltează sânge din brațul de pe care se administrează in-travenos diverse lichide (inclusiv produse sanguine de transfuzie); o asemenea probă poate fi contaminată cu lichidul care s-a administrat

6. Este interzisă masarea sau flagelarea brațului înainte de puncționarea venei

7. Când accesul venos nu este posibil se recomandă puncționarea tegu-mentului (numai pentru hemoleucogramă)

8. Recoltarea sângelui venos prin puncția venei jugulare este de competența medicului specialist

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 15 din 63

c) Considerații suplimentare

◆ Hematoame - pentru a preveni apariția unui hematom, flebotomia trebuie:

- să se asigure că acul a penetrat complet peretele superior al venei
- să degajeze garoul înainte de a îndepărta acul
- să abordeze pentru puncție venele superficiale mari
- să păstreze sistemul de colectare a sângelui venos în timp ce colectează proba

biologică

- să se asigure că locul puncției s-a închis și să observe formarea hematomului, după ce s-a înlăturat presiunea, înainte de bandajare
- să aplice o presiune mică, cu un tampon, în timp ce bandajează brațul

◆ Hemoliza - pentru a preveni hemoliza, flebotomia trebuie:

- după aseptizare să lase locul pentru puncție să se usuce la aer
- să nu recolteze sânge dintr-un hematom
- să amestece sângele cu aditivul prin răsturnări ușoare

d) Situații de urgență

Personalul ce deservește punctele de recoltare din pavilioane și cabinetul de recoltare din Laborator, trebuie să acorde îngrijire pacientului până la sosirea medicului de gardă

◆ Sincopa (leșinul) sau lipsa de reacție din partea pacientului:

- se anunță medicul de gardă sau medicul specialist din pavilion
- se întinde pacientul când acest lucru este posibil sau dacă acesta este în poziție șezândă, se coboară capul și brațele și se face lejeră îmbrăcăminte (se lărgește nodul cravatei, se descheie gulerul cămășii sau bluzei)
- nu este recomandată inhalarea de amoniac deoarece pot apare efecte neașteptate

◆ Greața:

- se anunță medicul de gardă sau medicul specialist din pavilion
- se asigură pacientului un grad de confort
- se instruește pacientul să respire profund și rar
- se aplică comprese reci pe fruntea pacientului

◆ Vomismente:

- se anunță medicul de gardă sau medicul specialist din pavilion
- se dă pacientului un lighean sau o cutie și prosoape
- se dă pacientului apă pentru clătirea gurii

◆ Convulsii:

- se anunță medicul de gardă sau medicul specialist din pavilion
- se acordă pacientului să nu se rănească el însuși (nu se stăpânesc complet mișcările extremităților dar se încearcă să se prevină autoaccidentarea)

◆ Raportarea incidentelor:

- toate incidentele sunt înregistrate în rapoarte completate în conformitate cu reglementările locale (caiet de activitate personal, foaie de observație, raport de gardă)

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 16 din 63
---	---	---




Prelevarea sangelui venos la copilul mic Figura 4

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 17 din 63
---	--	---



Prelevarea sangelui venos la adult Figura 5



Pozitia corecta a pacientului adult pentru prelevarea sangelui venos Figura 6

4.3.3.2. RECOLTAREA SÂNGELUI PRIN PUNCȚIE CAPILARĂ

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 18 din 63

La sugari și copii mici, asistenta de recoltare trebuie să fie ajutată de încă o persoană (însoțitoarea copilului sau infirmiera din pavilion):

persoana care ajută asistenta de recoltare se așează pe scaun cu fața spre sursa de lumină și cu copilul în brațe în poziție șezândă; cuprinde picioarele copilului între coapsele sale, cu o mână cuprinde brațele și toracele copilului împiedecându-l să se zbată, iar cu cealaltă mână, prinde fie mâna copilului fie piciorul copilului de unde se va recolta sângele capilar (scopul fiind imobilizarea copilului în timpul recoltării pentru a prevenii accidente)



Microtainere capilare Figura 7

♦ Zone pentru recoltarea sângelui prin puncție capilară:

-la adulți și copii mai mari se recomandă suprafața palmară laterală a ultimei falange a degetului inelar sau mijlociu, perpendicular pe amprente, nu paralel cu acestea, suprafața laterală sau centrală a călcâiului, sau suprafața plantară a halucelui
la copii mai mici de un an se recomandă puncția călcâiului (suprafața plantară externă sau internă a călcâiului)

Notă:

Sângele nu trebuie obținut din:

- degetul mic (pielea fiind prea subțire)
- lobul urechii
- zona centrală a călcâiului la copilul mic
- curbura posterioară a călcâiului
- degetele nou-născutului
- locul puncționat anterior, deoarece lichidul interstițial acumulat va contamina

proba de sânge

- partea laterală sau vârful degetului
- zone cianotice, edemațiate sau reci

♦ Etapele recoltării:

- alegerea locului puncției
- încălzirea locului puncției
- decontaminarea locului puncției cu un tampon umezit în alcool
- prinderea degetului sau călcâiului cu mâna stângă
- puncționarea pielii, după evaporarea alcoolului, cu acul de unică utilizare, ținut în

mâna dreaptă, printr-o lovitură bruscă, unică și profundă de 2-3 mm., pentru apariția spontană a sângelui

- aruncarea acului într-un container de unică utilizare rezistent la înțepături
- înlăturarea primei picături de sânge cu un tampon de tifon uscat
- recoltarea sângelui în microtainerul capilar (tubul colector va fi atașat în prealabil

la microtainer)

- se omogenizează sângele cu anticoagulantul prin câteva răsturnări lente a

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 19 din 63
---	---	---

recipientului

-se aplică un tampon de vată cu alcool pe locul înțepăturii și se apasă locul

puncționat

-se detașează tubul colector și se închide recipientul

Note:

1.Dacă a doua picătură de sânge, care va fi recoltată, nu apare spontan, se poate face o ușoară presiune de-a lungul degetului la o oarecare distanță de locul puncției


2.Dacă s-a obținut o probă insuficientă pentru că sângele s-a oprit din flux, puncția poate fi repetată într-un loc diferit folosind un ac nou

-se etichetează recipientul cu proba în prezența pacientului sau a însoțitorului pentru verificarea identității și se notează ora recoltării

-se scot mănușile se aruncă și se spală mâinile înainte de a trece la pacientul următor



Prelevarea sangelui capilar la sugar Figura 8



Zonele hasurate sunt admise pentru punctia capilara la sugar Figura 9

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 20 din 63
---	--	---




Prelevarea sangelui capilar la sugar Figura 10



Prelevarea sangelui capilar la sugar Figura 11



Prelevarea sangelui capilar la copilul mic Figura 12



Zona de prelevare a sangelui capilar Figura 13

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 22 din 63



Prelevarea sangelui capilar la adult Figura 14

4.3.3.3. PRECAUȚII PRIVIND RECOLTAREA ȘI TRANSPORTUL PROBELOR DE SÂNGE PENTRU TESTAREA PLASMEI ÎN VEDEREA TESTELOR DE COAGULARE, DETERMINĂRILOR BIOCHIMICE ȘI HEMOLEUCOGRAMĂ

- ♦ Pentru teste de coagulare (excepție timpul de coagulare metoda Lee-White):
 - sângele se recoltează în vacutainer cu capac albastru ce conține citrat trisodic 3,8g% (pentru testele de coagulare nu se folosesc anticoagulanți de tip oxalat, heparină sau EDTA)
 - când se recoltează mai multe probe biologice printr-o singură puncție venoasă, prima probă de sânge recoltată va fi pentru teste de coagulare (poate fi precedată doar de flaconul de hemocultură)
 - pentru testele de coagulare trebuie asigurat un raport sânge/anticoagulant de 9:1, adică se recoltează sânge până la nivelul indicat pe vacutainer ; umplerea necorespunzătoare, supraumplerea sau umplerea insuficientă, a vacutainerului va modifica acest raport determinând obținerea de rezultate eronate
 - acele de recoltare trebuie să corespundă unor parametri calitativi astfel încât să nu existe asperități pe suprafața internă care pot provoca hemoliză și trombogenicitate; flebotomistul trebuie să aleagă acul în funcție de caracteristicile fizice ale venei, poziția venei și volumul de sânge care urmează a fi recoltat
 - transportul la Laborator a probelor recoltate, trebuie să se realizeze cât mai repede posibil
 - în timpul transportului trebuie asigurate condiții pentru a reduce pe cât posibil traumatizarea celulelor- în special cea determinată de vibrații- care poate determina hemoliză și activarea coagulării
 - vacutainerele vor fi transportate în poziție verticală, cu dopul bine fixat (se evită pierderea de CO₂ și creșterea pH)
 - se recomandă procesarea și testarea probelor într-un interval de maximum 4 ore de la recoltarea sângelui (perioada de păstrare poate influența rezultatele testului „Timp de protrombină” la bolnavii cu terapie anticoagulantă)
- ♦ Pentru timpul de coagulare Lee-White:
 - recoltarea sângelui se face numai la nivelul Laboratorului
 - sângele venos se recoltează numai cu seringă, fără anti-coagulant
- ♦ Pentru determinări biochimice:
 - sângele se recoltează în vacutainer pentru ser fără activator de coagulare (dop roșu)

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2
		REVIZIA 0
		EXEMPLAR NR.
		pag. 23 din 63

sau în vacutainer cu Sodium Fluoride/ K₃ EDTA (dop gri) atunci când se recomandă determinarea numai a glicemiei prin metoda fotometrică

-când se recoltează mai multe probe biologice printr-o singură puncție venoasă, a doua probă de sânge va fi pentru determinări biochimice

-vacutainerul cu dop roșu nu se agită și imediat după recoltarea sângelui se așează în poziție verticală cu dopul în sus, într-un stativ, pentru că se interzice atingerea sângelui de partea internă a dopului deoarece desprinderea cheagului care s-ar forma invalidează mult rezultatele finale

- transportul la Laborator a probelor recoltate, trebuie să se realizeze în maximum 2 ore de la recoltare în condiții care să asigure stabilitatea analiților, în poziție verticală cu dopul în sus

Note:

1.Pentru unii analiți timpul de contact cu celulele trebuie să fie mai mic de 2 ore (potasiu, ACTH, acid lactic etc)

2.Temperatura afectează stabilitatea analiților(exemplu: calciu ionic este stabil 2 ore la 25°C dar 4 zile la 4°C, magneziu ionic este stabil 6 ore la 25°C dar 5 zile la 4°C)

3.Probele patologice au o stabilitate, în funcție de timp și temperatură, diferite de a probelor normale (exemplu în leucocitoze stabilitatea glucozei în sângele total este mai redusă, creșterea amoniacului în timp este mai accentuată la pacienții cu activitatea GGT crescută)

4.Contactul serului cu cheagul sanguin produce modificări ale unor analiți (exemplu contactul serului cu cheagul, 2 ore la temperatura camerei determină scăderea Glucozei, creșterea Potasiului și LDH iar contactul 8 ore la temperatura camerei determină creșterea Fierului etc.) Zhang DJ și col.(1998)-au studiat efectul contactului serului cu cheagul sanguin la 24°C și la 32°C:

La 24°C	La 32°C
Potasiu: -după 3 ore ↑ semnificativ clinic și analitic -după 6 ore ↑ semnificativ clinic și analitic	Potasiu: -după 3 ore ↓ semnificativ clinic și analitic - după 6 ore ↓ semnificativ clinic și analitic
-după 24 ore ↑ semnificativ clinic și analitic	-după 24 ore ↑↑ semnificativ clinic și analitic
-lă 3 ore se modifică semnificativ analitic: ♦ Acidul uric ↓ ♦ Albumina ↑ ♦ Bilirubina totală ↑ ♦ Fierul ↑ ♦ Fosforul ↑ ♦ FSH ↑ ♦ Glucoza ↓ ♦ LDH ↑ -lă 6 ore, pe lângă modificările precedente: ♦ HDL Col ↑ ♦ Proteine totale ↑ ♦ Transferina ↑ ♦ Vitamina B 12 ↑	-lă 3 ore se modifică semnificativ clinic: ♦ Glucoza ↓ -lă 6 ore se modifică semnificativ clinic: ♦ Albumina ↑ ♦ Fosforul ↑ ♦ Glucoza ↓↓

Spitalul clinic de boli infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2
		REVIZIA 0
		EXEMPLAR NR. pag. 24 din 63

◆ Ig A ↑	◆ Folatul ↓	
----------	-------------	--

și la 24 ore, rezultatele fiind următoarele:

La 24 ore se modifică semnificativ analitic:			La 24 ore se modifică semnificativ clinic:		
◆Acid uric	↓	◆Glucoza ↓↓↓	◆ Albumina		↑
◆Albumina	↑	GGT ↓	◆ Bicarbonatul		↓
◆ALT	↓	◆ HDL Col ↑	◆ Clorul		↓
◆Amylaza	↑	◆ IgA ↑	◆ Fierul ↑		◆ Fosforul
◆Bicarbonat	↓	IgG ↑	◆ ↑↑	◆ Glucoza ↓↓↓	
◆Bilirubina tot.	↑	LDL Col ↓	◆ HDL Col. ↑		◆ LDL
◆Clorul	↓	◆ LDH ↑	Col. ↓		◆ Proteine tot.
◆Colesterol	↑	◆Prealbumina ↑	↑	◆ etc.	
◆Fierul	↑	◆ Proteine tot. ↑			
◆Creatinina	↓	◆ Transferina ↑			
◆Feritina	↑	◆ Ureea ↓			
◆Folatul	↓	◆ Vit. B12 ↑			
◆Fosforul ↑↑		◆ etc.			

Fără efect asupra fosfatazei alcaline, AST, caroten, ceruloplasmină, IgE, IgM, trigliceride, vitamina A, vitamina C, vitaminaC, etc.

5.Manevrarea necorespunzătoare a probelor biologice primare determină leziuni eritrocitare; hemoliza cauzează interferențe chimice; teste afectate semnificativ de hemoliză (crește concentrația): LDH, AST, Potasiu, Hemoglobina plasmatică; teste afectate moderat de hemoliză (crește concentrația): Fier, ALT; teste afectate puțin de hemoliză (crește puțin concentrația): Fosfor, Magneziu, Proteine totale, Calciu, Albumina, Fosfataza acidă.

6.Expunerea la lumină (naturală sau artificială) este interzisă pentru analiți fotosensibili: Beta caroten, Vitamina A, Bilirubină, Creatinkinază, Vitami na B6, Vitamina C, Porfirine; pentru fotoprotecție se pot folosi containere brune sau învelite în folii de aluminiu

7. Datorită existenței variațiilor circadiene ai unor parametrii hematologici, și a modificărilor unor parametrii biochimici, legate de efortul fizic și eforul digestiv, ca și de alimentația din ziua sau zilele precedente, se recomandă recoltarea sângelui pentru analize biochimice și hemoleucogramă, să se recolteze dimineața, după odihna de noapte a pacientului, a jeun.

◆ Pentru hemoleucograma automată:

- sângele se recoltează în vacutainer cu K₃EDTA (dop mov)
- când se recoltează mai multe probe biologice printr-o singură puncție venoasă, a treia probă de sânge va fi pentru hemoleucogramă automată
- după recoltarea sângelui venos, până la semnul indicat pe vacutainer, acesta se omogenizează cu anticoagulantul, prin câteva mișcări lente de răsturnare
- din acest vacutainer se pot executa și alte analize hematologice: testul reticulocitelor, frotiul de sânge periferic, determinarea grupelor sanguine în sistemul OAB și Rh, concentratul leucocitar
- transportul la Laborator a probelor recoltate, trebuie să se realizeze în maximum 2 ore de la recoltare

Note:

1.Erorile din faza de recoltare nu pot fi compensate

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 25 din 63

2.Erorile pot fi generate de:

- momentul recoltării
- tipul de anticoagulanți
- coagularea parțială sau totală a sângelui, inclusiv prezența microcheagurilor cauzată de omogenizarea insuficientă a sângelui cu anticoagulantul sau de prezența „ anticorpilor la rece”
- temperatura de depozitare
- perioada de la recoltare până la analiză
- hemoliza
- cantitatea de sânge prea mare sau prea mică modifică raportul sânge /anticoagulant, favorizând apariția microcheagurilor, diluția sângelui etc.
- amestecarea probelor
- hiperlipemia sau alte anomalii metabolice sau biochimice
- stocarea probelor la temperatura camerei este permisă pentru 4-6 ore, iar la 4°C, 24 ore, fără să se modifice numărul de leucocite, hematii, trombocite și valoarea hemoglobinei (stocarea îndelungată determină alterarea mai multor parametrii de exemplu, crește volumul eritrocitar mediu, scade concentrația de hemoglobină eritrocitară medie etc.)

♦ Pentru determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor:

- sângele se recoltează în vacutainer cu sodium citrate 3,8g% pentru VSH (dop negru)
 - se respectă strict cantitatea de sânge recomandată de produ -
- cătorul vacutainerelor care livrează și stativul cu nomograma corespunzătoare de determinare a VSH-ului la 1 oră
- coagularea parțială sau totală, hemoliza, invalidează testul
 - transportul la Laborator a probelor recoltate, trebuie să se realizeze în maximum 2 ore de la recoltare
 - determinarea tardivă a VSH-ului, peste 2-3 ore de la recoltare, va produce scăderea valorii acestuia până la 20% din valoarea ei reală

♦ Pentru analize de imunologie/serologie:

- sângele se recoltează în vacutainer pentru ser fără activator de coagulare (dop roșu) pentru toate analizele de imunologie/serologie excepție sângele recoltat pentru QuantiFeron-TB Gold

-vacutainerul cu dop roșu nu se agită și imediat după recoltarea sângelui se așează în poziție verticală cu dopul în sus, într-un stativ, pentru că se interzice atingerea sângelui de partea internă a dopului deoarece desprinderea cheagului care s-ar forma invalidează mult rezultatele finale

- transportul la Laborator a probelor recoltate, trebuie să se realizeze în maximum 2 ore de la recoltare în condiții care să asigure stabilitatea analiților, în poziție verticală cu dopul în sus

- pentru QuantiFeron-TB Gold , sângele se recoltează în cele trei vacutainere speciale (Mov inscripționat MITOGEN, Roșu inscripționat TB ANTIGEN, Gri inscripționat NIL CONTROL), câte 1 ml. în fiecare vacutainer, după care se omogenizează prin 10-20 de răsturnări lente ale vacutainerelor, transportul se face imediat, vacutainerele se depun împreună cu formularele de solicitare în termostatul de gardă; o altă alternativă pentru această analiză este recoltarea sângelui venos în vacutainer cu lithium-heparină (dop verde), cel puțin 3 ml., iar după omogenizarea sângelui cu anticoagulantul prin câteva răsturnări lente ale acestuia, se transportă imediat la Laborator și se depun împreună cu formularele de solicitare în termostatul de gardă.

4.3.3.4. RECOLTAREA PROBELOR BIOLOGICE PENTRU EXAMINĂRI MICROBIO -

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 26 din 63
---	---	---

LOGICE

4.3.3.4.1. CONDIȚII GENERALE PENTRU PRODUSUL BIOLOGIC

- ♦ să fie recoltat înainte de începerea terapiei cu antibiotice sau dacă nu este posibil, să se recolteze când nivelul antibioticului este cel mai redus
- ♦ să corespundă procesului infecțios al pacientului, respectiv locului unde este situată infecția
- ♦ recoltarea să se efectueze în condiții aseptice
- ♦ să se utilizeze pentru recoltare recipiente sterile, adecvate scopului
- ♦ cantitatea recoltată să fie corespunzătoare solicitării
- ♦ recipientul trebuie marcat corespunzător: nume și prenume, tip de prelevat, locul prelevării (pavilionul, cabinet de recoltare Laborator, alt spital etc.)
- ♦ produsul biologic trebuie să fie însoțit de formularul de solicitare analize cod F-PGL-5.4-1 X care este conceput diferențiat pe compartimentele laboratorului și pe tipuri de produse biologice (a se vedea punctul 4.2.3.)
- ♦ recipientele cu prelevate și formularele de solicitare analize trebuie să fie separate în interiorul genților de transport și aduse concomitent la Laborator

4.3.3.4.2. TRANSPORTUL ȘI PĂSTRAREA PROBELOR BIOLOGICE

- ♦ transportul produselor biologice trebuie să se facă prompt, în decurs de 2 ore de la recoltare
- ♦ unele produse biologice se pot păstra în anumite condiții de temperatură în funcție de natura prelevatului, ca atare sau în mediu de transport, dar nu mai mult de 24 ore
- ♦ prelevatele pentru izolarea bacteriilor sensibile ca *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*, *Shigella* trebuie înșămânțate imediat
- ♦ nu se păstrează la frigider LCR-ul, prelevatele genitale, oculare, otice
- ♦ pentru anaerobi se mențin prelevatele în sisteme de transport speciale la 25°C timp de 20-24 ore

Condiții de păstrare a produselor biologice:

Sistem de transport	Păstrare la 4°C (vitrină frigorifică de gardă Laborator)	Păstrare la 20-25°C (temperatură camerei la pavilion)	Păstrare la 32-37°C (termostat de gardă Laborator)
Mediu de transport Cary-Blair, Stuart	Materii fecale pentru: <i>Campylobacter spp.</i> , <i>Shigella spp.</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>Vibrio spp.</i> , Examen microscopic, Examen virologic Prelevate biopsice din arsuri Prelevate din conductul auditiv extern	Materii fecale pentru: <i>Salmonella spp.</i>	-
Fără	Urina-jet mijlociu,	-	-

Spitalul clinic de boli infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2
		REVIZIA 0
		EXEMPLAR NR. pag. 27 din 63

conservanți	cateter		
Fără conservanți	-	-	LCR și lichide de puncție
Însămânțate pe medii de cultură	-	-	Hemocultura, culturi lichide de puncție
Sisteme anaerobe de transport (seringă anaerobă)	-	Aspirate sinusale, pulmonare, transtraheale Lichid de ascită, amniotic Bila Prelevate chirurgicale Prelevate din leziuni porfunde Urina prin puncție suprapubiană	-

Notă:

Produsele biologice (exsudat faringian, nasofaringian, secreție otică, secreție conjunctivală, secreție vaginală etc.) recoltate cu tamponul steril, nu se prelevează în afara programului de lucru al Laboratorului și nu se păstrează mai mult de 1 oră la temperatura camerei.

Surse de contaminare cu flora comensală în timpul recoltării:

Locul infecției	Sursa contaminării
Vezica urinară	Uretra, perineul
Sânge	Locul de venopuncție
Endometru	Vaginul
Fistulă	Tractul gastrointestinal
Urechea medie	Canalul auditiv extern
Sinusul nasal	Nasofaringe
Infecții subcutanate și răni superficiale	Tegumentul și mucoasele
Infecțiile sistemului nervos central	Tegumentul

4.3.3.4.3. CONDIȚII DE RECOLTARE ȘI TRANSPORT ÎN FUNCȚIE DE TIPUL PRELEVATULUI

1. LCR

♦ Status normal: fluid steril, incolor, clar, conține 3-10 celule nucleate/mm³ (de regulă limfocite), 50-70 mg glucoză/dl, 15-40 mg proteine/dl și 680-730 mg cloruri/dl

♦ Recoltare:

este de competența exclusivă a medicilor specialiști, care au apreciat indicația și oportunitatea puncției; se face prin rahicenteză uzual lombară, sau puncție ventriculară în condiții aseptice pentru a asigura:

- protecția pacientului contra infecției iatrogene
- securitatea microbiologică a probei față de contaminarea cu bacte-

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 28 din 63

rii din microbiotica cutanată

precauții:

- se dezinfectează pielea cu tictură de iod 2%
- se inseră acul de unică utilizare în interspațiul L3-L4, L4-L5, L6-S1

♦ Volum: 6-10 ml fragmentate încă de la prelevare în 3 eprubete sterile cu capac înșurubat (o eprubetă pentru examinări microscopice, o eprubetă pentru examinări biochimice și o eprubetă pentru culturi bacteriene)

♦ Transport la Laborator în mai puțin de 15 minute de la prelevare, fără refrigerare; examenul LCR-ului fiind o urgență, produsul biologic se predă Laboratorului în cel mai scurt timp posibil, împreună cu formularul de solicitare corespunzător ;probele de LCR recoltate în afara programului de lucru al Laboratorului, se depun împreună cu formularul de solicitare corespunzător, în termostatul de gardă, urmând a fi prelucrate a doua zi dimineața

Note:

:

- temporizarea examinării distruge celulele (cel mai puternic influențate de intervalul prelevare –examinare sunt leucocitele polimorfonucleare a căror număr inițial, scade cu $50\pm 12\%$ în prima oră respectiv cu 68-10% în a doua oră de la prelevare; numărul limfocitelor și macrofagelor este nesemnificativ alterat în interval de 3 ore de la prelevare)și asociată refrigerării omoară meningococii

- în sezonul rece este indicat transportul LCR-ului în cutie izotermă

♦ Păstrare: ≤ 24 ore în termostatul de gardă

♦ Observații:

pentru LCR-ul purulent, se pot folosi pentru cultivarea bacteriilor și fungilor, flacoane de hemocultură, practicându-se dezinfecția dopului flaconului cu alcool 70°, se așteaptă un minut și se însămânțează

2. Alte lichide patologice de puncție (ascită, articular, pericardic, perito-neal, pleural)

♦ Status normal:

cavitățile: pericardică, articulară, peritoneală, pleurală sunt cavități virtuale iar lama fină de fluid existent, este sterilă bacteriologic

♦ Recoltare:

este de competența exclusivă a medicilor specialiști, care au apreciat indicația și oportunitatea puncției; se face în condiții aseptice pentru a asigura:

- protecția pacientului contra infecției iatrogene
- securitatea microbiologică a probei față de contaminarea cu bacte-

rii din microbiotica cutanată

precauții:

- se dezinfectează pielea cu tictură de iod 2%
- se aspiră cu acul de unică utilizare sau prin intervenție chirurgicală

♦Volum:

se recoltează cât mai mult lichid repartizat în 2 eprubete, pentru examen microscopic și examinări biochimice cât și în sisteme de transport anaerobe (de exemplu seringă anaerobă, cu acul înfipt în dop de cauciuc) pentru culturi bacteriene și fungice

≥ 3 ml pentru bacterii (repartizate în 2 eprubete și aproximativ 2-3 ml într-o „ seringă anaerobă”

≥ 10 ml pentru fungi

≥ 10 ml pentru micobacterii

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 29 din 63

♦ Transport la Laborator:


în mai puțin de 15 minute de la prelevare, fără refrigerare; produsul biologic se predă Laboratorului în cel mai scurt timp posibil, împreună cu formularul de solicitare corespunzător probele recoltate în afara programului de lucru al Laboratorului, se depun împreună cu formularul de solicitare corespunzător, în termostatul de gardă, urmând a fi prelucrate a doua zi dimineața

♦ Păstrare: ≤ 24 ore în termostatul de gardă

♦ Observații:

pentru lichidele purulente, se pot folosi pentru cultivarea bacteriilor și fungilor flacoane de hemocultură, practicându-se dezinfecția dopului flaconului cu alcool 70°, se așteaptă un minut și se însămânțează produsul recoltat

nu se trimitampoane înmuiate în lichidul de puncție



Punctia lombara Figura 15



Punctia lombara Figura 16

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 30 din 63



Prelevarea unui esantion de LCR Figura 17

3. Sângele (hemocultura)

♦ Status normal:

sângele este normal steril, iar sistemul circulator are importante capacități de eliminare a microorganismelor

♦ Recoltare:

• indicații:

- în bacteriemii ocazionale, tranzitorii și spontan rezolutive când sunt ocazionate de extracții dentare, cateterisme uretrale, bronhoscopie, intervenții chirurgicale pe mucoase normal colonizate sau pe focare septice tisulare, ginecologice

- după perfuzia de soluții contaminate, sau determinate prin colonizarea unor inserții vasculare (catetere) sau la consumatorii de droguri pe cale intravenoasă

- bacteriemii intermitente:

Însoțesc evoluția celor mai variate focare de infecție: nefrite interstițiale, colecistite și angiocolecistite, enterocolite, alveolite pulmonare, meningite, peritonite, osteomielite,, artrite, flegmoane, abcese, infecții ale plăgilor, arsurilor sau escarelor, focare de infecție și intervenții cu mare risc generator fiind cateterismele, intervențiile urologice, etc.

- intermitență sistematizată în unele boli infecțioase ciclice: febrele recurente, febra de Wolhynia, etc.

- bacteriemii continue:

apar în evoluția unor boli infecțioase ciclice: febre enterice, leptospiroze etc., infecții endovasculare cum sunt endocarditele subacute anevrisme infectate, tromboflebite, etc.

- septicemia:

bacteriemie importantă cu evoluție ciclică neregulată, imprevizibilă și gravă, acompaniată de frisoane, febră neregulată, toxemie, hipotensiune, prostrație, erupții cutanate polimorfe și variate, metastaze septice tisulare sau viscerale

• categorii de pacienți la care sunt indicate hemoculturile:

- cu sindrom septicemic

- nou-născuți, sugari, gazde imunocompromise la orice vârstă, inclusiv drogați pe

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2
		REVIZIA 0
		EXEMPLAR NR.
		pag. 31 din 63

cale intravenoasă, cu semne clinice sugestive, chiar minime

- cu endocardită infecțioasă
- cu sindrom sugestiv pentru infecție sistemică cu patogeni specifici (febre enterice, bruceloză, leptospiroză etc.)
- cu sindroame febrile de etiologie neprecizată
- cu infecții bacteriemice pluri etiologice (alveolite pulmonare, meningite, peritonite, pielonefrite acute, infecții puerperale, angiocolicite, infecții ale plăgilor și arsurilor)
- cu stări febrile după intervenții chirurgicale pe intestin, focare infecțioase cronice, cateterism venos prelungit, dializă peritoneală

• momentul prelevărilor:

- înaintea tratamentului antimicrobian; oricât de gravă ar fi o septicemie, acest tratament poate fi temporizat 2-3 ore pentru prelevarea corectă a hemoculturilor
- în bolile care evoluează sistematic cu fază bacteriemică (alveolite pulmonare, febre enterice, leptospiroză, bruceloză), procentul hemoculturilor pozitive crește cu cât acestea sunt practicate cât mai aproape de debutul bolii
- în bolile cu bacteriemii continue (exemplu endocardite subacute), prelevarea nu este legată de un moment anume în cursul bolii
- în bolile cu bacteriemii intermitente, sistematizate (exemplu febră de Wolhynia etc.) sau nesistematizate (exemplu supurații, pielonefrite etc.), fiecare descărcare bacteriemică se însoțește de frisoane și este urmată de un croșet febril
- hemoculturile trebuie recoltate conform evoluției predictive a curbei febrile sau/și în momentul când bolnavul semnalează apariția frisoanelor

• numărul prelevărilor:

- majoritatea bacteriemiiilor sunt intermitente și în aceste condiții o singură prelevare asigură izolarea bacteriei din sânge cu o sensibilitate de numai 0,8; trei prelevări intermitente în 24 ore cresc sensibilitatea izolării aproape de 1,0; rar sunt necesare mai multe prelevări; în urgențe ritmul prelevărilor poate fi la intervale de 30-60 minute

- în funcție de suspiciunea clinică se recoltează:

- în septicemie: 2-3 seturi din locuri separate în timp de 10 minute
- în endocardite acute: 3 seturi din 3 locuri luate în 1-2 ore
- în endocardite subacute: 3 seturi din 3 locuri luate la ≥ 15 minute; dacă sunt negative la 24 ore se mai recoltează încă 3 seturi
- în febra cu etiologie neprecizată: 2-3 seturi din locuri separate la ≥ 1 oră; dacă sunt negative la 24 ore se mai recoltează încă 2-3 seturi

• volumul de sânge prelevat:

- pentru adult sunt necesari 20-30 ml sânge per prelevare repartizați în mai multe flacoane de hemocultură (cantitatea de sânge per flacon în conformitate cu specificațiile producătorului)

- la nou-născuți, sugari și copiii mici, concentrația de bacterii în sânge fiind semnificativ mai mare, sunt suficienți 1-3 până la 8 ml per prelevare

• zone de puncție:

- electiv, venele de la plica cotului sau la nou-născuți și sugari, venele jugulare (recoltarea este făcută de către medicul specialist din pavilion)
- alternativ, venele antebrațului inferior sau dorsale ale mâinii
- în endocarditele cu focar septic pe valvulele mitrale sau aortice, puncția arterială poate ameliora sensibilitatea hemoculturii
- puncția la nivelul pliului inghinal impune decontaminarea foarte atentă din cauza microbiotei indigene de circa 1000 de ori mai numeroasă decât la nivelul brațelor și antebrațelor
- este indicat ca acele 2-3 prelevări necesare să fie făcute din vene diferite

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 32 din 63

- procedura de prelevare a sângelui:
 - se lucrează la adăpost de curenți de aer și se poartă mască dacă însămânțarea impune scoaterea dopului flacoanelor cu mediu de cultură
 - se plasează pacientul în decubitus dorsal cu o bucată de mușama sub cot, în zona de puncție, pentru a preveni pătrunderea lenjeriei de pat cu soluții dezinfectante
 - se decontaminează mâinile flebotomistului prin spălare cu apă și săpun urmată de uscarea cu un prosop curat
 - se aplică garoul la circa 10 cm proximal de zona puncției și se apreciază prin palpare dimensiunea și elasticitatea venei de puncționat; la nevoie, venele sunt mai bine evidențiate dacă pacientul strânge și relaxează de câteva ori pumnul; nu se masează și nu se flagelează antebrațul
 - se dă drumul la garou
 - se antiseptizează degetele flebotomistului cu alcool iodat 2%
 - se decontaminează larg, concentric, zona de puncție, mai în-tâi prin spălare cu apă și săpun lichid, apoi prin badijonare cu alcool iodat 2%; după aproximativ 1 minut se badijonează zona, tot concentric, cu un tampon înmuiat în eter pentru a îndepărta iodul și a lăsa tegumentul cât mai uscat; puncția și aspirația sângelui prin tegumentul umezit, chiar cu antiseptic, expune proba contaminării cu bacterii rezidente în porozitățile epidermei (stafilococi coagulazo-negativi, *Propionibacterium* spp., bacili difteromorfi)
 - se antiseptizează membrana de cauciuc a flacoanelor de hemocultură, eventual contaminată după scoaterea capacului protector
 - un ajutor aplică garoul
 - flebotomistul fixează tegumentul deasupra punctului de puncție prin tensionare pe braț cu degetele mâinii libere și, cu seringă poziționată în axul venei, în unghi de aproximativ 30° cu tegumentul, puncționează pielea și vena subiacentă, printr-o mișcare moderat de bruscă și înaintează pentru a plasa în venă bizoul cu o parte din ac
 - se exercită o ușoară presiune negativă prin retragerea pistonului; sângele trebuie să pătrundă liber în seringă; când scurgerea este neregulată, se rotește ușor seringă pentru a repositiona bizoul în venă; sângele nu mai curge când vârful acului perforază vena și pătrunde în țesut; în această situație se retrage puțin acul pentru a obține sânge din nou
 - se dă drumul la garou când sângele începe să curgă în seringă, pentru a preveni formarea unui hematom
 - se retrage acul din venă după ce s-a recoltat volumul necesar de sânge și se presează imediat punctul de puncție cu tampon steril; pacientul sau ajutorul flebotomistului continuă compresia până la hemostaza completă
 - se repartizează imediat sângele recoltat în 2-3 flacoane cu mediu de cultură (respectiv pentru incubare aerobă și anaerobă) prin perforarea membranei de cauciuc a flacoanelor
 - se agită blând flacoanele pentru omogenizarea sângelui în masa mediului
- Notă:

În absența flacoanelor tipizate pentru hemoculturi, se poate folosi mediul de cultură preparat în Laborator, repartizat în baloane Erlenmeyer prevăzute cu dop de vată și tifon învelit în capișon de hârtie; în cazul folosirii acestora, se iau toate măsurile de evitare a contaminării dopului și gurii balonului, iar după însămânțare atât dopul cât și gura balonului se flambează la flacăra unei spirtiere, după care capișonul de hârtie se repune și se fixează înapoi
- prelevarea în infecțiile de cateter:

se face în următoarele situații :

 - în cazul cateterului venos central retras din venă
 - în cazul cateterului central menținut în venă
 - în cazul cateterului venos periferic

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2
		REVIZIA 0
		EXEMPLAR NR.
		pag. 33 din 63

a) prelevarea în cazul cateterului central retras din venă:

- se antiseptizează locul de inserție a cateterului prin badijonare cu două tampoane, unul steril cu betadină și al doilea cu alcool, fără umezirea excesivă a tegumentului
- se așteaptă uscarea spontană a tegumentului și se scoate cateterul fără a-l atinge de tampon, evitându-se astfel contaminarea cateterului cu urme de antiseptic
- se secționează extremitatea proximală cu vârf cu tot (aproximativ 4-6 cm), se introduce într-un recipient steril cu sau fără mediu de cultură (bulion nutritiv) și se expediază la Laborator în cel mai scurt timp; dacă nu se utilizează mediul bulion nutritiv, proba trebuie să ajungă înainte de uscarea sângelui (indicator de calitate a probei)
- când se suspicionează bacteriemia de cateter, se recoltează concomitent și două hemoculturi, una recoltată pe cateter și una prin puncționarea unei vene periferice

b) prelevarea în cazul cateterului menținut în venă:

- se recoltează două hemoculturi comparative una recoltată prin cateter și una din vena periferică distal de cateter

c) prelevarea în cazul cateterului venos periferic:

- se procedează la fel ca în cazul cateterului central

Note:

În cazul cateterelor centrale se prelevă nu numai vârful cateterului ci și inserția intravasculară adiacentă celei cutanate pentru că de la inserția epider-mică începe colonizarea cateterului. Pentru a preveni uscarea cateterului prin temporizarea examenului citobacteriologic, este indicată efectuarea extemporaneu a frotiului și a însămânțării

♦ Transport la Laborator:

se asigură transportul flacoanelor în cel mai scurt timp la Laborator împreună cu formularele de solicitare corespunzătoare și se depun în termostatul de gardă



Flacoane de hemocultura Bactalert Figura 18

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 34 din 63
---	--	---



Flacoane de hemocultura HÉMOLINE Figura 19



Balon Erlenmeyer cu mediu pentru hemocultura Figura 20

4. Urina

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 35 din 63

♦ Status normal:

exceptând uretra, tractusul urinar rămâne normal necolonizat, deși contaminări ocazionale ale urinei vezicale sunt posibile, mai ales la femei din cauza traiectului scurt și direct al uretrei, urina este un fluid clar, transparent de culoare galben roșiatică (datorită pigmentilor: urocrom, urotrină, porfirină) și ea se modifică în funcție de con- concentrație și de pH; conține proteine (proteinuria fiziologică variază între 30-90 mg în 24 ore, cu un debit pe minut între 0,03-0,06 mg), albumoze (psedo-albumine), pentoze (pentozuria alimentară apare după un consum substanțial de fructe bogate în pentoze), lactoză (lactozuria fiziologică din ultimele luni de sarcină sau la începutul alăptării), etc. și este în mod normal sterilă în vezica urinară iar numărul leucocitelor nu depășește 400.000 celule /oră

♦ Recoltare:

a) Tipuri de probe urinare:

- recoltări (autorecoltare) efectuate de pacient, după instruire, dar fără a fi supravegheat direct de personal calificat din Spital:
 - probe spontane, recoltate în orice moment al zilei (înainte de recoltare sunt necesare câteva ore, în general 4 ore de stază vezicală pentru ca proba să fie acceptabilă); se pot folosi pentru determinări chimice calitative și pentru sumarul de urină
 - prima urină de dimineață, pe nemâncate recomandată în special pentru sumarul (cu sediment) urinar și identificarea mycobacteriilor, leptospirelor și bacililor tifici (patogeni care nu sunt rezidenți ai colonului sau uretrei)
 - probe recoltate după un anumit orar sau în timpul unor faze ale micțiunii:
 - la 2 ore după ingerarea de alimente sau glucoză, recomandată pentru monitorizarea diabeticilor
 - primii, aproximativ 10 ml. ai micțiunii pentru detectarea uretritelor
 - urina colectată între 2 micțiuni consecutive distanțate la anumite perioade de timp pentru calcularea clearance-ului la creatinină, leucociturie sau hematurie minuată
 - după masaj prostatic
 - urina din 24 ore respectiv din 3 ore, recomandată pentru determinări cantitative a elementelor figurate (leucocite, hematii, cilindri) în cazul glomerulonefritelor, pielonefritelor, sindromului nefrotic, pielocistitelor și tuberculozei renale
- pentru metoda Addis: pacientul este sfătuit să reducă ingestia de lichide timp de 24 ore, iar recoltarea urinei se va face a doua zi între orele 08 a.m.-20 p.m. și 20 p.m.-08 a.m., toată urina fiind colectată într-un recipient curat și notându-se exact cantitatea de urină din primele 12 ore și din următoarele 12 ore
- pentru metoda Hamburger: se recoltează urina timp de trei ore de la prima emisie (prima urină matinală se aruncă) pacientul rămânând în clinostatism tot acest interval de timp; proba trebuie să fie transportată imediat la Laborator pentru a fi examinată
- recoltări supravegheate de, sau cu participarea personalului calificat din Spital
 - probe recoltate igienic (probe „curate”) prinse în zbor din jetul mijlociu, din prima urină matinală sau după cel puțin 3 ore de la micțiunea anterioară, înaintea tratamentului cu antibiotice (sau după sistarea acestuia 6-12 ore), satisfacă exigențele examenului citobacteriologic curent al urinei la adulți
 - recoltări asistate, cu participarea activă a personalului calificat din Spital:
 - recoltări prin cateterism
 - recoltări prin puncție suprapubiană
 - recoltări la copii, bolnavi comatoși, imobilizați la pat

etc.

b) Procedura de recoltare:

- la femei:

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 36 din 63
---	---	---

- scoate lenjeria intimă
- spală mâinile cu apă și săpun și usucă-le cu hârtie de toaletă
- încalecă bideul cu fața spre spatele acestuia
- cu o mână îndepărtează labiile mici și menține-le ca atare pe

toată durata procedurii

- cu cealaltă mână șterge ferm vulva, în sens unic din față în spate, de 3 ori cu câte un tampon steril de tifon îmbibat în săpun lichid
- cu ajutorul irigatorului, clătește abundant regiunea decontaminată cu apă caldă sterilă (apă de robinet fiartă în prealabil și răcită), pentru a îndepărta urmele de săpun
- usucă zona vulvară decontaminată și clătită cu 2 tampoane de tifon sterile

prin ștergere unică din față în spate; dacă se omite uscarea, prin pelicula de lichid microorganismele din zonele nedecontaminate pot fi antrenate spre jetul de urină

- defiletează și scoate capacul urocultorului
- urinează aproximativ 100 ml. de urină în timp ce degetele mențin în continuare

labiile departate

- fără a întrerupe jetul de urină, prinde în urocultor volumul necesar de urină (jetul mijlociu), cu precauții pentru a nu atinge gura urocultorului de tegument sau lenjerie
- retrage urocultorul din jet cât timp labiile sunt încă depărtate și micțiunea continuă ; întreruperea jetului în cursul procedurii, înainte sau imediat după prinderea jetului mijlociu în urocultor, poate contamina proba prin picături de urină prelinse peste zonele nedecontaminate ale vulvei
- repune capacul urocultorului prin înfiletare

Notă:


La pacientele cu scurgeri vaginale trebuie să intervină asistenta medicală, care pregătește în același mod regiunea vulvară, iar în final introduce în vagin un tampon steril de vată; procedura impune utilizarea mesei ginecologice

• la bărbați:


- spală mâinile cu apă și săpun și usucă-le cu hârtie de toaletă
- retractă prepuțul pentru decalotarea completă a glan-dului
- șterge glandul ferm, în sens unic, dinspre meatul uretral spre șanțul balano-prepuțial, peste fren, de 3 ori cu câte un tampon steril de tifon îmbibat cu săpun lichid
- clătește glandul abundant cu apă caldă sterilă pentru a în-depărta urmele de săpun, folosind irigatorul sau o simplă cană
- usucă glandul cu 2 tampoane de tifon sterile, cu utilizare uni-că, procedând din față spre fren
- menținând în continuare glandul decalotat, urinează aproximativ 100 ml.
- fără a întrerupe jetul, prinde în urocultorul steril aproximativ 20 ml. urină (jetul mijlociu), cu precauții pentru a nu atinge gura urocultorului de tegument sau lenjerie, după care retrage urocultorul în timp ce micțiunea continuă
- repune capacul urocultorului prin înfiletare
- la copilul necooperant, recoltarea este efectuată de medical:asistentul
- depărtează picioarele copilului
- spală zona pubiană și perineală a copilului cu apă și săpun lichid
- clătește zona pubiană și perineală cu apă caldă sterilă pentru a îndepărta urmele de săpun
- usucă zona cu 2 tampoane de tifon sterile cu utilizare unică (pe tegumente nu trebuie să fie urme de săpun și nu se aplică pudre, uleiuri, loțiuni)
- folosește pungi de recoltă pediatrică care se fixează prin zona adezivă, de zona

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 37 din 63

genitală la fete, astfel ca rectul să fie separat, iar la băieți se pune punga peste penis, aplicând zona adezivă pe perineu; se verifică containerul periodic la 15 minute; după colectarea urinei se desprinde containerul, se toarnă proba în urocultor, fără a contamina, se înfiletează capacul urocultorului; în lipsa acestor dispozitive se pândește momentul micțiunii pentru a prinde proba într-un recoltor



Pungi de recoltare pediatică pentru urina Figura 21



Fixarea pungii de recoltare pediatică Figura 22
la fete(stanga) la baieti (dreapta)

Probele de urină nu trebuie să fie contaminate cu: secreție vaginală, spermă, materii fecale, păr pubian, pudre, uleiuri, loțiuni

Nu se colectează urina din scutece sau oală de noapte cu transvazarea probei în urocultor sau eprubete

Nu se recomandă colectarea urinei pentru sumar și examinări citobacteriologice după ingestie de lichide

- recoltarea urinei prin aspirație suprapubiană:
 - șuntează cel mai eficient contaminarea uretrală a probelor de urină, nu o elimină în mod absolut la femei
 - este indicată la pacienți la care examinarea probelor din jetul mijlociu dă rezultate echivoce: nou-născuți, sugari, paciente adulte și este singura metodă care poate atesta semnificația clinică a bacteriilor anaerobe din urină
 - este executată de medicul specialist

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2
		REVIZIA 0
		EXEMPLAR NR. pag. 38 din 63

- pacientul bine hidratat, se abține de la micțiune până când percuția suprapubiană depistează inechivoc matitate vezicală, iar palparea regiunii declanșează necesitatea micțiunii urgente; tegumentul pregătit, după caz, prin depilare prealabilă este decontaminată cu alcool iodat și punctționat deasupra simfizei pubiene, pentru abordarea vezicii cu o seringă de 10 ml.

prevăzută cu ac de 22G

- după extragerea urinei, se îndepărtează acul și se introduce proba de urină în urocultor steril; probele destinate izolării bacteriilor anaerobe se trimit la laborator direct în seringă, cu acul înfipt într-un dop de cauciuc

- incidente posibile: hematurie de scurtă durată

• recoltarea urinei prin cateter:

- reduce riscul contaminării probei, fără a-l elimina complet, dar expun pacientul la riscul infecției, care crește de la 1% pentru pacienții ambulatorii până la 10% pentru pacienții spitalizați, în special vârstnicii imobilizați la pat

- indicațiile sunt limitate: pacienți necooperanți, pacienți care nu micșionează din cauze neurologice sau urologice, pacienți cateterizați pentru explorare urologică, pacienți cu cateter „a démeure”

- este de competența exclusivă a specialistului urolog

- manipularea aseptică și instilarea, la sfârșitul procedurii, în vezica golită complet a 50 ml. soluție salină cu 40mg. neomicină și 20mg. Polimixină B sau colistin, previn infecția

Notă:

Practici greșite: prelevarea probei direct din puna de drenaj, care poate fi invadată cu bacterii de contaminare, cultivarea vârfului cateterului, colonizat cu bacterii din uretră neimplicate în mod necesar în infecția bolnavului sau contaminat cu microbiota uretrei la retragerea cateterului

♦ Transport la Laborator:

se asigură transportul produselor biologice în cel mai scurt timp la Laborator împreună cu formularele de solicitare corespunzătoare, pentru că probele de urină trebuie analizate în maximum 2 ore de la recoltare deoarece:

• bacteriile continuă să se înmulțească in vitro (bacteriurie fals pozitivă !!)

• se modifică pH-ul

• la densități <1,010 g/ml. și la pH >7,0 eritrocitele, leucocitele și

cilindrii se distrug rapid

• bilirubina și urobilinogenul sunt instabile

• bacteriile folosesc glucoza, în acest fel concentrația acesteia scade

• citratul, oxalatul și magneziul sunt instabile

♦ Volum:

indiferent de modalitatea de recoltare, trebuie să se asigure 10-20 ml urină / probă (excepție probele recoltate pentru determinări cantitative)

♦ Păstrare:

toate probele de urină pentru examen sumar de urină, analiza automată sau semiautomată și mai ales pentru examinări cito-bacteriologice, se prelucrează în maximum 2 ore de la recoltare; dacă intervalul nu poate fi respectat sau dacă urina se recoltează în afara programului de lucru al Laboratorului, probele de urină se refrigerează la 2-8°C, depuse fiind în vitrina frigorifică de gardă de la nivelul Laboratorului, împreună cu formularele de solicitare corespunzătoare, ținând seama că:

• nu este indicată pentru bilirubină și urobilinogen

• sărurile precipită, ceea ce face uneori imposibilă citirea sedimentului urinar

• pentru compuși fotosensibili ca bilirubina, urocultorul se protejează de lumină cu o folie

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 39 din 63

metalizată

♦ Observații:

pentru examenul bacteriologic al urinei în febrele enterice se recoltează cel puțin 20 ml urină, din jet mijlociu; bacilii tifici și paratifici se elimină prin urină din a doua săptămână de boală pentru examenul bacteriologic al urinei în leptospiroză, având în vedere sensibilitatea leptospirelor în mediu acid, se administrează pacientului înaintea prelevării, citrat de potasiu pentru alcalinizarea urinei; leptospirele se elimină prin urină din a doua săptămână de boală pentru examenul bacteriologic al urinei în tuberculoza renală, este indicată examinarea a 3 probe matinale consecutive de urină din jet mijlociu în volum de aproximativ 50 ml; sensibilitatea depistării crește dacă pacientului i se impune un regim hidric restrictiv în după-amiaza precedentă prelevării probei



Urocultor steril Figura 23



Urina recoltata in urocultor Figura 24

5. Produse biologice din tractusul digestiv:

a) Materiile fecale:

♦ Status normal:

produs biologic „normal contaminat”; materiile fecale conțin în mod normal bacterii ($> 10^{12}$ unități formatoare de colonii/g materii fecale), uneori rare levuri, rare leucocite, cristale, resturi digestive, detritus

♦ Recoltare:

materiile fecale se recoltează în coprocultoare sterile cu mediu de transport Carry-Blair (pentru examinări microscopice și culturi bacteriene/ fungice/ virologice) preferabil înaintea instituirii tratamentului antibacterian, fără mediu de transport pentru detectarea hemoragiilor oculte (în prealabil pacientul este instruit să excludă din alimentație timp de 2 zile carnea și vegetalele) și pentru examenul parazitologic în strat gros prin metoda Kato și Miura

Indicații în:

- boala diareică acută
- toxiinfecții alimentare
- parazitoze digestive
- detectarea hemoragiilor oculte

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 40 din 63

Tipuri de prelevare:

- recoltări (autorecoltare) efectuate de pacient, după instruire, dar fără a fi supravegheat direct de personal calificat din Spital, din scaunul emis spontan:
 - este de preferat și se indică în toate formele de diaree acută când emisia de materii fecale este frecventă
 - pentru defecare se folosesc containere de unică utilizare din carton sau material plastic care să poată fi decontaminate și îndepărtate cu ușurință după efectuarea prelevării; în absența acestor containere se pot folosi olițe de noapte din metal emailate, care după folosire se spală, se decontaminează și se clătesc abundant cu apă de robinet după care se usucă
 - prelevarea din masa fecaloidă se face cu „lingurița” coprocultorului vizând porțiunile lichide și îndeosebi cele mucoase și/sau sanguinolente atunci când ele există; volumul probei trebuie să fie de cel puțin 3-5 cm³
- recoltări de către personalul calificat din Spital
 - din scaunul emis spontan la sugari, copii mici, bătrâni, bolnavi comatoși, imobilizați la pat, incompetenți mintal, etc.
 - din scaunul emis după administrarea unei doze laxative de purgativ salin, pentru cercetarea trofozoitilor de *Entamoeba histolytica*-forma minuta
- prelevare rectală
 - este recomandată în shigelloze cronice, unde raclarea mucoasei rectale cu tamponul ori sonda dă șanse mai mari izolării, și la investigarea purtătorilor de *Shigella* și *Salmonella*, cu excepția celor de *Salmonella typhi*
 - este mai puțin indicată în salmoneloze, yersinioze, campylo-
- bacterioze acute în care agresiunea bacteriană este ileo-jejunală ori colică înaltă
- se recomandă utilizarea sondelor Nélaton (Nr. 14-16), ori a tampoanelor cu tijă lungă și tampon bine atașat care să nu permită retenția intrarectală, protejate în tuburi de plastic cu sau fără mediu de conservare
- pentru o prelevare corectă tamponul, umectat în prealabil cu ser fiziologic (nu se folosesc geluri lubrifiante), se penetrează în sfincterul anal prin rotare lentă și se introduce intrarectal aproximativ 15 cm; în acelaș mod se procedează și cu sonda Nélaton la care se adaptează o seringă (preferabil de 10 ml) cu care se fac 2-3 aspirații
- după prelevare, atât sondele cât și tampoanele se introduc în tuburi sterile cu dop sau în coprocultoare cu mediu de transport

♦ Transport și păstrare:

toate probele de materii fecale împreună cu formularele de solicitare corespunzătoare se transportă la Laborator în maximum 2 ore de la recoltare; dacă intervalul nu poate fi respectat sau dacă probele se recoltează în afara programului de lucru al Laboratorului, acestea se refrigerază la 2-8°C, depuse fiind în vitrina frigorifică de gardă de la nivelul Laboratorului, împreună cu formularele de solicitare corespunzătoare

♦ Observații:

- șansa de izolare a patogenilor enterici crește cu numărul probelor prelevate în zile diferite și cu repetarea examenului bacteriologic negativ
- pentru *Clostridium difficile*, materiile fecale lichide se recoltează direct în coprocultor (aproximativ 3 ml.) iar numărul de probe trebuie să fie cel puțin 3 la interval de 1-2 zile
- materiile fecale nu trebuie să fie contaminate cu urină(pH-ul acid al urinei omoară shigelele), secreție vaginală, spermă
- pentru examinări parazitologice se recomandă examinarea a cel puțin trei probe de materii fecale recoltate la interval de câteva zile
- pentru punerea în evidență a ambei patogene *Entamoeba histolytica*, recoltarea materiilor fecale (atât scaunul emis spontan cât și scaunul dizenteric și cel după administrarea

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 41 din 63

unui purgativ salin) se face în containere calde (aproximativ 35°C), produsul biologic este transvazat repede în eprubete sau coprocultor; prelevarea se face numai în timpul programului de lucru al Laboratorului iar transportul la Laborator se face cât mai repede posibil deoarece examinarea produsului biologic este necesar a fi efectuat cât mai repede, cât produsul biologic este încă cald (temporizarea sau amânarea examinării determină liza trofozoizilor) - în toxiinfecțiile alimentare este utilă informarea Laboratorului privitor la alimentele suspectate a fi sursa toxiinfecției - pentru detectarea hemoragiilor oculte, materiile fecale se recoltează în coprocultor fără mediu de transport Carry-Blair, iar pacientul în prealabil este sfătuit să evite consumul de preparatelor din carne cu 12-24 ore înainte de recoltare



Coprorecultor – Recipient colectare materii fecale Figura 25

b) Suc gastric, lavaj gastric:

♦ Status normal:

normal mucoasa gastrică nu este colonizată cu bacterii; variate specii bacteriene (streptococi, neisserii, coliformi, anaerobi) pot fi prezente temporar în conținutul gastric, introduse cu alimentele sau prin înghițirea secrețiilor oro/nazo-faringiene; pH-ul acid al sucului gastric datorită secreției de acid clorhidric, nu permite multiplicarea acestor bacterii de pasaj, multe fiind omorâte

♦ Recoltare:

-dimineța înainte de a mânca, la bolnavi suspectți de tuberculoză, care nu expectorează, copii și femei

-se introduce sonda în stomac pe cale orală sau nazală, se introduc pe sondă 25-50 ml apă distilată sterilă rece și se recuperează proba într-un flacon steril

♦ Transport:

≤ 15 minute la temperatura camerei sau într-o oră dacă se neutralizează rapid proba cu soluție 40% sulfat de sodiu anhidru în cantitate de 1,5 ml la 35-50 ml spălătură gastrică

♦ Păstrare:

≤ 24 ore la 4°C dacă proba a fost neutralizată cu soluție 40% sulfat de sodiu

♦ Observații:

probele fie se prelucrează rapid fie se neutralizează deoarece și mico-bacteriile se distrug rapid în spălătura gastrică

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 42 din 63

c) Vărsătura:

◆ Recoltare:

indicații limitate doar în cazurile de toxiinfecții alimentare cu sindrom digestiv superior (Staphylococcus aureus,, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli enteropatogen, Escherichia coli enterohemoragic, mai rar, pentru decelarea unor patogeni enterici cauzatori de toxiinfecții alimentare: Shigella, Salmonella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas shigelloides)

se transvazează din tăvița renală în care a vomat pacientul (spălată cu apă și uscată în prealabil) aproximativ 4-5 ml produs într-un coprocultor cu mediu de transport Carry-Blair, sau se recoltează într-un borcan steril preluat de la Laborator

◆ Transport:

≤ 15 minute la temperatura camerei deoarece examinarea și însămânțarea produsului se execută imediat după recepționarea lui

◆ Observații:

- totdeauna se recoltează la bolnavii cu toxiinfecție alimentară și materii fecale
- în toxiinfecțiile alimentare este utilă informarea Laboratorului privitor la alimentele suspectate a fi sursa toxiinfecției

6. Produse biologice din tractusul respirator superior:

◆ Status normal:

etajul supraglotic al tractusului respirator superior găzduiește o floră bacteriană abundentă dar, doar câteva bacterii (exemplu: Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae B, Corynebacterium diphtheriae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) se manifestă ca patogeni primari la aceste nivele și determină boli, uneori cu riscuri mari

a) Exsudat faringian:

◆ Recoltare:

- indicații:
 - diagnosticul faringitelor și anginelor streptococice
 - confirmarea diagnosticului de angină difterică
 - diagnosticul altor angine bacteriene (asociații fuso-spirochetoze ce determină angina Plaut-Vincent, Neisseria gonorrhoeae, după raporturi sexuale aberante, Arcanobacterium haemolyticum), fungice (Candida albicans, în condiții de de disbioză) sau virale
 - depistarea portajului de Streptococcus pyogenes și Corynebacterium diphtheriae

• momentul recoltării:

- înainte sau după 3-4 ore de la toaleta gurii ori ingestia de alimente

• procedura de recoltare:

la adulți și copii mari:

- se așează pacientul pe scaun, cu fața spre sursa de lumină (naturală sau artificială), gâtul în ușoară extensie și ceafa sprijinită de perete
- asistenta medicală, deprimă baza limbii cu apăsătorul steril și, în timp ce pacientul pronunță vocala „A”, șterge cu tamponul ferm, dar nu brutal, amigdalele și peretele posterior al faringelui, vizând în special orice zonă inflamată, ulcerată, depozite purulente; când există false membrane, acestea tre-buie ușor desprinse la periferie și tamponată mucoasa subiacentă; atât

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 43 din 63

la introducerea, cât și la scoaterea tamponului din faringe se evită atingerea bazei limbii sau a vălului palatin

la sugar și copilul mic:

- asistenta medicală trebuie să fie ajutată de însoțitoarea copilului sau de infirmiera din pavilion

- însoțitoarea copilului sau infirmiera, se așează pe scaun cu fața spre sursa de lumină și cu copilul în brațe; cuprinde picioarele copilului între coapsele sale, cu o mână cuprinde brațele copilului împiedecându-l să se zbată, iar cu cealaltă mână comprimă nările copilului, fixând concomitent și capul acestuia de pieptul său (scopul este de imobilizare a copilului într-o poziție adecvată pentru recoltare, iar prin comprimarea nărilor copilului, se împiedică respirația nazală și în mod reflex copilul deschide gura, permițând asistentei să introducă spatula și tamponul)



Modalități de imobilizare a copilului pentru prelevări de produse patologice din tractul respirator superior Figura 26

incidente: recoltarea poate declanșa reflex, tusea sau voma, de aceea personalul trebuie să se protejeze cu echipament de protecție și mască de tifon

Spitalul clinic de boli infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 44 din 63
---	--	---



Prelevarea exsudatului faringian la copilul cooperant Figura 27



Prelevarea exsudatului faringian la adult Figura 28

♦ Număr de prelevate:

- una pe zi
- atunci când se solicită atât examen microscopic cât și culturi bacteriene, se recoltează două tampoane

- pentru confirmarea bacteriologică a anginei difterice, se recoltează 3 tampoane de la limita falsei membrane (plus un tampon nasofaringian pe cale nazală)

♦ Transport:

transportul tampoanelor, etichetate, la Laborator se face în maximum 2 ore de la recoltare, împreună cu formularele de solicitare corespunzătoare, deoarece produsul biologic nu

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 45 din 63
---	---	---

este transportat în mediu de conservare iar examinarea se face în maximum 3 ore de la recoltare; în acest interval de timp se păstrează la temperatura camerei

b) Exsudatul nazo-faringian:

◆ Recoltare:

- indicații:
 - depistarea portajului de *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Haemophilus influenzae* serotip B, *Bordetella pertusis*, *Neisseria*
 - diagnosticul tusei convulsive, a infecțiilor cu *Mycoplasma pneumoniae* și cu *Chlamydia pneumoniae*
 - diagnosticul virozelor respiratorii
 - procedura de prelevare:
 - la adulți și copii mari:
 - exsudatul nazo-faringian se recoltează cu tamponul, cel mai ușor per-nazal (preferabil ca tamponul să aibă extremitatea liberă îndoită în buclă pentru a facilita manipularea);
 - se așează pacientul pe scaun cu fata spre sursa de lumină și ceafa sprijinită de perete pentru imobilizarea capului;
 - se introduce blând tamponul printr-o nară, în lungul planșe-ului nazal, până atinge peretele posterior al nazo-faringelui;
 - se lasă tamponul pe loc câteva secunde, apoi se rotește ușor pentru a-l încărca cu exudat, apoi tamponul se retrage
 - cantitatea de exudat crește dacă se retrage tamponul puțin și apoi se reinserează în aceeași poziție (prima tamponare stimulează secreția de mucus nazo-faringian)
 - la sugari și copii mici:
 - asistenta de recoltare trebuie ajutată de însoțitoarea suga-rului/copilului ori de infirmiera din pavilion, care imobilizează pacientul în modalitatea descrisă la recoltarea exudatului faringian (dar nu comprimă nările, ci imobilizează capul copilului, apăsând fruntea acestuia de pieptul ei)
 - se realizează cu o sondă Nélaton introdusă printr-o nară și adaptată la o seringă etanșă de 20 ml cu care se face aspirația
- incidente: recoltarea poate declanșa reflex, strănut sau uneori tuse, de aceea personalul trebuie să se protejeze cu echipament de protecție și mască de tifon

◆ Număr de prelevate:

pentru depistarea portajului se recoltează un tampon de exsudat nazofaringian concomitent cu un tampon de exsudat faringian

◆ Transport:

transportul tamponelor, etichetate, la Laborator se face în maximum 2 ore de la recoltare, împreună cu formularele de solicitare corespunzătoare, deoarece produsul biologic nu este transportat în mediu de conservare iar examinarea se face în maximum 3 ore de la recoltare; în acest interval de timp se păstrează la temperatura camerei

c) Exsudatul nazal:

◆ Recoltare:

- indicat pentru stabilirea portajului de germeni patogeni în focare epidemice
- procedura de prelevare:
 - se introduce tamponul umectat cu ser fiziologic în nară și se șterge vestibulul foselor

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 46 din 63
---	---	---

nazale

♦ Număr de prelevate:

- se asociază de obicei cu recoltarea și a exsudatului faringian sau nazo-faringian
- în focare epidemice, prelevarea tamponelor nazale trebuie repetată de 1-2 ori la intervale de o săptămână pentru a diferenția portajul de durată de cel tranzitoriu

♦ Transport:

la fel ca exsudatul faringian și nazofaringian

7. Prelevate din tractusul respirator inferior:

a) Sputa

♦ Status normal:

deși supus frecvent la contaminări microbiene prin pulberi și aerosoli inhalați, etajul infraglotic al tractusului respirator rămâne necolonizat datorită unor eficiente bariere antimicrobiene

♦ Recoltare:

- indicații în diagnosticul:

- pneumoniilor
- abceselor
- empiemelor
- bronșitelor

- momentul recoltării și procedura de recoltare:

probe de calitate corespunzătoare se obțin:

- la internarea în spital, dimineața, de la pacienți cooperanți, prin tuse spontană, profundă și supravegheată (sub directă supraveghere a asistentei sau a medicului specialist)
- înaintea terapiei antibacteriene

Înaintea recoltării:

- se explică pacientului diferența dintre „a expectora” și „a scuipa”
- se solicită pacientului: perierea dinților, clătirea energică a cavității bucale și gargara cu apă

- bolnavul este sfătuit să tușească adânc și să expectoreze în recipientul steril cu gura largă și capac înșurubat (dacă proba este constituită în principal din salivă, trebuie insistat imediat pentru prelevarea unei noi probe corespunzătoare calitativ)

Notă:

la copilul mic când se urmăresc patogenii din căile respiratorii inferioare, se poate recolta exsudatul nazo-faringian în modalitatea descrisă, după o prealabilă stimulare a unui acces de tuse prin prelevarea unui tampon faringian; exsudatul proiectat din căile respiratorii inferioare va fi reținut în nazo-faringe util pentru prelevare cu tampon sau prin aspirație

♦ Volum:

- > 1-2 ml. în infecții acute

- > 3-4 ml. (toată sputa de la expectorația matinală sau cea expectorată în interval de 1-2 ore) pentru fungi ori micobacterii

♦ Transport:

probele primare, de calitate corespunzătoare, recoltate în recipiente sterile, etichetate și însoțite de formularele de solicitare corespunzătoare, sunt transportate imediat la Laborator pentru a fi examinate în interval de cel mult o oră de la recoltare, pentru a începe examinarea înainte de înmulțirea necontrolată a microorganismelor contaminante

♦ Observații:

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 47 din 63

- sputa se contaminează cu microbiota căilor respiratorii în cursul expectorației
- recoltarea se face numai în timpul programului de lucru al Laboratorului dimineața, deoarece prelucrarea produsului biologic începe imediat după recepționare și nu există modalități optime de conservare a probelor
 - refrigerarea la 4°C previne multiplicarea contaminanților, conservă unii patogeni, dar scade până la anulare izolarea altora cum sunt: *Haemophilus influenzae*, *Neisseria meningitidis*
 - utilizarea unui mediu de transport/conservare, perturbă raporturile bacteriilor cu reperele citologice ale exsudatului, esențiale pentru aprecierea calității probei și interpretarea rezultatelor sputoculturii
- sputa este puțin adecvată pentru depistarea corectă a:
 - *Pneumocystis carinii*, *Aspergillus spp.*, zigomicete, *Candida albicans* din cauza mobilizării insuficiente prin expectorație a acestor patogeni din focarul bronho-pulmonar
 - *Legionella pneumophila* din cauza antagonizării prin microbiota oro-faringiană, de unde rata mai redusă a depistării prin sputocultură decât prin microscopie directă cu colorații specifice (colorație imunofluorescentă directă)
 - inutilizabilă pentru diagnosticul infecțiilor cu bacterii anaerobe din cauza contaminării masive, constante a probelor cu aceste bacterii, care face inoperant criteriul izolării cantitative
 - *Candida albicans* din cauza contaminării masive a probelor la pacienții cu disbioză oro-faringiană



Recipiente de prelevare a sputei Figura 29



Sputa mucoasa

Sputa purulenta
Aspectul sputei Figura 30

Sputa hemoptoica

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 48 din 63

b) Aspiratul hipofaringian:

◆ Recoltare:

se execută cu sondă Nélaton sterilă introdusă în hipofaringe cât mai aproape de de orificiul glotic și conectată la un sistem de aspirație; accesul de tuse declanșat de contactul hipofaringelui cu sonda mobilizează exsudatul bronho-pulmonar, care este aspirat în calectorul plasat între sondă și sistemul de vid; este recomandată la sugari

◆ Transport:

la fel ca și sputa

c) Prelevări prin tehnici agresive:

- aspiratul transtraheal
- prelevate bronhoscopice
- aspiratul pulmonar transtoracic
- biopsia pulmonară

◆ Recoltarea:

- este de competența medicilor specialiști pneumologi
- impune riscuri pentru pacienți
- este irepetabilă
- oferă de cele mai multe ori probe cu volum foarte redus

De aceea trebuie planificate în condiții care să încline balanța risc-beneficiu în favoarea beneficiului pentru pacient:

- pacientul să poată suporta procedura
- tratamentul antimicrobian este o contradicție relativă a procedurii (crește proporția rezultatelor fals negative)
- Laboratorul, competent pentru urmărirea patogenilor suspecți prin ipoteza clinică, trebuie expres avizat asupra solicitării examenului

◆ Transport:

trebuie asigurat imediat la Laborator, în prealabil avertizat

8. Puroiul:

◆ Status:

exsudat fibrinos, uneori sanguinolent, care conține leucocite (predominant polimorfonucleare neutrofile, în inflamațiile acute, sau mononucleare în inflamațiile cronice specifice), resturi celulare și microorganismul(e) determinant(e)

supurațiile pot afecta orice țesut și organ cu acumulare de puroi în interstițiile cutanate pustule, furuncule, hidrosadenită, abcese), în țesuturile musculo-scheletale (abcese, flegmoane, osteomielită,etc), în ganglionii limfatici, în viscere, în cavități preformate (sinusuri paranazale, urechea medie), pe suprafețe tisulare denudate (plăgi, arsuri)

colecțiile purulente se pot deschide spontan prin una sau mai multe fistule

◆ Recoltarea:

- este frecvent unică și irepetabilă
- prelevarea se face doar în tipul programului de lucru al Laboratorului
- Laboratorul trebuie avertizat înaintea recoltării
- tampoanele sunt contraindicate pentru prelevarea puroiului ori de câte ori putem obține probe prin puncție-aspirație, chiuretaj sau biopsie
- izolarea bacteriilor anaerobe de pe tampoanele uzuale este impo-sibilă

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 49 din 63

- când este necesară, irigarea leziunilor se face cu soluții saline non-inhibitorii (soluție Ringer lactozată)
- leziunile cronice sunt sărace în bacterii, de aceea se impun pelevate probe în cantitate mai mare decât în leziunile acute
- unele bacterii anaerobe sunt omorâte după câteva secunde în contact cu oxigenul atmosferic; altele supraviețuiesc 30-90 minute în prezența a 2-8% oxigen
- în lipsa containerelor speciale pentru anaerobi, puroiul recoltat prin puncție cu seringă este transportat la Laborator prin procedura „seringă anaerobă”, care asigură supraviețuirea anaerobilor cel puțin 30 de minute (după recoltarea puroiului cu o seringă de unică utilizare, se elimină bulele de aer din seringă, se șterge acul cu un tampon de vată steril și se obturează acul prin înfigerea lui într-un dop de cauciuc)

a) Arsuri și plăgi:

- prelevare biopsică:
o arie fără escară este spălată cu ser fiziologic steril pentru îndepărtarea exudatului stagnant sau a eventualilor agenți topici antibacterieni; prelevarea se face cu perforatorul dermic de 4 mm (anestezia locală nu este necesară în cazul plăgilor)
- prelevarea intraoperatorie se face după debridarea și excizia țesutului devitalizat, din țesut viabil de la baza plăgii
- prelevarea cantitativă cu tamponul: se alege o arie a plăgii lipsită de țesut necrotic, se spală cu ser fiziologic steril, se umețează un tampon din vată hidrofilă cu soluție Ringer lactozată și se învârtă vârful tamponului timp de 5 secunde pe o arie de 1 cm² a plăgii, suficient de ferm pentru a determina o ușoară sângerare a țesutului subiacent (aceasta dă garanția prelevării din țesut viabil); în cazul denudărilor mari se recoltează din mai multe puncte ale suprafeței lezate

b) Plăgi mușcate:

recoltarea se face după toaleta îngrijită a plăgii, în funcție de condițiile locale prin:

- puncție și aspirație din colecțiile purulente
- puncție oblică prin tegument normal și aspirație din țesutul inflamant

la pacienți suspecți de febra mușcăturii de șobolan este utilă puncția-aspirația ganglionară

c) Ulcere cutanate cronice, ulcere de decubitus:

examinarea prelevărilor pe tampon este înșelătoare de aceea se recomandă biopsia sau produsul de chiuretaj după spălarea exsudatului stagnant de pe suprafața leziunii

rezultate bune dă aspirația lichidului interstițial de sub suprafața denudată făcută prin puncție oblică a tegumentului sănătos de la periferia ulcerului cu ac hipodermic adaptat la seringă etanșă

d) Colecții purulente:

din leziuni accesibile puncției (abcese superficiale, colecții din cavități seroase), puroiul se aspiră cu un ac suficient de gros (pentru a evita puncția oarbă în cazul puroiului vâscos), adaptat la o seringă etanșă, după prealabila aseptizare a tegumentului (se transportă prin metoda „seringă anaerobă”

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 50 din 63
---	---	---



Punctia unui flegmon Figura 31



Punctia unei leziuni tegumentare Figura 32

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 51 din 63



Transport prin metoda „seringă anaerobă” Figura 33

e) Fistule:

drenează puroiul din colecții mai mult sau mai puțin profunde
rareori tamponul prelevat de la orificiul fistului depistează adevăratul microb care a determinat supurația
se recomandă prelevarea prin chiuretare cât mai profundă a traiectului fistulos, după spălarea și antiseptizarea tegumentului

f) Celulite:

se aspiră cu un ac fin din zona inflamată după spălarea și antiseptizarea tegumentului

♦ Transport:

în cel mai scurt timp de la prelevare (nu se recoltează în afara programului de lucru a Laboratorului), examinarea începe imediat după recepționarea prelevatelor, probele fiind însoțite de formularele de solicitare corespunzătoare

9. Prelevate din tractusul genital :

La bărbați:

♦ Status normal:

tractusul genital masculin (prostata, canalele ejaculatoare, veziculele seminale,, canalele deferente, epididimul, testiculele) sunt normal sterile, condiție asigurată prin acțiunea mecanică a moștuniei și ejaculării, prin lipsa colonizării microbiene a uretrei proximale dar mai ales prin acțiunea antibacteriană a unui polipeptid, eliminat prin secreția prostatică

♦ Recoltare:

- indicații în diagnosticul:
 - uretritelor
 - prostatitelor
 - epididimitelor
 - orhitelor

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 52 din 63
---	---	---

a) secreția uretrală:

- se recoltează la cel puțin 2 ore după micțiune iar la pacienții cu scurgere discretă se recomandă reducerea ingestiei de lichide cu o zi înainte de prelevare și prelevare înainte de micțiunea matinală

- se recoltează pe tampon scurgerea uretrală spontană sau provo-cată prin ușoara comprimare a uretrei; când proba nu poate fi prelevată la nivelul meatului uretral, se recurge la recoltarea intrauretrală cu tamponul urogenital care se inseră în lumen 2-4 cm, fără a forța trecerea în caz de obstacol și se rotește lăsându-l pe loc cel puțin 2 secunde

- pentru microscopie și cultivare se recomandă prelevarea a două probe

- diferențierea uretritelor de cistite se realizează prin recoltarea urinei în probe seriate și, făcută la prima micțiune matinală (se pregătește pacientul ca pentru prelevarea unei probe curate de urină, primul jet de urină de aproximativ 10 ml este prins în recipient steril, următorii 100 ml spală uretra, iar următorii aproximativ 10 ml sunt prinși în alt container steril; se marchează probele 1 și 2)

b) secreția prostatică:

- se face toaleta locală cu apă și săpun, se masează prostata prin rect și se recoltează secreția într-un recipient steril sau se folosește un tampon

- prelevarea seriată a probelor de urină pentru diferențierea infecției prostatice de infecția segmentelor inferioare ale tractusului urinar:

- se pregătește pacientul ca pentru prelevarea curată a unei probe de urină

- proba micțională 1 adică primii 5-10 ml, de preferat la mic-țiunea matinală

- proba micțională 2, este proba curată prinsă în zbor din jet mijlociu, iar după aproximativ 200 ml urină de spălare a uretrei, pacientul întrerupe micțiunea și se face masajul prostatei prin rect

- secreția exprimată prin masajul prostatei

- proba micțională 3 este primul jet de 5-10 ml urină prelevați imediat după exprimarea și prelevarea secreției prostatice

- se marchează proba micțională 1 și 3 cât și secreția exprimată prin masajul prostatei, probe ce se expediază imediat la Laborator

c) pentru diagnosticul etiologic al epididimitelor, se recoltează secreția uretrală, urina, probe de puroi ori exsudatul vaginalei testiculare, iar pentru diagnosticul orhitelor, probe prelevate intraoperator

♦ Transport:

în cel mai scurt timp de la prelevare (nu se recoltează în afara programului de lucru al Laboratorului), examinarea începe imediat după recepționarea prelevatelor, probele fiind însoțite de formularele de solicitare corespunzătoare

La femei:

♦ Status normal:

- vulva, vaginul și exocolul uterin sunt normal colonizate imediat după naștere; flora vulvară bogată și variată este dependentă numeric de igiena individuală și este reprezentată de specii microbiene ale tegumentului de vecinătate; flora vaginală, mai specifică, suferă modificări în raport cu prezența hormonilor ovarieni și instalarea activității sexuale (10^8 - 10^9 bacterii/ml secreție)

- porțiunea distală a endocolului uterin constituie o zonă de tranziție, flora bacteriană de

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 53 din 63

la acest nivel este cantitativ și calitativ mai săracă decât flora vaginală

- uterul și trompele normal sterile, condiție asigurată de mucusul cervical ce conține lizozim, lactoferină și imunoglobuline

♦ Recoltare:

- indicații în diagnosticul:
 - infecțiilor bacteriene ale tegumentului vulvar (foliculite, abcese, furuncule, piodermite)
 - infecțiilor vulvare și vaginitelor specifice cu *Trichomonas vaginalis*, *Candida albicans*/*glabrata*, *Treponema pallidum* , etc., a vulvovaginitelor cu *Neisseria gonorrhoeae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes* etc., a vulvovaginitelor cu *Enterobius vermicularis* (prin migrarea parazitului în vagin)
 - bartolinitelor
 - endometritelor (*Clostridium perfringens*, *Streptococcus pyogenes*), salpingitelor

a) recoltarea în cazul infecțiilor tegumentului vulvar, se face în acelaș mod ca cel descris la „Puroi”

b) recoltarea secreției vaginale se face de către specialistul ginecolog, deoarece impune utilizarea mesei ginecologice iar prelevarea secreției vaginale se face prin introducerea în vagin a două valve sterile, fără lubrifiant; secreția acumulată în fundul de sac vaginal posterior este detașată cu ajutorul uneia din valve și recoltată pe 3 tampoane destinate examenului microbiologic

c) în cazul bartolinitelor, după dezinfecția tegumentului, fie se aspiră lichidul prin canalul glandei folosind un sistem anaerob de transport, fie prin puncția abcesului cu o „seringă anaerobă”

d) în cazul endocolului: cu excepția bacteriilor transmise sexual, a *Clostridium perfringens*, *Streptococcus pyogenes*, celelalte specii aerobe sau anae-robe prezente nu pot fi considerate agenți etiologici ai infecției localizate în zone normal sterile; recoltarea se face de către specialistul ginecolog, deoarece impune utilizarea mesei ginecologice iar prelevarea secreției se face după introducerea în vagin a două valve sterile, fără lubrifiant, iar după obținerea produsului endocervical, se recomandă recoltarea exudatului inflamator de la nivelul cavității uterine, evitându-se contaminarea cu flora endocolului și a vaginului; în acest scop după badijonarea cu alcool iodat a exocolului și a canalului cervical, se introduce în cavitatea uterină un cateter sau o sondă sterilă adaptată la o seringă sterilă și se aspiră lichidul endometrial; se atașează un ac steril la seringă, se elimină bulele de aer și se obturează acul prin înfigerea lui într-un dop de cauciuc („seringă anaerobă”)

e) în cazul abceselor tubare, a piosalpinx-ului, a bolii inflamatorii pelvine, recoltarea se face intraoperator de către specialistul chirurg

♦ Transport:

în cel mai scurt timp de la prelevare (nu se recoltează în afara programului de lucru al Laboratorului), examinarea începe imediat după recepționarea prelevatelor, probele fiind însoțite de formularele de solicitare corespunzătoare

10. Prelevate în infecții oculare:

♦ Status normal:

microbiota indigenă a pleoapelor o reflectă pe cea a tegumentului, cu particularități legate de poziția unităților pilosebacee și glandulare ale marginii libere din zona de tranziție tegument-conjunctivă; cele mai mari densități microbiene sunt realizate în unitățile pilosebacee și în orificiile glandulare (stafilococi coagulazo-negativi, specii de *Propionibacterium*, bacili diferomorfi)

conjunctiva și corneea, deși expuse continuu contaminării cu micro-rganisme, rămân,

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 54 din 63

grație spălării prin secreția lacrimală antrenată de mișcările palpebrale, cu o încărcătură microbiană redusă

♦ Recoltare:

- indicații în diagnosticul:
 - conjunctivitelor și keratitelor
 - endoftalmite
 - infecții ale pleoapelor: dermatite, blefarite, hordeolum
 - infecții ale canalului lacrimal (canaliculite, dacriocistite, da-crioadenite)
 - celulite orbitre (abcese, flegmoane)
- prelevarea probelor pentru investigarea microbiologică, se face în cabinetul de oftalmologie sau în sala de operație, de către specialistul oftalmolog
- tipuri de prelevate:
 - a) exsudat recoltat cu tamponul steril
 - b) exsudat aspirat prin capilaritate, cu micropipeta
 - c) raclat conjunctival / raclat al ulcerului cornean, realizat cu spatula sterilă
 - d) amprente citologice respectiv amprente pe membrane Millipore pentru cultivare
 - e) probe biopsice
 - f) prelevate endooculare

♦ Transport:

în cel mai scurt timp de la prelevare (nu se recoltează în afara programului de lucru al Laboratorului), examinarea începe imediat după recepționarea prelevatelor, probele fiind însoțite de formularele de solicitare corespunzătoare

11. Prelevate din cavitățile conexe ale tractului respirator superior:

♦ Status normal:

sinusurile paranasale și urechea medie sunt necolonizate datorită eliminării eficiente a contaminanților ocazionali, prin transportul muco-ciliar

♦ Recoltare:

- indicații în diagnosticul:
 - sinuzitelor acute și cronice
 - otitelor medii acute
- prelevarea probelor pentru investigarea microbiologică, se face în cabinetul de otorinolaringologie, de către specialistul otorinolaringolog, prin puncție sinusală respectiv timpanocenteză în cazul otitelor medii, produsul biologic fiind prelevat în seringă sterilă (alternativ se poate recurge la însămânțarea extemporanee cu lanțeta de puncție, iar în caz de perforare spontană a timpanului, exsudatul se prelevă cu un tampon fin steril ghidat prin speculum auricular către fistulă)

♦ Transport:

în cel mai scurt timp de la prelevare, în sisteme anaerobe de transport (seringă anaerobă), examinarea începând imediat după recepționarea prelevatelor, probele fiind însoțite de formularele de solicitare corespunzătoare (nu se recoltează în afara programului de lucru al Laboratorului)

în cazul tampoanelor, acestea se imersează imediat în mediu de transport, fiind trimise cât mai repede la Laborator

12. Alte modalități de prelevare:

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 55 din 63

a) Prelevarea sângelui pentru celule lupice (celule L.E.):

♦ Recoltare:

- indicații:

- în diagnosticul de lupus eritematos diseminat

- prelevarea:

- 10 ml. sânge de la bolnav se introduc într-un balon Erlenmeyer cu perle de sticlă; se defibrinează sângele prin agitarea lui cu perlele de sticlă, fără a produce spumă, timp de 10 minute

♦ Transport:

în cel mai scurt timp de la prelevare, împreună cu formularul de solicitare și se depune în termostatul de gardă

b) Prelevarea sângelui pentru examinări parazitologice:

♦ Recoltare:

- indicații:

- în diagnosticul malariei și filariozelor

- momentul recoltării:

- în suspiciunea malariei terțe sau cuarte, sângele se recoltează în orice moment al bolii, iar în caz de rezultat negativ se repetă recoltarea în timpul sau imediat înainte de accesul malaric

- în perioadele de remisiune ale malariei sângele se recoltează oricând iar în caz de rezultat negativ se repetă recoltarea în cursul recăderii de malarie

- în suspiciunea de filarioză limfatică cu microfilariemie periodică nocturnă, sângele se recoltează noaptea la mijlocul somnului, în timpul sau imediat după trezirea bolnavului

- în suspiciunea loazei sau altă filarioză cu microfilariemie diurnă, sângele se recoltează la amiază

- în suspiciunea microfilariemiei aperiodice sângele se recoltează oricând


- prelevarea:

- în vacutainer cu K₃EDTA (capac mov), frotiu din sânge periferic

- execuția frotiului din sânge periferic:

se recoltează sânge periferic după tehnica descrisă la recoltarea sângelui capilar, dar a doua picătură de sânge apărută după puncționare, se pune la 1,5 cm. distanță de capătul unei lame de sticlă; se aplică în unghi de 45° marginea unei lame șlefuite cu colțurile frânte, peste picătura de sânge, astfel încât sângele se întinde prin capilaritate; apoi brusc se deplasează lama șlefuită în lungul lamei așezate pe masă, antrenând sângele în strat subțire; se usucă frotiul imediat prin agitarea rapidă a lamei, iar apoi se scrie cu creionul, direct pe frotiu, numele bolnavului


Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2
		REVIZIA 0
		EXEMPLAR NR. pag. 56 din 63



Executia Frotiului din sange Figura 34

- execuția picăturii groase:

pentru fiecare bolnav se recoltează câte 2 lame cu câte 2 picături groase așezate la unirea treimii mijlocii cu treimea externă a lamei; pentru fiecare picătură groasă se pun 3-4 picături de sânge una lângă alta (sânge obținut prin puncție capilară); cu colțul altei lame de sticlă se omogenizează și se defibrinează sângele pentru a se obține câte un strat discoid, uniform cu diametrul de 1 cm.; se usucă la temperatura camerei, la adăpost de soare, căldură, insecte, lăsând lamele pe masă timp de 30 minute



Stanga : frotiu sange periferic
Dreapta: picatura groasa Figura 34

♦ Transport:

lamele se împachetează în hârtie curată, câte două, spate în spate cu frotiul/picăturile groase în afară și se transportă la Laborator împreună cu vacu-tainerul de sânge venos și formularul de solicitare analize corespunzător

c) Amprenta anală:

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 57 din 63
---	---	---

♦ Recoltare:

• indicații:

- în diagnosticul enterobiozei (oxiurozei) și teniazei de carne de vită, examenul amprente anale punând în evidență ouăle de *Enterobius vermicularis* depuse de femela parazitului în pliurile mucoasei anale și ouăle de *Taenia saginata* lăsate în urmă de proglotele izolate care părăsesc activ, între scaune, tubul digestiv al omului

• momentul recoltării:

- dimineața, înainte ca bolnavul să fi defecat sau să-și fi făcut toaleta perianală


• prelevarea:

- poziția bolnavului este în picioare, aplecat înainte, depărtându-și fesele cu mâinile

- 10 cm. bandă de celofan adeziv (scotch) se așează cu partea lipicioasă în afară, peste capătul rotunjit al unei baghete; se aplică celofanul cu bagheta în jurul anusului și se introduce în anus 0,5 cm. și, fără să se răsucescă bagheta, se apasă ușor în lături, deschizându-se astfel pliurile mucoasei anale; după recoltare, celofanul adeziv se lipește imediat pe o lamă de sticlă, pe care s-a scris la capătul rodat, numele bolnavului

♦ Transport:

lamela se împachetează în hârtie curată și se transportă la Laborator împreună cu formularul de solicitare analize corespunzător



Tehnica amprente anale Figura 35

d) Numaratoarea elementelor patologice din urina:

Metoda Addis:

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR. pag. 58 din 63
---	---	---

- indicații:

-În general, numărarea Addis se folosește pentru a urmări progresia unor boli renale cunoscute, cum ar fi glomerulonefrita acută; pentru diagnosticul obișnuit examinarea atentă a sedimentului din proba de urină proaspăt recoltată este, de obicei, suficientă.

- recoltarea urinei se face între orele 8-20 și 20-8 a doua zi, în două borcane curate cu capac, folosind aditivi pentru conservarea elementelor care vor fi numărate - formolul este conservantul de elecție pentru celule și cilindrii fiind suficient să fie introdus în recipient prin simpla spălare a lui cu soluție apoasă de formaldehidă 10% și scurgerea excesului de soluție; se admite păstrarea probei la temperatura camerei în timpul și după colectare, având grijă să nu precipite sarurile dizolvate pentru a nu acoperi celulele și cilindrii în timpul numărării; proba ar trebui examinată cât mai devreme după colectare prin măsurarea volumului urinei de zi și de noapte; bolnavul va reduce ingestia de lichide, regimul alimentar rămânând același.

- în urinile din 24 de ore, mai ales în infecții se distrug cilindrii, se deformează hematiile, germenii se multiplică și sunt fagocitați de leucocite.

Metoda Hamburger:

- indicații: indicații în pielonefrite, pielocistite, tuberculoza renală pentru urmărirea evoluției bolii

- metoda rapidă la care numărarea de elemente patologice se face pe minut și pe urină proaspăt emisă

- prima emisie de urină se aruncă, bolnavul stă culcat la pat și apoi se recoltează urină într-un borcan curat cu capac, timp de trei ore.

e) Prelevarea urinei la pacientul cu sondă urinară:

- se va dezinfecta sonda în apropierea meatului, se va pensa și după 5 – 10 minute se recoltează prin puncționare cu o seringă sterilă deasupra locului de pensare. Nu se va recolta din recipientul sau pungă de recoltare.

f) Prelevarea urinei pentru examenul sumar, examinări biochimice și sediment urinar:

- se recoltează prima urină de dimineață – pentru examenul biochimic și examenul microscopic al sedimentului urinar; este foarte important ca urină să fie recoltată prima de dimineață, deoarece reprezintă cea mai concentrată urină, are un volum uniform și un pH scăzut.

g) Prelevarea materiilor fecale pentru detectarea toxinei A&B *Clostridium difficile*:

- din scaunul emis spontan se prelevează un esantion și se introduce în coprorecoltor lipsit de mediu de transport

4.3.4. CRITERII DE RESPINGERE A PROBELOR

Laboratorul trebuie să se asigure de calitatea prelevatelor

Nu se recepționează și se resping probele biologice:

- ◆ Neînsoțite de formularul de solicitare corespunzător sau formular de solicitare completat parțial

- ◆ În recipiente neetichetate (identificare necorespunzătoare a probei)

- ◆ În vacuainere/recipiente necorespunzătoare analizei solicitate

- ◆ Care au depășit intervalul maxim de timp dintre recoltare și recepție, sau nu au fost depuse corespunzător în termostatul/răcitorul de gardă

- ◆ Transportate necorespunzător (recipiente deteriorate, fisurate, prelevat vărsat, etc.)

- ◆ Cantitate insuficientă a produsului biologic pentru analiza solicitată

- ◆ Cantitate prea mare sau prea mică de sânge pentru VSH (depășind nomograma de pe

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 59 din 63

stativ sau cu mai mult de 0,5 cm sub nivelul 0 al nomogramei de pe stativ)

- ◆ Probe de sânge hemolizate pentru toate analizele de biochimie, hematologie, imunologie/serologie

- ◆ Probe de sânge parțial/ complet coagulate sau cu microgheaguri, pentru hemoleucograma automată, VSH și pentru teste de coagulare

- ◆ Probele de sânge recoltate în vacutainere cu fara aditivi, cu cheagul fixat de interiorul capacului

- ◆ Probele de LCR și alte lichide de puncție, aduse în eprubete fisurate ca și cele cu absența reacției inflamatorii (≥ 10 elemente/mm³) se exclud de la însămânțări bacteriene

- ◆ Probele de materii fecale recoltate fără mediu de transport se exclud de la însămânțări bacteriene

- ◆ Nu se fac însămânțări pentru bacterii anaerobe la următoarele prelevate:

- Tampoane faringiene și nazofaringiene

- Sputa expectorată și indusă

- Lavaje bronho-alveolare

- Aspiratul din orificiul de traheostomie și aspirate endotrahe-ale

- Tampoane perianale, cervicale, vaginale, vulvare, uretrale, rectale

- Urina din jet mijlociu/cateter

- Lohii

- Lichid seminal/prostatic

- Materiile fecale (excepție *Clostridium botulinum* în botulism infantil, *Clostridium perfringens* în toxiinfecții alimentare și *Clostridium difficile* în colite pseudomembranoase și în unele sindroame de malabsorbție)

Probele biologice respinse sunt înregistrate în registrul de comenzi respinse de la camera de recepție, cod R-PGL-4.4-02, Ed.1, Rev.01/01.03.3013 Motivul respingerii se menționează pe formularul de solicitare analiză, corespunzător, care va fi returnat solicitantului, iar probele biologice se păstrează 24 ore la camera de recepție după care se îndepărtează.

4.3.5. COMPLETAREA FORMULARULUI DE SOLICITARE ANALIZE

Formularul de solicitare analize, F-PGL-5.4-1 X ED.1, 0 / Rev.01/01.03.3013e conceput diferențiat pe compartimentele laboratorului și pe tipuri de produse biologice (a se vedea punctul 4.2.3)

Asistenții medicali de recoltare de la nivelul punctelor de recoltare din Spital, completează lizibil formularele de solicitare cu:

- ◆ Datele de identificare ale pacientului (nume, prenume, vârstă, sex, mediu de proveniență urban/rural, și CNP)

- ◆ Punctul 1 al formularului – Beneficiar intern -(diagnostic, tratament, pavilionul de proveniență, numărul foii de observație, numele medicului solicitant, data și ora recoltei, bifează una din căsuțele pentru spitalizare continuă sau spitalizare de zi și își scrie lizibil numele în spațiul „Recoltat de:”)

- ◆ Punctul 2 al formularului – Beneficiar extern-(diagnostic, tratament, bifează după caz una din căsuțele: consultație interclinică/fișă de solicitare alte spitale, completează data și ora recepției și își scrie lizibil numele în spațiul „Recoltat de:”)

- ◆Punctul 3 al formularului – tipul de produs patologic și bifează căsuțele corespunzătoare analizelor solicitate pentru produsul patologic respectiv

Registratorul medical sau asistentul de laborator desemnat pentru recepția probelor biologice în camera de recepție și triere, după verificarea acestora completează punctul 4 al formularului de solicitare: numele și prenumele său în spațiul: „Recepționat de:”, data și ora

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 60 din 63


recepției, în cazul produselor biologice acceptate se bifează căsuța: „Recoltă corespunzătoare”, iar în cazul produselor biologice respinse, se menționează motivul respingerii.

Formularele de solicitare pentru produse biologice respinse, se returnează solicitantului, în aceeași zi, la sfârșitul programului de lucru al Laboratorului.

Formularele de solicitare pentru beneficiari interni, în format electronic se completează la la nivelul Laboratorului de către registratorul medical.

Formularele de solicitare sunt semnate și parafate de către medicul solicitant.

4.3.6. TRANSPORTUL, TRIEREA ȘI ÎNREGISTRAREA PROBELOR BIOLOGICE



Transportul și manipularea probelor biologice se face în condiții de siguranță privind temperatura, protecția față de lumină, staționările, timpul admis de la recoltarea lor până la procesarea lor, astfel încât să existe siguranța că rezultatele analizelor nu sunt influențate. Transportul la Laborator și recepționarea probelor biologice se realizează în alt interval orar

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 61 din 63

(8⁰⁰-12⁰⁰a.m. și 16³⁰-18³⁰p.m.) decât acela de îndepărtare al lor după prelucrare, împreună cu alte deșeuri infecțioase (13⁰⁰-14⁰⁰ p.m.), asigurându-se separarea în timp a celor două activități.

Recoltarea și transportul probelor biologice de la beneficiari externi, se realizează de către aceștia, conform precizărilor din contractul de furnizare servicii de laborator-analize medicale cod, asigurarea condițiilor de siguranță a probelor biologice, a transportării acestora, a mediului și populației este responsabilitatea beneficiarului extern.

4.3.7. TRASABILITATEA PROBELOR ÎN LABORATOR

În camera de receptură și triere a probelor biologice, fiecare produs biologic acceptat este înregistrat în Registrul de comenzi interne primind un număr de înregistrare și un ID din SIUI ce va fi specificat pe Formularul de solicitare și pe vacutainerele/recipientele corespunzătoare, conținând probele biologice primare.(constituie dovada recepționării în laborator)

Asistenții de la compartimentele laboratorului preiau Formularele de solicitare și recipientele cu produse patologice corespunzătoare, și le înregistrează în Registrele de analiză, cu ID care va figura pe Formularul de solicitare, pe recipientul cu produs patologic, pe plăcile Petri, eprubetele, lamele utilizate pentru prelucrarea eșantioanelor secundare și pe Buletinele de analiză. Pe baza acestui ID, pacientul poate fi identificat în registrele de comenzi interne, în registrele de analiză și în SIUI; în interiorul compartimentelor de lucru probele biologice sunt anonime, cunoscându-se doar vârsta, sexul, diagnosticul, data recepției, tratamente efectuate și analizele solicitate.

4.3.8. ACTIVITĂȚI FINALE

Colectarea și distrugerea deșeurilor rezultate se realizează conform instrucțiunilor de lucru „Colectarea, depozitarea și transportarea deșeurilor”

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. MANAGERUL TEHNIC

- ◆ Răspunde împreună cu RMC de implementarea prezentei proceduri
- ◆ Instruiește împreună cu RMC personalul responsabil de recoltarea/prelevarea și transportul produselor biologice cât și a personalului de laborator responsabil de recepția probelor biologice
- ◆ Răspunde de respectarea normelor de protecție a personalului de laborator și a mediului

5.2. MANAGERUL CALITĂȚII

- ◆ Răspunde împreună cu managerul tehnic de implementarea prezentei proceduri
- ◆ Instruiește împreună cu managerul tehnic personalul responsabil de recoltarea/prelevarea și transportul produselor biologice cât și a personalului de laborator responsabil de recepția probelor biologice

5.3. MEDICII SPECIALIȘTI DIN SPITAL

- ◆ Răspund de tipul analizelor solicitate și de momentul indicat pentru recoltare
- ◆ Supraveghează și verifică modul de recoltare a probelor biologice la nivelul punctelor

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 62 din 63

de recoltare pavilionare

- ◆ Verifică,semnează și parafează Formularele de solicitare analize
- ◆ Recoltează produsele biologice care sunt de competența lor (LCR și alte lichide de puncție, prelevate biopsice, sânge venos prelevat prin puncția venei jugulare, produse biologice prelevate prin tehnici agresive)

5.4. ASISTENȚII MEDICALI DE LA NIVELUL PUNCTELOR DE RECOLTARE PAVILIONARE

- ◆ Recoltează probele biologice pentru care au fost instruiți
- ◆ Instruiesc pacienții referitor la recoltarea, precauțiile de recoltare și transportul probelor biologice obținute prin autorecoltare
- ◆ Completează formularele de solicitare analize(suport de hârtie) cod, F-PGL-5.4-1 X
- ◆ Etichetează recipientele cu produse biologice
- ◆ Transportă toate recipientele cu produse biologice și formularele de solicitare corespunzătoare la camera de receptură și triere a Laboratorului
- ◆ semneaza de predare in registrul de evidenta comenzi interne cod, RGL – 4.4 – 01 I

5.5. REGISTRATORUL MEDICAL/ASISTENTUL MEDICAL DE LA CAMERA DE RECEPTURĂ ȘI TRIERE A LABORATORULUI

- ◆ Preia contra semnătură produsele biologice și Formularele de solicitare analize cod F-PGL-5.4-1 X
- ◆ Verifică corespondența datelor din formularele de solicitare analize și etichetele de pe recipientele cu produse biologice
 - ◆ Triază probele biologice admise și respinse iar cele admise le sortează în tavi pe tipuri de produse patologice
 - ◆ Înregistrează comenzile admise în Registrul de comenzi interne cod R-PGL-4.4-01I sau registrul de comenzi externe cod R-PGL-4.4-01E iar cele respinse în Registrul comenzi respinse cod R-PGL-4.4-02. Completează punctul 4 din formularele de solicitare analize cu motivarea respingerii probei
 - ◆ Inregistreaza în SIUI pacientii si analizele solicitate, inregistreaza ID-ul pacientului in registre, pe formularul de solicitare analize si pe recipientUL cu produs patologic

5.6. ASISTENȚII DE LABORATOR CE DESERVESC COMPARTIMENTELE DE LUCRU ALE LABORATORULUI

- ◆ Preiau de la camera de receptură și triere a Laboratorului și transportă recipientele cu produse biologice și formularele de solicitare analize, pentru analize corespunzătoare compartimentului pe pacientii si analizele solicitate care îl deservesc
 - ◆ Verifică daca proba este corespunzătoare calitativ și cantitativ
 - ◆ Înregistrează probele biologice în registrele de lucru din compartiment
 - ◆ Procesează probele biologice


6. ÎNREGISTRĂRI

F-PGL-5.4-1 X – Formulare de solicitare analize
R-PGL-4.4-01 I / E - – Registrul de comenzi interne
R-PGL-4.4-02 - Registrul de comenzi respinse

Spitalul clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA MANUALUL DE RECOLTARE COD: MRP 01	EDITIA 2 REVIZIA 0 EXEMPLAR NR.
		pag. 63 din 63

7. ANEXE

F-PGL-5.4-1 X – Formulare de solicitare analize



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA SPECIFICA

COPROCULTURA

COD: PSL – M2 – 02

**Editia 2, Revizia 0
Din data de 11.03.2015**

APROBAT
Manager tehnic
Conf.Dr. Olivia Dorneanu

VERIFICAT
Responsabil calitate
.....

Elaborat:
Responsabil analiza
Dr. Rodica Fântânu

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 2 din 31

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
RC	0.	20.08.2015						
Manager Tehnic	1.	20.08.2015	Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef Compartiment Microbiologie 2	2.	20.08.2015	Dr. Rodica Fântânanu					
Responsabil analiza	3.	20.08.2015	Dr. Rodica Fântânanu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 3 din 31

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	20.08. 2015	2		Responsabil analiza-Dr.Rodica Fântânu	Respon- sa bil calitate-	Manager tehnice- Conf.Dr. Olivia Dorneanu

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 4 din 31

0. CUPRINS

CAPITOLUL

- | | |
|-----|---|
| 0 | Scop |
| 1 | Domeniu de aplicare |
| 2 | Principiul si metoda procedurii utilizata |
| 2.1 | Definiții |
| 2.2 | Abrevieri |
| 3 | Caracteristici de performanta |
| 4 | Tipul de esantion |
| 5 | Pregatirea pacientului |
| 6 | Tip de recipient si aditivi |
| 7 | Echipamente si reactivi necesare |
| 8 | Controale de mediu si de securitate |
| 9 | Descrierea activitatii- Etapele procedurale |
| 10 | Comunicare rezultate si valori de referinta |
| 11 | Proceduri de control de calitate |
| 12 | Interpretare clinica de laborator |
| 13 | Surse potentiale de variatie |
| 14 | Referinte |
| 15 | Responsabilitati |
| 16 | Inregistrări |

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 5 din 31

1. SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

Procedura descrie activitățile și etapele, din Compartimentul de Microbiologie 2 (produse patologice din situasuri normal contaminate) privind prelucrarea MF în scopul stabilirii diagnosticului etiologic în sindromul diareic acut și în TIA.

Procedura se aplică în cadrul Compartimentul de Microbiologie 2 al Laboratorului

2. PRINCIPIUL METODEI

Cultivarea pe medii de cultura adecvate a bacteriilor patogene existente in intestinul omului, cu identificarea caracterelor lor biochimice si antigenice, urmata de determinarea sensibilitatii lor la antibiotice. Este indicata in:

- infectii cu localizare primara enterala si invazie ulterioara(aspect septicemic)
- infectii cu localizare exclusiv enterala sub forma clinica de enterocolite, boala diareica, toxiinfectii alimentare evoluind sub forma acuta,subacuta sau cronica, clinic inaparenta sau simpu portaj
- schimbarea structurii florei bacteriene specifice intestinului care poate aparea in unele situatii patologice(colita pseudomembranoasa) sau ca o consecinta a selectiei unor germeniconsecutiv antibioterapiei

2.1 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

2.1.1 Coprocultură: examen microbiologic al materiilor fecale

2.1.2 Antibiotograma: test de laborator care evidențiază rezistența sau sensibilitatea unui germen patogen (bacterie) la diferite antibiotice.

2.1.3 Izolare bacteriană: cultivarea bacteriilor pe medii de cultură agarizate prin epuizarea inoculului cu ansa

2.1.4 Primocultură: izolarea bacteriilor din prelevatele patologice

2.1.5 Cultură pură: cultură formată din descendenții unei singure colonii rezultate după o epuizare a materialului microbian, care duce la creștere sub forma coloniilor bine izolate pe medii agarizate

2.1.6 Medii de cultură selective: conțin substanțe care inhibă dezvoltarea bacteriilor de contaminare a prelevatelor; pentru izolarea enterobacteriaceelor din prelevate contaminate există medii cu trei niveluri de selectivitate: slab selective care inhibă bacteriile Gram pozitive , moderat selective care inhibă pe lângă bacteriile Gram pozitive și o parte din bacilii Gram negativi comensali și înalt selective care inhibă o gamă mai largă de bacterii comensale

2.1.7 Medii de îmbogățire: medii de cultură lichide care prin anumite substanțe inhibitoare, prelungesc faza de lag a bacteriilor de contaminare, fără a întârzia însă intrarea unor patogeni în faza exponențială.

2.1.8 Medii diferențiale: conțin substratul pentru o anumită enzimă bacteriană și un indicator care atestă atacarea acestui substrat

2.1.9 Teste biochimice de identificare: teste care se efectuează pe medii speciale de identificare ce conțin anumiți indicatori și un substrat , care permit recunoașterea unei bacterii pe baza activității sale biochimice și identificarea preliminară a acesteia

2.1.10 Teste serologice (antigenice) de identificare: teste care se efectuează prin reacții de aglutinare pe lamă sau latex aglutinare ce permit identificarea cu certitudine a unei specii bacteriene

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
Laboratorul de analize medicale		Pag, 6 din 31

2.2 Abrevieri:

UFC: Unități formatoare de colonii
 ATCC: American Type Culture Collection
 TSI: Triple Sugar Iron (glucoză, zaharoză, lactoză) – mediu de identificare multitest
 ADCL: Agar deoxicolat citrat lactoză – mediu moderat selectiv de izolare a Enterobacteriaceelor
 MC: Agar Mc Conkey – mediu slab selectiv de izolare a Enterobacteriaceelor
 MC-sorb: Agar Mc Conkey cu sorbitol – mediu diferențial pentru EHEC
 AABTL: Agar albastru bromtimol lactoză – mediu diferențial
 WB: Mediul Wilson- Blair – mediu înalt selectiv izolare Salmonella typhi
 CIN-Ye: Mediu selectiv de izolare Yersinia
 TCBS : Mediu Taurocolat citrat bilă sucroză – mediu înalt selectiv de izolare Vibrio
 BSA: Mediu Bilă sare agar – mediu moderat selectiv de izolare Vibrio
 AP: Apă peptonată
 AP-alc: Apă peptonată alcalină - mediu de îmbogățire Vibrio
 MK: Mediu Karmali – mediu selectiv Campylobacter
 AS: Mediu Agar sânge – mediu nutritiv
 TIA: Toxiinfecție alimentară
 EPEC: Enteropatogen Escherichia coli
 EHEC: Enterohemoragic Escherichia coli
 LA: Latex aglutinare
 SF: Ser fiziologic
 AD: Apă distilată
 MF: Materii fecale
 BDA: Boală diareică acută
 UV: Ultraviolete

3. CARACTERISTICI DE PERFORMANTA

Procedura se executa in conformitate cu documentele de referinta, utilizand medii de cultura performante, adecvate izolarii si identificarii bacteriilor patogene, inalt patogene si conditionat patogene, respectand conditiile de incubare pentru speciile bacteriene aerobe, anaerobe si microaerofile iar identificarea caracterelor antigenice se realizeaza cu reactivi provenid de la producatori recunoscuti pe plan mondial. Tulpinile bacteriene izolate si identificate, au fost confirmate de laboratorul de referinta al Institutului „I. Cantacuzino”-Bucuresti.

4. TIPUL DE ESANTION

Materiile fecale

Probele de MF sunt recoltate și transportate la Laborator conform Manualului de recoltare a produselor biologice MRP-01 în intervalul orar 8⁰⁰-12⁰⁰; probele de MF prelevate în afara programului normal de lucru sunt depozitate în frigiderul de gardă (4-8°C), sunt recepționate, înregistrate și procesate a doua zi dimineața.

Modul de recepționare, înregistrare și transport al produselor biologice în Laborator se desfășoară în conformitate cu MRP-01.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 7 din 31

Criteriile pentru respingerea probei biologice sunt:

- recipient inadecvat
- lipsa mediului de transport
- cantitate insuficientă de produs biologic
- cantitate prea mare de produs biologic depasind nivelul de mediu de transport
- lipsa datelor de identificare de pe recipient
- lipsa formularului de solicitare

5. PREGATIREA PACIENTULUI

Instruirea pacientului cooperant privind autorecoltarea materiilor fecale, ca si recoltarea acestora de la sugari, copii mici si pacienti necooperanti , etichetarea probelor si inregistrarea in Registrele de evidenta recolte de la nivel pavilionar, este descrisa in MRP-01

6.TIPUL DE RECIPIENT SI ADITIVI

Tipul de recipient este coprorecoltorul cu lingurita colectoare si capac insurubat cotinand mediu de transport Cary-Blair, care mentine viabilitate trofozoitilor, larvelor de paraziti, a bacteriilor patogene si inalt patogene ca si a virusurilor. Este prezentat in MRP-01.

7. ECHIPAMENTE, REACTIVI NECESARE SI RESURSE UMANE

a. Echipamente și materiale de laborator

- autoclav
- termostat la 37°C și 42°C
- etuvă
- microscop optic
- hotă cu flux laminar
- frigider(vitrină frigorifică)
- balanță de precizie
- lampă cu UV
- pH-metru
- bec de gaz Bunsen
- scală nefelometrică McFarland
- lupă
- lame de microscop portobiect și lamele
- cristalizor
- anse și fir de însămânțare
- coprocultoare cu linguriță colectoare și capac înfiletat
- cutii Petri
- hârtie de filtru
- eprubete 10/10 și 12/12
- pense
- sticlute de 8ml
- pipete automate
- vârfuri pipete automate
- psipete/pipete Pasteur
- stativ eprubete

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 8 din 31

- jar de 2,5 l pentru incubare în condiții speciale
- containere pentru colectarea materialelor contaminate incinerabile
- soluții dezinfectante (soluție clorinată și amestec sulfocromic)
- recipiente pentru soluții dezinfectante
- medii de cultură
- seruri de aglutinare pe lamă
- truse latex aglutinare
- truse pentru colorația Gram și Ziehl Neelsen cu safranină
- soluție Lugol
- coloranți: albastru metilen și verde malachit
- plicuri pentru incubare microaerofilă (Cappygen) și pentru anaerobioză
- reactivi adiționali (reactiv Covaci și reactiv Clorură ferică)
- discuri (benzi/ soluție) pentru reacția oxidazei
- perhidrol
- discuri pentru antibiogramă
- ser fiziologic
- ulei de cedru
- ulei de parafină
- parafină solidă

b. Materiale de referință

- tulpini de referință ATCC
- Salmonella enterica ATCC 51812 TM
- Shigella flexner ATCC 12022 TM
- Yersinia enterocolitica ATCC 9610
- Campylobacter jejuni ATCC 33291
- E. Coli O157 H7 nontoxigenic strain NCTC 12900C 1967 I

c. Resurse umane

- un medic
- doi asistenți de laborator
- registrator medical

8. CONTROALE DE MEDIU SI DE SECURITATE

Măsurile de protecție a personalului:

toate produsele biologice trebuie considerate potențial infecțioase și sunt recoltate și manipulate conform regulilor de bioprotecție.

Spatiul compartimentului Microbiologie 2 este amenajat corespunzător și dotat cu :

- Hota bacteriologica
- Termostat la 37°, 42° și 30° C
- Vitrina frigorifica pentru medii de cultura
- Congelator

Accesul în spațiul de lucru este controlat


Monitorizarea condițiilor de lucru și a curăteniei se execută în conformitate cu PGL-5.2- Condiții de mediu și de lucru, a POL-01-Norme de curătenie și a POL-02- Biosiguranță.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 9 din 31

9. DESCRIEREA ACTIVITATII - ETAPELE PROCEDURALE

Activitatea din cursul dimineții începe prin examinarea culturilor bacteriene dezvoltate în ultimele 24-48 ore, repicarea coloniilor suspecte pe medii de identificare, interpretarea caracterelor biochimice și identificarea caracterelor antigenice prin aglutinări pe lamă sau latexaglutinare a tulpinilor identificate, examinarea și interpretarea antibiogramelor efectuate, toate datele fiind consemnate în registrul de analiza. Elaborarea diagnosticului de laborator cu consemnarea acestuia în registrul de analiza si pe formularul de solicitare, este urmata de introducerea lui in SIUI, validarea si eliberarea Buletinului de analiza.

După recepționarea și transportul produselor biologice la compartimentul de lucru, activitatea se desfășoară conform schemei I:



Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași	PROCEDURA SPECIFICA	Ediția 2
Laboratorul de analize medicale	COPROCULTURA	Revizia 0
	Cod: PSL – M2-02	Exemplar nr.
		Pag, 10 din 31

Operațiuni pregătitoare


Mediile de cultură, coloranții sunt preparați conform instrucțiunilor de preparare, de către asistentul de laborator, în camera de preparare , sunt turnate în plăci Petri și recipiente, în boxa de turnare medii , apoi sunt depozitate în vitrine frigorifice.

Sticlăria reciclabilă (eprubete, sticlute, flacoane etc.) este pregătită pentru utilizare de către asistentul de laborator.

Materialele (plăci și flacoane cu medii de cultură preparate) cât și sticlăria (eprubete, sticlute) sterilizate și pregătite pentru utilizare, sunt aduse într-o cantitate estimată pentru 2-3 zile, de către asistentul de laborator ce deservește compartimentul de lucru , fiind depozitate în frigider (mediile de cultură) fie în cutii cu capac (eprubete, sticlute, lame etc.).

Zilnic un număr estimat de plăci cu medii se pun la uscat în termostat înainte de utilizare și se repartizează câte 2-3 ml mediu de îmbogățire bulion selenit acid de sodiu, într-un număr estimat

Etapele analizei microbiologice se desfășoară conform schemei :



Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 11 din 31

:

Etapele examenului microbiologic sunt

Etapa I în primele 24 ore:

- Examenul microscopic al MF
- Însămânțarea MF pe medii de cultură agarizate și medii de cultură lichide de îmbogățire, adecvate categoriei bacteriene, urmată de incubare 15-24 ore;
- Examenul virusologic al MF;

Etapa II după 15-24 ore

- Examinarea culturilor dezvoltate și repicarea coloniilor suspecte pe bateria minimală de teste biochimice (TSI, mediul cu manită și un sector de mediu diferențial AABTL/Drigalski) urmată de incubare 15-24 ore;
- Efectuarea testelor primare -examinarea microscopică a unora din culturile bacteriene (frotiu colorat Gram), testul catalazei ,oxidazei și coagulazei pentru alte culturi bacteriene;
- Reexaminarea primoculturilor, la 48 ore și eventuale repicări a coloniilor suspecte dezvoltate tardiv;

Etapa III după 42-72 de ore

- Efectuarea testelor de identificare antigenică (aglutinare pe lamă, latex aglutinări);
- Repicarea coloniilor suspecte pe baterie lărgită de teste biochimice (apă peptonată pentru reacția indolului, mediu cu lizină și martor lizină, mediul cu fenilalanină, mediul Simons cu citrat, pe lângă TSI, mediul cu manită și un sector de mediu diferențial AABTL/Drigalski, iar pentru alte culturi bacteriene mediul agar cu esculină și sector de AS) dacă bateria minimală nu a fost concludentă, și se purifică culturile mixte;
- Efectuarea antibiogramei sau antifungigramei urmată de incubare 24 ore;
- Reexaminarea primoculturilor bacteriene la 72 ore și eventuale repicări a coloniilor suspecte dezvoltate tardiv;
- Comunicarea rezultatelor examinării microbiologice a MF, prin întocmirea și tipărirea buletinul de analiză, cod FGL – 5.8-01.

Etapa IV după 72-96 ore și uneori mai mult

- Comunicarea antibiogramei sau antifungigramei;
- Stocarea culturilor bacteriene patogene și înalt patogene în eprubete cu agar de stocaj urmată de incubarea lor 24 ore și parafinarea eprubetelor.

PROCEDURA DE LUCRU

Examenul microscopic precede executare culturilor bacteriene.

EXAMENUL MICROSCOPIC:

- Include examinarea de preparate umede și/sau fixate, având ca scop vizualizarea citologiei respectiv prezența sau absența reacției inflamatorii cu sau fără prezența hematiilor cât și a elementelor parazitare (trofozoți, chiști, ouă și larve), a dominanței fungilor și prezența în exces a unor produși de digestie (amidon, fibre musculare , mucus etc.)
- Permite identificarea produsului patologic prin depistarea resturilor alimentare nedigerate, si a elementelor de origine intestinala.
- Permite orientarea diagnosticului spre alte posibile etiologii ale BDA, decat cea bacteriana sau

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 12 din 31

existenta unei etiologii mixte.

Elementele componente pe care le putem gasi:

- resturi alimentare nedigerate sau partial digerate`
- elemente de origine intestinala
- elemente de origine parazitara
- bacterii si levuri

A. Resturi alimentare:

- Fibre musculare striate apar ca urmare a ingerarii carni

cele digerate au aspectul unor fragmente ovale mai mari sau mai mici, cu capete rotunjite si fara striatiuni, de culoare galbena sau galben aurie din cauza bilei; cand sunt mai palide –transparente, poate denota o retentie de bila

cele partial digerate sau nedigerate au o culoare galben- inchisa si sunt de obicei mai lungi, au capetele drepte si striatii intacte, pastrandu-se atat desenul longitudinal cat si cel transversal; aparitia lor in numar mare, semnifica o insuficienta pancreatica asociata sau nu hiposecretie de acid clorhidric sau un tranzit intestinal accelerat

- Grasimile se pot prezenta cel mai frecvent sub forma grasimilor neutre, care in cantitate mica se pot intalni si in mod normal; se prezinta sub forma de picaturi clare, usor galbui din cauza bilei , cu diametrul variabil.Prezenta unei cantitati mari de grasimi neutre, atrage atentia asupra unui proces de maldigestie de obicei printr-o insuficienta pancreato-biliara.

- Amidonul cu solutia Lugol, se coloreaza in albastru-violet inchis daca este nedigerat si in nuante mai deschise sau chiar in rosu , daca este digerat.

Amidonul inclus este cel organizat din interiorul celulelor (cartofi/leguminoase),se coloreaza in albastru si este inconjurat de o membrana.

Amidonul amorf este cel care a pierdut forma sa organizata si se prezinta sub forma de pete sau trasee albastrii.

Amidonul crud se intalneste mai rar si se prezinta ca gramajoare organizate in straturi concentrice, colorate aproape in negru.

Eritrodextrina, rezultata din digestia amidonului, se coloreaza in rosu. In cazul unor preparate bogate in amidon, in coloratia cu solutia Lugol, acestea iau in intregime culoarea inchisa, vizibila cu ochiul liber. Prezenta sa in cantitate mare, este consecinta unui tranzit intestinal mai accelerat.

- Celuloza nedigestibila rezultata din alimentele vegetale, se prezinta sub forma de vase vegetale, peri vegetali, spori, graunte de polen, membrane in placarde mai mari sau mai mici, etc. Nu are o semnificatie semiologica.

- Cristale de origine alimentara, in special cristalele de oxalat de calciu intra sau extracelular, in cantitate mare pledeaza pentru o insuficienta gastrica.

B. Elemente de origine intestinala:

- Mucusul se prezinta sub forma unor flocoane transparente ce contin adesea globule rosii, globule albe, celule epiteliale, microbi.In afectiunile inflamatorii se intalneste o cantitate mai mare de mucus.

- Celule epiteliale cilindrice libere sau inclavate in mucus, denota un proces inflamator al peretelui intestinal, atunci cand sunt abundente; uneori se pot intalni si celule pavimentoase detasate odata cu eliminarea scaunului prin canalul anorectal.


- Hematiile intacte denota o hemoragie inferioara (rectala) sau una superioara dar cu un tranzit foarte accelerat; hematiile din hemoragiile digestive superioare nu pot fi recunoscute, fiind distruse.

- Leucocitele, izolate si in numar mic nu sunt semnificative; un numar mare de leucocite trebuie mentionat semnificand un proces inflamator sau ulcerativ care intereseaza


Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 13 din 31

segmentul terminal al tubului digestiv; ele abunda in procesele rectale neoplazice sau bacilare, in rectocolita ulcerohemoragica si in diferite boli infectioase cu localizare intestinala, in unele cazuri de dizenterie amibiana sau rectite parazitare, domina eozinofilele.


- Cristale de origine endogena: cristale Charcot-Leyden, au diferite marimi, incolore, se gasesc mai frecvent in diferite parazitoze intestinale. Cristale de hematoxina, de culoare rosie-galbuie sau bruna, romboidale, prismatice, etc. apar dupa diferite hemoragii digestive sau dupa o alimentatie bogata in alimente cu sange.



Cristal de hematoxina



Cristale Charcot-Leyden



Amidon nedigerat




Cristal de acid uric




Lambou cilindric de mucus




Par vegetal



Reactie inflamatorie – Leucocite



Hematii intacte




Bule de mucus


C. Elemente de origine parazitara si metodologia lor de identificare , a fost descrisa in PSL-M2-01

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 14 din 31

D.:Bacterii si levuri: pe preparate necolorate se observa abundenta florei microbiene, eventuala mobilitate a lor, asociata sau nu cu leucocite si hematii ca si prezenta si abundenta unor elemente micologice (levuri, pseudomicelii).



Blastospori cu filamente



Blastospori Gram pozitivi



Granule de polen

COPROCULTURA

Coprocultura urmărește izolarea și identificarea bacteriilor patogene și înalt patogene pe baza caracteristicilor: morfologice , de cultivabilitate, exoenzimatică și antigenică , implicate în BDA și TIA

- Însămânțarea se face din proba ca atare recoltată în coprocultor cu mediu de transport Cary Blair, vizând porțiunile lichide și îndeosebi cele mucoase și/sau sangvinolente; volumul recoltei trebuie să fie minimum 3-5 mg;
- Mediile de cultură utilizate pentru izolare și identificare bacteriană, cât și condițiile de incubare sunt specifice ficărei categorii bacteriene;
- Inocularea mediilor de cultură se realizează cu ansa, din MF omogenizate în mediul de transport, iar dispersarea inoculului se realizează în 3 grupe de striuri parțial suprapuse, fără flambarea ansei între grupele de striuri; din mediile de îmbogățire, după o agitare prealabilă a eprubetelor, se procedează la fel; pentru *Campylobacter* spp., materia fecala se omogenizeaza in prealabil cu Apa peptonata (~5 ml Apa peptonata in eprubeta de 10/100 mm, in care se omogenizeaza materie fecala) si se mentine la temperatura camerei 15-20 minute, in pozitie verticala; dupa sedimentare, se preleva cu o ansa cu bucla mare, din mijlocul coloanei de lichid, si de insamanteaza cu dispersie pe mediul Karmali.
- Repicarea coloniilor suspecte se realizează cu firul de însămânțare, care va fi încălzit la roșu, la începutul și sfârșitul fiecărei repicări;
- Specia bacteriană urmărită (uzual *Shigella*, *Salmonella*) este indicată de medicul specialist pe formularul de solicitare analize F-PGL-5.4-1 I Materii fecale; în afara solicitării medicale se urmăresc și alte specii bacteriene , dacă examenul citologic evidențiază prezența mai ales în număr mare a leucocitelor ± hematiilor (EPEC la nou-născut și copilul mic, EHEC O:157 H:7, *Campylobacter* spp patogene), iar dacă proba de materii fecale este lichidă ca apa de orez se urmăresc în sezonul cald și *Vibrio cholerae* / *parahaemolyticus*, *Aeromonas hydrophila* / *sobria* , *Plesiomonas shigelloides* etc. efectuându-se însămânțări pe medii de cultură adecvate;

Caracteristici morfologice si de cultivabilitate

Pentru speciile *Salmonella*, *Shigella*, *Escherichia coli* si *Yersinia enterocolitica*, produsul

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 15 din 31

patologic se insamanteaza pe mediile ADCL, MC-sorb, CIN-Ye si Bulion selenit acid de sodiu. Dupa incubare aeroba la 37°C timp de 16-24 de ore, se examineaza culturile dezvoltate.

Se observă de cele mai multe ori o varietate de colonii , morfologic deosebite, aparținând unor specii bacteriene diferite. In cazul in care nu se obtin colonii izolate, pentru a obține culturi pure, se repică si se dispersează pe sectoare de mediu ADCL, pentru a obține subculturi pure. Dacă sunt colonii izolate suspecte, se pot însămânța mediile de cultură pentru identificarea caracterelor biochimice.




Escherichia coli



Salmonella
Mediu ADCL




Shigella




Yersinia enterocolitica (pe mediul CYN Ye)


Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 16 din 31



Mediu Karmalli:
Campylobacter spp. in stanga
Coliform in dreapta



Mediu Mc-sorb
EHEC –colonii translucide



Vibrio cholerae - TCBS agar



Vibrio parahaemolyticus- TCBS agar



Bacillus cereus - AS

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 17 din 31




Bacillus cereus - AS



Bacillus anthracis- AS


Aspectul coloniilor:

Specia	Aspectul coloniei pe mediul ADCL
<i>Salmonella</i> spp.	 Colonii de 1,5-2 mm, translucide cu central negru, lactoză negative, raportul dintre centrul negru și periferia translucidă, este în favoarea părții translucide
<i>Salmonella typhi</i>	 Colonii de 1-2 mm lactoză negative, cu un mic centru negru, care la unele colonii este foarte mic, sau apare mai târziu
<i>Shigella</i> spp.	 Colonii de 2,5-2,5 mm translucide, bombate sau mai aplatizate, lactoză negative

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 18 din 31

<i>Yersinia enterocolitica</i>	 Colonii 1-1,5 mm translucide, convexe, lactoză negative, care uneori se dezvoltă după 3-5 zile de incubare la temperatura camerei
<i>Escherichia coli</i>	 Colonii roșii sau roz intens, mai mult sau mai puțin opace de 2-3 mm, lactoză pozitive, mai puțin bombate
<i>Proteus spp.</i>	 Colonii mari de 2-3 mm, lactoză pozitive, bombate , cu centrul negru, raportul centrul negru și partea roșie, este în favoarea centrului, cu miros de ouă clocite, datorită hidrogenului sulfurat.
<i>Klebsiella spp.</i>	 Colonii mari 2-4 mm cu tendință de confluaire, bombate, convexe, culoare roz intens, în general lactoză pozitive
<i>Yersinia enterocolitica</i>	 Pe mediul CINYe, coloniile sunt de 1-2 mm, translucide cu centrul roșu
<i>Campylobacter jejuni</i>	 Colonii cenușiu-închis cu tenta maronie și tendința de a se întinde pe striul de însemănțare- mediul Karmali
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	 Aspectul coloniilor pe mediul TCBS

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 19 din 31

<i>Aeromonas hydrophila</i>	 Aspectul coloniilor pe mediul TCBS
<i>Vibrio cholerae</i>	 Aspectul coloniilor pe mediul TCBS
<i>Bacillus cereus</i>	 Colonii hemolitice, cu margini neregulate, La prelevarea coloniei cu ansa, aceasta se desprinde aidoma albusului de ou nebatut
<i>Bacillus anthracis</i>	  Coloniile sunt non-hemolitice, plate sau ușor convexe, cu margini neregulate si aspectul sticlă mată. Există de multe ori proiecții de la marginea coloniei care dau aspectul de " cap de meduza- " La prelevarea coloniei cu ansa, aceasta se desprinde aidoma albusului de ou batut

Incubarea pentru *Campylobacter* spp, se realizeaza la 40-42°C, in jar cu plic Campygen (care creiaza atmosfera de incubare propice cu azot), iar durata incubarii se prelungeste 48-72 de ore. Pentru *Yersinia enterocolitica*, incubarea la 37°C, a mediului ADCL, se prelungeste 2-3 zile la temperatura camerei- coloniile suspecte dezvoltate in aceste conditii se identifica pe baza caracteristicilor biochimice si antigenice.


Pentru *Vibrio*, *Aeromonade* patogene si *Plesiomonas shigelloides*, insamantarea initiala se face pe mediul de imbogatire Apa peptonata alcalina si dupa incubare aeroba, se insamanteaza pe mediul BSA si TCBS; examinarea coloniilor dupa 24 h de incubare aeroba, cu efectuarea testelor primare (testul catalazei si testul oxidazei), orienteaza diagnosticul.

Pentru *Clostridium*, insamantarea se face pe mediu special, incubarea in conditii de anaerobioza, in jar.


Examinarea microscopica a culturilor, este necesara pentru unele specii bacteriene: *Campylobacter* spp. si *Vibrio* / *Aeromonade*.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iasi Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 20 din 31

Caracteristici microscopice comparative

Specia bacteriana	Aspect microscop coloratie Gram
Shigella spp.	 BGN
Salmonella spp.	 BGN
Campylobacter spp.	 BGN spiralati
Clostridium difficile	 BGP sporulati
Clostridium botulinum	 BGP sporulati
Vibrio cholerae	
Bacillus cereus	 BGP


Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 21 din 31

Bacillus antracis	 BGP sporulati
-------------------	---

Identificarea caracterelor exoenzimaticice


Colonii suspecte se repică pe medii de identificare a caracterelor biochimice. În general se execută 2-3 repicări din colonii diferite, dar asemănătoare morfologic. Repicarea se execută uzual pe mediul TSI si mediul agar cu manită și uree, (pe care se urmărește mobilitatea, fermentarea manitei și producerea de urează) și un sector de mediu AABTL(mediu diferențial pe care bacteriile lactoză pozitive produc virajul mediului în galben , iar cele lactoză negative, lasă mediul nemodificat.

Mediul TSI



1 Neînsămânțat 2 *E. coli* 3 *Salmonella typhi* 4 *Proteus spp.* 5 *Citrobacter freundii* 6 *Salmonella typhimurium* 7 *Shigella flexneri*


Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iasi Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag, 22 din 31
---	--	---



Fermentarea manitei

Mediu cu manita


Pentru cazurile neconcludente, se lărgeste bateria de teste pentru a obține noi criterii de identificare.



Reacția indolului

Utilizarea citratului ca unică
sursă de carbon

Dezaminarea Phe



Decarboxilarea lizinei

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 23 din 31

Caracterele exoenzimaticice:

Specia	Mobi- litate	Glu- coza	Lac- toza	Zaha- roza	Hidro- gen sulfurat	Gaz din glucoză	Indol	Li- zină	Ci- trat	Phe	Urea za	Manitol	Oxidaz a
<i>Salmonella</i> spp.	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-
<i>Salmonella</i> <i>typhi</i>	+	-	-	-	+/-	+/-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Shigella</i> <i>flexneri</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- excepție varianta manita negativa	-
<i>Shigella</i> <i>sonnei</i>	-	+	-	-	-	-	d	-	-	-	-	-	-
<i>Shigella</i> <i>dysenteriae</i>	-	+	-	-	-	-	d	-	-	-	-	+	-
<i>E. coli</i>	+ excepție E.coli inactiv	+	+	V	-	+	+	d	-	-	-	-	-
<i>Yersinia</i> <i>enterocoliti</i> <i>ca</i>	- 37° + 25°	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>Campylo</i> <i>bacter spp.</i>	+	-	-	-	-/+	-					-	-	+
<i>Vibro spp.</i>	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+
<i>Aeromonas</i> <i>spp.</i>	+	+	+/-	+/-	-	+/-	+	+/-	-	-	-	+/-	+
<i>Plesiomona</i> <i>s</i> <i>shigelloides</i>	+ (slab)	+	+/-	+/-	-	-	+	+	-	-	-	-	+ aglutina re + cu ser anti Shigella sonnei

Identificarea caracterelor antigenice

Identificarea caracterelor antigenice se realizează cu seruri pentru aglutinarea pe lamă.

Pentru *Salmonella* spp. se utilizează:

- Seruri polivalente care conțin aglutinine pentru:

grupele ABDEL (conține aglutininele 1,2,12 +4,5,12 +9,12 9,46 +

3,10 +3,15 +1,3,19)

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 24 din 31

și separat pentru
grupele CFGH (conține aglutinine 6,7 +6,8 +11+13,22 +13,23 +6,14,24 +8,20)

- Serururi monovalente de grup:

grup B (O:4,5)
grup D (O:9)
grup C (O:6,7,8)
grup E (O:9,12,26)
grup A (O:1,2)

- Ser monovalent Vi

- Seruri flagelare h

Aglutinarea cu unul din serurile polivalente de grup (aglutinare netă, ușor vizibilă cu ochiul liber, în 60 de secunde)denotă apartenența tulpinii la una din grupele majore cuprinse în ser; se continuă cu serurile monovalente de grup, grupele B și D fiind cele mai frecvente, se începe aglutinarea cu ele (aglutinare netă, ușor vizibilă cu ochiul liber, în 60 de secunde)

Dacă nu aglutinează cu nici unul dintre serurile polivalente, și caracterele exoenzimaticice sunt pentru *Salmonella* spp.,se încearcă aglutinarea cu Ser monovalent Vi dacă aglutinează în 30 de secunde, aglutinare netă, vizibilă cu ochiul liber, se poate afirma că tulpina poate fi *Salmonella typhi* sau paratyphi. Se termoinactivează tulpina, și se reiau aglutinările cu serurile polivalente, monovalente și seruri h (h::d, h:c, h:a, h:b)

Cu ajutorul serurilor polivalente si monovalente precum si a serurilor h (antigene H) se pot determina serotipurile genului *Salmonella* conform clasificarii Kauffman–White

Pentru *Shigella* spp. , sunt seruri:

Polivalent flexneri
Polivalent sonnei
Anti Boydi C1, C2, C3
Antidysenteriae 1-7
Antidysenteriae 8-12

Pentru *Yersinia enterocolitica*, sunt serul monovalent O3 și O9.

Pentru EPEC sunt :

Ser nonavalent
Ser trivalent 1 (Mixtură de 3 Serotipuri O111+O55+O26)
Ser trivalent 2 (Mixtură de 3 Serotipuri O86+O119+O127)
Ser trivalent 3 (Mixtură de 3 Serotipuri O125+O126+O128)
Ser trivalent 4 (Mixtură de 3 Serotipuri O114+O124+O142)

- Bacteriile patogene și înalt patogene izolate și identificate pe baza testelor biochimice și antigenice sunt testate pentru sensibilitatea și rezistența la antibiotice si stocate în eprubete cu mediu agarizat de transport, parafinate și expediate la Institutul „I. Cantacuzino”-București, pentru confirmarea identității și tipare bacteriană.

Pentru EHEC O:157H:7 identificarea antigenica se face prin latex aglutinare, kitul continand, martor pozitiv si martor negativ.

Pentru *Campylobacter* spp. enteropatogene kitul contine carduri dryspot, precum si martor pozitiv si negativ.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 25 din 31

COPROCULTURA ÎN TIA

Avand in vedere plurietiologia TIA, metodologia examenului microscopic se aplica si in aceste cazuri iar insamantarile semicantitative se executa pe toate mediile de cultura, inclusiv pe AS, pentru urmarirea stafilococilor, streptococilor si a speciilor de *Bacillus* in special *Bacillus cereus*. In paralel se executa coprocultura cantitativa, prin diluarea materiilor fecale in ser fiziologic, astfel incat sa obtinem o dilutie finala de 10^{-5} si 10^{-7} , prin insamantarea a 0,1 ml din dilutia 10^{-3} respectiv 10^{-5} , pe mediul ADCL si AS. Scopul acestei metode este de a determina specia bacteriana patogena sau conditionat patogena care se gaseste intr-o cantitate mare, peste limita acceptata, pentru continutul materiilor fecale.

NOTA:

Aceasta metodologie de insamantare cantitativa se aplica si in situatiile in care in care medicul clinician solicita coprocultura pentru bacterii conditionat patogene: *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella spp*, *Serratia marcescens* (sindromul scutecului rosu)., sau se estimeaza proportia coloniilor dezvoltate si identificate din aceeasi specie bacteriana.

Schema dilutiilor pentru coprocultura cantitativa:

Nr. Epriubeta	1	2	3
Ser fiziologic	9 ml	10 ml +	10 ml +
Materii fecale	~ 1 mg (o ansa cu bucla mare)	0,1 ml	0,1 ml
	omogenizare	omogenizare	omogenizare
Dilutia	10^{-1}	10^{-3}	10^{-5}
Cantitate folosita pentru insamantare	-	0,1 ml	0,1 ml
Dilutia finala pe placa	-	10^{-5}	10^{-7}

Dupa 24 ore de incubare, se numara coloniile morfologic identice. Calcul: Nr. Colonii X dilutia. Daca numarul coloniilor dezvoltate este mai mare de 1×10^{-7} pentru bacterii conditionat patogene (din aceeasi specie bacteriana), atunci acestea pot fi considerate implicate in etiologia TIA.

Coprocultura in micoze intestinale

Se executa la indicatia medicului clinician sau in cazurile in care examenul microscopic depisteaza prezenta levurilor in cantitate mare si dominanta lor in comparatie cu flora bacteriana uneori diminuata pana la disparitie. Izolarea levurilor se face prin cultivare pe mediul Sabouraud .

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași	PROCEDURA SPECIFICA	Editia 2
Laboratorul de analize medicale	COPROCULTURA	Revizia 0
	Cod: PSL – M2-02	Exemplar nr.
		Pag, 26 din 31

Pentru a incrimina etiologia micotica, intr-un sindrom diareic, este necesar a determina numarul de unitati formatoare de colonii/ gram sau ml materii fecale si identificarea levurilor respective.

Schema dilutiilor pentru coprocultura cantitativa: pentru levuri


Nr. Eprubeta	1	2	3
Ser fiziologic	9 ml	10 ml +	10 ml +
Materii fecale	~ 1 mg (o ansa cu bucla mare)	1 ml	0,1 ml
	omogenizare	omogenizare	omogenizare
Dilutia	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
Cantitate folosita pentru insamantare	-	0,1 ml	0,1 ml
Dilutia finala pe placa	-	10^{-3}	10^{-4}

In paralel cu insamantarea cantitativa din dilutiile 2 si 3 , se insamanteaza si din dilutia initiala, prin dispersie cu ansa, pe mediul Sabouraud. Se incubeaza la 25-37° timp de 2-3 zile. Se numara coloniile dezvoltate si se face calculul levurilor dupa formula: Nr. UFC X dilutia. Daca numarul coloniilor este mai mare de 10^9 , acestea pot fi implicate in diareea candidozica. *Candida albicans* , detine rolul major in etiologia micotica a sindromului diareic la imunodeprimati dupa antibioterapie de lunga durata, etc. Alte levuri se pot intalni in scaunul diareic, dar rolul lor in etiologia BDA este discutabila. Identificarea pentru *Candida albicans* se bazeaza pe testul de filamentare (testul tubului germinativ)



Candida albicans

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 27 din 31



Germ Tube (no constriction)



Pseudohyphae (constriction)

Diferenta fata de pseudohife



Testul filamentarii

- Se utilizează mediul Sabouraud cu sau fără inhibitori pentru bacteriile aerobe din materiile fecale;
- Însămânțarea MF este identică ca la coprocultura bacteriană, identificarea se realizează prin testul filamentării sau identificare pe galerii API , iar la solicitarea medicului curant se efectueaza antifungigrama.

10. COMUNICAREA REZULTATELOR SI VALORI DE REFERINTA

A.Examen citologic: Valoare de referinta : Absente/rare leucocite

“Rare leucocite ($\leq 2-5$ leucocite/ camp microscopic-obiectiv 40x)” in holera, viroze, etc.

“Reactie inflamatorie moderata (≥ 20 leucocite/camp microscopic-obiectiv 40x)” in salmoneloze, amoebioza, etc.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 28 din 31

„Reactie inflamatorie importanta (≥ 50 leucocite/camp microscopic-obiectiv 40x)”in shigeloze

Dupa caz, se precizeaza prezenta/absenta hematiilor.

B.Examen parazitologic: Valoare de referinta: Absente structuri parazitare

„ Prezent...” – se mentioneaza parazitul identificat

C.Examen micologic: Valoare de referinta: Absente/rare levuri

„ Prezente numeroase levuri/ pseudomicelii”

D. Examen digestie in Lugol: Absenti produsi anormali de digestie

E. Coprocultura: Valoare de referinta: Negativa (se precizeaza specia bacteriana cultivata)

„ Coprocultura pozitiva pentru....”.....(se precizeaza specia bacteriana cultivata si identificata)

F. Coprocultura cantitativa: Valoare de referinta: Negativa la dilutia 10^{-5} si 10^{-7}

„ Nr.colonii x dilutia ”.....(se precizeaza specia bacteriana cultivata si identificata)

OPERATIUNI FINALE

Izolarea si identificarea unei specii bacteriene patogene din materiile fecale este urmata de efectuarea antibiogramei conform PSL-M1-08-Antibiograma

Tulpinile se stocheaza in trei eprubete cu mediu de stocaj care se etanseizeaza cu parafina, si se noteaza pe eprubete specia bacteriana si numarul tulpinii. (doua astfel de stocaje se expediază Directiei de Sanatate Publica, respectiv Institutului „I. Cantacuzino”-Bucuresti)

Lamele de sticla se colecteaza in recipiente cu solutie clorinata 1%, eprubetele cu medii de cultura, utilizate se colecteaza in recipiente si vor fi sterilizate prin autoclavare, cele ramase intacte se spala, se sterilizeaza si se recicleaza.Placile Petri cu medii de cultura se colecteaza in cutii speciale cu capac si vor fi transportate la rampa de gunoi spre a fi incinerate.

11. PROCEDURI DE CONTROL DE CALITATE

Reactivii necesari, mediile de cultură, sunt controlate cu tulpini de referință existente la nivelul compartimentului.

Tulpini de referință: *Escherichia coli* ATCC 25922, *Shigella flexneri* ATCC 12022, *Salmonella typhimurium* ATCC 14028, *Yersinia enterocolitica* ATCC 9610;

Aceste controale sunt introduse în lucru la fiecare lot de medii de cultură achiziționate sau ori de câte ori este nevoie.

Tulpinile izolate si identificate se expediază la Institutul „I. Cantacuzino” Bucuresti, pentru confirmarea identitatii bacteriene.

Periodic se executa insamantari paralele, din aceeasi proba biologica si comparari interpersonale (a doua opinie).

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 29 din 31

12. INTERPRETARE CLINICA DE LABORATOR

Izolarea Enterobacteriilor patogene: Shigella, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Campylobacter (jejuni, coli, laridis si upsaliensis), E.coli enteropatogen si E. Coli enterohemoragic , din MF are intotdeauna semnificatie patologica (bolnav sau purtator sanatos). In cazul toxiiinfecțiilor alimentare, izolarea din MF, alimente, surse de apa potabila, etc. a aceleiasi specii bacteriene patogene sau a unui serovar identic, dar absenta la martori, iar in cazul bacteriilor conditionat patogene $>10^5$ UFC /gram materii fecale si aliment, denota implicarea in etiologia TIA.

13. SURSE POTENTIALE DE VARIATIE

A. Variatii biologice

- numarul mic de unitati infectante/g materii fecale ca si eliminarea sporadica la cazurile de portaj

B. Variatii prenatalitice

- prelevarea probelor biologice dupa instituirea antibioterapiei
- lipsa mediului de transport care mentine viabilitatea trofozoitilor, larvelor si bacteriilor
- stocarea probelor biologice recoltate in mediu de transport mai mult de 18-24 ore la temperatura camerei ceea ce permite dezvoltarea florei microbiene de asociatie
- etichetare gresita a probei sau inregistrare incorecta in Registrul de comenzi interne/ Registrul de analiza –rezultatul analizei se comunica pentru alt pacient.

C. Variatii analitice

- eroare de interpretare a caracterelor biochimice si antigenice al bacteriilor, corectabile prin comparari interpersonale si bilaterale intre laboratoare
- calitatea inadecvata a mediilor de cultura si reactivilor
- tehnica de lucru
- performantele individuale ale personalului implicat

D. Variatii postanalitice

- erori de transcriere a datelor si implicit in SIUI

14. REFERINTE

- DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**
- 2.1. Manualul Calității Laboratorului, cod MCL-01,
 - 2.2. SR EN ISO: 15189: 2013 - Laboratoare medicale. Cerințe particulare pentru calitate și competență
 - 2.3. SR EN ISO/TR 22869 - Laboratoare medicale. Ghid pentru implementarea în laboratoare a ISO 15189 : 2003
 - 2.4. SR EN ISO 15190 : 2005 - Laboratoare medicale. Cerințe pentru securitate.
 - 2.5. IC-03 Controlul de calitate în microbiologie
 - 2.6. Ministerul Sănătății – Academia de Științe Medicale – Metode curente pentru analize de laborator clinic, Ed. medicală, București, 1982
 - 2.7. *Coprologie clinica*, Ed. Medicala, Bucuresti, 1974, I. Gherman
 - 2.8. D. Buiuc, M. Neguț, *Tratat de microbiologie medicală*, Editura Medicală, București, 1999
 - 2.9. *Microbiologie clinică* vol I, Ed. Didactică și Pedagogică, RA București 1998, D. Buiuc
 - 2.10. *Metode de laborator vol II*, Academia de științe medicale, Comisia de

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 30 din 31

Standardizare, Ed. Medicală, București 1997

2.11. Manualul de recoltare a produselor biologice, cod:PGL – 5.4-1;

2.12. *Parazitologie medicală*, Ed. ALL, București 1994, S.Rădulescu, A.Meyer

2.13. *Baze clinice pentru practica medicală vol IV*, Ed. Medicală, București

Prof.Dr.Doc. A.Păunescu-Podeanu

2.14. Metodologia anuală de supraveghere și control a bolii diareice acute (BDA) și holerei pentru sezonul iunie-noiembrie – Autoritatea de Sănătate Publică

2.15. D.Buiuc, M.Neguț, *Tratat de microbiologie medicală*, Editura Medicală, București, 2008

15. RESPONSABILITĂȚI

MANAGERUL TEHNIC:

- Verifică și aprobă prin semnătură și parafează buletinul de analiză, cod FGL- 5.8-01
- Oferă consultanță beneficiarului în legătură cu rezultatul analizei, dacă acesta solicită
- Execută analizele pentru care este responsabil și validează rezultatul acestora prin semnătură și parafă

RESPONSABILUL DE ANALIZĂ

- Verifică solicitarea medicului specialist de pe formularul de solicitare analize
- Verifică înregistrările asistentului de laborator ce deservește compartimentul 02, din registrul de lucru
- Examinează preparatele de microscopie optică și culturile bacteriene dezvoltate pe mediile de cultură, execută repicările, aglutinările pe lamă și latex aglutinările, interpretează caracterele exoenzimice dezvoltate de bacterii și a aglutinărilor pe lamă, respectiv a latexaglutinărilor, decide asupra testelor pe care le execută asistentul de laborator și formulează diagnosticul de laborator în registrul de lucru
- Întocmește și tipărește buletinul de analiză
- Verifică, semnează și parafează buletinul de analiză, cod FGL-5.8-01 și îl prezintă managerului tehnic spre aprobare

ASISTENTUL DE LABORATOR

- Preia coproculturile cu probe biologice concomitent cu formularele de solicitare analize de la registratorul medical din camera de receptură.
- Înregistrează probele biologice cu toate datele din formularele de solicitare analize, inclusiv ID-ul probelor în registrul de lucru.
- Transportă mediile de cultură și sticlăria pregătite pentru utilizare, în compartimentul de lucru și pregătește mediile de cultură pentru însămânțare.
- Efectuează însămânțarea produselor biologice pe medii de cultură, pregătește preparatele pentru microscopie optică, efectuează unele teste de laborator indicate de medic
- Transmite buletinul de analiză, registratorului medical respectiv asistentului medical de la cabinetul de recoltare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA SPECIFICA COPROCULTURA Cod: PSL – M2-02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag, 31 din 31

12.0 ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

- Registrul de comenzi interne/externe –pentru probele acceptate 4.4. - 01 I E
- Registrul de comenzi respinse- pentru probele necorespunzatoare RGL 4.4- 02
- Registrul de analize RGL – 4.4 – 01 I - MATERII FECALE
- Bulletin de analiza FGL- 5.8 - 01

Lista cu necesarul anual al laboratorului pentru anul 2013

NR CRT	DENUMIRE	COD CPV	CANTITATE	UM
	REACTIVI MICROBIOLOGIE			
1.	MEDIU AGAR SANGE BAZA	24931250-6 MEDII DE CULTURA	3	FL AC 500 G
2.	MEDIU AGAR COLUMBIA	24931250-6 MEDII DE CULTURA	8	FL AC 500 G
3.	MEDIU AGAR CHOCOLAT	24931250-6 MEDII DE CULTURA	14	FL AC 100 ML
4.	MEDIU COLUMBIA SANGE DE BERBEC 5%	24931250-6 MEDII DE CULTURA	800	BUC
5.	MEDIU MULLER-HINTON SANGE	24931250-6 MEDII DE CULTURA	400	BUC
6.	MEDIU AGAR SABURAUD FARA CLORAMFENICOL	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	BUC
7.	MEDIU AGAR SABURAUD CU CLORAMFENICOL	24931250-6 MEDII DE CULTURA	3	FL AC 500 G
8.	MEDIU MULLER-HINTON	24931250-6 MEDII DE CULTURA	3	FL AC 500 G
9.	MEDIU AGAR CITRAT SIMONS	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
10.	MEDIU DRIGALSKI	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
11.	MEDIU AGAR MCCONKEY	24931250-6 MEDII DE CULTURA	4	FL AC 500 G
12.	MEDIU AGAR MCCONKEY SORBITOL	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
13.	MEDIU AGAR DESOXYCOLAT CITRAT LACTOZA(HYNES MODIFICAT LEIFSON)	24931250-6 MEDII DE CULTURA	5	FL AC 500 G
14.	MEDIU AGAR CLED	24931250-6 MEDII DE CULTURA	5	FL AC 500 G
15.	MEDIU AGAR BILA-ESCOLINA	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
16.	MEDIU AGAR CU FENILALANINA	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
17.	MEDIU CARY-BLAIR	24931250-6 MEDII DE CULTURA	2	FL AC 500 G
18.	MEDIU TSI	24931250-6 MEDII DE CULTURA	3	FL AC 500 G
19.	MEDIU TCBS	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
20.	MEDIU BSA- MEDIU SEMISOLID (GEL)	24931250-6 MEDII DE CULTURA	30	FL AC 200 G
21.	MEDIU BSA- MEDIU LIOFILIZAT(PULBERE)	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
22.	MEDIU AGAR BAZA CAMPYLOBACTER FORMULA KARMALI	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G

23.	SUPLIMENT SELECTIV ANTIBIOTIC CAMPYLOBACTER	24931250-6 MEDII DE CULTURA	10	CUT*10 BUC
24.	AGAR BACTERIOLOGIC	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
25.	AGAR NUTRITIV	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
26.	MEDIU BULION SABURAUD	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL A 500 G
27.	MEDIU BULION INFUZIE CORD CREIER	24931250-6 MEDII DE CULTURA	10	FL AC 500 G
28.	BULION SELENIT ACID DE SODIU-MEDIU DE BAZA	24931250-6 MEDII DE CULTURA	2	FL AC 500 G
29.	BULION SELENIT ACID DE SODIU-SODIUM BISELENITE	24931250-6 MEDII DE CULTURA	2	FL AC 100 G
30.	MEDIU CU LIZINA SI MARTOR LIZINA	24931250-6 MEDII DE CULTURA	8	CUT CU 5+5 FL A 40 ML
31.	MEDIU APA PEPTONATA ALCALINA CONCENTRATIE 10X	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 1000 ML
32.	MEDIU URISELECT 4	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
33.	MEDIU NEISSERIA AGAR BASE (G.C. SELECTIVE MEDIUM)	24931250-6 MEDII DE CULTURA	2	FL AC 500 G
34.	SUPPLEMENT G PT. MEDIU NEISSERIA AGAR BASE	24931250-6 MEDII DE CULTURA	10	FLAC 50ml.
35.	VCF SELECTIVE SUPPLEMENT (250ML/SQF) PT. MEDIU NEISSERIA AGAR BASE	24931250-6 MEDII DE CULTURA	10	Fiola a 5 ml.
36.	MEDIU AGAR BAZA YERSINIA CIN	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL AC 500 G
37.	SUPLIMENT SELECTIV ANTIBIOTIC PENTRU MEDIU YERSINIA CIN	24931250-6 MEDII DE CULTURA	10	FL A 10,75 MG PULBERE
38.	MEDIU HEKTOEN ENTERIC AGAR	24931250-6 MEDII DE CULTURA	3	FL A 500 G
39.	MEDIU SELECTIV CLOSTRIDIUM DIFFICILE	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL A 500 G
40.	SUPLIMENT SELECTIV PRNTRU MEDIU CLOSTRIDIUM DIFFICILE	24931250-6 MEDII DE CULTURA	10	FIOLE
41.	MEDIU AGAR CHAPMAN	24931250-6 MEDII DE CULTURA	1	FL A C500 G
42.	SANGE DEFIBRINAT DE BERBEC	24931250-6 MEDII DE CULTURA	100	FLAC A 100 ML
43.	FLACOANE HEMOCULTURI- PERFORMANCE HEMOLYNE DUO	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	500	FLAC
44.	FLACOANE BACTALERT SA STANDARD AEROBIC	24931250-6 MEDII DE CULTURA	250	FL AC 40 ML
45.	FLACOANE BACTALERT FA FAN AEROBIC	24931250-6 MEDII DE CULTURA	250	FL AC 40 ML
46.	FLACOANE BACTALERT SN STANDARD ANAEROBIC	24931250-6 MEDII DE CULTURA	250	FL AC 40 ML
47.	FLACOANE BACTALERT FN FAN ANAEROBIC	24931250-6 MEDII DE CULTURA	250	FL AC 40 ML
48.	FLACOANE BACTALERT PF FAN PEDIATRIC	24931250-6 MEDII DE CULTURA	250	FL AC 20 ML

49.	GALERII API ID 32 E	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	25 GALERII
50.	GALERII API ID 32 STAPH	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	25 GALERII
51.	GALERII API 32 C	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	25 GALERII
52.	GALERII API ID 32 STREP	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	25 GALERII
53.	GALERII API NH	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	10 GALERII
54.	GALERII ATB G-5	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	3	25 GALERII
55.	GALERII ATB STAPH 5	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	25 GALERII
56.	GALERII API 20 NE	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	CUTIE
57.	GALERII ATB FUNGUS 3	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	25 GALERII
58.	REACTIV ADITIONAL JAMES PENTRU GALERII API	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FIOLA A 5ML
59.	REACTIV FAST BLUE BB PENTRU GALERII API	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FIOLA
60.	REACTIV NINHIDRINA PENTRU GALERII API	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FIOLA
61.	REACTIV NIT 1 PENTRU GALERII API	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FIOLA A 5ML
62.	REACTIV NIT 2 PENTRU GALERII API	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FIOLA A 5ML
63.	REACTIV VP 1 PENTRU GALERII API	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FIOLA A 5ML
64.	REACTIV VP 2 PENTRU GALERII API	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FIOLA A 5ML
65.	REACTIV ZYM A PENTRU GALERII API	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FIOLA A 5ML
66.	REACTIV ZYM B PENTRU GALERII API	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FIOLA A 5ML
67.	TRUSA LATEX AGLUTINARE PENTRU DIAGNOSTICUL MENINGITELOR	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	3	TRUSA A 25 TEST
68.	TRUSA LATEX AGLUTINARE PENTRU GRUPAREA STREPTOCOCILOR	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	3	TRUSA A 50 TEST
69.	TRUSA LATEX AGLUTINARE PENTRU IDENTIFICAREA STAFILOCOCILOR	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	3	TRUSA A 120 TEST
70.	TRUSA LATEX AGLUTINARE PENTRU DETECTAREA MRSA(STAFILOCOCC AURIU METICILINO REZISTENT)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	TRUSA A 50 TEST
71.	TRUSA LATEX AGLUTINARE PENTRU IDENTIFICAREA ROTAVIRUSURILOR DIN MATERII FECALE	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	4	TRUSA A 100 TEST
72.	TRUSA LATEX AGLUTINARE(DRY SPOT) PENTRU IDENTIFICAREA CAMPYLOBACTER SPECII PATOGENE	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	TRUSA A 50 TEST

73.	TRUSA LATEX AGLUTINARE PENTRU IDENTIFICAREA E. COLI O:157 H:7	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	TRUSA A 100 TEST
74.	TRUSA LATEX AGLUTINARE TECHLAB CLOSTRIDIUM DIFFICILE QUICK CHEK	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	TRUSA A 25 TEST
75.	TRUSA DETECTARE TOXINE A/B TECHLAB CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOX A/B II	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	TRUSA A 20 TEST
76.	TRUSĂ IDENTIFICARE NEISSERIA 4H	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	TRUSA A 10 TEST
77.	DISCURI BACITRACINA 0,1 µg /DISC (SAU 0,004 µg/DISC)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	25	TUB A 50 DISC
78.	DISCURI OPTOCHIN 5 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
79.	DISCURI NOVOBIOCINA 5 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
80.	E-TESTE COLISTIN	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	80	BENZI
81.	E-TESTE VANCOMICINA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	50	BENZI
82.	E-TESTE CEFOTAXIM	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	30	BENZI
83.	E-TESTE MEROPENEM	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	30	BENZI
84.	E-TESTE PENICILINA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	30	BENZI
85.	DISCURI ACID NALIDIXIC 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	TUB A 50 DISC
86.	DISCURI AMPICILINA 10 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	20	TUB A 50 DISC
87.	DISCURI AMPICILINA-SULBACTAM 20 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
88.	DISCURI AMOXICILINA-ACID CLAVULANIC	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	20	TUB A 50 DISC
89.	DISCURI AMIKACINA 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
90.	DISCURI AZTREONAM 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
91.	DISCURI CEFAZOLIN 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
92.	DISCURI CEFEPIM 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
93.	DISCURI CEFOPERAZONA 75 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
94.	DISCURI CEFOXITIN 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	15	TUB A 50 DISC
95.	DISCURI CEFPODOXIMA 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
96.	DISCURI CEFTAZIDINUM 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	20	TUB A 50 DISC
97.	DISCURI CEFTRIAXONA 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	20	TUB A 50 DISC
98.	DISCURI CEFUROXIM 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
99.	DISCURI CEFALOTIN 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC

100.	DISCURI CEFACLOR 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
101.	DISCURI CIPROFLOXACINUM 5 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	20	TUB A 50 DISC
102.	DISCURI CLARITROMICINA 15 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
103.	DISCURI CLINDAMICINA 2 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
104.	DISCURI CLORAMFENICOL 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	TUB A 50 DISC
105.	DISCURI COLISTIN SULFAT 25 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	TUB A 50 DISC
106.	DISCURI ERITROMICINA 15 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
107.	DISCURI ERTAPENEM 10 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
108.	DISCURI GENTAMICINA 10 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
109.	DISCURI GENTAMICINA 120 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
110.	DISCURI IMIPENEM 10 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	15	TUB A 50 DISC
111.	DISCURI LEVOFLOXACIN 5 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
112.	DISCURI LINEZOLID 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
113.	DISCURI NITROFURANTOIN 300 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	20	TUB A 50 DISC
114.	DISCURI NORFLOXACINA 5 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
115.	DISCURI ACID NALIDIXIC 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	TUB A 50 DISC
116.	DISCURI OFLOXACIN 5 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
117.	DISCURI OXACILINA 1 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
118.	DISCURI PELICILINA G 10 UI/DISC	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
119.	DISCURI PIPERACILINA TAZOBACTAM 110 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
120.	DISCURI RIFAMPICINA 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	TUB A 50 DISC
121.	DISCURI TEICOPLANIN µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	TUB A 50 DISC
122.	DISCURI TETRACICLINA 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
123.	DISCURI TICARCILINA-ACID CLAVULANIC 85 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC
124.	DISCURI DE –TRIMETHOPRIM SULFADIAZINE / 25 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	TUB A 50 DISC
125.	DISCURI DE TOBRAMICINA 10 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	TUB A 50 DISC
126.	DISCURI DE VANCOMICINA 30 µg/disc	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	TUB A 50 DISC

127.	PLICURI GEN BOX ANAEROB -PLICURI AMESTEC REDUCATOR PENTRU CREEAREA ANAEROBIOZEI IN JAR DE 2,5 L	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	100	PLIC
128.	PLICURI PENTRU CREEAREA ATMOSFEREI CU CO2 IN JAR DE 2,5 L	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	50	PLIC
129.	PLICURI CAMPYGEN PENTRU INCUBARE CAMPYLOBACTER	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	20	CUT*10 PLIC
130.	SER POLYVALENT ANTI SALMONELLA OMNI O A-60	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
131.	SER POLYVALENT ANTI SALMONELLA-MIXTURE OMA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
132.	SER POLYVALENT ANTI SALMONELLA-MIXTURE OMB	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
133.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA O:4,5	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
134.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA O:9	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
135.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA O:6,7,8	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
136.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA O:3,10,15	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
137.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA Vi	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
138.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA H:a	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
139.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA H:b	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
140.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA H:c	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
141.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA H:d	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
142.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA H:gm	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
143.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA H:i	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
144.	SER MONOVALENT ANTI SALMONELLA H:r	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
145.	SER NONVALENT ANTI E. COLI ENTEROPATOGEN	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	3	CUT*1 FL A 3 ML
146.	SER E. COLI TRIVALENT I (0111+055+026)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
147.	SER E. COLI TRIVALENT II (086+0119+0127)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
148.	SER E. COLI TRIVALENT III (0125+0126+0128)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
149.	SER E. COLI TRIVALENT IV (0114+0124+0142)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
150.	SER MONOVALENT ANTI YERSINIA ENTEROCOLITICA O3	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 2 ML
151.	SER MONOVALENT ANTI YERSINIA ENTEROCOLITICA O9	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 2 ML

152.	SER POLYVALENT ANTI SHIGELLA DYSENTERIAE A2 (2,7,8)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
153.	SER POLYVALENT ANTI SHIGELLA DYSENTERIAE A1(1,3,4,5,6)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 3 ML
154.	SER POLYVALENT ANTI SHIGELLA FLEXNERI	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 2 ML
155.	SER POLYVALENT ANTI SHIGELLA SONNEI	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 2 ML
156.	SER ANTI VIBRIO CHOLERAЕ O1	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUT*1 FL A 2 ML
157.	SER ANTI SHIGELLA BOYDI C1, C2, C3	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	CUTIE CU 3 FLAC (C1+C2+C3)
158.	TESTE RAPIDE PENTRU ANTIGEN HELICOBACTER PYLORI DIN MATERII FECALE	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	CUTIE
159.	BATERIE COLORATIE GRAM-SOLUTIE VIOLET DE METIL R1	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	FLAC A 2L
160.	BATERIE COLORATIE GRAM- SOLUTIE LUGOL R2	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	4	FLAC A 2L
161.	BATERIE COLORATIE GRAM- AMESTEC ALCOOL-ACETONA R3	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	4	FLAC A 2L
162.	BATERIE COLORATIE GRAM- SOLUTIE SAFRANINA R4	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	FLAC A 2L
163.	BATERIE COLORATIE ZIEHL-NEELSEN	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	BUC
164.	SOLUTIE ALBASTRU DE METILEN	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	FLAC A 2L
165.	ACID CLORHIDRIC MERCK	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 1000 ML
166.	ACETONA PA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	FL A 1000 ML
167.	ALBASTRU BROMTIMOL	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 100 G
168.	ULEI DE PARAFINA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	FL A 50 ML
169.	ULEI DE CEDRU	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 1000 ML
170.	CLORURA DE SODIU P.A.	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	3	FL A 1000 G
171.	ACID SULFURIC PA	24311411-1 - ACID SULFURIC	10	Flacon a 1000 ml
172.	PERHIDROL(APA OXIGENATA H2O2)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	FL A 200 ML
173.	IOD METALIC	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	FL A 100 G
174.	IODURA DE POTASIU	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FLA a 300 g
175.	BENZEN	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 1000 ML
176.	HIDROXID DE SODIU PA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 1000 G
177.	UREE PA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 1000 G

178.	FUCSINA BAZICA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 50 G
179.	CLORURA FERICA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	FL A 100 G
180.	ALCOOL ETILIC 96° P.A.	24322510-5 ALCOOL ETILIC	8	FL A 1000 G
181.	HARTIE PH (4-10)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	6	CUTIE
182.	MARTORI BIOLOGICI PENTRU STERILIZARE AUTOCLAV 134°	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	50	BUC
183.	MARTORI CHIMICI PENTRU STERILIZARE AUTOCLAV	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	50	BUC
184.	MARTORI BIOLOGICI PENTRU STERILIZARE ETUVA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	50	BUC
185.	TESTE DE SANITATIE: BD DIFCO HYCHECK TM FOR DESINFECTION CONTROL	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	200	BAX A 10 TUBURI CU CATE O LAMA FIECARE
186.	STREPTOCOCCUS PYOGENES GRUP A, ATCC 49399 TM	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
187.	TULPINI DE REFERINTA: STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25923	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
188.	TULPINI DE REFERINTA: ESCHERICHIA COLI ATCC 25922	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
189.	TULPINI DE REFERINTA: STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ATCC 49619	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
190.	TULPINI DE REFERINTA: ENTEROCOCCUS FAECALIS ATCC 29212	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
191.	TULPINI DE REFERINTA: SHIGELLA FLEXER ATCC 12022 TM	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
192.	TULPINI DE REFERINTA: SALMONELLA ENTERICA ATCC 51812 TM	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
193.	TULPINI DE REFERINTA: PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 TM	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
194.	TULPINI DE REFERINTA: YERSINIA ENTEROCOLITICA ATCC 9610	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
195.	TULPINI DE REFERINTA: CAMPYLOBACTER JEJUNI ATCC 33291	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
196.	TULPINI DE REFERINTA: E. COLI O157 H7 NONTOXIGENIC STRAIN NCTC 12900C 1967 I	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
197.	TULPINI DE REFERINTA: VIBRIO CHOLERAEE ATCC	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC

198.	TULPINI DE REFERINTA:CANDIDA ALBICANS ATCC 10231	33698100-0 CULTURI MICROBIOLOGICE	1	BUC
199.	REACTIV COVACS	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	6	CUTIE CU 2 FLAC A 12 ML
	REACTIVI IMUNOLOGIE			
1.	TRUSA PROTEINA C REACTIVA (CRP) A 100 TESTE LATEX AGLUTINARE(REACTIV+2 MARTORI PT CONTROL INTERN DE CALITATE)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	3	TRUSA A 100 TEST
2.	TRUSA ASO A 100 TESTE LATEX AGLUTINARE(REACTIVI+2 MARTORI PT CONTROL INTERN DE CALITATE)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	3	TRUSA A 100 TEST
3.	TRUSA RPR REDITEST A 100 TESTE LATEX AGLUTINARE (REACTIV+2 MARTORI PT CONTROL INTERN DE CALITATE)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	TRUSA A 100 TEST
4.	KIT LATEX AGLUTINARE PENTRU DETECTAREA FACTORILOR REUMATOIZI	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	KIT A 100 teste
5.	TEST RAPID PENTRU DIAGNOSTICUL MONONUCLEOZEI INFECTIOASE(DETECTIA A 4 MARKERI SEROLOGICI)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	4	KIT A 25 TESTE
6.	TESTE RAPIDE Ag HBs	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	30	KIT A 50 TESTE
7.	TESTE RAPIDE Ac HCV	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	60	KIT A 25 TESTE
8.	TESTE RAPIDE HELICOBACTER PYLORI DIN SER/PLASMA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	KIT A 25 TESTE
9.	LEPTOSPIRA IgG/IgM COMBO TEST RAPID	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	KIT A 25 TESTE
10.	TEST RAPID IgG/IgM RAPID ANTI SALMONELLA TYPHI	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	KIT A 40 TESTE
11.	KIT ANTIGEN HBs A 96 X 2 / KIT (ELISA) *	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	KIT A 96 TESTEX2/ KIT
12.	KIT ANTICORPI ANTI-HCV A 96 X 2/KIT (ELISA)*	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	5	KIT A 96 TESTEX2/ KIT
13.	KIT CITOMEGALOVIRUS IgM A 96 TESTE X 2/KIT (ELISA)*	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	KIT A 96 TESTEX2/ KIT
14.	KIT MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM A 96 X 2/KIT (ELISA)*	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	KIT A 96 TESTEX2/ KIT
15.	KIT TOXOPLASMA GONDII IgM A 96 TESTE X 2/ KIT(ELISA)*	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	KIT A 96 TESTEX2/ KIT
16.	KIT TOXOPLASMA GONDII IgG A 96 TESTE X 2/KIT (ELISA)*	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	KIT A 96 TESTEX2/ KIT
17.	KIT QUANTIFERON-TB GOLD - METODA ELISA IN TUBI	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	KIT A 96 TESTEX2/ KIT
18.	PACHET REACTIVI ELISA PENTRU ANALIZOR AUTOMAT ALISEI*	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	pachet (vezi specificatii)
19.	ANTIGENE FEBRILE- BRUCELLA ABORTUS ANTIGEN (SEROREACTIA WRIGHT)	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 5 ML
	REACTIVI HEMATOLOGIE			
1.	CELL PACK (SYSMEX)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE SANGE	36	BUC
2.	CELL CLEAN (SYSMEX)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE SANGE	3	FL A 10 ML

3.	STROMATOLYSE 4 DL(SYSMEX)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE SANGE	24	FL A 2 LITRI
4.	SULFOLYSER(SYSMEX)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE SANGE	26	FL A 500 ML
5.	STROMATOLYSE 4 DS(SYSMEX)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE SANGE	20	PLIC A 42 ML
6.	E-CHECK L1-LOW CONTROL INTERN SYSMEX	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE SANGE	6	FLAC
7.	E-CHECK L2-NORMAL CONTROL INTERN SYSMEX	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE SANGE	6	FLAC
8.	E-CHECK L3 HIGH CONTROL INTERN SYSMEX	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE SANGE	6	FLAC
9.	CALIBRATOR SCS 1000 PENTRU ANALIZOR SYSMEX 1000I	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE SANGE	1	FLAC
10.	SOLUTIE GIEMSA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 1000 ML
11.	SOLUTIE MAY-GRUNWALD	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FL A 1000 ML
12.	ALCOOL METILIC P.A	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	1	FLACON A 1000 ML
13.	SERURI MONOCLONALE DE GRUPE SANGUINE ANTI AB DE LA 2 PRODUCATORI DIFERITI	33696100-6 REACTIVI PENTRU DETERMINAREA GRUPELOR SANGUINE	2 +2	FL
14.	SERURI MONOCLONALE DE GRUPE SANGUINE ANTI A DE LA 2 PRODUCATORI DIFERITI	33696100-6 REACTIVI PENTRU DETERMINAREA GRUPELOR SANGUINE	2+2	FL
15.	SERURI MONOCLONALE DE GRUPE SANGUINE ANTI B DE LA 2 PRODUCATORI DIFERITI	33696100-6 REACTIVI PENTRU DETERMINAREA GRUPELOR SANGUINE	2+2	FL
16.	SERURI MONOCLONALE DE GRUPE SANGUINE RH (ANTI D) DE LA 2 PRODUCATORI DIFERITI	33696100-6 REACTIVI PENTRU DETERMINAREA GRUPELOR SANGUINE	2+2	FL
17.	TROMBOPLASTINA CALCICA PULBERE LIOFILIZATA ISI 1,85 - 1,09	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	50	FL
18.	PLASME PENTRU CONTROL INTERN DE CALITATE(COAGULARE)- NORMAL COAG. CONTROL PLASMA	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	FL A 1 ML
19.	PLASME PENTRU CONTROL INTERN DE CALITATE(COAGULARE)- ABNORMAL COAG. CONTROL PLASMA 1	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	FL A 1 ML
20.	PLASME PENTRU CONTROL INTERN DE CALITATE(COAGULARE)- ABNORMAL COAG. CONTROL PLASMA 2	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	10	FL A 1 ML
	REACTIVI BIOCHIMIE			
1.	GLUCOZA DAYTONA 3815	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	15	KIT A 1000 TEST
2.	GLUCOZA 2X50 (manual)	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	10	KIT A 600 TEST
3.	UREE-DAYTONA 3825	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	10	KIT A 1000 TEST
4.	TGO-DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	12	KIT A 1000 TEST
5.	TGP-DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	26	KIT A 1000 TEST

6.	TRIGLICERIDE-DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	12	KIT A 1000 TEST
7.	COLESTEROL DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	15	KIT A 1500 TEST
8.	HDL-COL DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT A 600 TEST
9.	LDL-COL DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT A 600 TEST
10.	CREATININA DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	12	KIT A 1000 TEST
11.	FOSFATAZA ALCALINA-DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT A 1000 TEST
12.	GGT-DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT A 1000 TEST
13.	AMILAZA-DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT A 200 TEST
14.	MAGNEZIU-DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT A 1000 TEST
15.	CALCIU-DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT A 600 TEST
16.	FIER-DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT A 600 TEST
17.	ACID URIC- DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	4	KIT A 1000 TEST
18.	KIT HEMOGLOBINĂ GLICOZILATĂ DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	1	KIT A 348 TESTE
19.	PROTEINE TOTALE DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	6	KIT A 100 TESTE
20.	CONTROL LIPIDE NIVEL NORMAL DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	CUT
21.	KIT CONTROL HEMOGLOBINA GLICOZILATA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	1	KIT A 200 TESTE
22.	CONTROL LIPIDE NIVEL PATOLOGIC DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	CUT
23.	CONTROL NORMAL (2) DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	5	CUT
24.	CONTROL NORMAL (3) DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	5	CUT
25.	SOLUTIE SPALARE 1 DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT
26.	SOLUTIE SPALARE 2 DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT
27.	SOLUTIE SPALARE 3 DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT
28.	SOLUTIE SPALARE C1 DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	KIT
29.	SOLUTIE SALINA DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	6	KIT

30.	SOLUTIE ACIDA DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	6	KIT
31.	CO2 TOTAL R1 (DAYTONA)	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	10	KIT
32.	CALIBRATOR DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	4	KIT
33.	CALIBRATOR HEMOGLOBINĂ GLICOZILATĂ	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	1	KIT
34.	CALIBRATOR LIPIDE DAYTONA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	8	CUTIE
35.	CLORURA DE SODIU PA(BIL)	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	6	KG
36.	CAFEINA PA (BIL)	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	4	KG
37.	ACETAT DE SODIU ANHIDRU (BIL)	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	4	KG
38.	BENZOAT DE SODIU	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	4	KG
39.	HYDRAGEL PROTEIN K-20	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	24	PACHET
40.	CONTROL NORMAL HYDRAGEL-SEBIA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	3	CUT
41.	CONTROL PATOLOGIC HYDRAGEL-SEBIA	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	3	CUT
42.	ALCOOL ETILIC 96° P.A	24322510-5 - ALCOOL ETILIC	12	LITRU
43.	ACID ACETIC GLACIAL P.A	24323210-9 - ACID ACETIC	2	LITRU
44.	HARTIE TERMICA AVL 9180	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	30	BUC
45.	SOLUTIE CLEANING AVL 9180	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	3	BUC
46.	SOLUTIE ELECTRODE AVL 9180	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	3	BUC
47.	ELECTRODE NA AVL 9180	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	1	BUC
48.	ELECTRODE K AVL 9180	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	1	BUC
49.	ELECTRODE CL AVL 9180	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	1	BUC
50.	SNAP PACK	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	10	BUC
51.	ACID TRICLORACETIC	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	4	LITRU
52.	FIOLE AZOTAT DE ARGINT	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	12	BUC
53.	CROMAT DE POTASIU	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	2	Kg
54.	ACID SULFANILIC	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	2	KG
55.	ACID CLORHIDRIC	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	2	LITRU
56.	NITRIT DE SODIU	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	2	KG
57.	CO2 TOTAL R1 (DAYTONA)	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	10	KIT

58.	STRIP URINA DIRUI	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	80	FLAC
59.	HÂRTIE TERMICA DIRUI	22993000-7 - HÂRTIE ȘI CARTON FOTOSENSIBILE, TERMOSENSIBILE SAU TERMOGRAFICE	50	BUC
60.	SER CONTROL INTERN URINA PENTRU CITITOR DIRUI NIVEL 2	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	80	FLAC
61.	SER CONTROL INTERN URINA PENTRU CITITOR DIRUI NIVEL 1	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	80	FLAC
62.	CALIBRATOR DIRUI	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	80	FLAC
63.	AZOTAT DE ARGINT	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	1	100 GR
64.	IODURA DE POTASIU	33696500-0 REACTIVI DE LABORATOR	2	kg
65.	SULFAT DE SODIU ANHIDRU	33696300-8 REACTIVI CHIMICI	4	KG
	REACTIVI BIOLOGIE MOLECULARA			
1.	Cap-G/CTM HBV (72 teste)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	3	KIT
2.	Cap-G/CTM HCM (42 teste)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	12	KIT
3.	Cap-G/CTM HIV 1-v 2.0	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	20	KIT
4.	Cap-G/CTM wash reagent 5,1 litri	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	20	BUC
5.	FACS COUNT Reagent Kit Kit pentru determinarea numarului de celule CD4/CD8 pozitive prin flowcitometrie	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	24	CUTII
6.	FACS COUNT Control Kit Kit de control si calibrare Facs Count	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	1	CUTII
7.	FACS Flow (bidon 20 l) Solutie de spalare pentru flowcitometrul Facs Count	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	10	BUC
8.	SPU (12x24) Consumabile pentru Cobas Ampliprep/Cobas TaqMan (Sample Preparation Unit - sistem pentru prelucrarea probelor)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	6	BUC
9.	Tip K 1,2 mm(12x36) Consumabile pentru Cobas Ampliprep/Cobas TaqMan (varfuri pipetare)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	4	BUC
10.	Tube K box (12x96) Consumabile pentru Cobas Ampliprep/Cobas TaqMan (tuburi pentru produs extractie)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	2	BUC
11.	Tube S box (12x24) Consumabile pentru Cobas Ampliprep/Cobas TaqMan (tuburi pentru proba)	33696200-7 REACTIVI PENTRU ANALIZE DE SÂNGE	6	BUC
12.	Isopropanol (molecular biology grade) Consumabil pentru analizorul de viremii plasmatice	24322200-9 - ALCOOLI MONOHIDROXILICI	2	L
13.	Hartie termosensibila (role 11 cm) Consumabile pentru Facs Count	22993000-7 - HÂRTIE ȘI CARTON FOTOSENSIBILE, TERMOSENSIBILE SAU TERMOGRAFICE	5	BUC

	MATERIALE DE LABORATOR			
1.	PLACI PETRI 90 MM	19521200-6 placi din polistiren	20.000	BUC
2.	UROCULTOARE	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	15.000	BUC
3.	COPROCULTOR CU LINGURITA SI CAPAC INFILAT	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	8.000	BUC
4.	TUB EXUDAT STERIL	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	20.000	BUC
5.	VARF ALBASTRU PT. PIPETA SEMIAUTOMATA	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	50.000	BUC
6.	VARF GALBEN PT. PIPETA SEMIAUTOMATA	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	50.000	BUC
7.	VARFURI PIPETA 1000 µL CU FILTRU, RN-ASE FREE (COMPATIBILE EPPENDORF) CONSUMABILE PENTRU MANIPULAREA PLASMEI IN VEDEREA DETERMINARII VIREMIILOR PLASMATICE- BIOLOGIE MOLECULARA	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	20	CUTIE A 96 BUC
8.	VARFURI CU FILTRU 200 µL RN-ASE FREE (COMPATIBILE EPPENDORF) CONSUMABILE PENTRU MANIPULAREA PLASMEI IN VEDEREA DETERMINARII VIREMIILOR PLASMATICE- BIOLOGIE MOLECULARA	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	30	CUTIE A 96 BUC
9.	VARFURI CU FILTRU 100 µL RN-ASE FREE (COMPATIBILE EPPENDORF) CONSUMABILE PENTRU MANIPULAREA PLASMEI IN VEDEREA DETERMINARII VIREMIILOR PLASMATICE- BIOLOGIE MOLECULARA	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	10	CUTIE A 96 BUC
10.	VARFURI CU FILTRU 20 µL RN-ASE FREE (COMPATIBILE EPPENDORF) CONSUMABILE PENTRU MANIPULAREA PLASMEI IN VEDEREA DETERMINARII VIREMIILOR PLASMATICE- BIOLOGIE MOLECULARA	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	10	CUTIE A 96 BUC
11.	VARFURI CU FILTRU 10 µL RN-ASE FREE (COMPATIBILE EPPENDORF) CONSUMABILE PENTRU MANIPULAREA PLASMEI IN VEDEREA DETERMINARII VIREMIILOR PLASMATICE- BIOLOGIE MOLECULARA	33141000-0 consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice	10	CUTIE A 96 BUC
12.	VACUTAINERE HEMATO. NA CITRATE 3,8% 5ML	33141300-3 dispozitive de punctie venoasa si prelevare sange	15.000	BUC
13.	VACUTAINERE VSH 2,9 ML	33141300-3 dispozitive de punctie venoasa si prelevare sange	15.000	BUC
14.	VACUTAINERE K3 EDTA 2 ml Hematologie +biologie moleculara)	33141300-3 dispozitive de punctie venoasa si prelevare sange	30.000	BUC
15.	VACUTAINERE GLICEMIE 3ML	33141300-3 dispozitive de punctie venoasa si prelevare sange	2.400	BUC
16.	VACUTAINERE IMUNOLOGIE SI BIOCHIMIE FARA ADITIVI 7 ml	33141300-3 dispozitive de punctie venoasa si prelevare sange	50.000	BUC

17.	MICROTAINER K3EDTA+TUBI CAPILARI	33141300-3 dispozitive de punctie venoasa si prelevare sange	3.000	BUC
18.	VACUTAINER CU HEPARINA	33141300-3 dispozitive de punctie venoasa si prelevare sange	5.000	BUC
19.	EPRUBETA STICLA TERMOREZ SILICONATA 12/120	33192500-7 eprubete	5.000	BUC
20.	EPRUBETA STICLA TERMOREZ SILICONATA 15/150	33192500-7 eprubete	5.000	BUC
21.	EPRUBETA DAYTONA	33192500-7 eprubete	5.000	BUC
22.	TUB EPENDORF	33192500-7 eprubete	2.000	BUC
23.	STATIVE EPRUBETE 12/120 MM	39180000-7 mobilier de laborator	40	BUC
24.	STATIVE EPRUBETE 15/150 MM	39180000-7 mobilier de laborator	40	BUC
25.	TREPIED PT BEC BUNSEN	39180000-7 mobilier de laborator	6	BUC
26.	PARA DE CAUCIUC ADAPTABILA LA PIPETE DE STICLA	19512000-8 articole de cauciuc nevulcanizat	10	BUC
27.	HARTIE DE FILTRU PACHET A 10 KG	15994200-4 hartie de filtru	2	BUC
28.	CUVE SPEKOL (ZEISS) 1 ML	44618500-0 cuve	4	BUC
29.	CUVE SPEKOL (ZEISS) 0,5 ML	44618500-0 cuve	4	BUC
30.	CUVE PLASTIC 1 ML	44618500-0 cuve	50	BUC
31.	LAME SLEFuite PORT OBIECT	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	500	BUC
32.	LAMELE MICROSCOP 24X24MM	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	1.000	BUC
33.	PIPETA GRADATA DE STICLA 25 ML	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	20	BUC
34.	PIPETA GRADATA DE STICLA 5 ML	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	10	BUC
35.	PIPETA PASTEUR DE STICLA	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	200	BUC
36.	STICLUTE DE 8 ML	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	500	BUC
37.	BALOANE STICLA TERMOREZISTENTA DE 1000 ML	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	10	BUC
38.	BALOANE STICLA TERMOREZISTENTA DE 500 ML	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	10	BUC
39.	BALOANE STICLA TERMOREZISTENTA A 100 ML CU GAT INGUST	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	100	BUC
40.	CILINDRU GRADAT DE STICLA A 100 ML	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	2	BUC
41.	CILINDRU GRADAT DE STICLA A 25 ML	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	10	BUC
42.	CILINDRU DE STICLA CU CAPAC H=50 CM,D=15 CM	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	10	BUC
43.	CRISTALIZOR DE STICLA H=5 CM, d=20 CM	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	10	BUC

44.	CAMERE DE NUMARAT FUCHS-ROSENTHAL	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	20	BUC
45.	BALOANE ERLLENMEYER 2 L	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	4	BUC
46.	BALOANE ERLLENMEYER 3 L	33790000-4 sticlari pt laborator,pt articole de igiena sau pt industria farmaceutica	4	BUC
47.	CONSUMABILE QUANTIFERON (KIT 100*3 TUBI)	33140000-3 consumabile medicale de laborator	100 X 3 TUBI	BUC
48.	PIPETE DE TRANSFER STERILE 3,5 ML, AMBALATE INDIVIDUAL PIPETE STERILE PENTRU SEPARAREA PLASMEI- BIOLOGIE MOLECULARA	33140000-3 consumabile medicale de laborator	3.000	BUC
49.	CRIOTUBURI SARSTEDT PENTRU PCR 2 ML (STERILE, RN-ASE FREE, CAPAC CU GARNITURA SI FILET EXTERN) PENTRU STOCAREA PLASMEI PRIN CONGELARE- BIOLOGIE MOLECULARA	33140000-3 consumabile medicale de laborator	5.000	BUC
50.	PIPETE PASTEUR LUNGI, STERILE, GRADATE – POLIETILENA lungime 100-150mm, 5ml, gradate din 0.25ml in 0.25ml, ambalate individual, ambalaj tip flow-pack, de unica utilizare	33140000-3 consumabile medicale de laborator	500	BUC
51.	FLACOANE CILINDRICE CU GAT INGUST SI CU CAPAC CU STUT - POLIETILENA flacon h 143mm,250ml, capac cu filet si cu stut ingust pentru dispersarea lichidelor. Capacul are si dop pentru stut atasat cu o brida flexibila. Se livreaza cu stutul neperforat	33140000-3 consumabile medicale de laborator	75	BUC
52.	ANSE METALICE - NICHEL-CROM -set anse necalibrate cu diam. 2mm + maner verde din aluminiu, pentru microbiologie	33140000-3 consumabile medicale de laborator	10	BUC
53.	ANSE METALICE - NICHEL-CROM -set anse necalibrate cu diam. 4mm + maner auriu din aluminiu, pentru microbiologie	33140000-3 consumabile medicale de laborator	10	BUC
54.	BAI DE COLORARE - TPX baie de colorare vertical, tip Hellendhall, pentru 8 lame, autoclavabila la 121°C, 58x53,5x86mm,	33140000-3 consumabile medicale de laborator	50	BUC
55.	PIPETE SEMIAUTOMATE MONOCANAL CU VOLUM REGLABIL(ETALONATE)	33140000-3 consumabile medicale de laborator	44	BUC
	- DE 0,5-10 µL		2	BUC
	- DE 5-50 µL		4	BUC
	- DE 10-100 µL		8	BUC
	- DE 20-200 µL		4	BUC
	- DE 100-1000 µL		18	BUC
	- DE 10-250 µL		8	BUC
	MATERIALE SANITARE			
1.	MANUSI LATEX DE UNICA UTILIZARE MARIME S	18424300-0 manusi de unica folosinta	20.000	PERECHI
2.	MANUSI LATEX DE UNICA UTILIZARE MARIME M	18424300-0 manusi de unica folosinta	20.000	PERECHI
3.	MANUSI DE EXAMINARE LATEX FARA TALC MARIME S CONSUMABILE ESENTIAL (FARA TALC) - BIOLOGIE MOLECULARA	18424300-0 manusi de unica folosinta	10	CUTIE
4.	VATA MEDICINALA	33141115-9 vata medicinala	220	PACHET A 200G

5.	TIFON DE BUMBAC	33141114-2 tifon medical	500	METRII
6.	FASA 10/10	33141118-0 comprese	400	BUC
7.	SERINGA DE 2 ML CU AC, STERILA	33141310-6 seringi	200	BUC
8.	SERINGA DE 5 ML CU AC, STERILA	33141310-6 seringi	200	BUC
9.	SERINGA DE 10 ML CU AC, STERILA	33141310-6 seringi	100	BUC
10.	HOLDER ADAPTABIL LA VACUTAINERE	33141300-3 dispozitive de punctie venoasa si de prelevare de sange	50	BUC
11.	ACE HOLDER 21G-22G	33141320-9 ace medicale	500	BUC
12.	LEUCOPLAST (ROLE MARI)	33141111-1 bandaje adezive	50	BUC
13.	PANSAMENT STERIL	33141118-0 comprese	100	BUC
14.	APA DISTILATA	24316000-2 apa distilata	6000	FIOLE
	DEZINFECTANTI			
1.	ALCOOL MEDICINAL 70°	24322500-2 alcool	80	FLACON A 500 ML
2.	TABLETE CLORINATE	24455000-8 dezinfectanti	60	CUTII A 100 TABLETE
3.	HIPOCLORIT DE SODIU	24455000-8 dezinfectanti	30	LITRI
4.	DEZINFECTANT RAPID PENTRU MAINI, HIPOALERGEN	24455000-8 dezinfectanti	40	FLACON A 500 ML
5.	DEZINFECTANT MEDICAL PENTRU SUPRAFETE (SOLUTIE CONCENTRATA)	24455000-8 dezinfectanti	4	BIDON A 5 LITRII
6.	DEZINFECTANT MEDICAL PENTRU SUPRAFETE	24455000-8 dezinfectanti	48	FLACON SPRAY
	PRESTARI SERVICII (SERVICE PENTRU ANALIZOARE, APARATE, AUTOCLAVE, ETUVE, MICROSCOPE, TERMOSTATE, CENTRIFUGI)			
1.	ANALIZOR HEMATOLOGIC SYSMEX 1000i			
2.	LINIE SEMIAUTOMATA ELISA			
3.	SISTEM DE IDENTIFICARE AUTOMATA API BIOMERIEUX CU DENSIMAT SI PIPETA ELECTRONICA			
4.	INCUBATOR BACTALERT			
5.	ANALIZOR DAYTONA SAU ANALIZOR SIMILAR			
6.	DVSE SEBIA (ELECTROFOREZA) SAU SIMILAR			
7.	ANALIZOR URINA DIRUI			
8.	AVL 9180 SAU SIMILAR			

9.	TKA (DISTILATOR DE APA) SAU SIMILAR			
10.	TERMOSTATE / CAMERE TERMOSTAT			
11.	CENTRIFUGI			
12.	ETUVE SI AUTOCLAVE			
13.	MICROSCOAPE OPTICE			
14.	HOTE BACTERIOLOGICE			
15.	FRIGIDERE			
16.	ETALONAREA CU METROLOGIE LEGALĂ (BRML-INM BUCUREȘTI, DJMR IAȘI) A 16 PIPETE SEMIAUTOMATE			
17.	ETALONAREA CU METROLOGIE LEGALĂ (BRML-INM BUCUREȘTI, DJMR IAȘI) A URMĂTOARELOR ANALIZOARE: - ANALIZOR BIOCHIMIE IMOLA - ANALIZOR URINĂ DIRUI - APARAT ELECTROFOREZĂ HELENA			
18.	CONTROL EXTERN DE CALITATE PENTRU: -HEMOLEUCOGRAMA AUTOMATA -CITOLOGIA FROTIULUI SANGUIN -UROCULTURA -COPROCULTURA -EXSUDAT FARINGIAN -LICHIDE DE PUNCTIE -PUROAIE SI SECRETII - EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC -ANALIZE BIOCHIMICE DIN PLASMA -BIOCHIMIA URINEI -ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE			
19.	CONECTARE LA SIUI A: -ANALIZOR BIOCHIMIE DAYTONA SAU SIMILAR -DVSE-SEBIA (ELECTROFOREZA) SAU SIMILAR -ANALIZOR URINA DIRUI			
	FURNITURI BIROU, FORMULARE DE CERERE ANALIZE SI REGISTRE ANALIZE			
1.	HARTIE IMPRIMANTA A4	30197643-5 hartie pentru fotocopiatoare	80.000	COLI
2.	MRKER NEGRU PERMANENT PENTRU STICLA SI PVC	30192125-3 carioca permanente	40	BUC
3.	PIXURI	30192121-5 pixuri	80	BUC
4.	CAPSATOR SI CUTIE CAPSE ADECVATE	30192700-8 papetarie	8	BUC
5.	FOLII PLASTIC	30192700-8 papetarie	200	BUC
6.	FORMULARE CERERE DE ANALIZE DIFERITE TIPURI	22458000-5 Imprimare la comanda	100.000	BUC
7.	REGISTRE ANALIZE DIFERITE TIPURI	22458000-5 Imprimare la comanda	180	BUC

8.	DOSARE PVC CU SINA METALICA	30192700-8 papetarie	20	BUC
9.	TONER PT. IMPRIMANTA SISTEM INFORMATIC	30125110-5 toner pentru imprimantele laser/faxur	10	SET
10.	TONER PT. IMPRIMANTA SISTEM ELISA	30125110-5 toner pentru imprimantele laser/faxur	1	BUC
11.	TONER PT. IMPRIMANTA ANALIZOR SYSMEX 1000i	30125110-5 toner pentru imprimantele laser/faxur	5	BUC
12.	REFILARE TONER PT. IMPRIMANTA ANALIZOR SYSMEX 1000i		24	INCARCARI
	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR			
1.	TERMOHIGROMETRE ELECTRONICE PENTRU MONITORIZAREA SIMULTANĂ A TEMPERATURII ȘI UMIDITĂȚII DIN SPAȚIILE DE LUCRU	38412000-6 termometre	13	BUC
2.	BALANȚA DE PRECIZIE, MODEL PS 750/X și greutăți de control pentru dispozitive de cântărire	42923200-4 cantare	2	BUC
3.	FRIGIDER DE LABORATOR (CAPACITATE MARE SI MICA CU SI FARA CONGELATOR)	39711100-0 frigidere si congelatoare	12	BUC
4.	TIMERE(cronometre) DE LABORATOR	18523000-1 cronometre	6	BUC
5.	CENTRIFUGA DE LABORATOR CU 6-10 LOCAȘE , CU TURATIE REGLABILA 200-6000 /MIN	42931100-2 centrifuge de laborator si accesor	6	BUC
6.	TERMOMETRE CU MERCUR PENTRU FRIGIDERE , 3 PENTRU CONGELATOARE ȘI 6 PENTRU CAMERE TERMOSTAT PRECUM ȘI ETALONAREA LOR DE BMRL	38412000-6 termometre	14	BUC
7.	MICROSCOP BINOCULAR	38516000-5 microscopie monoculare si/sau binoculare compuse	1	BUC
8.	BECURI DE REZERVA PENTRU MICROSCOP DE LABORATOR	38519500-1 becuri de rezerva pentru microscop de laborator	20	BUC
9.	HUSE DE PROTECTIE PENTRU MICROSCOP	38519660-0 huse de protectie pentru microscop	10	BUC
10.	ARAGAZ SI HOTA PENTRU ARAGAZ	39721100-3 aparate de uz casnic pentru gatit	2	BUC
11.	AGITATOR MAGNETIC ORIZONTAL	38436400-4 agitatoare magnetice	3	BUC
12.	DENSIMAT (DENSITOMETRU)	38425800-8 densitometre	2	BUC
13.	TERMOSTATE DE LABORATOR	33152000-0 incubatoare	6	BUC
14.	TESTER PH (PH-METRU)	38416000-4 pHmetre	1	BUC
15.	SISTEM AUTOMAT DE DETERMINARE A VSH-ULUI	33124110-9 sisteme de diagnosticare	1	BUC
16.	COAGULOMETRU AUTOMAT CU 4 CANALE	33124110-9 sisteme de diagnosticare	1	BUC
17.	SPEKOL 11 (SPECTROFOTOMETRU)(BIOCHIMIE)	33124110-9 sisteme de diagnosticare	1	BUC

18.	ANALIZOR AUTOMAT BIOCHIMIE	33124110-9 sisteme de diagnosticare	1	BUC
19.	LINIE SEMIAUTOMATA ELISA DE CAPACITATE MICA	33124110-9 sisteme de diagnosticare	1	BUC
20.	CALCULATOR (PC) SI RACORDARE LA SIUI	30141200-1 calculatoare de birou	3	BUC
21.	IMPRIMANTA LASER	30232110-8 imprimante laser	4	BUC
22.	HALATE ALBE DE BUMBAC	33199000-1 IMBRACAMINTE PERSONAL MEDICAL	20	BUC
	MATERIALE DE CURATENIE			
1.	SAPUN DURU	33711900-6 sapun		
2.	SAPUN LICHID HIPOALERGEN	33711900-6 sapun		
3.	DETERGENT PARDOSELI	39831200-8 detergenti	120	LITRII
4.	DETERGENT PENTRU SUPRAFETE DE LUCRU	39831200-8 detergenti	120	LITRII
5.	SOLUTIE DE CURATAT GEAMURI	39831240-0 produse de curatenie	24	BUC
6.	DETARTRANT LAVOARE	39831240-0 produse de curatenie	24	FLACON DE 1 LITRU
7.	PRAF DE CURATAT OBIECTE SANITARE	39831240-0 produse de curatenie	24	FLACON A 500 GRAME
8.	RECIPIENTI PVC CU CAPAC ACTIONAT CU PEDALA PENTRU GUNOI MENAJER A 5 KG		15	BUC
9.	CUTII DE CARTON + PUNGI PVC GALBENE INSCRIPTIONATE "PERICOL BIOLOGIC" SI SIMBOL BIOHAZARD		600	BUC
10.	RECIPIENTI DIN PVC CU CAPAC ETANS PENTRU DESEURI INTEPATOARE		200	BUC
11.	PUNGI PVC AUTOCLAVABILE PENTRU MATERIAL CONTAMINAT		500	BUC
12.	MOP	39224300-1Maturi, perii si alte articole de menaj	16	BUC
13.	COADA MOP DIN LEMN	39224300-1Maturi, perii si alte articole de menaj	8	BUC
14.	GALEATA CU STORCATOR PT. MOP		8	BUC
15.	MATURI PVC	39224300-1Maturi, perii si alte articole de menaj	12	BUC
16.	MATURI PAIE	39224300-1Maturi, perii si alte articole de menaj	12	BUC
17.	PERIE PENTRU PERETI	39224300-1Maturi, perii si alte articole de menaj	8	BUC
18.	PERIE PARDOSEALA	39224300-1Maturi, perii si alte articole de menaj	8	BUC
19.	SUPORT PERETE PENTRU PROSOP DE HARTIE		12	BUC
20.	PROSOP DE HARTIE	33772000-2 articole de unica folosinta din hartie	120	BUC
21.	HARTIE IGIENICA	33761000-2 hartie igienica	360	BUC
22.	PERIUTE PENTRU SPALAT EPRUBETE SI STICLARIE DE LABORATOR	39224300-1Maturi, perii si alte articole de menaj	30	BUC

	PREGATIRE PROFESIONALA			
1.	CURS ACREDITARE LABORATOARE PE STANDARDUL 15189		PENTRU RMC	
2.	CURS SPECIALIZARE LABORATOR CLINIC		PENTRU 4 ASISTENTI DE MEDICINA GENERALA , CARE LUCREAZA IN LABORATOR	

Elaborat
Şef laborator

Aprobat
Manager General

CATRE SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Ec. Holostencu Dana

Urmare a adresei Dvs. Nr. 9803/25.10.2012, va înaintăm necesarul de reactivi, materiale sanitare, materiale de laborator, imprimate medicale, furnituri birou, dezinfectanți, materiale de curățenie, bunuri de natura obiectelor de inventar, prestări servicii (service pentru analizoare, aparate, autoclave, etuve, microscopie, termostate, centrifugi, etalonari cu metrologie legală BRML-INM DJMR Iași, necesare pentru executarea analizelor de laborator solicitate de catre spital, precum și pentru acreditarea laboratorului, control extern de calitate pentru pentru analizele ce vor fi acreditate, conectarea la SIUI a aparatelor din compartimentul de biochimie)etc., în vederea întocmirii planului de achiziții aferent anului 2013 și evaluarea costurilor pentru acreditarea laboratorului.

26.11.2012

Sef laborator analize medicale
Dr. Rodica Fântânu

Lista cu necesarul anual al laboratorului pentru anul 20____

NR CRT	DENUMIRE	COD CPV	CANTITATE	UM
	REACTIVI MICROBIOLOGIE			
	REACTIVI IMUNOLOGIE			
	REACTIVI BIOCHIMIE			
	REACTIVI BIOLOGIE MOLECULARA			
	MATERIALE DE LABORATOR			
	MATERIALE SANITARE			
	DEZINFECTANTI			
	PRESTARI SERVICII (SERVICE PENTRU ANALIZOARE, APARATE, AUTOCLAVE, ETUVE, MICROSCOAPE, TERMOSTATE, CENTRIFUGI)			
	ETALONAREA CU METROLOGIE LEGALĂ (BRML-INM BUCUREȘTI, DJMR IAȘI)			
	CONTROL EXTERN DE CALITATE PENTRU:			
	FURNITURI BIROU, FORMULARE DE CERERE ANALIZE SI REGISTRE ANALIZE			
	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR			
	MATERIALE DE CURATENIE			
	PREGATIRE PROFESIONALA			

Elaborat
Șef laborator

Aprobat
Manager General

Data

Spital Clinic Boli Infectioase Iasi

Laboratorul de analize medicale

FISA EVIDENTA MR / CONTROALE RECONSTITUITE

Denumire Calibrator/ control / lot	Data reconstituirii	Data expirarii dupa reconstituire	Nr. Criotuburi cu MR/ control portionat / DATA CONSUMULUI									

In coloana “nr. Criotuburi” se completeaza cu atatea casute cite criotuburi s-au depozitat. Pe masura ce se consuma, se va completa data consumului.

Compartment_____**Prodicator/distributor****Prodicator/distributor**[illegible]

FISA DE MONITORIZARE SI EVALUARE A FURNIZORILOR

1. Identificare furnizor:

Numele companiei:

Adresa:

Telefon: Fax: E-mail: @

2. Activitatea:

☐ Servicii ☐ Produse

3. Produse/servicii furnizate:

4. Performantele sistemului calitatii:

Criteriu de evaluare	Punctaj	Data evaluarii			
		2014	2015	2016	2017
SMC certificat/acreditat	10				
SMC in curs de certificare/acreditare	8				
SMC in curs de implementare	5				

Notă:

- Pentru controale interlaboratoare se considera eligibile doar schemele acreditare conform ISO 17043 sau notificare la MS.
- Pentru servicii de etalonări se considera eligibile doar laboratoarele acreditate conform ISO 17025, pe domeniul de interes.

5. Calitate produse/servicii

Criteriu de evaluare	Punctaj	Data evaluarii			
Excelenta	10				
Buna	8				
Medie	5				

Pentru Controale interlaboratoare

Criteriu de evaluare	Punctaj	Data evaluarii			

Organizatorul raportează și scorul Z, transmite o situație sintetică a tuturor rezultatelor și o evoluție în timp a rezultatelor	10				
Organizatorul transmite doar rezultatele punctuale cu scorul Z	8				
Organizatorul transmite doar rezultatele punctuale fără scor Z	3				

Criteriu de evaluare	Punctaj	Data evaluării			
Organizatorul raportează rezultatele în maximum 1 lună	10				
Organizatorul raportează rezultatele în maximum 2 luni	8				
Organizatorul raportează rezultatele în mai mult de 2 luni	3				

6. Colaborare la rezolvarea problemelor aparute

Criteriu de evaluare	Punctaj	Data evaluării			
Raspunde și rezolvă imediat	10				
Raspunde în 2-3 zile	5				
Raspunde cu întârziere	3				

7. Modalități de plată

Criteriu de evaluare	Punctaj	Data evaluării			
Ordin de plată	10				

Cash	5				
------	---	--	--	--	--

8. Prezintă documente solicitate

Criteriu de evaluare	Punctaj	Data evaluării			
La fiecare lot	10				
Uneori	5				
Doar la cerere	0				

9. Preturi, în comparație cu alte produse/servicii similare

Criteriu de evaluare	Punctaj	Data evaluării			
Mai mici	10				
Comparabile	5				
Mai mari	0				

10. Prezentarea comenzilor (existența produselor pe stoc, zile de întârziere ale comenzii)

Criteriu de evaluare	Punctaj	Data evaluării			
Livrare întotdeauna la timp	10				
O întârziere care afectează capacitatea laboratorului	8				
Mai mult de o întârziere	5				
De regulă nu au produse pe stoc					

9. Nota finală:

Data evaluării				
Punctaj obținut				

10. Criteriu de acceptare: ≥ 40 puncte, cu conditia ca punctajul pentru criteriu calitate sa fie min. 8 si sa indeplineasca criteriile de eligibilitate.

11. Concluzie:


Data evaluarii/				
Decizie acceptare				

Continutul acestui formular este confidential !

**Director de laborator:
Dr.**

Monitorizare periodica

Criteriu de monitorizare	Anul	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Numar de intirzieri care afecteaza capabilitatea laboratorului													
Prezenta documentelor de calitate													



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE

COD: PGL - 4.6

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de: 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

Elaborat:
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6				Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 2 din 14

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fantanu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8		Dr. Aida Badescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag. 3 din 14

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Introducere doc. de referinta, introducere cerinte pentru furnizori introducere monitorizare furnizor	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânaru	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 4 din 14
---	---	--

CUPRINS

1. SCOP.....	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. Definitii	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	6
5.1. Evaluarea furnizorilor	6
5.2. Cerințe pentru aprovizionare.....	6
5.3. Cerințe pentru receptie	7
5.4. Depozitarea Reactivilor, Etaloanelor, Materialelor De Referinta	8
5.5. Reactivi cu regim de precursori.....	8
6. RESPONSABILITATI	8
7. INREGISTRARI	8
8. ANEXE.....	9

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		pag. 5 din 14

1. SCOP

Prezenta procedura prezinta modalitatile pentru selectarea furnizorilor de echipamente, kituri de reactivi, materiale de control, consumabile si servicii externe, care pot afecta calitatea analizelor, astfel incat laboratorul sa se asigure ca acestea corespund cu cerintele specificate in metodele de analiza.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre intreg personalul, Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași** implicat in activitatea de selectie a furnizorilor, achizitionare, receptie si depozitare a echipamentelor de masurare, a reactivilor si materialelor consumabile de laborator relevante pentru analize.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL –01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 – *Laboratoare medicale. Cerinte pentru calitate si competenta (cap. 4.6, cap. 5.3)*

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

3.5. Politica RENAR P-05/13.08.2013 Politica privind trasabilitatea măsurărilor

3.6. Politica RENAR P-04/21.05.2013 Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competență si a comparărilor interlaboratoare

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii

Echipament de masurare : Toate aparatele de masurare, etalonare, materiale de referință, operatii auxiliare si software-ul necesare pentru efectuarea unei masurari. Acest termen cuprinde echipamentele de masurare folosite pentru incercari si control, precum si pentru etalonari.

Material de referinta : Material sau substanta cu una sau mai multe proprietati suficient de bine definite pentru a-l utiliza la etalonarea unui aparat, la evaluarea unei metode de masurare sau la atribuirea de valori materiale.

Etalon : Masura materializata, aparat de masurare, material de referinta sau sistem de masurare destinat sa defineasca, sa conserve sau sa produca o unitate, sau una sau mai multe valori ale unei marimi pentru a le transmite prin comparare la alte aparate de masurat.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 6 din 14
---	---	--

4.2. Abrevieri

CAP: Compartimentul de achiziții publice
CFC: Compartimentul financiar-contabil
CPV: Vocabularul comun privind achizițiile
TVA: Taxă pe valoare adăugată

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. APROVIZIONARE

Managementul Spitalului și al Laboratorului stabilesc:

- modul în care se desfășoară procesele de aprovizionare (etapele aprovizionării și recepția produselor);
- procesul de control asupra produselor achiziționate;
- procesul de control al furnizorilor și de evaluare a eficienței aprovizionării, în scopul satisfacerii cerințelor Laboratorului și beneficiarilor.

5.1.a. ETAPELE APROVIZIONĂRII ȘI RECEPȚIA PRODUSELOR

Managerul tehnic al Laboratorului este responsabil cu aprovizionarea la acest nivel și în baza consultării cu șefii de compartimente întocmește necesarul anual de echipamente, reactivi, medii de cultură, materiale consumabile și servicii, cod: FGL – 4.6-01, pe care o editează pe suport de hârtie și electronic, originalul este înaintat CAP iar o copie este îndosariată și păstrată în Laborator. (model în Anexa 1).

Această listă cuprinde: numărul curent, CPV, denumirea produsului, forma de prezentare, cantitate, unitate de măsură, preț unitar fără TVA, valoare cu TVA (stabilirea codului CPV pentru fiecare produs se realizează în colaborare cu CAP, iar CFC stabilește valoarea) și o anexă, utilizată la orice comandă către furnizori, reactualizată anual cuprinzând specificațiile tehnice (compoziție, formă de prezentare, gramaj etc.) ale fiecărui produs.

Lista cu necesarul anual al Laboratorului, cod FGL – 4.6-01, se face la sfârșitul fiecărui an pentru anul care urmează și se bazează pe date statistice anuale:

- ◆ număr total de solicitări de analize medicale și ponderea lor pe compartimente;
- ◆ variații sezoniere ale consumului de reactivi și medii de cultură;
- ◆ posibile izbucniri epidemice (de exemplu toxiiinfecții alimentare, hepatite virale acute etc.)

Specificațiile tehnice se obțin prin documentarea personalului Laboratorului asupra metodelor de lucru actuale și consultarea cataloagelor firmelor producătoare cu recunoaștere europeană sau mondială.

Această listă se constituie parte componentă a planului anual de achiziții al Spitalului. CFC estimează costurile și încadrarea în bugetul Spitalului, întocmește împreună cu CAP dosarul achiziției publice, care este analizat și aprobat de managerul general conform politicilor organizației.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 7 din 14
---	---	--

CAP inițiază și derulează procedurile de atribuire, elaborează documentația de atribuire în care precizează criteriile de eligibilitate conform legislației în vigoare.

Managerul tehnic al Laboratorului participă la întocmirea caietului de sarcini, astfel încât specificațiile tehnice să definească cerințele de natură tehnică pentru fiecare produs.

Comisia de evaluare a furnizorilor (formată din conducerea Laboratorului și CAP) selectează ofertele cele mai convenabile din punct de vedere tehnic și financiar, după care CAP și consilierul juridic al Spitalului elaborează contractele de furnizare și se întocmeste Lista furnizorilor acceptați, care este transmisă Managerului tehnic.

Șefii de compartimente ai Laboratorului completează ori de câte ori este nevoie un Referat de necesitate, cod FGL – 4.6 -02, pentru reactivi, medii de cultură, materiale consumabile, care este analizat și aprobat de managerul tehnic, originalul este depus la CAP spre aprobare și o copie cu numărul de înregistrare, este îndosariată de către managerul tehnic. După evaluarea financiară și aprobarea achiziției de către directorul financiar contabil, se formulează comanda către firma distribuitor.

Firma distribuitor poate trimite produsul prin serviciile de curierat, poștă sau îl livrează direct Spitalului. Recepția produselor este efectuată de către comisia de recepție a produselor formată din persoane numite prin decizie.

Factura poate acoperi în totalitate sau parțial comanda. În cazul facturii parțiale, gestionarul Spitalului scrie pe comandă cât s-a primit și cât este rest la comandă, păstrează originalul comenzii până la primirea în totalitate a produsului și trimite o copie (cu dată, cantitate primită, rest) la CAP (care urmărește derularea contractelor de furnizare și a comenzilor).

Când factura acoperă în întregime comanda, gestionarul Spitalului aplică ștampila „Certificat în privința regularității și legalității, Magazie”, o transmite CAP (care o depune în dosarul de achiziții) completează nota internă de recepție (NIR), care cuprinde: denumirea produsului, firma distribuitor, data comenzii, data recepției, valabilitatea produsului, contractul și numărul comenzii, cantitate, preț și semnăturile comisiei de recepție.

Pentru eliberarea din magazia Spitalului a reactivilor, sticlăriei și a materialelor consumabile, gestionarul Spitalului completează o fișă de magazie, iar recepția lor în Laborator, se face pe baza unui bon de consum materiale, (primul exemplar se detașează și este trimis la serviciul contabilitate, copia rămâne la cotor până la epuizarea carnetului, în Laborator, urmând a fi arhivate de CFC); NIR-urile și bonurile de consum în original se găsesc la CFC.

Recepția echipamentului achiziționat se face respectând legislația în vigoare cu privire la achiziția de echipamente medicale, din comisia de recepționare făcând parte managerul tehnic, RC și șeful compartimentului respectiv, numiți de CAP.

Arhivarea și păstrarea dosarului achiziției publice se face la CAP, având caracter de document public, accesul la aceste informații se realizează cu respectarea reglementărilor legale.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 8 din 14
---	---	--

5.1.b. PROCESUL DE CONTROL ASUPRA PRODUSELOR APROVIZIONATE

Cuprinde:

- inspecția la recepția reactivilor, mediilor de cultură, materialelor și echipamentelor medicale;
- asigurarea condițiilor de păstrare și depozitare;
- monitorizarea consumului;

Comisia de recepție verifică gradul de conformitate al datelor de pe factură cu datele de pe comandă în momentul livrării. Această verificare se face din punct de vedere calitativ, cantitativ și financiar. Datele minime urmărite la acest nivel sunt: denumirea produsului, marca de identificare, lot de fabricație, data fabricației, data expirării (termenul de valabilitate) condiții de păstrare și depozitare, inclusiv respectarea condițiilor de transport, integritate, cantitate, unități de produs, prețul și valoarea de pe comandă și factură.

La recepția materialelor consumabile, reactivilor și materialelor de referință se verifică:

- *documentele care descriu caracteristicile materialului de referință*
- *buletinul de analiza pentru substantele de referință si etaloane;*
- *termenului de valabilitate;*
- *trasabilitatea materialor de referință si etaloanelor;*
- *cantitatea solicitată.*

La recepția echipamentelor se verifică existența documentelor de recepție:

- *declarația de conformitate,*
- *aprobarea de model sau declarația cu privire la starea metrologică legală, după caz;*
- *certificat de garanție;*
- *integritatea coletului;*
- *existența tuturor componentelor și accesoriilor solicitate;*
- *existența documentației tehnice;*
- *la echipamentele care trebuie etalonate și pentru care s-a solicitat acest lucru, se verifică existența certificatului de etalonare. În caz contrar, se contactează producătorul, solicitându-l acestuia sau se verifică echipamentul la un laborator autorizat înainte de punerea în funcțiune.*

Oricare din aceste elemente de verificare considerat necorespunzător cerințelor Laboratorului conduce la întocmirea formelor de refuz: se inscripționează „Respins la recepție”, se depozitează separat, iar CAP este anunțat în scris în vederea clarificării situației.

Produsele achiziționate sunt păstrate și depozitate conform instrucțiunilor producătorilor. În Laborator, managerul tehnic și RC urmăresc modul în care sunt depozitate materialele în spații special amenajate și păstrate în condiții de mediu și temperatură conform instrucțiunilor producătorilor.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 9 din 14
---	---	--

Recepția în Laborator se face de către două persoane din Laborator desemnate prin decizie, care completează bonul de consum materiale, preiau reactivii și materialele în magaziile laboratorului și completează fisele de magazie tipizate, care au trei rubrici: intrări (data intrării, denumire produs, cod produs, lot, data expirării, producător, cantitate, factura și observații), ieșiri (data ieșirii, cantitate și semnătura de recepție) și rămas în stoc (data și cantitatea).

Șefii de compartimente înregistrează data recepției produselor în compartimentele de lucru în Registrul de evidență reactivi, materiale de control, calibratori, medii de cultura, cod:RGL – 4.6-01 (separat pentru fiecare compartiment) unde sunt înregistrate mișcările de produse. *Recepția se finalizează cu acceptarea produsului din punct de vedere al calitatii (testul de acceptare se realizează la deschiderea primului recipient din lotul nou, prin compararea rezultatelor obținute cu acesta cu rezultate anterioare obținute cu lotul vechi), de ex. se masoară o probă cu ambele loturi.*

Calibratorii, materialele de control liofilizate care necesită reconstituire în Laborator sunt înregistrați de responsabilul cu această activitate, în Fisa de evidență Materiale de referință / controale reconstituite, cod: FGL – 4.6-04.

5.1.c. PROCESUL DE EVALUARE AL FURNIZORILOR

Cuprinde două etape:

- 1) evaluarea ofertanților în vederea întocmirii contractelor de achiziție publică;
- 2) evaluarea eficacității și eficienței aprovizionării;

- 1) Contractul de achiziție publică care se încheie cu ofertanții care întrunesc criteriile de eligibilitate conform legislației în vigoare și care prezintă oferta cea mai convenabilă din punct de vedere tehnic și financiar.

CAP precizează în documentația de atribuire cerințele privind: situația juridică, profesională, economico-financiară, standardele de asigurare a calității, standardele de protecție a mediului.

Caietul de sarcini, conform Ordonanței de urgență nr. 34/2006 din 19/04/2006 , cuprinde specificațiile tehnice definite cât mai exact pentru fiecare produs și cerințele de asigurare a calității:

- certificare ISO 9001:2008;
- autorizație de utilizare în domeniul medical emisă de Ministerul Sănătății și Familiei;
- certificate de calitate și/sau certificate de conformitate pentru reactivi și materiale consumabile;
- certificate de etalonare și verificare metrologică pentru echipamente și componentele acestora care pot influența rezultatele măsurării;
- precum și termene precise și modul de livrare, perioada de garanție, service post-garanție și piese de schimb pentru echipamente.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 10 din 14
---	---	---

Funcție de tipul de produs/ serviciu aprovisionat, se transmite la compartimentul achiziții, cerințe speciale pentru furnizori.

Cerințe pentru furnizorii de reactivi/ calibratori/ materiale de control

Furnizorii de reactivi / calibratori / materiale de control trebuie să furnizeze declarații de conformitate, specificații tehnice și/sau de utilizare, metode, inserturi cu valori de referință, pe cât posibil în limba română.

Pentru calibratori/ materiale de referință, este necesară și furnizarea certificatului de trasabilitate și, după caz, valorile incertitudinii de măsurare.

Cerințe pentru furnizorii de echipamente

Furnizorii / producătorii de echipamente și materiale trebuie să furnizeze:

- *Informații clare privind utilizarea intenționată a echipamentelor și materialelor*
- *Informații privind trasabilitatea echipamentelor (declarație privind respectarea cerințelor IVD (In Vitro Diagnostics) European Directive (Directiva 98/79/EC))*
- *Informații cu privire la caracteristicile de performanță ale echipamentelor și materialelor când sunt utilizate pentru scopul propus*
- *Informații cu privire la intervalele și procedurile recomandate de mentenanță, curățare, etalonare, cât și verificările de performanță ale echipamentelor, precum și recomandări cu privire la etaloanele sau materialele de referință potrivite pentru etalonare.*
- *Furnizarea de informații de validare care să demonstreze că echipamentele și materialele îndeplinesc caracteristicile de performanță adecvate directivei IVD și scopului intenționat.*
- *Furnizarea unei documentații tehnice care să includă condiții pentru amplasare și condiții de mediu pentru utilizare,*
- *În cazul softurilor, trebuie să furnizeze validarea oricărei funcții de calcul automate efectuate de softul de calculator integrat.*
- *Furnizarea de ghiduri ale utilizatorului, inclusiv, de exemplu, pentru condițiile de mediu pentru echipamente și stocarea materialelor*

Cerințe pentru furnizorii de servicii de etalonare

Serviciile de metrologie se vor achiziționa de la laboratoarele BRML sau alte laboratoare de etalonare acreditate de RENAR, ținând cont că laboratorul în cauză să aibă acreditat domeniul de interes pentru laborator (de exemplu pipetele pot fi etalonate de laboratoare care au în domeniul acreditat activitatea de etalonare volume). Domeniul de competență pentru fiecare laborator poate fi accesat de pe site-ul RENAR.

Cerințe pentru furnizorii de servicii de control extern a calitatii

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 11 din 14
---	---	---

Controlul extern de calitate se va achizitiona pe cit posibil de la furnizori acreditati RENAR sau in curs de acreditare, in conformitate cu SR EN ISO CEI 17043:2010 sau de autoritati de reglementare (Ministerul Sanatatii).

Sunt acceptate si scheme de încercări de competență organizate în cadrul European Accreditation sau APLAC.

Dacă există mai mulți furnizori pentru aceleasi domenii de analiza se va trece in continuare la selectia furizorului tinind seama de considerentele de mai jos, în ordine. Nu se va proceda la alegerea unui singur furnizor pentru toate domeniile solicitate, decât dacă sunt îndeplinite de acesta criteriile cele mai favorabile pentru toate domeniile.

Criiteriile ce vor fi urmărite:

- *Existența în cadrul portofoliului a unui număr cât mai mare de unități contractante (laboratoare) care dețin echipamente similare cu cele deținute de laboratorul nostru;*
- *Existența în cadrul portofoliului a unui număr cât mai mare de unități contractante (laboratoare) care utilizeaza metode similare cu cele testate de laborator;*
- *Furnizarea unor informații cât mai detaliate privind interpretarea rezultatelor obținute;*
- *Frecvența de cel puțin 4 determinări/an, ;*
- *Rapoartele privind rezultatele sunt primite de laborator în maxim două luni;*
- *Prețul.*

2) Furnizorii cu care se întocmește contract de achiziție publică (de către CAP și CFC) sunt înscriși în lista furnizorilor acceptați

Furnizorii sunt monitorizati permanent si evaluati anual prin Fisa de evaluare si monitorizare a furnizorilor, cod FGL-4.6.-04.

Această evaluare a capacității furnizorilor de a satisface cerințele Laboratorului și beneficiarilor într-o manieră eficientă și de a răspunde cu promptitudine la solicitări se constituie într-o experiență relevantă privind performanța furnizorilor în raport cu competitorii.

Modificările documentației achiziției publice sunt analizate și aprobate de aceleași funcții ca și documentele inițiale.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Managerul General

Analizează și aprobă conform politicilor organizației:

- planul anual de achiziții;
- dosarul achiziției publice;
- contractele de achiziție publică;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 12 din 14
---	---	---

6.2. Directorul CFC

Participă la întocmirea planului anual de achiziție.

Coordonează activitatea CFC privind:

- estimarea costurilor și încadrarea în bugetul Spitalului a contractelor achiziției publice;
- elaborarea și păstrarea documentelor financiar contabile din dosarul achiziției publice;
- participă la selecția furnizorilor din punct de vedere economico- financiar.

6.3. Directorul Administrativ

Coordonează activitatea CAP privind:

- încadrarea produselor în CPV;
- inițierea și derularea procedurilor de atribuire;
- elaborarea documentației de atribuire;
- elaborarea și păstrarea dosarului achiziției publice;
- întocmirea formelor de refuz pentru produsele respinse la recepție și clarificarea situației cu furnizorul respectiv;
- face parte din comisia de selecție a furnizorilor și din comisia de recepție a echipamentelor medicale.

6.4. Seful de laborator

- Este responsabilul cu aprovizionarea de la acest nivel;
- Întocmește și editează lista cu necesarul anual al Laboratorului, cod:FGL-4.6-01, păstrează și îndosariază copia acesteia;
- Împreună cu CAP încadrează produsele în CPV și participă la elaborarea caietului de sarcini din punct de vedere al specificațiilor tehnice;
- Face parte din comisia de selecție a furnizorilor;
- Face parte din comisia de recepție a echipamentelor medicale de laborator;
- Asigură condițiile de păstrare și depozitare a produselor conform instrucțiunilor producătorilor;
- Analizează și aprobă referatele de necesitate, păstrează și îndosariază copiile acestora.
- Semnează bonul de consum materiale completat de asistentul de laborator , responsabil cu recepția produselor de laborator de la magazia Spitalului, pe baza căruia acestea se preiau în Laborator

6.5 Responsabilul Calității

- Păstrează copiile înregistrărilor de calitate ale furnizorilor și solicită dovezi de asigurare a calității dacă acestea nu au însoțit produsele la livrare;
- Pastreaza lista furnizorilor acceptați cu dovezile de asigurare a calității transmise de furnizori ;
- Verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de păstrare și depozitare ale produselor conform indicațiilor producătorilor;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		pag. 13 din 14

6.6. Șefii de Compartimente

- Completează Lista cu necesarul de materiale, cod: FGL – 4.6-01, și-l prezintă spre aprobare managerului tehnic al Laboratorului;
- Verifică gradul de conformitate a specificațiilor tehnice declarate de furnizori cu metodele de lucru , echipamentele de lucru din dotare precum și calitatea mediilor de cultură, kiturilor de latex aglutinare, etc. cu tulpini bacteriene standard, prin control intern de calitate;
- Înregistrează în registrul de evidență reactivi, cod: RGL – 4.6-01 , mișcările produselor (intrări și ieșiri).

6.7. MAGAZIONERUL SPITALULUI

- Efectuează prima inspecție a produselor la livrare;
- Verifică gradul de conformitate al datelor de pe comandă cu cele de pe factură;
- Întocmește NIR-ul și-l semnează, împreună cu recepționarul Laboratorului;
- Completează fișele de magazie.

6.8. RECEPȚIONERII LABORATORULUI

- Sunt două persoane din Laborator desemnate prin decizie care recepționează produselor de laborator, de la magazionerul Spitalului
- Completează bonul de consum materiale și-l prezintă managerului tehnic pentru semnarea lui;
- Participă la inspecția produselor din punct de vedere calitativ și cantitativ, în momentul preluării acestora de la recepționarul Spitalului;
- Predă șefilor de compartiment produsele preluate , care trebuie depozitate în vitrine frigorifice , în compartimentele respective;
- Completează fisele de magazie.

6.9. ASISTENTUL DE LABORATOR

- Completează Registrul de evidență reactivi, calibratori, materiale de control, medii de cultura, reactivi pentru fiecare compartiment, cod:RGL – 4.6-01

7. INREGISTRARI

- Lista cu necesarul anual al laboratorului, cod: FGL – 4.6-01
- Referat de necesitate, cod: FGL-4.6-02
- Lista furnizorilor acceptati
- Fise de magazie
- Fisa de evidenta a MR / materialelor de control liofilizate, cod FGL-4.6-03
- Registrul de evidență reactivi, calibratori, materiale de control, medii de cultura, reactivi pentru fiecare compartiment, cod:RGL – 4.6-01
- *Fisa de evaluare si monitorizare a furnizorilor, cod FGL-4.6.-04.*

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII EXTERNE SI APROVIZIONARE COD PGL - 4.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 14 din 14
---	---	---

8. ANEXE

Anexa 1: Lista cu necesarul anual al laboratorului, cod: FGL – 4.6-01

Anexa 2: Referat de necesitate, cod: FGL-4.6-02

Anexa 3: Fisa de evidenta a MR / materialelor de control liofilizate, cod FGL-4.6-03

Anexa 4 Registrul de evidență reactivi, calibratori, materiale de control, medii de cultura, reactivi pentru fiecare compartiment, cod:RGL – 4.6-01

Anexa 5. Fisa de evaluare si monitorizare a furnizorilor, cod FGL-4.6.-04.

GRAFIC DE TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE

Compartiment:



Anul/luna /.....

Responsabil:

Parametru Ziua		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Temperatura (°C) 25 15	30																															
	29																															
	28																															
	27																															
	26																															
	25																															
	24																															
	23																															
	22																															
	21																															
	20																															
	19																															
	18																															
	17																															
	16																															
	15																															
	14																															
	13																															
	12																															
	11																															
Umiditatea (%) 45 55	20																															
	25																															
	30																															
	35																															
	40																															
	45																															
	46																															
	47																															
	48																															
	49																															
	50																															
	51																															
	52																															
	53																															
	54																															
	55																															
	56																															
	58																															
	60																															
	63																															
	66																															

Planul Laboratorului de analize medicale Etaj I


Schița Nr.1



Legenda : Fereastră  Usa  Zidarie  Acces personal Laborator  Acces personal Spital 

Anexa 6
Schița organizației - Spital Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva" Iași

Schița Nr.2



GRAFIC DE TEMPERATURĂ ECHIPAMENTE

Compartiment:..... Echipament:.....Anul/luna / Responsabil:.....

TEMPERATURA	°C	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZIUA																															
	120,0																															
	120,5																															
	121,0																															
	121,5																															
	122,0																															

GRAFIC DE TEMPERATURĂ ECHIPAMENTE

Compartiment:..... Echipament:.....Anul/luna / Responsabil:.....

TEMPERATURA	°C	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	ZIUA																															
	-16																															
	-18																															
	-20																															
	-25																															
	-30																															

GRAFIC DE TEMPERATURĂ ECHIPAMENTE

Compartiment: _____ Echipament: etuvă _____ Anul/luna _____ / _____ Responsabil: _____

[illegible]

GRAFIC DE TEMPERATURĂ ECHIPAMENTE

Compartiment:.....

Echipament: frigider Anul/luna /.....

Responsabil:

		°C ZIUA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TEMPERATURA	+2	-2																															
		-1																															
		0																															
		+1																															
	+8	+2																															
		+3																															
		+4																															
		+5																															
		+6																															
		+7																															
		+8																															
		+9																															
		+10																															
		+11																															
		+12																															
		+13																															
		+14																															

CAIET DE STERILIZARE CU RAZE ULTRAVIOLETE (UV)

[illegible]

GRAFIC DE EVIDENȚĂ A DEZINFECȚIEI CUTIILOR DE TRANSPORT AL PROBELOR BIOLOGICE

Responsabil:

Nr. Crt.	Executant	Data	Nr. Crt.	Executant	Data	Nr. Crt.	Executant	Data

**MONITORIZAREA ÎNCĂRCĂTURII MICROBIENE A SUPRAFEȚELOR
ÎN CAMERA DE ÎNSĂMÂNȚARE DUPĂ DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE CU UV**

$$\text{Nr. microorganisme /cm}^2 = \frac{\text{nr. col. din suspensie brută} \times 10 \dots = \text{nr. col. din susp. bruta}}{\text{suprafața șablonului (100cm}^2\text{)} \quad 10}$$

Nr. crt.	Data	Însămânțare dil. (1ml din 1/10)	Citire pe geloză nutritivă Nr. Colonii	Calcul	Citire pe geloză sange Nr. Colonii	Calcul	Citire pe mediu Sabouraud Nr. colonii	Calcul	Efectuat	Verificat Șef lab.

**MONITORIZAREA ÎNCĂRCĂRURII MICROBIENE A AERULUI
IN CAMERA DE ÎNSĂMÂNȚARE DUPĂ DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE CU UV**

FORMULA: $N \cdot 10.000 / S \cdot K$

Nr. crt	Data	Nr. plăci	Locul expunerii	Suprafață a plăcii (S)/ cm ²	Timp de expunere k2	Nr. Colonii Mediu geloza sange	Calcul	Nr. Colonii Mediu Geloza simpla	Calcul	Efectuat	Validat
				63,5	10						
				63,5	10						
				63,5	10						
				63,5	10						
				63,5	10						
				63,5	10						
				63,5	10						
				63,5	10						

N=nr.colonii pe placa

S=suprafata placii

Ø = πR^2 adica: Ø=9cm = $3.14 \cdot 4.5^2 = 63.5 \text{ cm}^2$

K=coefficient de expunere

K1=5 min


K2=10min

K3= 15min

Verificat
Sef laborator

LISTA DEZINFECTANȚILOR UTILIZAȚI ÎN LABORATOR

Nr. crt.	Denumirea substanței	Concentrația de utilizare	Suportul supus dezinfectiei



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale**

PROCEDURA GENERALA

CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU

COD: PGL - 5.2

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânaru

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2				Editia 2			
					Revizia 0			
					Exemplar nr. pag 2 din 15			

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânanu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânanu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0
		Exemplar nr. pag 3 din 15

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 4 din 15
--	--	---

CUPRINS

1. SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINITII	5
4.2. ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1. LOCALURI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.2. CONDITII DE MEDIU SI MONITORIZARE.....	6
5.3. ACCESUL IN LABORATOR.....	6
5.4. CURATENIA IN LABORATOR	7
6. RESPONSABILITATI.....	8
7. INREGISTRARI.....	8
8. ANEXE	9

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 5 din 15
--	--	---

1. SCOP

Prezenta procedura descrie activitățile desfășurate în scopul realizării condițiilor adecvate de spațiu și mediu pentru buna desfășurare a analizelor pentru care laboratorul se declară competent.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre intreg personalul Laboratorului de analize medicale **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași.**

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL - 01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 – Laboratoare medicale. Cerinte particulare pentru calitate si competenta

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

3.5. Norme generale de protecție a muncii (NGPM)

3.6. Art. 39 din CCM – Contractul Colectiv de Muncă, privind echipamentul de protecție și echipamentul de lucru

3.7. Ordinul MSF 1301/2007 privind normele de funcționare a laboratoarelor de analize medicale

3.8. Ordinul MSF 1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale

3.9. Ordinul MSF 261/2007 – Norme tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare.

3.10. Ghid național de biosiguranță pentru laboratoare medicale – MSF - 2005

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii

Mediu de lucru – Ansamblu de condiții în care se desfășoară activitatea

Notă:

Condițiile includ factori fizici, sociali, psihologici și de mediu (cum ar fi temperatura, scheme de recunoaștere a meritelor, factori ergonomici și com-poziția atmosferei)

4.2. Abrevieri – Nu este cazul

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 6 din 15
--	--	---

5. DESCRIERE PROCEDURĂ

5.1. LOCALURI : STRUCTURĂ ȘI DOTARE

Laboratorul este situat într-un corp de clădire separat al Spitalului, (a se vedea schița Nr. 1 – schița organizației)

Laboratorul, are două nivele (parter și etaj) și dispune de spațiu suficient, care permite efectuarea corectă a serviciilor, asigurarea calității muncii și siguranța personalului și a clienților.

Planul Laboratorului (a se vedea schița Nr.2) cuprinde compartimentarea acestui spațiu astfel: încăpere pentru recepționarea probelor biologice recoltate de la pacienți internați în regim de spitalizare continuă, de zi, dispensarizați, la indicația clienților interni – medicii specialiști din Spital - și eliberarea buletinelor de analiză; cele două activități se desfășoară în intervale orare diferite, conform programului afișat la sediul Laboratorului

Spații de lucru separate în funcție de specificul serviciilor:

- încăpere pentru compartimentul de Microbiologie 1 (produse patologice din situasuri normal sterile);
- încăpere pentru compartimentul de Microbiologie 2 (produse patologice din situasuri normal contaminate);
- încăpere pentru compartimentul de Serologie / Imunologie 3;
- încăpere pentru compartimentul de Hematologie 4;
- 2 încăperi pentru compartimentul de Biochimie 5;
- încăpere pentru preparare și boxă pentru turnarea mediilor de cultură;
- încăpere (cu boxă de sterilizarea a materialelor infecte și decontaminare), cu spațiu de depozitare temporară a deșeurilor infecțioase și pentru spălarea și uscarea sticlăriei reciclabile;
- încăpere pentru sterilizarea produselor și materialelor curate care urmează a fi utilizate sterile

Notă: Laboratorul este semnalizat printr-un panou iluminat electric.

Încăperile Laboratorului sunt marcate cu plăcuțe de identificare.

Spații anexe:

- 2 încăperi pentru depozitarea separata a materialelor sanitare, consumabilelor, reactivilor de laborator și substanțelor toxice;
- 2 vestiare cu spații de repaus;
- o încăpere pentru biroul managerului tehnic;
- spațiu destinat arhivei de istorie a Laboratorului;
- un compartiment informatic
- grup sanitar compartimentat, pentru personalul Laboratorului .

Laboratorul dispune de utilitățile necesare desfășurării activităților: instalații de alimentare cu apă rece și caldă, canalizare, instalații de alimentare cu gaz metan, încălzire centrală, energie electrică și iluminare (instalația de alimentare cu energie electrică este dimensionată

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 7 din 15
--	--	---

corespunzător pentru a susține concomitent și neîntrerupt funcționarea tuturor aparatelor și echipamentelor medicale, și a sistemului informatic al Laboratorului, la care întreruperea funcționării poate influența calitatea rezultatelor, prelucrarea, transmisia și stocarea datelor).

Încăperile Laboratorului au podelele, pereții și tavanele cu suprafața netedă, lavabilă, neabsorbantă, rezistentă la acțiunea agenților dezinfectanți, ușor de curățat și de dezinfectat; îmbinările dintre pereți și podea sunt concave, rotunjite; conductele sunt protejate cu casete închise, cu excepția conductelor de alimentare cu gaz metan.

Spațiul Laboratorului este ventilat natural dar compartimentele de lucru sunt prevăzute și cu sisteme de aer conditionat; spațiile de lucru unde temperatura și umiditatea influențează funcționarea aparatelor și echipamentelor ca și calitatea analizelor, sunt prevăzute cu termohigrometre.

Echipamentele și aparatele sunt dispuse în încăperi conform indicațiilor producătorilor, astfel încât pot fi utilizate și întreținute corespunzător.

Mobilierul de laborator este de tip modular, dulapurile sunt suspendate, cu suprafețe lustruite fără porozități, rezistent la dezinfecție și permite curățarea pardoselii; scaunele sunt rotative, cu înălțime reglabilă, confecționate din materiale lavabile, rezistente la agenți de curățare și dezinfecție.

5.2. Condiții de mediu și monitorizare

Localurile care necesită condiții speciale de mediu sunt :

- Camera unde se cântăresc și se prepară medii de cultură - zilnic se face sterilizarea aerului și a suprafețelor de lucru cu UV și se dezinfectează scaunele cu substanțe dezinfectante;
- Camera în care se efectuează analize microbiologice și camera în care se realizează examinări serologice – au în dotare lampi UV pentru a se putea decontamina corespunzător locul la sfârșitul lucrului și în caz de accident microbiologic ;

Nu există plante decorative în camerele de lucru.

Încăperile laboratorului sunt monitorizate pentru parametrii temperatură (18° – 28° C) și încărcătură microbiană și fungică a aerului și a suprafețelor de lucru, functionare nisa, lampa UV, control sterilizare autoclav si pupinel, iar rezultatele sunt înregistrate în fise si grafice de monitorizare, de către responsabilii de analiză.

Atunci când condițiile de mediu sunt necorespunzătoare, Șeful de laborator decide întreruperea activității și reluarea activității atunci când condițiile corespund. În acest caz se întocmește o fișă de neconformități, acțiuni corective /preventive.

5.3. Accesul în laborator

Accesul în laborator este reglementat și controlat pentru a asigura confidențialitatea și securitatea activității în laborator prin reguli scrise pe ușa de la intrarea în laborator :

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 8 din 15
--	--	---

ACCESUL ÎN LABORATOR ESTE CONTROLAT

PERMIS NUMAI PERSONALULUI SPITALULUI SI LABORATORULUI

INTERZIS PERSOANELOR STRĂINE

Accesul persoanelor străine este permis numai cu acordul șefului de laborator și însoțit de o persoană desemnată de acesta. Pe durata vizitelor în laborator a persoanelor străine, șeful de laborator ia măsuri de protecție a tuturor datelor cu caracter de confidențialitate profesională și pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală a clienților, indicând clar zona și traseul de acces în laborator.

La terminarea programului de lucru, ușile de acces în încăperile laboratorului se încuie. Accesul în laborator, atât pentru persoanele care lucrează, cat și pentru vizitatori, este permis doar cu echipament de protecție, respectiv halat.

5.4. Prevenirea Contaminărilor Accidentale

În cadrul Laboratorului sunt stabilite circuite funcționale prin care activitățile se desfășoară în mod fluent și se aplică reguli de prevenire a contaminărilor accidentale după cum urmează:

- accesul direct și controlat,
- stabilirea circuitelor pentru probe și deșeuri;
- condiții speciale de mediu în spațiile de lucru ale Laboratorului, în special în compartimentele de microbiologie;
- asigurarea curățeniei și dezinfecției în Laborator

5.4.1. Stabilirea Circuitelor pentru Probe Biologice si Deșeuri

a) Recoltarea probelor biologice la indicația clienților interni:

- medici specialiști, de la pacienții în regim de spitalizare continuă, de zi, dispensarizați,
- se realizează doar la nivelul punctelor de recoltare externe din pavilioanele Spitalului,
- în recipiente sterile de unică utilizare, transportul acestora la Laborator realizându-se în genți cu capac, inscripționate cu avertismentul „**Risc biologic**” și simbolul Biohazard, de către asistenții medicali din Spital; recepția acestor produse biologice la nivelul Laboratorului se face doar în intervalul orar (7³⁰ -12⁰⁰ a.m. respectiv 16³⁰ – 19³⁰ p.m.) specificat și afișat, în programul de lucru al Laboratorului; după acest interval orar, și doar până la orele 14⁰⁰ a.m. respectiv 20⁰⁰ p.m. , se acceptă și se recepționează produse biologice recoltate doar în cazul urgențelor medicale ce pun în pericol viața pacienților (urgența medicală este semnalată pe formularul de solicitare analize medicale, cu semnătura și parafa medicului care a recomandat analiza); în afara programului de lucru al Laboratorului, produsele biologice sunt depuse împreună cu formularele de solicitare corespunzătoare în termostatul sau răcitorul „de gardă” urmând a fi recepționate fie la contravizită fie a doua zi dimineața.

b) Recoltarea probelor biologice de la clienți externi și recepționarea produselor biologice de la beneficiari externi, persoane fizice sau persoane juridice (alte spitale, instituții), se realizează la

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 9 din 15
--	--	---

nivelul pavilioanelor sau spitalelor solicitante de catre personalul acestora, iar produsele biologice sunt aduse la compartimentul de receptie.

Recipientele cu produse biologice, după recepționare (verificare, înregistrare, inscripționare ID-ului) sunt sortate și depuse în cutii separate în funcție de natura acestora și compartimentul de destinație, fiind preluate și transportate în spațiile de lucru, împreună cu formularele de solicitare analize, pentru analize corespunzătoare, de către asistenții ce deservește aceste compartimente.

Eliberarea rezultatelor analizelor (buletine de analiză) se efectuează la sfârșitul programului de lucru al Laboratorului, între orele 13³⁰ – 14³⁰ a.m. respectiv 18³⁰ – 20⁰⁰ p.m.

În acest mod sunt separate în timp, recepționarea produselor biologice și activitatea de predare a buletinelor de analiză.


Spațiile de lucru sunt dispuse în așa fel încât să fie prevenit riscul contaminărilor încrucișate. Mobilierul si aparatura sunt dispuse in spatiile de lucru, in conformitate cu cerintele producatorilor si recomandarilor din Ghidul national de biosiguranta.

Evacuarea deșeurilor care prezintă risc biologic se realizează conform instrucțiunilor de lucru „Colectarea, depozitarea și transportul deșeurilor”, în alt interval orar față de recepționarea produselor biologice și prelucrarea acestora.

**Rampa
de gunoi**

Circuitul probelor biologice și deșeurilor

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 10 din 15
--	--	--



5.4.2. Condiții si Dotări Speciale pentru Compartimentele de Microbiologie

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 11 din 15
--	--	--

Aceste spații sunt ventilate natural dar au și sisteme de aer conditionat; în timpul executării analizelor ușile și ferestrele sunt păstrate închise.

Cele două încăperi corespunzătoare compartimentelor de microbiologie 01 și 02 , au în dotare hote de siguranță biologică (cu filtru HEPA) de clasă corespunzătoare grupului de risc biologic din care fac parte microorganismele manipulate, încadrate conform Ghidului național de biosiguranță pentru laboratoare medicale și lămpi cu raze ultraviolete, (ca și boxa de turnare a mediilor de cultură), cu care se face dezinfectia zilnică a aerului și a suprafețelor de lucru.

5.4.3. Asigurarea Curățeniei si Dezinfectiei in Laborator

Aceste operațiuni sunt efectuate în funcție de categoria de încadrare, de către:

➤ **pentru categoria noncritice:**

- pavimente, pereți, ferestre, uși, mobilier, răcitoare și frigidere, obiecte sanitare, lămpi cu raze ultraviolete, etc., de către două îngrijitoare, repartizate câte una la parterul respectiv etajul Laboratorului, instruite pentru efectuarea acestor operațiuni conform graficului zilnic și lunar de curățenie și dezinfectie
- suprafețele exterioare ale centrifugilor, băilor de apă tremostatată, de către asistenții de laborator care deserveșc compartimentele de lucru;
- suprafețele externe ca și întreținerea analizoarelor și aparatelor de laborator, de către personalul superior (medici, biologi, chimiști);

➤ **pentru categoria semicritice:**

- suprafața meselor de lucru (care pot fi accidental stropite cu sânge, urină, materii fecale, etc.), suprafața internă a răcitoarelor pentru produse biologice respectiv pentru tulpini bacteriene, suprafața internă a termostatelor, cutiile de transport al probelor în interiorul Laboratorului, de către asistenții de laborator care deserveșc compartimentele de lucru după un grafic zilnic și lunar
- obiecte din grupul sanitar, de către îngrijitoare, în cadrul curățeniei zilnice

➤ **periodicitatea și algoritmul curățeniei și dezinfectiei încăperilor:**

a) zilnic:

între orele 7⁰⁰ – 8³⁰ a.m.:

- se aerisesc încăperile prin deschiderea ferestrelor;
 - se curăță și se spală chiuvetele și obiectele din grupul sanitar, folosind bureți respectiv perii și praf de curățat pentru obiecte sanitare;
 - se îndepărtează praful de pe pavimente folosind mopul cu coadă și soluție de detergent-dezinfectant în concentrația specificată de producător pentru pardoseli;
 - se îndepărtează praful de pe suprafața meselor de lucru folosind lavete umezite cu apă
- între orele 13⁰⁰ – 14⁰⁰ a.m.;
- se evacuează deșeurile infecțioase și gunoiul menajer din compartimentele de lucru și se depun în spațiul de depozitare temporară de la parter;
 - se mătură pavimentele cu perie umezită în apă;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 12 din 15
--	--	--

- se îndepărtează praful de pe suprafețele inerte (pervazele ferestrelor, suprafața superioară externă a mobilierului, lămpilor cu UV, aparatelor, folosind lavete umezite și spălate cu apă;
- se spală pavimentele cu soluție de detergent / dezinfectant în concentrația specificată de producător pentru pardoseli;
- se curăță și se spală chiuvetele folosind bureți și praf de curățat pentru obiecte sanitare;
- se spală suprafața meselor de lucru folosind lavete și detergenți de suprafețe destinați acestui scop, urmată de îndepărtarea detergentului cu apă , iar după uscare, dezinfecția lor prin pulverizarea suprafețelor cu dezinfectanți adecvați acestui scop;
- completarea curățeniei și dezinfecției chimice cu dezinfecția cu raze ultraviolete în compartimentele de microbiologie și în boxa pentru turnarea mediilor de cultură.

b) lunar:

- se spală ferestrele, ușile și pereții încăperilor(inclusiv pereții din spatele frigiderelor și termostatelor);
- se decongelează și se spală interiorul frigiderelor și termostatelor;
- se spală mesele de lucru, mobilierul și pavimentele cu soluție de detergent-dezinfectant în concentrație adecvată scopului
- dezinfecția cutiilor pentru transportul produselor biologice în interiorul Laboratorului.

Note: în domeniu medical nu se utilizează decât detergenți și dezinfectanți autorizați /înregistrați conform legislației în vigoare în domeniu medical nu se utilizează biocide la concentrații active în domeniu casnic dezinfectanții se păstrează în flacoanele originale, etichetate conform legislației în vigoare și se utilizează la concentrații corespunzătoare indicate de producător și în funcție de natura suportului de tratat; de asemenea se respectă timpul de contact precizat în autorizația produsului; tipul de dezinfectant utilizat, se schimbă la șase luni dezinfecția profilactică completează curățarea, dar nu o suplinește și nu înlocuiește sterilizarea; eficiența dezinfecției profilactice este condiționată de o riguroasă curățare prealabilă întreținerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curățeniei se face zilnic, după fiecare operațiune de curățare și la sfârșitul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spală, se curăță, se dezinfectează și se pun la uscat în-tr-un spațiu destinat acestui scop, bine aerat natural și prevăzut cu suport uscător pentru mopuri, perii și alte ustensile (în boxa de sterilizare infecte)

Curățenia este asigurată de personalul de curățenie al laboratorului. Materialele pentru curățenie sunt asigurate de conducerea laboratorului. Curățenia se efectuează în fiecare zi, după terminarea analizelor. Modul în care se efectuează curățirea spațiului laboratorului, a meselor de lucru, precum și modul de eliminare a deșeurilor infecțioase sunt descrise în Procedurile operaționale, iar personalul de curățenie este instruit și aplică procedura.

Sisteme de înregistrare:

- activitatea de curățenie și dezinfecție zilnică și lunară este înregistrată în în graficul de efectuare a curățeniei și dezinfecției în Laborator, cod: FOL - 01 -01;
- activitatea de dezinfecție cu lămpi cu raze ultraviolete in laboratoarele de microbiologie este înregistrată în caietul de sterilizare lămpi cu raze ultraviolete, cod: FGL – 5.2 -03

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 13 din 15
--	--	--

- activitatea de dezinfecție a cutiilor pentru transportul probelor biologice este înregistrată în graficul, FGL- 5.2-04.

5.3. CONDIȚIILE MEDIULUI DE LUCRU, MONITORIZARE ȘI ÎNREGISTRARE

Laboratorul este dotat cu încălzire centrală și ventilație naturală prin care se realizează temperatura optimă pentru activitățile sale (15-25°C).

Fiecare încăpere de lucru posedă câte un termohigrometru și este desemnată câte o persoană responsabilă cu înregistrarea zilnică a valorilor de temperatură și umiditate cod: FGL – 5.2-01. Termostatele sunt prevazute cu sisteme automate de înregistrare a temperaturii interne, discurile cu graficele de temperatura sunt fixate în caiete cu menționarea intervalului urmărit, și sunt schimbate săptămânal de către asistentul care deservește compartimentul respectiv sau locțiitorul acestuia. Același executant desemnat monitorizează și înregistrează valorile de temperatură afișate de către echipamentele din compartimentul în care își desfășoară activitatea (frigidere, etuve, autoclave), completând graficele de temperatură respective, unde X este după cum urmează: A-autoclave, E-etuve, F-frigidere.

Condițiile de igienizare a suprafețelor, precum și microaeroflora din încăperi sunt monitorizate conform instrucțiunilor de lucru pentru condițiile de mediu iar înregistrările sunt păstrate în formularele de control al condițiilor de mediu/teste de sanitație, cod: FGL – 5.2 – 06 Monitorizarea incercaturii microbiene a aerului și Monitorizarea incercaturii microbiene a suprafețelor cod: FGL – 5.2 – 07

Atunci când condițiile mediului de lucru devin necorespunzătoare și afectează rezultatele analizelor sau siguranța personalului, managerul tehnic poate întrerupe activitatea în sectorul respectiv și aduce la cunoștință managerului general al Spitalului situația creată pentru remedierea acesteia și reluarea lucrului.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Managerul General

- Asigură spații și condiții de mediu corespunzătoare bunei desfășurări a activității Laboratorului
- Aprobă accesul controlat al persoanelor străine în Laborator

6.2. Seful de laborator

- Asigură respectarea condițiilor de mediu în Laborator;
- Stabilește circuitul probelor și deșeurilor în Laborator și urmărește respectarea acestuia
- Răspunde de realizarea condițiilor de mediu corespunzătoare pentru împiedecarea contaminării probelor și de protecție a personalului
- Dispune întreruperea executării analizelor la depistarea unor condiții de mediu necorespunzătoare, luarea măsurilor în vederea remedierii acestora și reluarea activității când problema a fost soluționată

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 14 din 15
--	--	--

6.3. Responsabilul de Analiză

Urmărește și respectă condițiile, măsurile impuse pentru spațiu și condițiile de mediu

6.4. Executanții

- Monitorizează și înregistrează zilnic condițiile de mediu, a temperaturii indicate de echipamentele din Laborator, a graficului de curățenie și a decontaminării cutiilor de transport pentru produse biologice, în grafice și registre;
- Păstrează și întreține ordinea și curățenia meselor de lucru, a echipamentelor și a încăperilor;
- Respectă traseele probelor biologice în timp și spațiu;
- Respectă normele de decontaminare descrise în instrucțiunile de lucru;
- Asigură decontaminarea și sterilizarea deșeurilor infecțioase și completează formularele de decontaminare și sterilizare;



6.5. Îngrijitoarea

- Asigură efectuarea curățeniei și dezinfecției cu periodicitatea și algoritmul precizat în această procedură
- Asigură îndepărtarea deșeurilor infecțioase și a gunoiului menajer din compartimentele de lucru la spațiul de depozitare temporară a acestora, iar după decontaminare și sterilizare, la rampa de gunoi a Spitalului
- Asigură decontaminarea lunară a cutiilor de transport pentru produse biologice, din interiorul Laboratorului

7. ÎNREGSTRĂRI

Grafic de temperatură și umiditate a compartimentelor de lucru: FGL-5.2-01

Graficul curățeniei și dezinfecției în Laborator, cod: FOL -01 -01

Grafic de temperatură echipamente FGL 5.2.-02 X

Caietul de evidență a sterilizării cu raze ultraviolete, in laboratoarele de microbiologie cod: FGL-5.2-03

Grafic de evidență a dezinfecției cutiilor de transport al probelor biologice, cod:FGL-5.2-04;

Monitorizarea incercaturii microbiene a aerului, cod: FGL – 5.2 – 05;

Monitorizarea incercaturii microbiene a suprafetelor cod: FGL – 5.2 – 06;

Lista dezinfectanților utilizați în Laborator și concentrațiile de lucru, cod:FGL – 5.2 – 07.

Fișă de monitorizare conductivitate apa cod : FGL -5.2-08

Caiet de evidenta discuri temperatura termostate cod: FGL -5.2-09

8. Anexe

Anexa 1 - Grafic de temperatură și umiditate a compartimentelor de lucru,cod: FGL-5.2-01

Anexa 2 - Grafic de temperatură echipamente, cod:FGL – 5.2-02 X

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONDITII DE MEDIU SI DE LUCRU COD: PGL – 5.2	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 15 din 15
--	--	--

Anexa 3 - Caietul de evidență a sterilizării cu raze ultraviolete, în laboratoarele de microbiologie cod: FGL-5.2-03

Anexa 4 - Grafic de evidență a dezinfecției cutiilor de transport al probelor biologice, cod:FGL-5.2-04;

Anexa 5 - Monitorizarea incercaturii microbiene a suprafețelor, cod: FGL – 5.2 – 05;

Anexa 6 - Monitorizarea incercaturii microbiene a aerului cod: FGL – 5.2 – 06;

Anexa 7 - Lista dezinfectanților utilizați în Laborator și concentrațiile de lucru, cod:FGL- 5.2 -07.

Anexa 8 - Fișă de monitorizare conductivitate apă cod : FGL -5.2-08

Anexa 9 - Caiet de evidenta discuri temperatura termostate

Anexa 10 - Schita laboratorului

GRAFIC DE TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE

Compartment:

Anul/luna /.....

Responsabil:

[illegible]

CAIET DE STERILIZARE CU RAZE ULTRAVIOLETE (UV)

[illegible]

**MONITORIZAREA ÎNCĂRCĂTURII MICROBIENE A SUPRAFEȚELOR
ÎN CAMERA DE ÎNSĂMÂNȚARE DUPĂ DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE CU UV**

Nr. microorganisme /cm² = $\frac{\text{nr. col. din suspensie brută} \times 10}{\text{suprafața șablonului (100cm}^2\text{)}} = \frac{\text{nr. col. din susp. brurta}}{10}$

Nr. crt.	Data	Însămânțare dil. (1ml din 1/10)	Citire pe geloză nutritivă Nr. Colonii	Calcul	Citire pe geloza sange Nr. Colonii	Calcul	Citire pe mediu Sabouraud Nr. colonii	Calcul	Efectuat	Verificat Șef lab.

**MONITORIZAREA ÎNCĂRCĂRURII MICROBIENE A AERULUI
IN CAMERA DE ÎNSĂMÂNȚARE DUPĂ DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE CU UV**

FORMULA: $N \cdot 10.000 / S \cdot K$

Nr. crt	Data	Nr. plăci	Locul expunerii	Suprafață a plăcii (S)/ cm ²	Timp de expunere k2	Nr. Colonii Mediu geloza sange	Calcul	Nr. Colonii Mediu Geloza simpla	Calcul	Efectuat	Validat

N=nr.colonii pe placa

S=suprafata placii

Ø = πR^2 adica: Ø=9cm = $3.14 \cdot 4.5^2 = 63.5 \text{ cm}^2$

K=coefficient de expunere

K1=5 min

K2=10min

K3= 15min

Verificat
Sef laborator

Anexa 3. Valori limita pentru parametrii de performanta - <http://www.westgard.com/europe.htm>

European biologic goals and biologic allowable total errors					
Quantity	Imprecision % (CV)	Inaccuracy % (BIAS)	Total Error %		
Albumin	1.4 (1.8)	1.1 (2.8)	3.4 (5.8)		
Bicarbonate	2.3 (4.9)	1.6 (4.6)	5.4 (12.7)		
Bilirubins	11.3	9.8	28.4		
Calcium	0.9 (1.5)	0.7 (1.8)	2.2 (4.3)		
Chloride	0.7 (1.0)	0.5 (1.4)	1.7 (3.0)		
Cholesterol	2.7	4.1	8.6		
Creatinine	2.2	2.8 (4.4)	6.4 (8.0)		
Glucose	2.2	1.9 (4.4)	5.5 (8.0)		
Iron	15.9	8.9	35.1		
Lithium	3.6	4.2	10.1		
Magnesium	1.1 (2.6)	1.6 (2.2)	3.4 (6.5)		
Phosphate	4.0	3.1 (8.0)	9.7 (14.6)		
Potassium	2.4	1.6 (4.8)	5.6 (8.4)		
Proteins	1.4	1.5 (2.8)	3.8 (5.1)		
Triacylglycols	11.5	15.6	34.6		
Urea	6.3	5.3	15.7		
Urate	4.2	4.0 (8.4)	10.9 (15.3)		

Quantity	Imprecision %	Inaccuracy %	Total Error %
Acid phosphatase	4.5	2.1 (9.0)	9.5 (16.4)
Alanine aminotransferase	13.6	13.6	36.0
Alkaline phosphatase	3.4	6.4	12.0
Amylase	3.7	6.5 (7.4)	12.6 (13.5)
Aspartate aminotransferase	7.2	6.2	18.0
Creatine kinase	20.7	19.8	54.0
Gamma-Glutamyl transferase	7.4	21.8	34.0
Lactate dehydrogenase	3.9	4.1 (7.8)	10.5 (14.2)
Quantity	Imprecision %	Inaccuracy %	Total Error %
Thyroxine (total)	3.4 (4.1)	4.1 (6.8)	9.7 (13.6)
Triiodothyronine	4.0 (4.7)	5.5 (8.0)	12.1 (15.8)
Digoxin	3.8 (4.7)	3.9	10.2 (11.7)
Transferrin	2.4 (4.0)	2.3 (4.8)	6.3 (11.4)
IgG	1.9 (3.7)	5.0	8.1 (11.1)
IgA	2.2 (3.8)	12.5	16.1 (18.8)
IgM	2.3 (5.4)	12.7	16.5 (21.6)

	Biological	Desirable
--	-------------------	------------------

	Variation	specification				
	CVw	CVg	I(%)	B(%)	TE(%)	
S-	11-Desoxycortisol	21.3	31.5	10.7	9.5	27.1
S-	17-Hydroxyprogesterone	19.6	52.4	9.8	14.0	30.2
S-	5'Nucleotidase	11.3	12.6	5.7	4.2	13.6
U-	5'-Hidroxiindolacetate, concentration, 24 h	20.3	33.2	10.2	9.7	26.5
S-	α 1-Acid Glycoprotein	11.3	24.9	5.7	6.8	16.2
S-	α 1-Antichymotrypsin	13.5	18.3	6.8	5.7	16.8
S-	α 1-Antitrypsin	5.9	16.3	3.0	4.3	9.2
S-	α 1-Globulins	11.4	22.6	5.7	6.3	15.7
U-	α 1-Microglobulin, concentration, first morning	33.0	58.0	16.5	16.7	43.9
P-	α 2-Antiplasmin	6.2	---	3.1	---	---
S-	α 2-Globulins	10.3	12.7	5.2	4.1	12.6
S-	α 2-Macroglobulin	3.4	18.7	1.7	4.8	7.6
U-	α 2-Microglobulin output, overnight	29.0	32.0	14.5	10.8	34.7
S-	α -Amylase	8.7	28.3	4.4	7.4	14.6
S-	α -Amylase (pancreatic)	11.7	29.9	5.9	8.0	17.7
U-	α -Amylase concentration, random	94.0	46.0	47.0	26.2	103.7
S-	α -Carotene	35.8	65.0	17.9	18.6	48.1
S-	α -Fetoprotein(non hepatic carcinoma)	12.0	46.0	6.0	11.9	12.8
S-	α -Tocopherol	13.8	15.0	6.9	5.1	16.5
S-	Acid phosphatase (ACP)	8.9	8.0	4.5	3.0	10.3
S-	Acid phosphatase tartrate-resistant (TR-ACP)	8.0	13.3	4.0	3.9	10.5
S-	Acid phosphatase prostatic activity (PAP)	33.8	---	16.9	---	---
P-	Activated partial thromboplastine time	2.7	8.6	1.4	2.3	4.5

S-	Acyl/free carnitine	10.4	27.2	5.2	7.3	15.9
P-	Adiponectin	18.8	51.2	9.4	13.6	29.1
S-	Adenosine deaminase (ADA)	11.7	25.5	5.9	7.0	16.7
S-	Alanine aminopeptidase	4.1	---	2.1	---	---
S-	Alanine aminotransferase	24.3	41.6	12.2	12.0	32.1

[Back to top](#)

	Analyte	Biological Variation		Desirable specification		
		CVw	CVg	I(%)	B(%)	TE(%)
S-	Albumin	3.1	4.2	1.6	1.3	3.9
U-	Albumin, concentration, first morning	36.0	55.0	18.0	16.4	46.1
S-	Aldosterone	29.4	40.1	14.7	12.4	36.7
U-	Aldosterone, concentration	32.6	39.0	16.3	12.7	39.6
S-	Alkaline phosphatase	6.4	24.8	3.2	6.4	11.7
S-	Alkaline phosphatase, bone isoform	6.2	35.6	3.1	9.0	14.1
S-	Alkaline phosphatase, liver	10.0	27.0	5.0	7.2	15.4
S-	Alkaline phosphatase, placental	19.1	---	9.6	---	---
U-	Ammonia, output	24.7	27.3	12.4	9.2	29.6
S-	Amyloid A	25.0	61.0	12.5	16.5	37.1
S-	Androstendione	11.1	51.1	5.6	13.1	22.2
P-	Angiotensin converting enzyme	0.1	---	0.1	---	---
P-	Antithrombin III	5.2	15.3	2.6	4.0	8.3
S-	Apolipoprotein A1	6.5	13.4	3.3	3.7	9.1
S-	Apolipoprotein B	6.9	22.8	3.5	6.0	11.6
S-	Ascorbic Acid	26.0	31.0	13.0	10.1	31.6

S-	Aspartate aminotransferase	11.9	17.9	6.0	5.4	15.2
S-	β2-Microglobulin	5.9	15.5	3.0	4.1	9.0
S-	Basophile, count	28.0	54.8	14.0	15.4	38.5
S-	β-Carotene	36.0	39.7	18.0	13.4	43.1
S-	β-Criptoxantin	36.7	---	18.4	---	---
S-	β-Globulins	10.1	9.1	5.1	3.4	11.7
S-	Bilirubin total	23.8	39.0	11.9	11.4	31.1
S-	Bilirubin conjugated	36.8	43.2	18.4	14.2	44.5
S-	CA 125 antigen	24.7	54.6	12.4	15.0	35.4
S-	CA 15.3 antigen	6.2	62.9	3.1	15.8	20.9
S-	CA 19.9 antigen	16.0	102.0	8.0	25.8	39.0
S-	CA 549 antigen	9.1	33.4	4.6	8.7	16.2

[Back to top](#)

	Analyte	Biological Variation		Desirable specification		
		CVw	CVg	I(%)	B(%)	TE(%)
S-	Calcium	1.9	2.8	1.0	0.8	2.4
U-	Calcium, concentration, 24h	27.6	36.6	13.8	11.5	34.2
U-	Calcium, ionized	1.7	2.2	0.9	0.7	2.1
U-	Calcium, output, 24h	26.2	27.0	13.1	9.4	31.0
S-	Carbohydrate deficient transferrin	7.1	38.7	3.6	9.8	15.7
S-	Carcinoembryonic antigen (CEA)	12.7	55.6	6.4	14.3	24.7
B-	CD4 lymphocyte count	25.0	---	12.5	---	---
S-	Ceruloplasmin	5.8	11.1	2.9	3.1	7.9
S-	Chloride	1.2	1.5	0.6	0.5	1.5

S-	Cholesterol	5.4	15.2	2.7	4.0	8.5
S-	Cholinesterase	7.0	10.4	3.5	3.1	8.9
S-	Cholinesterase, catalitic activity	5.4	10.3	2.7	2.9	7.4
S-	Cholinesterase, immunoreactive	6.4	---	3.2	---	---
S-	C3 complement	5.2	15.6	2.6	4.1	8.4
S-	C4 complement	8.9	33.4	4.5	8.6	16.0
P-	Copper	8.0	19.0	4.0	5.2	11.8
S-	Copper	4.9	13.6	2.5	3.6	7.7
S-	Cortisol	20.9	45.6	10.5	12.5	29.8
S-	C Peptide	9.3	13.3	4.7	4.1	11.7
S-	C-Propeptide type I procollagen	8.2	17.6	4.1	4.9	11.6
S-	C-Reactive protein	42.2	76.3	21.1	21.8	56.6
U-	C-Telopeptide type I collagen (s-CTx)	9.6	30.6	4.8	8.0	15.9
U-	C-Telopeptide type I collagen/creatinine, first urine	32.8	48.0	16.4	14.5	41.6
U-	C-Telopeptide type I collagen/creatinine, 2nd morning	23.4	---	11.7	---	---
S-	Creatine kinase (CK)	22.8	40.0	11.4	11.5	30.3
S-	Creatine kinase MB, %	6.9	48.2	3.45	12.17	17.87
S-	Creatine kinase MB, activity	19.7	24.3	9.9	7.8	24.1
S-	Creatine kinase MB, mass	18.4	61.2	9.2	16.0	31.2
S-	Creatinine	5.3	14.2	2.7	3.8	8.2
Patient-	Creatinine clearence	13.6	13.5	6.8	4.8	16.0
U-	Creatinine, concentration	24.0	24.5	12.0	8.6	28.4
U-	Creatinine, output, 24h	11.0	23.0	5.5	6.4	15.4
S-	Cyfra 21.1	22.5	31.1	11.3	9.6	28.2
S-	Cystastin C	4.6	13.0	2.3	3.4	7.2
P-	Cysteine	5.9	12.3	3.0	3.4	8.3

U-	?-aminolevulinic acid	16.0	27.0	8.0	7.8	21.0
----	-----------------------	------	------	-----	-----	------

[Back to top](#)

	Analyte	Biological Variation		Desirable specification		
		CVw	CVg	I(%)	B(%)	TE(%)
S-	Dehydroepiandrosterone sulfate	4.2	29.3	2.1	7.4	10.9
U-	Deoxypyridinoline/creatinine, 24h	13.5	17.6	6.8	5.5	16.7
U-	Deoxypyridinoline/creatinine, first morning	13.1	19.0	6.6	5.8	16.6
U-	Deoxypyridinoline/minute	26.5	35.7	13.3	11.1	33.0
P-	Dipeptidyl-peptidase IV (ACE)	8.2	14.5	4.1	4.2	10.9
S-	Dipeptidyl-peptidase IV (ACE)	12.5	27.7	6.3	7.6	17.9
P-	Elastase-PI	13.6	16.4	6.8	5.3	16.5
S-	Endotelial growth factor	10.7	47.6	5.4	12.2	21.0
B-	Eosinophils, count	21.0	76.4	10.5	19.8	37.1
(B)Plat-	Epinephrine	25.3	---	12.7	---	---
P-	Epinephrine	48.3	---	24.2	---	---
B-	Erythrocytes, count	3.2	6.1	1.6	1.7	4.4
B-	Erythrocyte distribution wide	3.5	5.7	1.8	1.7	4.6
U-	Estradiol	30.4	---	15.2	---	---
S-	Estradiol	18.1	19.7	9.1	6.7	21.6
P-	Factor V coagulation	3.6	---	1.8	---	---
P-	Factor VII coagulation	6.8	19.4	3.4	5.1	10.7
P-	Factor VIII coagulation	4.8	19.1	2.4	4.9	8.9
P-	Factor X coagulation	5.9	---	3.0	---	---
S-	Ferritin	14.2	15.0	7.1	5.2	16.9

P-	Fibrinogen	10.7	15.8	5.4	4.8	13.6
(B)Erthry-	Folate	12.0	66.0	6.0	16.8	26.7
S-	Folate	24.0	73.0	12.0	19.2	39.0
S-	Follicle stimulating hormone (males)	8.7	18.0	4.4	5.0	12.2
S-	Free carnitine	7.6	15.2	3.8	4.2	10.5
S-	Free estradiol	22.8	---	11.4	---	---
U-	Free estradiol	38.6	---	19.3	---	---
S-	Free testosterone	9.3	---	4.7	---	---
U-	Free testosterone	51.7	---	25.9	---	---
S-	Free thyroxine (FT4)	7.6	12.2	3.8	3.6	9.9
S-	Free Triiodothyronine (FT3)	7.9	---	4.0	---	---
S-	Fructosamine	3.4	5.9	1.7	1.7	4.5
S-	Galactosyl hydroxylisine	11.8	25.8	5.9	7.1	16.8
S-	γ -Globulins	14.6	12.3	7.3	4.8	16.8
S-	γ -glutamyltransferase	13.8	41.0	6.9	10.8	22.2
S-	Globulins, total	5.5	12.9	2.8	3.5	8.0
S-	Glucose	5.7	6.9	2.9	2.2	6.9
(B)Erythr-	Glucose-6-phosphate-1-dehydrogenase	32.8	31.8	16.4	11.4	38.5
B - spot	Glucose-6-phosphate-1-dehydrogenase	7.3	10.3	3.7	3.2	9.2
S-	Glutathione peroxidase	7.2	21.7	3.6	5.7	11.7
S-	Glycated albumin	5.2	10.3	2.6	2.9	7.2
S-	Glycated total protein	0.9	11.6	0.5	2.9	3.7
P, S-	Haptoglobin	20.4	36.4	10.2	10.4	27.3
B-	Hematocrit	2.8	6.4	1.4	1.7	4.1
B-	Hemoglobin	2.8	6.6	1.4	1.8	4.1
B-	Hemoglobin A1 C	3.4	5.1	1.7	1.5	4.3

S-	HDL cholesterol	7.1	19.7	3.6	5.2	11.1
S-	HDL 1 cholesterol	5.5	27.2	2.8	6.9	11.5
S-	HDL 2 cholesterol	15.7	40.7	7.9	10.9	23.9
S-	HDL 3 cholesterol	7.0	14.3	3.5	4.0	9.8
P-	Homocysteine	9.0	40.3	4.5	10.3	17.7
S-	Hydroxiprolin/creatinine	25.9	38.0	13.0	11.5	32.9
U-	Hydroxiprolin/minute, night urine	36.1	38.8	18.1	13.2	43.0
S-	Hydroxybutyrate dehydrogenase	8.8	---	4.4	---	---

[Back to top](#)

	Analyte	Biological Variation		Desirable specification		
		CVw	CVg	I(%)	B(%)	TE(%)
S-	Immunoglobulin A	5.4	35.9	2.7	9.1	13.5
S-	Immunoglobulin G	4.5	16.5	2.3	4.3	8.0
S-	Immunoglobulin M	5.9	47.3	3.0	11.9	16.8
S-	Immunoglobulins K chain	4.8	15.3	2.4	4.0	8.0
S-	Immunoglobulins λ chain	4.8	18.0	2.4	4.7	8.6
S-	Insulin	21.1	58.3	10.6	15.5	32.9
S-	Intercellular adhesion molecule-1	1.9	21.0	1.0	5.3	6.8
(B)Leuc-	Interferon receptor	14.0	20.0	7.0	6.1	17.7
S-	Interleukin-1B	30.0	36.0	15.0	11.7	36.5
S-	Interleukin-8	24.0	31.0	12.0	9.8	29.6
S-	Iron	26.5	23.2	13.3	8.8	30.7
B-	Lactate	27.2	16.7	13.6	8.0	30.4
S-	Lactate dehydrogenase (LDH)	8.6	14.7	4.3	4.3	11.4

S-	Lactate dehydrogenase 1 isoform (LDH1)	6.3	10.2	3.2	3.0	8.2
S-	Lactate dehydrogenase 2 isoform (LDH2)	4.9	4.3	2.5	1.6	5.7
S-	Lactate dehydrogenase 3 isoform (LDH3)	4.8	5.5	2.4	1.8	5.8
S-	Lactate dehydrogenase 4 isoform (LDH4)	9.4	9.0	4.7	3.3	11.0
S-	Lactate dehydrogenase 5 isoform (LDH5)	12.4	13.4	6.2	4.6	14.8
P-	Lactoferrin	11.8	23.7	5.9	6.6	16.4
P-	Leukocytes, count	10.9	19.6	5.5	5.6	14.6
S-	LDL Cholesterol	8.3	25.7	4.2	6.8	13.6
S-	LDL Cholesterol (direct)	6.5	---	3.3	---	---
P-	LDL Cholesterol (oxidized)	21.0	50.0	10.5	13.6	30.9
S-	LDL receptor mRNA	21.5	13.6	10.8	6.4	24.1
B-	Leukocytes count	10.9	19.6	5.5	5.6	14.6
S-	Lipase	23.1	33.1	11.6	10.1	29.1
S-	Lipoprotein (a)	8.5	85.8	4.3	21.6	28.6
S-	Lutein	19.5	21.0	9.8	7.2	23.3
S-	Luteinizing hormone	14.5	27.8	7.3	7.8	19.8
S-	Lycopenene	40.1	33.0	20.1	---	---
B-	Lymphocytes, count	10.4	27.8	5.2	7.4	16.0
B-	Lymphocytes CD4	25.0	---	12.5	---	---

[Back to top](#)

	Analyte	Biological Variation		Desirable specification		
		CVw	CVg	I(%)	B(%)	TE(%)
(B)Erythr-	Magnesium	5.6	11.3	2.8	3.2	7.8
(B)Leuc-	Magnesium	18.3	16.4	9.2	6.1	21.2

S-	Magnesium	3.6	6.4	1.8	1.8	4.8
U-	Magnesium, concentration, 24h	45.4	37.4	22.7	14.7	52.2
U-	Magnesium, ionized	1.9	5.1	1.0	1.4	2.9
U-	Magnesium, output, 24h	38.3	37.6	19.2	13.4	45.0
(B)Erythr-	Mean corpuscular hemoglobin (HCM)	1.6	5.2	0.8	1.4	2.7
(B)Erythr-	Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC)	1.7	2.8	0.9	0.8	2.2
(B)Erythr-	Mean corpuscular volume (MCV)	1.3	4.8	0.7	1.2	2.3
(B)Plat-	Mean platelet volume (MPV)	4.3	8.1	2.2	2.3	5.8
B-	Monocytes, count	17.8	49.8	8.9	13.2	27.9
S-	Mucinous carcinoma-associated antigen (MCA)	10.1	39.3	5.1	10.1	18.5
S-	Myoglobin	13.9	29.6	7.0	8.2	19.6
U-	N-Acetyl Glucosaminidase, concentration, overnight	48.6	18.4	24.3	13.0	53.1
B-	Neutrophyles, count	16.1	32.8	8.1	9.1	22.4
U-	Nitrogen, output	13.9	24.2	7.0	7.0	18.4
S-	Non-inhibited arilestearase activity	3.8	37.2	1.9	9.3	12.5
B(Plat)-	Norepinephrine	9.5	---	4.8	---	---
P-	Norepinephrine	19.5	---	9.8	---	---
U-	N- Telo peptide type I collagen /creatinine, first urine	17.2	44.8	8.6	12.0	26.2
S-	N-terminal (NT)-proBNP	17.2	28.8	8.6	8.4	22.6
S-	Osmolality	1.3	1.2	0.7	0.4	1.5
S-	Osteocalcin (+1 trab)	7.2	27.0	3.6	7.0	12.9
U-	Oxalate, concentration	44.0	18.0	22.0	11.9	48.2
U-	Oxalate, output	42.5	19.9	21.3	11.7	46.8

[Back to top](#)

	Analyte	Biological	Desirable
--	---------	------------	-----------

		Variation		specification		
		CVw	CVg	I(%)	B(%)	TE(%)
B-	pCO2	4.8	5.3	2.4	1.8	5.7
B-	pH [H+]	3.5	2.0	1.8	1.0	3.9
B-	pH (pH units)	0.2	---	0.1	---	---
S-	Paraoxon	13.4	84.0	6.7	21.3	32.3
S-	Paraoxonase 1 substrate inhibition (PON 4SI)	3.9	80.1	1.9	20.0	23.2
S-	Paraoxonase activity (salt estimated)	8.0	86.4	4.0	21.7	28.3
S-	Phosphate	8.5	9.4	4.3	3.2	10.2
U-	Phosphate, concentration	26.4	26.5	13.2	9.4	31.1
U-	Phosphate, output	18.0	22.6	9.0	7.2	22.1
Patient-	Phosphate tubular reabsorption	2.7	3.3	1.4	1.1	3.3
S-	Phospholipids	6.5	11.1	3.3	3.2	8.6
P-	Plasminogen	7.7	---	3.9	---	---
B-	Platelets, count	9.1	21.9	4.6	5.9	13.4
B-	Platelet distribution wide	2.8	---	1.4	---	---
B-	Plateletcrit	11.9	---	6.0	---	---
U-	Porphobilinogen	17.0	31.0	8.5	8.8	22.9
U-	Porphyrins	40.0	---	20.0	---	---
(B)Leuc-	Potassium	13.6	13.4	6.8	4.8	16.0
S-	Potassium	4.8	5.6	2.4	1.8	5.8
U-	Potassium, concentration	27.1	23.2	13.6	8.9	31.3
U-	Potassium, output	24.4	22.2	12.2	8.2	28.4
S-	Prealbumin	10.9	19.1	5.5	5.5	14.5
S-	Procollagen type 1 C-terminal	7.8	---	3.9	---	---
S-	Procollagen type 1 N-terminal	6.8	18.4	3.4	4.9	10.5

S-	Prolactin (men)	6.9	61.2	3.5	15.4	21.1
P-	Prolyl endopeptidase	16.8	13.9	8.4	5.5	19.3
S-	Properdin factor B	9.5	11.2	4.7	3.7	11.5
S-	Prostatic specific antigen (PSA)	18.1	72.4	9.1	18.7	33.6
S-	Protein C	5.8	55.2	2.9	13.9	18.7
P-	Protein S	5.8	63.4	2.9	15.9	20.7
U-	Protein, concentration, 24h	39.6	17.8	19.8	10.9	43.5
U-	Protein, output	35.5	23.7	17.8	10.7	40.0
S-	Protein, total	2.7	4.0	1.4	1.2	3.4
P-	Prothrombin time	4.0	6.8	2.0	2.0	5.3
U-	Pyridinoline/creatinine, morning spot	8.7	17.6	4.4	4.9	12.1
B-	Pyruvate	15.2	13.0	7.6	5.0	17.5
B-	Red cell distribution wide (RDW)	3.5	5.7	1.8	1.7	4.6
S-	Reticulocyte highly fluorescent, count	10.0	62.0	5.0	15.7	24.0
S-	Reticulocyte low fluorescent, count	1.6	4.9	0.8	1.3	2.6
S-	Reticulocyte medium fluorescent, count	13.0	33.0	6.5	8.9	19.6
S-	Reticulocyte, count	11.0	29.0	5.5	7.8	16.8
P-	Retinol	6.2	21.0	3.1	5.5	10.6
S-	Retinol	13.6	19.0	6.8	5.8	17.1
S-	Rheumatoid factor	8.5	24.5	4.3	6.5	13.5

[Back to top](#)

	Analyte	Biological Variation		Desirable specification		
		CVw	CVg	I(%)	B(%)	TE(%)
S-	SCC antigen	39.4	35.7	19.7	13.3	45.8

P-	Selenium	12.0	14.0	6.0	4.6	14.5
B-	Selenium	12.0	12.0	6.0	4.2	14.1
Semen-	Semen, concentration	26.8	56.4	13.4	15.6	37.7
Semen-	Semen, morphology	19.6	44.0	9.8	12.0	28.2
Semen-	Semen, progressive motility	15.2	32.8	7.6	9.0	21.6
Semen-	Semen, progressive rapid motility	18.8	51.8	9.4	13.8	29.3
Semen-	Semen, total motility	18.4	29.8	9.2	8.8	23.9
Semen-	Semen, vitality	10.3	25.8	5.2	6.9	15.4
S-	Sex hormone binding globulin (SHBG)	12.1	42.7	6.1	11.1	21.1
(B)Erythr-	Sodium	1.8	12.4	0.9	3.1	4.6
(B)Leuc-	Sodium	51.0	36.4	25.5	15.7	57.7
S-	Sodium	0.7	1.0	0.4	0.3	0.9
S-	Sodium Bicarbonate	4.8	4.7	2.4	1.7	5.6
Sweat-	Sodium Chloride	15.0	25.0	7.5	7.3	19.7
U-	Sodium, concentration, 24 h.	24.0	26.8	12.0	9.0	28.8
U-	Sodium output, 24 h.	28.7	16.7	14.4	8.3	32.0
P-	Soluble CD163	9.0	35.9	4.5	9.3	16.7
S-	Soluble CD163	4.5	4.5	2.3	1.6	5.3
S-	Superoxide dismutase	17.1	10.5	8.6	5.0	19.1
(B)Erythr-	Superoxide dismutase	12.3	4.9	6.2	3.3	13.5
S-	Testosterone	9.3	23.7	4.7	6.4	14.0
Saliva-	Testosterone	17.3	28.8	8.7	8.4	22.7
U-	Testosterone	25.0	---	12.5	---	---
S-	Thyroglobulin	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3
S-	Thyroglobulin antibody	8.5	82.0	4.3	20.6	27.6
S-	Thyroid peroxidase antibody	11.3	147.0	5.7	36.9	46.2

S-	Thyroid stimulating hormone (TSH)	19.3	19.7	9.7	6.9	22.8
S-	Thyrotropin receptor antibody	4.8	---	2.4	---	---
S-	Thyroxine binding globulin (TBG)	4.4	12.6	2.2	3.3	7.0
S-	Thyroxine (T4)	4.9	10.9	2.5	3.0	7.0
S-	Tissue polypeptide antigen (TPA)	28.7	40.4	14.4	12.4	36.1
S-	Tissue polypeptide specific antigen (TPS)	36.1	108.0	18.1	28.5	58.3
S-	Total carnitine	7.7	13.8	3.9	4.0	10.3
U-	Total catecholamines, concentration, 24h	24.0	32.0	12.0	10.0	29.8
U-	Total porphyrins	40.0	---	20.0	---	---
S-	Transferrin	3.0	4.3	1.5	1.3	3.8
S-	Triglyceride	20.9	37.2	10.5	10.7	27.9
S-	Triiodothyronine (T3)	8.7	17.2	4.4	4.8	12.0
S-	Tumor Necrosis Factor- α	43.0	29.0	21.5	13.0	48.4
S-	Urate	9.0	17.6	4.5	4.9	12.4
U-	Urate, concentration, 24h	24.7	22.1	12.4	8.3	28.7
U-	Urate, output, 24h	18.5	14.4	9.3	5.0	21.1
S-	Urea	12.3	18.3	6.2	5.5	15.7
U-	Urea, concentration, 24h	22.7	25.9	11.4	8.6	27.3
U-	Urea, output, 24h	17.4	25.4	8.7	7.7	22.1
U-	Vanilmandelic Acid concentration, 24h	22.2	47.0	11.1	13.0	31.3
S-	Vascular cell adhesion molecule-1	5.2	16.0	2.6	4.2	8.5
S-	Vascular endothelial growth factor	14.1	28.8	7.1	8.0	19.6
P-	Vitamin B1	4.8	12.0	2.4	3.2	7.2
B-	Vitamin B2 (Riboflavin)	5.8	10.0	2.9	2.9	7.7
(B)Eryth-	Vitamin B2 (Riboflavin)	6.4	11.0	3.2	3.2	8.5
(B)Eryth-	Vitamin B2 status (glutathione reductase activation)	5.2	40.0	2.6	10.1	14.4

(B)Eryth-	Vitamin B12	15.0	69.0	7.5	17.7	30.0
(B)Eryth-	Vitamin B6	14.0	24.0	7.0	6.9	18.5
B-	Vitamin B6	20.0	34.0	10.0	9.9	26.4
(B)Eryth-	Vitamin B6 status (AST activation)	1.4	44.0	0.7	11.0	12.2
(B)Eryth-	Vitamin E (α -Tocopherol)	7.6	21.0	3.8	5.6	11.9
(B)Eryth-	Vitamin K (Phylloquinone)	38.0	44.0	19.0	14.5	45.9
S-	VLDL Cholesterol	27.6	---	13.8	---	---
P-	Von Willebrand factor	0.001	28.3	0.0005	7.1	7.1
P-	Von Willebrand factor antigen	5.0	18.0	2.5	4.7	8.8
S-	Water	3.1	0.1	1.6	0.8	3.3
S-	Zeaxanthine	34.7	---	17.4	---	---
S-	Zinc	9.3	9.4	4.7	3.3	11.0
P-	Zinc	11.0	14.0	5.5	4.5	13.5

Proposed and interim (in parenthesis) quality specifications for total analytical imprecision (CV,%) and inaccuracy (as % maximum allowable deviation) for commonly analysed quantities: these should be achieved in at least 95% of experiments performed. [From Frazer CG, Hyltoft Petersen P, Ricos C, Haeckel R. "Proposed quality specifications for imprecision and inaccuracy of analytical systems for clinical chemistry." Eur J Clin Chem Clin Biochem 1992;30:311-317] The total error is calculated from the equation $TE = 1.65 (\text{imprecision}) + \text{inaccuracy}$ [From Hyltoft Petersen P, Ricos C, Stockl D, Libeer JC, Baadenhuijsen H, Fraser C, Thienpont L. "Proposed guidelines for the internal quality control of analytical results in the medical laboratory." Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:983-999]

Anexa 4. CERINTE DE CALITATE ANALITICA – valori pentru eroarea totală admisă

Baza de date se va actualiza de la www.westgard.com/clia.htm

Routine Chemistry	
Test or Analyte	Acceptable Performance
Alanine aminotransferase	Target value $\pm$ 20%
Albumin	Target value $\pm$ 10%
Alkaline phosphatase	Target value $\pm$ 30%
Amylase	Target value $\pm$ 30%
Aspartate aminotransferase (AST)	Target value $\pm$ 20%
Bilirubin, total	Target value $\pm$ 0.4 mg/dL or $\pm$ 20% (greater)
Blood gas pO ₂	Target value $\pm$ 3 SD
Blood gas pCO ₂	Target value $\pm$ 5 mm Hg or $\pm$ 8% (greater)
Blood gas pH	Target value $\pm$ 0.04
Calcium, total	Target value $\pm$ 1.0 mg/dL
Chloride	Target value $\pm$ 5%
Cholesterol, total	Target value $\pm$ 10%
Cholesterol, high dens. lipoprotein	Target value $\pm$ 30%
Creatine kinase	Target value $\pm$ 30%
Creatine kinase isoenzymes	MB elevated (present or absent) or Target value $\pm$ 3 SD Creatinine
Creatinine	Target value $\pm$ 0.3 mg/dL or $\pm$ 15% (greater)
Glucose	Target value $\pm$ 6 mg/dL or $\pm$ 10% (greater)
Iron, total	Target value $\pm$ 20%
Lactate dehydrogenase (LDH)	Target value $\pm$ 20%
LDH isoenzymes	LDH1/LDH2 (+ or -) or Target value $\pm$ 30%
Magnesium	Target value $\pm$ 25%
Potassium	Target value $\pm$ 0.5 mmol/L
Sodium	Target value $\pm$ 4 mmol/L
Total protein	Target value $\pm$ 10%
Triglycerides	Target value $\pm$ 25%

Urea Nitrogen	Target value $\pm$ 2 mg/dL or $\pm$ 9% (greater)
Uric acid	Target value $\pm$ 17%

Note: Analytical Quality Requirements are a plus/minus percentage. Some browsers may not display the plus/minus character (it should appear right here, $\pm$. If it does not, your browser does not support this character).

Toxicology	
Alcohol, blood	Target value $\pm$ 25%
Blood lead	Target value $\pm$ 10% or $\pm$ 4 mcg/dL (greater)
Carbamazepine	Target value $\pm$ 25%
Digoxin	Target value $\pm$ 20% or $\pm$ 0.2 ng/mL (greater)
Ethosuximide	Target value $\pm$ 20%
Gentamicin	Target value $\pm$ 25%
Lithium	Target value $\pm$ 0.3 mmol/L or $\pm$ 20% (greater)
Phenobarbital	Target value $\pm$ 20%
Phenytoin	Target value $\pm$ 25%
Primidone	Target value $\pm$ 25%
Procainamide (and metabolite)	Target value $\pm$ 25%
Quinidine	Target value $\pm$ 25%
Theophylline	Target value $\pm$ 25%
Tobramycin	Target value $\pm$ 25%
Valproic acid	Target value $\pm$ 25%

Note: Analytical Quality Requirements are a plus/minus percentage. Some browsers may not display the plus/minus character (it should appear right here, $\pm$. If it does not, your browser does not support this character).

Hematology	
Test or Analyte	Acceptable Performance
Cell identification	90% or greater consensus on identification
White cell differentiation	Target $\pm$ 3 SD based on percentage of different types of white cells
Erythrocyte count	Target $\pm$ 6%
Hematocrit	Target $\pm$ 6%
Hemoglobin	Target $\pm$ 7%
Leukocyte count	Target $\pm$ 15%
Platelet count	Target $\pm$ 25%
Fibrinogen	Target $\pm$ 20%
Partial thromboplastin time	Target $\pm$ 15%
Prothrombin time	Target $\pm$ 15%

Note: Analytical Quality Requirements are a plus/minus percentage. Some browsers may not display the plus/minus character (it should appear right here, $\pm$. If it does not, your browser does not support this character).

Endocrinology	
Test or Analyte	Acceptable Performance
Cortisol	Target value $\pm$ 25%
Free thyroxine	Target value $\pm$ 3 SD
Human chorionic gonadotropin	Target value $\pm$ 3 SD or (positive or negative)
T3 uptake	Target value $\pm$ 3 SD by method
Triiodothyronine	Target value $\pm$ 3 SD
Thyroid stimulating hormone	Target value $\pm$ 3 SD
Thyroxine	Target value $\pm$ 20% or 1.0 mcg/dL (greater)

Note: Analytical Quality Requirements are a plus/minus percentage. Some browsers may not display the plus/minus character (it should appear right here, $\pm$. If it does not, your browser does not support this character).

General immunology	
Test or Analyte	Acceptable Performance
Alpha-1 antitrypsin	Target value $\pm$ 3 SD
Alpha-fetoprotein	Target value $\pm$ 3 SD
Antinuclear antibody	Target value $\pm$ 2 dilution or (pos. or neg.)
Antistreptolysin O	Target value $\pm$ 2 dilution or (pos. or neg.)
Anti-Human Immunodeficiency virus	Reaction or nonreactive
Complement C3	Target value $\pm$ 3 SD
Complement C4	Target value $\pm$ 3 SD
Hepatitis (HBsAg, anti-HBc, HBeAg)	Reactive (positive) or nonreactive (negative)
IgA	Target value $\pm$ 3 SD
IgE	Target value $\pm$ 3 SD
IgG	Target value $\pm$ 25%
IgM	Target value $\pm$ 3 SD
Infectious mononucleosis	Target value $\pm$ 2 dilution or (pos. or neg.)
Rheumatoid factor	Target value $\pm$ 2 dilution or (pos. or neg.)
Rubella	Target value $\pm$ 2 dilution or (pos. or neg.)

These tables of medical decision levels provide possible critical decision levels - where you can assess performance (CV, bias) and determine the Sigma-metrics and appropriate QC procedures.

These figures are quoted from Statland BE. Clinical Decision Levels for Laboratory Tests, Second Edition [Oradell NJ;Medical Economics Books, 1987.] with permission.

MEDICAL DECISION LEVELS

These figures are quoted from Statland BE. Clinical Decision Levels for Laboratory Tests, Second Edition [Oradell NJ;Medical Economics Books, 1987.] with permission.

Test	Units	Reference Interval	Decision Levels				
ELECTROLYTES			1	2	3	4	5
Calcium	mg/dL	9.0-10.6	7.0	11.0	13.5		
Chloride	mmol/L	98-109	90	112			
CO2 Content	mmol/L	23-30	6.0	20	33		
Magnesium	mEq/L	1.2-2.4	1.2	2.0	5.0		
	mmol/L	0.6-1.2	0.6	1.0	2.5		
Phosphorus	mg/dL	2.5-5.0	1.5	2.5	5.0		
Potassium	mmol/L	3.7-5.1	3.0	5.8	7.5		
Sodium	mmol/L	138-146	115	135	150		

[Back to top](#)

Test	Units	Reference Interval	Decision Levels				
METABOLITES			1	2	3	4	5
Bilirubin	mg/dL	0.1-1.2	1.4	2.5	20		
Cholesterol	mg/dL	150-275	90	240	260	350	
Creatinine	mg/dL	0.7-1.5	0.6	1.6	6.0		
Glucose	mg/dL	60-95	45	120	180		
Iron	ug/dL	50-165	50	220	400		
Triglycerides	mg/dL	20-180	40	150	400		
Urea Nitrogen (BUN)	mg/dL	8-26	6	26	50		
Uric acid	mg/dL	2.5-7.0	2.0	8.0	10.7		

[Back to top](#)

Test	Units	Reference Interval	Decision Levels				
PROTEINS and ENZYMES			1	2	3	4	5
Alanine aminotransferase	U/L	5-40	20	60	300		

Albumin	g/dL	3.5-5.0	2.0	3.5	5.2		
Alkaline phosphatase	U/L	35-120	50	150	400		
Amylase	Somogyi U	60-180	50	120	200		
Aspartate aminotransferase	U/L	8-40	20	60	300		
Carcinoembryonic antigen	ng/mL	<2.5	2.5	10	20		
Creatine kinase	U/L	10-180	100	240	1800		
Glutamyl transferase	U/L	5-40	20	50	150		
Lactate dehydrogenase	U/L	60-220	150	300	500		
Total protein	g/dL	6.0-8.0	4.5	6.0	8.0		

[Back to top](#)

Test	Units	Reference Interval	Decision Levels				
HORMONES			1	2	3	4	5
Cortisol in plasma	ug/dL	7-20 @8am	5	10	18	25	
Cortisol (Free) in urine	ug/24 hrs	20-90	50	100			
Follicle-stimulating hormone	mIU/mL	2-15 Adult M	1	35	60		
Follicular phase, Luteal phase		3-15 Adult F					
17-Hydroxycorticosteroids	mg/24 hrs	3-10	3	15	20		
17-Ketosteroids in urine	mg/24 hrs	8-20 Adult M	20	25	40		
		5-15 Adult F					
Luteinizing hormone	mIUL/mL	5-25 Adult M	1	50	100		

Follicular phase		5-30 Adult F					
Metanephrine in urine	mg/24 hrs	<1.3	1.3	2.5			
Prolactin	ng/mL	1-20 M	30	100	300		
		1-25 F					
Thyroxine	ug/dL	5.5-12.5	5	7	10	14	
Vanillylmandelic acid in urine	mg/24 hrs	<6.8	6.8	13			

[Back to top](#)

Test	Units	Reference Interval	Decision Levels				
HEMATOLOGY RELATED TESTS			1	2	3	4	5
Antithrombin-III	% of normal	80-120	50	75			
Bleeding Time	min	2.3-9.2	10	15			
Fibrinogen in plasma	mg/dL	200-400	30	100	500		
Folate in serum	ng/mL	2-15	1.5	4.0			
Hematocrit	L/L	0.43-0.51 M	0.14	0.33	0.56	0.70	
		0.38-0.46 F					
Hemoglobin	g/dL	14-17.8 M	4.5	10.5	17	23	
		12-15.6 F					
Mean corpuscular volume	fL (cu u)	84-96	80	100			
Partial thromboplastin time	sec	30	35	45	90		
Plasminogen	%	80-120	50	75	135		

Platelet count	K/uL	150-400	10	50	100	600	1000
Prothrombin time	sec	11.5	14	16	30		
Vitamin B12	pg/mL	200-900	170	250	1200		
White blood cell count	K/uL	4-11	0.5	3	12	30	

[Back to top](#)


Test	Units	Therapeutic Range	Decision Levels				
DRUGS			1	2	3	4	5
Amikacin	ug/mL	20-30 (peak)	10	20	32		
		1-8 (trough)					
Carbamazepine	ug/mL	4-12	4	9	14		
Digoxin	ug/mL	0.9-2.0	1.0	1.6	2.5		
Disopyramide	ug/mL	2.5-5.0	2.5	4.5	7.0		
Ethosuximide	ug/mL	50-100	50	120			
Gentamicin	ug/mL	6-10 (peak)	0.5	2	6	12	
		0.5-1.5 (trough)					
Kanamycin	ug/mL	20-30 (peak)	10	20	32		
		1-8 (trough)					
Lidocaine	ug/mL	1.5-5.0	1.5	5.0	7.0		
Lithium	mmol/L	0.5-1.2	0.4	0.8	1.5		
Phenobarbital	ug/mL	15-40	15	30	60	120	

Phenytoin	ug/mL	10-20	10	20	50		
Primidone	ug/mL	5-12	5	9	12		
Procainamide	ug/mL	4-10	4	12	16		
Quinidine	ug/mL	2-5	2	5	7		
Salicylates	ug/mL	150-300	150	300	500		
Theophylline	ug/mL	10-20 asthma	10	20	35	60	
		5-10 neonatal apnea					
Tobramycin	ug/mL	6-10 (peak)	0.5	2	6	12	
		0.5-1.5 (trough)					
Valproic acid	ug/mL	50-100	50	90	120		

Laborator de Analize medicale

Lista incertitudini de masurare estimate in laborator

Nr.crt	Analit	Media	UM	Incertitudinea de masurare combinata	Incertitudinea de masurare extinsa(K=2)



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale**

PROCEDURA GENERALA

PROCEDURI DE EXAMINARE

Cod: PGL - 5.5

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5				Editia 2			
								Revizia 0
								Exemplar nr.
								Pag 2 din 19

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
Manager calitate	0.		As.Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim princ. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. Pag 3 din 19

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 4 din 19
---	---	---

CUPRINS

1. SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINITII.....	5
4.2. ABREVIERI	6
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	8
6. RESPONSABILITATI.....	8
7. INREGISTRARI	9
8. ANEXE	9

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 5 din 19
---	---	---

1. SCOP

De asemenea procedura descrie modul de evaluare și validare a metodelor analitice alese, calculul incertitudinii de masurare, înregistrările care sunt generate de aceasta activitate.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul laboratorului medical la realizarea analizelor, de catre personalul laboratorului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 3.1 SR EN ISO/CEI 15189:2013 – Laboratoare medicale - Cerințe particulare pentru calitate și competență
- 3.2 SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
- 3.3 Manualul calității laboratorului, cod MC-01
- 3.4 Linii directe pentru verificarea adecvării la scop a metodelor utilizate în laboratoarele de analize medicale Anexa 1 RS-1.3 LM

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 DEFINIȚII

INCERTITUDINE STANDARD – incertitudine a rezultatului unei masurari exprimata printr-o abatere standard.(s)

EVALUARE DE TIP A, A INCERTITUDINII: - metoda de evaluare a incertitudinii prin metoda statistica a sirurilor de observatii ;

EVALUARE DE TIP B, A INCERTITUDINII: - metoda de evaluare a incertitudinii prin alte metode decât analiza statistica a sirurilor de observatii. ;

INCERTITUDINE STANDARD COMPUSA:- incertitudine standard a rezultatului unei masurari, atunci când acel rezultat este obtinut pe baza valorilor unor marimi diferite egala cu radacina patrata pozitivă a unei sume de termeni, termenii respectivi fiind varianțele sau covarianțele acelor marimi, ponderate in conformitate cu variatia rezultatului masurarii in functie de variatia masurilor respective ;

MASURAND : - parametru de interes care trebuie clar definit.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. Pag 6 din 19

INCERTITUDINE EXTINSA : - marime care defineste un interval in jurul rezultatului unei masurari, interval in care este de asteptat sa fie cuprinsa o fractiune ridicata a valorilor ce in mod rezonabil pot fi atribuite masurandului.

FACTOR DE EXTINDERE : - factor numeric folosit ca inmultitor al incertitudinii standard compuse pentru obtinerea incertitudinii extinse. Poate fi privita **ca probabilitate de acoperire** sau nivel de incredere a intervalului. Un factor de extindere k

MARIME(MASURABILA) : - atribut al unui fenomen, al unui corp sau al unei substante care este susceptibil a fi diferentiat calitativ si determinat cantitativ.(VIM 1.1.)

VALOARE A UNEI MARIMI : - expresia cantitativa a unei marimi particulare exprimata in general sub forma unei unitati de masura inmultita cu un numar(VIM 1.18)

VALOAREA ADEVARATA (A UNEI MARIMI) : - valoare compatibila cu definitia unei marimi particulare specificate (VIM 1.19) ;

VALOARE CONVENTIONAL ADEVARATA (A UNEI MARIMI) :-valoare atribuita unei marimi particulare si care este acceptata, uneori prin conventie , ca având o incertitudine potrivita pentru un scop precizat (VIM 1.20)

MASURARE : - ansamblu de operatii care au ca obiect determinarea unei valori a unei marimi

MASURAND : - marime particulara supusa masurarii, parametru de interes care trebuie clar definit.

Factor de extindere – factor numeric folosit ca inmultitor al incertitudinii standard compuse pentru obtinerea incertitudinii extinse.

Coeficient de senzitivitate (coeficient de influenta) – descrie influenta variatiilor estimatiilor de intrare $x_1, x_2, \dots, x_n$ asupra estimatiei de iesire y si este derivata partiala $\delta f / \delta x_i$

Abaterea (deviatia) standard relativa – abaterea standard a masurandului raportata la valoarea acestuia.

Abatere standard reziduala – evalueaza dispersia valorilor de informare in jurul diniei de regresie calculata.Este un indice de performanta care descrie exactitatea etalonarii

MARIME DE INFLUENTA : - marime care nu este masurandul , dar care are influenta asupra rezultatului masurarii (VIM 2.7.)

REZULTAT AL UNEI MASURARI : - valoare atribuita unui masurand , obtinuta prin masurare.

REPETABILITATE : - grad de concordanta intre rezultatele masurarilor succesive ale aceluiasi masurand efectuate in aceleasi conditii de masurare :

- aceeasi procedura de masurare
- acelasi observator ;
- acelasi mijloc de masurare folosit in aceleasi conditii

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 7 din 19
---	---	---

- acelasi loc de masurare
- repetare masurarilor intr-o perioada scurta de timp.

REPRODUCIBILITATE - grad de concordanta intre rezutatele masurarilor aceluasi masurand efectuate in conditii de masurare schimbate care pot include ;

- principiul de masurare
- metoda de masurare
- observatorul
- mijlocul de masurare
- etalonul de referinta
- locul de masurare
- conditiile de masurare
- perioada lunga de timp

ABATERE STANDARD EXPERIMENTALA : - pentru un sir de n masurari ale aceluasi masurand, este marimea $s(q_k)$, care caracterizeaza dispersia rezultatelor si exprimata prin formula :

$$s(q_k) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (Q_k - \bar{Q})^2}{n-1}}$$

EROARE DE MASURARE : - diferenta intre rezultatul unei masurari si o valoare adevarata a masurandului ;

EROARE RELATIVA :- Raport intre eroarea de masurare si o valoare adevarata a masurandului ;

EROARE ALEATORIE :- diferenta intre rezultatul unei masurari si media se s-ar obtine din rezultatele unui numar infinit de masurari ale aceluasi masurand efectuate in conditii de repetabilitate.

EROARE SISTEMATICA :- diferenta ce s-ar obtine din rezultatele unui numar infinit de masurari ale aceluasi masurand efectuate in conditii de repetabilitate si o valoare adevarata a masurandului.

FACTOR DE CORECTIE : - factor numeric cu care se inmulteste rezultatul necorectat al unei masurari pentru a compensa o eroare sistematica.

COVARIANTA - covarianta a doua variabile aleatorii este o masura a dependentei lor mutuale. Covarianta variabilelor aleatorii y si z este definita prin :
 $\text{cov}(y, z) = \text{cov}(z, y) = E\{[y-E(y)][z-E(z)]\}$;

GRADE DE LIBERTATE : - caracterizarea increderii statistice in incertitudine

4.2.ABREVIERI

- ◆ s – abatere (deviatie) standard
- ◆ u_c – incertitudine combinata

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 8 din 19
---	---	---

- ◆ U - incertitudinea extinsa
- ◆ **MR** – Material de Referinta

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Documentarea Metodelor de Analiză

Laboratorul executa analize de hematologie, biochimie, imunodozaje, microbiologie, dupa tehnici standardizate, conform instructiunilor de lucru din :

- a. Manualul de operare a echipamentului
- b. Foaia insotitoare a kit-ului
- c. Manuale editate de Ministerul Sănătății sau Manuale de specialitate de circulatie internationala

Laboratorul urmarește ca metodele folosite sa fie adecvate, publicate de organizatii tehnice reputabile, in publicații stiintifice relevante sau o metoda a producatorilor echipamentelor de analiza. Laboratorul de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**, utilizeaza metode recomandate sau editate in publicatii stiintifice recunoscute si utilizate pe plan national si international, metode ale aparatelor și metode prezentate în protocolul de lucru al kit-urilor.

Pentru toate medodele de analiză executate în laborator sunt documentate proceduri specifice de lucru (PSL) aflate în toate punctele de lucru. Procedurile specifice sunt întocmite de către Responsabilii de analiză și analizate și aprobate de către Managerul tehnic. Responsabilul calității se asigură ca în permanență în punctele de lucru exista proceduri actualizate, în conformitate cu metodele aplicate în laborator. Procedurile perimate sunt retrase de către Responsabilul Calității, conform, PGL - 4.3."Controlul documentelor".

Procedurile specifice se bazează pe manualele de operare al echipamentelor, descrie modul cum este efectuată ea în laborator, orice abatere fiind analizată și documentată, dacă este cazul.

Procedura specifica cuprinde:

- scopul analizei
- principiul metodei utilizate
- specificații de performanță (liniaritate, precizie, exactitate, limită de detecție, interval de măsurare, incertitudine de masurare)
- natura probei primare (plasmă, ser, urină, etc.)
- tipul recipientului și al aditivilor
- echipament și reactiv necesar
- proceduri de etalonare (trasabilitatea metrologică)
- etape procedurale
- proceduri de control al calității
- interferențe (lipemie, hemoliză, bilirubinemie) și reacții încrucișate
- principiul procedurii de calcul al rezultatelor, inclusiv incertitudinea de măsurare
- intervale biologice de referință

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pag 9 din 19

- intervalul raportabil al rezultatelor analizei
- valori critice/ de alertă când este cazul
- interpretarea de laborator
- măsuri de siguranță
- potențiale surse de variabilitate.

5.2. Când se impune validarea sau demonstrarea adecvarii la scop a unei metode analitice

Laboratorul de analize medicale utilizează numai metode deja validate, metode publicate în cărțile de specialitate, ghiduri, îndreptare, etc. recunoscute de autorități în domeniu din țară sau internaționale, compatibile pe echipamentele din dotare.

Deși metodele folosite sunt validate de producător laboratorul a verificat și a demonstrat adecvarea la scop a metodelor utilizate, încă de la implementarea SMC din primul ciclu de acreditare.

Seful de Laborator împreună cu Șefii de departament au stabilit o frecvență anuală de reverificare a performanțelor obținute, pentru a se asigura că rezultatele eliberate sunt de încredere.

Demonstrăm în acest fel că personalul este suficient și competent, că în dotare există echipamente și facilități adecvate, că se utilizează reactivi și materiale de referință de calitate, condițiile de mediu sunt cele impuse de standard și laboratoarele ating nivelul de performanță cerut de metodele respective, performanță susținută de autoritățile în domeniu care au publicat metodele. Cu alte cuvinte, prin demonstrarea adecvarii la scop a metodelor utilizate prezentăm dovezi că atingem nivele de precizie și acuratețe acceptabile cu o incertitudine de măsurare estimată pentru un nivel de încredere de 95 %, deci metodele utilizate de noi sunt adecvate scopului pe care ni l-am propus, măsurarea de analiți în lichide biologice la om.

Deși metodele preluate sunt validate, există mulți factori care sunt diferiți în fiecare laborator, cauzatori de depreciere a performanțelor echipamentelor față de cele specificate de producător, cum ar fi:

- un lot diferit de materiale de control și de reactivi
- modificarea unor componente în urma unor activități de reparare sau de mentenanță
- condiții ambientale diferite
- nivel deficitar în exploatare din partea operatorului,
- condiții de transport și depozitare care afectează reactivii și celelalte materiale, etc.

Deși în laborator se efectuează teste de validare la instalarea echipamentului și se verifică performanța acestuia, aceste teste nu sunt suficiente pentru încrederea în rezultatele obținute.

Verificarea performanțelor proprii în vederea demonstrării adecvarii la scop

A. Pentru demonstrarea adecvarii la scop a unei metode analitice, care nu a fost modificată sau dezvoltată în laborator, se impune verificarea/estimarea următoarelor caracteristici analitice:

- Domeniul de măsurare
- Intervalul biologic de referință
- Precizia/imprecizia de măsurare
- Acuratetea /inacuratetea de măsurare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Ediția 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pag 10 din 19

— Incertitudinea de măsurare

B. Pentru metodele care au fost modificate sau dezvoltate în laborator sau al caror scop este modificat se impune pentru o validare completa și verificarea/calcularea următoarelor caracteristici:

- Limita de detecție
- Limita de cuantificare
- Specificitate (Inteferențe)
- Oricare altă caracteristică necesară pentru o estimare de performanță.

Cerințele de calitate în măsurătorile din laboratoarele medicale sunt definite în principal de trei parametri: eroarea totală, deviația standard (coeficientul de variație) și bias-ul.

Eroarea totală este dată de efectele combinate ale erorilor aleatorii și sistematice. În laboratoarele noastre totalitatea erorilor aleatorii și sistematice se interpretează față de TEa, eroarea totală admisă, pentru fiecare analit în parte, preluată din CLIA, în așa fel încât $TE < TEa$.

Precizia/imprecizia măsurătorilor exprimată ca deviație standard și coeficient de variație relevă toate erorile aleatorii dintr-un sistem de măsurare și se calculează direct din datele experimentale obținute în controlul intern prin măsurări ale materialelor de control de cel puțin două nivele de concentrație.

Acuratețea/inacuratețea măsurătorilor exprimată prin Bias se calculează ca diferența dintre rezultatul obținut de laborator și media de comparare din controlul extern.

Acuratețea de măsurare este asigurată și de utilizarea materialelor de referință cu trasabilitate declarată la un etalon (standard) internațional.

Din aceste considerente, în procesul de verificare a performanțelor metodelor în vederea demonstrării adecvării la scop a acestora, laboratorul verifică precizia și acuratețea măsurătorilor, prin control intern și control extern, interpretează rezultatele obținute cu datele producătorului sau cu cele din literatura de referință <http://www.westgard.com/biodatabase1.htm>: *Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, Derived from Biologic Variation*.

Laboratorul verifică parametrii de performanță prin măsurători repetate și interpretarea rezultatelor obținute în funcție de criteriile de acceptabilitate stabilite (valorile parametrilor de performanță obținute în condiții proprii de laborator să fie mai mici sau sensibil apropiate de cele ale producătorului sau cele din literatura de specialitate de referință).

Valorile materialelor de control utilizate, sunt cele care au relevanță din punct de vedere al interpretării clinice.

Datele obținute sunt centralizate într-un Raport pentru demonstrarea adecvării la scop a metodei, cod FGL-5.5-02.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 11 din 19
---	---	--

5.2. Condițiile tehnice în care se realizează verificarea metodei

Pentru demonstrarea adecvarii la scop a metodelor, sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Responsabilul de validare este o persoană competentă
- Condițiile de mediu cerute de specificațiile metodei (ex. specificațiile date de producătorul echipamentului, reactivilor etc) sunt respectate
- Echipamentul de măsurare este în bună stare de funcționare, este etalonat (când este cazul) și calibrat corespunzător
- Reactivii sunt adecvați lucrului cu echipamentul care urmează a fi utilizat și sunt în termen de valabilitate
- Materialele de referință și de control de calitate utilizate sunt aceleași care se folosesc în cazul măsurătorilor pe esantioanele de pacient

5.3 Conținutul raportului pentru demonstrarea adecvarii la scop a metodelor analitice

5.3.1. Specificarea(denumirea) metodei cuprinde:

- Denumirea metodei (ex. CRP din ser prin turbidimetrie, Enzimatic oxygen rate etc)
- Măsurand (ex. WBC; RBC etc);
- Sursa metodei (ex. Metodă dezvoltată în laboratoarele Abbott–SUA, nu s-au adus modificări metodei).

5.3.2. Responsabil de validare, calificat (ex. A. P. – medic, biolog, chimist).

5.3.3. Condițiile de mediu - cerute de specificațiile metodei, specificațiile date de producătorul echipamentului, reactivilor, literatura de specialitate, să fie îndeplinite (ex. temperatură 21°C, umiditate 52% etc).

5.3.4.Echipamentul folosit - în bună stare de funcționare, etalonat (calibrat) corespunzător.

Se specifică:

- Denumire, producător, serie, nr. inventar
- Certificatul de etalonare(ex.valoarea incertitudinii extinse $U = ?$, pentru $k = ?$)
- Domeniul de măsură, conform specificațiilor producătorului, (ex. $DM = 0.07 - 20\text{mg/dl}$)
- Curba de calibrare (se atașează în anexe, se specifică modul de obținere)
- Înregistrări de mentenanță

5.3.5. Reactivii utilizați - adecvați lucrului cu echipamentul care urmează a fi utilizat și sunt în termen de valabilitate.

5.3.6. Materiale de referință și de control de calitate utilizate în procesul de verificarea performanței metodei –

De ex.

Material de referință - Multicalibrator:, lot ..., data expirării .. cu valoare de certificat 6.36mg/dl, incertitudinea standard = 0.25mg/dl)

Materiale de control

1– Ser de control valori normale: ..., lot ... cu valori în intervalul 4, 4 – 6, 6 mg/dl, valoare țintă = 5, 5mg/dl, deviație standard SD = 0, 635mg/dl

2– Ser control valori patologice ..., lot ... cu valori în intervalul 9.2 – 13, 8mg/dl, valoare țintă = 11, 5mg/dl, deviație standard SD = 1, 329mg/dl; și pentru alte valori de concentrații dacă este cazul.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 12 din 19
---	---	--

Parametrii caracteristici ai metodei analitice

5.3.7. Determinarea sau verificarea (dacă se specifică) a limitei de detecție, LD.

Verificarea limitei de detecție este aplicabilă pentru orice metodă analitică modificată sau dezvoltată în laborator (numai la acele metode unde stabilirea sau verificarea limitei de detecție are relevanță pentru metoda respectivă cum ar fi: medicină legală sau teste de terapie medicamentoase; PSA și alți markeri tumorali; TSH și teste imunologice similare). Pentru metode cantitative de rutină, nedezvoltate sau nemodificate în laborator, ca analize de: glucoză, colesterol, enzime și alți analiți limita de detecție nu are relevanță clinică, deci nu se determină/verifică.

5.3.8. Determinarea sau verificarea limitei minime de măsurare/cuantificare, LQ

Pentru metodele de rutină, nedezvoltate sau nemodificate în laborator, determinarea / verificarea limitei minime de măsurare se efectuează doar dacă valoarea acestuia are relevanță clinică!

Nu are relevanță clinică atunci când cele mai mici valori obținute pe probele de pacienți sunt cu mult mai mari decât LQ, deci măsurările pe probe de pacient nu ajung în zona limitei minime de măsurare.

Teoretic se poate determina prin masuratori repetate ale unor dilutii succesive facute pe un material de control sau de referinta.


În activitatea de zi cu zi laboratoarele își surprind în esanțioanele pacienților valori minime de măsurare a unor analiti și pentru a demonstra că acestea reprezintă Limita minimă de cuantificare, se fac minim 10 masuratori, se calculează statistic și dacă precizia de măsurare este dată de un CV acceptabil, valoarea respectivă este considerată Limita minimă de cuantificare/măsurare.

5.3.9. Limita maximă de măsurare, LM – este preluată din inserturile kiturilor de reactivi, de la producător

5.3.10. Verificarea domeniului de măsurare specificat se reduce la verificare limitelor inferioară și superioară de măsurare. Verificarea domeniului de măsurare înseamnă demonstrarea faptului că domeniul de referință este inclus în domeniul de măsurare, iar pentru măsurările efectuate în laborator se asigură liniaritate.

5.3.11. Verificarea liniarității se realizează cu trasarea curbei de calibrare, care de fiecare dată este comparată cu curba veche și se verifică proportionalitatea dintre semnalul emis de echipament și valoarea materialului de calibrare, pe toată lungimea curbei, de la zero până la punctul maxim al curbei.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag 13 din 19



Caracteristica de transfer cu poziționarea limitelor:

LD – limita de detecție;

LQ – limita minimă de măsurare/cuantificare;

LM – limita maximă de măsurare;

LI ($\approx$ LQ) – limita inferioară a domeniului de măsurare;

LS ($\approx$ LM) – limita superioară a domeniului de măsurare ;

LCm – limita de calibrare minimă ("blanc-point");

LCM – limita de calibrare maximă("set-point");

LLM – limita de liniaritate maximă ($\approx$ LS $\approx$ LM).

Domeniile: DR – de referință; DC – de calibrare; DM – de măsurare

5.3.12. Verificarea preciziei

Precizia de Repetabilitate reprezinta apropierea dintre rezultatele independente ale măsurătorilor unui analit în condiții specificate.

Laboratorul verifica Precizia de repetabilitate prin analiza datelor statistice (medie, DS, CV) obtinute pe valori masurate intr-un timp scurt (in aceeasi zi). Asadar se calculeaza deviatia standard a rezultatelor obtinute de la o serie de esantioane de materiale de control sau esantioane de pacient, replicate in conditii de repetabilitate.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. Pag 14 din 19

Consideram criteriu de precizie de repetabilitate acceptabil in cazul cind abaterea standard obtinuta de laborator este mai mica sau egala cu cea specificata de producatorul kitului de reactivi sau al echipamentului (daca aceasta informatie este disponibila) sau cu cea din literatura de specialitate.

Precizia de Reproducibilitate, fiind dependenta de concentratia analitului in proba, este determinata la cel putin 2 nivele de concentratie (concentratie normala si patologica a analitului in materialul de control). Astfel, laboratorul masoara mai multe replici ale materialului, in aceleasi conditii, cu acelasi echipament, reactivi, operator, in zile diferite si estimeaza abaterea standard.

Laboratoarele utilizeaza pentru aprecierea preciziei de reproducibilitate datele statistice din controlul intern de calitate pe o perioada de minim 30 de zile.

Consideram criteriu de precizie de reproducibilitate acceptabil in cazul cind abaterea standard obtinuta de laborator este mai mica sau egala cu cea specificata de producatorul kitului de reactivi sau al echipamentului (daca aceasta informatie este disponibila) sau cu cea din literatura de specialitate (Westgard, CLIA).

5.3.13. Verificarea acuratetei/inacuratetei

Acuratetea de masurare este asigurata prin:

a) utilizarea materialelor de referinta cu trasabilitate la MRC si la metode de referinta.

Toate materialele de referinta folosite au valori atribuite, cu trasabilitate la MRC si/sau la metode de referinta, datele din certificatele de trasabilitate sunt utilizate in estimarea incertitudinii de masurare pentru masuratorile cantitative.

b) participari la comparari interlaboratoare

Laboratorul este inregistrat la scheme de intercomparari toate domeniile de masurare . Rapoartele cu rezultatele obtinute releva Bias-ul laboratorului fata de media de comparare

(media grupului de laboratoare care utilizeaza acelasi tip de echipament si aceeasi metoda de masurare), cu limite acceptabile ale scorului Z(indicele deviatie standard) situate intre -2 si +2.

Din analiza rezultatelor la comparari interlaboratoare, laboratorul isi analizeaza performanta sa in comparatie cu alte laboratoare .

Intr-o schemă de intercomparare datele de la fiecare laborator, care a testat mai multe probe trimise de coordonatorul schemei, sunt colectate și, în general, se transmite înapoi laboratorului rezultatul sub formă de scor Z sau SDI (Standard Deviation Index).

Scorul Z se calculează cu relația

$$Z = \frac{\bar{x} - X}{SD_{intercomp}}$$

în care:

$\bar{x}$ – valoarea medie obținută pentru toate testele de intercomparare efectuate în laborator

X – valoarea medie pe întreaga schemă de intercomparare (comunicată de coordonator),

SD intrecomp – deviația standard pentru toate valorile generate de toate laboratoarele participante în schema de comparare.

De fapt, scorul Z exprimă numărul de abateri standard, SD intrecomp, care separă rezultatul laboratorului, $\bar{x}$, de valoarea medie X (de referință) a grupului de comparare. O valoare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag 15 din 19

aproape de zero pentru Z arată că deplasarea laboratorului este mică în raport cu valoarea stabilită de grup, o valoare egală cu 2 sau mai mare, necesită o atenționare asupra metodei.

Concluzie

O performanță acceptabilă pentru a demonstra adecvarea la scop există atunci când ambii parametri (precizie/imprecizie și acuratețe/inacuratețe), îndeplinesc simultan cerințele stabilite. În cazul în care unul din acești doi parametri arată o performanță peste limita permisă, dar celălalt releva o performanță sub limita permisă, metoda poate fi adecvată la scop doar dacă îndeplinește criteriul erorii totale TE, conform relației $TE \leq TE_a$, adică eroarea totală a laboratorului (eroarea aleatorie exprimată prin CV% + eroarea sistematică exprimată prin Bias%) este mai mică sau cel mult egală cu eroarea totală admisă.

5.3.14. Incertitudinea de măsurare

Pentru demonstrarea adecvării la scop a metodelor folosite în laborator, pe lângă verificarea caracteristicilor de performanță și identificarea factorilor care influențează aceste caracteristici, Laboratoarele au stabilit și gradul de influență al acestora, adică au estimat incertitudinea de măsurare.

Incertitudinea de măsurare (UM) este intervalul în care se estimează cu o anumită probabilitate, numită nivel de încredere, ca se află valoarea adevărată a măsurandului.

În FGL-5.5-03 laboratorul păstrează Lista cu incertitudinile de măsurare extinse, estimate pentru măsurătorile proprii pe 2 și 3 nivele de concentrație, în funcție de analit.

Am estimat incertitudinea de măsurare prin metoda analitică utilizând metoda analitică după Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), deoarece materialul de referință folosit este trasabil la materiale de referință certificate (MRC).

$$UM_C = \pm \sqrt{U_A^2 + U_B^2 + \dots + U_{\text{altifactori}}^2}, \text{ unde :} \quad (1)$$

UMc= incertitudinea de măsurare combinată

U_A – reprezintă SD (Deviatia Standard) obținută de laboratorul nostru prin calculul statistic al valorilor din controlul intern din cel puțin 30 de zile

U_B – incertitudinea de tip B, preluată din alte surse decât măsurătorile din laborator, de ex:

- Incertitudinea calibratorului din Certificatul de trasabilitate de la producător, incertitudinea Bias-ului de la intercomparări, incertitudinea din certificatul de etalonare a echipamentului, pipetelor utilizate, alte date din literatură de specialitate.

a) Estimarea incertitudinii de măsurare cu utilizarea datelor de trasabilitate a materialului de referință, după metoda analitică GUM

Am estimat incertitudinea de măsurare utilizând datele din certificatele de trasabilitate ale materialelor de referință folosite.

În aceste condiții relația (1) devine:

$$UM_C = \pm \sqrt{U_{\text{metoda}}^2 + U_{\text{calibrator}}^2 + \dots + U_{\text{altifactori}}^2}, \text{ unde:}$$

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Ediția 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pag 16 din 19

U metoda = U A = deviația standard din controlul intern, din cel puțin 30 de zile

U B = incertitudinea combinată a calibratorului

Nota 1

Laboratorul nostru nu ia în calcul mai multe tipuri de incertitudine de tip B

(incertitudinea U alți factori) deoarece, folosind materiale de referință trasabile, incertitudinea de măsurare a acestora este acoperitoare pentru toate sursele de eroare ce ar putea fi cuantificabile și care ar influența rezultatele măsurării.

Nota 2

În cazurile în care laboratoarele folosesc materiale de referință ale caror valori sunt trasabile la MRC sau la metode de referință și detin datele de trasabilitate în certificatele de trasabilitate, incertitudinea de tip B folosită este incertitudinea combinată a materialului de referință.

Pe orice document, deci și în certificatele de trasabilitate, se declară incertitudinea extinsă, pentru K=2, de aceea UB va fi obținut din U calibrator împărțit la 2.

Nota 3

Indiferent de metoda aleasă pentru estimarea UM, incertitudinea de tip A este întotdeauna deviația standard (DS) din controlul intern de calitate, care furnizează informații despre precizia/imprecizia măsurătorilor.

Incetitudinea de masurare extinsa, am calculat-o după formula:

UM extins = UMc x K, unde K=2, este un factor de încredere, pentru 95% .

UM_{extins} = U = UMc · K

b) Estimarea incertitudinii de masurare cu utilizarea datelor din intercomparari

În cazurile în care laboratorul nu are date privind trasabilitatea materialului de referință, componenta UB din formula (1) este preluată din intercomparări și se calculează după relația:

UB = Bias/ 1, 73 (radical din 3) - formula preluată din statistica pentru o distribuție dreptunghiulară a valorilor.

Bias-ul este diferența dintre valoarea obținută de către laborator și media de intercomparare.

Toate valorile de Bias din mai multe raporte de intercomparare au o distribuție statistică de tip rectangular, așa încât deviația standard se calculează conform relației [2] în forma următoare:

$$U_B = \frac{Bias_{maxim}}{\sqrt{3}} \quad [2]$$

În aceste condiții relația [1] devine:

$$UM_C = \sqrt{U_{metoda}^2 + U_{Bias}^2 + \dots + U_{altifactori}^2}, \text{ unde:}$$

U_{metoda} = DS (din controlul intern de calitate)

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Ediția 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pag 17 din 19

$U_{Bias} = DS_{bias}$ (din comparari interlaboratoare), calculat dupa formula [2]

$U_{alti\ factori}$ = incertitudinea din certificatele de etalonare sau din alte specificații din literatură

c) In cazul in care laboratorul nu detine pentru o metoda analitica nici datele de trasabilitate a materialului de referinta folosit, nici date de la intercomparari laboratorul estimeaza incertitudinea de masurarea numai pe baza de UA (DS din controlul intern de calitate) si raporteaza acest lucru in fisa de estimarea incertitudinii, cu rezerva ca daca ar avea si UB, incertitudinea de masurarea extinsa ar fi mai mare.

Declararea incertitudinii de masurare

Laboratoarele au intocmit o Lista cu incertitudinile de masurare estimate dar nu elibereaza rezultatele masuratorilor insotite de incertitudine decat la solicitare.

Incetitudinea de masurare se exprima sub forma rezultatului masurat +/- UM extins si factorul de acoperire aplicat (K)

Laboratorul de analize medicale eliberează rezultatele însoțite de incertitudinea de măsurare doar la solicitarea beneficiarului (pacient, medic) și atunci când aceasta are relevanța clinică. Incertitudinea de măsurare se raportează sub următoarea formă:

Rezultat măsurătoare = $Y \pm U$ unde;

Y = rezultatul măsurat

U = incertitudinea de măsurare extinsă.

La cererea utilizatorului laboratorul descrie amanuntit modalitatile de estimare a UM

Nota: In cazul masuratorilor calitative nu avem posibilitatea sa cuantificam incertitudinea de masurare, dar laboratorul stabileste o lista cu sursele de eroare posibile din procesul de pre-examinare si post-examinare, pana la eliberarea rezultatelor, precum si modul cum aceste surse sunt limitate.

5.3.15 STRUCTURAREA RAPORTULUI DE DEMONSTRAREA ADECVARII LA SCOP

Raportul pentru demonstrarea adecvarii la scop a metodelor analitice contine:

- Prezentarea condițiilor în care a fost realizată verificarea performantei descrise (metoda, responsabil, condiții de mediu, echipamente, reactivi, materiale de referință etc).
- Prezentarea performanțelor din laboratorul propriu pentru parametrii caracteristici ai metodei,
- Anexele care să cuprinda documente doveditoare (curba de etalonare, tabele cu datele culese în urma masuratorilor sau alte documente relevante) se specifică în raport și se atașează.
- Concluzii cu privire la satisfacerea cerințelor, încheiată cu o declarație de validitate a metodei.

Parametrii de performanta trebuie sa fie comparabili cu parametrii precizati in prospectele reactivilor sau in Fisele tehnice ale analizoarelor. Daca astfel de date nu se cunosc, parametrii determinati se pot compara cu “Obiectivele analitice” , <http://www.westgard.com/europe.htm>, anexa nr. 1, sau www.westgard.com/clia.htm , Anexa 2.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. Pag 18 din 19

În urma acestei comparări se estimează calitatea procesului de măsurare pe metoda respectivă și în consecință se decide menținerea, îmbunătățirea / optimizarea sau eliminarea metodei.

Se aduna datele necesare si se introduc intr-un Fisa de calcul a incertitudinii (realizata in programul Excel), care contine formulele stabilite pentru calculul incertitudinii.

Valoarea incertitudinii este adecvata metodei, daca se verifica relatia:

Valoarea medie a valorilor $\pm U$ se incadreaza intre limitele controlului intern utilizat pentru calcul.

f. RAPORTUL DE VALIDARE (VERIFICARE)

Raportul de validare trebuie sa contina urmatoarele:

- prezentarea conditiilor in care a fost realizata validarea (data, responsabil - competenta, echipamente – certificat etalonare, reactivi, calibratori, materiale de referinta utilizate – loturi, termene de valabilitate, conditii de mediu, etc)
- prezentarea cerintelor (de adecvare la scop si de performanta) pe care trebuie sa le satisfaca metoda
- prezentarea rezultatelor obtinute in urma testelor efectuate de laborator (de preferat sub forma tabelara)
- concluzii cu privire la satisfacerea fiecareia dintre cerinte
- declaratie de validitate a metodei

Raportul de validare va face referire la documente si inregistrari relevante.

1. RESPONSABILITĂȚI

6.1 Șef laborator

- Initiaza programul de validare
- Vizează și validează metodele de analiză utilizate;
- Verifică caietele de lucru;
- Verifică registrele de înregistrare rezultate;
- Verifică dacă procedurile de examinare sunt complete, actualizate și analizate în detaliu
- Aproba raportul de validare

6.2 Responsabil de analiza

- Stabilește și validează metodele de analiză care se utilizează în laborator
- Estimeaza incertitudinea de masurare

6.3 Executant

- Execută analize și înregistrează datele în registrele de lucru

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI DE EXAMINARE COD: PGL – 5.5	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 19 din 19
---	---	--

2. ÎNREGISTRĂRI

Caietele/Fisele de lucru

Înregistrări privind datele de validare de la materialele de referință

Fisa de calcul incertitudine, cod FGL-5.5-01

Raport de verificarea a adecvarii la scop, cod FGL-5.5.-02

Lista incertitudinilor de masurare, cod FGL-5.5-03

3. ANEXE

Valori limita pentru parametrii de performanta, acceptati in Europa.

CERINTE DE CALITATE ANALITICA – valori pentru eroarea totală admisă – acceptati in USA

Niveluri de decizie medicala

Fisa de calcul incertitudine, cod FGL-5.5-01

Raport de verificarea a adecvarii la scop, cod FGL-5.5.-02

Lista incertitudinilor de masurare, cod FGL-5.5-03

1.

RAPORT DE VERIFICARE A ADECVARII LA SCOP

Denumire metoda:	
Responsabil analiza	
Principiul metodei	
Sursa metodei:	
Scop:	
Conditii de mediu:	
Reactiv:	
Echipament:	
Etalonare aparat Inregistrari de mentenanta:	
Calibrare aparat, trasabilitate	
Domeniul de lucru	
Valori biologice de referinta	
Limita de detectie (specificata de producator)	
Liniaritatea	
Modificari aduse metodei standardizate descrisa in prospectul reactivului:	
Descriere metoda validare	
Specificitate/Interferente	
PARAMETRII DE PERFORMANTA	
Precizia: (in conditii de repetabilitate in laborator), exprimata prin deviatia standard SD si coeficientul de variatie CV%	
Media valorilor : X Deviatia Standard :DS	

RAPORT DE VERIFICARE A ADECVARII LA SCOP

$DS = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$ $CV\% = DS/X_{med} \times 100\%$	
Precizia (in conditii de reproductibilitate in laborator), exprimata prin deviatia standard SD si coeficientul de variatie CV%	
Concluzii (precizie)	
Acuratete – BIAS din control interlaboratoare	
Concluzie (acuratete)	
Incertitudinea de masurare: UM extins = UM_c x K (K = 2, pentru un interval de incredere de 95%)	
Concluzii :	

Laboratorul de analize medicale

ANALIZA CAPABILITATII ZILNICE A LABORATORULUI

Data	Compartimentul	Se lucreaza toate analizele		Analize care nu se lucreaza	Motivul pentru care nu se lucreaza				Comentarii	Semnatura persoanei responsabile de evaluare
		da	nu		Reactivi si controale	Personal	Echip.	Altele		
	Biochimie									
	Hematologie Hemostaza									
	Imunologie									
	Microbiologie									

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

LISTA ANALIZELOR

Cod investigatie		Tipul și denumirea analizei	Tip probă	Termen de executie	Pret Ron / investigatie
Cod CNAS	Cod Minister				
HEMATOLOGIE					
2.8070	2.60012	Hemoleucograma automată	sange	1-3 ore	13
2.8030	2.6003/ 2.6004	Examen citologic al frotiului sanguin	sange	1-3 ore	17
2.8100	2.604	Determinarea VSH	sange	1-3 ore	2
	2.6002	Numaratoare reticulocite - (3 frotiuri)	sange	1-3 ore	3
2.8211	2.6050	Determinarea grupului sanguin ABO	sange	1-3 ore	7
2.8212	2.6050	Determinarea grupului Rh	sange	1-3 ore	7
	2.6124	Celule lupice-Lupus anticoagulant (screening)	sange	1-3 ore	15
COAGULARE					
2.8621	2.6101	Timp Quick –activitate de protrombină	plasma	1-3 ore	7
2.8603		INR (International Normalised Ratio)	plasma	1-3 ore	3
2.3210	2.10054	Fibrinogen	plasma	1-3 ore	13
	2.6100/ 2.611	Timp de sângerare/coagulare	sange	1 oră	6
	2.611	Timp Howel	sange	1 oră	3
BIOCHIMIE					
2.1310	2.1020	Glicemie	ser / urina	1-3 ore	5
2.1120	2.1011	Uree	ser	1-3 ore	5
2.1140	2.1014	Creatinina	ser	1-3 ore	6
2.1130	2.1012	Acid uric	ser	1-3 ore	5
2.1020	2.1002	Proteine totale	ser	1-3 ore	7
2.4600	2.10402	TGO	ser	1-3 ore	5
2.4610	2.10403	TGP	ser	1-3 ore	5
2.4720	2.10409	Fosfataza alcalina	ser	1-3 ore	7
2.4680	2.10406	Gama GT	ser	1-3 ore	7
	2.10412	Amilaza	ser	1-3 ore	10
2.1420	2.10303	Colesterol total	ser	1-3 ore	5
2.1441	2.10304	HDL-colesterol	ser	1-3 ore	8
2.1443	2.10305	LDL-colesterol	ser	1-3 ore	7
2.1404	2.10306	Trigliceride	ser	1-3 ore	7
2.1511	2.10503	Calciu total	ser	1-3 ore	5
2.1570	2.10505	Magneziu	ser	1-3 ore	5

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

Cod investigație		Tipul și denumirea analizei	Tip probă	Termen de execuție	Pret Ron / investigație
Cod CNAS	Cod Minister				
2.8390	2.10506	Sideremie	ser	1-3 ore	7
2.1016	2.1016	Bilirubina directă	ser	1-3 ore	5
2.1015	2.1015	Bilirubina totală	ser	1-3 ore	5
2.4961	2.1003	Electroforeza proteinelor serice	ser	3-7 ore	14
2.1026	2.1026	Hemoglobina glicozilată	ser	1-3 ore	19
	2.2620	Analiza automată a urinii	urină	1-3 ore	10
	2.10412	Amilazurie	urină	1-3 ore	10
	2.10502	Clor urinar	urină	1-3 ore	3
	2.10500	Sodiu seric (ionograma)	ser	1-3 ore	3
	2.10501	Potasiu seric (ionograma)	ser	1-3 ore	3
	2.10502	Clor seric / lichid de punctie	ser/lichid de punctie	1-3 ore	3
	2.1020	LCR glicorahie	LCR	1-3 ore	5
	2.10502	LCR clorurorahie	LCR	1-3 ore	3
	2.1004	LCR albuminorahie	LCR	1-3 ore	3
	2.271	Detectare hemoragii oculte	Materii fecale	1-3 ore	5

MICROBIOLOGIE					
2.5061	2.30250/55	Exudat faringian Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)	exsudat	48-72 ore	15
	2.30220/ 21	Exsudat nazal - Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)	exsudat	48-72 ore	15
2.3450	2.3100/2.2609/2.2610	Urocultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)	urina	48-72 ore	15
2.7120	2.51010/11	Examen coproparazitologic (3 probe)	materii fecale	1-3 ore	12
2.5064		Coprocultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)	materii fecale	48-96 ore	21
	2.30620/21/31	Pentru: Shigella, Salmonella, Yersinia enterocolitica		48-96 ore	21
	2.30622	Pentru E. coli enteropatogen		48-96 ore	21
	2.30624	Pentru E. coli enterohemoragic		48-96 ore	12
	2.30630	Pentru Campylobacter spp.		48-96 ore	21

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

Cod investigație		Tipul și denumirea analizei	Tip Probă	Termen de execuție	Pret Ron / investigație
Cod CNAS	Cod Minister				
	2.30633	Pentru Staphylococcus aureus	materii fecale	48-96 ore	12
	2.30632	Pentru Vibrio cholerae și Aeromonade		48-96 ore	11
	2.50119	Pentru Candida spp.		24-96 ore	8
	2.30634	Pentru Clostridium spp.		24-96 ore	7
	2.3069	Coprocultura cantitativă în toxiinfecția alimentară		24-96 ore	6
	2.5106	Examen amprenta anala		1-3 ore	4
	2.5109	Examen in strat gros Kato-Miura	materii fecale	1-3 ore	4
	2.51030	Examen microscopic frotiu colorat Ziehl-Neelsen modificat (Cryptosporidium)	materii fecale	1-3 ore	13
	2.3225	Identificare virala prin latex aglutinare - Rotavirus (un test)	materii fecale	1-3 ore	4
2.5002	2.30740	Secreție vaginală-examen microscopic	secreție	1-3 ore	5
2.5065	2.30741	Secreție vaginală - Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)	secreție	24-96 ore	16
	2.5130/2.51311	Secreție vaginală/ uretrală examen parazitologic (preparat nativ si frotiu)	secreție	1-3 ore	5
2.5032	2.3080/2.30900/2.30911/2.30921/e tc.	Secreții uretrale, otice, nazale, conjunctivale și puroi – examen microscopic	secreție	1-3 ore	6 / produs
2.5066	2.3040/2.3051/2.3020/2.3061/2.30801	Secreții uretrale, otice, nazale, conjunctivale și puroi – Cultură aerobă sau anaerobă (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)	secreție	24-96 ore	15 / produs
	2.31101/2.3101/2.30341	Secreții uretrale, otice, nazale, conjunctivale și puroi -Examen microscopic frotiu colorat Ziehl-Neelsen	secreție	1-3 ore	14 / produs

**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale**

Cod investigatie		Tipul și denumirea analizei	Tip probă	Termen de execuție	Pret Ron / investigație
Cod CNAS	Cod Minister				
	2.2800/2.2810	Lichide de puncție - Examen microscopic (absenta reactiei inflamatorii)	lichid de puncție	1-3 ore	5
2.5033	2.2800/2.2810	Lichide de puncție - Examen microscopic/frotiu	lichid de puncție	1-3 ore	16
	2.3010/2.30113	Lichide de puncție - Examen microscopic frotiu colorat Ziehl-Neelsen	lichid de puncție	1-3 ore	14
2.5067	2.3010/2.3011/2.30112	Lichide de puncție - cultura(inclusiv antibiograma pentru culturile pozitive)	lichid de puncție	24-96 ore	15
	2.30102	Lichide de puncție - Detectare antigene solubile	lichid de puncție	3-5 ore	28
	2.3000/2.3001	Hemocultura (inclusiv antibiograma pentru culturile pozitive) flacoane Bactaalert+pasaje pe medii convenționale	sânge	10 -12 zile	36
	2.3000/2.3001	Hemocultura (inclusiv antibiograma pentru culturile pozitive) Culturi medii conventionale (un balon Erlenmeyer cu BCC)+pasaj pe medii convenționale	sânge	10 -12 zile	28
	2.50100	Hemocultura pentru fungi	sânge	10 -12 zile	8
	2.30300	Sputa examen microscopic frotiu	spută	1-3 ore	7
	2.30301	Sputa examen microscopic frotiu colorat Ziehl-Neelsen (bacili tuberculoza)	spută	1-3 ore	14
	2.30302	Sputa -Culturi bacteriene (inclusiv identificare si antibiograma conventionala)	spută	48-72 ore	15
	2.50108	Sputa culturi fungi	spută	48-72 ore	8
	2.3135	Determinarea CMI (E-test)	cultură bacteriană	24-48 ore	25

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

Cod investigație		Tipul și denumirea analizei	Tip probă	Termen de execuție	Pret Ron / investigație
Cod CNAS	Cod Minister				
	2.3134	Detectare betalactamaze cu spectru extins	cultură bacteriană	24-48 ore	15
	2.31213/2.504	Identificare bacteriana/fungica automata	cultură bacteriană	24-48 ore	24
	2.3132/2.5021	Antibiograma/antifungigrama automata	cultură bacteriană	24-48 ore	26
	2.5112/2.5111	Parazitologie sânge (picătura groasă și frotiu malarie)	sânge	6-8 ore	20
		IMUNOLOGIE			
2.6250	2.40000	ASLO	ser	1-3 ore	11
2.6022	2.40012	RPR REDITEST	ser	1-3 ore	5
2.6691	2.10053	Proteina C reactiva (CRP)	ser	1-3 ore	10
	2.415	Leptospira - test rapid	ser	1-3 ore	
	2.415	Mononucleoza infectioasa- test rapid (4 markeri imunologici)	ser	1-3 ore	
	2.415	Febra tifoida - test rapid	ser	1-3 ore	
2.6392	2.415	Antigen HBs- test rapid	ser	1-3 ore	
	2.415	Anticorpi anti HCV - test rapid	ser	1-3 ore	
	2.414	AgHBs - ELISA	ser	3-4 ore	
2.6204	2.414	Ac HCV - ELISA	ser	3-4 ore	60
	2.414	Anticorpi anti Mycoplasma pneumoniae (IgM)- ELISA	ser	3-4 ore	
	2.414	Anticorpi anti Citomegal virus (IgM)- ELISA	ser	3-4 ore	
	240218	Reactie Wright	ser	1-3 ore	
	2.419	QUANTIFERON TB GOLD	ser	3-4 ore	
2.6206	2.415	Depistare Helicobacter Pylori - test rapid	ser	1-3 ore	20
2.6692	2.415	Factor reumatoid – test rapid	ser	1-3 ore	9
BIOLOGIE MOLECULARA					
		ARN-VCH cantitativ (viremie)	ser		430
		ADN_VHB cantitativ(viremie)	ser		430

**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale**

Cod investigație		Tipul și denumirea analizei	Tip probă	Termen de execuție	Pret Ron / investigație
Cod CNAS	Cod Minister				
		ARN - HIV cantitativ (viremie)	ser		400
		Limfocite CD 4 (flowcitometrie)	ser		138

Data : 01.05.2013

RGL – 4.4 – 01 I / E REGISTRU DE EVIDENȚĂ COMENZI INTERNE/ EXTERNE

Nr. Crt.	Data	Ora recepției	ID probă	Nume și prenume pacient	CNP / Vârstă	Pavilion / Medic solicitant/ Spital splicitant	Compartiment căruia i se adresează solicitarea					Semnătura de predare probă	Semnătura de recepție probă
							Micro 1	Micro 2	Imuno 3	Hemato 4	Biochim 5		

REGISTRU COMENZI RESPINSE

Nr.crt	Data primirii probei	Nume si prenume pacient	Compartiment de destinatie	Analiză solicitată	Proveniența/pavilion spital	Medic trimitator	Neconformitatea	Actiune intreprinsa	Responsabil analiza/Asistent receptie (nume, prenume, semnatura)

RGL – 4.4 – 03 – A LCR și alte lichide de puncție

Nr. crt. /	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Proveniența (pavilion,alt spital, comandă externă) / Nr. FO	Urban / Rural	Spitali zare continu ă/ de zi	Numele si prenumele 1. Asistent care înregistreaza si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	LCR Nr.leucocite Frotiu AM Frotiu Gram Frotiu BAAR LA meningite	Alte lichide Nr.leucocite Frotiu AM Frotiu Gram Frotiu BAAR
ID probă								
						1		
						2		
						1		
						2		
						1		
						2		
						1		
						2		
						1		
						2		

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4 – 03 – A LCR și alte lichide de puncție

C O T O R
C O N D I C A

LCR	Alte lichide	Identificare strip auto. bact. cod: 2.31213 Identificare strip auto. fungi cod: 2.504	Antibiograma bact. strip automat cod: 2.3132 Antifungigrama strip automat cod: 2.5021	Antibiograma difuzimetrică cod: 2.3130 Detect. prod. ESBL cod: 2.3134 CMI (E-test) cod: 2.3135	Control intern kituri Latex aglutinare	Data Buletin analiză	Semnătura medicului care eliberează buletinul pt.: 1. Ex. Micro 2. Culturi
Culturi aerobe cod: 2.30101 Culturi fungi cod: 2.50011 Ex.micro. culturi cod: 2.31200 Catalaza cod:2.31201 Oxidaza cod:2.31202 Coagulaza cod:2.31206	Culturi aerobe cod: 2.30111 Culturi anaerobe cod: 2.30112 Culturi fungi cod: 2.50119 Ex.micro. culturi cod: 2.31200 Catalaza cod:2.31201 Oxidaza cod:2.31202 Coagulaza cod:2.31206						1
							2
							1
							2
							1
							2
							1
							2
							1
							2

RGL – 4.4 – 03 – B Hemoculturi

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Proveniența (pavilion,alt spital, comandă externă) / Nr. FO	Urban / Rural	Spitaliza re continuă /de zi	Numele si prenumele 1. Asistent care înregistreaza si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	Culturi aerobe cod: 2.3000 Ex micro. culturi cod: 2.31200	Culturi anaerobe cod: 2.3001 Culturi fungi cod: 2.50100
ID probă								
						1		
						2		
						1		
						2		
						1		
						2		
						1		
						2		
						1		
						2		

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4 – 03 – B Hemoculturi

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

Catalaza cod: 2.31201 Oxidaza cod: 2.31202 Coagulaza cod: 2.31206	Identificare strip auto. bact cod: 2.31213 Identificare strip auto. fungi cod: 2.504	Antibiograma bact. strip automat cod: 2.3132 Antifungigrama strip automat cod: 2.5021	Antibiograma difuzimetrică cod: 2.3130 Detectarea prod. de BLSE cod: 2.3134 CMI (E-test) cod: 2.3135	Alte teste; Observații	Control intern kituri Latex aglutinare	Data BA	Semnătura medicului care elibereaza buletinul pt.: 1. Ex. Micro 2. Culturi
							1
							2
							1
							2
							1
							2
							1
							2
							1
							2

RGL – 4.4 – 03 – C Exsudat faringian si alte exudate

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Proveniența (pavilion,alt spital, comandă externă) / Nr. FO	Urban / Rural	Spitaliza re continuă /de zi	Numele si prenumele 1. Asistent care înregistreaza si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	Exsudat faringian Culturi pt. Strept. β hemol. Cod: 2.30250 Bacitracina cod: 2.31203 Latex aglutinare cod: 2.31212	Culturi pt. Fungi cod: 2.50102 Filamentare cod: 2.503	Alte examinari ale tractului respirator superior cod: 2.3029 Catalaza cod: 2.31201 Oxidaza cod: 2.31202 Coagulaza cod: 2.31206
ID probă									
						1			
						2			
						1			
						2			
						1			
						2			
						1			
						2			
						1			
						2			
						1			
						2			

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

Exs.naz. Staph. Aur. Portaj cod:2.30220	Exs.naz. Strep.pyo. portaj cod:2.30221	Leziuni mucoasa nazală - culturi cod:2.30230	Exs. Nazo – faring. Strp.pyo. portaj cod:2.30243	Exs. Nazo – faring. Neisseria portaj cod:2.30245	Alte exsudate: tip produs	Alte exsudate: Culturi	Alte exsudate: Examen microscopic	Antibiograma difuzimetrica	Control intern kituri Latex aglutinare	Data BA	Semnă tura medic

C
O
T
O
R.

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4 – 03 – D Uroculturi

Nr. Crt.	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Provenien ța (pavilion, alt spital, comandă externă)	Urban / Rural	Spitaliza re continuă /de zi	Numele si prenumele : 1. Asistent care înregistrează si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	Detectare Leucocite cod: 2.2609 Hematii cod: 2.2610	Alte examinări - frotiu AM și frotiu Gram cod: 2.3109	Examen microscopic BAAR cod: 2.3101
ID probă									
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4 – 03 – D Uroculturi

C
O
T
O

C
O
N
D
I
C
A

Culturi aerobe cod: 2.3100 Culturi fungi cod: 2.50119 Filamentare cod: 2.503	Teste biochimice cod: 2.31210 Catalaza cod: 2.31201 Oxidaza cod: 2.31202 Coagulaza cod: 2.31206 Ex. micro culturi cod: 2.31200	Antibiograma difuzimetrică cod: 2.3130 Detect. prod. ESBL cod: 2.3134 Determinare CMI cod: 2.3135	Identificare strip auto. cod: 2.31213 Identificare strip auto. fungi cod: 2.504	Antibiograma strip automat cod: 2.3132 Antifungigrama strip auto. cod: 2.5021	Control intern kituri Latex aglutinare	Data BA	Semnătură medic

RGL – 4.4 – 03 – E Sputa și Produse patologice din Tractul respirator inferior

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Proveniența (pavilion, alt spital, comandă externă)	Urban / Rural	Spitaliz are continu ă/de zi	Numele si prenumele : 1. Asistent care înregistrează si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	Sputa frotiu Gram cod: 2.30300 frotiu BAAR cod: 2.30301	Sputa culturi aerobe cod: 2.30302 culturi fungi cod: 2.50108
ID probă								
						1.		
						2.		
						1.		
						2.		
						1.		
						2.		
						1.		
						2.		
						1.		
						2.		
						1.		
						2.		

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4 – 03 – E Sputa și Produse patologice din Tractul respirator inferior

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

Aspirat traheal frotiu Gram cod: 2.30340 frotiu BAAR cod: 2.30341	Aspirat traheal culturi aerobe cod: 2.30342 culturi fungi cod: 2.50104	Teste biochimice cod: 2.31210 Catalaza cod: 2.31201 Oxidaza cod: 2.31202 Coagulaza cod: 2.31206 Ex. micro culturi cod: 2.31200	Antibiograma difuzimetrică cod: 2.3130 Detect. prod. ESBL cod: 2.3134 Determinare CMI cod: 2.3135	Identificare strip auto. cod: 2.31213 Identificare strip auto. fungi cod: 2.504	Antibiograma strip automat cod: 2.3132 Antifungigrama strip auto. cod: 2.5021 Control intern kituri Latex aglutinare	Data Buletin analiză	Semnătu ră medic

RGL – 4.4 – 03 – F Produse patologice din Tractul genital

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Proveniența (pavilion, alt spital, comandă externă)	Urban / Rural	Spitali zare contin uă/ de zi	Numele si prenumele 1. Asistent care înregistrează si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	Produs patologic	Tract genital feminin Secreție uretrală Gram cod: 2.30730 Secreție vaginală Gram cod: 2.30740 Prelevate leziuni cod: 2.30780 Alte examinări cod: 2.3079	Tract genital masc. Secreție uretrală Gram cod: 2.30800 Prelevate leziuni cod: 2.30820 Alte examinări cod: 2.3089
ID probă									
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RGL- 4.4 – 03 – F Produse patologice din Tractul genital

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

Tract genital feminin culturi aero / anaero. Uretră cod: 2.30731 / 2.30732 Vagin cod: 2.30741 / 2.30742 Leziuni cod: 2.30781 / 2.30782	Tract genital masc culturi aero / anaero Uretră cod: 2.30801 Leziuni cod: 2.30821 / 2.30822	Teste primare Ex micro. culturi cod: 2.31200 Catalaza cod: 2.31201 Oxidaza cod: 2.31202 Coagulaza cod: 2.31206	Antibiograma difuzimetrică cod: 2.3130 Detect. prod. ESBL cod: 2.3134 Determinare CMI cod: 2.3135	Identificare strip auto. cod: 2.31213 Identificare strip auto. fungi cod: 2.504	Antibiograma strip automat cod: 2.3132 Antifungigrama strip auto. cod: 2.5021 Control intern kituri Latex aglutinare	Data Buletin analiză	Semnătu ră medic

RGL – 4.4 – 03 – G Produse patologice din piele și țesut celular subcutanat

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Proveniența (pavilion,alt spital, comandă externă)	Urban / Rural	Spitaliz are continu ă/de zi	Numele si prenumele : 1. Asistent care înregistreaza si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	Produs patologic	Ex. Gram Abscese - puroi Ulcere de decubitus Celulite Ex. Frotiu AM Alte produse cod:	Cultivare bacterii aero/anaero Abscese - puroi cod: 2.30901 / 2.30902 Ulcere de decubitus cod: 2.30911 / 2.30912 Celulite cod: 2.30921 / 2.30922 Cultivare Alte produse
ID probă									
						1.			
						2.			
						1 .			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			

C
O
T
O
R.

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4 – 03 – G **Produse patologice din piele și țesut celular subcutanat**

C
O
T
O
R.

C
O
N
D
I
C
A

Teste primare Ex micro. culturi cod: 2.31200 Catalaza cod: 2.31201 Oxidaza cod: 2.31202 Coagulaza cod: 2.31206	Antibiograma difuzimetrică cod: 2.3130 Detect. prod. ESBL cod: 2.3134 Determinare CMI cod: 2.3135	Identificare strip auto. cod: 2.31213 Identificare strip auto. fungi cod: 2.504	Antibiograma strip automat cod: 2.3132 Antifungigrama strip auto. cod: 2.5021 Control intern kituri Latex aglutinare	Data Buletin analiză	Semnătu ră medic

RGL – 4.4 – 03 – I - Materii fecale

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Proveni ența (pavilio n,alt spital, comand ă externă)	Urban / Rural	Spitali zare contin uă/de zi	Numele si prenumele 1. Asistent care înregistreaza si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	Ex.citologic cod: 2.279 Ex.digestie în Lugol cod: 2.270	Ex.parazitologic Lugol cod: 2.51010 Ex.parazitologic ser fiziologic cod: 2.51011 Ex.parazit. alte colorații cod: 2.51039	Ex.parazitologi c Kato-Miura cod: 2.5109 Frotiu Ziehl - N modif. cod: 2.51030	Ex. micologic cod: 2.500 Culturi Candida cod: 2.50119 Filamentare cod: 2.503
ID probă										
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4 – 03 – I - Materii fecale

C O T O R C O N D I C A	Culturi Campylo. cod: 2.30630 oxidaza cod:2.31202 LA cod: 2.31212 Ex.micro.culturi cod: 2.31200	Culturi Shigella cod: 2.30621	Culturi Salmo nella cod: 2.30620	Culturi Yersinia ent. cod: 2.30631	Culturi EPEC cod: 2.30622	Culturi EHEC cod: 2.30624 LA cod: 2.31212	Culturi Vibrio cod: 2.30632 oxidaza cod: 2.31202	Culturi TIA cod: 2.3069 Culturi Staph. cod: 2.30633 catalaza cod: 2.31201 coagulaza cod:2.31206	Culturi anaero bi cod: 2.30634	Ex.virologic Rotavirus cod: 2.3225 Teste toxigene za Clostridium diff. cod: 2.30634 Alte teste latex aglut. cod:	T.aglutinare lama cod: 2.31211 Antibiogram a difuz. cod:2.3130	Control intern kituri L atex aglutinare	Diagnostic bacteriologic	Data BA	Semnă tură medic
															1.
															2.
															1.
															2.
															1.
															2.
															1.
															2.
															1.
															2.
															1.
															2.

RGL – 4.4 – 03 – J Prelevate Necropsie

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient decedat / varsta	Proveniența (pavilion, alt spital, comandă externă)	Urban / Rural	Spitaliz are continuă/de zi	Numele si prenumele : 1. Asistent care înregistrează si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	Tip de prelevat	Frotiu Gram cod: 2.31110	Frotiu BAAR cod: 2.31111	Culturi aerobe cod: 2.31112
ID probă										
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				
						1.				
						2.				

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4 – 03 – J Prelevate Necropsie

Culturi anaerobe cod: 2.31113	Culturi fungi cod: 2.50117 Filamentare cod: 2.503	Teste primare cod: 2.3120 Ex micro. culturi cod: 2.31200 Catalaza cod: 2.31201 Oxidaza cod: 2.31202 Coagulaza cod: 2.31206	Teste suplimentare cod: 2.3121	Alte coduri:	Antibiograma difuzimetrică cod: 2.3130 Detect. prod. ESBL cod: 2.3134 Determinare CMI cod: 2.3135	Identificare strip auto. cod: 2.31213 Identificare strip auto. fungi cod: 2.504	Antibiograma strip automat cod: 2.3132 Antifungigrama strip auto. cod: 2.5021 Control intern kituri Latex aglutinare	Data BA	Semnă tură medic

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4 – 03 – H Alte Produse Patologice

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient decedat / varsta	Proveniența (pavilion, alt spital, comandă externă)	Urban / Rural	Spitali zare continu ă/de zi	Numele si prenumele : 1. Asistent care înregistrează si prelucrează produsul 2. Asistent care prelucrează culturile	Tip de prelevat	Examen microscopic cod:	Culturi aerobe cod:
ID probă									
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			
						1.			
						2.			

C O T O R
C O N D I C A

RGL – 4.4 – 03 – H Alte Produse Patologice

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

Culturi anaerobe cod:	Culturi fungi cod: 2.50117 Filamentare cod: 2.503	Antibiograma difuzimetrică cod: 2.3130 Detect. prod. ESBL cod: 2.3134 Determinare CMI cod: 2.3135	Identificare strip auto. cod: 2.31213 Identificare strip auto. fungi cod: 2.504	Antibiograma strip automat cod: 2.3132 Antifungigrama strip auto. cod: 2.5021 Control intern kituri Latex aglutinare	Data BA	Semnă tură medic

RGL – 4.4 – 03 – K Analize Serologie/Imunologie Quantiferon

Nr. crt. (ID probă)	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Proveniența (pavilion, alt spital, comandă externă)	Urban / Rural	Spitali zare contin uă/de zi	Numele si prenumele: medic/asistent care înregistreaza proba	QuantiFeron cod: 2.419	Observații Control intern :	Data BA	Semnă tură medic

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

PAG :

RGL-4.4-03-K **Analyze Serologie/Immunologie ASLO**[illegible]

C O T O R C O N D I C A

PAG :

RGL-4.4-03-K **Analyze Serologie/Imunologie CRP**[illegible]

C O T O R C O N D I C A

PAG :

RGL – 4.4 – 03 – K **Analyze Serologie/Imunologie RPR**[illegible]

C O T O R C O N D I C A

[illegible]C O T O R
C O N D I C A

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

		CMV IgM			Toxoplasma IgM				Data BA	Semnă tură medic

RGL-4.4-03-K Analize Serologie/Imunologie TESTE RAPIDE

[illegible]

C O T O R C O N D I C A

PAG :

RGL – 4.4 – 03 – K Analize Serologie/Imunologie TESTE RAPIDE

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

Leptospira Combo Test cod: 2.415	Mononucleoză infectioasa cod: 2.415	Factori reumatoizi cod: 2.4304000	Alt test rapid cod:	Alt test cod:	Control intern	Data BA	Semnă tură medic

[illegible]C O T O R
C O N D I C A

RGL – 4.4 – 03 – L

Hemoleucograma automată, Citologia frotiului sanguin, Reticulocite[illegible]

C O T O R C O N D I C A

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient	Proveniența (pavilion,alt spital, comandă externă)	Urban / Rural	Spitaliz are continu ă/de zi	Numele si prenumele: medic/asistent care înregistreaza proba și efectueaza analiza	VSH: cod:2.304	Control intern	Data BA	Semnatura asistent / medic
ID probă										

RGL-4.4-03-L Grupe Sanguine + Rh

[illegible]

COTOR CONDICIA

RGL – 4.4 – 03 – L Alte Analize Hematologice

[illegible]COTOR
CONDICA

RGL – 4.4-03- N I **Analize biochimice din lichide de punctie**[illegible]

RGL – 4.4-03- N II Analize biochimice din urina

[illegible]

RGL – 4.4--03- M Analize biochimice din plasmă

Nr. crt.	Data	Nume și prenume pacient / varsta	Proveni ența (pavilion, alt spital, comandă externă)	Urba n / Rura l	Spital izare conti nuă/d e zi	Numele si prenume l e: asistent /biolog care înregistrea za proba / efectueaza analiza	Glucos a mg/dl cod: 2.1020	Uree mg/dl cod: 2.1011	Creati nina mg/% cod: 2.1014	Acid uric mg/dl cod: 2.1012	TGP UI/I cod: 2.1040 2	TGO UI/I cod: 2.1040 3	GGT UI/I cod: 2.1040 6	Fosfataza alcalina UI/I cod: 2.10409	Amilaza UI/I cod: 2.10412	Coles - terol mg/dl cod: 2.1030 3	HDL- Coolest erol mg/dl cod: 2.1030 4	LDL- Coolest erol mg/dl cod: 2.1030 5
ID probă																		

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RGL – 4.4-03- M Analize biochimice din plasmă

Triglice -ride mg/dl cod: 2.10306	Bilirub. totala mg/dl cod: 2.1015	Bilirub. directa mg/dl cod: 2.1016	Protei na totala aa 2.1002	Electroforeza cod: 2.1003						Fibrino -gen g/l cod: 2.10054	RA PH mmol/ l cod: 2.1065	Na mmol/l cod: 2.10500	K mmol/l cod: 2.10501	Cl mmol/l cod: 2.10502	Ca ionic mg/dl cod: 2.10504	Ca total mg/dl cod: 2.10503	Mg mg/dl cod: 2.10505	Fe mg/dl cod: 2.10506	Data BA	Semnat ura chimist/ biolog
				Albumi na. g/l	α 1 g/l	α 2 g/l	β 1 g/l	β 2 g/l	γ g/l											

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

PROCEDURI DE RECOLTĂ ȘI TRANSPORT A PROBELOR BIOLOGICE

Recoltarea/prelevarea probelor biologice-conditii de recolta:

- respectarea intervalului de recoltare (7a.m.- 11a.m.)
- perioadă de post de 12 ore (minim 4 ore)
- perioadă de efort fizic redus de 12 ore
- 30 minute de repaus fizic înainte de recoltare
- reducerea ingestiei de lichide timp de 24 de ore înainte de recoltarea urinei pentru proba Addis și Hamburger
- excluderea sau reducerea dietei carnate și vegetale înainte de recoltarea materiilor fecale pentru proba Adler
- excluderea toaletei bucale înainte de recoltarea exsudatului faringian.

Totuși, dacă analizele recomandate nu sînt sensibil modificate de ingestia unui mic dejun sărac în glucide și lipide, pacientul nu este refuzat și se procedează în continuare la recoltarea probelor biologice.

Recoltarea exsudatului faringian

Pacientul pregătit în prealabil pentru recoltă printr-un post de minimum 4 ore și fără efectuarea toaletei bucale, se așează pe scaunul de recoltare cu capul flectat pe spate și în fața unei surse de iluminat. Asistenta medicală desfășurează dopul tamponului steril pentru recoltarea exsudatului, rupînd eticheta care atestă sterilitatea acestuia, invită pacientul să deschidă larg gura, respirînd adînc, apasă baza limbii cu un apăsător steril, de unică folosință și are astfel acces la peretele posterior al faringelui, la amigdale și pilieri, pe care le șterge prin mișcări de rotire, insistînd asupra zonelor eritematoase, purulente, cu false membrane. Retrage apoi cu grijă tamponul, pentru a nu-l contamina cu flora microbiană din cavitatea bucală și îl introduce în tub. Asistenta notează pe eticheta tubului de exsudat numărul de înregistrare al pacientului, apoi așează tubul în stativ.

Recoltarea exsudatului nazal

Pacientul este așezat pe scaunul de recoltare cu capul ușor flectat pe spate. Asistenta medicală desfășurează dopul tubului pentru recoltarea exsudatului, rupînd eticheta care atestă sterilitatea acestuia, și introduce tamponul pe rînd în ambele nări ale pacientului pe o distanță de 1-2cm. Șterge prin mișcări de rotire mucoasa nazală, retrage apoi tamponul și-l reintroduce în tub. Notează pe eticheta tubului numărul de înregistrare al pacientului și plasează tubul în stativ.

Recoltarea urinei

a. pentru urocultură:

Pacientul este instruit de către medicul care recomandă analiza sau de către personalul departamentului de recoltare și colectare a probelor biologice despre modalitatea de recoltare în condiții de sterilitate a urinei. Se recomandă prelevarea primei urini matinale sau după cel puțin 3 ore de la micțiunea anterioară, în volum aproximativ de 20 ml, în recipient steril, învelit în folie protectoare din celofan, pe care pacientul îl deschide în momentul prelevării. Pacientul este instruit să-și facă toaleta zonei genito-urinare și perineale cu apă și săpun, apoi să usuce vulva, respectiv glandul cu comprese sterile prin mișcare unică din față spre spate, să desfileze capacul urocultorului și să urineze în toaletă circa 100ml, prinzând în zbor jetul mijlociu în urocultor, fără a întrerupe jetul și fără a atinge gura recipientului de piele sau de lenjerie. Pacientul înfiletează etanș capacul urocultorului și transportă proba la laborator pentru a fi examinată în maximum 2 ore. Dacă intervalul nu poate fi respectat, proba se menține la frigider, la 4°C, imediat după prelevare.

Notă: pentru recoltarea urinei de la nou-născut și sugar, se decontaminează și se usucă organele genitale externe și perineul și se pîndește momentul micțiunii pentru a prinde proba într-un urocultor.

b. Pentru examen sumar de urină și sediment urinar:

Pacientul este instruit să recolteze într-un urocultor curat, nesteril, de unică folosință, prima urină matinală, după o toaletă prealabilă a zonei genito-urinare, apoi să transporte proba la laborator în interval de maximum o oră de la prelevare.

c. Pentru Proba Addis:

Pacientul este instruit de către medicul care recomandă analiza sau de către personalul departamentului de recoltare al laboratorului să limiteze ingestia de lichide pentru un interval de 24 de ore, timp în care colectează toată urina într-un recipient curat, notînd exact cantitatea totală de urină emisă în primele 12 ore și în următoarele 12 ore. Se aduce imediat vasul la laborator pentru examinare.

d. Pentru Proba Hamburger:

Pacientul aruncă prima urină matinală și recoltează într-un vas curat cantitatea totală de urină emisă într-un interval de 3 ore de la prima emisie, pacientul aflîndu-se în clinostatism. Proba este imediat transporată la laborator pentru a fi examinată.

Recoltarea materiilor fecale

a. pentru coprocultură:

Pacientul este instruit să defece într-un container de unică utilizare din carton sau material plastic și să preleve din masa fecaloidă cu lingurița coprorecoltorului, minimum 3-5cm³, vizînd porțiunile mucoase, lichide sau sangvinolente, cînd acestea există, apoi să închidă etanș recipientul cu capac și să-l transporte la laborator într-un interval de maximum 2 ore de la prelevare. Dacă acest lucru nu este posibil, pacientul refrigerează proba maximum 24 de ore sau, mai bine, folosește pentru prelevare un coprorecoltor ce conține mediu de transport Cary-Blair, care asigură conservarea la temperatura mediului ambiant pînă la 7 zile.

b. pentru examen coproparazitologic:

b.1. Pentru depistarea ouălor de paraziți și a chiștilor de *Giardia intestinalis*:

Pacientul prelevă cu lingurița coprorecoltorului din masa fecaloidă cel puțin 3-5cm³, închide recipientul etanș cu capac și aduce proba la laborator pentru examinare. Pacientul este avertizat în legătură cu faptul că un examen coproparazitologic izolat cu rezultat negativ nu are valoare eliminatorie. Se prescriu în mod sistematic 3 examene coproparazitologice la cîteva zile interval (5-7 zile), nu în 3 zile consecutive.

b.2. Pentru identificarea paraziților adulți prezenți în materiile fecale:

Pacientul prelevă din masa fecaloidă porțiunile care conțin paraziții vizibili cu ochiul liber și transportă proba prelevată într-un borcan curat la laborator.

b.3. Pentru depistarea ouălor de *Enterobius vermicularis*:

Se folosește metoda de recoltare Hall sau a amprente anale: pacientul este instruit să confecționeze o lamelă de celofan cu dimensiunile de 2/2cm, cu care să învelească un capăt al unei baghete de sticlă cu diametrul de aproximativ 0,5cm, legînd cu o ață folia de celofan în jurul baghetei. Cu acest capăt al baghetei se șterg pliurile anale, apoi proba se introduce într-o eprubetă curată și se aduce la laborator pentru examinare.

c. pentru Testul Adler:

Pacientul este instruit cu 2 zile înainte de recoltarea materiilor fecale să nu consume carne și vegetale pentru a evita un rezultat fals pozitiv. Recoltează proba (5-10g materii fecale) într-un coprorecoltor și o aduce la laborator.


Transportul și recepția probelor biologice recoltate în alte unități sanitare

Probele recoltate în alte unități sanitare sînt recepționate și înregistrate în același mod ca și cele aduse de pacienți și cele recoltate de personalul

laboratorului. Transportul lor la laborator se face cât mai rapid posibil, în lăzi frigorifice inscripționate corespunzător (eticheta de culoare galbenă, cu inscripția RISC BIOLOGIC CRESCUT). *Excepție* fac probele de urină, care se transportă la temperatura ambiantă, deoarece înghețarea lor duce la precipitarea fosfaților de calciu și magneziu.

Conditii pentru cererea de analiza

Probele sînt obligatoriu însoțite de formularele de solicitare, pe care se precizează persoana care a recomandat analiza, persoana care a recoltat proba, data și ora recoltării, eventual tratament în derulare, precum și datele de identificare ale pacientului.



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

ANALIZA CONTRACTULUI

COD: PGL - 4.4

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA CONTRACTULUI Cod: PGL - 4.4				Editia 2
					Revizia 0
					Exemplar nr. Pag. 2 din 10

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Difuzat la	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură		Data	Nume	Semnătură
Manager calitate	0.		As.Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim princ. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA CONTRACTULUI Cod: PGL - 4.4	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 3 din 10

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013 Introducerea anexa la contract servicii medicale	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânaru	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA CONTRACTULUI Cod: PGL - 4.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 4 din 10
---	---	--

CUPRINS

1. SCOPUL	4
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. Definitii	6
4.2. Abrevieri.....	6
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	6
5.1. Analiza ofertei	6
5.2. Analiza comenzii	6
5.3. Analiza contractelor	7
5.4. Eliberarea rezultatelor	9
5.5. Urmărirea executării contractelor încheiate	9
5.6. Responsabilitatea analizei contractelor.....	9
5.7. Modificarea condițiilor contractuale	9
6. RESPONSABILITATI	10
6.1. Directorul General.....	8
6.2. Seful de laborator.....	10
6.5. Responsabilul Calității.....	10
7. INREGISTRARI	10
8. Anexe.....	10

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA CONTRACTULUI Cod: PGL - 4.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 5 din 10
---	---	--

1. SCOPUL

Prezenta procedura descrie activitatea desfășurată de Laboratorul de analize medicale din cadrul **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**, pentru analiza conținutului și posibilităților de realizare a comenzilor din interiorul spitalului cât și din exteriorul acestuia, precum și criteriile de constituire a acestor solicitări în comenzi interne, respectiv comenzi externe și contracte.

Capabilitatea Laboratorului este analizată zilnic de către managerul tehnic și șefii de compartimente, stabilind dacă Laboratorul satisface cerințele din lista de analize din punct de vedere al resurselor materiale, informaționale și de personal. Managerul tehnic completează formularul pentru analiza capabilității Laboratorului, cod: FGL – 4.4 - 01, pentru informarea pacienților interni ai spitalului sau externi (model în Anexa 1).

Solicitările de analize medicale se constituie în comenzi interne sau comenzi externe, admise sau respinse funcție de capabilitatea Laboratorului de a satisface cerințele pacienților interni ai spitalului sau externi.

Scopul analizei capabilitatii este de a se asigura ca :

- solicitarea este clar definită și că există condițiile și competența pentru efectuarea acesteia;
- cerintele, inclusiv metodele ce trebuie folosite sunt adecvat definite, documentate, intelese;
- laboratorul are capabilitatea si resursele sa satisfaca cerintele;
- este selectata metoda potrivita de analiză, capabilă să satisfacă condițiile comenzii sau contractului, precum și cerințele clinice ;

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura descrie activitățile efectuate pentru analiza comenzii sau contractului în scopul asigurării că solicitarea este clar definită și că există condiții și competențe pentru efectuarea activității solicitate.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL -01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 - Cerinte particulare pentru calitate si competenta

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA CONTRACTULUI Cod: PGL - 4.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 6 din 10
---	---	--

4.1. Definitii- nu e cazul

4.2. Abrevieri

RC – Responsabilul Calității

SIUI – Sistem informatic

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Oferta

Oferta de analize a Laboratorului de analize medicale din **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași**, cuprinde determinări definite în “Lista analizelor medicale prezentată în Anexa 2, formular cod: FGL- 4.4 - 02.

Directorul Medical împreună cu Șeful de laborator analizează și actualizează anual oferta de analize a Laboratorului de analize medicale.

Actualizarea poate consta în adăugarea de analize noi sau scoaterea de analize din lista de analize.

a. Adăugarea de analize noi ține cont de următoarele :

- Ce analize sunt solicitate de pacienți și nu pot fi executate, deoarece nu există în oferta de analize;
- Câte solicitări există lunar dintr-un anumit tip de analize care nu se execută de laborator;
- Cât de importantă este pentru diagnostic analiza nou solicitată ;
- Dacă analiza solicitată poate ridica prestigiul laboratorului ;
- Resurse materiale și umane necesitate suplimentar de noua analiză ;
- Introducerea unei analize noi pe oferta de analize este decisă de Directorul Medical și Șeful de laborator,

b. Scoaterea unei analize din oferta de analize este decisă de Directorul Medical și Șeful de laborator, după o analiză amănunțită a motivelor care ar fi în favoarea acestui lucru.

Comanda de analize medicale se monitorizează de către managementul laboratorului, stabilindu-se dacă volumul este în creștere, staționar sau în scădere.

1. Dacă volumul este în creștere, se va avea în vedere realizarea unui echilibru între volumul de lucru și resursele laboratorului ,
2. Dacă volumul este staționar sau în scădere, se vor analiza cauzele acestor tendințe, răspunzându-se la întrebarea “Calitatea serviciilor oferite de laborator se ridică la nivelul cerințelor exprimate de pacienți, medici sau contractanți?”

Pentru a răspunde la aceste întrebări se vor întreprinde următoarele acțiuni:

- se vor face controale interne;
- se va efectua un audit intern și analiza sistemului calității;
- se vor analiza și corecta reclamațiile;
- se va efectua un sondaj a opiniilor pacientului;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA CONTRACTULUI Cod: PGL - 4.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 7 din 10
---	---	--

- se va cere opinia medicilor trimițători și a contractanților;
- se va cerceta pretul analizelor pentru a nu fi prea ridicat.

În urma analizei răspunsurilor la aceste întrebări, Directorul Medical și Șeful de laborator vor dispune luarea de măsuri corective și preventive pentru orice deficiență constată în sistemul de management al calității laboratorului.

5.2. Analiza cererilor de analize medicale

Solicitarea pentru analize se poate face sub două forme :

- prin Formularul de solicitare analize Cod FGL-5.4-01 conform PGL - 5.4-1. “Manualul de recoltare” completată de medicul care a recomandat analizele sau prin Fișă de solicitare investigații paraclinice completată de medicii din alte spitale (avizată de conducerea spitalului respectiv)

Analiza capabilității privind cererile de analize curente se face astfel:

- la începutul fiecărei săptămâni Șefii de compartimente analizează capabilitatea laboratorului de a executa analizele înscrise în Lista oficială de analize;
- în acest sens se completează Fișa de analiză a capabilității laboratorului, cod: FGL-4.4-01;
- după completare o copie a acestui formular va fi dată la recepție;
- în cazul în care se pot efectua toate analizele aceasta se va menționa în fișă;
- ori de câte ori apar modificari se actualizeaza Fisa de analiza a capabilitatii.

Analiza comenzii pentru cererile de analize curente se realizează la Recepție, pe baza unui feed – back-ului informațional menționat. La recepție se verifică dacă:

- Cerințele pacientului sau medicului trimitator sunt formulate explicit;
- Denumirile analizelor sunt conform nomenclatorului de analize pe care laboratorul este competent și capabil să le execute ;
- Este necesară solicitarea de lămuriri suplimentare ;

Comanda se inregistreaza in Registrul de evidență comenzi interne/externe Cod RGL – 4.4 – 01 I /E - solicitări de către medicii specialiști ai spitalului, de medici din alte unitati sanitare, etc. – (beneficiari interni si externi).

În situațiile în care analizele solicitate nu pot fi efectuate de către laborator (nu sunt pe lista oficială de analize, incapacitate temporară prin lipsă de reactivi , defectarea unui echipament etc.) sau proba biologică este necorespunzătoare, se consemnează refuzul comenzii și motivația în Registrul de comenzi respinse, cod RGL-4.4-02 si pe formularul de solicitare analize consemnandu-se motivul respingerii, pavilionul fiind informat si telefonic, si prin buletinul de analiza la rubrica “Detalii set”

La nivelul compartimentelor, cererile de analize se inregistreaza in Registrul de analiza Cod RGL – 4.4 – 03 X ,conceput diferențiat pe compartimentele laboratorului și pe tipuri de produse biologice prin litera „X” după cum urmează:

- A - Lichid Cefalorahidian (LCR) si Alte lichide de puncție
- B – Hemoculturi
- C - Exsudat faringian si Alte exsudate
- D – Urină
- E - Sputa si Produse patologice din tractul respirator Inferior

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA CONTRACTULUI Cod: PGL - 4.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 8 din 10
---	---	--

F - Produse patologice din tractul genital

G - Produse patologice din piele și țesut celular subcutanat

H - Alte produse patologice

I - Materii Fecale

J - Prelevate Necropsie

K –Analize Serologie/Imunologie

- Aslo

- CRP

- RPR

- Teste Rapide

- ELISA

- Alte analize imunologice

L – Analize Hematologice

- Hemoleucograma automată, Citologia Frotiului Sanguin, Reticulocite

- VSH

- Timp Quick, INR, Timp de sângerare/ Coagulare

- Grupe Sanguine

- Parazitologia Sângelui

M – Analize Biochimice din sânge

N – Analize Biochimice din alte produse patologice.

O – Analize Biologie moleculara

Cererea de analiza se introduce in sistemul informatic, prin cautarea pacientului in baza de date, dupa numarului foi de observatie sau a numelui si prenumelui, se selecteaza setul de analize si se obtine ID-ul pacientului pentru setul de analize corespunzator; acest ID este un numar precedat de doua litere si este consemnat de către registratorul medical/ asistentul medical pe:

- formularul de solicitare analize ce însoțește produsul biologic
- proba biologică recoltată /recepționată ;
- toate recipientele cu medii de cultură și reactivi, lamele cu frotiuri din produsul patologic și din culturi ce se folosesc la pacientul respectiv;
- buletinul de analiză, cod: FGL – 5.8 – 01;
- in Registrul de comenzi interne/externe
- in Registrul de analiza

5.2. Analiza contractelor

La încheierea unui contract cu un beneficiar extern, se vor lua în considerare următoarele criterii :

- Dacă analizele solicitate de contractant există sau nu există în lista de analize a laboratorului. Dacă nu există, se studia posibilitatea de achiziționare de reactivi și/sau echipamente în vederea actualizării analizelor solicitate.
- Respectarea condițiilor de efectuare .
- Recoltarea probelor se va realiza de către beneficiar sau de asistenții de medicină generală ce deserveșc secțiile Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași;
- Se va stabili programul de recoltare și de primire a probelor ;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA CONTRACTULUI Cod: PGL - 4.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 9 din 10
---	---	--

- Identificarea probelor : recipientele vor fi etichetate, având numele pacienților ;
- De asemenea se vor completa formularele însoțitoare, care vor conține datele de identificare a pacienților, precum și analizele solicitate ;
- Se va stabili intervalul de timp în care se vor elibera rezultatele ;
- Se vor stabili resursele umane și materiale necesare realizării analizelor solicitate în contract.

Managerul general împreună cu managerul tehnic al Laboratorului stabilesc în prealabil, condițiile de efectuare a analizelor (obiect al contractului), cine și unde efectuează prelevarea probelor biologice, cine și cum asigură transportul probelor, intervalul dintre prelevare a probelor biologice și recepția lor, prețul analizelor solicitate, eventuale bonusuri, condițiile de plată, drepturile și obligațiile părților (datele contractului) precum și condiții de reziliere a contractului și clauze de forță majoră (incendii, explozii, cutremure, inundații, trăsnete, grindina, îngheț la sol, războaie, greve la terți, acte sau reglementări guvernamentale etc.).

Laboratorul pune la dispoziția beneficiarului cerințe pentru prezentarea cererii de analiza, metodele de analiza, modalitatea de raportarea a rezultatelor, modalitatea de recoltare și transport a probelor inclusiv pentru autorecoltare (cerințe pentru recoltare și transport trebuie să figureze în anexa la contract), modalități de rezolvare a reclamațiilor, responsabilități de consiliere a pacienților (anexa 7).

Modificările ulterioare (analizate în prealabil) sau prelungirea contractului inițial se fac prin act adițional.

Contractul cu anexele sale reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre beneficiar și furnizor, anterioară sau ulterioară încheierii lui

5.3. Eliberarea rezultatelor

Se va stabili intervalul de timp în care se elaborează buletinul de analize medicale ;

Se va stabili modalitatea de transmitere a rezultatelor ;

5.4.Urmărirea executării contractelor încheiate

Laboratorul are obligația față de contractant de a executa la timp determinările stabilite. De asemenea, se vor păstra în arhivă toate înregistrările cu privire la analizele executate.

5.5. Responsabilitatea analizei contractelor

Analiza contractelor este realizată de către Managerul general împreună cu Șeful de laborator, întocmindu-se, Fișa de analiză a contractului cod : FGL - 4.4 - 06. Analiza va include și eventuale activități urmand a fi executate în alte laboratoare (daca este cazul).

5.6. Modificarea condițiilor contractuale

Orice lucrare efectuată în exterior (subcontractată) se va aduce la cunoștința solicitantului și se obține acordul acestuia (pe Fișa de analiză a contractului). Fiecare contract prevede termenii de modificare a condițiilor contractuale. Orice modificare ulterioară între cerințele din comandă și posibilitățile de rezolvare sau suplimentare a cererii se primește în mod documentat. În cazul în care condițiile contractului se modifică, se va efectua o nouă analiză a acestuia.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA CONTRACTULUI Cod: PGL - 4.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 10 din 10
---	---	---

6. RESPONSABILITATI

6.1. Managerul General

- analizează și aprobă oferta de analize a laboratorului ,
- analizeaza și aprobă ofertele și contractele;
- asigura resursele materiale și umane, dacă volumul de analize este în creștere. ;
- analizează cauzele staționării sau scăderii volumului de analize ;

6.2. Seful de laborator

- stabileste gama de analize cuprinse în lista de analize ;
- reactualizeaza anual lista de analize ;
- analizeaza capacitatea zilnica a laboratorului
- realizează feed – back-ul informațional cu compartimentul Recepție, în vederea realizării analizei comenzii ;
- analizeaza cererile si comenzile de la medici sau pacienti;
- analizeaza cererile de oferta;
- stabilește resursele materiale și umane, dacă volumul de analize este în creștere. ;
- întrețin discuții preliminare pentru încheierea contractelor ;
- asigură respectarea condițiilor contractuale pe toată durata desfășurării contractului ;

6.3. Sefii de compartimente

- analizeaza capacitatea zilnica a laboratorului si completeaza Fisa de analiza a capacitatii

7. INREGISTRARI

- Fisa de analiza capacitatii, cod: FGL - 4.4 – 01;
- Lista oficiala de analize al Laboratorului clinic de analize medicale Spitalul Clinic de Boli Infecțioase"Sf.Parascheva,, Iași, cod : FGL – 4.4. - 02;
- Fișă de analiză a contractului, cod : FGL - 4.4 – 03;
- Registrul de evidență comenzi interne / externe, cod: RGL – 4.4 – 01 I / E
- Registrul de comenzi respinse, cod : RGL – 4.4 – 02 ;
- Registru analiza, cod RGL – 4.4 – 03 X

8. Anexe

Anexa 1 : Fisa de analiza capacitatii, cod: FGL - 4.4 - 01;

Anexa 2: Lista oficiala de analize al Laboratorului clinic de analize medicale Spitalul Clinic de Boli Infecțioase"Sf.Parascheva,, Iași, cod : FGL – 4.4. - 02;

Anexa 3 : Fișă de analiză a contractului cod : FGL - 4.4 - 03;

Anexa 4: Registrul de evidență comenzi interne / externe, cod: RGL – 4.4 – 01 I / E

Anexa 5: Registrul Comenzi respinse, cod : RGL – 4.4 – 02

Anexa 6 : Registru analiza, cod RGL – 4.4 – 03 X

Anexa 7. *Conditii de recoltare si transport, anexa la contracte de servicii medicale*

Anexa1

LISTA PERSONALULUI DIN LABORATOR

Nr. Crt.	Nume si prenume	Profesia	Funcția in laborator	Responsabilitati si autorizari principale	Semnatura
1	Rodica Fantanaru	Medic primar	Sef laborator Sef compartiment microbiologie MII Responsabil analiza	Contract de administrare laborator analize Coordonarea activitatii in compartimentul MII Efectuare si validare analize de laborator Locțiitor 1 sef compartiment imunologie I 3	
2	Olivia Dorneanu	Medic primar	Sef compartiment microbiologie MI Responsabil analiza	Coordonarea activitatii in compartimentul MI Efectuare si validare analize de laborator Locțiitor 1 Dr. Olga Filip	
3	Cristina Mirela Petrovici	Medic primar	Sef compartiment imunologie I 3 Responsabil analiza	Coordonarea activitatii in compartimentul I 3 Efectuare si validare analize de laborator Locțiitor 1 sef compartiment microbiologie MII	
4	Denisa Covaciuc	Medic primar	Sef compartiment hematologie H4 Responsabil analiza	Coordonarea activitatii in compartimentul H4 Locțiitor 1 Dr. Olga Filip Coordonare activitate Punct de transfuzii din spital Efectuare si validare analize de laborator	

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Nr. Crt.	Nume si prenume	Profesia	Functia in laborator	Responsabilitati si autorizari principale	Semnatura
5	Olga Filip	Medic primar	Responsabil analiza	Efectuare si validare analize de laborator Loctiitor 1 Dr. Olivia Dorneanu Loctiitor 1 Dr. Denisa Covaciuc	
6	Catalina Logigan	Medic specialist	Responsabil analiza	Efectuare si validare analize de laborator Loctiitor 2 Dr. Olivia Dorneanu Loctiitor 2 Dr. Olga Filip Loctiitor 2 Dr. Cristina Petrovici	
7	Laura Martinica	Medic specialist	Responsabil analiza	Efectuare si validare analize de laborator hematologie Loctiitor 2 Dr. Denisa Covaciuc	
8	Valentina Holban	Chimist principal	Sef compartiment biochimie B5 Responsabil analiza	Coordonarea activitatii in compartimentul B5 Efectuare si validare analize de laborator Loctiitor sef laborator Loctiitor 1 Chim Adriana Capsa Loctiitor 1 Chim. Laura Podaru Loctiitor 1 Chim Maria Carciuc Responsabil magazie laborator	

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Nr. Crt.	Nume si prenume	Profesia	Functia in laborator	Responsabilitati si autorizari principale	Semnatura
9	Adriana Capsa	Chimist principal	Responsabil analiza	Efectuare si validare analize de laborator Loctiitor 1 Chim. Laura Podaru Loctiitor 1 Chim Maria Carciuc Loctiitor 1 Chim Valentina Holban	
10	Laura Podaru	Chimist principal	Responsabil analiza	Efectuare si validare analize de laborator Loctiitor 1 Chim Maria Carciuc Loctiitor 1 Chim Valentina Holban Loctiitor 1 Chim Adriana Capsa	
11	Maria Carciuc	Chimist specialist	Responsabil analiza	Efectuare si validare analize de laborator Loctiitor 2 Chim Valentina Holban Loctiitor 2 Chim Adriana Capsa Loctiitor 1 Chim. Laura Podaru	
12	Alina Alboaie	Biolog specialist	Responsabil analiza	Loctiitor Asistent laborator biochimie Loctiitor Biolog Corina Cirjan	
13	Corina Cirjan	Biolog	Responsabil analiza	Loctiitor Asistent laborator biochimie Loctiitor Biolog Alina Alboaie	
14	Ionela Botezatu	Laborant	executant	Loctiitor 2 Registrator medical	

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Nr. Crt.	Nume si prenume	Profesia	Functia in laborator	Responsabilitati si autorizari principale	Semnatura
15	Genoveva Toma	Asistent principal laborator	executant	Responsabil magazie laborator Loctiitor 1 As Zaborila Lorena Loctiitor 1 As. Mariana Parpauta Lloctiitor 1 As. Anca Costinescu	
16	Lorena Zaborila	Asistent licentiat laborator	executant	Responsabil calitate Loctiitor 1 As. Mariana Parpauta Loctiitor 1 As Genoveva Toma Loctiitor 1 As. Anca Costinescu	
17	Mariana Parpauta	Asistent licentiat laborator	executant	Loctiitor 1 As. Anca Costinescu Loctiitor 1 As Lorena Zaborila Loctiitor 1 As Genoveva Toma	
18	Anca Costinescu	Asistent medical	executant	Loctiitor 1 As Lorena Zaborila Loctiitor 1 As Genoveva Toma Loctiitor 1 As. Mariana Parpauta	
19	Corina Matasa	Asistent medical	executant	Loctiitor 1 As Lorena Zaborila Loctiitor 1 As Genoveva Toma Loctiitor 1 As. Mariana Parpauta Loctiitor 1 As. Anca Costinescu	

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Nr. Crt.	Nume si prenume	Profesia	Functia in laborator	Responsabilitati si autorizari principale	Semnatura
20	Maria Tomca	Asistent medical principal	executant	Sterilizare materiale infecte Sterilizare materiale reciclabile Pregatire sticlariie reciclabila Preparare/turnare medii de cultura Loctiitor 1 As. Mihaela Buzicu	
21	Simona Macovei	Asistent medical principal	executant	Executie analize hematologie Executie analize Punct de transfuzii spital	
21	Mihaela Buzincu	Asistent medical principal	executant	Sterilizare materiale infecte Sterilizare materiale reciclabile Pregatire sticlariie reciclabila Preparare/turnare medii de cultura Loctiitor 1 As. Maria Tomca	
22	Camelia Apostol	Asistent medical principal biochimie	executant	Loctiitor 1 As. Monalisa Balaceanu	

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Nr. Crt.	Nume si prenume	Profesia	Functia in laborator	Responsabilitati si autorizari principale	Semnatura
23	Monalisa Balaceanu	Asistent medical biochimie	executant	Loctiitor 1 As. Camelia Apostol	
24	Irina Balanu	Registrator medical	executant	Receptie probe biologice Introducere cereri analiza in SIUI Consemnarea ID Pacient pe formularele de cereri de analiza Inregistrarea cererii de analiza in Registrul de comenzi interne/externe Inregistrarea cererii de analiza in registrul probe subcontractate si pentru Directia de Sanatate Publica Receptia buletinelor de analiza de la laborator subcontractant Inregistrarea buletinelor de analiza in caietele de predare buletine de analiza Comunicare telefonica a analizelor care nu se pot executa in ziua respectiva Predare Referate de necesitate la Secretariatul Spitalului	

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Nr. Crt.	Nume si prenume	Profesia	Functia in laborator	Responsabilitati si autorizari principale	Semnatura
25	Maria Ivan	Ingrijitor	executant	Decontaminare si spalare sticlariie recclabila Spalare frigidere si termostate Efectuare curatenie etaj 1 laborator si casa scarilor Efectuare curatenie compartiment Radiologie	
26	Viorica Meauca	Ingrijitor	executant	Decontaminare si spalare sticlariie recclabila Spalare frigidere si termostate Efectuare curatenie etaj 1 laborator si casa scarilor Efectuare curatenie Punct de transfuzii spital	

Sef laborator : Dr. Rodica Fantanaru

Anexa 2

TEST DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR – Partea 1 (la angajare)

Laboratorul / compartimentul.....

Data:.....

Nume, prenume:

Nr. crt.	ÎNTREBARE	RĂSPUNS		Calificativ
Calificativ Probă practică: Nota obținută:				
Aprecieri finală Evaluador: Data:		Admis:	Respins:	

Partea 2 (absolvire curs/cursuri de instruire)

Laboratorul / compartimentul.....Data:.....

Nume, prenume:

Denumirea / tematica cursului de instruire:

.....

.....

Nr. crt.	ÎNTREBARE	RĂSPUNS		Calificativ
Calificativ:				
Aprecie finală		Admis:	Respins:	
Evaluator:				
Data:				

Pag.

Anexa 3

DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE

Subsemnatul(a) _____ nascut in _____ judetul

la data de _____ posesor al B.I. seria _____ nr. _____ eliberat de

la data de _____ avand domiciliul stabil in localitatea _____ judetul

str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap.

_____, salariat la **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase" Sf.Parascheva,, Iași,**

Laborator de analize medicale, avand functia de _____ in cadrul

Laboratorului de analize medicale.

Am fost informat de specificul activitatii pe care urmeaza sa o desfasor la locul de munca si am luat cunostinta de prevederile Regulamentului de ordine interioara si a prevederilor legale cu privire la pastrarea secretului profesional, a secretului de serviciu si confidentialitatea tuturor procedurilor specifice, de analiza, a datelor tehnice , de aprovizionare, a datelor referitoare la furnizori, pacienti si personal.

Ma angajez sa pastrez cu strictete confidentialitatea, asupra tuturor datelor si informatiilor ce mi-au fost incredintate, sa respect intocmai normelor legate cu privire la evidente, manipularea, pastrarea si furnizarea informatiilor, datelor si documentelor.

Sunt constient ca in cazul cind voi incalca dispozitiile legate privind confidentialitatea asupra activitatii desfasurate, divulgarea orcaror date si informatii, voi raspunde potrivit legii si prevederilor, Contractului individual de munca, administrativ, disciplinar, material, civil sau penal, in raport cu gravitatea faptei.

Data,

Semnatura

Anexa 5

NECESAR DE INSTRUIRE ÎN LABORATOR / SPITAL

Nr.crt	Grupa de personal	Tematica	Data
1	Asistenti medicali de medicina generala si pediatrie din laborator	Specializare in domeniul medicinei de laborator	2013-2014
2	Asistenti medicali de medicina generala din spital	Recoltarea si transportul produselor biologice la laborator	02.04.2014 - 03.04.2014
3	Asistenti laborator Ingrijitori angajati in laborator	Circuitele functionale ale laboratorului, efectuarea curateniei si dezinfectiei in laborator	11.04.2014
4	Asistenti medicali din spital si din laborator	Completarea formularelor de solicitare analize	07.05.2014
5	Asistenti medicali laborator	Receptia produselor biologice, completarea formularelor de solicitare la receptie, completarea registrelor de comenzi interne/externe,	13.06.2014
6	Asistenti medicali laborator	Criterii de respingere a probelor biologice	24.06.2014
7	Asistenti medicali laborator	Vacutainere, stative cu nomograme pentru VSH; posibilitati de eroare	01.07.2014
8	Asistenti medicali laborator Medici, chimisti din laborator	Circuitul personlului in laborator Circuitul produselor biologice de la receptie, pana la eliminarea lor	08.07.2014

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**Laborator de analize medicale**

9	Asistenti medicali laborator Medici	Cerinte impuse de programul de supaveghere a teritoriului pentru BDA	11.08.2014
10	Asistenti medicali laborator Medici, chimisti din laborator	Circulatia reactivilor de la furnizor, la compartimentele de lucru din laborator;inregistrari	13.08.2014
11	Asistenti medicali laborator Medici, chimisti din laborator	Modificari ale valorilor parametrilor biologici , dupa 24-48 de ore de la recoltare	18.08.2014
12	Asistenti medicali laborator Medici, chimisti din laborator	Completarea in format electronic a buletinelor de analize	01.09.2014
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Data:

Șef laborator

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Anexa 6

PROCES VERBAL INSTRUIRE

NR. / data

1.Tematica instruirii:

2. Moderator:

3.Locul de desfasurare: Laborator analize medicale

4. Data desfasurarii:

5. Documente de referinta:

6. Participanti :

Nume si prenume:	Semnatura:

Elaborat:
laborator

Verificat : Șef
Responsabil Calitate

PROGRAM DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Nr. crt.	Forma de instruire și perfecționare	Tematica instruirii	Perioada de desfășurare	Locul desfășurării	Numele, prenumele, funcțiile personalului participant	Stadiul realizării
1	Curs de specializare Laborator	Microbiologie Parazitologie Hematologie Imunologie Biochimie Cf. Programei de invatamant	Sept.2013-Oct 2014	UMF Iasi	-As. Costinescu Anca -As. Matasa Corina -As. Buzincu Mihaela -As. Tomca Maria -As. Macovei Simona -As. Balanu Irina	Curs incheiat - examen final Oct. 2014
2	Curs	Recoltare si transport produse biologice	02.04-03.04.2014	Amfitreatul Spitalului de Boli Infectioase	-Asistenti de medicina generala din spital - Asistente sefe	Curs finalizat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
”Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

3	Cursuri EMC	Medicina interna Medicina de Laborator	An 2014-perioada variabila	Desemnat de organizatori	-Dr. Denisa Covaciuc -Dr. Olivia Dorneanu -Dr. Olga Filip -Dr. Catalina Logigan -Dr. Cristina Petrovici - Dr.Rodica Fantanaru	Cursuri finaliza-te concretizate prin acordarea creditelor
4	Instruire	Prelucrare documente pentru acreditare RENAR/ Standard 15189/2007	21.10.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din21.10.2013	finalizat
5	Instruire	Prelucrare PGL-4.3 Controlul documentelor	23.10.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din23.10.2013	finalizat
6	Instruire	Prelucrare PGL-4.4 Analiza contractului	28.10.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din28.10.2013	Finalizat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

7	Instruire	Prelucrare PGL-4.5 Subcontractarea	31.10.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din31.10.2013	Finalizat
8	Instruire	Prelucrare PGL-4.6 Servicii externe si aprovizionare	04.11.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din 04.11.2013	Finalizat
9	Instruire	Prelucrare PGL-5.2 Conditii de mediu si de lucru	07.11.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din 07.11.2013	Finalizat
10	Instruire	Prelucrare PGL-4.7- Consilierea, PGL-4.8- Reclamatii, PGL-4.9- Controlul neconformit., PGL- 4.10-Actiuni corrective, PGL-4.11- Actiuni preventive,	11.11.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din 11.11.2013	Finalizat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
”Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

		PGL-4.12- Imbunatatire continua				
11	Instruire	Prelucrare PGL-5.8- Raportare rezultate, PGL-5.7-Proceduri postanalitice, PGL - 5.5-Proceduri de examinare, PGL-5.4- Proceduri preanalitic	10.12.2014	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din 10.12.2013	Finalizat
12	Instruire	Metodologia anuală de supraveghere și control a bolii diareice acute (BDA) și holerei pentru sezonul iunie-noiembrie – Autoritatea de Sănătate Publică	28.05.2014	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din28.05.2014	Finalizat – suport de instruire:Doc. Nr.10510/26.06.2014
13	Instruire	Receptia produselor biologice, completarea formularelor de solicitare la receptie	16.06.2014	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din 16.06.2014	Finalizat – suport de instruire: Manualul de recoltare produse biologice

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

Nr. crt.	Forma de instruire și perfecționare	Tematica instruirii	Perioada de desfășurare	Locul desfășurării	Numele, prenumele,funcțiile personalului participant	Stadiul realizării
14	Instruire	Criterii de respingere produse biologice	18.06.2014	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti conform proc verbal din 18.06.2014	Finalizat support de instruire: Manualul de recoltare produse biologice
15	Instruire	Vacutainere, stative cu nomograme pentru VSH-surse de eroare	18.08.2014	Laborator de analize	Personal laborator, asistenti conform proc verbal din 18.08.2014	Finalizat support de instruire: Instructiuni producator; Manualul de recoltare produse biologice
16	Instruire	Ghid minimal pt.recoltarea, testarea si adresarea probelor recoltate de la pacienti suspecti de infectie cu virus Ebola	21.08.2014	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din 21.08.2014	DSP-Iasi-Comp.de supraveghere epidemiologica si control boli transmisibile/ Nr. Inreg.10031/19.08.2014
17						

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

17						
18						
19						

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
”Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

Elaborat Șef laborator

Data:

Fisa de evaluare profesională

- 1. Numele si prenumele:**
- 2. Functia:**
- 3. Competenta pentru efectuarea urmatoarelor analize:**
- 4. Instruiri :**

Nr. Crt	Data	Instruiri efectuate (denumire curs, locul instruirii)	Dovezi obiective privind efectuarea instruirii / perfectionarii

5.Alte criterii

Nr. Crt.	Criteriu de evaluare	Punctaj / anul			
1.	Cunostinte SMC (PG,PS,PO,IL,MRP)				
2.	Disponibilitate actualizare/imbunatatire cunostinte profesionale				
3.	Executie corecta proceduri de lucru (atentie)				
4.	Capacitate de utilizare/intretinere echipamente de lucru				
5.	Aptitudini tehnice/manualitate				
6.	Calitate lucrari efectuate				
7.	Capacitate de lucru in regim				

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

	de urgenta				
8.	Capacitate examinare/interpretare control de calitate				
9.	Capacitate utilizare SIL				
10.	Calitate inregistrari date/rezultate				
11.	Calitate raportare rezultate				
12.	Abilitati comunicare personal clinica/pacienti				
13.	Aptitudini consiliere/cunostinte si experienta adecvate				
14.	Potential/Nevoie de dezvoltare				
15.	Disponibilitate/capacitate insusire metode noi				
16.	Promovare/sustinere relatii de munca productive				
17.	Abordare/rezolvare domenii cu probleme				
18.	Atitudine proactiva/idei noi de imbunatatire				
19.	Păstrarea confidentialitatii				
20.	Asumarea responsabilitatilor				
21.	Orientare politici organizationale/aptitudini manageriale				
22.	Contributia la obiectivele si scopul laboratorului				
	CALIFICATIV				

Fiecare criteriu primeste maxim 4 puncte, punctajul maxim este 88.

Determinarea calificativului:

PUNCTAJ	CALIFICATIV
Până la 22 puncte (inclusiv)	SLAB
Între 23-44 puncte	MEDIU
Între 45-66 puncte	BUN
Peste 67-88 puncte (inclusiv)	FOARTE BUN

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale


Pentru incadrarea in calificativ BUN si FOARTE BUN este necesar ca la toate criteriile sa se obtina min 3 puncte.

Recomandari:

Intocmit: Sef laborator

Elaborat:

SL



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

PERSONALUL

COD: PGL – 5.1

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 2 din 13
--	---	--

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânaru					
R. C	3		As. Lorena Zaborila					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânaru					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag. 3 din 13

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânaru	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 4 din 13
--	--	--

CUPRINS

1.SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINIȚII - NU SUNT DEFINITII SPECIFICE	5
4.2. ABREVIERI	6
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	7
5.1. GENERALITATI	7
5.2. IDENTIFICAREA NECESITATILOR DE INSTRUIRE	8
5.3. INTOCMIREA PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE	8
5.4. EFECTUAREA INSTRUIRILOR	8
5.5. FISE PROFESIONALE	9
5.6. FISELE POSTURILOR	9
5.7. VERIFICAREA SI MENTINEREA COMPETENȚEI PROFESIONALE	9
5.8. PASTRAREA CONFIDENTIALITATII.....	10
5.9.ASIGURAREA IMPARTIALITATII, INDEPENDENTEI SI INTEGRITATII	10
6. RESPONSABILITATI	11
7. INREGISTRARI	11
8. ANEXE.....	12

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 5 din 13
--	---	--

1. SCOP

Procedura prezintă activitățile de identificare a necesităților de instruire, planificarea și realizarea instruirii, evaluarea eficacității instruirilor și pastrarea de înregistrări pentru aceste activități la nivelul Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase" Sf. Parascheva,, Iași**, pentru asigurarea cu personal competent, având studiile și pregătirea necesară efectuării analizelor din domeniul specific de activitate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica întregului personal a cărui activitate poate afecta calitatea analizelor efectuate în cadrul Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. MANUALUL CALITĂȚII , Cod: MCL -01

3.2. SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență;

3.3. SR EN ISO 9000 :2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 : 2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

3.5. Ordin MS Nr. 1.301/ 2007 Aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale 20 iulie 2007

3.6. Ordin MSF nr. 1303 din 11/07/2008 pentru aprobarea Normelor privind obținerea specializărilor de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie

3.7. Ordinul MS Nr. 1229 din 01.08.2011-Privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definiții - Nu sunt definitii specifice

4.2. Abrevieri

MCL –01, - Manualul Calitatii,
RC –Responsabil Calitate

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 6 din 13
--	---	--

5.1. Generalitati

5.1.1. Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Bolil Infecțioase” Sf. Parascheva,, Iași**, utilizeaza personal angajat permanent cu carte de munca și personal cu contract de colaborare.

5.1.2. Intregul personal este competent, avand studii superioare și medii, asa cum reiese si din formularul Lista personalului laboratorului de analize medicale, cod FGL-5.1.-01. Lista personalului contine si responsabilitatile si autorizarile fiecărei persoane din laborator.

5.1.2. Personalul angajat este competent și este instruit privind efectuarea activitatii, conform sistemului de management al laboratorului.

5.1.3. Posturile în cadrul laboratorului **Spitalul Clinic de Bolil Infecțioase” Sf. Parascheva,, Iași**, se ocupă prin concurs, conform legislatiei în vigoare. CV-urile sunt studiate din punct de vedere al conditiilor impuse postului (pregătire profesională, experiență, cerințe de certificare, etc.).

Persoanele admise susțin: interviu si probă practică, dacă Șeful de laborator consideră necesar. Interviu pe linie tehnica constă în verificarea cunoștințelor pe linie profesională și pe linie de calitate (cunoștințe minime), completându-se Testul de evaluare a cunoștințelor, cod: FGL – 5.1- 02, partea 1. Proba practică constă în efectuarea unei anumite activități de bază dintr-un laborator/compartiment.

Persoanele admise care fac dovada unei competențe corespunzătoare scopului postului, după efectuarea tuturor formalităților de angajare semnează, Declarația de confidențialitate, cod: FGL – 5.1- 03. Totodată, Șeful de laborator întocmește Fișele posturilor, cod: FGL – 5.1- 04, care sunt aprobate de Manager.

Personalul angajat urmeaza o perioada de proba de 2 – 4 saptamani (în funcție de experiența anterioară), în care sunt instruiti de catre seful de laborator/ responsabilii de analize, privind lucrările pe care urmeaza sa le efectueze si cu privire la cerintele sistemului calitatii aplicabile postului. Instruirea este finalizata cu un **proces verbal** de instruire, cod FGL-**5.1-06**.

La sfarsitul perioadei de proba, personalul angajat trebuie sa promoveze un test privind cunostintele teoretice si aptitudinile practice referitoare la desfasurarea analizelor din laborator.

Șeful de laborator și responsabilii de analiză supraveghează executantul privind aplicarea corectă a procedurilor specifice de analiză astfel .

- pe o perioadă de 1-3 saptamani a personalului nou angajat, în curs de instruire;
- prin sondaj : personalul executant;

După verificare, Șeful de laborator semnează înregistrările rămase în urma efectuării analizelor de către executanți, după verificare.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 7 din 13
--	---	--

5.1.4. Introducerea in organizatie a personalului nou angajat ; Instruirea personalului nou angajat

La angajare personalul este ajutata sa se integreze in colectiv si este instruit cu privire la normele de securitate a muncii si cu normele de biosiguranta.

Pentru personalul nou angajat se stabilește un program de instruire utilizind formularul Program de instruire (cod F-11-07), pe parcursul a 3-6 luni, functie de pregatirea și experiența anterioara a persoanei, complexitatea activității pentru care a fost angajat.

Instruirea presupune atit parte practica (efectuarea analizelor) cit si teoretică (metode, documentele sistemului de management al calității, literatura tehnica aplicata).

Personalul in curs de instruire realizează analize numai sub supraveghere.

Instruirea si evaluarea este inregistrata prin Procese verbale de instruire si evaluare, cod F-11-06.

5.2. Identificarea Necesitatilor de Instruire

5.2.1 Necesitățile de instruire se identifică de către Șeful laborator .

5.2.2 Necesitatile de instruire apar ca urmare :

- a analizei sarcinilor curente ;
- a analizei rezultatelor la testele anterioare
- a depistarii unor neconformitati in activitatea curenta, a caror rezolvare presupune instruirea personalului ca actiuni corective ; in acest caz, instruirile sunt stabilite prin fisa de neconformitati, actiuni corective/preventive ;
- a analizei sarcinilor anticipate, ca urmare a necesitatii de introducere de noi metode de analize sau punerea in functiune de aparate noi ;
- a modificarilor din sistemul de management al calitatii.

Forma de instruire se stabilește în funcție de cerințele și nivelul de pregatire ale personalului și de resursele disponibile ; locul instruirii poate fi la sediul organizației sau în afara ei, la firme sau centre de perfecționare, care dețin capacitatea necesară efectuării instruirii;

5.3. Intocmirea Programului Anual de Instruire

5.3.1 La început de an, prin completarea formularului Necesari de instruire, cod: FGL – 5.1- 05, Șefii de compartimente stabilesc necesarul de instruire pentru personalul pe care il coordoneaza.

Șeful de laborator întocmește Programul de instruire și evaluare, cod: FGL – 5.1- 07, care va fi supus spre aprobare Directorului Medical.

Atât necesarul de instruire, cât și Programul de instruire și evaluare, sunt păstrate la Seful laboratorului.

Programul anual de de instruire tine cont de necesitatile de instruire aparute pana la data intocmirii programului, dar poate fi actualizat ori de cite ori este nevoie.

5.3.2 *Se asigura instruire pentru tot personalul pentru următoarele domenii:*

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 8 din 13
--	---	--

- a) *sistemul de management al calității;*
- b) *procesele și procedurile de lucru atribuite;*
- c) *sistemul informatic al laboratorului aplicabil;*
- d) *sănătate și siguranță, incluzând prevenirea sau limitarea efectelor incidentelor adverse;*
- e) *etică;*
- f) *confidențialitatea informațiilor pacientului.*

Eficacitatea programului de formare este analizată anual, ca urmare a evaluării anuale a personalului.

În program se va specifica forma de instruire și perfecționare:

- cursuri interne;
- cursuri externe;
- simpozioane;
- vizite;
- expoziții de aparatură de laborator.

5.3.3. Programul anual de instruire poate fi actualizat (completat) pe parcursul anului, ca urmare a identificării unor noi necesități de instruire; modificarea se realizează prin anexarea noilor pagini cu propuneri (“Program anual de instruire – continuare”) la programul inițial.

5.4. EFECTUAREA INSTRUIRILOR

5.4.1. Efectuarea instruirilor programate

În funcție de programul anual de instruire stabilit, se organizează instruirea personalului.

Cunoștințele dobândite de cei instruiți se verifică prin testarea acestora, respectiv prin completarea de către aceștia a Testul de evaluare a cunoștințelor, cod: FGL – 5.1- 02, partea 2. Aprecierea finală: se trece, funcție de calificativ, dintre calificativ și aprecierea de la proba practică, concluzia finală: admis sau respins, prin bifarea cu “X”.

Cei care nu au trecut testul sunt retestați în termen de 2 săptămâni.

5.4.2. Efectuarea instruirii noilor angajați

După încheierea contractului de muncă, noul angajat este instruit:

- pe linie profesională specifică laboratorului, efectuată de Șeful de laborator/responsabilul de analize, pe baza fișei postului și documentelor asociate (ex.:reglementări, proceduri, instrucțiuni), precum și referitor la prevenirea și stoparea incidentelor nefavorabile;
- cu privire la cerințele și documentele sistemului de management al laboratorului, de către Responsabilul Calității

5.4.4. Instruirile neprogramate

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 9 din 13
--	---	--

Instruirile neprogramate se realizează atunci când Șeful de laborator/Responsabilul calității constată că anumite proceduri, documente, instrucțiuni de lucru nu sunt bine înțelese sau în cazul unor modificări ale documentelor, când se realizează instruiți de scurtă durată. Acestea se înregistrează în procesele verbale semnate de participanți.

Instruiri neprogramate se pot realiza și în urma depistării unor neconformități în activitatea curentă, iar acțiunea corectivă este instruirea personalului; în acest caz instruirile sunt stabilite prin fișa de neconformități, acțiuni corective/preventive. Aceste instruiți sunt efectuate de către șeful de laborator.

5.4.5. Instruirea personalului pe probleme de management calitate

Instruirea personalului executiv pe probleme de management are în vedere:

- cerințele sistemului de management și responsabilitățile ce revin fiecăruia în cadrul acestui sistem;
- colectarea și analizarea datelor referitoare la funcționarea sistemului;
- evaluarea modului în care sunt satisfăcute cerințele sistemului și acțiunile corective necesare menținerii implementării lui;

Instruirea se realizează prin informări scrise, informări orale etc. elaborate de Responsabilul Calității.

Necesarul de instruire pe probleme de sistem de management al laboratorului este identificat de către Responsabilul Calității, necesarul este cuprins în programul anual de instruire.

5.4.6. Evaluarea eficacității instruirilor

Eficacitatea acțiunilor de instruire este evaluată prin testare, audit intern și cu ocazia analizei efectuate de management.

Verificarea și evaluarea rezultatelor instruirii se face de către persoana care a efectuat instruirea; dacă este necesar, lectorul poate solicita și alte funcții care să participe la această verificare și evaluare (ex.: Șef de laborator).

Verificarea instruirii se efectuează pe baza testelor scrise sau orale și/ sau probelor practice stabilite.

Testele sau probele practice de verificare se concep astfel încât să permită verificarea modului în care materialul predat a fost însușit de cursanți.

Cei care nu au trecut testul sunt retestați în termen de 2 săptămâni.

Sistemul de notare al cursanților în funcție de modul de rezolvare al testelor sau probelor practice, permite o evaluare preliminară a rezultatelor instruirii; evaluarea reală a rezultatelor instruirii (eficacitatea instruirii) se va face ulterior, prin analiza modului de efectuare a sarcinilor și activităților care au necesitat instruirea.

5.4.7. Înregistrări privind instruirile

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 10 din 13
--	---	---

Inregistrările privind instruirile interne sunt păstrate la Șeful de laborator (la dosarul personal al salariatului).

Inregistrările instruirilor interne cuprind :

- programarea instruirilor, cu temele acestora;
- procesele verbale de instruire;
- testele scrise, rezultatele testării ;

Copii ale dovezilor de participare/ absolvire a programelor de instruire externă de către angajații laboratorului (adeverințe, diplome, certificate) sunt păstrate, pe durata angajării, de către Șeful de laborator (la dosarul personal al salariatului).

Datele rezultate din urmărirea modului în care s-au efectuat instruirile sunt sintetizate în rapoarte de către Șeful de laborator ; aceste rapoarte reprezintă date de intrare ale analizei efectuate de management.

5.5. Înregistrări privind pregătirea profesională

Pentru întreg personalul laboratorului, Responsabilul Calității completează și gestionează evidența pregătirii profesionale și în domeniul calității a personalului, cod: FGL – 5.1 – 08, care conține următoarele date :

- capacitatea de a efectua recoltări de probe ;
- cursurile de instruire și perfecționare urmate și absolvite (ulterioare angajării) ;
- cursuri ținute în calitate de lector;
- lucrări publicate (ulterioare angajării);
- participări la congrese, simpozioane (ulterioare angajării);

5.6. Autorizarea personalului

Laboratorul a formulat cerințe specifice privind competența, calificarea, responsabilitățile și sarcinile personalului în Fișa postului, cod: FGL – 5.1- 04.

Fișele de post sunt întocmite de Șeful de laborator aprobate de Manager și sunt semnate de angajat. Fișele de post se întocmesc în două exemplare : unul pentru conducerea laboratorului și celălalt pentru angajat. Prin Fișele posturilor, personalul este autorizat să lucreze cu anumite echipamente, să realizeze anumite tipuri de activități (recoltare, utilizarea sistemului informatic al laboratorului, să acceseze informațiile referitoare la pacienți, să efectueze modificări în documentele în care sunt înregistrate rezultatele analizelor pacienților, etc).

5.7. Verificarea și menținerea competenței profesionale

Competența personalului de laborator este evaluată utilizând următoarele abordări în condiții identice de mediu de lucru:

- a) observare directă a proceselor și a procedurilor de lucru de rutină, inclusiv toate practicile de siguranță aplicabile;*
- b) observare directă a întreținerii echipamentelor și verificări funcționale;*
- c) monitorizarea înregistrărilor și raportărilor rezultatelor examinării;*

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 11 din 13
--	---	---

d) analiza înregistrărilor de lucru;

e) evaluarea aptitudinilor de soluționare a problemelor;

f) examinarea eșantioanelor furnizate special, cum ar fi eșantioane examinate anterior, materiale de comparație interlaboratoare sau eșantioane divizate.

In cadrul evaluarii competentei personalului, seful de laborator va tine cont, pe linga alte abilitati si de nevoia de dezvoltare a serviciilor laboratorului.

5.8. Analiza performanței profesionale a personalului

Anual, seful de laborator evalueaza competenta personalului, inregistrind rezultatele in Fișa de evaluare profesionala, cod F-11-08, tinind cont de cel puțin criteriile prezentate mai sus : modul de executarea a procedurilor de rutina, intretinerea echipamentelor, tinerea inregistrarilor, aptitudinile de solutionare a problemelor, rezultatele obtinute la examinarea esantioanelor furnizate special.

In cadrul evaluarii competentei personalului, seful de laborator ține cont, pe linga alte abilitati, atât de nevoia de dezvoltare a serviciilor laboratorului cât si de nevoia de dezvoltare individuală.

5.9. Păstrarea confidențialității

5.9.1 Personalului laboratorului ii sunt impuse cerinte de confidentialitate referitoare la rezultatele analizelor si documentele emise in legatura cu acestea si este instruit in acest sens.

5.9.2 Fiecare salariat, la semnarea contractului de angajare in laborator, va semna si o Declarația de confidențialitate, cod: FGL – 5.1- 03 prin care se obliga :

- să păstreze confidențialitatea asupra rezultatelor analizelor sau altor informatii obtinute in activitatea proprie;
- să nu folosească în interes personal sau pentru alte persoane datele, înregistrările referitoare la activitatea laboratorului;
- sa se abtina de a desfasura activitate de consultanta in afara serviciului in domenii sau din motive care ar putea contraveni pastrarii secretului de serviciu;
- să nu participe ca asociat sau salariat la agenți economici a căror activitate este concurentă cu a laboratorului;
- să respecte procedurile impuse privind circulația și difuzarea documentelor ;
- sa accepte, in caz de violare a acestor norme, sanctiunile disciplinare corespunzatoare.

5.9.3 Această obligativitate este menționată si in fișa postului.

5.10. Asigurarea imparțialității independenței și integrității

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 12 din 13
--	---	---

Pentru a preveni anumite influente in activitatea si relatiile personalului ce ar putea influenta imparțialitatea, independenta si integritatea personalului, se prevad dispozitii organizatorice astfel:

- probele de analizat sunt identificate printr-un cod;
- personalul nu e remunerat in functie de numarul de analize efectuate sau de rezultatul acestora;

6. RESPONSABILITATI

6.1. Managerul General

- aproba fisele posturilor existente in cadrul laboratorului;
- aproba programele anuale de instruire si perfectionare pentru intreg personalul laboratorului;
- aproba instruiiri neplanificate ;

6.2. Șeful de Laborator

- identifică necesitățile de instruire ;
- elaboreaza Programul anual de instruire, pe baza necesitatilor de instruire identificate ;
- urmareste si pastreaza inregistrari privind desfasurarea instruirilor si eficacitatea acestora.
- instruieste personalul din laborator cu privire la pastrarea confidentialitatii profesionale ;
- gestioneaza inregistrarile privind instruirea si perfectionarea personalului.
- evalueaza anual performantele profesionale individuale si completeaza fisa de evaluare

6.3. Responsabilul Calității

- efectueaza instruiiri interne privind documentele sistemului de management ;
- coordoneaza auditul intern al activitatii de instruire si urmareste realizarea actiunilor corective-preventive;
- întocmeste si gestioneaza fisele posturilor existente in cadrul laboratorului;
- completeaza si gestioneaza înregistrările referitoare la pregătirea profesională ;
- păstrează toate înregistrările cu privire la personal ;

7. INREGISTRARI

- Lista personalului din laborator, cod FGL-5.1-01
- Test de evaluare a cunoștințelor, cod: FGL – 5.1- 02;
- Declarația de confidențialitate, cod: FGL – 5.1- 03;
- Fișa postului, cod: FGL – 5.1- 04;
- Necesari de instruire, cod: FGL – 5.1- 05
- Proces verbal de instruire cod FGL-5.1- 06
- Program de instruire și evaluare, cod: FGL – 5.1- 07
- *Fisa de evaluare profesionala, cod: FGL – 5.1 – 08*
- Curriculum vitae;
- Suportul de curs al lectorilor ;
- Testarile scrise la finalul cursurilor ;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 13 din 13
--	--	---

➤ Diplome și certificate;

8. Anexe

Anexa 1 -Lista personalului din laborator, cod FGL-5.1-01

Anexa 2 -Test de evaluare a cunoștințelor, cod: FGL – 5.1- 02;

Anexa 3 -Declarația de confidențialitate, cod: FGL – 5.1- 03;

Anexa 4 -Fișa postului, cod: FGL – 5.1- 04;

Anexa 5 -Necesar de instruire, cod: FGL – 5.1- 05

Anexa 6 -Proces verbal de instruire cod FGL-5.1- 06

Anexa 7 -Program de instruire și evaluare, cod: FGL – 5.1- 07

Anexa 8 - *Fisa de evaluare profesionala, cod: FGL – 5.1 – 08*

□Paula□Paula

MingLiU□SimSun□□`J·胚·H·獺又□

PROGRAM DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Nr. crt.	Forma de instruire și perfecționare	Tematica instruirii	Perioada de desfășurare	Locul desfășurării	Numele, prenumele,funcțiile personalului participant	Stadiul realizării
1	Curs de specializare Laborator	Microbiologie Parazitologie Hematologie Imunologie Biochimie Cf. Programei de invatamant	Sept.2013-Oct 2014	UMF Iasi	-As. Costinescu Anca -As. Matasa Corina -As. Buzincu Mihaela -As. Tomca Maria -As. Macovei Simona -As. Balanu Irina	Curs incheiat -examen final Oct. 2014
2	Curs	Recoltare si transport produse biologice	02.04-03.04.2014	Amfitreatul Spitalului de Boli Infectioase	-Asistenti de medicina generala din spital - Asistente sefe	Curs finalizat
3	Cursuri EMC	Medicina interna Medicina de Laborator	An 2014-perioada variabila	Desemnat de organizatori	-Dr. Denisa Covaciuc -Dr. Olivia Dorneanu -Dr. Olga Filip -Dr. Catalina Logigan -Dr. Cristina Petrovici -Dr.Rodica Fantanaru	Cursuri finaliza-te concretizate prin acordarea creditelor

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

4	Instruire	Prelucrare documente pentru acreditare RENAR/ Standard 15189/2007	21.10.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti, chimisti, biologi conform proc verbal din 21.10.2013	finalizat
5	Instruire	Prelucrare PGL-4.3 Controlul documentelor	23.10.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti, chimisti, biologi conform proc verbal din 23.10.2013	finalizat
6	Instruire	Prelucrare PGL-4.4 Analiza contractului	28.10.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti, chimisti, biologi conform proc verbal din 28.10.2013	Finalizat
7	Instruire	Prelucrare PGL-4.5 Subcontractarea	31.10.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti, chimisti, biologi conform proc verbal din 31.10.2013	Finalizat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale


8	Instruire	Prelucrare PGL-4.6 Servicii externe si aprovizionare	04.11.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din 04.11.2013	Finalizat
9	Instruire	Prelucrare PGL-5.2 Conditii de mediu si de lucru	07.11.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din 07.11.2013	Finalizat
10	Instruire	Prelucrare PGL-4.7- Consilierea, PGL-4.8- Reclamatii, PGL-4.9- Controlul neconformit., PGL- 4.10-Actiuni corrective, PGL-4.11- Actiuni preventive, PGL-4.12- Imbunatatire continua	11.11.2013	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc verbal din 11.11.2013	Finalizat
11	Instruire	Prelucrare PGL-5.8- Raportare rezultate, PGL-5.7-Proceduri postanalitice, PGL -	10.12.2014	Laborator de analize	Personal laborator, medici, asistenti,chimisti, biologi conform proc	Finalizat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

		5.5-Proceduri de examinare, PGL-5.4- Proceduri preanalitic			verbal din 10.12.2013	
12	Instruire					
13						
14						

Elaborat Șef laborator

Data:



Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
Str.Octav Botez Nr 2

PROCEDURA GENERALA DE SISTEM

PERSONALUL

COD: PGL – 5.1

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

STANDARD DE REFERINTA: SR EN ISO15189: 2007

EDITIA: 1

REVIZIA: 0

Data: 01. 03.2011

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT: EXEMPLAR Nr.

DESTINATAR :.....

APROBAT
Manager General
Prof.Dr. Carmen Dorobăț

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

Elaborat:
Manager Calitate
As. Lorena Zaborila

Data aprobarii : 01.03.2011

Data aplicarii : 15.05.2011

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași** - Laborator de analize medicale.
Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul societatii.
Copiile sunt numerotate si controlate.

FGL – 4.0 – 01

Editia: 1 /01.05.2013

Revizia: 0 /01.05.2013

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 2 din 19

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.	01.05. 2013	As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.	01.05. 2013	Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.	01.05. 2013	Dr. Rodica Fântânu					
R. C	3	01.05. 2013	As. Lorena Zaborila					
Sef compartiment Microbiologie I	3.	01.05. 2013	Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.	01.05. 2013	Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.	01.05. 2013	Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.	01.05. 2013	Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.	01.05. 2013	Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.	01.05. 2013	Dr. Aida Bădescu					
RENAR	10	01.05. 2013	Ing. Cristian Nichita					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 3 din 19

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	01.05. 2013	Ed. 1/ Rev. 0/ 01.05. 2013	Elaborat PGL – 5.1 , in editia 1, revizia 0	Managerul Calitatii As. Lorena Zaborila	Manager Tehnic Dr. Rodica Fântânu	Manager Prof.Dr. Carmen Dorobăț

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 4 din 19

CUPRINS

1.SCOP.....	5
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINIȚII - NU SUNT DEFINITII SPECIFICE	5
4.2. ABREVIERI	6
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	7
5.1. GENERALITATI	7
5.2. IDENTIFICAREA NECESITATILOR DE INSTRUIRE	8
5.3. INTOCMIREA PROGRAMUL ANUAL DE INSTRUIRE	8
5.4. EFECTUAREA INSTRUIRILOR	8
5.5. FISE PROFESIONALE	9
5.6. FISELE POSTURILOR	9
5.7. VERIFICAREA SI MENTINEREA COMPETENȚEI PROFESIONALE	9
5.8. PASTRAREA CONFIDENTIALITATII.....	10
5.9.ASIGURAREA IMPARTIALITATII, INDEPENDENTEI SI INTEGRITATII	10
6. RESPONSABILITATI	11
7. INREGISTRARI	11
8. ANEXE.....	12

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 5 din 19

1.SCOP

Procedura prezintă activitățile de identificare a necesităților de instruire, planificarea și realizarea instruirii, evaluarea eficacității instruirilor și păstrarea de înregistrări pentru aceste activități la nivelul Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași**, pentru asigurarea cu personal competent, având studiile și pregătirea necesară efectuării analizelor din domeniul specific de activitate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica întregului personal a cărei activitate poate afecta calitatea analizelor efectuate în cadrul Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași**.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. MANUALUL CALITĂȚII , Cod: MCL -01, Editia: 1, Revizia: 0.

3.2. SR EN ISO 15189:2007 – Laboratoare medicale. Cerințe particulare pentru calitate și competență;

3.3. SR EN ISO 9000 :2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

3.5. Ordin MS Nr. 1.301/2007 Aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale 20 iulie 2007

3.6. Ordin MSF nr. 1303 din 11/07/2008 pentru aprobarea Normelor privind obținerea specializărilor de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie

3.7. Ordinul MS Nr.1229 din 01.08.2011-Privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definiții - Nu sunt definitii specifice

4.2. Abrevieri

MCL –01, - Manualul Calitatii,
RC –Responsabil Calitate

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 6 din 19

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Generalitati

5.1.1. Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Bolil Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași**, utilizeaza personal angajat permanent cu carte de munca și personal cu contract de colaborare.

5.1.2.Intregul personal este competent, avand studii superioare și medii, asa cum reiese si din Anexa MCL -01, “ Lista personalului laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Bolil Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași**.

5.1.2.Personalul angajat este competent și este instruit privind efectuarea activitatii, conform sistemului de management al laboratorului.

5.1.3. Posturile în cadrul laboratorului **Spitalul Clinic de Bolil Infecțioase” Sf. Parascheva,, Iași**, se ocupă prin concurs, conform legislatiei in vigoare. CV-urile sunt studiate din punct de vedere al conditiilor impuse postului (pregătire profesională, experiență, cerințe de certificare, etc.)

Persoanele admise susțin: interviu și probă practică, dacă Șeful de laborator consideră necesar. Intrviul pe linie tehnica constă în verificarea cunoștințelor pe linie profesională și pe linie de calitate (cunoștințe minime), completându-se Testul de evaluare a cunoștințelor, cod: FGL – 5.1- 02, partea 1. Proba practică constă în efectuarea unei anumite activități de bază dintr-un laborator/compartiment.

Persoanele admise care fac dovada unei competențe corespunzătoare scopului postului, după efectuarea tuturor formalităților de angajare semnează, Declarația de confidențialitate, cod: FGL – 5.1- 03. Totodată, Șeful de laborator întocmește Fișele posturilor, cod: FGL – 5.1- 04, care sunt aprobate de Manager.

Personalul angajat urmeaza o perioada de proba de 2 – 4 saptamani (în funcție de experiența anterioară), in care sunt instruiti de catre seful de laborator/ responsabilii de analize, privind lucrările pe care urmeaza sa le efectueze. La sfarsitul perioadei de proba, personalul angajat trebuie sa promoveze un test privind cunostintele teoretice si aptitudinile practice referitoare la desfasurarea analizelor din laborator. Inregistrările privind testarea la angajare se pastreaza la șeful de laborator.

Șeful de laborator și responsabilii de analiză supervizează executantul privind aplicarea corectă a procedurilor specifice de analiză astfel .

- pe o perioadă de 1-3 saptamani a personalului nou angajat, în curs de instruire ;
- prin sondaj : personalul executant ;

După verificare, Șeful de laborator semnează înregistrările rămase în urma efectuării analizelor de către executanți, după verificare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 7 din 19

5.2. Identificarea Necesitatilor de Instruire

5.2.1 Necesitățile de instruire se identifică de către Șeful laborator .

5.2.2 Necesitatile de instruire apar ca urmare :

- a analizei sarcinilor curente ;
- a depistarii unor neconformitati in activitatea curenta, a caror rezolvare presupune instruirea personalului ca actiuni corective ; in acest caz, instruirile sunt stabilite prin fisa de neconformitati, actiuni corective/preventive ;
- a analizei sarcinilor anticipate, ca urmare a necesitatii de introducere de noi metode de analize sau punerea in functiune de aparate noi ;

Forma de instruire se stabilește în funcție de cerințele și nivelul de pregatire ale personalului și de resursele disponibile ; locul instruirii poate fi la sediul organizației sau în afara ei, la firme sau centre de perfecționare, care dețin capacitatea necesară efectuării instruirii;

5.3. Intocmirea Programul Anual de Instruire

5.3.1 La început de an, prin completarea formularului Necesar de instruire, cod: FGL – 5.1- 04, Șeful de laborator stabilește necesarul de instruire pentru personalul laboratorului..

Necesarul de instruire va fi supus spre aprobare Directorul Medical. După aprobarea de către acesta, Șeful de laborator întocmește Programul de instruire și evaluare, cod: FGL – 5.1- 01.

Atât necesarul de instruire, cât și Programul de instruire și evaluare, sunt păstrate la compartimentul Resurse Umane, dar și în laborator, pentru personalul respectiv.

Programul anual de de instruire tine cont de necesitatile de instruire aparute pana la data intocmirii programului.

5.3.2 Prin programul anual de instruire se urmărește:

- cunoasterea continutului documentelor sistemului calitatii laboratorului;
- cunoasterea continutului documentelor tehnice cu caracter obligatoriu de aplicare;
- participarea la cursuri de instruire (in interiorul sau exteriorul societatii), conferinte, simpozioane, expozitii, vizite in alte laboratoare;
- specializare in activitatea de analize;
- specializarea in activitati ce anticipeaza sarcinile laboratorului

În program se va specifica forma de instruire și perfecționare:

- cursuri interne;
- cursuri externe;
- simpozioane;
- vizite;
- expoziții de aparatură de laborator.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 8 din 19

5.3.3. Programul anual de instruire poate fi actualizat (completat) pe parcursul anului, ca urmare a identificării unor noi necesități de instruire; modificarea se realizează prin anexarea noilor pagini cu propuneri (“Program anual de instruire – continuare”) la programul inițial.

5.4. EFECTUAREA INSTRUIRILOR

5.4.1. Efectuarea instruirilor programate

În funcție de programul anual de instruire stabilit, se organizează instruirea personalului. Cunoștințele dobândite de cei instruiți se verifică prin testarea acestora, respectiv prin completarea de către aceștia a Testul de evaluare a cunoștințelor, cod: FGL – 5.1- 02, partea 2. Aprecierea finală: se trece, funcție de calificativ, dintre calificativ și aprecierea de la proba practică, concluzia finală: admis sau respins, prin bifarea cu “X”.
Cei care nu au trecut testul sunt retestați în termen de 2 săptămâni.

5.4.2. Efectuarea instruirii noilor angajați

După încheierea contractului de muncă, noul angajat este instruit :

- pe linie profesională specifică laboratorului, efectuată de Șeful de laborator/responsabilul de analize, pe baza fișei postului și documentelor asociate (ex.:reglementări, proceduri, instrucțiuni), precum și referitor la prevenirea și stoparea incidentelor nefavorabile;
- cu privire la cerințele și documentele sistemului de management al laboratorului, de către Responsabilul Calității

5.4.4. Instruirile neprogramate

Instruirile neprogramate se realizează atunci când Șeful de laborator/Responsabilul calității constată că anumite proceduri, documente, instrucțiuni de lucru nu sunt bine înțelese sau în cazul unor modificări ale documentelor, când se realizează instruiți de scurtă durată.

Acestea se înregistrează în procesele verbale semnate de participanți.

Instruiți neprogramate se pot realiza și în urma depistării unor neconformități în activitatea curentă, iar acțiunea corectivă este instruirea personalului; în acest caz instruirile sunt stabilite prin fișa de neconformități, acțiuni corective/preventive.

Aceste instruiți sunt efectuate de către seful de laborator.

5.4.5. Instruirea personalului pe probleme de management calitate

Instruirea personalului executiv pe probleme de management are în vedere:

- cerințele sistemului de management și responsabilitățile ce revin fiecăruia în cadrul acestui sistem;
- colectarea și analizarea datelor referitoare la funcționarea sistemului;
- evaluarea modului în care sunt satisfăcute cerințele sistemului și acțiunile corective necesare menținerii implementării lui;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 9 din 19

Instruirea se realizează prin informări scrise, informări orale etc. elaborate de Responsabilul Calității.

Necesarul de instruire pe probleme de sistem de management al laboratorului este identificat de către Responsabilul Calității, necesarul este cuprins în programul anual de instruire.

5.4.6. Evaluarea eficacității instruirilor

Eficacitatea acțiunilor de instruire este evaluată prin testare, audit intern și cu ocazia analizei efectuate de management.

Verificarea și evaluarea rezultatelor instruirii se face de către persoana care a efectuat instruirea; dacă este necesar, lectorul poate solicita și alte funcții care să participe la această verificare și evaluare (ex.: Șef de laborator).

Verificarea instruirii se efectuează pe baza testelor scrise sau orale și/ sau probelor practice stabilite.

Testele sau probele practice de verificare se concep astfel încât să permită verificarea modului în care materialul predat a fost însușit de cursanți.

Cei care nu au trecut testul sunt retestați în termen de 2 săptămâni.

Sistemul de notare al cursanților în funcție de modul de rezolvare al testelor sau probelor practice, permite o evaluare preliminară a rezultatelor instruirii; evaluarea reală a rezultatelor instruirii (eficacitatea instruirii) se va face ulterior, prin analiza modului de efectuare a sarcinilor și activităților care au necesitat instruirea.

5.4.7. Înregistrări privind instruirile

Înregistrările privind instruirile interne sunt păstrate la Șeful de laborator (la dosarul personal al salariatului).

Înregistrările instruirilor interne cuprind :

- programarea instruirilor, cu temele acestora;
- procesele verbale de instruire;
- testele scrise, rezultatele testării ;

Copii ale dovezilor de participare/ absolvire a programelor de instruire externă de către angajații laboratorului (adeverințe, diplome, certificate) sunt păstrate, pe durata angajării, de către Șeful de laborator (la dosarul personal al salariatului).

Datele rezultate din urmărirea modului în care s-au efectuat instruirile sunt sintetizate în rapoarte de către Șeful de laborator ; aceste rapoarte reprezintă date de intrare ale analizei efectuate de management.

5.5. Înregistrări privind pregătirea profesională

Pentru întreg personalul laboratorului, Responsabilul Calității completează și gestionează evidența pregătirii profesionale și în domeniul calității a personalului, cod: FGL – 5.1 – 06, care conține următoarele date :

- capacitatea de a efectua recoltări de probe ;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 10 din 19

- cursurile de instruire si perfectionare urmate si absolvite (ulterioare angajării) ;
- cursuri tinute in calitate de lector;
- lucrari publicate (ulterioare angajării);
- participari la congrese, simpozioane (ulterioare angajării);

5.6. Autorizarea personalului

Laboratorul a formulat cerinte specifice privind competenta, calificarea, responsabilitatile si sarcinile personalului in Fișa postului, cod: FGL – 5.1- 03.

Fișele de post sunt întocmite de Șeful de laborator aprobate de Manager și sunt semnate de angajat. Fișele de post se întocmesc în două exemplare : unul pentru conducerea laboratorului și celălalt pentru angajat. Prin Fișele posturilor, personalul este autorizat să lucreze cu anumite echipamente, să realizeze anumite tipuri de activități (recoltare, utilizarea sistemului informatic al laboratorului, să acceseze informațiile referitoare la pacienți, să efectueze modificări in documentele în care sunt înregistrate rezultatele analizelor pacienților, etc).

5.7. Verificarea și menținerea competenței profesionale

Competența personalului se verifică :

- în urma instruirilor,
- periodic, pe parcursul anului, prin executarea unor analize al căror rezultat este cunoscut doar de Șeful de laborator ;
- prin folosirea diagramelor de control ;
- prin participarea la controlul extern de calitate ;

5.8. Păstrarea confidențialității

5.8.1 Personalului laboratorului ii sunt impuse cerinte de confidentialitate referitoare la rezultatele analizelor si documentele emise in legatura cu acestea si este instruit in acest sens.

5.8.2 Fiecare salariat, la semnarea contractului de angajare in laborator, va semna si o Declarația de confidențialitate, cod: FGL – 5.1- 02 prin care se obliga :

- să păstreze confidențialitatea asupra rezultatelor analizelor sau altor informatii obtinute in activitatea proprie;
- să nu folosească în interes personal sau pentru alte persoane datele, înregistrările referitoare la activitatea laboratorului;
- sa se abtina de a desfasura activitate de consultanta in afara serviciului in domenii sau din motive care ar putea contraveni pastrarii secretului de serviciu;
- să nu participe ca asociat sau salariat la agenți economici a căror activitate este concurentă cu a laboratorului;
- să respecte procedurile impuse privind circulația și difuzarea documentelor ;
- sa accepte, in caz de violare a acestor norme, sanctiunile disciplinare corespunzatoare.

5.8.3 Această obligativitate este menționată si in fișa postului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 11 din 19

5.9. Asigurarea imparțialității independenței și integrității

Pentru a preveni anumite influențe în activitatea și relațiile personalului ce ar putea influența imparțialitatea, independența și integritatea personalului, se prevăd dispoziții organizatorice astfel:

- probele de analizat sunt identificate printr-un cod;
- personalul nu e remunerat în funcție de numărul de analize efectuate sau de rezultatul acestora;

6. RESPONSABILITATI

6.1. Managerul General

- aproba fisele posturilor existente în cadrul laboratorului;
- aproba programele anuale de instruire și perfecționare pentru întreg personalul laboratorului;
- aproba instruiți neplanificate ;

6.2. Șeful de Laborator

- identifică necesitățile de instruire ;
- elaborează Programul anual de instruire, pe baza necesităților de instruire identificate ;
- urmărește și păstrează înregistrări privind desfășurarea instruirilor și eficacitatea acestora.
- instruieste personalul din laborator cu privire la păstrarea confidențialității profesionale ;
- gestionează înregistrările privind instruirea și perfecționarea personalului.
- evaluează anual performanțele profesionale individuale și completează fișa de evaluare, anexa a **Ordinul MS Nr.1229 din 01.08.2011**

6.3. Responsabilul Calității

- efectuează instruiți interne privind documentele sistemului de management ;
- coordonează auditul intern al activității de instruire și urmărește realizarea acțiunilor corective-preventive;
- întocmește și gestionează fisele posturilor existente în cadrul laboratorului;
- completează și gestionează înregistrările referitoare la pregătirea profesională ;
- păstrează toate înregistrările cu privire la personal ;

7. INREGISTRARI

- Test de evaluare a cunoștințelor, cod: FGL – 5.1- 01;
- Fișa de evaluare cod FGL-5.1- 07
- Declarația de confidențialitate, cod: FGL – 5.1- 02;
- Fișa postului, cod: FGL – 5.1- 03;
- Necesari de instruire, cod: FGL – 5.1- 04;
- Program de instruire și evaluare, cod: FGL – 5.1- 05

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 12 din 19

- Evidența pregătirii profesionale și în domeniul calității a personalului, cod: FGL – 5.1 – 06
- Curriculum vitae;
- Suportul de curs al lectorilor ;
- Testările scrise la finalul cursurilor ;
- Diplome și certificate;

8. Anexe

Anexa 1 - Program de instruire și evaluare, cod: FGL – 5.1- 01;

Anexa 2 - Test de evaluare a cunoștințelor, cod: FGL – 5.1- 02 si 02 - 01;

Anexa 3 - Declarația de confidențialitate, cod: FGL – 5.1- 03;

Anexa 4 - Fișa postului, cod: FGL – 5.1- 04;

Anexa 5 - Necesari de instruire, cod: FGL – 5.1- 05;

Anexa 6 – Proces Verbal de instruire, cod:FGL – 5.1- 06.

Anexa 1

MODEL PROGRAM DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE

Nr. crt.	Forma de instruire și perfecționare	Tematica instruirii	Perioada de desfășurare	Locul desfășurării	Numele, prenumele, funcții e personalului participant	Stadiul realizării

Elaborat
Șef laborator

Aprobat
Manager General

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 13 din 19

Anexa 2

TEST DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR – Partea 1 (la angajare)

Laboratorul / compartimentul.....

Data:

Nume, prenume:

Nr. crt.	ÎNTREBARE	RĂSPUNS		Calificativ
Calificativ				
Probă practică:				
Nota obținută:				
Aprecie finală		Admis:	Respins:	
Evaluator:				
Data:				

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 14 din 19

TEST DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR

Partea 2 (absolvire curs/cursuri de instruire)

Laboratorul / compartimentul.....Data:.....

Nume, prenume:

Denumirea / tematica cursului de instruire:

.....
.....

Nr. crt.	ÎNTREBARE	RĂSPUNS		Calificativ
Calificativ:				
Aprecie finală		Admis:	Respins:	
Evaluator:				
Data:				

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 15 din 19

Anexa 3

MODEL DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE

Subsemnatul(a) _____ nascut in _____ judetul _____
la data de _____ posesor al B.I. seria _____ nr. _____ eliberat de
_____ la data de _____ avand domiciliul stabil in localitatea _____ judetul

str. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____ ,
salariat al societatii **Spitalul Clinic de Bolil Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași**, Laborator de
analize medicale, avand functia de _____ in cadrul Laboratorului de analize
medicale.

Am fost informat de specificul activitatii pe care urmeaza sa o desfasor la locul de munca si am
luat cunostinta de prevederile Regulamentului de ordine interioara si a prevederilor legale cu
privire la pastrarea secretului profesional, a secretului de serviciu si confidentialitatea tuturor
procedurilor specifice de analiza, a datelor tehnice , de aprovizionare, a datelor referitoare la
furnizori, pacienti si personal.

Ma angajez sa pastrez cu strictete confidentialitatea, asupra tuturor datelor si informatiilor ce
mi-au fost incredintate, sa respect intocmai normelor legate cu privire la evidente,
manipularea, pastrarea si furnizarea informatiilor, datelor si documentelor.

Sunt constient ca in cazul cind voi incalca dispozitiile legate privind confidentialitatea asupra
activitatii desfasurate, divulgarea orcaror date si informatii, voi raspunde potrivit legii si
prevederilor, Contractului individual de munca, administrativ, disciplinar, material, civil sau
penal, in raport cu gravitatea faptei.

Prezentul angajament se va completa personal de catre fiecare salariat.

Data,

Semnatura

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 16 din 19

Anexa 4

Model Fișa postului

I.Denumire post :

Poziția în cor/cod :

Identificarea postului

Numele și prenumele titularului :

Denumirea postului :

Denumirea oficială a postului :

Departament: laborator analize medicale ;Compartiment: _____

Nivelul postului: coordonare(șef compartiment)

Relațiile organizatorice:

- a) ierarhice :
- b) funcționale (colaborare pe orizontală) :
- c) reprezentare (colaborare ,consultanță) :

II.Descrierea postului

1.scopul general al postului :

2.obiectivele postului :

3.descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

4. Responsabilitățile postului

- a) privind relațiile interpersonale/comunicare :
- b) față de echipamentul din dotare :
- c) în raport cu obiectivele postului :

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 17 din 19

d) privind sănătatea și securitatea muncii:

e) privind regulamentele/procedurile de lucru :

5.condițiile de lucru ale postului :

- a) program de lucru :
- b) condiții materiale
- c) condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, workshopuri, prezentări, abonamente la reviste de specialitate etc.
- d) echipament de lucru și protecție:
- e) buget:

6. Gradul de autonomie

a) autoritate asupra altor posturi decât cele aflate în subordinea directă:

b) delegare:

- ◆ înlocuiește :
- ◆ este înlocuit :

7. Indicatori de performanță:

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III.Specificațiile postului

- ◆ nivelul de studii:
- ◆ specializare:
- ◆ cunoștințe de limbi străine:
- ◆ cunoștințe de operare pc (word, excel)

IV. Competențele postului :

V. Limite de competență :

VI. Experiența de lucru necesară :

VI. Autorizări :

- ◆ prin decizia: _____
- ◆ alte funcții: _____ prin decizia _____

Data, _____

Numele și semnătura titularului postului,

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 18 din 19

Intocmit de Sef laborator _____

Numele și semnătura

Aprobat

Manager general : _____

Notă: prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cunoștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare.

FGL – 5.1 – 04 Editia: 1 /01.05.2013 Revizia: 0 /01.05.2013

Anexa 5

NECESAR DE INSTRUIRE ÎN LABORATOR / COMPARTIMENT

Laboratorul / compartimentul..... Data:

Nr.crt	Grupa de personal	Tematica

Data:

Șef laborator

FGL – 5.1- 05 Editia: 1 /01.05.2013 Revizia: 0 /01.05.2013

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PERSONALUL COD: PGL – 5.1	Editia 1 /01.05.2013 Revizia 0 /01.05.2013 Exemplar nr.
		pag. 19 din 19

Anexa 6

PROCES VERBAL INSTRUIRE

NR. / data

1.Tematica instruirii:

2. Moderator:

3.Locul de desfasurare: Laborator analize medicale

4. Data desfasurarii:

5. Documente de referinta:

6. Participanti :

Nume si prenume:

Semnatura:

Elaborat:
Șef laborator

Verificat :
Responsabil Calitate

ANEXĂ LA FIȘA POSTULUI MEDIC / ASISTENT LABORATOR

Denumire funcție :

Responsabil Management Calitate

I. Identificarea funcției

Numele și prenumele titularului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale -

Nivelul funcției : coordonare și control privind managementul calității

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Managerului general privind managementul calității

♦ are în subordine : personalul laboratorului privind managementul calității (auditori calitate)

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu Medicul șef de laborator (manager tehnic) și cu toate compartimentele laboratorului privind managementul calității

c) Reprezentare (colaborare ,consultanță) :

♦ Reprezintă interesele laboratorului față de organisme de acreditare, față de auditorii externi și față de beneficiari (pe probleme de calitate)

II. Descrierea funcției

1.Scopul general al funcției :

Implementarea și menținerea în cadrul laboratorului a unui sistem de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO 15189:2007 – Laboratoare medicale cerințe particulare pentru calitate și competență, și cu politicile de calitate ale spitalului.

2.Obiectivele funcției :

♦ Stabilirea structurii sistemului de management al calității laboratorului, împreună cu managerul general și managerul tehnic

♦ Elaborarea și actualizarea documentației sistemului de management al calității: Manualul calității, proceduri generale, formulare de înregistrare afe-

rente procedurilor, împreună cu managerul tehnic al laboratorului care le verifică

- ♦ Gestionarea documentelor sistemului de management al calității

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților funcției :

- ♦ Elaborează documentele specifice implementării sistemului de management al calității, în care sunt prezentate politica și obiectivele în domeniul calității, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 15189:2007 – Laboratoare medicale cerințe particulare pentru calitate și competență

- ♦ Definește și planifică activitățile de implementare a sistemului calității, în cadrul planului de implementare a sistemului calității

- ♦ Coordonează identificarea, introducerea și menținerea sub control a proceselor incluse în sistemul calității pe întreaga durată de implementare și menținere a sistemului de management al calității în laborator

- ♦ Verifică modul în care au fost elaborate documentele sistemului calității ale laboratorului altele decât cele elaborate de el: proceduri specifice, instrucțiuni de lucru, proceduri operaționale

- ♦ Urmărește respectarea procedurilor generale , a procedurilor specifice și instrucțiunilor de lucru, păstrând înregistrări în această privință și verifică conformitatea tuturor activităților cu cerințele Manualului calității

- ♦ Păstrează copiile înregistrărilor de calitate ale furnizorilor și solicită dovezi de asigurare a calității dacă acestea nu au însoțit produsele la livrare; completează lista furnizorilor acceptați cu dovezile de asigurare a calității transmise de furnizori ; verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de păstrare și depozitare ale produselor conform indicațiilor producătorilor

- ♦ Stabilește periodic necesitățile de educare și instruire a personalului în domeniul calității, pe categorii de personal și asigură împreună cu managerul tehnic, instruirea personalului medical ex laborator privind recoltarea produselor biologice; participă la programele de perfecționare și testare a pregătirii profesionale; planifică și execută instruirea personalului în domeniul calității

- ♦ Evaluează gradul de satisfacere a cerințelor beneficiarilor, prin difuzarea periodică a chestionarelor

- ♦ Asigură evaluarea și soluționarea reclamațiilor primite de la beneficiari; înregistrează reclamația și o prezintă managerului tehnic, participă la formularea răspunsului la reclamație, transmite reclamantului, răspunsul scris al reclamației întocmit de managerul tehnic, îndosariază , gestionează și arhivează înregistrările privind reclamațiile; prezintă sinteza în analiza de management

- ♦ Participă la întocmirea raportului de neconformități, acțiuni corective și preventive; înscrie rapoartele în registrul de evidență a lucrărilor neconforme
- ♦ Verifică existența neconformităților prin audituri interne planificate și participă la acestea; execută acțiuni de audit și controale neplanificate
- ♦ Propune acțiuni corective la apariția de neconformități constatate în cadrul controalelor directe, acțiunilor de audit intern și extern; dispune acțiuni corective pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității
- ♦ Urmărește organizarea, realizarea și finalizarea la termen, a măsurilor corective și preventive; verifică stadiul rezolvării sau constată rezolvarea și eficiența cu care s-a rezolvat neconformitatea; poate stabili acțiuni corective și urmărește realizarea acțiunilor corective
- ♦ Planifică și execută auditurile interne periodice, participă la acestea și execută acțiuni de audit și controale neplanificate; propune acțiuni corective la apariția de neconformități constatate în cadrul controalelor directe, acțiunilor de audit intern și extern; analizează rapoartele de neconformități, rezultatele auditurilor interne și externe ale reclamațiilor; gestionează dosarul cu audituri interne
- ♦ Transmite managerului general informații relevante privind acțiunile corective întreprinse; verifică postaudit executarea măsurilor corective
- ♦ Întocmește planificarea analizei sistemului de management al calității, stabilind ordinea de zi a acesteia; pregătește împreună cu managerul tehnic materialele necesare acestei analize; consemnează măsurile stabilite (proces verbal al analizei); transmite măsurile sau acțiunile corective stabilite celor implicați; verifică și raportează managerului general realizarea acțiunilor / dispozițiilor stabilite cu ocazia analizei sistemului de management al calității; păstrează înregistrările asupra analizei sistemului de management al calității și a acțiunilor corective întreprinse
- ♦ Întocmește raportul pentru analiza efectuată de management
- ♦ Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic privind sistemul de management al calității

4. Responsabilitățile funcției

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ♦ Asigură o comunicare eficientă cu toate compartimentele laboratorului
- ♦ Asigură o bună comunicare cu firmele de certificare și acreditare

- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul și în raporturile dintre compartimentele laboratorului

- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu

- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm și competiție fair-play

- ◆ Răspunde de însușirea și respectarea procedurilor interne de către întreg personalul laboratorului

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Aceleași cu cele prevăzute în fișa postului medic/asistent

c) În raport cu obiectivele funcției :

- ◆ Răspunde de verificarea periodică a Manualului calității și a planurilor calității, în scopul actualizării acestora

- ◆ Răspunde de elaborarea și actualizarea procedurilor generale, a procedurilor operaționale, verifică procedurile specifice și instrucțiunile de lucru

- ◆ Răspunde de modificările și de circulația documentelor sistemului calității în vederea menținerii acestora sub control

- ◆ Răspunde de stabilirea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea continuă a proceselor desfășurate în cadrul laboratorului, pe baza rezultatelor analizelor de management

- ◆ Are responsabilități în elaborarea, circulația, menținerea sub control și utilizarea înregistrărilor calității

- ◆ Răspunde de organizarea și coordonarea analizelor sistemului calității efectuate de management și asigură difuzarea și aplicarea deciziilor stabilite

- ◆ Are responsabilități în monitorizarea funcționării sistemului calității

- ◆ Identifică nevoile de instruire a personalului și asigură formarea continuă a acestuia în domeniul calității

- ◆ Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor la care are acces

- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților Laboratorului

d) Privind sănătatea și securitatea muncii:

◆ Aceleași cu cele prevăzute în fișa postului de medic primar

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

◆ Răspunde de aplicarea politicii și procedurilor de lucru în domeniul calității

◆ Aceleași cu cele prevăzute în fișa postului de medic/asistent

5. Condițiile de lucru ale postului :

a) Program de lucru: de 7 ore pe zi și suplimentar când este nevoie și cele prevăzute în fișa postului de medic primar

b) Condiții materiale

◆ Aceleași cu cele prevăzute în fișa postului de medic primar

◆ Nu are birou propriu

c) Condiții de formare profesională: participă la diverse traininguri de specializare, cursuri de perfecționare și are acces la literatura de specialitate în domeniul managementului calității

d) Echipament de lucru și protecție: nu necesită echipament special pentru funcția dată

e) Buget: nu are buget stabilit pentru activitățile de implementare a sistemului de management al calității

6. Gradul de autonomie

a) Are autoritate asupra personalului de laborator numai în limitele funcției, în domeniul calității

b) Delegare:

◆ Înlocuiește pe : Un Auditor al Calității _____

◆ Este înlocuit de : Un Auditor al Calității, cu responsabilități limitate _____

7. Indicatori de performanță:

◆ Definitivarea procedurilor generale, operaționale și specifice cu instrucțiunile de lucru aferente până la: _____

◆ Instruirea personalului laboratorului în sistemul calității până la:

◆ Implementarea sistemului de management al calității până la :

◆ Eliminarea neconformităților majore și diminuarea neconformităților minore până la obținerea acreditării

◆ Obținerea acreditării laboratorului în anul : _____

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile funcției:

◆ Nivelul de studii: studii superioare / medii

◆ Specializare: medicină de laborator(microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)

◆ Cursuri postuniversitare de management al calității

◆ Cunoștințe de limbi străine: limba engleză nivel mediu și operare PC (Word, Excel)

IV. Competențele funcției :

◆ Cunoașterea standardelor și legislației aplicabile în domeniul calității: standardele SR EN ISO 15189: 2007 , SR EN ISO 9000: 2006 , GHID ISO/CEI 2:1996 , SR EN ISO 22869: 2005, SR EN ISO 9000:2001 , SR EN ISO 15190 , SR ISO 19011-1:1994

◆ Competențe în medicina de laborator

◆ Gândire și capacitate de analiză și sinteză

◆ Spirit de ordine și disciplină

◆ Capacitate de organizare și autoorganizare, meticulozitate, acuratețe, abilități de comunicare

◆ Capacitate de decizie și asumarea responsabilității

◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații speciale

◆ Capacitate de a lucra sigur și în echipă, obiectivitate, imparțialitate

◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate

◆ Capacitate de evaluare, capacitate de ascultare activă, comunicare eficientă, spirit de observație și gândire de ansamblu

◆ Îmbunătățirea permanentă a cunoștințelor în domeniu

V. Limite de competență :

- ◆ Respectă Manualul calității, procedurile generale, operaționale, specifice și instrucțiunile de lucru ale Laboratorului
- ◆ Execută activitate de coordonare și control în toate compartimentele laboratorului, numai în sistemul calității

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Minimum 5 ani experiență în specialitatea medicină de laborator

VI. Autorizări :

- ◆ Decizia _____
- ◆ Certificat de absolvire a unui curs de instruire pentru SR EN ISO 15189:2007- Laboratoare medicale-cerințele generale pentru calitate și competență.
- ◆ Certificat de absolvire a unui curs de instruire - auditori interni pentru sisteme de management al laboratoarelor medicale conform standardelor EN ISO 15189: 2005 și EN ISO 19011:2002

Data,_____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

noștință de cerințele funcției, a primit o copie a fișei funcției și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare.

ANEXĂ LA FIȘA POSTULUI MEDIC PRIMAR

Denumire funcție :

Medic Șef laborator (Manager Tehnic)

I. Identificarea funcției

Numele și prenumele titularului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale -

Nivelul funcției : coordonare și control

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

- ◆ se subordonează : Managerului General și Directorului Medical
- ◆ are în subordine : personalul laboratorului (șefi compartimente, medici, chimiști, biologi, asistenți medicali laborator, laboranți ,îngrijitori)

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

- ◆ Cu Medicii șefi de secții din spital , Compartimentul financiar-contabil, Compartimentul achiziții publice, Compartimentul Resurse umane

c) Reprezentare (colaborare ,consultanță) :

- ◆ Cu medicii specialiști din spital, în scopul furnizării de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului dintre spital si casa de asigurări de sănătate, cu autoritățile sanitare locale și centrale, reprezintă interesele laboratorului față de organisme de acreditare, față de auditorii externi și față de beneficiari, privitor la competența tehnică a laboratorului

II. Descrierea funcției

1.Scopul general al funcției :

Organizarea, coordonarea, monitorizarea și supervizarea activităților din Laboratorul de Analize Medicale în conformitate cu legislația specifică în vigoare (Ordinul Ministerului Sănătății Publice Nr. 1301/20.07.2007, Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 320/15.02.2007)

2.Obiectivele funcției :

- ◆ Organizarea întregii activități din compartimentele microbiologie- 01și

02, imunologie-serologie- 03, hematologie- 04, biochimie- 05 și cabinetului de recoltare produse biologice-06, din laborator

- ♦ Asigurarea bazei materiale și a execuției la timp și de bună calitate a tuturor analizelor specifice din laborator, solicitate de beneficiarii interni și externi

- ♦ Asigurarea furnizării în timp util către beneficiarii interni și externi a rezultatelor analizelor de laborator și validarea lor

- ♦ Consiliere asupra interpretării rezultatelor analizelor și după caz a investigațiilor ulterioare

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților funcției :

- ♦ Coordonează tehnic și răspunde de activitatea laboratorului, analizând, planificând și urmărind desfășurarea analizelor

- ♦ Întocmește necesarul anual de reactivi de laborator, medii de cultură (inclusiv a specificațiilor tehnice pentru acestea), materiale sanitare, materiale de curățenie/ dezinfecție, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (service aparate și echipamente), formulare de solicitare analize și registre de evidență primară pentru laborator

- ♦ Informează conducerea spitalului asupra necesităților de reparații generale/ curente în laborator precum și a achiziționării de aparate și echipamente de laborator performante

- ♦ Controlează și asigură gestionarea și utilizarea rațională a reactivilor și materialelor de laborator, ca și a materialelor sanitare , de curățenie și dezinfecție

- ♦ Supraveghează și verifică păstrarea în condiții de securitate a reactivilor din laborator

- ♦ Propune participarea la programe de control extern de calitate pentru analizele de laborator

- ♦ Verifică manualul calității, procedurile generale, operaționale și modificările acestora; aprobă procedurile specifice și instrucțiunile de lucru și modificările lor; elaborează procedurile specifice și instrucțiunile de lucru pentru analizele la care este responsabil

- ♦ Completează zilnic formularul de capacitate a laboratorului; stabilește amânarea executării analizelor din motive tehnice justificate (defectarea aparaturii, lipsa de reactivi etc.); dispune întreruperea executării analizelor la depistarea unor condiții de mediu necorespunzătoare, cât și a defectării echipamentelor, soluționând în cel mai scurt timp problemele pentru reluarea activității

- ◆ Împreună cu managerul general, actualizează periodic lista oficială de analize;

- ◆ Verifică aplicarea procedurilor specifice și a instrucțiunilor de lucru în toate compartimentele laboratorului

- ◆ Primește reclamațiile spre rezolvare de la responsabilul cu managementul calității, și returnează acestuia răspunsul în scris al acestora

- ◆ Asigură la solicitarea beneficiarilor interni și externi servicii de consultanță privind natura analizelor, metodele de lucru opționale, alegerea testelor, utilizarea serviciilor laboratorului, interpretarea datelor de laborator, situații de reprogramare a analizelor, etc.

- ◆ Întocmește fișele de post pentru personalul laboratorului pe care le supune aprobării managerului general și fișele de apreciere anuale ale acestora

- ◆ Urmărește încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul laboratorului

- ◆ Evaluează performanțele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice și fișei postului; . propune planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului general

- ◆ Stabilește periodic necesitățile de instruire a personalului , pe categorii de personal și asigură împreună cu responsabilul cu managementul calității, instruirea personalului medical ex laborator privind recoltarea produselor biologice; participă la programele de perfecționare și testare a pregătirii profesionale

- ◆ Asigură instruirea anuală a personalului pentru sarcini curente și anticipate prin politica de management

- ◆ Supervizează personalul în curs de instruire și numește persoanele care supraveghează activitatea celorla în curs de instruire; numește personalul ce va fi instruit în momentul achiziționării de noi echipamente, verifică prin testare personalul instruit

- ◆ Urmărește zilnic prezența la serviciu a întregului personal și efectuarea integrală a programului de lucru; răspunde de asigurarea cu personal a compartimentelor laboratorului atât dimineața cât și la contravizite, sâmbăta, duminica și sărbători legale

- ◆ Primește reclamațiile spre rezolvare de la responsabilul cu managementul calității, le analizează și emite răspunsul în scris, dându-l spre difuzare responsabilului cu managementul calității

- ◆ Implementează împreună cu responsabilul managementului calității, sistemul de management al calității

- ◆ Asigură centralizarea și transmiterea datelor statistice în legătură cu activitatea laboratorului

- ◆ Supervizează prin semnătură activitatea laboratorului
- ◆ Primește și însoțește în laborator membrii echipelor de audit și pe cei ai organismelor de acreditare
- ◆ Deleagă responsabilitățile sale locțiitorului său pe perioada în care nu este prezent în laborator
- ◆ Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic

4. Responsabilitățile funcției

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Asigură o comunicare eficientă cu toate compartimentele laboratorului
- ◆ Asigură o bună comunicare cu secțiile spitalului
- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul și în raporturile dintre compartimentele laboratorului
- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu
- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm și competiție fair-play
- ◆ Răspunde de însușirea și respectarea procedurilor interne de către întreg personalul laboratorului

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Verifică modul de întreținere și funcționare a aparaturii și echipamentelor din dotarea laboratorului
- ◆ Participă la elaborarea planurilor de etalonare, de verificare intermediară și de mentenanță a echipamentelor din dotarea laboratorului
- ◆ Supervizează activitățile de service
- ◆ Verifică etalonarea echipamentelor computerizate
- ◆ Controlează prin sondaj executarea operațiunilor de întreținere a echipamentelor de laborator
- ◆ Semnalează responsabilului cu echipamentele apropierea termenului de expirare a unui anumit certificat al aparatului
- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea
- ◆ Nu permite persoanelor neautorizate să manipuleze aparatura de laborator

c) În raport cu obiectivele funcției :

- ◆ Răspunde de întreaga activitate din laborator, în vederea executării analizelor, în conformitate cu procedurile specifice și instrucțiunilor de lucru

- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților laboratorului

d) Privind sănătatea și securitatea muncii:

- ◆ Verifică respectarea normelor de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI; răspunde de respectarea condițiilor de igienă din laborator

- ◆ Verifică respectarea regulilor de biosiguranță

- ◆ Asigură instruirea personalului referitor la Securitatea și Sănătatea Muncii/PSI pentru a evita producerea de accidente

- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic din compartimentul de lucru

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Aceleași cu cele prevăzute în fișa postului de medic primar

5. Condițiile de lucru ale postului :

a) Program de lucru:

- ◆ 7 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale

- ◆ asigură alternativ cu ceilalți medici primari, serviciul în zilele de sâmbătă/duminică/sărbători legale, fără a depăși durata maximă legală admisă prin Codul Muncii de 48 ore/săptămână inclusiv orele suplimentare

b) Condiții materiale

- ◆ Aceleași cu cele prevăzute în fișa postului de medic primar

- ◆ Are cabinet propriu

c) Condiții de formare profesională: participă la diverse traininguri de specializare, cursuri de perfecționare

d) Echipament de lucru și protecție: nu necesită echipament special pentru funcția dată

e) Buget: nu are buget stabilit de conducerea spitalului

6. Gradul de autonomie

a) Are autoritate asupra activității din laborator și asupra întregului personal de laborator

b) Delegare:

◆ Înlocuiește pe : medic primar-șef compartiment_____

◆ Este înlocuit de : Responsabilul cu managementul calității, cu responsabilități limitate _____

7. Indicatori de performanță:

◆ asigurarea îndeplinirii tuturor sarcinilor și responsabilităților care-i revin

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile funcției:

◆ Nivelul de studii: studii superioare

◆ Specializare: medicină de laborator(microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)

◆ Cursuri postuniversitare de management al calității

◆ Cunoștințe de limbi străine: limba engleză nivel mediu și operare PC (Word, Excel)

IV. Competențele funcției :

◆ Competențe în medicina de laborator

◆ Gândire și capacitate de analiză și sinteză

◆ Spirit de ordine și disciplină

◆ Capacitate de organizare și autoorganizare, meticulozitate, acuratețe, abilități de comunicare

◆ Capacitate de decizie și asumarea responsabilității

◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații speciale

◆ Capacitate de a lucra sigur și în echipă, obiectivitate, imparțialitate

- ◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate
- ◆ Capacitate de evaluare, capacitate de ascultare activă, comunicare eficientă, spirit de observație și gândire de ansamblu, capacitate de coordonare și de a lua decizii

V. Limite de competență :

- ◆ Respectă Manualul calității, procedurile generale, operaționale, specifice și instrucțiunile de lucru ale Laboratorului
- ◆ Execută activitate de coordonare și control în toate compartimentele laboratorului , din punct de vedere tehnic

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Minimum 5 ani experiență în specialitatea medicină de laborator și ca șef compartiment

VI. Autorizări :

- ◆ Decizia _____
- ◆ Contract de administrare Nr.
- ◆ Certificat de absolvire a unui curs de instruire pentru SR EN ISO 15189:2007- Laboratoare medicale-cerințele generale pentru calitate și competență.

Data, _____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul funcției atestă că : a luat la cunoștință de cerințele funcției, a primit o copie a fișei funcției și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare.

FIȘA POSTULUI

Denumire post : Asistent Medical Laborator/Asistent Medical Principal Laborator

Poziția în COR/Cod : 3211

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale ; Compartiment: _____

Nivelul postului : execuție

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Medicului Șef de laborator și funcțiilor ierarhice superioare asistentului medical (responsabil analiză, șef de compartiment)

♦ are în subordine : Laborantul, îngrijitoarea

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu ceilalți asistenți medicali din Laboratorul de Analize Medicale

c) Reprezentare (colaborare, consultanță):

♦ În relație cu pacienții și personalul mediu al spitalului

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Asigură servicii competente și de calitate privind prelucrarea primară a probelor biologice provenite din organismul uman, pregătirea reactivilor și materialelor de laborator necesare efectuării analizelor medicale.

2.Obiectivele postului :

♦ Asigurarea asistenței calificate necesare derulării activității responsabililor de analize în vederea executării conform procedurilor specifice a analizelor de laborator

♦ Asigurarea operativă a activităților de înregistrare a datelor de evidență primară

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

- ♦ Asigură verificarea și recepționarea probelor biologice provenite de la beneficiarii interni, la nivelul camerei de receptură din laborator
- ♦ Asigură înregistrarea corectă a datelor în evidențele primare (registru de evidență comenzi interne, registrul de evidență comenzi respinse, registrele de lucru specifice compartimentelor laboratorului)
- ♦ Asigură inscripționarea probelor biologice cu ID-ul pacientului, și transportul lor de la camera de receptură la compartimentele de lucru
- ♦ Asigură prelucrarea primară a produselor biologice provenite din organismul uman (efectuarea culturilor bacteriene, efectuarea frotiurilor din produse biologice și din culturi, separarea plasmei/serului sanguin, etc.) conform procedurilor specifice și instrucțiunilor de lucru
- ♦ Asigură prepararea mediilor de cultură și a reactivilor de laborator (coloranți, soluții de lucru, reactivi) conform procedurilor specifice și instrucțiunilor de lucru
- ♦ Asigură transportul mediilor de cultură și a materialelor de laborator, din sectorul de preparare medii de cultură și sterilizare , în compartimentele de lucru
- ♦ Execută numai la indicația responsabilului de analiză și sub supravegherea acestuia unele teste de laborator și înregistrează rezultatele acestora în registrele de lucru
- ♦ Efectuează sterilizarea materialelor infecte
- ♦ Pregătește sticlăria de laborator pentru sterilizare
- ♦ Efectuează sterilizarea sticlăriei de laborator și a mediilor de cultură
- ♦ Verifică și înregistrează eficiența sterilizării prin teste biologice și chimice
- ♦ Asigură curățarea și decontaminarea suprafețelor de lucru, a interioarelor frigiderelor/vitrinelor frigorifice/congelatoare și termostatelor
- ♦ Întreține în bună stare și curăță periodic centrifugile, pipetele automate, băile termostatate, balanțele, etc. cu care lucrează
- ♦ Înregistrează pe grafice, temperatura și umiditatea aerului ca și temperatura indicată de frigiderule, termostatele, autoclavele și etuvele din compartimentul în care își desfășoară activitatea
- ♦ Preia de la gestionarii spitalului, pe baza bonului de consum reactivii și materialele de laborator ca și materialele de curățenie și dezinfecție
- ♦ Răspunde de evidența reactivilor și materialelor de laborator recepționate și de înregistrările din registrul de evidență reactivi magazie (intrări/ieșiri/stoc)
- ♦ Asigură îndepărtarea de pe mesele de lucru a produselor biologice prelucrate , a materialelor rezultate din prelucrarea lor și colectarea lor în cutii și

recipiente adecvate, inscripționate cu avertismentul “Pericol biologic”

- ◆ Prezintă medicului șef de laborator necesarul de materiale pentru sistemul de gestionare a deșeurilor periculoase

- ◆ Supraveghează efectuarea curățeniei conform graficului zilnic și lunar în compartimentul în care își desfășoară activitatea

- ◆ Întocmește în timp util evidențele statistice lunare și anuale și le prezintă spre avizare șefului de compartiment

- ◆ Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct (șef compartiment/responsabil analiză) sau de medicul șef de laborator

4. Responsabilitățile postului

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Asigură relații profesionale cu întreg personalul laboratorului și spitalului

- ◆ Asigură prin întreaga atitudine și abordare o imagine profesională și de calitate a laboratorului și spitalului

- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul compartimentului și în raporturile cu alte compartimente

- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu

- ◆ Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate colegilor și superiorilor ierarhici

- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm, având o atitudine politicoasă atât față de colegi, față de medici, biologi, chimiști, pacienți, cât și față de alte persoane cu care vine în contact în cadrul laboratorului și spitalului

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii din dotarea compartimentului/laboratorului

- ◆ Execută întreținerea zilnică a echipamentelor din dotarea compartimentului , cu care este abilitat să lucreze (pipete automate, pipete electronice, băi termostatare, balanțe, centrifugi, etc.)

- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă procedurile specifice de lucru în vigoare, verificate de managerul calității și aprobate de șeful de laborator
- ◆ Răspunde de manevrele ce implică soluții de continuitate și de starea materialelor sanitare folosite (să fie sterile, în termen de valabilitate, de unică utilizare, etc.)
- ◆ Răspunde de protecția informației și a suportului acestuia împotriva pierderii, degradării și folosirii ei de persoane neautorizate
- ◆ Răspunde de actele pe care le întreprinde și de deciziile luate, conform pregătirii și în limitele competenței sale profesionale
- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților compartimentului și laboratorului

d) Privind sănătatea și securitatea muncii:

- ◆ Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI
- ◆ Respectă regulile de biosiguranță
- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului (privind programul de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.) și Regulamentul de Organizare și Funcționare
- ◆ Respectă procedurile de lucru specifice laboratorului
- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului, procedurile generale și operaționale ale laboratorului și spitalului
- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul spitalului
- ◆ Respectă secretul profesional și Codul de Etică și deontologie profesională al asistentului medical și moașei, al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România(OAMMR)
- ◆ Răspunde de păstrarea confidențialității asupra rezultatelor analizelor de laborator, datelor de identificare, afecțiunilor pacienților precum și a documentelor generate intern privind acreditarea laboratorului
- ◆ Respectă circuitele funcționale ale laboratorului

5. Condițiile de lucru ale postului :

a) Program de lucru de 7 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale (epidemii, focare de toxiinfecție alimentară,) asigurând alternativ împreună cu ceilalți asistenți (și asistând responsabilul de analiză) contravizitele zilnice, potrivit graficului de întocmit de către medicul șef de laborator sau în situații deosebite, din dispoziția acestuia, cât și serviciul în zilele de sâmbătă/duminică/sărbători legale.

b) Condiții materiale

◆ spațiu: compartimentul de _____

◆ lucrează în condiții de pericol biologic

c) Condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, instruirii, prezentări, abonamente la reviste de specialitate etc.

d) Echipament de lucru și protecție: da

e) Buget: nu este cazul

6. Gradul de autonomie

a) Autoritate asupra altor posturi decât cele aflate în subordinea directă: nu are

b) Delegare:

◆ Înlocuiește alt asistent de laborator _____

◆ În zilele de sărbători legale, sâmbăta, duminica înlocuiește registratorul medical

◆ Este înlocuit de alt asistent de laborator _____ sau de responsabilul de analize _____

7. Indicatori de performanță:

◆ Număr reclamații : < 3/an și compartiment

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

◆ Nivelul de studii: studii medii/postliceale de specialitate - liceu sanitar/școală tehnică sanitară - secția laborator sau competență atestată în domeniul analizelor medicale de laborator

- ◆ Cursuri de perfecționare în domeniul laboratorului clinic
- ◆ Cunoștințe de limbi străine: limba engleză nivel mediu
- ◆ Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)

IV. Competențele postului :

- ◆ Cunoașterea tehnicilor de laborator (microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie și după caz biochimie)
- ◆ Capacitate de autoorganizare, meticulozitate, acuratețe
- ◆ Spirit de ordine și disciplină, corectitudine, flexibilitate, rezistență la efort și stres
- ◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale
- ◆ Capacitate de subordonare și de a lucra în echipă
- ◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele care sunt de competența sa, punctualitate, calm, maturitate

V. Limite de competență :

- ◆ Nu are activitate de coordonare și control

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Competență atestată în domeniul analizelor medicale de laborator
- ◆ Pentru asistent medical principal laborator, minimum 5 ani experiență în activitatea de laborator de analize medicale ca asistent medical laborator

VI. Autorizări :

- ◆ Decizia Nr _____
- ◆ Certificat de membru, eliberată de Colegiul Asistenților medicali din România

Data, _____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cu-noștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare

FIȘA POSTULUI

Denumire post :

Biolog

Poziția în COR/Cod : 2229

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale ;Compartiment: Biochimie

Nivelul postului : execuție

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Medicului Șef de laborator/șefului de compartiment

♦ are în subordine : funcțiile inferioare biologului (asistent laborator, laborant, îngrijitor)

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu toți responsabilii de analiză din compartimentul de Biochimie

c) Reprezentare (colaborare ,consultanță) :

♦ Cu chimiștii, medicii specialiști din laborator și din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase în privința concordanței datelor de laborator cu cele clinice

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Asigură analiza prin metode specifice biochimiei medicale a probelor biologice provenite din organismul uman și furnizează medicilor specialiști rezultatele acestora, necesare pentru stabilirea diagnosticului, prevenirea și tratarea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate.

2.Obiectivele postului :

♦ Execuția la timp și de bună calitate a analizelor specifice din compartimentul de biochimie ,solicitate de beneficiarii interni și externi

- ◆ Furnizarea în timp util către beneficiarii interni și externi a rezultatelor analizelor de laborator
- ◆ Coordonarea activităților din compartimentul de biochimie

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

- ◆ Înregistrează/verifică înregistrarea bonurilor de comenzi interne pentru analize, în registrele de lucru
- ◆ Execută în conformitate cu procedurile specifice, analizele fizico-chimice pentru care este responsabil, verifică și avizează analizele efectuate de personalul din subordine
- ◆ Înregistrează rezultatele analizelor în registrele de lucru
- ◆ Introduce datele obținute în sistemul informatic
- ◆ Verifică termenul de valabilitate și gradul de conformitate al specificațiilor tehnice declarate de furnizori cu metodele de lucru/ echipamentele de lucru, prin control intern de calitate
- ◆ Înregistrează în registrul de evidență reactivii primiți și mișcările produselor (intrări/ieșiri/stoc), supraveghează păstrarea în condiții de securitate a reactivilor și utilizarea lor în termenul de valabilitate
- ◆ Păstrează și gestionează substanțele toxice și cu regim special din compartimentul de biochimie
- ◆ Analizează probele biologice din cadrul programelor de control extern de calitate
- ◆ Răspunde de modul în care sunt întocmite și colectate înregistrările din compartimentul de biochimie precum și de păstrarea integrității și confidențialității lor pe parcursul anului în curs
- ◆ Efectuează codificarea analizelor conform nomenclatorului de coduri și avizează centralizarea datelor statistice lunare și anuale corespunzătoare compartimentului
- ◆ Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului din subordine
- ◆ Răspunde prompt la toate solicitările de urgență
- ◆ Monitorizează condițiile de mediu și verifică efectuarea curățeniei conform graficelor zilnice și lunare din compartimentul de biochimie
- ◆ Execută orice dispoziții date de superiorul ierarhic direct (șef compartiment biochimie) sau de supraordonații acestuia

4. Responsabilitățile postului

- a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Asigură relații profesionale cu întreg personalul laboratorului și spitalului
- ◆ Asigură prin întreaga atitudine și abordare o imagine profesională și de calitate a laboratorului și spitalului
- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul compartimentului și în raporturile cu alte compartimente
- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu
- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm și competiție fair-play
- ◆ Răspunde de calitatea activității și de pregătirea personalului mediu din subordine

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii din dotarea compartimentului
- ◆ Execută întreținerea zilnică a aparaturii din dotarea compartimentului (analizoare, echipamente de înaltă performanță)
- ◆ Semnalează responsabilului cu echipamentele apropierea termenului de expirare a unui anumit certificat al aparatului
- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea
- ◆ Nu permite persoanelor neautorizate să manipuleze aparatura de care răspunde
- ◆ Execută calibrările aparatelor

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă procedurile specifice de lucru în vigoare, aprobate de șeful de laborator
- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților compartimentului

d) Privind sănătatea și securitatea muncii:

- ◆ Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI

- ◆ Respectă regulile de biosiguranță
- ◆ Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/PSI pentru a evita producerea de accidente
- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic din compartimentul de lucru

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului ((privind programul de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.) și Regulamentul de Organizare și Funcționare al spitalului
- ◆ Respectă procedurile de lucru specifice laboratorului
- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului procedurile generale ale laboratorului și spitalului
- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul spitalului
- ◆ Respectă secretul profesional și Codul de etică și deontologie profesională a biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar, adoptat de către Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din România
- ◆ Răspunde de păstrarea confidențialității asupra rezultatelor analizelor de laborator, datelor de identificare, afecțiunilor pacienților precum și a documentelor generate intern privind acreditarea laboratorului

5. Condițiile de lucru ale postului :

a) Program de lucru de 7 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale (epidemii, focare de toxinfecție alimentară, etc.) asigurând alternativ împreună cu ceilalți responsabili de analize din compartimentul de biochimie, contravizitele zilnice, potrivit graficului întocmit de către șeful de compartiment sau în situații deosebite, din dispoziția acestuia ca și a serviciului din zilele de sâmbătă/duminică/sărbători legale

b) Condiții materiale

- ◆ spațiu: compartimentul de biochimie
- ◆ lucrează în condiții de pericol biologic

c) Condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, workshopuri, prezentări, abonamente la reviste de specialitate etc.

d) Echipament de lucru și protecție: da

e) Buget: nu este cazul

6. Gradul de autonomie

a) Autoritate asupra altor posturi decât cele aflate în subordinea directă:
nu are

b) Delegare:

◆ Înlocuiește asistentul medical/ chimistul/chimistul principal

◆ Este înlocuit de alt chimist specialist /principal _____

7. Indicatori de performanță:

◆ Indice de concordanță prin control extern de calitate: 90-100%

◆ Număr reclamații: < 3/an și compartiment

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

◆ Nivelul de studii: studii superioare- facultate de biologie

◆ Studii postuniversitare în domeniul analizelor medicale de laborator

◆ Experiență în domeniul analizelor medicale de biochimie, minimum 4 ani

◆ Cunoștințe de limbi străine: limba engleză (nivel mediu)

◆ Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)

IV. Competențele postului :

◆ Gândire și capacitate de analiză și sinteză

◆ Cunoașterea tehnicilor de biochimie medicală

◆ Capacitate de organizare și autoorganizare, meticulozitate, acuratețe, abilități de comunicare

◆ Capacitate de decizie și asumarea responsabilității

◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale

◆ Capacitate de a lucra sigur și în echipă

◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate

V. Limite de competență :

♦ Nu este autorizat să formuleze opinii și interpretări ale analizelor medicale

VI. Experiența de lucru necesară :

♦ Minimum 4 ani în domeniul analizelor medicale de laborator

VI. Autorizări :

♦ Certificat de membru eliberat de Autoritatea de Sănătate Publică

♦ Decizia Nr. _____

Data, _____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cunoștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare.

FIȘA POSTULUI

Denumire post :

Chimist Specialist/ Chimist Principal

Poziția în COR/Cod : 2229

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale ;Compartiment: Biochimie

Nivelul postului : execuție (responsabil analiză ☐ șef compartiment ☐)

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Medicului Șef de laborator/șefului de compartiment

♦ are în subordine : Asistenții de laborator/chimistul/biologul /laborantul, îngrijitoarea, ce deservește compartimentul: Biochimie

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu toți responsabili de analiză din compartimentul de Biochimie

c) Reprezentare (colaborare ,consultanță) :

♦ Cu medicii specialiști din laborator și din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase în privința concordanței datelor de laborator cu cele clinice

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Asigură analiza prin metode specifice biochimiei medicale a probelor biologice provenite din organismul uman și furnizează medicilor specialiști rezultatele acestora, necesare pentru stabilirea diagnosticului, prevenirea și tratarea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate.

2.Obiectivele postului :

♦ Execuția la timp și de bună calitate a analizelor specifice din compartimentul de biochimie ,solicitate de beneficiarii interni și externi

- ◆ Furnizarea în timp util către beneficiarii interni și externi a rezultatelor analizelor de laborator
- ◆ Coordonarea activităților din compartimentul de biochimie

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

- ◆ Elaborează procedurile specifice, instrucțiunile de lucru și control pentru analizele din compartimentul de biochimie împreună cu șeful de compartiment, care asigură utilizarea exclusivă a documentelor valabile, verificate de managerul calității și aprobate de medicul șef de laborator (managerul tehnic)
 - ◆ Verifică calitatea înregistrărilor
 - ◆ Execută în conformitate cu procedurile specifice, analizele fizico-chimice pentru care este responsabil, verifică și avizează analizele efectuate de personalul din subordine
 - ◆ Înregistrează rezultatele analizelor în registrele de lucru
 - ◆ Introduce datele obținute în sistemul informatic, completând buletinul de analiză pe care îl parafează
 - ◆ Completează referatul de necesitate pentru achiziția reactivilor și materialelor de laborator din compartimentul în care își desfășoară activitatea, și-l prezintă spre avizare medicului șef de laborator
 - ◆ Verifică termenul de valabilitate și gradul de conformitate al specificațiilor tehnice declarate de furnizori cu metodele de lucru/ echipamentele de lucru, prin control intern de calitate
 - ◆ Înregistrează în registrul de evidență reactivii primiți și mișcările produselor (intrări/ieșiri/stoc), supraveghează păstrarea în condiții de securitate a reactivilor și utilizarea lor în termenul de valabilitate
 - ◆ Păstrează și gestionează substanțele toxice și cu regim special din compartimentul de biochimie
 - ◆ Analizează probele biologice din cadrul programelor de control extern de calitate
 - ◆ Răspunde de modul în care sunt întocmite și colectate înregistrările din compartimentul de biochimie precum și de păstrarea integrității și confidențialității lor pe parcursul anului în curs
 - ◆ Identifică posibile neconformități și oportunități de îmbunătățire a activității, oprește analiza neconformă și execută acțiunile corective și preventive stabilite
 - ◆ Efectuează codificarea analizelor conform nomenclatorului de coduri și avizează centralizarea datelor statistice lunare și anuale corespunzătoare compartimentului

- ◆ Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului din subordine
- ◆ Îndrumă activitatea practică a rezidenților în medicina de laborator, repartizați
- ◆ Participă la raportul de gardă
- ◆ Asigură accesul auditorului în compartimentul de lucru, pune la dispoziția acestuia toate documentele și înregistrările necesare desfășurării auditului în condiții optime și participă la analiza efectuată de management când este convocat
- ◆ Răspunde prompt la toate solicitările de urgență
- ◆ Monitorizează condițiile de mediu și verifică efectuarea curățeniei conform graficelor zilnice și lunare din compartimentul de biochimie
- ◆ Execută orice dispoziții date de superiorul ierarhic direct (medicul șef de laborator) sau de supraordonații acestuia

4. Responsabilitățile postului

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Asigură relații profesionale cu întreg personalul laboratorului și spitalului
- ◆ Asigură prin întreaga atitudine și abordare o imagine profesională și de calitate a laboratorului și spitalului
- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul compartimentului și în raporturile cu alte compartimente
- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu
- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm și competiție fair-play
- ◆ Răspunde de calitatea activității și de pregătirea personalului mediu din subordine

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii din dotarea compartimentului
- ◆ Execută întreținerea zilnică a aparaturii din dotarea compartimentului (analizoare, echipamente de înaltă performanță)
- ◆ Semnalează responsabilului cu echipamentele apropierea termenului de expirare a unui anumit certificat al aparatului

- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea

- ◆ Nu permite persoanelor neautorizate să manipuleze aparatura de care răspund

- ◆ Execută calibrările aparatelor

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă procedurile specifice de lucru în vigoare, aprobate de șeful de laborator

- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților compartimentului

d) Privind sănătatea și securitatea muncii:

- ◆ Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI

- ◆ Respectă regulile de biosiguranță

- ◆ Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/PSI pentru a evita producerea de accidente

- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic din compartimentul de lucru

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului ((privind programul de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.) și Regulamentul de Organizare și Funcționare al spitalului

- ◆ Respectă procedurile de lucru specifice laboratorului

- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului procedurile generale ale laboratorului și spitalului

- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul spitalului

- ◆ Respectă secretul profesional și Codul de etică și deontologie profesională a biochimistilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar, adoptat de către Ordinul Biochimistilor, Biologilor și Chimiștilor din România

- ◆ Răspunde de păstrarea confidențialității asupra rezultatelor ana-

lizelor de laborator, datelor de identificare, afecțiunilor pacienților precum și a documentelor generate intern privind acreditarea laboratorului

5. Condițiile de lucru ale postului :

a) Program de lucru de 7 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale (epidemii, focare de toxinfecție alimentară, etc.) asigurând alternativ împreună cu ceilalți responsabili de analize din compartimentul de biochimie, garzile potrivit graficului întocmit de către șeful de compartiment sau în situații deosebite, din dispoziția acestuia ca a serviciului din zilele de sâmbătă/duminică/sărbători legale

b) Condiții materiale

- ◆ spațiu: compartimentul de biochimie
- ◆ lucrează în condiții de pericol biologic

c) Condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, workshopuri, prezentări, abonamente la reviste de specialitate etc.

d) Echipament de lucru și protecție: da

e) Buget: nu este cazul

6. Gradul de autonomie

a) Autoritate asupra altor posturi decât cele aflate în subordinea directă: nu are

b) Delegare:

- ◆ Înlocuiește șeful de compartiment _____
- ◆ Înlocuiește alt chimist principal/specialist _____
- ◆ Este înlocuit de alt chimist principal /specialist _____

7. Indicatori de performanță:

- ◆ Indice de concordanță prin control extern de calitate: 90-100%
- ◆ Număr reclamații: < 3/an și compartiment

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

- ◆ Nivelul de studii: studii superioare- facultate de chimie
- ◆ Studii postuniversitare în domeniul analizelor medicale de laborator
- ◆ Experiență în domeniul analizelor medicale de biochimie, mini-

mum 4 ani pentru chimist specialist și minimum 5 ani pentru chimist principal

- ◆ Cunoștințe de limbi străine: limba engleză (nivel mediu)
- ◆ Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)

IV. Competențele postului :

- ◆ Gândire și capacitate de analiză și sinteză
- ◆ Cunoașterea tehnicilor de biochimie medicală
- ◆ Capacitate de organizare și autoorganizare, meticulozitate, acuratețe, abilități de comunicare
- ◆ Capacitate de decizie și asumarea responsabilității
- ◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale
- ◆ Capacitate de a lucra sigur și în echipă
- ◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate

V. Limite de competență :

- ◆ Nu este autorizat să formuleze opinii și interpretări ale analizelor medicale
- ◆ Execută activitate de coordonare și control numai în compartimentul de biochimie

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Minimum 5 ani ca și chimist principal pentru șef compartiment
- ◆ Minimum 5 ani ca și chimist specialist pentru chimist principal
- ◆ Minimum 4 ani ca și chimist pentru chimist specialist

VI. Autorizări :

- ◆ Certificat de membru eliberat de Autoritatea de Sănătate Publică
- ◆ Decizia Nr. _____
- ◆ Decizia Nr. _____

Data, _____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cu-noștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare.

FIȘA POSTULUI

Denumire post :

Îngrijitor

Poziția în COR/Cod : 513205

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale ;

Nivelul postului : execuție

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Medicului Șef de laborator și funcțiilor ierarhice superioare îngrijitorului (laborant, asistent medical laborator, șef compartiment)

♦ are în subordine : Nu este cazul

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu alți îngrijitori

c) Reprezentare (colaborare, consultanță):

♦ Nu este cazul

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Asigurarea unui mediu curat, sigur și îngrijit, pentru personalul laboratorului de analize medicale și păstrarea imaginii laboratorului în relație cu beneficiarii interni și externi

2.Obiectivele postului :

♦ Asigurarea curățeniei și dezinfecției în compartimentele de lucru și în spațiile anexe

♦ Păstrarea și curățarea în bune condiții a mobilierului

♦ Asigurarea decontaminării și spălării sticlăriei reciclabile

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

- ◆ Asigură curățarea și decontaminarea zilnică a pardoselilor și suprafețelor inerte din compartimentele de lucru
- ◆ Asigură curățarea zilnică a spațiilor comune ale laboratorului: coridoare, casa scărilor, camera de receptură, cabinet de recoltare, boxă de turnare și sterilizare medii de cultură
- ◆ Asigură curățenia, dezinfecția și funcționalitate toaletelor și a obiectelor sanitare
- ◆ Efectuează curățenia lunară conform graficelor, care include curățarea și spălarea pereților, ferestrelor, ușilor, caloriferelor și mobilierului din laborator
- ◆ Efectuează spălarea ori de câte ori este necesar, a suprafețelor externe ale frigiderelor, congelatoarelor, termostatelor, etuvei, autoclavelor și aragazului
- ◆Transportă zilnic gunoiul menajer și materialele septice colectate în recipiente adecvați marcați cu avertismentul “Pericol biologic”, la rampa de gunoi, unde le depozitează conform instrucțiunilor
- ◆ Execută curățarea și spălarea sticlăriei reciclabile conform instrucțiunilor de lucru
- ◆ Păstrează curățenia și ordinea în laborator
- ◆ Asigură curățarea și decontaminarea recipientelor de gunoi menajer și a cutiilor de transport produse biologice din laborator
- ◆ Pregătește pentru utilizare recipientii (cutii de carton cu saci din material plastic, cutii din material plastic cu capac etanș pentru obiecte tăietoare/înțepătoare) pentru materialul septic, în toate compartimentele de lucru ale laboratorului
- ◆ Aplică metodologia de investigație-sondaj pentru determinarea cantităților de deșuri pe diverse tipuri, în vederea gestionării deșeurilor
- ◆ Respectă circuitele funcționale din laborator
- ◆ Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct (laborant/ asistent laborator/ responsabil analiză /șef compartiment) sau de medicul șef de laborator

4. Responsabilitățile postului

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Are o atitudine politicoasă față de personalul din laborator, pacienți, cât și față de alte persoane cu care vine în contact în cadrul

laboratorului și spitalului

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile de utilizare a echipamentului și aparaturii cu care este abilitat să lucreze
- ◆ Respectă procedurile de utilizare a substanțelor, materialelor și obiectelor folosite pentru curățenie și decontaminare
- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea, a obiectelor de toaletă (chiuvete, WC) ca și a defecțiunilor ivite la instalația de apă și gaz

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă indicațiile producătorilor privind prepararea și condițiile de stocare ale substanțelor folosite pentru curățenie și decontaminare
- ◆ Răspunde de actele pe care le întreprinde și de deciziile luate, conform pregătirii și în limitele competenței sale profesionale
- ◆ Răspunde de menținerea unor standarde înalte ale igienei și curățeniei în laborator

d) Privind sănătatea și securitatea muncii :

- ◆ Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI
- ◆ Respectă regulile de biosiguranță
- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului (privind programul de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.)și Regulamentul de Organizare și Funcționare
- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului, procedurile generale ale laboratorului și spitalului

- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv

de Muncă aplicabil la nivelul spitalului

5. Condițiile de lucru ale postului :

a) Program de lucru de 7 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale (epidemii, focare de toxiinfecție alimentară, etc.)

b) Condiții materiale

♦ spațiu: parterul laboratorului etajul laboratorului

♦ lucrează în condiții de pericol biologic, de praf, umezeală, curent

c) Condiții de formare profesională: participă instruiți

d) Echipament de lucru și protecție: da

e) Buget: nu este cazul

6. Gradul de autonomie

a) Autoritate asupra altor posturi nu are

b) Delegare:

♦ Este înlocuit de îngrijitorul : _____

♦ Înlocuiește îngrijitorul : _____

7. Indicatori de performanță:

♦ Număr reclamații : < 3/an

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

♦ Nivelul de studii: studii medii/postliceale

IV. Competențele postului :

♦ Capacitate de efort fizic necesară la deplasarea mobilierului și a unor echipamente

♦ Capacitate de autoorganizare, meticulozitate

♦ Spirit de ordine și disciplină, corectitudine, flexibilitate, rezistență la efort și stres

♦ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale

♦ Capacitate de subordonare și de a lucra în echipă

♦ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate,

calm, maturitate

- ◆ Bună relaționare cu personalul laboratorului, onestitate
- ◆ Loialitate și capacitate de a lucra cu minimum de supervizare

V. Limite de competență :

- ◆ Nu are activitate de coordonare și control

VI. Experiența de lucru necesară :

◆ Minimum 1 an experiență în activitatea de întreținere a curățeniei în unități medicale cu paturi

VI. Autorizări :

- ◆ Nu este cazul

Data,_____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cunoștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare

FIȘA POSTULUI

Denumire post :

Laborant

Poziția în COR/Cod : 323101

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale ; Compartiment: _____

Nivelul postului : execuție

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Medicului Șef de laborator și funcțiilor ierarhice superioare laborantului (asistent medical laborator, responsabil analiză, șef de compartiment)

♦ are în subordine : Îngrijitoarea

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu alți laboranți

c) Reprezentare (colaborare, consultanță): nu e cazul

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Asigură servicii competente și de calitate privind pregătirea reactivilor, mediilor de cultură și materialelor de laborator necesare efectuării analizelor medicale.

2.Obiectivele postului :

♦ Asigurarea asistenței calificate necesare derulării activității responsabililor de analize în vederea executării conform procedurilor specifice a analizelor de laborator

♦ Asigurarea operativă a activităților de preparare/reconstituire a mediilor de cultură, reactivilor de laborator, decontaminare/sterilizare și înregistrările aferente acestora

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

- ◆ Asigură prepararea mediilor de cultură și a reactivilor de laborator (coloranți, soluții de lucru, reactivi) conform procedurilor specifice și instrucțiunilor de lucru
- ◆ Efectuează sterilizarea materialelor infecte
- ◆ Verifică modul și calitatea spălării sticlăriei reciclabile
- ◆ Pregătește sticlăria de laborator pentru sterilizare
- ◆ Efectuează sterilizarea sticlăriei de laborator și a mediilor de cultură
- ◆ Verifică și înregistrează eficiența sterilizării prin teste biologice și chimice
- ◆ Asigură curățarea și decontaminarea zilnică a suprafețelor de lucru, și curățarea periodică a interioarelor frigiderelor/vitrinelor frigorifice/congelatoare/autoclavelor și etuveilor din spațiul în care își desfășoară activitatea
- ◆ Întreține în bună stare centrifugile, pipetele automate, băile termostate, balanțele, etc. cu care lucrează
- ◆ Înregistrează pe grafice, temperatura și umiditatea aerului ca și temperatura indicată de frigiderule, termostatele, autoclavele și etuvele din spațiul în care își desfășoară activitatea
- ◆ Preia de la gestionarii spitalului, pe baza bonului de consum reactivii și materialele de laborator ca și materialele de curățenie și dezinfecție
- ◆ Răspunde de evidența materialelor de curățenie și dezinfecție recepționate și de înregistrările din registrul de evidență preparare reactivi
- ◆ Prezintă medicului șef de laborator necesarul de materiale pentru sistemul de gestionare a deșeurilor periculoase
- ◆ Supraveghează efectuarea curățeniei conform graficului zilnic și lunar în compartimentul în care își desfășoară activitatea
- ◆ Execută toate lucrările de laborator care sunt de competența sa la indicația medicului/chimistului principal și numai sub supravegherea acestuia
- ◆ Asigură ordinea și curățenia suprafețelor de lucru din compartimentul în care își desfășoară activitatea
- ◆ Răspunde prompt la toate chemările de urgență
- ◆ Aplică metodologia de investigație-sondaj pentru determinarea cantităților de deșuri pe diverse tipuri, în vederea gestionării deșeurilor
- ◆ Verifică modul de stocare temporară a deșeurilor septice și a gunoierului menajer
- ◆ Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct (șef compartiment/responsabil analiză/asistent laborator) sau de medicul șef de

laborator

4. Responsabilitățile postului

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Asigură relații profesionale cu întreg personalul laboratorului și spitalului
- ◆ Asigură prin întreaga atitudine și abordare o imagine profesională și de calitate a laboratorului și spitalului
- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul compartimentului și în raporturile cu alte compartimente
- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu
- ◆ Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate colegilor și superiorilor ierarhici
- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm, având o atitudine politicoasă atât față de colegi, față de medici, biologi, chimiști, pacienți, cât și față de alte persoane cu care vine în contact în cadrul laboratorului și spitalului

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii cu care este abilitat să lucreze
- ◆ Execută întreținerea zilnică/periodică a echipamentelor din dotare cu care este abilitat să lucreze (pipete automate, pipete electronice, băi termostatate, balanțe, centrifugi, etuve, autoclave, etc.)
- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă indicațiile producătorilor privind prepararea și condițiile de stocare ale mediilor de cultură și reactivilor de laborator
- ◆ Răspunde de actele pe care le întreprinde și de deciziile luate, conform pregătirii și în limitele competenței sale profesionale
- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților

d) Privind sănătatea și securitatea muncii :

- ◆ Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI
- ◆ Respectă regulile de biosiguranță
- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului (privind programul de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.)și Regulamentul de Organizare și Funcționare
- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului, procedurile generale ale laboratorului și spitalului
- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul spitalului

5. Condițiile de lucru ale postului :

- a) Program de lucru de 7 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale (epidemii, focare de toxiinfecție alimentară, etc.) Nu efectuează contravizite
- b) Condiții materiale
 - ◆ spațiu: compartimentul de _____
 - ◆ lucrează în condiții de pericol biologic
- c) Condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, instruiți, abonamente la reviste de specialitate etc.
- d) Echipament de lucru și protecție: da
- e) Buget: nu este cazul

6. Gradul de autonomie

- a) Autoritate asupra altor posturi decât cele aflate în subordinea directă: nu are

b) Delegare:

- ◆ Este înlocuit de asistentul de laborator _____

7. Indicatori de performanță:

- ◆ Număr reclamații : < 3/an

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

- ◆ Nivelul de studii: studii medii/postliceale

IV. Competențele postului :

- ◆ Capacitate de autoorganizare, meticulozitate, acuratețe
- ◆ Spirit de ordine și disciplină, corectitudine, flexibilitate, rezistență la efort și stres
- ◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale
- ◆ Capacitate de subordonare și de a lucra în echipă
- ◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate, calm, maturitate

V. Limite de competență :

- ◆ Nu are activitate de coordonare și control

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Minimum 2 ani experiență în activitatea de laborator de analize medicale

VI. Autorizări :

- ◆ Certificat de membru eliberată de Colegiul Asistenților medicali din România

Data, _____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cunoștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare

FIȘA POSTULUI

Denumire post :

Medic Primar Medicină de Laborator

Poziția în COR/Cod : 222108

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale ;Compartiment: _____

Nivelul postului : execuție (responsabil analiză)

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Medicului șef de laborator și medicului șef de compartiment

♦ are în subordine : Asistentul /asistenții de laborator/ ce deservesc compartimentul _____

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu toți responsabili de analiză/șefii de compartimente din Laboratorul de Analize Medicale

c) Reprezentare (colaborare ,consultanță) :

♦ Cu medicii specialiști din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase exclusiv pe probleme legate de analize medicale , în scopul furnizării de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului dintre spital si casa de asigurări de sănătate

♦ Cu Organismele de evaluare externă pentru verificarea competenței tehnice , atunci când șeful de compartiment nu este prezent

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Asigură analiza prin metode specifice a probelor biologice provenite din organismul uman și interpretarea rezultatelor, în vederea furnizării informațiilor necesare pentru stabilirea diagnosticului, prevenirea și tratarea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate.

2.Obiectivele postului :

- ◆ Execuția la timp și de bună calitate a analizelor specifice din compartimentul _____, solicitate de beneficiarii interni și externi
- ◆ Furnizarea în timp util către beneficiarii interni și externi a rezultatelor analizelor de laborator
- ◆ Consiliere asupra interpretării rezultatelor analizelor și după caz a investigațiilor ulterioare

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

- ◆ Elaborează procedurile specifice, instrucțiunile de lucru și control sub îndrumarea șefului de compartiment, pentru analizele din compartimentul _____, asigurând utilizarea exclusivă a documentelor valabile, verificate de managerul calității și aprobate de medicul șef de laborator (managerul tehnic)
- ◆ Înregistrează/verifică înregistrarea bonurilor de comenzi interne pentru analize, în registrele de lucru
- ◆ Execută în conformitate cu procedurile specifice, analizele medicale pentru care este responsabil, verifică și avizează analizele efectuate de asistenții de laborator din subordine
- ◆ Înregistrează rezultatele analizelor în registrele de lucru
- ◆ Analizează rezultatele și le introduce în sistemul informatic, completând buletinul de analiză pe care îl parafează
- ◆ Completează referatul de necesitate pentru achiziția reactivilor și materialelor de laborator din compartimentul în care își desfășoară activitatea, și-l prezintă spre avizare medicului șef de laborator
- ◆ Verifică termenul de valabilitate și gradul de conformitate al specificațiilor tehnice declarate de furnizori cu metodele de lucru/ echipamentele de lucru, prin control intern de calitate
- ◆ Înregistrează în registrul de evidență reactivii primiți și mișcările produselor (intrări/ieșiri/stoc), supraveghează păstrarea în condiții de securitate a reactivilor și utilizarea lor în termenul de valabilitate
- ◆ Analizează probele biologice din cadrul programelor de control extern de calitate
- ◆ Răspunde de modul în care sunt întocmite și colectate înregistrările din compartimentul _____ precum și de păstrarea integrității și confidențialității lor pe parcursul anului în curs
- ◆ Identifică posibile neconformități și oportunități de îmbunătățire

a activității, semnalează în scris superiorului ierarhic, neconformitățile constatate

- ◆ Efectuează codificarea analizelor și avizează centralizarea datelor statistice lunare și anuale corespunzătoare compartimentului

- ◆ Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului din subordine

- ◆ Îndrumă activitatea practică a rezidenților în medicina de laborator, repartizați

- ◆ Participă la raportul de gardă

- ◆ Asigură accesul auditorului în compartimentul de lucru, pune la dispoziția acestuia toate documentele și înregistrările necesare desfășurării auditului în condiții optime și participă la analiza efectuată de management când este convocat

- ◆ Răspunde prompt la toate solicitările de urgență

- ◆ Efectuează analizele și testele din programele de cercetare conform protocolului stabilit de responsabilul pe probleme de cercetare al laboratorului și spitalului

- ◆ Monitorizează condițiile de mediu și verifică efectuarea curățeniei conform graficelor zilnice și lunare , din compartimentul de lucru

- ◆ Execută orice dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații acestuia

4. Responsabilitățile postului

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Asigură relații profesionale cu întreg personalul laboratorului și spitalului

- ◆ Asigură prin întreaga atitudine și abordare o imagine profesională și de calitate a laboratorului și spitalului

- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul compartimentului și în raporturile cu alte compartimente

- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu

- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm și competiție fair-play

- ◆ Răspunde de calitatea activității și de pregătirea personalului mediu din subordine

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii din dotarea compartimentului/laboratorului
- ◆ Execută întreținerea zilnică a aparaturii din dotarea compartimentului (analizoare, echipamente de înaltă performanță)
- ◆ Semnalează responsabilului cu echipamentele apropierea termenului de expirare a unui anumit certificat al aparatului
- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea
- ◆ Nu permite persoanelor neautorizate să manipuleze aparatura de care răspunde

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă procedurile specifice de lucru în vigoare, aprobate de șeful de laborator
- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților compartimentului

d) Privind sănătatea și securitatea muncii:

- ◆ Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI
- ◆ Respectă regulile de biosiguranță
- ◆ Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/PSI pentru a evita producerea de accidente
- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic din compartimentul de lucru

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului (privind programul de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.) și Regulamentul de Organizare și Funcționare al spitalului

- ◆ Respectă procedurile de lucru specifice laboratorului

- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului, procedurile generale ale laboratorului și spitalului
- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul spitalului
- ◆ Respectă secretul profesional și Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România
- ◆ Răspunde de păstrarea confidențialității asupra rezultatelor analizelor de laborator, datelor de identificare, afecțiunilor pacienților precum și a documentelor generate intern privind acreditarea laboratorului

5. Condițiile de lucru ale postului :

- a) Program de lucru de 7 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale (epidemii, focare de toxiinfecție alimentară,) asigurând alternativ împreună cu ceilalți medici, garzile zilnice, potrivit graficului întocmit de către medicul șef de laborator sau în situații deosebite, din dispoziția acestuia, cât și serviciul în zilele de sâmbătă/duminică/sărbători legale
- b) Condiții materiale
 - ◆ spațiu: compartimentul de _____
 - ◆ lucrează în condiții de pericol biologic
- c) Condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, workshopuri, prezentări, abonamente la reviste de specialitate etc.
- d) Echipament de lucru și protecție: da
- e) Buget: nu este cazul

6. Gradul de autonomie

- a) Autoritate asupra altor posturi decât cele aflate în subordinea directă: nu are
- b) Delegare:
 - ◆ Înlocuiește alt medic primar medicină de laborator _____
 - ◆ Este înlocuit de alt medic primar medicină de laborator _____

7. Indicatori de performanță:

- ◆ Indice de concordanță prin control extern de calitate: 90-100%
- ◆ Număr reclamații: < 3/an și compartiment

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

- ◆ Nivelul de studii: studii superioare-institut/universitate de medicina și farmacie
- ◆ Specializare: medicină de laborator(microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)
- ◆ Cunoștințe de limbi străine: limba engleză (nivel mediu)
- ◆ Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)

IV. Competențele postului :

- ◆ Competențe în medicina de laborator
- ◆ Gândire și capacitate de analiză și sinteză
- ◆ Capacitate de interpretare a rezultatelor analizelor de laborator
- ◆ Cunoașterea tehnicilor de laborator (microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)
- ◆ Capacitate de organizare și autoorganizare, meticulozitate, acuratețe, abilități de comunicare
- ◆ Capacitate de decizie și asumarea responsabilității
- ◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale
- ◆ Capacitate de a lucra singur și în echipă
- ◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate

V. Limite de competență :

- ◆ Este autorizat să formuleze opinii și interpretări ale analizelor medicale
- ◆ Execută activitate de control asupra personalului din subordine și numai în compartimentul în care își desfășoară activitatea

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Rezidențiat în medicina de laborator
- ◆ Minimum 5 ani experiență ca medic specialist în specialitatea medicină de laborator

VI. Autorizări :

- ♦ Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România
- ♦ Numit responsabil analiză prin decizia: _____

Data, _____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cunoștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare.

FIȘA POSTULUI

Denumire post :

Medic Primar Medicină de Laborator

Poziția în COR/Cod : 222108

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale ;Compartiment: _____

Nivelul postului: coordonare(șef compartiment)

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Medicului Șef de laborator

♦ are în subordine : Medicul de laborator/asistentul /asistenții de laborator/ laborantul, ce deservește compartimentul _____

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu toți responsabilii de analiză/șefii de compartimente din Laboratorul de Analize Medicale

c) Reprezentare (colaborare ,consultanță) :

♦ Cu medicii specialiști din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase exclusiv pe probleme legate de analize medicale , în scopul furnizării de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului dintre spital și casa de asigurări de sănătate

♦ Cu Organismele de evaluare externă pentru verificarea competenței tehnice

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Asigură analiza prin metode specifice a probelor biologice provenite din organismul uman și interpretarea rezultatelor, în vederea furnizării informațiilor necesare pentru stabilirea diagnosticului, prevenirea și tratarea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate.

2.Obiectivele postului :

- ◆ Execuția la timp și de bună calitate a analizelor specifice din compartimentul _____, solicitate de beneficiarii interni și externi
- ◆ Furnizarea în timp util către beneficiarii interni și externi a rezultatelor analizelor de laborator
- ◆ Consiliere asupra interpretării rezultatelor analizelor și după caz a investigațiilor ulterioare
- ◆ Coordonarea activităților din compartimentul _____

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

- ◆ Elaborează procedurile specifice, instrucțiunile de lucru și control pentru analizele din compartimentul _____, asigurând utilizarea exclusivă a documentelor valabile, verificate de managerul calității și aprobate de medicul șef de laborator (managerul tehnic)
- ◆ Înregistrează/verifică înregistrarea bonurilor de comenzi interne pentru analize, în registrele de lucru
- ◆ Execută în conformitate cu procedurile specifice, analizele medicale pentru care este responsabil, verifică și avizează analizele efectuate de asistenții de laborator din subordine
- ◆ Înregistrează rezultatele analizelor în registrele de lucru
- ◆ Analizează rezultatele și le introduce în sistemul informatic, completând buletinul de analiză pe care îl parafează
- ◆ Completează referatul de necesitate pentru achiziția reactivilor și materialelor de laborator din compartimentul în care își desfășoară activitatea, și-l prezintă spre avizare medicului șef de laborator
- ◆ Verifică termenul de valabilitate și gradul de conformitate al specificațiilor tehnice declarate de furnizori cu metodele de lucru/ echipamentele de lucru, prin control intern de calitate
- ◆ Înregistrează în registrul de evidență reactivii primiți și mișcările produselor (intrări/ieșiri/stoc), supraveghează păstrarea în condiții de securitate a reactivilor și utilizarea lor în termenul de valabilitate
- ◆ Analizează probele biologice din cadrul programelor de control extern de calitate
- ◆ Răspunde de modul în care sunt întocmite și colectate înregistrările din compartimentul _____ precum și de păstrarea integrității și confidențialității lor pe parcursul anului în curs
- ◆ Identifică posibile neconformități și oportunități de îmbunătățire

a activității, semnalează în scris superiorului ierarhic, neconformitățile constatate

- ◆ Efectuează codificarea analizelor și avizează centralizarea datelor statistice lunare și anuale corespunzătoare compartimentului

- ◆ Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului din subordine

- ◆ Îndrumă activitatea practică a rezidenților în medicina de laborator, repartizați

- ◆ Participă la raportul de gardă

- ◆ Asigură accesul auditorului în compartimentul de lucru, pune la dispoziția acestuia toate documentele și înregistrările necesare desfășurării auditului în condiții optime și participă la analiza efectuată de management când este convocat

- ◆ Răspunde prompt la toate solicitările de urgență

- ◆ Efectuează analizele și testele din programele de cercetare conform protocolului scris, stabilit de responsabilul pe probleme de cercetare al laboratorului / spitalului

- ◆ Monitorizează condițiile de mediu și verifică efectuarea curățeniei conform graficelor zilnice și lunare , din compartimentul de lucru

- ◆ Execută orice dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații acestuia

4. Responsabilitățile postului

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Asigură relații profesionale cu întreg personalul laboratorului și spitalului

- ◆ Asigură prin întreaga atitudine și abordare o imagine profesională și de calitate a laboratorului și spitalului

- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul compartimentului și în raporturile cu alte compartimente

- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu

- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm și competiție fair-play

- ◆ Răspunde de calitatea activității și de pregătirea personalului mediu din subordine

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii din dotarea compartimentului/laboratorului
- ◆ Execută întreținerea zilnică a aparaturii din dotarea compartimentului (analizoare, echipamente de înaltă performanță)
- ◆ Semnalează în scris, responsabilului cu echipamentele apropierea termenului de expirare a unui anumit certificat al aparatului
- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea
- ◆ Nu permite persoanelor neautorizate să manipuleze aparatura de care răspunde

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă procedurile specifice de lucru în vigoare, aprobate de șeful de laborator
- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților compartimentului

d) Privind sănătatea și securitatea muncii:

- ◆ Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI
- ◆ Respectă regulile de biosiguranță
- ◆ Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/PSI pentru a evita producerea de accidente
- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic din compartimentul de lucru

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului (privind programul de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.) și Regulamentul de Organizare și Funcționare al spitalului
- ◆ Respectă procedurile de lucru specifice laboratorului
- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului, procedurile generale ale laboratorului și spitalului

- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul spitalului
- ◆ Respectă secretul profesional și Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România
- ◆ Răspunde de păstrarea confidențialității asupra rezultatelor analizelor de laborator, datelor de identificare, afecțiunilor pacienților precum și a documentelor generate intern privind acreditarea laboratorului

5. Condițiile de lucru ale postului :

- a) Program de lucru : 7 ore pe zi / 3,5 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale (epidemii, focare de toxiinfecție alimentară,) asigurând alternativ împreună cu ceilalți medici, contravizitele zilnice, potrivit graficului întocmit de către medicul șef de laborator sau în situații deosebite din dispoziția acestuia, cât și serviciul în zilele de sâmbătă/duminică/sărbători legale (pentru cei cu normă întreagă)
- b) Condiții materiale
 - ◆ spațiu: compartimentul de _____
 - ◆ lucrează în condiții de pericol biologic
- c) Condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, workshopuri, prezentări, abonamente la reviste de specialitate etc.
- d) Echipament de lucru și protecție: da
- e) Buget: nu este cazul

6. Gradul de autonomie

- a) Autoritate asupra altor posturi decât cele aflate în subordinea directă: nu are
- b) Delegare:
 - ◆ Înlocuiește alt medic primar medicină de laborator _____
 - ◆ Este înlocuit de alt medic primar medicină de laborator _____

7. Indicatori de performanță:

- ◆ Indice de concordanță prin control extern de calitate: 90-100%
- ◆ Număr reclamații: < 3/an și compartiment

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

- ◆ Nivelul de studii: studii superioare-institut/universitate de medicina și farmacie
- ◆ Specializare: medicină de laborator(microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)
- ◆ Cunoștințe de limbi străine: limba engleză (nivel mediu)
- ◆ Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)

IV. Competențele postului :

- ◆ Competențe în medicina de laborator
- ◆ Gândire și capacitate de analiză și sinteză
- ◆ Capacitate de interpretare a rezultatelor analizelor de laborator
- ◆ Cunoașterea tehnicilor de laborator (microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)
- ◆ Capacitate de organizare și autoorganizare, meticulozitate, acuratețe, abilități de comunicare
- ◆ Capacitate de decizie și asumarea responsabilității
- ◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale
- ◆ Capacitate de a lucra singur și în echipă
- ◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate

V. Limite de competență :

- ◆ Este autorizat să formuleze opinii și interpretări ale analizelor medicale
- ◆ Execută activitate de coordonare și control numai în compartimentul în care își desfășoară activitatea

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Minimum 5 ani experiență de medic primar în specialitatea medicină de laborator

VI. Autorizări :

- ◆ Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România
- ◆ Numit șef compartiment prin decizia: _____

♦ Numit responsabil analiză prin decizia: _____
♦ Alte funcții: _____ prin
decizia _____

Data, _____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cu-noștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare.

FIȘA POSTULUI

Denumire post :

Medic Primar Șef Laborator

Poziția în COR/Cod : 122915

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale

Nivelul postului : coordonare și control

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Managerului General și Directorului Medical

♦ are în subordine : personalul laboratorului (medici, chimiști, biologi, asistenți medicali laborator, laboranți ,îngrijitori)

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu Medicii șefi de secții din spital , Compartimentul financiar-contabil, Compartimentul achiziții publice, Serviciul RUNOS

c) Reprezentare (colaborare ,consultanță) :

♦ Cu medicii specialiști din spital, în scopul furnizării de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului dintre spital si casa de asigurări de sănătate, cu autoritățile sanitare locale, reprezintă interesele laboratorului față de organismele de acreditare, față de auditorii externi și față de beneficiari, privitor la competența tehnică a laboratorului

♦ Cu Organismele de evaluare externă pentru verificarea competențelor tehnice

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Organizarea, coordonarea, monitorizarea și supervizarea activităților din Laboratorul de Analize Medicale în conformitate cu legislația specifică în vigoare (Ordinul Ministerului Sănătății Publice Nr. 1301/20.07.2007, Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 320/15.02.2007)

2.Obiectivele postului :

- ◆ Organizarea întregii activități din compartimentele microbiologie- 01și 02, imunologie-serologie- 03, hematologie- 04, biochimie- 05 și cabinetului de recoltare produse biologice-06, din laborator
- ◆ Asigurarea aprovizionării cu reactivi, materiale și echipamente de laborator necesare execuției la timp și de bună calitate a tuturor analizelor specifice din laborator, solicitate de beneficiarii interni și externi
- ◆ Asigurarea furnizării în timp util către beneficiarii interni și externi a rezultatelor analizelor de laborator
- ◆ Consiliere asupra interpretării rezultatelor analizelor și după caz a investigațiilor ulterioare

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

- ◆ Coordonează tehnic și răspunde de activitatea laboratorului, monitorizând în permanență desfășurarea analizelor
- ◆ Întocmește necesarul anual de reactivi de laborator, medii de cultură (inclusiv a specificațiilor tehnice pentru acestea), materiale sanitare, materiale de curățenie/ dezinfecție, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (service aparate și echipamente), formulare de solicitare analize și registre de evidență primară pentru laborator
- ◆ Informează conducerea spitalului asupra necesităților de reparații generale/ curente în laborator precum și a achiziționării de aparate și echipamente de laborator performante
- ◆ Verifică gestionarea și utilizarea rațională a reactivilor și materialelor de laborator, ca și a materialelor sanitare , de curățenie și dezinfecție
- ◆ Supraveghează și verifică păstrarea în condiții de securitate a reactivilor din laborator
- ◆ Propune participarea la programe de control extern de calitate pentru analizele de laborator
- ◆ Verifică manualul calității, procedurile generale, operaționale și modificările acestora; aprobă procedurile specifice și instrucțiunile de lucru și modificările lor; elaborează procedurile specifice și instrucțiunile de lucru pentru analizele la care este responsabil
- ◆ Execută analizele medicale pentru care este responsabil
- ◆ Înregistrează în registrul de evidență reactivii primiți și mișcările produselor (intrări/ieșiri/stoc), supraveghează păstrarea în condiții de securitate a reactivilor și utilizarea lor în termenul de valabilitate

- ♦ Analizează probele biologice din cadrul programelor de control extern de calitate

- ♦ Identifică posibile neconformități și oportunități de îmbunătățire a activității, semnalează în scris superiorului ierarhic, neconformitățile constatate

- ♦ Verifică activitatea personalului subordonat și se preocupă de documentarea asupra unor tehnici și metode noi de laborator

- ♦ Supraveghează păstrarea condițiilor igienico-sanitare de la locul de muncă, disciplina, ținuta corectă și comportamentul personalului din subordine

- ♦ Verifică zilnic condica de prezență și efectuarea integrală a programului de lucru; răspunde de asigurarea cu personal a compartimentelor laboratorului atât dimineața cât și la contravizite, sâmbăta, duminica și sărbători legale

- ♦ Întocmește fișele de post pentru personalul laboratorului pe care le supune aprobării managerului general și fișele de apreciere anuale ale acestora

- ♦ Urmărește încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul laboratorului

- ♦ Efectuează codificarea analizelor din compartimentul de lucru și asigură centralizarea și transmiterea datelor statistice în legătură cu activitatea laboratorului

- ♦ Efectuează analizele și testele din programele de cercetare conform protocolului stabilit de responsabilul pe probleme de cercetare al laboratorului și spitalului

- ♦ Verifică înregistrările privind condițiile de mediu și verifică efectuarea curățeniei conform graficelor zilnice și lunare , din laborator

- ♦ Execută orice dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații acestuia

- ♦ Răspunde de calitatea activității și de pregătirea personalului mediu din subordine

4. Responsabilitățile postului

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ♦ Asigură relații profesionale cu întreg personalul laboratorului și spitalului

- ♦ Asigură prin întreaga atitudine și abordare o imagine profesională și de calitate a laboratorului și spitalului

- ♦ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul laboratorului

- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu
- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm și competiție fair-play
- ◆ Răspunde de calitatea activității și de instruirea personalului mediu din subordine

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii din dotarea compartimentului/laboratorului
- ◆ Verifică întreținerea zilnică a aparaturii din dotarea laboratorului (analizoare, echipamente de înaltă performanță)
- ◆ Semnalează responsabilului cu echipamentele apropierea termenului de expirare a unui anumit certificat al aparatului
- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea
- ◆ Nu permite persoanelor neautorizate să manipuleze aparatura de laborator

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă procedurile specifice de lucru în vigoare
- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților laboratorului

d) Privind sănătatea și securitatea muncii:

- ◆ Răspunde de instructajul privind normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI
- ◆ Respectă regulile de biosiguranță
- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic din laborator

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului (privind programul

de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.) și Regulamentul de Organizare și

Funcționare al spitalului

- ◆ Respectă procedurile de lucru specifice laboratorului
- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului, procedurile generale ale laboratorului și spitalului
- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul spitalului
- ◆ Respectă secretul profesional și Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România
- ◆ Răspunde de păstrarea confidențialității asupra rezultatelor analizelor de laborator, datelor de identificare, afecțiunilor pacienților precum și a documentelor generate intern privind acreditarea laboratorului

5. Condițiile de lucru ale postului :

a) Program de lucru de 7 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale (epidemii, focare de toxiinfecție alimentară,) asigurând alternativ împreună cu ceilalți medici serviciul în zilele de sâmbătă/duminică/sărbători legale precum și garzile zilnice.

b) Condiții materiale

- ◆ spațiu: compartimentul de _____
- ◆ lucrează în condiții de pericol biologic

c) Condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, workshopuri, prezentări, abonamente la reviste de specialitate etc.

d) Echipament de lucru și protecție: da

e) Buget: nu are

6. Gradul de autonomie

a) Autoritate asupra activității din laborator și asupra întregului personal de laborator

b) Delegare:

- ◆ Înlocuiește alt medic primar medicină de laborator _____
- ◆ Este înlocuit de alt medic primar medicină de laborator _____

7. Indicatori de performanță:

- ◆ asigurarea îndeplinirii tuturor sarcinilor și responsabilităților care-i revin

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

- ◆ Nivelul de studii: studii superioare-institut/universitate de medicina și farmacie
- ◆ Specializare: medicină de laborator(microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)
- ◆ Cunoștințe de limbi străine: limba engleză nivel mediu
- ◆ Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)

IV. Competențele postului :

- ◆ Competențe în medicina de laborator
- ◆ Gândire și capacitate de analiză și sinteză
- ◆ Capacitate de interpretare a rezultatelor analizelor de laborator
- ◆ Cunoașterea tehnicilor de laborator (microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)
- ◆ Capacitate de organizare și autoorganizare, meticulozitate, acuratețe, abilități de comunicare
- ◆ Capacitate de decizie și asumarea responsabilității
- ◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale
- ◆ Capacitate de a lucra singur și în echipă
- ◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate
- ◆ Capacitate de evaluare, capacitate de ascultare activă, comunicare eficientă, spirit de observație și gândire de ansamblu, capacitate de coordonare și de a lua decizii

V. Limite de competență :

- ◆ Este autorizat să formuleze opinii și interpretări ale analizelor medicale
- ◆ Execută activitate de control în toate compartimentele laboratorului , din punct de vedere tehnic și asupra personalului din subordine

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Minimum 5 ani experiență ca medic primar în specialitatea

medicină de laborator și șef compartiment

VI. Autorizări :

- ◆ Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România
- ◆ Numit responsabil analiză prin decizia: _____
- ◆ Numit șef laborator prin decizia: _____
- ◆ Contract de administrare Nr. _____

Data, _____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cunoștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare.

FIȘA POSTULUI

Denumire post :

Medic Specialist Medicină de Laborator

Poziția în COR/Cod : 222108

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale ;Compartiment: _____

Nivelul postului : execuție (responsabil analiză)

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Medicului șef de laborator și medicului șef de compartiment

♦ are în subordine : Asistentul /asistenții de laborator/ ce deservesc compartimentul _____

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu toți responsabilii de analiză/șefii de compartimente din Laboratorul de Analize Medicale

c) Reprezentare (colaborare ,consultanță) :

♦ Cu medicii specialiști din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase exclusiv pe probleme legate de analize medicale , în scopul furnizării de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform contractului dintre spital si casa de asigurări de sănătate

♦ Cu Organismele de evaluare externă pentru verificarea competenței tehnice , atunci când șeful de compartiment nu este prezent

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Asigură analiza prin metode specifice a probelor biologice provenite din organismul uman și interpretarea rezultatelor, în vederea furnizării informațiilor necesare pentru stabilirea diagnosticului, prevenirea și tratarea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate.

2.Obiectivele postului :

- ♦ Execuția la timp și de bună calitate a analizelor specifice din compartimentul _____, solicitate de beneficiarii interni și externi
- ♦ Furnizarea în timp util către beneficiarii interni și externi a rezultatelor analizelor de laborator
- ♦ Consiliere asupra interpretării rezultatelor analizelor și după caz a investigațiilor ulterioare

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

- ♦ Elaborează procedurile specifice, instrucțiunile de lucru și control sub îndrumarea șefului de compartiment, pentru analizele din compartimentul _____, asigurând utilizarea exclusivă a documentelor valabile, verificate de managerul calității și aprobate de medicul șef de laborator (managerul tehnic)
- ♦ Înregistrează/verifică înregistrarea bonurilor de comenzi interne pentru analize, în registrele de lucru
- ♦ Execută în conformitate cu procedurile specifice, analizele medicale pentru care este responsabil, verifică și avizează analizele efectuate de asistenții de laborator din subordine
- ♦ Înregistrează rezultatele analizelor în registrele de lucru
- ♦ Analizează rezultatele și le introduce în sistemul informatic, completând buletinul de analiză pe care îl parafează
- ♦ Completează referatul de necesitate pentru achiziția reactivilor și materialelor de laborator din compartimentul în care își desfășoară activitatea, și-l prezintă spre avizare medicului șef de laborator
- ♦ Verifică termenul de valabilitate și gradul de conformitate al specificațiilor tehnice declarate de furnizori cu metodele de lucru/ echipamentele de lucru, prin control intern de calitate
- ♦ Înregistrează în registrul de evidență reactivii primiți și mișcările produselor (intrări/ieșiri/stoc), supraveghează păstrarea în condiții de securitate a reactivilor și utilizarea lor în termenul de valabilitate
- ♦ Analizează probele biologice din cadrul programelor de control extern de calitate
- ♦ Răspunde de modul în care sunt întocmite și colectate înregistrările din compartimentul _____ precum și de păstrarea integrității și confidențialității lor pe parcursul anului în curs
- ♦ Identifică posibile neconformități și oportunități de îmbunătățire a activității, semnalează în scris superiorului ierarhic, neconformitățile

constatate

- ◆ Efectuează codificarea analizelor și avizează centralizarea datelor statistice lunare și anuale corespunzătoare compartimentului
- ◆ Răspunde de disciplina, ținuta și comportamentul personalului din subordine
- ◆ Îndrumă activitatea practică a rezidenților în medicina de laborator, repartizați
- ◆ Participă la raportul de gardă
- ◆ Asigură accesul auditorului în compartimentul de lucru, pune la dispoziția acestuia toate documentele și înregistrările necesare desfășurării auditului în condiții optime și participă la analiza efectuată de management când este convocat
- ◆ Răspunde prompt la toate solicitările de urgență
- ◆ Efectuează analizele și testele din programele de cercetare conform protocolului stabilit de responsabilul pe probleme de cercetare al laboratorului și spitalului
- ◆ Monitorizează condițiile de mediu și verifică efectuarea curățeniei conform graficelor zilnice și lunare , din compartimentul de lucru
- ◆ Execută orice dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații acestuia

4. Responsabilitățile postului

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Asigură relații profesionale cu întreg personalul laboratorului și spitalului
- ◆ Asigură prin întreaga atitudine și abordare o imagine profesională și de calitate a laboratorului și spitalului
- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul compartimentului și în raporturile cu alte compartimente
- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu
- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm și competiție fair-play
- ◆ Răspunde de calitatea activității și de pregătirea personalului mediu din subordine

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamen-

tului și aparaturii din dotarea compartimentului/laboratorului

- ◆ Execută întreținerea zilnică a aparaturii din dotarea compartimentului (analizoare, echipamente de înaltă performanță)
- ◆ Semnalează responsabilului cu echipamentele apropierea termenului de expirare a unui anumit certificat al aparatului
- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea
- ◆ Nu permite persoanelor neautorizate să manipuleze aparatura de care răspunde

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă procedurile specifice de lucru în vigoare, aprobate de șeful de laborator
- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților compartimentului

d) Privind sănătatea și securitatea muncii:

- ◆ Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI
- ◆ Respectă regulile de biosiguranță
- ◆ Participă la instructajele organizate, referitoare la Securitatea și Sănătatea Muncii/PSI pentru a evita producerea de accidente
- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului septic din compartimentul de lucru

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului (privind programul de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.) și Regulamentul de Organizare și Funcționare al spitalului
- ◆ Respectă procedurile de lucru specifice laboratorului
- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului, procedurile generale ale laboratorului și spitalului
- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul spitalului

- ◆ Respectă secretul profesional și Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România

- ◆ Răspunde de păstrarea confidențialității asupra rezultatelor analizelor de laborator, datelor de identificare, afecțiunilor pacienților precum și a documentelor generate intern privind acreditarea laboratorului

5. Condițiile de lucru ale postului :

a) Program de lucru de 7 ore pe zi și suplimentar în situații epidemiologice speciale (epidemii, focare de toxinfecție alimentară,) asigurând alternativ împreună cu ceilalți medici, garzile la domiciliu, potrivit graficului întocmit de către medicul șef de laborator sau în situații deosebite, din dispoziția acestuia, cât și serviciul în zilele de sâmbătă/duminică/sărbători legale(după cel puțin 1 an de la angajare)

b) Condiții materiale

- ◆ spațiu: compartimentul de _____

- ◆ lucrează în condiții de pericol biologic

c) Condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, workshopuri, prezentări, abonamente la reviste de specialitate etc.

d) Echipament de lucru și protecție: da

e) Buget: nu este cazul

6. Gradul de autonomie

a) Autoritate asupra altor posturi decât cele aflate în subordinea directă: nu are

b) Delegare:

- ◆ Înlocuiește alt medic primar medicină de laborator _____

- ◆ Este înlocuit de alt medic primar medicină de laborator _____

7. Indicatori de performanță:

- ◆ Indice de concordanță prin control extern de calitate: 90-100%

- ◆ Număr reclamații: < 3/an și compartiment

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

- ◆ Nivelul de studii: studii superioare-institut/universitate de medicina și farmacie
- ◆ Specializare: medicină de laborator(microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)
- ◆ Cunoștințe de limbi străine: limba engleză (nivel mediu)
- ◆ Cunoștințe de operare PC (Word, Excel)

IV. Competențele postului :

- ◆ Competențe în medicina de laborator
- ◆ Gândire și capacitate de analiză și sinteză
- ◆ Capacitate de interpretare a rezultatelor analizelor de laborator
- ◆ Cunoașterea tehnicilor de laborator (microbiologie, imunologie, parazitologie, hematologie)
- ◆ Capacitate de organizare și autoorganizare, meticulozitate, acuratețe, abilități de comunicare
- ◆ Capacitate de decizie și asumarea responsabilității
- ◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale
- ◆ Capacitate de a lucra singur și în echipă
- ◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate

V. Limite de competență :

- ◆ Este autorizat să formuleze opinii și interpretări ale analizelor medicale
- ◆ Execută activitate de control asupra personalului din subordine și numai în compartimentul în care își desfășoară activitatea

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Rezidențiat în medicina de laborator
- ◆ Minimum 1 an experiență ca medic specialist în specialitatea medicină de laborator

VI. Autorizări :

- ◆ Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România
- ◆ Numit responsabil analiză prin decizia: _____

Data,_____

Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cunoștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare.

FIȘA POSTULUI

DENUMIRE POST

Registrator medical

POZIȚIA ÎN COR/COD : 3344

I. Identificarea postului

Numele și prenumele titularului : _____

Denumirea postului : _____

Denumirea oficială a postului : _____

Departament: Laborator Analize Medicale ; Cabinet informatic

Nivelul postului : execuție

Relațiile organizatorice:

a) Ierarhice :

♦ se subordonează : Medicului Șef de laborator și șefului serviciului

Informatizare

♦ are în subordine : nu este cazul

b) Funcționale (colaborare pe orizontală) :

♦ Cu personalul laboratorului

c) Reprezentare (colaborare, consultanță): nu e cazul

II. Descrierea postului

1.Scopul general al postului :

Asigură introducerea, prelucrarea, validarea, gestionarea, transmiterea și securitatea datelor din sistemul informatic al laboratorului

2.Obiectivele postului :

♦ Asigurarea asistenței calificate privind introducerea datelor în sistemul informatic al laboratorului și transmiterea datelor în sistemul informatic al spitalului

♦ Asistarea utilizatorilor de aplicații din laborator

3.Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului :

♦ Primește produsele biologice aduse in laborator

- ◆ Verifica și semnalează modul de trimitere al recomandărilor de analize, precum și concordanța dintre formularul de solicitare analiză și datele înscrise pe eticheta recipientului cu produs biologic

- ◆ Asigură introducerea zilnică a datelor (ID-ul pacientului, data și ora recepționării probelor biologice) conform procedurii operaționale și instrucțiunilor de lucru, în sistemul informatic al laboratorului

- ◆ Inregistrează corect pacienții și analizele în registrele de comandă internă și externă

- ◆ Asigură introducerea și transmiterea zilnică a rezultatelor analizelor de laborator conform procedurii operaționale și instrucțiunilor de lucru, în respectiv din sistemul informatic al laboratorului

- ◆ Introduce și validează date pe suport electronic

- ◆ Transpune pe suporti de stocare datele introduse

- ◆ Gestionează suporturile magnetice

- ◆ Salvează periodic și în situații critice datele introduse

- ◆ Păstrează copiile de siguranță ale datelor salvate

- ◆ Restaurează la nevoie datele salvate și-i ajută pe utilizatori să-și recupereze datele

- ◆ Asigură întreținerea zilnică a calculatoarelor electronice și a componentelor (monitor, imprimantă, stabilizator de tensiune) conectate la acestea

- ◆ Anunță compartimentul Informatizare al spitalului și pe medicul șef de laborator asupra problemelor de introducere și transmitere a datelor sau a defecțiunilor apărute în funcționarea calculatoarelor și a componentelor lor

- ◆ Întocmește referatul de necesitate pentru consumabile și-l prezintă spre avizare medicului șef de laborator

- ◆ Asigură tehnoredactarea procedurilor specifice ale laboratorului sub îndrumarea responsabililor de analize

- ◆ Supraveghează efectuarea curățeniei conform graficului zilnic și lunar în cabinetul în care își desfășoară activitatea

- ◆ Asigură ordinea și curățenia suprafețelor de lucru din cabinetul în care își desfășoară activitatea

- ◆ Execută orice alte dispoziții date de medicul șef de laborator sau de șeful compartimentului Informatizare

4. Responsabilitățile postului

a) Privind relațiile interpersonale/comunicare :

- ◆ Asigură relații profesionale cu întreg personalul laboratorului și spitalului

- ◆ Asigură prin întreaga atitudine și abordare o imagine profesională

și de calitate a laboratorului și spitalului

- ◆ Promovează comunicarea, dialogul , respectul reciproc și transparența în interiorul compartimentului și în raporturile cu alte compartimente

- ◆ Răspunde de menținerea în cadrul laboratorului, a unui climat favorabil îndeplinirii sarcinilor de serviciu

- ◆ Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate colegilor și superiorilor ierarhici

- ◆ Contribuie la realizarea și menținerea în laborator a unei atmosfere de calm, având o atitudine politicoasă atât față de colegi, față de medici, biologi, chimiști, pacienți, cât și față de alte persoane cu care vine în contact în cadrul laboratorului și spitalului

b) Față de echipamentul din dotare :

- ◆ Respectă procedurile specifice legate de utilizarea echipamentului și aparaturii cu care este abilitat să lucreze

- ◆ Execută întreținerea zilnică/periodică a echipamentelor din dotare cu care este abilitat să lucreze (calculatoare electronice și componentele acestora.)

- ◆ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționarea echipamentului cu care își desfășoară activitatea

c) În raport cu obiectivele postului :

- ◆ Respectă indicațiile primite de la șeful compartimentul Informatizare

- ◆ Răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare

- ◆ Răspunde de actele pe care le întreprinde și de deciziile luate, conform pregătirii și în limitele competenței sale profesionale

- ◆ Menține și transmite un standard de profesionalism în realizarea activităților

d) Privind sănătatea și securitatea muncii :

- ◆ Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă și PSI

- ◆ Respectă regulile de biosiguranță

- ◆ Urmărește îndepărtarea și depozitarea corectă a reziduurilor menajere, a instrumentelor și obiectelor tăietoare-înțepătoare și a materialului

septic

e) Privind regulamentele/procedurile de lucru :

- ◆ Respectă Regulamentul Intern al spitalului (privind programul de lucru, programarea și efectuarea concediilor de odihnă, corectitudinea și punctualitatea în întocmirea rapoartelor, privind prejudiciul material și de imagine al spitalului și laboratorului, etc.)și Regulamentul de Organizare și Funcționare

- ◆ Respectă prevederile din Manualul calității laboratorului, procedurile generale ale laboratorului și spitalului

- ◆ Respectă și aplică actele normative în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul spitalului

5. Condițiile de lucru ale postului :

a) Program de lucru de 8 ore pe zi și suplimentar în situații epide-miologice speciale (epidemii, focare de toxiinfecție alimentară, etc.) Nu efectuează contravizite și garzi

b) Condiții materiale

- ◆ spațiu: cabinetul informatic al laboratorului

- ◆ lucrează în condiții de pericol biologic

c) Condiții de formare profesională: participă la cursuri de perfecționare, instruiți, abonamente la reviste de specialitate etc.

d) Echipament de lucru și protecție: da

e) Buget: nu este cazul

6. Gradul de autonomie

a) Autoritate asupra altor posturi: nu are

b) Delegare:

- ◆ Este înlocuit în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale de asistentul de laborator desemnat de șeful de laborator

- ◆ Înlocuiește: nu este cazul

7. Indicatori de performanță:

- ◆ Număr reclamații : < 3/an

8. Perioada de evaluare a performanțelor: anual

III. Specificațiile postului

- ◆ Nivelul de studii: postliceale de specialitate

IV. Competențele postului :

- ◆ Capacitate de autoorganizare, meticulozitate, acuratețe
- ◆ Spirit de ordine și disciplină, corectitudine, flexibilitate, rezistență la efort și stres
- ◆ Disponibilitate la efort prelungit în situații epidemiologice speciale
- ◆ Capacitate de subordonare și de a lucra în echipă
- ◆ Discernământ, capacitate de a rezolva problemele, punctualitate, calm, maturitate

V. Limite de competență :

- ◆ Nu are activitate de coordonare și control

VI. Experiența de lucru necesară :

- ◆ Minimum 2 ani experiență în activitatea specifică de operare calculator electronic

VI. Autorizări :

- ◆ nu este cazul

Data, _____


Numele și semnătura titularului postului,

Intocmit de Sef laborator:

Aprobat

Manager General : _____

Notă: Prin semnarea prezentei, titularul postului atestă că : a luat la cunoștință de cerințele postului, a primit o copie a fișei postului și se obligă să respecte prevederile acesteia, iar în caz de nerespectare a acestor reguli, acceptă sancțiunile disciplinare corespunzătoare



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale**

MANUAL / PROCEDURA GENERALA / PROCEDURA SPECIFICA

.....

COD: ...
Din data de

APROBAT
Manager General
Prof. Dr. Carmen Dorobăț

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

Elaborat:
Responsabil calitate /RA

.....

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Anexa 2

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA COD: PGL –	Editia ... Revizia ... Exemplar nr.
		pag. 1 din 1

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE DOCUMENTE


Denumirea documentului :

Ed./ Rev.	Locul difuzării	Primit				Retras		
		Nr. ex.	Data	Nume	Semn.	Data	Nume	Semn.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

MODEL INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Nume, prenume, semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
				Responsabil Calitate	Şef laborator	Director General



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA GENERALA
GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR**

COD: PGL – 4.0

Editia 2, Revizia 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânaru

Elaborat:
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR COD: PGL – 4.0				Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 2 din 9

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR COD: PGL – 4.0	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag. 3 din 9

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR COD: PGL – 4.0	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 4 din 9
---	--	---

CUPRINS

1. SCOP.....	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4.DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1.Definitii	5
4.2. Prescurtari	6
5.FORMA SI CONTINUTUL UNEI PROCEDURI.....	6
5.1. Forma procedurii documentate	6
5.2. Continutul procedurii documentate.....	7
6.RESPONSABILITATI	9
7.INREGISTRARI	9
ANEXE.....	10

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR COD: PGL – 4.0	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag. 5 din 9

1. SCOP

Prezentul ghid descrie forma si continutul unei proceduri documentate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura este utilizata de Responsabilul Calitatii pentru elaborarea procedurilor generale, responsabilii de analize pentru elaborarea procedurilor specifice, cât si de persoanele desemnate sa verifice si sa aprobe procedurile, respectiv Șeful de laborator, Directorul Medical și Managerul

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII, Cod: MCL – 01

3.2. SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale. Cerințe particulare pentru calitate și competență;

3.3. SR EN ISO 9000 :2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4.DEFINITII SI ABREVIERI

4.1.Definitii

Procedura = mod specific de efectuare a unei activitati;

Note :

In unele cazuri procedurile sunt documentate (de exemplu proceduri ale sistemului de management al calitatii).

Atunci când o procedura este scrisă, se utilizeaza frecvent termenul de procedura documentata.

O procedura scrisa sau documentata contine de regula scopul si domeniul de aplicare ale unei activitati :

- ceea ce trebuie facut;
- de catre cine;
- când, unde si cum trebuie efectuata activitatea;
- ce materiale, echipamente si documente trebuie utilizate;
- cum trebuie controlata si inregistrata activitatea.

4.2. Prescurtari

MCL - Manualul Calității
PGL - Procedură Generală de Laborator
POL - Procedură Operațională de Laborator

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR COD: PGL – 4.0	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag. 6 din 9

PS - Procedură Specifică de analiză

RC - Responsabilul Calitatii

5. FORMA SI CONTINUTUL UNEI PROCEDURI

5.1. Forma procedurii documentate

5.1.1. Forma paginii frontale

Prima pagina a procedurii contine numai elemente de identificare si control, respectiv :

- denumirea firmei,
- denumirea laboratorului,
- denumirea procedurii
- ultima actualizare,
- numele, prenumele, functia si semnaturile persoanelor care au elaborat, avizat si aprobat procedura,
- data aprobarii aplicarii,
- numarul de exemplare si eventual destinatarul, declaratie de proprietate si de copyright.

5.1.2. Forma paginii curente

Procedura se poate prezenta sub forma scrisa pe hartie, de regula format standard A4, sau inregistrata pe suport magnetic (CD, etc). Fiecare pagina a procedurii trebuie sa contina elemente de identificare si control, respectiv :

- denumirea firmei,
- denumirea laboratorului,
- denumirea procedurii si codul,
- identificarea actualizarii (editie, revizie),
- identificarea paginii din numarul total,
- identificarea numarului de exemplar,
- alte elemente de identificare daca se aplica.

Pagina procedurii continand elemente de identificare si control este un formular tipizat. Pagina este completata cu textul corespunzator al procedurii documentate.

5.1.3. Indicatorul reviziilor

Editiile si reviziile succesive ale procedurilor sunt consemnate impreuna cu elementele succinte de identificare (numar pagina, continut) intr-o pagina speciala situata imediat dupa pagina frontala (prezentata sub forma de tabel).

5.1.4. Forma textului

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR COD: PGL – 4.0	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. pag. 7 din 9

Procedurile se redacteaza pe calculator cu dimensiuni 12 (Arial, standard Word), cu spatiu intre capitole, astfel incit sa fie lizibile. Formularile sunt scurte, concrete si neambigue.

Textul procedurilor nu contine consideratii, sustineri generale sau teoretice si nici detalii nesemnificative sau neaplicabile, dar poate face referiri la alte documente (standarde, instructiuni, etc).

Etapele sau activitatile distincte sunt identificate prin titluri si subtitluri numerotate sau numai prin simpla numerotare, dupa caz.

5.2. Continutul procedurii documentate

5.2.1. Primul capitol : SCOPUL

Formuleaza scopul pentru care se aplica procedura, facând referiri succinte la activitatea descrisa.

5.2.2. Capitolul 2 : DOMENIUL DE APLICARE

Indica de catre cine este aplicata procedura si cand se foloseste. Se vor preciza cazurile si situatiile similare in care procedura nu se aplica, daca acest lucru este semnificativ.

5.2.3. Capitolul 3 : DOCUMENTE DE REFERINTA

Cuprinde documente care contin cerinte sau informatii despre activitatea procedurala. Ele sunt de regula : Manualul Calitatii, alte proceduri generale, standarde, metode sau alte documentatii tehnice de produs, proces sau echipament, reglementari obligatorii sau legi.

Documentele de referinta aplicabile se trec impreuna cu data sau alti indicatori de identificare a actualizarii.

5.2.4. Capitolul 4 : DEFINITII SI ABREVIERI

Atunci cand exista el cuprinde eventual termeni specifici, necesari intelegerii procedurii. Se evita utilizarea de prescurtari pentru o urmarire mai cursiva a procedurii.

Daca totusi este cazul, prescurtarile se formuleaza cu majuscule si se definesc explicit la acest capitol.

5.2.5. Capitolul 5 : DESCRIEREA ACTIVITATII

Contine partea in care se descrie activitatea propriu-zisa, etapa cu etapa, in ordine cronologica, asa cum este, identificand si numerotand aceste etape.

In cazul procedurilor specifice de analiza capitolul 5 contine subpunctele de mai jos.

5.2.5.1. Conditii prealabile

Se completeaza de regula pentru procedurile specifice de analiza si se refera la pregatirea, realizarea conditiilor de mediu, practicilor din laborator, tipului de produs analizat si nu prezinta de regula aspecte sau etape din metoda de analiza propriu-zisa descrisa in standardul de metoda.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR COD: PGL – 4.0	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		pag. 8 din 9

La acest capitol se prevad, atunci cand este cazul instruii ale personalului, inclusiv de protectie a muncii sau securitate specifica analizei procedurale.

Tot aici se pot descrie activitatile desfasurate de catre sau impreuna cu clientul in pregatirea obiectului de analizat (daca este cazul).

5.2.5.2. Resurse necesare

Subcapitolul este prezent de regula la procedurile specifice de analiza. Sunt identificate materialele consumabile, dispozitivele, aparatele si instalatiile necesare pregatirii si executarii analizei.

In masura in care este posibil, resursele materiale si in special aparatele si instalatiile se identifica in mod clar (denumire, tip, si/sau parametrii, numar serie/numar inventar propriu).

Se identifica, daca este cazul, resursele umane care necesita calificari speciale sau o anumita pregatire si experienta, care conditioneaza capacitatea efectuarii activitatii respective.

Se specifica unde se inregistreaza resursele care se utilizeaza si de catre cine se verifica.

5.2.5.3. Executia analizei, activitatii

Aplicabil in mod explicit procedurii specifice de analiza, descrie activitatea concreta, indica personalul de executie si supraveghere (cine, ce, unde, cand, cum executa activitatea, precum si inregistrările), succesiunea etapelor lucrarilor, documentelor utilizate (daca este cazul), verificarea si inregistrarea acestor activitati.

Pentru claritate, fiecare activitate sau etapa distincta se numeroteaza (cu sau fara intitulare).

Nota : Operatiile si activitatile descrise in standarde sau alte documente recunoscute pot sa nu fie reproduse, ci sa se faca numai o referire foarte precisa la document, capitol, cu mentionarea doar a resurselor, succesiunilor, verificarilor si inregistrarilor care sunt specifice modului de lucru in laborator.

5.2.5.4. Presentarea rezultatelor

Se precizeaza modalitatile de calcul si prezentarea rezultatelor. Se fac referiri la precizia sau incertitudinea rezultatelor analizelor.

5.2.5.5. Activitati finale

Se completeaza de regula la procedurile specifice de incercare. Cuprinde activitatile de oprire a instalatiilor, de revenire in stare normala, demontare obiect, ambalare si expediere catre client a obiectului analizat, persoanele implicate, verificarile si inregistrările efectuate in acest sens.

5.2.6. Capitolul 6 : Responsabilitati

Enumera sau inventariaza succint, fara a intra in detalii de executie, responsabilitatile fiecărei functii implicate in aplicarea procedurii, in ordine ierarhica.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA GHID PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR COD: PGL – 4.0	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag. 9 din 9

5.2.7. Capitolul 7 : Inregistrari

Se inventariaza suporturile de inregistrare (registre, caiete, etichete, formulare, fisier, identificatorul asociat – denumire, cod) pentru toate inregistrarile efectuate in procedura. Inregistrările sunt efectuate sub formă de tabel.

5.2.8. Capitolul 8 : Anexe

Se listeaza anexele la procedura.

6.RESPONSABILITATI

6.1. Managerul General

- aproba prezenta procedura

6.2 Seful de laborator

- verifica prezenta procedura.

6.3. Responsabilul Calitatii

- elaboreaza și difuzează prezenta procedura

7. INREGISTRARI

- lista de difuzare si retragere, cod: FGL - 4.0 -01
- indicatorul reviziilor cod: FGL-4.0 -01


8. ANEXE

Anexa 1 - Model pagina frontala

Anexa 2 - Model pagina, curenta

Anexa 3 - Model lista de difuzare si retragere, cod: FGL - 4.0 -01

Anexa 4 - Model, indicatorul reviziilor cod: FGL-4.0 -02



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

ACTIUNI CORECTIVE

COD: PGL- 4.10

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI CORECTIVE COD: PGL – 4.10	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 2 din 8
---	---	--

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fantanaru					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8		Dr. Aida Badescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI CORECTIVE COD: PGL – 4.10	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag 3 din 8

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânaru	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI CORECTIVE COD: PGL – 4.10	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 4 din 8
---	---	--

CUPRINS

1. SCOPUL	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	6
4.1. DEFINITII.....	6
4.2.ABREVIERI.....	7
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. RESPONSABILITATI.....	7
7. INREGISTRARI.....	7

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI CORECTIVE COD: PGL – 4.10	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 5 din 8
---	---	--

1. SCOPUL

Prezenta procedura descrie activitățile și desemnează responsabilitățile corespunzătoare pentru implementarea acțiunilor corective, atunci când se identifică activități sau analize neconforme sau abateri de la politicile și procedurile laboratorului, pentru eliminarea cauzelor acestor neconformități sau abateri și prevenirea reapariției lor.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplică de către întreg personalul laboratoarelor.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. MANUALUL CALITĂȚII , Cod: MCL - 01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 - Cerințe particulare pentru calitate și competență

3.3 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calității.
Principii fundamentale și vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calității. Cerințe.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Definitii

Actiune corectiva = acțiuni de eliminare a cauzei unei neconformități detectate sau a altei situații nedorite.

4.2. Prescurtari

FNAC/AP- Fișa de neconformități, acțiuni corective/acțiuni preventive

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

În mod curent stabilirea și implementarea unei acțiuni corective se desfășoară etapizat, în următoarea ordine cronologică:

- analiza cauzelor neconformității;
- selectarea și implementarea acțiunilor corective;
- monitorizarea acțiunilor corective;
- verificarea implementării și eficacității acțiunii corective întreprinse;

5.1. Identificarea activităților neconforme

Seful de laborator / compartiment se ocupă de identificarea neconformităților apărute în activitatea de analize și în funcționarea sistemului de management al calității.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI CORECTIVE COD: PGL – 4.10	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 6 din 8
---	---	--

Situațiile în care se pot identifica activități neconforme sunt :

- supervizarea și verificarea rezultatelor analizelor;
- controlul și verificări curente;
- audituri interne și externe;
- analiza sistemului efectuată de management;
- verificarea produselor aprovizionate;
- asigurarea calității rezultatelor (ex. analize interlaboratoare) ;
- reclamații;
- feed-back de la clienți;
- observații ale personalului propriu;

5.2. Analiza cauzelor

Seful de laborator împreună cu RMC și /sau Responsabilii de încercare, atunci când este nevoie, analizează activitățile neconforme pentru a determina principalele cauze.

Exemple de cauze potențiale, pot fi:

- cerințele clientului neînțelese sau incorect definite
- recoltarea incorectă a probelor
- cantitate insuficientă de probă
- prelucrarea incorectă a probelor
- identificarea incorectă a probelor
- metodele și procedurile de încercare insuficient validate
- aptitudinile, instruirea și experiența personalului
- reactivi degradați sau în cantitate insuficientă
- materialele consumabile
- echipamentele de analiză defecte, dereglate după calibrare.
- condiții de mediu și lucru neadecvate.

După identificarea cauzelor, acestea se consemnează în Fisa de neconformități (FNAC), sau în Programe de acțiuni corective/preventive, cod FL-4.10-01.

5.3. Alegerea și implementarea acțiunilor corective

Șeful de laborator, Responsabilul Calității, șefii de compartimente/analize stabilesc acțiunile corective necesare, personalul responsabil cu realizarea, verificarea realizării acțiunii corective, monitorizarea eficienței acțiunii corective, precum și termenul de realizare al acestora.

Acțiunile corective alese și implementate sunt la un nivel adecvat măririi și riscului activității neconforme .

Acțiunile corective alese sunt documentate în FNAC/AP/ Programul de acțiuni corective.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI CORECTIVE COD: PGL – 4.10	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 7 din 8
---	---	--

5.4. Monitorizarea actiunilor corective

În FNAC/AP sunt stabilite responsabilitatile de monitorizare a rezultatelor pentru a se asigura ca actiunile corective au fost eficiente.

Șeful de laborator sau Responsabilul Calității urmărește rezolvarea acțiunilor corective la termenul stabilit, eventualele decalări, eficiența acțiunilor corective și înregistrează aceste activități în FNAC/AP / Programul de actiuni corective.

5.5. Actiuni suplimentare

Atunci cand identificarea neconformitatilor si abaterilor conduce la indoieli privind conformitatea laboratorului cu politicile si procedurile sale sau cu cerintele **SR EN ISO 15189 :2013**, Seful de laborator sau Responsabilul Calității poate solicita un audit intern suplimentar al zonei cu probleme.

Audituri interne suplimentare se pot organiza și pentru verificarea realizarii unor actiuni corective sau eficacității acestora, în cazul constatării unor neconformitati numeroase sau pot viza aspecte critice sau cu risc pentru rezultatele din zona respectiva.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Șeful de Laborator

- analizează cauzele activitatilor neconforme ;
- stabilește actiuni corective ;
- stabilește audituri suplimentare ;
- identifică neconformități ;
- analizeaza cauzele activitatilor neconforme ;
- stabileste actiuni corective ;
- stabilește termene pentru acțiuni corective și responsabilități de realizare și verificare ;
- stabileste audituri suplimentare ;
- alege si implementeaza actiuni corective ;
- verifica realizarea actiunilor corective ;
- monitorizează eficiența actiunilor corective ;

6.2. Responsabilul Calității

- identifică neconformități în urma auditurilor interne, precum și în urma activităților întreprinse în vederea verificării implementării și menținerii sistemului de management al calității ;
- gestionează fișele de neconformități, acțiuni corective / preventive ;
- urmărește rezolvarea acțiunilor corective și monitorizează eficiența acestora ;

6.3. Sefii de compartimente /Analize

- poate identifica neconformități ;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI CORECTIVE COD: PGL – 4.10	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 8 din 8
---	---	--

- aduce la cunoștință Șefului de laborator neconformitățile sau posibilele neconformități ;
- poate fi mandatat cu responsabilitatea realizării, verificării realizării verificării și eficienței acțiunilor corective ;

7. INREGISTRARI

- Fisa de neconformitati, actiuni corective/preventive cod: FGL - 4.9 - 01;
- Program de actiuni corective si preventive, cod FGL-4.10-01
- Raport de audit intern, dacă e cazul.

8. ANEXE

- Model Program de actiuni corective si preventive, cod FGL-4.10-01

PROGRAM DE ACTIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE


din data de

Aprobat
Sef laborator,

stabilit in urma

Neconformitatea	Semnificatia medicala a neconformitatii	Cauza	Corectie / Actiune corectivă/Preventiva	Termen	Responsabil	Stadiu

Intocmit: RMC,



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

ACTIUNI PREVENTIVE

COD: PGL- 4.11

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânaru

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI PREVENTIVE COD: PGL – 4.11	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 2 din 7
--	--	---

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fantanaru					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8		Dr. Aida Badescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI PREVENTIVE COD: PGL – 4.11	Editia 2 Revizia 0
		Exemplar nr. pag. 3 din 7

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI PREVENTIVE COD: PGL – 4.11	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 4 din 7
--	---	---

CUPRINS

1. SCOPUL	4
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINITII.....	5
4.2. ABREVIERI.....	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	5
6. RESPONSABILITATI.....	6
7. INREGISTRARI.....	7

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI PREVENTIVE COD: PGL – 4.11	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 5 din 7
--	--	---

1. SCOPUL

Prezenta procedura prezinta modul de identificare a surselor potientiale ale neconformitatilor , fie tehnice, fie referitoare la sistemul de management si de dezvoltare, implementare si monitorizare a unor planuri de actiuni preventive pentru reducerea probabilitatii de aparitie a acestor neconformitati si pentru identificarea oportunitatilor de imbunatatire

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre intreg personalul Laboratorului de analize medicale, in activitatea de implementare de actiuni preventive, atunci cand se identifica abateri de la procedurile sistemului de management al calitatii, in scopul eliminarii cauzelor si prevenirii aparitiei neconformitatilor constatate.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL - 01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 – *Laboratoare medicale. Cerinte particulare pentru calitate si competenta*

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii

Actiune preventiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potientiale sau a altei posibile situatii nedorite .

4.2.Abrevieri

FNAC/AP-Fisa de neconformitati ,actiuni corective/actiuni preventive

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

Personalul laboratorului identifica, pe parcursul desfășurării activităților, sursele potientiale de neconformitati si oportunitatile de imbunatatire, fie tehnice, fie in sistemul de management. Acestea sunt aduse la cunostinta sefului de laborator, care deschide FNAC/AP, completand toate rubricile aplicabile.

Intreprinderea acțiunilor preventive se face atunci când se identifică surse potențiale de neconformități, în urma :

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI PREVENTIVE COD: PGL – 4.11	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 6 din 7
--	--	---

- analizei reclamațiilor clienților ;
- analizei unor neconformități constatate ;
- analizei informațiilor din sistemul de management al calității propriu (audit intern, analiza sistemului)

În vederea stabilirii de acțiuni preventive, documentele sistemului de management al calității se analizează sistematic (anual si ori de cate ori este necesar) pentru a identifica oportunitățile de îmbunătățire.

Se întocmesc planuri de acțiuni corective / preventive, care sunt implementate și urmărite pentru a reduce probabilitatea apariției unor potențiale neconformități și pentru realizarea oportunitatilor de îmbunătățire a activității. În acest sens sunt analizate periodic rezultatele incercarilor, care sunt comparate cu cele anterioare, pentru a se verifica daca actiunile preventive inteprinse au fost eficiente.

Activitățile desfășurate pentru stabilirea de acțiuni preventive sunt similare celor de la acțiuni corective. Analiza problemelor care necesită acțiuni preventive poate fi mai amplă și desfășurată pe etape. Se folosesc și surse din informații suplimentare adecvate.

La analiza cauzelor unei potențiale neconformități și stabilirea unei acțiuni preventive se are în vedere analiza datelor incluzând analiza tendințelor și riscului, rezultatele încercărilor interlaboratoare.

Pentru prevenirea unor potențiale neconformități în laborator, se iau o serie de măsuri cu caracter proactiv și uneori planificat, respectiv :

- încheierea de contracte de service post garanție pentru aparatura din laborator ;
- instruirea personalului privind lucrul cu aparatele noi – instruire realizată de furnizorul aparatului ;
- supervizarea personalului de execuție de către șeful de laborator ;
- controlul stocului de reactivi și a datelor de expirare a acestora ;

Rezultatele acțiunilor preventive se monitorizează de personalul responsabil și se controlează de Șeful de laborator sau Responsabilul calității pentru verificarea eficacității acestora.

Înregistrările privind acțiunile preventive sunt utilizate la analiza sistemului de către conducere.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Șeful de Laborator

- identifică posibile neconformități ;
- analizează cauzele neconformităților ;
- stabilește acțiuni preventive ;
- identifica potențiale surse de neconformitati ;
- analizează cauzele activităților neconforme;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ACTIUNI PREVENTIVE COD: PGL – 4.11	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 7 din 7
--	--	---

- stabilește acțiuni preventive;
- identifica oportunitati de imbunatatire ;
- monitorizeaza date pentru a stabili eficacitatea actiunilor preventive ;
- înregistrează acțiunile preventive în Registrul de evidență a fișelor de neconformități,acțiuni corective/acțiuni preventive cod : RGL- 4.9 - 01;

6.2 Responsabilul Calității

- monitorizează date pentru a stabili eficacitatea acțiunilor preventive ;
- gestionează fișele de neconformități,acțiuni corective/acțiuni preventive ;
- monitorizează rezolvarea acțiunilor preventive ;
- identifica potențiale surse de neconformitati ;
- stabilește acțiuni preventive;

6.3 Sefii de compartimente /Analize

- identifica posibile neconformitati ;
- identifica oportunitati de imbunatatire ;
- realizează acțiuni preventive ,
- monitorizează acțiuni preventive

7. INREGISTRARI

- Fisa de neconformitati, actiuni corective/preventive cod: FGL - 4.9 - 01;
- Registrul de evidență a fișelor de neconformități, acțiuni corective/preventive cod RGL - 4.9 - 01;
- Program de actiuni corective / preventive, cod FGL-4.10-01

ANEXA: 1

FORMULAR OPORTUNITATI DE IMBUNATATIRE

Propuneri	
Propus de: (Nume Prenume)	
Titlu	
Scop:	
Descriere:	
Beneficiu pentru client:	
Beneficiu pentru laborator:	
Cerinte de echipamente: - Utilizarea echipamentelor existente - Necesitate de echipamente noi	
Cerinte de reactivi de calitate :	
Evaluare	
Evaluator Nume Prenume:	
Comentarii evaluator:	
Dispozitii pentru oportunitati	
-Aprobarea actiunii de imbunatatire: -Reevaluare dupa o perioada. Data	
Aprobat Numele si prenumele:	
Aprobat Semnatura	Data

PROGRAM DE MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Stabil ca urmare a din data de

Obiectiv din politica privind calitatea	Obiectiv specific / Indicator de calitate (cuantificabil)	Indicator	Măsuri de realizare	Resurse	Termen de realizare	Responsabil	Stadiul de realizare
1	2	3	4	5	6	7	8

Data:


Elaborat
Responsabil Calitate

APROBAT, Sef laborator

Manager

PROGRAMUL DE MONITORIZARE OBIECTIVELOR SI A INDICATORILOR DE CALITATE

Obiectiv	Indicator monitorizat	Frecventa	Raportare rezultate	Data raportarii	Cauzele nerealizarii



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA GENERALA
IMBUNATAȚIRE CONTINUA
INDICATORI DE CALITATE**

COD: PGL - 4.12

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ GENERALĂ IMBUNATAȚIRE CONTINUA INDICATORI DE CALITATE COD: PGL - 4.12				Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
					pag. 2 din 10

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânaru					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fantanaru					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8		Dr. Aida Badescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ GENERALĂ IMBUNATAȚIRE CONTINUA INDICATORI DE CALITATE COD: PGL - 4.12	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. pag. 3 din 10

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ GENERALĂ IMBUNATAȚIRE CONTINUA INDICATORI DE CALITATE COD: PGL - 4.12	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		pag. 4 din 10

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ GENERALĂ IMBUNATAȚIRE CONTINUA INDICATORI DE CALITATE COD: PGL - 4.12	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 5 din 10
---	--	--

CUPRINS

1. SCOPUL.....	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA;DEFINITII,ABREVIERI	5
3.1.Documente de referinta	5
3.2. Definitii,Abrevieri.....	5
4. DESCRIEREA PROCEDURII.....	6
5. RESPONSABILITATI	9
6. INREGISTRARI	10
7.ANEXE	10

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ GENERALĂ IMBUNATAȚIRE CONTINUA INDICATORI DE CALITATE COD: PGL - 4.12	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. pag. 6 din 10

1.SCOP

Aceasta procedura documenteaza mijloacele prin care managementul laboratorului planifică și implementează procesele necesare de imbunatatire continuă a eficacitatii propriului sistem de management, precum a indicatorilor de calitate specifici pentru o monitorizare sistematica si pentru evaluarea contribuției laboratorului la procesul de îngrijire a pacientului.

Propunerile de îmbunătățire a sistemului de management al laboratorului, pot fi prezentate ca elemente de intrare ale analizei.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către managementul Laboratorului și identifică modalitățile, indicatorii de calitate specifici și responsabilitățile pentru realizarea îmbunătățirii continue a managementului din cadrul activităților de analize și pentru evaluarea contribuției laboratorului la procesul de îngrijire a pacientului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. 1 MANUALUL CALITATII , Cod: MCL - 01

3.1.1 SR EN ISO 15189:2013 - Laboratoare medicale. Cerinte particulare pentru calitate si competenta (Clauza 4.2.3 si 4.12)

3.2 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.2.1 Definiții

Termenii utilizați în documentele sistemului de management al laboratorului proiectate și utilizate de către Laborator ca și cei folosiți în această procedură sunt în conformitate cu SR EN ISO 9000:2006.

Pentru a nu genera interpretări greșite trebuie explicate următoarele definiții:

- **Corective:** acțiune de eliminare a unei neconformități.
- **Acțiune corectivă:** acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități detectate sau a altei situații nedorite.
- **Management:** activități coordonate pentru a orienta și controla o organizație.
- **Îmbunătățirea calității:** parte a managementului calității, concentrată pe creșterea abilității de a îndeplini cerințele calității.
- **Îmbunătățire continuă:** activitate repetată pentru a crește abilitatea de a îndeplini cerințe.
- **Cerință:** nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.
- **Managementul de la cel mai înalt nivel:** persoană sau grup de persoane care orientează și controlează o organizație.
- **Managementul calității:** activități coordonate pentru a orienta și controla o organizație în ceea ce privește calitatea.
- **Procedură:** mod specificat de efectuare a unei activități sau a unui proces.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ GENERALĂ IMBUNATAȚIRE CONTINUA INDICATORI DE CALITATE COD: PGL - 4.12	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 7 din 10
---	--	--

- **Planul calității:** document care specifică ce proceduri și resurse asociate trebuie aplicate, de cine și când pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
- **Audit:** proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
- **Analiza sistemului calitatii:** evaluare oficială, efectuată de către conducerea organizației la nivelul cel mai înalt, a stării și compatibilității Sistemului Calitatii cu politica în domeniul calitatii și cu noi rezultate din evoluția circumstanțelor.
- **Politica referitoare la calitate:** intenții și orientări generale ale unei organizații referitoare la calitate așa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel
- **Eficacitate:** măsura în care sunt realizate activitățile planificate și sunt obținute rezultatele planificate.
- **Eficiența:** relația dintre rezultatele obținute și resursele utilizate; (investiții sau cheltuieli minime cu beneficii maxime; profit)

3.2.2. Abrevieri

MCL – Manualul Calității
PGL – Procedură Generală de Laborator
POL - Procedura Operatională
PS – Procedură Specifică
IL – Instrucțiuni de Lucru
SMC – Sistemul de Managementul Calitatii
RC – Responsabil Calitate

4. DESCRIEREA PROCEDURII

4.1 Obiectivele calității.

Pentru realizarea obiectivelor calității laboratorul trebuie să planifice și să implementeze procesele necesare de monitorizare, măsurare, analiză și îmbunătățire privind satisfacția clientului, auditul intern, activităților de încercări, serviciilor neconforme, acțiunilor corective și preventive, precum colectarea și analiza datelor corespunzătoare pentru a demonstra adecvarea și eficacitatea sistemului de management și pentru a evalua unde se poate aplica îmbunătățirea continuă a sistemului de management.

4.1.1. Stabilirea obiectivelor generale ale calității.

Procedura are următoarele etape:

- se stabilesc obiectivele generale ale calității care sunt cuprinse în Politica calitatii emisă de managementul de varf executiv. Ea este prezentată în „Manualul Calității laboratorului de Analize Medicale” cod MCL-01.
- politica este comunicată întregului personal din cadrul Laboratorului prin instruire și afisare.

La baza acestora stau:

- Politica calitatii prezentată în „Manualul Calității laboratorului de Analize Medicale” cod MCL-01.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ GENERALĂ IMBUNATAȚIRE CONTINUA INDICATORI DE CALITATE COD: PGL - 4.12	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. pag. 8 din 10

- Raport analiză efectuată de management cod Cod: FGL – 4.15 – 02.
- Prevederi legale aplicabile, actualizate

4.1.2 Stabilirea obiectivelor specifice ale calității-indicatori de calitate.

Procedura are urmatoarele etape:

- Pentru procesele relevante, **in vederea atingerii obiectivelor din Politica**, sunt stabilite obiective specifice **cuantificate ca indicatori de calitate**
- Se întocmește „Programul de masuri de îmbunătățire”, cod: FGL-4.12-02
- Responsabilul Calității transmite Programul de îmbunătățire la managementul care are responsabilități în realizarea obiectivelor cuprinse în program.

4.1.3 Verificarea eficacității obiectivelor calității - indicatori de calitate.

Se realizează prin monitorizarea și măsurarea obiectivelor stabilite în Programul de masuri de îmbunătățire, cod: FGL- 4.12-02

Pentru obiectivele specifice, cuantificate ca **indicatori de calitate** din Programul de îmbunătățire a SMC, se stabilesc în „Programul de monitorizare a indicatorilor de calitate (PMIC)” cod: FGL- 4.12-03, valoarea, raportarea, frecvența de măsurare și responsabilită pentru realizarea obiectivului, motivul nerealizării lui.

O copie din PMIC se transmite la responsabilul care raspunde de realizarea obiectivului

4.1.4 Raportare monitorizare / măsurare a indicatorilor de calitate

Se realizează semestrial prin „Programul de monitorizare a indicatorilor de calitate -PMIC” cod: FGL - 4.12-03 completat cu stadiul realizării indicatorului de calitate și se transmite la Responsabilul Calității.

Toate rezultatele monitorizării / măsurării indicatorilor de calitate din PMIC se centralizează în „Programul de masuri de îmbunătățire” cod: FGL-4.12-02.

Stadiul realizării obiectivelor din „Programul de masuri de îmbunătățire”, se raportează și se analizează în cadrul analizelor efectuate de conducere, conform procedurii generale „Analiza efectuată de management” cod PGL-4.15.

4.1.5 Stabilire obiectiv nou

Ca urmare a:

- verificării eficacității obiectivelor și a indicatorilor de calitate stabiliți
- analizei sistematice și periodice (de regulă anual) a procedurilor operationale de catre managementul laboratorului

Se constată că obiectivele și indicatorii de calitate s-au realizat la termenul stabilit, pentru îmbunătățirea continuă, se stabilesc obiective și **indicatorii de calitate** noi și se actualizează Programul de masuri de îmbunătățire.

Managementul laboratorului trebuie sa se asigure ca laboratorul medical participa la activitati de îmbunatatire a calitatii care se refera la domenii si rezultate ale îngrijirii pacientului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ GENERALĂ IMBUNATAȚIRE CONTINUA INDICATORI DE CALITATE COD: PGL - 4.12	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 9 din 10
---	--	--

4.2. IDENTIFICAREA OPORTUNITATILOR DE IMBUNATATIRE

- Oportunitatile de imbunatatire pot fi identificate ca urmare a analizei datelor colectate ca urmare a :
- Auditurilor interne si externe;
- Analiza efectuata de conducerea la cel mai inalt nivel;
- Reclamatilor clienților;
- Chestionarelor de satisfactie a clientilor;
- Tratarea neconformitatilor;
- Intercomparațiilor ;
- Rezultatelor instruirilor interne;
- Completarea „Formular Oportunitati de Imbunatatire”, cod: FGL-4.12-01

4.2.1. Modalitatea de Imbunatatire

Conducerea laboratorului de analize isi propune o imbunatatire continua a eficacitatii sistemului propriu de management, respectand prin aceasta politica laboratorului referitoare la calitate.

Conducerea laboratorului a realizat imbunatatirea continuă a propriului sistem de management:

- Achizitionarea de echipamente noi performante;
- Participarea la scheme de comparare interlaboratoare;
- Instruiri interne si externe ale personalului;
- Achizitia de reactivi de calitate de la furnizori consacratii;
- Analiza și revizia periodică a documentației sistemului de management din laborator;
- Creșterea operativității realizării serviciului de încercări.

Măsurile de îmbunătățire s-au stabilit și aprobat fie în cadrul analizelor periodice efectuate de managementul de la cel mai înalt nivel sau după fiecare audit, reclamație, etc. prin completarea „Programul de masuri de îmbunătățire”, cod FGL-4.12-02 și au fost urmărite de managerul Calității și raportate managementului de vârf.

Responsabilitatea imbunatatirii continue revine sefului de laborator, sefilor de compartimente si Managerului spitalului.

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. Managerul spitalului

- Participă la analiza de management;
- Este informat despre acțiunile cuprinse în planul de îmbunătățire și aprobă alocarea de către Spital a resurselor materiale necesare.

5.2 Seful de laborator

- Participă la întocmirea raportului de neconformități și a planului de acțiuni preventive;
- Stabilește, aplică și verifică îndeplinirea acțiunilor corective și preventive;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ GENERALĂ IMBUNATAȚIRE CONTINUA INDICATORI DE CALITATE COD: PGL - 4.12	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. pag. 10 din 10

- Analizează cauzele neconformităților și rezultatele auditurilor ale reclamațiilor;
- Verifică periodic, împreună cu RC, procedurile în vigoare;
- Evaluează îndeplinirea indicatorilor de performanță tehnică;
- Participă la elaborarea și implementarea planului de îmbunătățire.

5.3. Responsabilul Calității

- Participă la întocmirea raportului de neconformități și a planului de acțiuni preventive;
- Analizează rapoartele de neconformități, rezultatele auditurilor interne și externe și verifică stadiul de rezolvare prin acțiuni corective și preventive;
- Întocmește raportul pentru analiza de management;
- Evaluează îndeplinirea indicatorilor de calitate stabiliți;
- Participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea planului de îmbunătățire.

5.4. Sefii de compartimente/ Analize

- Participă la analiza rapoartelor de neconformități și a rezultatelor auditurilor interne și externe;
- Implementează acțiunile corective și preventive stabilite pentru compartimentul pe care îl coordonează;
- Participă la întocmirea și implementarea acțiunilor stabilite în planul de îmbunătățire.

6. ÎNREGISTRĂRI

6.1 Model Formular Oportunitati de Imbunatatire, cod: FGL-4.12-01

6.1 Programul de masuri de îmbunătățire - cod: FGL-4.12-02

6.4 Programul de monitorizare a obiectivelor si indicatorilor de calitate-PMIC- cod: FGL-4.12-03

7. ANEXE

Anexa 1:

Model Formular Oportunitati de Imbunatatire, cod: FGL-4.12-01

Anexa 2: Programul de masuri de îmbunătățire, cod: FGL-4.12-02

Anexa 3 : Programul de monitorizare obiectivelor si a indicatorilor de calitate-PMIC, cod: FGL-4.12-03

Spital Clinic Boli Infectioase Iasi
Laboratorul de analize medicale

LISTA ÎNREGISTRĂRILOR

Nr. crt.	Denumirea înregistrării	Codul înregistrării	Durata păstrării

Elaborat:

Responsabil Calitate

Spital Clinic Boli Infectioase Iasi
Laboratorul de analize medicale

**PAGINĂ DE INDEXARE FRONTALĂ
A DOSARELOR CU ÎNREGISTRĂRI**

Nr. crt.	Înregistrarea	Codul înregistrării	Data	Durata

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

LISTA INREGISTRARILOR

Nr. Crt.	Denumire inregistrare	Cod	Durata pastrării
1	Lista centralizatoare a documentelor Interne	FGL - 4.3 - 01	5 ani
2	Lista centralizatoare a documentelor externe	FGL - 4.3 - 02	5 ani
3	Registrul documentelor arhivate	RGL -4.3-01	5 ani
4	Analiza capabilitatii	FGL –4.4--01	5 ani
5	Lista analizelor	FGL –4.4--02	5 ani
6	Fișă de analiză a contractului	FGL - 4.4 - 03;	5 ani
7	Registrul de evidență comenzi interne / externe,	RGL – 4.4 – 01 I / E	5 ani
8	Registrul Comenzi respinse,	RGL – 4.4 – 02	5 ani
9	Registru analiza	RGL – 4.4 – 03 X	10 ani
10	Lista laboratoarelor subcontractante	FGL 4.5-01	5 ani
11	Chestionar de evaluare a subcontractantilor	FGL-4.5-02	5 ani
12	Registru pentru transmiterea probelor la laboratoare subcontractante si receptive a buletinelor de	RGL – 4.5- 01	5 ani
13	Lista cu necesarul anual al laboratorului pentru anul 20	FGL- 4.6-01	5 ani
14	Referat de privind achizitionarea de materiale si prestari servicii necesitate	FGL-4.6-02	5 ani
15	Fisa evidenta MR/ controale reconstituite	FGL-4.6-03	5 ani
16	Registru evidenta reactivi /material de control/calibratori/medii de cultura pe compartiment	RGL-4.6-04	5 ani
17	Raport de meeting	FGL-4.7-01	5 ani
18	Registrul de anunturi	RGL-4.7-01	5 ani

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

Nr. Crt.	Denumire inregistrare	Cod	Durata pastrării
19	Chestionar de evaluare a satisfactiei clientului	FGL –4.8 –01	5 ani
20	Fisa de raspuns la reclamatie	FGL- 4.8- 02	5 ani
21	Registru reclamatii si solutionare reclamatii	RGL - 4.8 – 01	5 ani
22	Fisa de neconformitati, actiuni preventive si corective	FGL - 4.9 – 01	5 ani
23	Registru evidenta fise neconformitati, actiuni corective/ actiuni preventive	RGL-4.9-01	5 ani
24	Program actiuni corective	FGL-4.10-01	5 ani
25	Formular oportunitati de imbunatatire	FGL-4.12-01	5 ani
26	Program de imbunatatire	FGL-4.12-02	5 ani
27	Program de monitorizare a obiectivelor si a indicatorilor de calitate	FGL-4.12-03	5 ani
28	Lista inregistrarilor	FGL-4.13-01	5 ani
29	Model formular pagina de indexare frontala a dosarelor cu inregistrari	FGL - 4.13 - 02	5 ani
30	Program anual de audit	FGL – 4.14 – 01	5 ani
31	Plan de audit	FGL-4.14-02	5 ani
32	Chestionar de audit	FGL-4.14-03	5 ani
33	Raport de audit	FGL-4.14-04	5 ani
34	Lista auditorilor	FGL-4.14-05	5 ani
35	Convocator pentru participare la analiza sistemului de management a calitatii	FGL-4.15-01	5 ani
36	Proces verbal al analizei sistemului de management	FGL-4.15-02	5 ani
37	Lista personalului	FGL-5.1- 01	5 ani
38	Test de evaluare	FGL-5.1-02	5 ani
39	Declaratie de confidentialitate	FGL-5.1-03	5 ani

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale


Nr. Crt.	Denumire inregistrare	Cod	Durata pastrării
40	Necesar de instruire	FGL-5.1-05	5 ani
41	Proces verbal de instruire	FGL-5.1-06	5 ani
42	Fisa postului	FGL- 5.1-04	5 ani
43	Program de instruire	FGL-5.1-07	5 ani
44	Fisa profesionala	FGL-5.1-06	5 ani
45	Evidența pregătirii profesionale și în domeniul calității a personalului	FGL-5.1-08	5 ani
46	Grafic de temperature si umiditate	FGL-5.2-01	5 ani
47	Grafic de temperature echipament-E	FGL-5.2-02 E	5 ani
48	Grafic de temperature echipament-F	FGL-5.2-02 F	5 ani
49	Grafic de temperature echipament-A	FGL-5.2-02 A	5 ani
50	Grafic de temperature echipament-C	FGL-5.2-02 C	5 ani
51	Grafic sterilizare cu ultraviolete	FGL-5.2-03	5 ani
52	Monitorizarea incarcaturii microbiene suprafete	FGL-5.2-05	5 ani
53	Monitorizarea incarcaturii microbiene a aerului	FGL-5.2-06	5 ani
54	Lista dezinfectantilor utilizati	FGL-5.2-07	5 ani
55	Fisa de monitorizare conductivitate apa	FGL-5.2-08	5 ani
56	Grafic de evidență a dezinfecției cutiilor de transport al probelor biologice	FGL-5.2-04	5 ani
57	Lista echipamentelor	FGL-5.3-01	5 ani
58	Plan de etalonari	FGL-5.3-02	5 ani
59	Fisa echipamentului	FGL-5.3-03	5 ani
60	Eticheta echipamentului	FGL-5.3-04	5 ani

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,,
Iași
Laborator de analize medicale

Nr. Crt.	Denumire inregistrare	Cod	Durata pastrării
61	Plan de mentenanta externa	FGL-5.3-05	5 ani
62	Fisa de mentenanta	FGL-5.3-05	5 ani
63	Formular solicitare analiza	FGL-5.4-01 X	1 an
64	Fișă de estimare incertitudine de măsurare.	FGL-5.5.-01	5 ani
65	Fisa de calcul incertitudine	FGL-5.5-02	5 ani
66	Raport de validare	FGL-5.5.-03	5 ani
67	Program de control al calității	FGL-5.6-01	5 ani
68	Proces verbal de analiză a controlului extern	FGL-5.6-02	5 ani
69	Registrul de comparari bilaterale,	RGL-5.6-01	5 ani
70	Fisa de evidenta a probelor congelate	FGL-5.7-01	5 ani
71	Registrul de modificari	RGL-5.8-01	5 ani
72	Manual de recoltare produse biologice	MRP-01	5 ani
73	Fisa de monitorizare curatenie	FOL-01-01	5 ani
74	Plan curatenie si dezinfectie	FOL-01-02	5 ani
75	Fișă pentru raportarea incidentelor în laborator,	FOL-02 -01	5 ani
76	Fisa control intern medii de cultura	FO-05-01	5 ani
77	Fisa control de calitate al antibiogramei difuzimetrice pe tulpini de referinta conform CLSI/NCCLS	FOL-05-02	5 ani
78	Fisa de evidenta tulpini de referinta	FOL-05-03	5 ani
79	Manualul calitatii laboratorului	MCL-01	5 ani

Data: 30.08.2014

Sef laborator: Dr. Rodica Fantanaru



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,,
Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

INREGISTRARI TEHNICE SI DE CALITATE

Cod: PGL- 4.13

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA INREGISTRARI TEHNICE SI DE CALITATE COD: PGL – 4.13	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag. 2 din 9

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA INREGISTRARI TEHNICE SI DE CALITATE COD: PGL – 4.13	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 3 din 9

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA INREGISTRARI TEHNICE SI DE CALITATE COD: PGL – 4.13	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 4 din 9
---	---	---

CUPRINS

1.SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINITII	5
4.2. ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	5
5.1. ANSAMBLUL DE INREGISTRARI ALE LABORATORULUI	5
5.2. IDENTIFICARE	7
5.3. ELABORARE / COMPLETARE	7
5.4. MODIFICAREA INREGISTRARILOR	8
5.5 COLECTARE	8
5.6. INDOSARIERE,INDEXARE	8
5.7. ARHIVARE SI PASTRARE.....	8
5.8. ACCESUL LA INREGISTRARI	9
5.9. ELIMINAREA INREGISTRARILOR.....	9
5.10. INREGISTRARI EDITATE SI STOCATE ELECTRONIC.....	9
6. RESPONSABILITATI	10
7. INREGISTRARI	10
8. ANEXE	10

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA INREGISTRARI TEHNICE SI DE CALITATE COD: PGL – 4.13	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 5 din 9
---	---	---

1. SCOP

Prezenta procedura prezinta modul de identificare, completare, colectare, indexare, indosariere, arhivare, pastrare, accesare si eliminare a inregistrarilor calității și a înregistrărilor tehnice, în scopul atingerii obiectivelor propuse și pentru asigurarea trasabilității analizelor efectuate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica de catre intreg personalul laboratorului din **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași**.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL -01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 - Cerinte particulare pentru calitate si competenta

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii :

Inregistrare = document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate ;

Nota 1 : Înregistrările pot fi utilizate, de exemplu, pentru a documenta trasabilitatea și pentru a furniza dovada verificării, acțiunii preventive și a acțiunii corective.
Dovada obiectiva= date care sustin ca ceva exista si este adevarat ;

Notă 2 : Dovada obiectivă poate fi obținută prin observare, măsurare, încercare sau prin alte mijloace.

4.2. Abrevieri :

FNAC/AP – Fișa de neconformități, acțiuni corective/acțiuni preventive
RC – Responsabil calitate

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Ansamblul de înregistrări ale laboratorului

A. Înregistrări referitoare la executarea propriu-zisă a analizelor

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA INREGISTRARI TEHNICE SI DE CALITATE COD: PGL – 4.13	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 6 din 9
---	---	---

Înregistrările tehnice ale laboratorului sunt date și informații ce rezultă din desfășurarea incercărilor. Înregistrările pentru fiecare încercare conțin suficiente informații care să faciliteze identificarea factorilor care afectează incertitudinea și care permit ca analiza să se repete în condiții cât mai apropiate de cele inițiale.

Inregistrarile includ identitatea personalului responsabil pentru recoltare, efectuarea analizei si pentru verificarea rezultatelor.

Înregistrările tehnice ale laboratorului sunt cuprinse în Anexa 1 “Lista înregistrărilor ”cod : FGL- 4.13-01.

Inregistrarile trebuie sa respecte rubricile, scrisul sa fie lizibil, nu se admit corecturi si prescurtari neuzuale in limbajul medical.

C. Înregistrări ale calității

Inregistrarile calitatii sunt pastrate pentru a demonstra conformitatea cu cerintele specificate, precum si functionarea eficace a sistemului de management al laboratorului. In Anexa 1 la prezenta procedura este prezentata Lista inregistrărilor, cod: FGL-4.13-01.

Înregistrările sistemului de management al laboratorului se referă la principalele elemente:

- rapoarte ale auditului intern si ale analizelor de management:
- analizele de date;
- actiunile corective si preventive, inclusiv programe de imbunatatire.
- Controlul documentelor

5.2. Identificare

Toate inregistrarile sunt identificate si pastrate astfel incat sa fie lizibile si usor regasite pe durata stabilita de pastrare.

Inregistrarile sunt pastrate in dosare, bibliorafturi si dulapuri inchise in vederea asigurarii protectiei fizice, securitatii si confidentialitatii lor.

5.3. Elaborare / completare

Înregistrările se efectuează de către persoana care efectueaza activitatea ce se inregistreaza. Înregistrările pot fi verificate si aprobate de persoane sau functii precizate in procedurile generale, operaționale sau pe suportul de inregistrare.

Inregistrarile trebuie sa fie lizibile, complete, corecte, identificabile si arhivate astfel incat sa poata fi regasite prompt. Registrele au o pagina opis cu specimen de semnatura.

5.4. Modificarea inregistrarilor

Sunt acceptate modificari efectuate prin taierea greselii si scrierea valorii corecte alaturi, cu semnarea persoanei care a efectuat corectia.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA INREGISTRARI TEHNICE SI DE CALITATE COD: PGL – 4.13	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 7 din 9
---	---	---

În cazul datelor stocate electronic, se iau măsuri pentru a evita pierderea sau modificarea datelor inițiale (copii de siguranță lunare, realizate fie pe un server fie pe CD / DVD).

5.5 Colectare

Colectarea și indexarea înregistrărilor constă în centralizarea acestora în dosare, de către Șeful de laborator; acest lucru se poate realiza prin colectare directă sau prin solicitarea predării înregistrărilor de către cei care le-au întocmit.

Într-un dosar se grupează înregistrări referitoare la aceeași problemă cu același termen de păstrare; în cazul acelorași categorii de înregistrări, întocmite pe perioade diferite și / sau cu termene de păstrare diferite se constituie dosare separate, pentru fiecare termen de păstrare.

5.6. Indosariere, indexare

Înregistrările calității și înregistrările tehnice se păstrează și se arhivează în dosare și/sau bibliorafturi sau în registre. Fiecare dosar are o pagină de conținut, pagina de indexare frontală a dosarelor cu înregistrări cod : FGL - 4.13 - 02 (Anexa 2), care listează înregistrările conținute în ordinea îndosarierii și durata în ani de păstrare. O parte din înregistrări se păstrează în registre destinate acestui scop. Registrele au filele numerotate și parafate.

5.7. Arhivare si pastrare

Înregistrările referitoare la auditurile interne, la analizele de management, precum și fișele de neconformități/acțiuni corective și preventive se păstrează la Responsabilul Calității.

Înregistrările referitoare la personal se păstrează la Șeful de laborator.

Înregistrările referitoare la echipamente, trasabilitatea măsurării și încercări interlaboratoare se păstrează la Șeful de laborator.

Înregistrările referitoare la selectarea furnizorilor se vor păstra la Șeful de laborator.

Restul înregistrărilor se păstrează la persoana care a efectuat înregistrarea.

Depozitarea înregistrărilor la compartimente se realizează în ordine, pe rafturi, pe tematică și ani, pentru a putea fi regăsite cu ușurință.

Arhivarea înregistrărilor se realizează în condiții care asigură protecția fizică și confidențialitatea, prevenirea pierderii lor sau a deteriorării / distrugerii prin:

- praf, formare condens , infiltrații de apă sau inundații;
- foc sau variații extreme ale temperaturii în zona de depozitare;
- furt, pierdere, manipulare necorespunzătoare sau deteriorare intenționată;
- pierderea caracterului de confidențialitate;
- acțiunea insectelor, rozătoarelor sau mușecaiului.

Șeful de laborator răspunde de înregistrările tehnice arhivate.

Înregistrarea căutată se regăsește în registrul de arhivă cod: RGL- 4.3 - 01 în care s-a făcut înregistrarea.

Înregistrările calității din anii anteriori se arhivează la RC și se păstrează o durată de timp conform Anexei 1.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA INREGISTRARI TEHNICE SI DE CALITATE COD: PGL – 4.13	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 8 din 9
---	---	---

Stabilirea termenelor de păstrare se realizează de către șeful de laborator funcție de legislația în vigoare și de importanța practică și tehnică pentru activitatea desfășurată.

5.8. Accesul la inregistrari

Accesul la inregistrările din anul în curs îl au persoanele care le completează cu acordul verbal al sefului de laborator. Accesul altor persoane se face numai cu acordul scris al sefului de laborator .

Înregistrările se pun la dispoziția reprezentanților autorizați și clientului pentru consultare, dacă acest lucru este stipulat în contract; de asemenea se pun la dispoziția reprezentanților organismelor legale pe perioada convenită sau a altor părți interesate dacă au acordul Directorului Medical sau seful de laborator.

Accesul la inregistrările arhivate este permis Șefului de laborator si RC.

5.9. Eliminarea înregistrărilor.

Dupa expirarea duratei de pastrare, înregistrările se distrug prin grija Șefului de laborator .

5.10. Inregistrari editate si stocate electronic

Laboratoarele protejeaza salvarea inregistrarilor editate si stocate electronic.

Accesul la inregistrările stocate electronic este strict controlat (parola, acces) pentru evitarea pierderii sau modificarii acestora.

6. RESPONSABILITATI

6.1.Responsabilul Calității

- aproba accesul persoanelor straine la inregistrari.
- asigură spațiul și mobilierul necesar pentru arhivare ;
- verifică modul în care se păstrează confidențialitatea înregistrărilor și în care se asigură securitatea lor fizică ;
- verifică prin audituri interne modul cum sunt elaborate, verificate, păstrate și eliminate înregistrările.
- completează inregistrările calității;
- arhivează, pastrează si distruge inregistrările calitatii.

6.3. Seful de laborator

- arhivează, pastrează si distruge inregistrările tehnice.
- păstrează și protejează înregistrările din anul în curs ;
- asigură condiții de securitate și confidențialitate pentru păstrarea înregistrărilor;
- înregistrează documentele în registrul de arhivă ;
- completează inregistrari specifice activitatii proprii si supervizeaza modul de inregistrare a activitatii de către restul personalului;
- raspunde de eliminarea inregistrarilor la expirarea termenului de pastrare.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA INREGISTRARI TEHNICE SI DE CALITATE COD: PGL – 4.13	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 9 din 9
---	---	---

6.4. Sefii de compartimente Responsabili de analiză / asistenți

- completeaza inregistrarile pentru activitatile desfasurate;

7. INREGISTRARI

- Lista inregistrărilor cod: FGL - 4.13 - 01;
- Pagina de indexare frontală a dosarelor cu inregistrări cod: FGL - 4.13 - 02;
- Registru de arhivă cod: RGL - 4.3 - 01;

8. ANEXE

8.1. Anexa 1. Lista inregistrarilor, cod: FGL - 4.13 - 01

8.3 Anexa 2. Model formular pagina de indexare frontala a dosarelor cu inregistrari ,cod:
FGL - 4.13 - 02

Spital Clinic Boli Infectioase Iasi
Laboratorul de analize medicale

Aprobat

Manager

PROGRAM ANUAL DE AUDIT INTERN
ANUL.....

Nr. crt	Element / Activitate auditata	Data propusa	Data realizată	Echipa de audit	Observații

Data:

Elaborat:

Responsabil calitate

Verificat:

Șef de laborator:

PLAN DE AUDIT

Nr. / Data

Obiectivele auditului:

Domeniul auditului (compartimentul) : _____

Documente de referinta: _____

Audit intern:

planificat ☐

neplanificat ☐

replanificat ☐

Perioada desfășurării auditului: _____

Auditor sef: _____

Auditori: 1. _____

2. _____

Reprezentantii compartimentului auditat:

1. _____

2. _____

Programul de desfășurare a auditului : _____

1. Ședința de deschidere (data, ora și locul): _____

2. Colectarea și analizarea dovezilor obiective, pe baza chestionarului de audit (data, ora)

3. Ședința de închidere (data, ora și locul) : _____

4. Data difuzării raportului de audit : _____

Data:

Elaborat

Auditor șef:

Spital Clinic Boli Infectioase Iasi
Laboratorul de analize medicale

CHESTIONAR DE AUDIT INTERN

Data.....

Organizația / Laboratorul :.....

Compartiment auditat :.....

Auditor șef :

Capitolul	Cerința	Comentarii/ Dovezi de implementare
4.1. Organizare și management		

Data :

Întocmit

Auditor (nume, prenume) :

Semnatura

RAPORT DE AUDIT

Nr. ____/____data :_____

1.ORGANIZAȚIA /LABORATOR/COMPARTIMENT AUDITAT :

2.OBIECTIVELE AUDITULUI :

3.DOCUMENTE DE REFERINTA :

4.ECHIPA DE AUDIT :

5.REPREZENTANTII AUDITATULUI :

6.PERIOADA DESFASURARII AUDITULUI :

7.ACTIVITATI AUDITATE :

8.DESFASURAREA AUDITULUI :

8.1. Sedinta de deschidere – data - ora.....

Participanti – echipa de audit:

Reprezentantii audiatului :

8.2. Constatările auditului :

8.3. Neconformități constatate:

8.4. Sedinta de inchidere – data ora.....

Participanti – Echipa de audit :

Reprezentantii audiatului :

8.5. Concluzii privind conformitatea sistemului cu documentele de referinta :

8.6. Aprecieri privind eficacitatea sistemului de management al calitatii si atingerea obiectivelor :

8.7. Difuzarea Raportului de audit:

Nr. Crt.	Laborator/Compartiment	Numele si prenumele	Semnatura	Data

8.8 Anexat - Fișa de neconformități nr. .../data. :

Data :

Elaborat Auditor șef (nume, prenume):_____Semnatura:_____

Spital Clinic Boli Infectioase Iasi
Laboratorul de analize medicale

APROBAT,

Managerul Tehnic

LISTA AUDITORILOR INTERNI

Anul:.....


Nr. crt.	Numele și prenumele	Auditor (A) Auditor Șef (AS)	Dovezi de competență	Obs.
1				

Data :

Elaborat

Responsabil Calitate (nume, prenume) :

Semnatura :



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,,
Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA GENERALA
EVALUARE SI AUDIT INTERN**

COD: PGL- 4.14

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 2 din 13
--	--	--

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 3 din 13
--	--	--

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânaru	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 4 din 13
--	--	--

CUPRINS

1. SCOPUL	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1 DEFINITII.....	6
4.2. ABREVIERI.....	6
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	6
5.1 GENERALITĂȚI	7
5.2.PLANIFICAREA ACTIUNILOR DE AUDIT	7
5.3.PREGATIREA AUDITULUI INTERN	7
5.4. DESFASURAREA AUDITULUI INTERN	8
5.5. LABORAREA ȘI DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT.....	9
5.6. VERIFICAREA ACȚIUNILOR CORECTIVE	9
5.7. ÎNREGISTRĂRILE AUDITULUI	10
5.8.CRITERII DE CALIFICARE PENTRU AUDITORI INTERNI	10
5.9.DOCUMENTE DE AUDIT	11
5.10.ACTIUNI POST AUDIT	12
6.RESPONSABILITATI.....	12
7.INREGISTRARI.....	13
8. ANEXE.....	13

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 5 din 13
---	---	---

1. SCOPUL

Procedura precizeaza modul de programare si desfasurare al evaluarilor si auditurilor interne, inregistrările ce rezulta din acestea si responsabilitatile personalului implicat in activitatea de audit intern si evaluare.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica de catre personalul Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase" Sf.Parascheva,, Iași** implicat în activitatea de audit intern.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL -01

3.2. SR EN ISO 15189: 2013 – *Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență; (4.14.1-4.14.7)*

3.3. SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001: 2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

3.5. SR EN ISO 19011: 2011 - "Ghid pentru auditarea Sistemelor de management."

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii

- **Entitate funcțională** (în accepțiune proprie) = toate compartimentele functionale din cadrul laboratorului
- **Audit** = proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit;
- **Auditor** = persoană care are competența (aptitudini demonstrate de a aplica cunoștințe și aptitudini) de a efectua un audit;
- **Auditat** = organizație care este auditată;
- **Echipă de audit** = unul sau mai mulți auditori care efectuează un audit). Echipa de audit poate include auditori în curs de formare și dacă este necesar, experți tehnici;
- **Program de audit**= ansamblu de unul sau mai multe **auditus** planificate pe un anumit interval de timp și orientate spre un scop specific;
- **Plan de audit** descriere a activităților de la fața locului și acordurile pentru un audit.

4.2. Abrevieri

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 6 din 13
--	--	--

RC- Responsabil calitate;

FNAC/P - Fisa de neconformități, acțiuni corective/acțiuni preventive.

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Analiză periodică a cererilor de analiza, adecvare proceduri de recoltare și cerințe pentru probe

Seful de laborator sau RMC analizeaza periodic analizele furnizate de laborator pentru a asigura că ele sunt clinic adecvate pentru cererile primite.

Se analizeaza si volumul de probe, dispozitivele de colectare și cerințele de conservare pentru sânge, urină, alte fluide corporale și alte tipuri de probe, după caz, pentru a asigura că nu sunt colectate nici cantități insuficiente, nici cantități excesive și că proba este colectata corespunzător pentru a conserva măsurandul.

In timpul analizei se utilizeaza o Fisa de evaluare procedura de examinare, cod FGL-4.9-06.

5.2. Evaluare feedback de la utilizator

Laboratorul solicita informații referitoare la percepția utilizatorului cu privire la modul în care serviciul a îndeplinit sau nu nevoile și cerințele utilizatorilor. Detalii se regasesc in procedura PGL 4.7 Consiliere si comunicare.

5.3. Audit intern

5.3.1 Auditurile interne sunt efectuate de o persoană sau de o echipă de auditori calificați, care sunt independenți de activitatea auditată; aceasta poate include și specialiști în domeniu, auditori în curs de formare sau observatori; pot fi folosiți și auditori calificați, din afara societății.

5.3.2 Menținerea și îmbunătățirea cunoștințelor, a abilităților și a aptitudinilor auditorilor interni se realizează prin instruirii externe, studiu individual, participare la seminarii, conferințe sau alte activități relevante; activitățile pentru dezvoltarea profesională continuă iau în considerare schimbările nevoilor organizației, ale practicii de audit, ale standardelor și ale altor cerințe.

5.3.3. Auditorii calificați să realizeze auditurile interne sunt înscriși în Lista auditorilor interni, cod: FGL – 4.14 - 05.

5.3.4. Planificarea actiunilor de audit

Responsabilul Calității împreună cu Șeful de laborator stabilesc la sfârșitul anului în curs pentru anul următor un Program anual de audituri interne, cod: FGL- 4.14 - 01.

Planificarea va fi făcută punându-se accent pe domeniile critice pentru îngrijirea pacientului, si ținând cont de rezultatele auditurilor precedente, de rezultatele controalelor externe și interne, de eventualele reclamații, astfel încât toate elementele sistemului de management, inclusiv activitățile de analiză să fie auditate cel puțin o data pe an.

Programul anual de audit intern este întocmit de Șeful de laborator și aprobat de Directorul Medical.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 7 din 13
--	--	--

După aprobare, program anual de audituri interne este transmis compartimentelor implicate.

Din dispoziția Directorului Medical sau la inițiativa Sefului de laborator sau Responsabilului Calității se pot efectua și audituri suplimentare, neplanificate, în următoarele situații:

- la implementarea unor modificări importante în sistemul de management;
- în cazul reclamațiilor;
- în cazul urmăririi realizării unor acțiuni corective/preventive și verificării eficienței acestora;
- în cazul în care se constată neconformități frecvente în anumite activități critice pentru îngrijirea pacientului;

Atunci când din anumite motive sunt necesare modificări în datele conținute în programul anual de audituri interne sau se consideră necesar a se efectua anumite audituri care nu au fost inițial programate, aceste modificări sunt operate, iar noul program anual de audituri interne este supus aceluiași ciclu de avizări și aprobări ca și exemplarul original. După aprobare, program anual de audituri interne revizuit este redifuzat.

5.3.5. PREGĂTIREA AUDITULUI INTERN

5.3.5.1 Stabilirea auditorului șef și a echipei de audit

RC stabilește echipa de audit, având în vedere asigurarea independenței acesteia față de compartimentul / activitatea auditată;

5.3.5.2. Elaborarea planului de audit

Auditorul șef elaborează cu cel puțin cinci zile înainte de data auditului, Planul de audit, cod: FGL - 4.14 - 02 prin care se stabilesc:

- obiectivele auditului;
- criteriile de audit și orice documente de referință;
- domeniul auditului, inclusiv identificarea activitatilor care urmează să fie auditate;
- data și compartimentul sau activitatea care va fi supusă auditului;
- componența echipei de audit;
- identificarea reprezentantului pentru audit din partea auditatului;
- orice acțiuni de urmărire a auditului;
- termenul până la care se va transmite raportul de audit;
- Planul de audit este transmis conducătorilor compartimentelor care urmează a fi evaluate; aceștia semnează de primire pe exemplarul original.

5.3.5.3 Stabilirea și analizarea documentelor de referință

Membrii echipei de audit analizează documentația în baza căreia se efectuează auditul, rapoartele de la auditurile anterioare realizate în zonele care vor fi auditate, acțiunile corective/preventive inițiate și alte înregistrări referitoare la calitate, aplicabile.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 8 din 13
--	--	--

Pe baza acestor informații se elaborează Chestionarul de audit intern, conform formularului cod: FGL – 4.14 - 03, care sintetizează problemele care vor fi verificate în timpul auditului și constituie un instrument de pregătire pentru audit al membrilor echipei.

5.3.6. DESFĂȘURAREA AUDITULUI INTERN

Ședința de deschidere

Auditul începe cu o scurtă ședință de deschidere care constă în comunicarea faptului că se desfășoară un audit și explicarea naturii auditului, obiectivele și criteriile auditului, programul, cerințele examinate, modul de identificare și rezolvare a neconformităților.

Examinarea activităților

Evaluarea efectivă se desfășoară pe baza interviurilor cu persoanele din zona auditată, observarea activităților și analiza documentelor și înregistrărilor existente.

Verificările se fac la fața locului (acolo unde se desfășoară activitatea), iar rezultatele acestora se înscriu în chestionar. Se verifica daca activitatea de analiză este conforma cu cerintele documentelor aplicabile si daca rezultatele obtinute sunt apte sa atinga obiectivele referitoare la calitate.

Constatările din auditul intern sunt înregistrate de către auditorul șef în chestionarul de audit intern.

Dacă rezultă observații referitoare la calitate acestea sunt consemnate, de asemenea, în chestionar împreună cu exemplele corespunzătoare.

Generarea constatărilor auditului

După încheierea examinărilor, echipa de audit evaluează dovezile de audit (examinarea documentelor si observarea activitatilor in curs de desfasurare, interviu cu personalul din zona auditata, verificarea inregistrarilor aferente activitatii auditate), față de criteriile de audit pentru a genera constatările auditului; constatările de audit pot indica fie conformitatea, fie neconformitatea cu criteriile de audit, iar atunci când este specificat în obiectivele auditului, constatările auditului pot identifica o oportunitate de îmbunătățire.

Pregătirea concluziilor auditului presupune:

- analizarea constatărilor auditului și a altor informații colectate în timpul auditului, în raport cu obiectivele auditului;
- convenirea concluziilor auditului având în vedere incertitudinea inerentă a procesului de audit;
- pregătirea recomandărilor dacă este specificat în obiectivele auditului;
- discutarea activității de urmărire rezultate din audit, dacă este aspect este inclus în planul de audit.

Pentru elucidarea unor aspecte, echipa de audit discută cu șeful de laborator și responsabilul de analize.

Eventualele abateri constatate față de cerințele standardului de referință și documentelor sunt lamurite, acceptate de auditat, cu stabilirea de acțiuni corective / preventive și

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 9 din 13
--	--	--

înregistrarea acestora în fișa de neconformități, acțiuni corective / preventive , cod: FGL - 4.9 – 01.

Ședința de închidere

Ședința de închidere constă în comunicarea constatărilor și concluziilor auditului, de către auditorul șef.

Scopul principal al ședinței de închidere este de a prezenta observațiile și neconformitățile din timpul auditului.

În cadrul ședinței de închidere se stabilește modul de urmărire și raportare a realizării acțiunilor corective.

5.3.7. Elaborarea și difuzarea raportului de audit

Rezultatele auditului sunt documentate în Raportul de audit, cod: FGL – 4.14 - 04, elaborat de către auditorul șef; raportul de audit furnizează o înregistrare completă, exactă, concisă și clară a auditului și face referire la următoarele:

- obiectivele auditului;
- compartimentele și activitățile auditate (domeniul auditului);
- criteriile de audit în raport cu care s-a efectuat acesta (inclusiv planul de audit);
- lista persoanelor contactate în timpul auditului;
- constatățile și concluziile auditului, inclusiv neconformitățile constatate;
- lista de difuzare a raportului de audit.

Raportul de audit se emite și se transmite până la data stabilită în plan; orice amânare trebuie comunicată auditatului și convenit cu acesta asupra noii date de comunicare.

Prima fază a auditului se încheie în momentul prezentării raportului de audit conducerii compartimentului auditat, respectiv Șefului de laborator. În cazul în care în urma auditului au rezultat neconformități, șeful de laborator va analiza neconformitățile constatate și va stabili acțiunile corective/preventive necesare, precum și termenul de realizare. Auditul se consideră definitiv încheiat numai după ce s-au finalizat și verificat toate acțiunile corective stabilite.

Verificarea acțiunilor corective

Pentru neconformitățile constatate auditatul completează Fișa de neconformități, acțiuni corective/ preventive cod: FGL – 4.9 – 01. La termenele fixate, auditorul șef verifică stadiul rezolvării acțiunilor corective/preventive, eliminarea cauzelor care au condus la neconformități și înregistrează acest lucru în Fișa de neconformități.

Rezolvarea acțiunilor corective/preventive poate fi verificată și printr-un audit de urmărire; necesitatea efectuării unui astfel de audit este decisă de auditorul șef, funcție de numărul și importanța acțiunilor corective/ preventive inițiate.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 10 din 13
--	--	---

Auditul de urmarire se va realiza asemenea celui initial, limitandu-se numai la sectoarele unde au fost constatate neconformitatile. La auditul urmator sau, in situatii justificate, la un audit de urmarire se verifica eficacitatea actiunilor corective intreprinse.

În cazul în care acțiunea stabilită nu s-a încheiat la termenul scadent, auditorul șef anunță șeful de laborator pentru analizarea cauzelor și replanificarea termenului de rezolvare.

Înregistrările auditului

Înregistrările auditului (planul de audit intern, chestionar de audit intern, raport de audit intern, Fișe de neconformități, acțiuni corective / preventive) se păstrează de către RC și entitățile auditate și constituie elemente de intrare în cadrul analizei efectuată de management.

5.3.8. Criterii de calificare pentru auditori interni

Auditul intern poate fi efectuat de către auditori pregătiți la cursul de formare auditori și specialiști cu experiență în domeniul de audit.

Auditori interni pot fi:

- personal din cadrul laboratorului care a efectuat un stagiu de instruire auditori interni laboratoare si poseda un certificat de absolvire si are minim 6 luni experienta in activitatea de analiza;
- personal contractat care prezinta urmatoarele dovezi:
 - certificat absolvire curs auditori laboratoare;
 - dovezi din care sa rezulte experienta in domeniul auditului in laborator.

Auditorii interni acceptați de către managementul laboratorului sunt înscriși în Lista auditorilor interni, cod FGL-4.14-05. Anual, Responsabilul Calității face o analiză a acestei liste pentru a asigura menținerea competenței auditori lor interni.

5.3.9.Documente de audit

Pentru fiecare audit se constituie de către auditorul șef, un dosar cu următoarele înregistrări:

- planul de audit și lista de difuzare a lui;
- chestionarul de audit;
- raportul de audit;
- corespondența rezultată în urma efectuării auditului și alte documente legate de desfășurarea auditului (când este cazul);

5.3.10. Actiuni post audit

Daca auditorii sunt specialistii propriei organizatii, pot intocmi impreuna cu seful de laborator fise de neconformitati si actiuni corective si pot fi desemnati cu responsabilitatea urmaririi actiunii corective.

Se recomanda ca actiunile corective sau auditurile de urmarire ulterioare sa fie incheiate intr-o perioada de timp convenita.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 11 din 13
--	--	---

Atunci cand constatarile auditului conduc la dubii privind eficacitatea functionarii laboratorului sau asupra corectitudinii si validitatii rezultatelor analizelor, laboratorul intreprinde actiuni corective prin deschiderea Fișei de neconformitati, actiuni corective/preventive. Laboratorul notifica in scris beneficiarii serviciilor de laborator atunci cand investigatiile arata ca rezultatele analizelor au fost afectate.

5.4. Propuneri personal

Managementul laboratorului încurajează personalul să facă propuneri de îmbunătățire a oricărui aspect al serviciilor de laborator (conform procedurii PG 07). Propunerile sunt evaluate, implementate, după caz. Persoana care a facut propunerea este informata cu privire la decizia asupra propunerii facute.

Înregistrările propunerilor și acțiunii luate de către management sunt păstrate si analizate la analiza de management.

5.5. Managementul riscului

Laboratorul evalueaza impactul proceselor de execuție și al erorilor potențiale asupra rezultatelor examinării, pentru că ele afectează siguranța pacienților. In cazul in care sunt identificate procesele care implica risc pentru siguranta pacientilor, aceste procese sunt modificate pentru a se reduce sau elimina riscurile identificate. Detalii despre evaluarea si gestionarea riscurilor se regasesc in Procedura operationala POL 07, Managementul riscului in laborator.

5.6. Monitorizarea indicatorilor de calitate

Laboratorul stabileste indicatori ai calității pentru a monitoriza și evalua performanța tuturor aspectelor critice ale proceselor de pre-examinare, examinare și post-examinare. Monitorizarea indicatorilor este planificata (stabilirea obiectivelor, metodologie, interpretare, limite, plan de acțiune și durată de măsurare) asa cum este descris in procedura PGL 4.12.

5.7. Evaluari ale organizatiilor externe

Dacă în urma evaluărilor unor organizații externe se indică faptul că laboratorul are neconformități sau potențiale neconformități, laboratorul trebuie să întreprindă acțiuni imediate corespunzătoare și, după caz, acțiuni corective și acțiuni preventive pentru a asigura menținerea continuă a conformității cu cerințele prezentului standard internațional. Se păstrează înregistrări ale evaluărilor și ale acțiunilor corective și ale acțiunilor preventive luate trebuie să fie păstrate.

NOTĂ - Exemple de evaluări: evaluări de acreditare, inspecții CAS, inspecții de sănătate și siguranță în muncă.

5. RESPONSABILITATI

6.1. Auditorul

- definește condițiile pentru fiecare audit;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 12 din 13
--	--	---

- întocmește planul de audit intern;
- întocmește lista de verificări;
- analizeaza documentatia referitoare la activitatile sistemului de management al calitatii existent;
- auditează activitatea planificată;
- întocmește raportul de audit și anexa;
- poate fi mandatat cu stabilirea actiunilor corective si cu urmarirea realizarii acestora;
- poate urmări desfășurarea implementării acțiunilor corective/preventive;
- auditează activitatea planificată;

6.3. Responsabilul Calitatii

- întocmește programul anual de audit;
- informeaza personalul implicat asupra obiectivelor si domeniului auditului;
- stabileste, initiaza și urmărește rezolvarea actiunilor corective, bazate pe constatările auditului;
- stabilește auditorul șef pentru fiecare audit, precum și echipa de audit;
- păstrează și gestionează înregistrările referitoare la competența auditorilor și cele referitoare la audituri;
- poate executa auditul;
- poate propune audituri neplanificate.

6.4. Auditatul

- pune la dispozitia auditorului toate elementele si inregistrarile pentru desfasurarea auditului in bune conditii;
- răspunde la întrebările auditorilor;
- efectuează activitățile auditate;
- completează Fisa de neconformitati, actiuni corective/ preventive

6.5. Seful de Laborator

- verifica programul anual de audit si il propune spre aprobare managerului spitalului
- aprobă instruirea auditorilor interni;
- aprobă lista auditorilor interni;
- dispune efectuarea de audituri suplimentare, neplanificate;
- dispune efectuarea de analize referitoare la modul de realizare a acțiunilor corective / preventive stabilite în urma auditurilor interne;
- participa la desfasurarea auditului;
- pune la dispozitia auditorului toate documentele si inregistrarile solicitate de acesta;
- informeaza personalul implicat asupra obiectivelor si domeniului auditului;
- stabileste, initiaza și urmărește rezolvarea actiunilor corective, bazate pe constatările auditului;
- notifica in scris clientul atunci cand in urma inregistrarilor se constată că rezultatele analizelor au fost afectate;
- poate propune audituri suplimentare, neplanificate ,

7.INREGISTRARI

- Program anual de audit intern, cod: FGL- 4.14 - 01;
- Plan de audit intern, cod: FGL - 4.14 - 02;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EVALUARE SI AUDIT INTERN COD: PGL – 4.14	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 13 din 13
--	--	---

- Chestionar de audit intern, cod: FGL - 4.14 - 03;
- Raport de audit intern, cod: FGL – 4.14 - 04;
- Lista auditorilor interni, cod: FGL – 4.14 – 05;
- *Fisa de evaluare procedura de examinare, cod FGL-4.14-06*

8. ANEXE

- 8.1** Anexa 1 – Program anual de audit, cod: FGL- 4.14 - 01;
- 8.2** Anexa 2 – Plan de audit, cod: FGL - 4.14 - 02;
- 8.3** Anexa 3 – Chestionar de audit, cod: FGL - 4.14 - 03;
- 8.4** Anexa 4 – Raport de audit intern, cod: FGL – 4.14 – 04;
- 8.5** Anexa 5 – Lista auditorilor interni, cod: FGL – 4.14 – 05.
- 8.6.** *Anexa 6 - Fisa de evaluare procedura de examinare, cod FGL-4.14-06*

Convocator pentru participare la ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT A CALITĂȚII LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE

Sunteți invitat să participați la Analiza sistemului de management a calității în cadrul laboratorului de analize medicale, care se va desfășura în data de ora
.....locatia.....

Ordinea de zi:

- a) datele analizelor de management anterioare
- b) politica privind calitatea și obiectivele calității – oportunitatea de îmbunătățire sau modificare
- c) analiza periodică a cererilor, și adecvarea cerințelor privind procedurile și probele – se prezintă concluziile evaluărilor procedurilor de examinare, numărul și tipul cererilor respinse din cauza lipsei resurselor de realizare (echipament, metoda)
- d) evaluare feedback de la utilizator – evaluarea chestionarelor de feedback, acțiuni și măsuri stabilite și propuse
- e) sugestiile personalului – se prezintă o sinteză a măsurilor de măsurilor de îmbunătățire și sugestiilor propuse de personal
- f) audituri interne – realizarea programului anual de audit, concluziile auditurilor
- g) managementul riscului – se prezintă concluziile analizelor de risc, măsurile preventive realizate sau propunerile de măsuri.
- h) evaluarea indicatorilor calității – se prezintă evoluția indicatorilor calității
- i) analize efectuate de organizații externe – rezultatele auditurilor și evaluărilor de la organismul de acreditare, CAS, DSP, laboratoare / organizații colaboratoare.
- j) rezultatele participării în programe de comparare inter-laboratoare
- k) monitorizarea și rezolvarea reclamațiilor
- l) performanța furnizorilor
- m) identificare și control neconformităților - tipul și tendințele neconformităților identificate, acțiuni necesare
- n) rezultate ale îmbunătățirii continue inclusiv situația curentă a acțiunilor corective și a acțiunilor preventive
- o) modificări în volumul și scopul activității, personalului care ar putea afecta sistemul de management al calității;
- p) recomandări pentru îmbunătățire, inclusiv cerințe tehnice.

Persoane participante :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

Spital Clinic Boli Infectioase Iasi
Laboratorul de analize medicale

12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____

6. Observații :

Aprobat:
Manager

Întocmit
Responsabil Calitate:

Data:

PROCES VERBAL AL ANALIZEI

SISTEMULUI DE MANAGEMENT

din data de:.....

1. Participanti:

2. Ordinea de zi:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____


3. Măsură și acțiuni stabilite:

Elaborat

Responsabil Calitate

Aprobat

Manager



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA GENERALA
ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT**

COD: PGL- 4.15

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT COD: PGL – 4.15	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag.2 din 10

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT COD: PGL – 4.15	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag.3 din 10

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013, modificare date de intrare	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT COD: PGL – 4.15	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag.4 din 10
--	---	---

CUPRINS

1.SCOPUL	5
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1 DEFINITII	5
4.2 ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	5
5.2 PREGATIREA ANALIZEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT	6
5.3 DESFASURAREA ANALIZEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT.....	7
5.4 TRANSMITEREA SI URMARIREA REALIZARII ACTIUNILOR STABILITE ÎN CADRUL ANALIZEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT	7
6. RESPONSABILITATI	8
7. INREGISTRARI	8
8. ANEXE	8

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT COD: PGL – 4.15	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag.5 din 10

1. SCOPUL

Procedura prezinta modul in care se efectueaza analiza sistematica si periodica a sistemului de management de catre managementul de la cel mai înalt nivel al organizației, pentru a asigura continua adecvare și eficacitate a acestuia și pentru a introduce orice modificări sau îmbunătățiri necesare.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura este aplicata de catre Manager sau Directorul Medical al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva” Iași**, Laborator de analize medicale, în colaborare cu Seful de laborator pentru a asigura eficacitatea continua a reglementarilor si initierea oricaror actiuni corective necesare.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII, Cod: MCL- 01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 – *Laboratoare medicale.Cerinte pentru calitate si competenta*

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1 Definitii

Analiza Sistemului Calitatii = Evaluarea oficiala, efectuata de catre conducerea organizatiei la nivelul cel mai inalt, a starii si compatibilitatii sistemului calitatii cu politica in domeniul calitatii si cu obiectivele noi rezultate din evolutia circumstantelor.

Nota : organizatie = laborator

4.2 Abrevieri

FNAC/AP-fisa neconformitati , actiuni corective/actiuni preventive
RC- Responsabil Calitate

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1.Planificarea analizei sistemului de management

5.1.1. Analiza sistemului de management se efectuează o dată pe an (de obicei la începutul anului) și ori de câte ori este necesar, în cazurile în care circumstanțele o cer.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT COD: PGL – 4.15	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag.6 din 10

Astfel, analiza poate se desfasura din dispozitia Managerului sau Directorului Medical, la propunerea Șefului de laborator, planificat sau ca urmare a unor reclamatii, rezultate ale auditurilor interne/externe sau a constatarii de neconformitati repetate.

5.1.2. Activitatea de analiză a sistemului de management se desfășoară planificat. Convocatorul la analizei sistemului de management, cod : FGL - 4.15 - 01, este întocmită de către Responsabilul calității, împreuna cu Șeful de laborator si aprobat de catre Managerul spitalului

Planificarea / convocatorul cuprinde :

- data (de regula in luna ianuarie);
- ordinea de zi;
- participantii.

5.2 Pregatirea analizei sistemului de management

5.2.1 Responsabilul calității intocmește materialele necesare analizei sistemului de management.

Sunt supuse analizei cel putin urmatoarele:

- a) *datele analizelor de management anterioare*
- b) *politica privind calitatea si obiectivele calitatii – oportunitatea de imbunătățire sau modificare*
- c) *analiza periodică a cererilor, și adecvarea cerințelor privind procedurile și probele – se prezinta concluziile evaluarilor procedurilor de examinare, numarul si tipul cererilor respinse din cauza lipsei resurselor de realizare (echipament, metoda)*
- d) *evaluare feedback de la utilizator – evaluarea chestionarelor de feedback, actiuni si masuri stabilite si propuse*
- e) *sugestiile personalului – se prezinta o sinteza a masurilor de masurilor de imbunatatire si sugestiiilor propuse de personal*
- f) *audituri interne – realizarea programului anual de audit, concluziile auditurilor*
- g) *managementul riscului – se prezinta concluziile analizelor de risc, masurile preventive realizate sau propunerile de masuri.*
- h) *evaluarea indicatorilor calității – se prezinta evolutia indicatorilor calitatii*
- i) *analize efectuate de organizații externe – rezultatele auditurilor si evaluarilor de la organismul de acreditare, CAS, DSP, laboratoare / organizatii colaboratoare.*
- j) *rezultatele participării în programe de comparare inter-laboratoare*
- k) *monitorizarea și rezolvarea reclamațiilor*
- l) *performanța furnizorilor*
- m) *identificare și control neconformităților - tipul si tendintele neconformitatilor identificate, actiuni necesare*
- n) *rezultate ale îmbunătățirii continue inclusiv situația curentă a acțiunilor corective și a acțiunilor preventive*

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT COD: PGL – 4.15	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag.7 din 10

- *stadiul de rezolvare a actiunilor de imbunatatire, corective si preventive*
- *promptitudinea si eficacitate actiunilor corective si preventive*
- *acțiuni necesare*
- o) modificări în volumul și scopul activității, personalului care ar putea afecta sistemul de management al calității;*
- p) recomandări pentru îmbunătățire, inclusiv cerințe tehnice.*

5.2.2. RC convoaca persoanele mentionate in formularul de planificare a analizei sistemului de management sa participe la analiza

5.2.3. Documentele necesare analizei vor fi disponibile cu minimum 5 zile inaintea datei stabilite si se vor afla la RC, unde vor putea fi consultate de participantii la analiza.

5.3 Desfasurarea analizei sistemului de management

5.3.1 Analiza sistemului de management se desfasoara sub forma de reuniune, condusa de Manager sau Directorul Medical.

Se parcurge ordinea de zi, se analizeaza si se stabilesc masuri sau actiuni corective acolo unde sunt necesare.

Tot in cadrul analizei de management se discuta indicatorii de calitate si pentru monitorizarea contributiei laboratorului la ingrijirea pacientilor, acestia fiind stabiliti prin planul de masuri de imbunatatire.

5.3.2 Desfasurarea analizei se înregistrează de catre RC în formularul de **Proces verbal de analiza a sistemului de management** cod: FGL - 4.15 - 02, iar dispozitiile sau actiunile stabilite, responsabilii si termenele se consemneaza in **Programul de măsuri de imbunatatire, cod: FGL - 4.12 - 02.**

5.3.3. Deciziile si actiunile corective propuse vizeaza :

- *eficacitatea sistemului de management al calitatii ;*
- *imbunatatirea activitatii de analiză, in raport cu cerintele clientului ;*
- *respectarea prevederilor legale aplicabile activitatilor desfasurate ;*
- *recomandari pentru imbunatatire ;*

5.4 Transmiterea si urmarirea realizarii actiunilor stabilite în cadrul analizei sistemului de management

RC difuzeaza cate o copie a Programului de măsuri, cod: FGL - 4.12 - 02, completat în urma analizei sistemului de management, persoanelor responsabile de realizarea dispozitiilor stabilite .

5.4.2. RC verifica si consemneaza în Programul de măsuri modul de rezolvare a dispozitiilor stabilite.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT COD: PGL – 4.15	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag.8 din 10

Periodic (dar cel puțin trimestrial) RC raportează Directorului Medical situația rezolvării acestora și păstrează înregistrările.

Înregistrările privind rezolvarea acțiunilor corective/preventive stabilite la analiza sistemului de management sunt cuprinse, prin grija RC, în documentele de analiză a sistemului de management din anul următor.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Managerul spitalului

- aproba planificarea analizei sistemului de management;
- conduce reuniunea de analiză a sistemului de management;
- analizează politica și obiectivele calității;
- dispune măsuri, dispozitii, acțiuni corective/preventive pentru menținerea eficacității și îmbunătățirea a sistemului de management;
- mandatează RC să efectueze sau să urmărească realizarea unora din etapele sau acțiunile analizei sistemului de management;
- urmărește prin raportările RC, modul de realizare a acțiunilor stabilite cu ocazia analizei sistemului de management ;

6.2 Responsabilul Calității

- pregătește și difuzează materialele analizei sistemului de management ;
- participă la reuniunea de analiză a sistemului de management ;
- întocmește planificarea analizei sistemului de management;
- întocmește procesul verbal al analizei și programul măsuri ;
- urmărește, verifică și raportează sefului de laborator stadiul rezolvării măsurilor stabilite la analiză a sistemului de management ;
- păstrează înregistrările asupra analizei și acțiunilor întreprinse ;

6.3. Șeful de laborator

- consemnează măsurile stabilite în formularul de proces verbal de analiză a sistemului calității, cod :FGL - 4.15 - 02;
- participă la reuniunea de analiză a sistemului de management
- aplică măsurile stabilite ca urmare a analizei sistemului de management ;

7. ÎNREGISTRARI

- Convocatorul pentru participare la analiză a sistemului calității laboratorului de analize medicale, de către conducere, cod: FGL - 4.15 -01;
- Proces verbal al analizei sistemului de management, cod: FGL - 4.15 -02
- Fișă de neconformități, acțiuni corective/preventive, cod: FGL - 4.9 - 01;
- Program de măsuri de îmbunătățire, cod: FGL - 4.12-02 ;
- Programul de monitorizare obiectivelor și a indicatorilor de calitate-PMIC, cod: FGL-4.12-03

8. ANEXE

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT COD: PGL – 4.15	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag.9 din 10

Anexa 1– Convocatorul pentru participare la analiza sistemului calității laboratorului de analize medicale, de către conducere, cod: FGL - 4.15 -01;

Anexa 2 – Process verbal al analizei sistemului de management, cod: FGL - 4.15 -02;

Anexa 3 – Exemple de indicatori de calitate

Anexa 1

EXEMPLE DE INDICATORI DE CALITATE

Nr. crt	Definirea indicatorului de calitate	Cuantificarea indicatorului	Observații
1	Numărul personalului instruit din laborator		
2	Evoluția numărului de analize solicitate (pe secții, în regim de spitalizare de zi și spitalizare continuă)		
3	Numărul de analize solicitate în regim de urgență (urgență medicală)		
4	Indice de concordanță prin control extern de calitate (scheme de comparații interlaboratoare)	Nr.analize concordante X 100 / Nr.analize trimise și investigate prin control extern de calitate Interpretare: 90-100% foarte bun 80-90% bun 70-80% satisfăcător sub 70% nesatisfăcător (noncalitate)	
5	Evoluția ratei neconformităților rezultatelor obținute prin controlul extern de calitate		
6	Frecvența neconformităților depistate intern		
7	Nivelul satisfacției declarate de beneficiari		
8	Indice de acoperire a necesarului de reactivi și materiale de lab.	Cheltuieli bugetare realizate pt. reactivi și materiale de lab. X 100 / Cheltuieli estimate pt. necesarul de reactivi și materiale de lab.	
9	Indice de acoperire a tipurilor de reactivi și materiale	Nr. articole (reactivi, medii de cultură, seruri, chituri etc) achiziționate X 100 / Nr.articole	

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT COD: PGL – 4.15	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag.10 din 10

		solicitate la începutul anului	
--	--	--------------------------------	--

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Lista Centralizatoare A Documentelor Interne

Nr Crt.	Denumire document	Cod	Editia / revizia	Data emiterii
0	1	2	3	4
1.	Manualul Calității	MCL - 01	1/0	01.05.2013
PROCEDURI GENERALE DE LABORATOR				
1.	Ghid pentru elaborarea procedurii	PGL- 4.0	1/0	01.05.2013
2.	Controlul documentelor	PGL – 4.3	1/0	01.05.2013
3.	Analiza contractelor	PGL – 4.4	1/0	01.05.2013
4.	Examinare de catre laboratoare subcontractante	PGL – 4.5	1/0	01.05.2013
5.	Servicii externe si aprovizionare	PGL – 4.6	1/0	01.05.2013
6.	Servicii de Consiliere	PGL - 4.7	1/0	01.05.2013
7.	Rezolvarea reclamatilor	PGL – 4.8	1/0	01.05.2013
8.	Identificare si controlul neconformitatilor	PGL – 4.9	1/0	01.05.2013
9.	Actiuni corective	PGL - 4.10	1/0	
10.	Actiuni preventive	PGL - 4.11	1/0	01.05.2013
11.	Imbunatațire continua. Indicatori de calitate	PGL - 4.12	1/0	01.05.2013
12.	Controlul inregistrarilor	PGL - 4.13	1/0	01.05.2013
13.	Audituri interne	PGL - 4.14	1/0	01.05.2013
14.	Analiza efectuata de management	PGL – 4.15	1/0	01.05.2013
15.	Personal	PGL – 5.1	1/0	01.05.2013
16.	Conditii de mediu si de lucru	PGL – 5.2	1/0	01.05.2013
17.	Echipament	PGL - 5.3	1/0	01.05.2013
18.	Procesul de preexaminare	PGL – 5.4	1/0	01.05.2013
19.	Proceduri de examinare	PGL – 5.5	1/0	01.05.2013
20.	Asigurarea calitatii rezultatelor	PGL - 5.6	1/0	01.05.2013
21.	Raportarea rezultatelor	PGL – 5.8	1/0	01.05.2013

PROCEDURI SPECIFICE

Nr Crt.	Denumirea procedurii specifice	Cod procedura	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Examen lichid de puncție	PSL-M1-01	1/0	01.05.2013
2.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Hemocultura	PSL-M1-02	1/0	01.05.2013
3.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Examen exsudat faringian si nazal	PSL-M1-03	1/0	01.05.2013
4.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Urina	PSL-M1-04	1/0	01.05.2013
5.	Procedura specifica de analiza-	PSL-M1-05	1/0	01.05.2013

	Bacteriologie Sputa			
6.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Exsudate genitale	PSL-M1-06	1/0	01.05.2013
7.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Exsudate purulente	PSL-M1-07	1/0	01.05.2013
8.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Antibiograma	PSL-M1-08	1/0	01.05.2013
9.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Examen coproparazitologic	PSL-M2-01	1/0	01.05.2013
10.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Coprocultura	PSL-M2-02	1/0	01.05.2013
11.	Procedura specifica de analiza-Determinari imunologice calitative	PSL-I 3-01	1/0	01.05.2013
12.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Hemoleucograma	PSL-H4-01	1/0	01.05.2013
13.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Citologia frotiului sanguin	PSL-H4-02	1/0	01.05.2013
14.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Numaratoarea de reticulocite	PSL-H4-03	1/0	01.05.2013
15.	Procedura specifica de analiza-Hematologie VSH	PSL-H4-04	1/0	01.05.2013
16.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Determinare grup sanguin	PSL-H4-05	1/0	01.05.2013
17.	Procedura specifica de analiza-Determinari Biochimice din Ser	PSL-B5-01	1/0	01.05.2013
18.	Procedura specifica de analiza-Biochimie Examen complet de urina	PSL-B5-02	1/0	01.05.2013
19.	Procedura specifica de analiza-Biochimie Determinarea electrolitilor prin metoda I.S.E. direct	PSL-B5-03	1/0	01.05.2013

PROCEDURI OPERATIONALE

Nr Crt.	Denumirea procedurii operationale	Cod procedura	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Norme de curatenie, dezinfectie si eliminarea deseurilor infectioase	POL-01	1/0	01.05.2013
2.	Biosiguranta in laboratorul de analize medicale	POL-02	1/0	01.05.2013
3.	Sistemul informatic	POL-03	1/0	01.05.2013
4.	Etica in laboratorul de analize medicale	POL-04	1/0	01.05.2013
5.	Efectuarea controlului intern de calitate in microbiologie	POL-05	1/0	01.05.2013
6.	Controlul suprafetelor si microaeroflora	POL-06	1/0	01.05.2013
7.	Identificarea microorganismelor	POL-M1-01	1/0	01.05.2013
8.	Colorarea frotiurilor	POL-M1-02	1/0	01.05.2013

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU				
Nr Crt.	Denumirea instructiuni de lucru	Cod instructiune	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Instructiuni de lucru pentru Analizor SYSMEX 1000i seria 00016	IL-H4-01	1/0	01.05.2013
2.	Instructiuni de lucru pentru Analizor automat de Biochimie Rx Imola serie 7201-0552	IL-B5-01	1/0	01.05.2013
3.	Instructiuni de lucru pentru Analizor urină Dirui H 100 serie N110100HO587SE	IL-B5-02	1/0	01.05.2013
4.	Instructiuni de lucru pentru analizor de ioni 103 Diestro serie 809	IL- B5-03	1/0	01.05.2013
5.	Instructiuni de lucru pentru sterilizare in autoclav	IL -M1-01	1/0	01.05.2013
6.	Instructiuni de lucru pentru sterilizare uscata	IL-M1-02	1/0	01.05.2013
7.	Instructiuni de lucru pentru densimat	IL-M1-03	1/0	01.05.2013
8.	Instructiuni de lucru pentru pH-metru	IL-M1-04	1/0	01.05.2013
9.	Instructiune controlul conditiilor de mediu	IL-M1-05	1/0	01.05.2013
10.	Instructiuni de lucru pentru sistem de identificare si antibiograma API Biomerieux	IL-M1-06	1/0	01.05.2013
11.	Instructiuni de lucru pentru balanta de laborator electronica	IL-M1-07	1/0	01.05.2013
12.	Instructiuni de utilizare microscop IOR, Optika si Olympus	IL--08	1/0	01.05.2013
13.	Instructiuni de lucru pentru termometru etalon	IL -09	1/0	01.05.2013
14.	Instructiuni de lucru pentru centrifuge	IL-10	1/0	01.05.2013
15.	Instructiuni de lucru pentru termostate	IL-M -01	1/0	01.05.2013
16.	Instructiuni de lucru pentru hote bacteriologice	IL- M- 02	1/0	01.05.2013

Data :01.05.2013

Elaborat:
Responsabilul calității:
As. Lorena Zaborila

LISTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR EXTERNE

Nr. Crt.	Tip document	Denumire document	Cod	Data emiterii
	1	2	3	4
1	Standarde naționale	Laboratoare medicate Cerinte particulare pentru calitate si competenta	SR EN ISO 15189	2007
2		Sisteme de management al calitatii.Principii fundamentale si vocabular	SR EN ISO 9000	2006
3		Sisteme de management al calitatii cerinte	SR EN ISO 9001	2008
4		Linii directe pentru verificarea adecvării la scop a metodelor utilizate în laboratoarele de analize medicale	Anexa 1 RS-1.3 LM	2013
5		Regulament specific de acreditare in domeniul acreditarii laboratoarelor medicale conform SR EN ISO 15189:2007	RS-1.3 LM,	15.05.2013
6		Note explicative ale cerintelor SR EN ISO 15189:2008		04.2013
7		Linii directe pentru determinarea intervalelor de etalonare a aparatelor de măsurare.	ILAC G – 24 /2007	2007
8		Politica RENAR P-05/16 .07.2013 Politica privind trasabilitatea măsurărilor	P-05/16 .07.2013	2013
9		Politica RENAR P-04/21.05.2013 Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competență și a comparărilor interlaboratoare	P-04/21.05.2013	2013


1	Standarde internaționale	Ghid EA-4/10: 2002- Accreditation for Microbiological Laboratories	EA-4/10: 2002	2002
2		National Committee for Clinical Laboratory Standards, 2012 - Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests; approved standard - eighth edition. NCCLS document M2-A8. 23 (1)		2010
1	Reglementări privind autorizare laborator (OMT și MO)	ORDIN nr. 1.301 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale	ORDIN nr. 1.301	2007
2		ORDIN-Norme tehnice privind gestionarea deeurilor rezultate din activitățile medicale	ORDIN 1226	2012
		Ordinul 261/2007 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare	ORDIN 261/2007	2007
		Ghid național de biosiguranță pentru laboratoare medicale		2005

	Manuale de operare	Manualul de operare echipament biochimie Rx Imola		
		Manualul de operare echipament biochimie Dirui H 100		
		Manual de operare analizor Sysmex 1000i		
		Manual de operare Sistem de identificare și antibiograma automată API Biomérieu		
		Manual de operare analizor electroliti (ISE)- DIESTRO 103 AP		

Elaborat:

Responsabilul calității: As. Lorena Zaborila

Data:



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA GENERALA
CONTROLUL DOCUMENTELOR**

COD PGL - 4.3

**Editia 2, Revizia 0
Din data 11.03.2015**

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

Elaborat:
Responsabil Calitate
As. Lorena Zaborilă

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3				Editia 2
					Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 2 din 13

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 3 din 13

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânaru	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 4 din 13
---	--	--

CUPRINS

1.SCOP.....	4
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4.1. DEFINITII	5
4.2. ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	6
5.1. CONTROLUL DOCUMENTELOR INTERNE	6
5.1.2. CODIFICAREA DOCUMENTELOR	6
5.1.3. ELABORAREA DOCUMENTELOR SISTEMULUI CALITATII LABORATORULUI	8
5.1.4. ANALIZAREA SI APROBAREA DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII LABORATORULUI.	8
5.1.5. EDITARE, DIFUZARE, RETRAGERE	8
5.1.6. MODIFICAREA DOCUMENTELOR	9
5.1.7. PAGINAREA DOCUMENTELOR	9
5.1.8. EDITAREA INFORMATIZATA A TEXTULUI.....	9
5.2. CONTROLUL DOCUMENTELOR EXTERNE	10
5.3. ARHIVAREA SI GESTIONAREA DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII.....	10
5.4. ELIMINAREA DOCUMENTELOR	11
6. RESPONSABILITATI	11
7. INREGISTRARI	12
8. ANEXE	12

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 5 din 13
---	--	--

1.SCOP

Prezenta procedura precizeaza metodologia de identificare, intocmire, analizare, aprobare, difuzare, modificare, arhivare si distrugere a tuturor documentelor care fac parte din Sistemul de Management al activitatilor, precum si responsabilitatile personalului implicat in activitatea de control a documentelor, pentru a asigura ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile in punctele de utilizare.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1. Procedura se aplica de intreg personalul Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**, implicat in activitatile de: identificare, elaborare, avizare, aprobare, modificare, difuzare, pastrare si utilizare a documentelor sistemului de management al calitatii.

2.2. Procedura se aplica de asemenea de personalul implicat in identificarea, procurarea, distributia, pastrarea si disponibilitatea documentelor de origine externa.

2.3. Procedura nu se aplica inregistrarilor calitatii pentru controlul carora exista procedura documentata .

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL - 01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 - Cerinte particulare pentru calitate si competenta

3.3. SR EN ISO 9000 :2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii

Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cuprinși în standardul SR EN ISO 9000 :2006.

4.2. Abrevieri

MCL	– Manualul Calității
PGL	– Procedură Generală de Laborator
POL	- Procedura Operationala
PS	– Procedură Specifică
IL	– Instrucțiuni de Lucru
SM	– Sistemul de Managementul al laboratorului
RC	– Responsabil Calitate

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 6 din 13
---	--	--

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

Documentele SM ținute sub control sunt documente interne și documente externe.

5.1. Controlul documentelor interne

5.1.1. Identificarea documentelor sistemului de management al calitatii

Documentele interne controlate sunt:

- Manualul Calității;
- Procedurile generale al laboratorului
- Procedurile specifice de analiză
- Proceduri operaționale al laboratorului
- Instrucțiunile de lucru;
- Formulare

Documentele interne controlate ale sistemului de management al calității sunt prezentate in Anexa 1 la prezenta procedura în **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași**, interne, cod : FGL- 4.3 - 01, lista prin care se identifica documentele tinute sub control precum si situatia curenta a stadiului reviziilor, pentru a se evita utilizarea documentelor perimate sau nevalabile.

Lista centralizatoare a documentelor interne (manuale, proceduri si formulare) conține :

- număr curent
- cod
- denumire document
- ediția/revizia
- data emiterii

Documentele interne ale sistemului de management al calității laboratorului se editează pe hârtie A4 și pe suport informatic.

5.1.2. Codificarea documentelor

5.1.2.1. Codificarea Manualului Calitatii

MCL- 01, unde: MC - L - Manualul Calității – L - laboratorul
01 - numărul ediției manualului

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași,– laborator de analize medicale

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 7 din 13
---	--	--

5.1.2.2. Codificarea Procedurilor Generale

PGL -zw, unde : - **PG** - Procedura Generala – **L** - laboratorul
- zw - numarul procedurii in ordinea cerintelor.

5.1.2.3.Codificarea Procedurilor Operaționale

POL -zw, unde : - **PO** - **Procedura Operațională** – **L** - laboratorul
- zw - numarul procedurii

5.1.2.4.Codificarea: Proceduri Specifice

PSL –AB-zw, unde :

- PS - Procedura Specifica – L - laboratorul
- AB- initialele compartimentului (prezentate in nota de mai jos)
- zw - numarul procedurii

5.1.2.5. Codificarea Instructiunilor de Lucru

IL-X-nm, unde :

- IL - Instructiuni de lucru
- X – indicativul compartimentului de lucru
- nm - numar de la 01 la ...

5.1.2.6. Codificarea formularelor generale

FGL-zw -nm, unde : - **FG** - Formular General – **L** - laboratorul
- zw- numarul procedurii care introduce formularul
- nm - numar de la 01 la.....

5.1.2.7. Codificarea formularelor operationale

FOL-zw -nm, unde : - **FO** - Formular Operational – **L** - laboratorul
- zw - numarul procedurii care introduce formularul
- nm - numar de la 01 la.....

5.1.2.8. Codificarea Registrelor

RGL-zw-nm, unde : - **RGL** – Registrul de Laborator
- zw - numarul procedurii care introduce registrul
- nm - numar de la 01 la

Nota:

Compartimentelor laboratorului sunt identificate cu:

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 8 din 13
---	--	--

M1 – Microbiologie 1
M2 – Microbiologie 2
I3- Imunologie –serologie
H4- hematologie
B5- Biochimie
BM – biologie molecular

5.1.3. Elaborarea documentelor sistemului calitatii laboratorului

Manualul calitatii laboratorului, procedurile generale și procedurile operaționale sunt elaborate de RC.

Procedurile specifice și instrucțiunile de lucru se elaboreaza de responsabilii de analize in colaborare cu seful de laborator.

5.1.4. Analizarea si aprobarea documentelor sistemului de management al calitatii laboratorului.

Toate documentele difuzate in laborator pentru a fi utilizate ca parte a sistemului de management al calității sunt analizate si aprobate inainte de utilizare.

Manualul Calitatii, procedurile generale și procedurile operaționale sunt elaborate de Responsabilul Calitatii, verificate de Sef laborator și aprobate de Manager.

Procedurile specifice sunt elaborate de șefii de compartimente/responsabili de analize verificate de Responsabilul calității și aprobate de Șeful de laborator.

Instrucțiunile de lucru sunt verificate și aprobate de seful de laborator .

5.1.5. Editare, difuzare, retragere

Editarea documentelor se face din dispozitia RC.

Difuzarea si retragerea se face de catre RC, pe baza Listei de Difuzare (cod : FGL - 4.0 - 01) cu semnaturile celor care primesc sau de la care se retrage documentul. Lista de difuzare este stabilita de catre RC si aprobata de Manager.

Exemplarele originale se multiplica pentru difuzare.

Editiile aprobate ale documentelor corespunzatoare sunt disponibile in toate locatiile unde se efectueaza activitati importante pentru functionarea eficace a laboratorului

Documentele nevalabile sau perimate sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare.

Documentele perimate, pastrate in scopuri legale sau pentru pastrarea informatiei, sunt marcate cu mentiunea “ ANULAT” , cu semnatura sefului de laborator si sunt pastrate in arhiva de istorie, separat de documentele valabile.

Documentele sunt analizate periodic (la 2 ani) de catre laborator si se revizuiesc ori de cate ori este necesar pentru asigurarea adecvarii si conformitatii cu cerintele aplicabile; Copiile documentele retrase se distrug catre RC.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 9 din 13
---	--	--

5.1.6. Modificarea documentelor

Elaborarea, verificarea si aprobarea modificarilor se face de catre aceleasi functii care au elaborat, verificat si aprobat documentul initial.

Elaboratorul completeaza indicatorul reviziilor cu elementele modificate : capitolul, pagina, continut, nume , prenume , semnături de elaborat, verificat, aprobat, în Indicatorul Reviziilor (formular cod : FGL - 4.0 - 02).

Editarea, difuzarea si retragerea modificarilor se fac dupa aceeasi procedura ca si a documentului initial.

Modificarea se evidentiaza in textul documentului prin schimbarea caracterului de tiparire din **Arial** in **Italic**. O pagina modificata de mai multe ori va evidentia prin caracterul **Italic** a literelor numai ultima modificare.

Sucesiunea modificarilor este evidentiata in indicatorul reviziilor.

Scopul evidentierii modificarilor prin caractere italice este de a atrage atentia celor care folosesc documentul privind modificarea efectuata..

Reviziile se numerotează consecutiv de la 0, în ordinea crescătoare a numerelor naturale.

Edițiile se numerotează consecutiv începând de la 1. O nouă ediție apare dupa 4 revizii (a cincea revizie devine ed. urmatoare cu revizia 0).

Documentele originale pot fi modificate de mana, modificari minore care nu efecteaza functionarea sistemului de management al calitatii si activitatea laboratorului, modificarile fiind transpuse in varianta electronica la prima revizuire a documentului. Modificarile de mina sunt realizate de aceleasi functii ca si cele electronice, fiind datate si semnate.

Documentele sunt pastrate pe suport de hârtie, în memoria calculatorului si pe CD-uri.

Pe suport electronic, documentele vor fi pastrare in foldere cu data ultimei modificari.

Pentru protectia documentelor electronice, calculatorul pe care gasesc va fi parolat, iar parola va fi cunoscuta doar de RC si șeful de laborator.

5.1.7. Paginarea documentelor

MCL-01, PGL, PO, PS si IL se pagineaza : numar pagini din numar total de pagini.

5.1.8. Editarea informatizata a textului

Textul MCL- 01, al PGL și POL este redactat pe calculator, unde se efectueaza si eventualele modificari ale acestora. Textul de pe suportul informatic este utilizat numai in scopul editarii exemplarului original. Fisierul continand textul MCL -01, al PGL și POL se acceseaza cu parola cunoscuta de RC și șeful de laborator ; fisierul continand textul PS si IL se acceseaza cu parola cunoscuta de seful de laborator;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 10 din 13
---	--	---

5.2. Controlul documentelor externe

5.2.1 Identificarea documentelor externe

Documentele externe sunt :

- Instrucțiunile de lucru ale kit-urilor
- Manualele echipamentelor
- Legislație aplicabilă
- Reglementări și ghiduri ale RENAR aplicabile
- Standarde de referință sau complementare
- Ghiduri de aplicare a standardelor
- Publicații de specialitate
- Software

5.2.2 Primirea documentelor externe

Documentele externe primite de către șeful de laborator sunt înregistrate în lista centralizatoare a documentelor externe, formular cod : FGL – 4.3 – 02.

Lista centralizatoare a documentelor externe, va conține :

- număr curent,
- tip document
- denumire, număr sau cod
- autoritatea emitentă ;
- ediția sau amendamentele ;

Se retrag și se înlocuiesc documentele externe, cu altele noi, atunci când se primesc de la organizația emitentă sau când se constată că nu mai sunt în vigoare, modificându-se în consecință și lista.

5.3. Arhivarea și gestionarea documentelor sistemului de management al calitatii

5.3.1. Gestionarea documentelor calității

Gestionarea documentelor se face de către RC, care se va îngriji ca personalul tehnic și de execuție să aibă acces la manualul calității și la proceduri.

Documentele SMC originale (MC, PG, PS) se pastrează într-un dulap special destinat, iar pentru uzul laboratorului se realizează copii numerotate și ținute sub control prin lista de difuzare.

Exemplarele difuzate și controlate în ediție curentă sunt păstrate la destinatar (conform listei de difuzare).

Șeful laboratorului se va îngriji și va răspunde de cerințele privind secretul, integritatea și păstrarea corespunzătoare documentelor.

Exemplarul curent al manualului calității și procedurilor generale se păstrează înregistrate și pe suport electronic.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 11 din 13
---	--	---

Pentru păstrarea confidențialității și tratarea documentelor ca secret de serviciu fiecare angajat al laboratorului va semna o declarație de confidențialitate a datelor, informațiilor și documentelor de la locul de muncă.

5.3.2. Arhivarea documentelor calității

Arhivarea documentelor este responsabilitatea RC.

Exemplele originale a documentelor perimate, sunt pastrate in arhiva laboratorului.

Durata de arhivare a documentelor SM este de 5 ani.

Gestionarul documentelor arhivate va ține un registru de evidență a documentelor arhivate, cod RGL-4.3.-01.

Gestionarul documentelor asigură securitatea maximă a documentelor și posibilitatea de regăsire ușoară.

Arhivarea si pastrarea documentelor sistemului de management al calitatii se realizeaza in conditii speciale, care sa le asigure integritatea (dulap, birou, etc).

Documentele trebuie păstrate în dosare sau bibliorafturi, pe tipuri și /sau categorii în condiții care asigură prevenirea degradării, distrugerii sau sustragerii.

Documentele pe suport magnetic sunt ținute sub control prin limitarea accesului la acestea prin parolare.

La documentele sistemului de management al calitatii are acces liber personalul laboratorului, iar persoanele straine au acces , numai cu acceptul scris RC.

5.4. Eliminarea documentelor

5.4.1. Eliminarea documentelor retrase se face de catre RC odata cu retragerea acestora prin inregistrare in Lista de difuzare retragere.

5.4.2. Eliminarea documentelor externe care nu mai sunt de actualitate se face prin eliminare de catre seful de laborator.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Managerul General

- aproba manualul calitatii si modificarile acestuia
- aproba procedurile generale, procedurile operaționale, si modificarile acestora.

6.2 Responsabilul Calitatii

- elaborează manualul calitatii ;
- elaboreaza procedurile generale, operaționale, precum si modificarile acestora ;
- editeaza, difuzeaza, retrage documentele sistemului calitatii ;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 12 din 13
---	--	---

- gestioneaza documentele sistemului calitatii, exemplarul curent și exemplarul de istorie al MCL -01, PGL, POL ;
- pastreaza documentele interne anulate in scopuri juridice sau pentru pastrarea informațiilor ;

6.3. Șeful de Laborator

- aprobă procedurile specifice și instrucțiunile de lucru pentru echipamente;
- verifica manualul calitatii si procedurile generale
- indentifica documentele externe necesare,se ocupa de procurarea lor ;
- gestioneaza , difuzeaza si tine la zi documentele externe ;
- pastreaza documentele externe anulate in scopuri juridice sau pentru pastrarea informațiilor ;
- gestioneaza procedurile specifice de lucru, instrucțiunile de lucru și documentele tehnice ;
- asigură cunoașterea, accesul, înțelegerea, acceptarea și respectarea documentelor SM aplicabile in laborator de către personalul din subordine ;
- asigură ținerea sub control a documentelor SM aplicabile, în conformitate cu prezenta procedură ;

6.4 Șefii de compartiment/ Responsabilii de Analize

- elaborează procedurile specifice, instrucțiunile de lucru
- gestioneaza instrucțiunile de lucru și documentele tehnice ;

7. INREGISTRARI

- Lista centralizatoare a documentelor interne cod : FGL – 4.3 – 01
- Lista centralizatoare a documentelor externe, cod : FGL – 4.3 - 02
- Indicatorul reviziilor cod : FGL- 4.0- 03
- Lista inregistrarilor cod : FGL-4.3-03

8. ANEXE

- 8.1.** Anexa 1. Lista centralizatoare a documentelor interne, cod : FGL - 4.3 - 01
- 8.2.** Anexa 2. Lista centralizatoare a documentelor externe, cod : FGL - 4.3 – 02
- 8.3.** Anexa 3. Registru documentelor arhivate, cod RGL -4.3-01

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA CONTROLUL DOCUMENTELOR COD PGL - 4.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 13 din 13
--	---	--

REGISTRUL DOCUMENTELOR ARHIVATE

[illegible]

REGISTRUL DOCUMENTELOR ARHIVATE

Nr. crt.	DOCUMENT	ARHIVARE		Se arhiveaza pâna la	DITRUGERE	
		Data	Semnatura		Data	Semnatura

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Lista Centralizatoare A Documentelor Interne

Nr Crt.	Denumire document	Cod	Editia / revizia	Data emiterii
0	1	2	3	4
1.	Manualul Calității	MCL - 01	1/0	01.05.2013
PROCEDURI GENERALE DE LABORATOR				
1.	Ghid pentru elaborarea procedurii	PGL- 4.0	1/0	01.05.2013
2.	Controlul documentelor	PGL – 4.3	1/0	01.05.2013
3.	Analiza contractelor	PGL – 4.4	1/0	01.05.2013
4.	Examinare de catre laboratoare subcontractante	PGL – 4.5	1/0	01.05.2013
5.	Servicii externe si aprovizionare	PGL – 4.6	1/0	01.05.2013
6.	Servicii de Consiliere	PGL - 4.7	1/0	01.05.2013
7.	Rezolvarea reclamatilor	PGL – 4.8	1/0	01.05.2013
8.	Identificare si controlul neconformitatilor	PGL – 4.9	1/0	01.05.2013
9.	Actiuni corective	PGL - 4.10	1/0	
10.	Actiuni preventive	PGL - 4.11	1/0	01.05.2013
11.	Imbunatațire con tinua. Indicatori de calitate	PGL - 4.12	1/0	01.05.2013
12.	Controlul inregistrarilor	PGL - 4.13	1/0	01.05.2013
13.	Audituri interne	PGL - 4.14	1/0	01.05.2013
14.	Analiza efectuata de management	PGL – 4.15	1/0	01.05.2013
15.	Personal	PGL – 5.1	1/0	01.05.2013
16.	Conditii de mediu si de lucru	PGL – 5.2	1/0	01.05.2013
17.	Echipament	PGL - 5.3	1/0	01.05.2013
18.	Procesul de preexaminare	PGL – 5.4	1/0	01.05.2013
19.	Proceduri de examinare	PGL – 5.5	1/0	01.05.2013
20.	Asigurarea calitatii rezultatelor	PGL - 5.6	1/0	01.05.2013
21.	Raportarea rezultatelor	PGL – 5.8	1/0	01.05.2013

PROCEDURI SPECIFICE

Nr Crt.	Denumirea procedurii specifice	Cod procedura	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Examen lichid de puncție	PSL-M1-01	1/0	01.05.2013
2.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Hemocultura	PSL-M1-02	1/0	01.05.2013
3.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Examen exsudat faringian si nazal	PSL-M1-03	1/0	01.05.2013
4.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Urina	PSL-M1-04	1/0	01.05.2013
5.	Procedura specifica de analiza-	PSL-M1-05	1/0	01.05.2013

	Bacteriologie Sputa			
6.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Exsudate genitale	PSL-M1-06	1/0	01.05.2013
7.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Exsudate purulente	PSL-M1-07	1/0	01.05.2013
8.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Antibiograma	PSL-M1-08	1/0	01.05.2013
9.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Examen coproparazitologic	PSL-M2-01	1/0	01.05.2013
10.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Coprocultura	PSL-M2-02	1/0	01.05.2013
11.	Procedura specifica de analiza-Determinari imunologice calitative	PSL-I 3-01	1/0	01.05.2013
12.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Hemoleucograma	PSL-H4-01	1/0	01.05.2013
13.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Citologia frotiului sanguin	PSL-H4-02	1/0	01.05.2013
14.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Numaratoarea de reticulocite	PSL-H4-03	1/0	01.05.2013
15.	Procedura specifica de analiza-Hematologie VSH	PSL-H4-04	1/0	01.05.2013
16.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Determinare grup sanguin	PSL-H4-05	1/0	01.05.2013
17.	Procedura specifica de analiza-Determinari Biochimice din Ser	PSL-B5-01	1/0	01.05.2013
18.	Procedura specifica de analiza-Biochimie Examen complet de urina	PSL-B5-02	1/0	01.05.2013
19.	Procedura specifica de analiza-Biochimie Determinarea electrolitilor prin metoda I.S.E. direct	PSL-B5-03	1/0	01.05.2013

PROCEDURI OPERATIONALE

Nr Crt.	Denumirea procedurii operationale	Cod procedura	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Norme de curatenie, dezinfectie si eliminarea deseurilor infectioase	POL-01	1/0	01.05.2013
2.	Biosiguranta in laboratorul de analize medicale	POL-02	1/0	01.05.2013
3.	Sistemul informatic	POL-03	1/0	01.05.2013
4.	Etica in laboratorul de analize medicale	POL-04	1/0	01.05.2013
5.	Efectuarea controlului intern de calitate in microbiologie	POL-05	1/0	01.05.2013
6.	Controlul suprafetelor si microaeroflora	POL-06	1/0	01.05.2013
7.	Interpretarea Diagramelor de Control	POL-07	1/0	01.05.2013
8.	Estimarea incertitudinii microb,	POL- 08	1/0	01.05.2013

	teste calitative			
7.	Identificarea microorganismelor	POL-M1-01	1/0	01.05.2013
8.	Colorarea frotiurilor	POL-M1-02	1/0	01.05.2013

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU

Nr Crt.	Denumirea instructiuni de lucru	Cod instructiune	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Instructiuni de lucru pentru Analizor SYSMEX 1000i seria 00016	IL-H4-01	1/0	01.05.2013
2.	Instructiuni de lucru pentru Analizor automat de Biochimie Rx Imola serie 7201-0552	IL-B5-01	1/0	01.05.2013
3.	Instructiuni de lucru pentru Analizor urină Dirui H 100 serie N110100HO587SE	IL-B5-02	1/0	01.05.2013
4.	Instructiuni de lucru pentru analizor de ioni 103 Diestro serie 809	IL- B5-03	1/0	01.05.2013
5.	Instructiuni de lucru pentru sterilizare in autoclav	IL -M1-01	1/0	01.05.2013
6.	Instructiuni de lucru pentru sterilizare uscata	IL-M1-02	1/0	01.05.2013
7.	Instructiuni de lucru pentru hote bacteriologice	IL- M1-03	1/0	01.05.2013
8.	Instructiuni de lucru pentru pH-metru	IL-M1-04	1/0	01.05.2013
9.	Instructiuni de lucru pentru termostate	IL-M -05	1/0	01.05.2013
10.	Instructiuni de lucru pentru sistem de identificare si antibiograma API Biomerieux	IL-M1-06	1/0	01.05.2013
11.	Instructiuni de lucru pentru balanta de laborator electronica	IL-M1-07	1/0	01.05.2013
12.	Instructiuni de utilizare microscop IOR, Optika si Olympus	IL--08	1/0	01.05.2013

Data :01.05.2013

Elaborat:
Responsabilul calității:
As. Lorena Zaborila

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Lista Centralizatoare A Documentelor Interne

Nr Crt.	Denumire document	Cod	Editia / revizia	Data emiterii
0	1	2	3	4
1.	Manualul Calității	MCL - 01	1/0	01.05.2013
PROCEDURI GENERALE DE LABORATOR				
1.	Ghid pentru elaborarea procedurii	PGL- 4.0	1/0	01.05.2013
2.	Controlul documentelor	PGL – 4.3	1/0	01.05.2013
3.	Analiza contractelor	PGL – 4.4	1/0	01.05.2013
4.	Examinare de catre laboratoare subcontractante	PGL – 4.5	1/0	01.05.2013
5.	Servicii externe si aprovizionare	PGL – 4.6	1/0	01.05.2013
6.	Servicii de Consiliere	PGL - 4.7	1/0	01.05.2013
7.	Rezolvarea reclamatilor	PGL – 4.8	1/0	01.05.2013
8.	Identificare si controlul neconformitatilor	PGL – 4.9	1/0	01.05.2013
9.	Actiuni corective	PGL - 4.10	1/0	
10.	Actiuni preventive	PGL - 4.11	1/0	01.05.2013
11.	Imbunatațire con tinua. Indicatori de calitate	PGL - 4.12	1/0	01.05.2013
12.	Controlul inregistrarilor	PGL - 4.13	1/0	01.05.2013
13.	Audituri interne	PGL - 4.14	1/0	01.05.2013
14.	Analiza efectuata de management	PGL – 4.15	1/0	01.05.2013
15.	Personal	PGL – 5.1	1/0	01.05.2013
16.	Conditii de mediu si de lucru	PGL – 5.2	1/0	01.05.2013
17.	Echipament	PGL - 5.3	1/0	01.05.2013
18.	Procesul de preexaminare	PGL – 5.4	1/0	01.05.2013
19.	Proceduri de examinare	PGL – 5.5	1/0	01.05.2013
20.	Asigurarea calitatii rezultatelor	PGL - 5.6	1/0	01.05.2013
21.	Raportarea rezultatelor	PGL – 5.8	1/0	01.05.2013
PROCEDURI OPERATIONALE				
1.	Norme curatenie,desinfectie si eliminare deseuri infectioase	POL-01	1/0	01.05.2013
2.	Biosiguranta in laboratorul de analize medicale	POL-02	1/0	01.05.2013
3.	Sistemul informatic	POL-03	1/0	01.05.2013
4.	Etica in lab de analize medicale	POL-04	1/0	01.05.2013
5.	Interpretarea Diagramelor de Control	POL-05	1/0	01.05.2013
6.	Estimarea incertitudinii microb, teste calitative	POL- 06	1/0	01.05.2013

PROCEDURI SPECIFICE				
Nr Crt.	Denumirea procedurii specifice	Cod procedura	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Procedura specifica de analiza Determinari de Hemoleucograma	PS – 01	1/0	01.05.2013
2.	Procedura specifica de analiza-Determinari Biochimice din Ser	PS – 02	1/0	01.05.2013
3.	Procedura specifica de analiza Determinari coagulare	PS – 03	1/0	01.05.2013
4.	Procedura specifica de analiza-Biochimia urinei	PS – 05	1/0	01.05.2013
5.	Procedura specifica de analiza-Determinari imunologice prin latex aglutinare si teste rapide	PS – 06	1/0	01.05.2013
6.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie secretii	PS – 07	1/0	01.05.2013
7.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie urina	PS - 08	1/0	01.05.2013
8.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie coprocultura	PS - 09	1/0	01.05.2013
9.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie examen coproparazitologic	PS - 10	1/0	01.05.2013
10.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie examen lichid de puncție	PS - 11	1/0	01.05.2013
11.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie examen exsudat faringian si nazal	PS - 12	1/0	01.05.2013
12.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie antibiograma	PS - 13	1/0	01.05.2013
13.	Procedura specifica de analiza Determinarea VSH	PS - 14	1/0	01.05.2013

PROCEDURI OPERATIONALE				
1.	Norme de curatenie, dezinfectie si eliminarea deseurilor infectioase	POL-01	1/0	01.05.2013
2.	Biosiguranta in laboratorul de analize medicale	POL-02	1/0	01.05.2013
3.	Sistemul informatic	POL-03	1/0	01.05.2013
4.	Etica in laboratorul de analize medicale	POL-04	1/0	01.05.2013
5.	Efectuarea controlului intern de calitate in microbiologie	POL-05	1/0	01.05.2013
6.	Controlul suprafetelor si microaeroflora	POL-06	1/0	01.05.2013
7.	Identificarea microorganismelor	POL-M1-01	1/0	01.05.2013
8.	Colorarea frotiurilor	POL-M1-02	1/0	01.05.2013

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU				
1.	Instructiuni de lucru pentru Analizor SYSMEX 1000i seria 00016	IL-H4-01	1/0	01.05.2013
2.	Instructiuni de lucru pentru	IL –B5-01	1/0	01.05.2013

	Analizor automat de Biochimie Rx Imola serie 7201-0552			
3.	Instructiuni de lucru pentru Analizor urină Dirui H 100 serie N110100HO587SE	IL –B5-02	1/0	01.05.2013
4.	Instructiuni de lucru pentru analizor de ioni 103 Diestro serie 809	IL- B5-03	1/0	01.05.2013
5.	Instructiuni de lucru pentru sterilizare in autoclav	IL –M1-01	1/0	01.05.2013
6.	Instructiuni de lucru pentru sterilizare uscata	IL–M1-02	1/0	01.05.2013
7.	Instructiuni de lucru pentru hote bacteriologice	IL- M1-03	1/0	01.05.2013
8.	Instructiuni de lucru pentru pH- metru	IL-M1-04	1/0	01.05.2013
9.	Instructiuni de lucru pentru termostate	IL-M1-05	1/0	01.05.2013
10.	Instructiuni de lucru pentru sistem de identificare si antibiograma API Biomerieux	IL–M1-06	1/0	01.05.2013
11.	Instructiuni de lucru pentru balanta de laborator electronica	IL–M1-07	1/0	01.05.2013
12.	Instructiuni de utilizare microscop IOR, Optika si Olympus	IL--08	1/0	01.05.2013

Data :01.05.2013

Elaborat:
Responsabilul calității:
As. Lorena Zaborila

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași
Laborator de analize medicale

Lista Centralizatoare A Documentelor Interne

Nr Crt.	Denumire document	Cod	Editia / revizia	Data emiterii
0	1	2	3	4
1.	Manualul Calității	MCL - 01	1/0	01.05.2013
PROCEDURI GENERALE DE LABORATOR				
1.	Ghid pentru elaborarea procedurii	PGL- 4.0	1/0	01.05.2013
2.	Controlul documentelor	PGL – 4.3	1/0	01.05.2013
3.	Analiza contractelor	PGL – 4.4	1/0	01.05.2013
4.	Examinare de catre laboratoare subcontractante	PGL – 4.5	1/0	01.05.2013
5.	Servicii externe si aprovizionare	PGL – 4.6	1/0	01.05.2013
6.	Servicii de Consiliere	PGL - 4.7	1/0	01.05.2013
7.	Rezolvarea reclamatilor	PGL – 4.8	1/0	01.05.2013
8.	Identificare si controlul neconformitatilor	PGL – 4.9	1/0	01.05.2013
9.	Actiuni corective	PGL - 4.10	1/0	
10.	Actiuni preventive	PGL - 4.11	1/0	01.05.2013
11.	Imbunatațire con tinua. Indicatori de calitate	PGL - 4.12	1/0	01.05.2013
12.	Controlul inregistrarilor	PGL - 4.13	1/0	01.05.2013
13.	Audituri interne	PGL - 4.14	1/0	01.05.2013
14.	Analiza efectuata de management	PGL – 4.15	1/0	01.05.2013
15.	Personal	PGL – 5.1	1/0	01.05.2013
16.	Conditii de mediu si de lucru	PGL – 5.2	1/0	01.05.2013
17.	Echipament	PGL - 5.3	1/0	01.05.2013
18.	Procesul de preexaminare	PGL – 5.4	1/0	01.05.2013
19.	Proceduri de examinare	PGL – 5.5	1/0	01.05.2013
20.	Asigurarea calitatii rezultatelor	PGL - 5.6	1/0	01.05.2013
21.	Raportarea rezultatelor	PGL – 5.8	1/0	01.05.2013

PROCEDURI SPECIFICE

Nr Crt.	Denumirea procedurii specifice	Cod procedura	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Examen lichid de puncție	PSL-M1-01	1/0	01.05.2013
2.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Hemocultura	PSL-M1-02	1/0	01.05.2013
3.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Examen exsudat faringian si nazal	PSL-M1-03	1/0	01.05.2013
4.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Urina	PSL-M1-04	1/0	01.05.2013
5.	Procedura specifica de analiza-	PSL-M1-05	1/0	01.05.2013

	Bacteriologie Sputa			
6.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Exsudate genitale	PSL-M1-06	1/0	01.05.2013
7.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Exsudate purulente	PSL-M1-07	1/0	01.05.2013
8.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Antibiograma	PSL-M1-08	1/0	01.05.2013
9.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Examen coproparazitologic	PSL-M2-01	1/0	01.05.2013
10.	Procedura specifica de analiza-Bacteriologie Coprocultura	PSL-M2-02	1/0	01.05.2013
11.	Procedura specifica de analiza-Determinari imunologice calitative	PSL-I 3-01	1/0	01.05.2013
12.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Hemoleucograma	PSL-H4-01	1/0	01.05.2013
13.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Citologia frotiului sanguin	PSL-H4-02	1/0	01.05.2013
14.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Numaratoarea de reticulocite	PSL-H4-03	1/0	01.05.2013
15.	Procedura specifica de analiza-Hematologie VSH	PSL-H4-04	1/0	01.05.2013
16.	Procedura specifica de analiza-Hematologie Determinare grup sanguin	PSL-H4-05	1/0	01.05.2013
17.	Procedura specifica de analiza-Determinari Biochimice din Ser	PSL-B5-01	1/0	01.05.2013
18.	Procedura specifica de analiza-Biochimie Examen complet de urina	PSL-B5-02	1/0	01.05.2013
19.	Procedura specifica de analiza-Biochimie Determinarea electrolitilor prin metoda I.S.E. direct	PSL-B5-03	1/0	01.05.2013

PROCEDURI OPERATIONALE

Nr Crt.	Denumirea procedurii operationale	Cod procedura	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Norme de curatenie, dezinfectie si eliminarea deseurilor infectioase	POL-01	1/0	01.05.2013
2.	Biosiguranta in laboratorul de analize medicale	POL-02	1/0	01.05.2013
3.	Sistemul informatic	POL-03	1/0	01.05.2013
4.	Etica in laboratorul de analize medicale	POL-04	1/0	01.05.2013
5.	Efectuarea controlului intern de calitate in microbiologie	POL-05	1/0	01.05.2013
6.	Controlul suprafetelor si microaeroflora	POL-06	1/0	01.05.2013
7.	Interpretarea Diagramelor de Control	POL-07	1/0	01.05.2013
8.	Estimarea incertitudinii microb,	POL- 08	1/0	01.05.2013

	teste calitative			
7.	Identificarea microorganismelor	POL-M1-01	1/0	01.05.2013
8.	Colorarea frotiurilor	POL-M1-02	1/0	01.05.2013

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU

Nr Crt.	Denumirea instructiuni de lucru	Cod instructiune	Editia / revizia	Data emiterii
1.	Instructiuni de lucru pentru Analizor SYSMEX 1000i seria 00016	IL-H4-01	1/0	01.05.2013
2.	Instructiuni de lucru pentru Analizor automat de Biochimie Rx Imola serie 7201-0552	IL-B5-01	1/0	01.05.2013
3.	Instructiuni de lucru pentru Analizor urină Dirui H 100 serie N110100HO587SE	IL-B5-02	1/0	01.05.2013
4.	Instructiuni de lucru pentru analizor de ioni 103 Diestro serie 809	IL- B5-03	1/0	01.05.2013
5.	Instructiuni de lucru pentru sterilizare in autoclav	IL -M1-01	1/0	01.05.2013
6.	Instructiuni de lucru pentru sterilizare uscata	IL-M1-02	1/0	01.05.2013
7.	Instructiuni de lucru pentru hote bacteriologice	IL- M- 03	1/0	01.05.2013
8.	Instructiuni de lucru pentru pH-metru	IL-M1-04	1/0	01.05.2013
9.	Instructiuni de lucru pentru termostate	IL-M -05	1/0	01.05.2013
10.	Instructiuni de lucru pentru sistem de identificare si antibiograma API Biomerieux	IL-M1-06	1/0	01.05.2013
11.	Instructiuni de lucru pentru balanta de laborator electronica	IL-M1-07	1/0	01.05.2013
12.	Instructiuni de utilizare microscop IOR, Optika si Olympus	IL--08	1/0	01.05.2013

Data :01.05.2013

Elaborat:
Responsabilul calității:
As. Lorena Zaborila

Anexa1

SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE »SFPARASCHEVA » IASI
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

LISTA LABORATOARELOR SUBCONTRACTANTE

Nr. crt	Data completarii	Denumirea si adresa laboratorului subcontractat	Motivul subcontractării	Analize subcontractate	Dovezi de competenta pastrate

Elaborat

Aprobat

Şef laborator

Manager General

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

Chestionar de evaluare a subcontractantilor

2.2.

2.2.	Aveți un sistem de management ?	Implementat		Certificat	
		DA	NU	DA	NU

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Denumirea societății: **SR EN ISO 9001:2008**

1.2. Adresa: **SR EN ISO/CEI 17025 :2005**

1.3. Telefon: **SR EN ISO 15189 :2007**

2.3. Dacă DA: Fax:

1.4. Produs furnizat / serviciu prestat:

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA Sistemul de management al calitatii

2.1. Persoane responsabile cu SMC: Nume: Nr.certificat:

SR EN ISO/CEI 17025 :2005 - De cine: Valabil până la:

Funcție: La data: Nr.certificat:

SR EN ISO 15189 :2007 - De cine: Valabil până la:

Tel/fax: Nr.certificat:

- La data: Nr.certificat:

2.4

Dețineți alte certificări:	DA	NU
.....		

Care sunt acestea:

Vă rugăm să anexați la chestionar copii ale acestor certificate

3. CAPABILITATE TEHNICA

☐ Resurse materiale disponibile

☐ Monitorizare echipamente laborator

☐ Resurse informationale

☐ Proceduri preexaminare definite si intelese

☐ Proceduri postexaminare definite si intelese

☐ Resurse umane disponibile

☐ cu abilitati adecvate

☐ cu experienta tehnica

☐ cunostinte tehnice

☐ Responsabilitati definite pt.interpretarea rezultatelor analizei

REZULTAT EVALUARE – SELECTIE SUBCONTRACTANT :

☐ Subcontractantul este selectat

☐ Subcontractantul nu este selectat

Data

REGISTRU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR CATRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE SI RECEPTIONAREA BULETINELOR DE ANALIZA


cod:RGL – 4.5- 01

RECEPTIE PROBE BIOLOGICE PENTRU LABORATOARE SUBCONTRACTANTE									RECEPTIE BULETINE DE ANALIZA DE LA LABORATOARE SUBCONTRACTANTE					
Nr. Crt.	Data receptiei in laborator	Tip proba/analiza solicitata	Data recoltarii	Nume si prenume pacient /CNP/varsta	Pavilion	Medic solicitant	Predat de : (nume si prenume asistent din pavilion)	Data predarii probei la laboratorul subcontractant	Data receptiei BA	Nume si prenume pacient/CNP/varsta	Pavilion	Analiza efectuata	Predat la : (nume si prenume asistent din pavilion)/data	Responsabil (registrator/asistent)

REGISTRU PENTRU TRANSMITEREA PROBELOR CATRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE SI RECEPTIONAREA BULETINELOR DE ANALIZA

cod:RGL – 4.5- 01

RECEPTIE PROBE BIOLOGICE PENTRU LABORATOARE SUBCONTRACTANTE									RECEPTIE BULETINE DE ANALIZA DE LA LABORATOARE SUBCONTRACTANTE					
Nr. Crt.	Data receptiei in laborator	Tip proba/analiza solicitata	Data recoltarii	Nume si prenume pacient /CNP/varsta	Pavilion	Medic solicitant	Predat de : (nume si prenume asistent din pavilion)	Data predarii probei la laboratorul subcontractant	Data receptiei BA	Nume si prenume pacient/CNP/varsta	Pavilion	Analiza efectuata	Predat la : (nume si prenume asistent din pavilion)/data	Responsabil (registrator/asistent)



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

EXAMINARE DE CATRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE

COD PGL- 4.5

Editia 2, Revizia 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânaru

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborila

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași
- Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul
laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EXAMINARE DE CATRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE COD PGL- 4.5	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pag 2 din 7

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As.Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EXAMINARE DE CATRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE COD PGL- 4.5	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag 3 din 7

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EXAMINARE DE CATRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE COD PGL- 4.5	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 4 din 7
---	---	--

CUPRINS

1.SCOP	5
2.DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. TERMENI SI DEFINITII	5
5. DESCRIEREA PROCEDURII	5
5.3. Efectuarea activitatii in laboratorul subcontractat	6
6. RESPONSABILITATI	7
6.1 DIRECTORUL GENERAL	7
6. INREGISTRARI	7
7. ANEXE	7

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EXAMINARE DE CATRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE COD PGL- 4.5	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pag 5 din 7

1. SCOP

1.1 Procedura descrie activitatile desfasurate pentru subcontractarea analizelor, care nu se pot efectua in cadrul laboratorului.

Laboratorul analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași**, subcontracteaza activitatea de analize in cazul unor circumstanțe neprevăzute (supraîncărcare, nevoie de expertiză suplimentară, incapacitate temporară), analize care au o cerere scazuta *cât și a consultanților care oferă o a doua opinie în domeniul analizelor care nu sunt efectuate cu un echipament de măsurare, cu scopul de a se asigura ca acestea au competenta pentru a efectua analizele solicitate*

Laboratorul subcontracteaza efectuarea analizelor numai cu un laborator acreditat pentru analiza respectiva.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura este utilizata de conducerea societatii, seful de laborator si personalul laboratorului cu responsabilitati in activitatea de subcontractare a analizelor.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII, Cod: MCL - 01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 - Cerinte particulare pentru calitate si competenta

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. TERMENI SI DEFINITII

Pentru termenii generali referitori la managementul calitatii s-a utilizat SR EN ISO 9000 : 2006.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Evaluarea laboratorului subcontractat

5.1.1 Seful de laborator evalueaza competenta laboratoarelor subcontractate pentru a se convinge de competenta acestora in executarea analizelor subcontractate .

5.2.2 Metodele de evaluare utilizate sunt :

- evaluarea laboratorului subcontractat din punct de vedere al conformitatii cu cerintele SR EN ISO15189 :2013, pentru analizele respective (în cazul în care

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EXAMINARE DE CATRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE COD PGL- 4.5	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pag 6 din 7

laboratorul subcontractant este acreditat pentru analiza respectivă nu se mai face evaluarea respectării cerințelor SR EN ISO15189 :2013);

- evaluarea prestațiilor anterioare la analizele subcontractate;
- operativitatea în executia analizelor și comunicării rezultatelor;

Rezultatul evaluării este consemnat într-un chestionar de evaluare, cod FGL-4.5.-01. Dacă evaluarea este favorabilă, Șeful de laborator solicită încheierea unui contract anual pentru efectuarea analizelor acceptate pentru subcontractare, de către Consiliul medical al spitalului și aprobat de Directorului Medical sau Manager.

Ulterior, șeful de laborator înscrie laboratorul subcontractant în Lista laboratoarelor subcontractate cod FGL-4.5-01 și păstrează o înregistrare a dovezilor conformității acestuia cu cerințele SR EN ISO 15189:2013, pentru analiza respectivă pe care o subcontractează.

5.3. Efectuarea activității în laboratorul subcontractat

5.3.1 Responsabilul de analiză verifică cererea de comanda / comanda către laboratorul subcontractat, completat de către Șefii de secții din spital și aprobat de Directorul medical sau Manager, verifică calitatea probei biologice, completează Registrul pentru transmiterea probelor către Laboratorul subcontractant și recepție a buletinelor de analiză de la acesta, cod: RGL – 4.5- 01.

5.3.2 Responsabilul de analiză informează telefonic laboratorul subcontractant asupra existenței unor comenzi, pentru ca acestea să fie preluate de către personalul propriu al laboratorului subcontractant și transportate în condiții adecvate spre a fi procesate. Pe timpul transportului, care se face de către personalul propriu al laboratorului subcontractant, responsabilitățile sunt asumate de către acesta, conform contractului.

5.3.3 Analizele se execută de către laboratorul subcontractat după procedurile proprii acreditate, cu respectarea cerințelor SR EN ISO 15189 :2013. Responsabilul de analiză va recepționa Buletinul de analiză de la Laboratorul subcontractant și-l va consemna în Registrul, cod: RGL – 4.5- 01. Predarea și recepția Buletinelor de analiză de la Laboratorul subcontractant se realizează conform precizărilor din contract.

5.3.4 Buletinul de analiză emis de laboratorul subcontractat este anexat la buletinul de analiză propriu, iar rezultatul este înscris și în rubrica aferentă din Buletinul de analiză propriu, cu mențiunea că analiza respectivă a fost efectuată prin subcontractare.

5.3.5 Șeful de laborator păstrează o copie a Buletinului de analiză de la laboratorul subcontractat, împreună cu exemplarul propriu arhivat.

5.3.6 Laboratorul subcontractant își asumă responsabilitatea față de beneficiari pentru realizarea și conformitatea analizelor subcontractate, cu excepția cazurilor în care clientul sau o autoritate de reglementare impune un anumit subcontractant. În cazul în care se subcontractează analiza cu un laborator acreditat pentru domeniul respectiv nu este necesară o evaluare de competență a acestui laborator. Se solicită Certificatul de acreditare și Anexa certificatului de acreditare, în care sunt cuprinse analizele acreditate. Dacă analiza ce urmează a fi subcontractată se regăsește în lista

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA EXAMINARE DE CATRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE COD PGL- 4.5	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr.
		Pag 7 din 7

analizelor pentru care laboratorul este acreditat, se solicita o copie a Certificatului de Acreditare si a listei analizelor pentru care laboratorul este acreditat si se inscrie laboratorul in lista subcontractantilor acceptati.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Managerul General

- aproba comenzile de subcontractare
- aproba lista subcontractantilor acceptati

6.2. Seful de Laborator

- initiaza si actualizeaza lista subcontractantilor utilizati ;
- comunica cu subcontractantii in probleme tehnice si contractuale ;
- evalueaza anual calitatea subcontractantilor si prestatiilor acestora ;

6.3. Registratorul medical/asistentul care recetioneaza proba

- verifică calitatea probelor biologice recoltate ;
- verifica corectitudinea si completitudinea comenzilor din partea Șefilor de secții și a Buletinelor de analiză primite ;
- recepționează Buletinele de analiză și consemnează data primirii lor în Registru pentru transmiterea probelor catre Laboratoare Subcontractante și recepție a Buletinelor de analiză, cod: RGL – 4.5- 01;
- informeaza Șeful de laborator asupra oricaror probleme in relatia cu subcontractantul sau calitatea prestatiiilor / continutul Buletinelor de analiză primite, etc ;
- preda buletinele de analiza primite de la laboratorul subcontractant prin reprezentantul acestuia, asistentului din pavilionul de destinatie (contra semnatura)

6. INREGISTRARI

- Lista laboratoarelor subcontractate, cod: FGL – 4.5 - 01;
- Dovezi ale conformitatii subcontractantilor cu cerintele SR EN ISO15189 :2013;
- Lista analizelor acceptate pentru subcontractare ;
- Comanda de subcontactare analize (formular de cerere analiza specific laboratorului subcontractant, semnat si parafat de medicul din pavilion);
- Buletin de analiză de la subcontractant ;
- Acceptul scris al clientului pentru subcontractare ;
- Chestionarul de evaluare al laboratorului subcontractat ;

7. ANEXE

7.1. Anexa 1- Model formular Lista laboratoarelor subcontractate, cod: FGL – 4.5 -01

7.2 Anexa 2 - Chestionar de evaluare a subcontractantilor, cod: FGL – 4.5 – 02.

7.3 Anexa 3 – Registru pentru transmiterea probelor catre Laboratoare Subcontractante și recepție a buletinelor de analiză de la acesta, cod: RGL – 4.5- 01

REGISTRU ANUNTURI

Nr. crt.	Data	Nume Prenume pacient sau medic pacient (unde se face anuntul)	Nr.ID buletin, Pacient Ref.la anunt	Anuntul	Mod de anuntare (telefonice, verbal)	Persoana care a facut anuntul	Persoana care comunica, semnatura

C
O
T
O
R

C
O
N
D
I
C
A

RAPORTUL DE MEETING

Subiectul (tema): _____

Numarul documentului: _____

Data si locul sedintei: _____

Lista celor prezenti:


persoane din exteriorul laboratorului:

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Firma

persoane din interiorul laboratorului:

Nr.crt.	Nume si prenume	Functia	Sectia

absenti (persoane invitate in prealabil):



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

SERVICII DE CONSILIERE

COD: PGL - 4.7

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de: 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânaru

Elaborat:
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII DE CONSILIERE COD: PGL- 4.7				Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 2 din 8

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII DE CONSILIERE COD: PGL- 4.7	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag. 3 din 8

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, pagina continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII DE CONSILIERE COD: PGL- 4.7	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 4 din 8
--	--	---

CUPRINS

1. SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI.....	5
4.1. DEFINITII.....	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	5
6. RESPONSABILITATI.....	6
7. INREGISTRARI	6
8. ANEXE	6

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII DE CONSILIERE COD: PGL- 4.7	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 5 din 8
--	--	---

1. SCOPUL

Prezenta procedura definește consilierea și modul de colaborare cu clienții (medicii și pacienții) sau cu reprezentanții acestora.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura este aplicată serviciilor de consiliere.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. MANUALUL CALITĂȚII, Cod: MCL -01

3.2. SR EN ISO 15189:2013 - Cerințe particulare pentru calitate și competență

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calității.
Principii fundamentale și vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calității. Cerințe.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii

Consiliere – acțiunea de a consilia și rezultatul ei; sfătuire, consultanță.

4.2. Abrevieri

RC – Responsabilul Calității

MRP – Manual recoltare probe biologice

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1. Oferta


Laboratorul menține o legătură permanentă cu clienții prin:

- prezentarea (catre clienții medici) a ofertei de servicii a laboratorului;
- consilierea clienților prin:
 - tipul de probă necesar analizelor ;
 - modul de prelevare a probelor, transport, păstrare;
 - termenul de efectuare a analizelor;
 - frecvența de repetare a unor analize;
 - interpretarea rezultatelor analizelor (atunci când e cazul) se face de personalul medical superior al laboratorului;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII DE CONSILIERE COD: PGL- 4.7	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 6 din 8
--	--	---

- anuntarea pacientului sau reprezentantului acestuia cu privire la orice modificare sau intarziere legata de efectuarea analizelor (conform Registrului Anunturi cod RGL-4.7-01) se face dupa caz , de catre personalul laboratorului;
- organizarea unor intalniri cu personalul medical, referitoare la utilizarea unor serviciilor de laborator si in scopul discutiilor pe probleme stiintifice (concluziile acestor intalniri sunt consemnate in „ Raportul de Meeting”, cod: FGL – 4.7 – 01, se face de catre seful de laborator.
- clientul sau reprezentantul acestuia are posibilitatea, cu aprobare, a vedea zonele relevante ale laboratorului, cu pastrarea confidentialitatii fata de alti clienti;

Aceste servicii de consiliere sunt accesibile în timpul programului de lucru.



5.2 Beneficiari interni

a) Consiliere nedocumentată (verbală)

Specialiștii Laboratorului oferă servicii de consiliere ori de câte ori sunt solicitați în cadrul raportului de gardă, alte întâlniri ocazionale sau telefonic în cazul comunicării valorilor de alertă a unor analize.

b) Consilierea documentată:

1) Etapa preanalitică:

a) Medicii clinicieni sunt informați asupra ofertei de analize medicale a Laboratorului prin afișarea la fiecare pavilion a listei oficiale de analize medicale efectuate de Laborator, cod: **FGL – 4.4-02**, care este permanent actualizată de către seful de laborator.

2) Laboratorul are editat Manualul de recoltare a probelor biologice, cod: **MRP 01**, care este difuzat la nivelul tuturor punctelor de recoltare din pavilioane și la cabinetul de recoltare de la nivelul Laboratorului.

3) Managerul tehnic și /sau RC asigură instruirea personalului medical ex. laborator (personalul Spitalului care recoltează produse biologice), în privința modului corect de recoltare, momentul recoltării, modul corect de transport și păstrare a probelor biologice până la procesarea lor în Laborator.

Ședințele de instruire sunt planificate, se înregistrează procesele verbale de instruire, conform procedurii generale de sistem, cod:PGL – 5.1.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII DE CONSILIERE COD: PGL- 4.7	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 7 din 8
--	--	---

1) Etapa postanalitică:

a) Buletinele de analiză sunt editate cu specificarea valorilor biologice de referință cod: FGL-5.8-01, și la solicitarea medicilor specialiști din Spital, personalul Laboratorului oferă relații suplimentare lămuritoare.

5.2.1 Beneficiari externi

a) Consiliere nedocumentată (verbală)

Beneficiarii externi: persoane fizice care apelează la serviciile Laboratorului, medici specialiști din alte instituții medicale care se interesează telefonic, de posibilitatea execuției unor analize, de precauțiile, modul de prelevare și de transport cât și de interpretarea rezultatelor unor analize , etc. primesc toate aceste informații de la personalul Laboratorului, în timpul programului normal de lucru.

b) Consiliere documentată

1) Etapa preanalitică:

a) Lista oficială de analize medicale efectuate de Laborator, cod: **FGL-4.4-02**, afișată în Laborator ca și lista de prețuri aferente acestora poate fi consultată ,de către beneficiarii externi în timpul programului normal de lucru.

b) Beneficiarii externi, persoane fizice are apelează la serviciile Laboratorului pentru executarea unor analize, pentru care produsele biologice pot fi autoprelevate (urină, materii fecale) sau persoane juridice care au încheiat contracte cu Spitalul primesc împreună cu recipientul corespunzător și un formular cod: **FGL -5.4 -01 -1** cu instrucțiunile și precauțiile de prelevare păstrare și transport ale produselor biologice.

Beneficiarii externi care au încheiat contracte cu Spitalul pentru analize sunt instruiți asupra prelevării, precauțiilor de prelevare și transportul produselor biologice aferente analizelor contractate; aceste instrucțiuni sunt fragmente prescurtate din Manualul de recoltare a produselor biologice, cod: MRP-01;

2) Etapa postanalitică:

a) Buletinele de analiză sunt editate cu specificarea valorilor biologice de referință, cod: **FGL-5.8-01**, iar la predarea buletinelor pacienților externi, personalul Laboratorului oferă relații suplimentare lămuritoare.

Pacientul sau medicul acestuia este informat (telefonic sau verbal de către personalul laboratorului) cu privire la orice modificare majoră legată de efectuarea analizelor și motivele acestora, evidența acestor situații sunt înregistrate în „Registrul de Anunțuri”, cod: RGL – 4.7-01, (de ex. defectarea unui echipament sau întârzierea de livrare a reactivi sau materiale).

Pacientul sau medicul acestuia este informat (telefonic sau verbal de către serviciul recoltări) cu privire la calitatea sau cantitatea necorespunzătoare a probelor biologice ajunse în laborator evidența acestora este ținută în Registrul Anunțuri.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA SERVICII DE CONSILIERE COD: PGL- 4.7	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 8 din 8
--	--	---

Pacientul sau medicul acestuia este informat (telefonic sau verbal de catre personalul laboratorului) cu privirile la rezultatele in intervale critice sau de alerta documentate de laborator.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Seful de laborator

- analizează, Registrul de Anunturi;
- stabilește gama de analize cuprinse în Registrul de Anunturi;
- anunta dupa caz pacientul sau reprezentantul acestuia (medicul de specialitate;
- stabileste intalnirile cu personalul medical, cu privirile la rezultatele in intervale critice sau de alerta.

6.5. Responsabilul de Analize

- inregistraza in Registrul de Anunturi;

7. INREGISTRARI

Registrul de Anunturi, cod : RGL- 4.7- 01.

Raportul de Meeting, cod : FGL – 4.7- 01

8. Anexe

1. Registrul de Anunturi, cod : RGL- 4.7- 01.
2. Raportul de Meeting, cod :FGL – 4.7-01

CHESTIONAR DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACTIE A CLIENTULUI

Va rugam sa completati datele din chestionarul de mai jos (alegeti o varianta corespunzatoare optiunii dvs. de raspuns). Va asiguram ca informatiile oferite de dvs. in acest chestionar sunt confidentiale si vor fi utilizate doar pentru imbunatatirea serviciilor noastre.

Numele respondentului: _____ Varsta: _____ Ocupatia: _____

Data: _____

Va rugam sa alegeti o varianta de raspuns, in functie de opinia dvs.:

1. Cum apreciati a fi colaborarea cu **Spitalul Clinic Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iași,**?

a) excelenta ☐ b) satisfacatoare ☐ c) nesatisfacatoare ☐

2. Care este parerea dvs. despre atitudinea si maniera de lucru a personalului?

a) excelenta ☐ b) satisfacatoare ☐ c) nesatisfacatoare ☐

3. Care este opinia dvs. referitoare la promptitudinea prestarii serviciilor?

a) excelenta ☐ b) satisfacatoare ☐ c) nesatisfacatoare ☐

4. Cum considerati a fi calitatea serviciilor prestate, in raport cu pretul acestora?

a) excelenta ☐ b) satisfacatoare ☐ c) nesatisfacatoare ☐

5. Cum apreciati a fi conditiile igienico-sanitare din laborator?

a) excelente ☐ b) satisfacatoare ☐ c) nesatisfacatoare ☐

Comentarii pentru varianta c)

A se returna la **Spitalul Clinic Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iași,**

REGISTRU EVIDENTA RECLAMATII SI SOLUTIONARE RECLAMATII

Nr. Crt.	Data	Identificare Reclamant	Motivul reclamației	Conținutul Reclamației	Numele si Semnătura de Primire	Modul de Soluționare	Data	Numele și Semnătura

FISA DE RASPUNS LA RECLAMAȚIE nr. /

Ca urmare a reclamatiei / sesizarii dvs. din data de având ca obiect

.....
.....
.....

vă comunicăm următoarele.....

☐ Reclamatia dvs este indreptatita.


Ca urmare, pentru rezolvarea problemei aparute s-au stabilit următoarele masuri:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

☐ Reclamatia nu este indreptatita.

Comentariu.....
.....
.....
.....
.....

Sef laborator



PROCEDURA GENERALA
REZOLVAREA RECLAMATIILOR

COD: PGL- 4.8

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași
- Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul
laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA REZOLVAREA RECLAMATIILOR COD: PGL- 4.8	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag 2 din 9

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânanu					
Sef compartiment Microbiologie I	4.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	5.		Dr. Rodica Fântânanu					
Sef compartiment Imunologie	6.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	7.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	8.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	9.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA REZOLVAREA RECLAMATIILOR COD: PGL- 4.8	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag 3 din 9

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA REZOLVAREA RECLAMATIILOR COD: PGL- 4.8	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 4 din 9
--	--	--

CUPRINS

1. SCOP.....	4
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINITII.....	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1.PRIMIREA RECLAMAȚIILOR	6
5.2.REZOLVAREA RECLAMAȚIILOR.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.3.ANALIZA RECLAMAȚIEI	7
6. RESPONSABILITATI	8
7. INREGISTRARI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8. ANEXE	9

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA REZOLVAREA RECLAMATIILOR COD: PGL- 4.8	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 5 din 9
---	--	--

1. SCOP

Aceasta procedura are ca scop prezentarea modului de tratare a reclamațiilor și contestațiilor față de activitatea Laboratorului de analize medicale **din cadrul Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**, investigațiile care se fac și măsurile corective întreprinse pentru soluționarea acestora.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre personalul laboratorului **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**, Laborator de analize medicale.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII, Cod: MCL - 01

3.2. SR EN ISO 15189:2013 - Cerinte particulare pentru calitate si competenta

3.3 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii

RECLAMATIE – document primit sub forma scrisa, in care se descrie in mod identificabil, univoc si eventual detaliat obiectul si motivul reclamatiei sau nemulțumirii reclamantului si eventualele sale pretentii sau daune solicitate.

Reclamantul trebuie sa se identifice prin semnatura, nume si adresa.

CONTESTATIE – Document scris în care solicitantul contestă capacitatea laboratorului de a executa un anumit tip de încercări sau contestă rezultatele unor încercări executate de laborator.

4.2. Abrevieri - Nu este cazul.

5. DESCRIERE PROCEDURĂ

5.1. FEED- BACK-UL DE LA CLIENTII LABORATORULUI

Un obiectiv principal al politicii Laboratorului este colaborarea cu clienti interni și externi.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA REZOLVAREA RECLAMAȚIILOR COD: PGL- 4.8	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag 6 din 9

Pentru obținerea unui feed-back din partea medicilor specialiști din Spital, RC difuzează periodic (trimestrial) chestionare de evaluare a nivelului de satisfacție a clienților, cod: FGL-4.8-01, care cuprind întrebări privind calitatea serviciilor și comunicarea cu personalul Laboratorului.

Acelaș tip de chestionar este trimis clienților contractelor de furnizare pentru analize medicale și este prezentat spre completare și persoanelor fizice sau juridice care apelează la serviciile Laboratorului.

Aceste teste de evaluare a satisfacției clienților conțin opinii pozitive și negative (comentarii, recomandări)

Concluziile sunt prezentate de către RC în cadrul ședințelor de analiza de management ale Laboratorului, iar managerul tehnic stabilește măsurile care se impun pentru îmbunătățirea situațiilor semnalate din compartimentele vizate.

5.2 PRIMIREA RECLAMAȚIILOR

5.2.1. Reclamațiile primite se pot referi la :

- condițiile de acces la serviciile medicale ;
- programul de recoltare și eliberare de buletine de analiză ;
- modul de recoltare ;
- prețul analizelor ;
- conținutul Buletinului de analiză ;
- condițiile de confidențialitate ;
- rezultate eronate,
- repetarea analizelor cu sau fără costuri,etc ;

Reclamațiile se pot primi în scris sau verbal.

Reclamațiile verbale pot fi adresate personalului de la recepție, personalului care lucrează în laborator și eventual, conducerii spitalului..

Reclamațiile scrise pot fi .

- transmise prin poștă ,
- depuse personal la sediul societății ;

Notă: șeful de laborator trebuie să ia în considerație și sugestiile sau reclamațiile verbale care se referă la neconformități în activitatea laboratorului. Aceste sugestii se înregistrează în registrul de reclamații.

5.3. TRATAREA RECLAMAȚIILOR

Reclamațiile clienților, verbale sau scrise, reflectă gradul de insatisfacție față de serviciile medicale predate de Laborator (metode de lucru, termen de raportare al rezultatelor analizelor medicale etc.), nemulțumiri privind atitudinea unui membru al personalului, aspecte negative ale amenajărilor și condițiilor de mediu din Laborator.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA REZOLVAREA RECLAMAȚIILOR COD: PGL- 4.8	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag 7 din 9

Reclamațiile sunt primite și înregistrate în registrul de reclamații, cod:RGL – 4.8- 01, de către registratorul medical / asistentul medical de la receptie.

Acest registru este conceput să cuprindă două părți:

- a) Primire reclamații;
- b) Rezolvare reclamații.

a) Primire reclamații: număr curent, dată, reclamant, adresă telefon, E-mail (respectiv CNP sau data nașterii), conținutul reclamației, numele și semnătura persoanei care primește reclamația.

b) Rezolvarea reclamației: modul de soluționare al reclamației înregistrate în registrul de reclamații, data rezolvării și/sau data trimerii răspunsului (pentru reclamațiile scrise), numele și semnătura RC.

Fiecare reclamație primită este analizată de managerul tehnic împreună cu RC și/sau responsabilul compartimentului implicat, după care sunt investigate toate cauzele care au generat reclamația.

Managerul tehnic stabilește dacă se impune un audit intern (pentru evaluarea temeiniciei reclamației), care este inițiat de RC (audit neplanificat).

Dacă anumite reclamații se repetă, managerul tehnic dispune efectuarea unui audit intern special. Atunci când există dovezi ale temeiniciei reclamație și se constată neconformitati, managementul Laboratorului aplică măsuri corective/preventive, conform procedurii generale PGL-4.9.

Răspunsul este dat în scris la toate reclamațiile scrise în termen de 30 de zile de către managerul tehnic, pe formular cod: RGL -4.8 – 02, este redactat în două exemplare dintre care unul se îndosariază de către RC în dosarul reclamației.

Dosarul de reclamație cuprinde: răspunsul la reclamațiile scrise, rapoate de audit, rapoarte de neconformități, acțiuni corective și preventive.

Ședințele anuale de analiză a reclamațiilor prezintă acțiunile corective și preventive întreprinse, concluziile fiind prezentate managementului Spitalului de către managerul tehnic al Laboratorului , în analiza de management al Laboratorului.

5.4. ANALIZA RECLAMAȚIEI

5.4.1. Reclamația (verbală sau scrisă) este analizată de către Șeful de laborator care verifică condițiile de desfășurare a analizei la care se referă reclamația. Urmărește fișele echipamentelor cu care s-a efectuat analiza, precum și înregistrările legate de analiza respectivă. În cazul în care consideră necesar și este posibil hotărăște repetarea analizei pe proba martor.

5.4.2. În cazul în care Șeful de laborator constată că reclamația este întemeiată, poate dispune efectuarea unui audit intern, pentru identificarea tuturor cauzelor reclamației.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA REZOLVAREA RECLAMATIILOR COD: PGL- 4.8	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag 8 din 9
--	--	--

5.4.3.. Atunci cand in urma auditului s-au constatat neconformitati, se deschide fisa de neconformitati, acțiuni corective / preventive și se stabilesc acțiuni corective și preventive conform procedurilor, PGL- 4.9, PGL- 4.10, PGL- 4.11.

5.4.4. Șeful de laborator sau Responsabilul Calității urmărește realizarea măsurilor corective care s-au stabilit în urma investigațiilor

5.3.5. La reclamațiile verbale, de regulă, răspunsul se dă pe loc și este verbal.

La toate reclamațiile scrise, raspunsul este dat in scris in termen de cel mult 30 zile si este semnat de Șeful de laborator si Managerul General.

Seful de laborator formuleaza raspunsul la reclamație, il prezinta spre aprobare Managerului General. Ulterior, răspunsul este transmis reclamantului.

Raspunsul se redacteaza in doua exemplare : - unul se trimite la reclamant;
- al doilea rămâne la laborator.

Raspunsul la reclamatii poate cuprinde date privind stabilirea actiunilor corective si date privind realizarea acestor actiuni.

5.3.6. Reclamatia, impreuna cu raportul de audit, fisa de neconformitate si actiuni corective si raspunsul la reclamație sunt pastrate intr-un dosar pentru reclamatii.

Responsabilitatea pastrarii si gestionarii acestor documente revine Șefului de laborator. Arhivarea lor se face tot de catre Șeful de laborator.

Conducerea laboratorului foloseste informatia rezultată din reclamații pentru imbunatatirea sistemului de management al calitatii, a activitatii de analize , a serviciului catre client.

Reclamațiile înregistrate se prezintă în raportul susținut la analiza sistemului calității efectuată de către management.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Managerul General

- Analizează concluziile ședințelor anuale de analiză a reclamațiilor și măsurile corective și preventive întreprinse, de către managerul tehnic al Laboratorului.

6.2. Seful de laborator

- Analizează reclamația împreună cu RC;
- Redactează și semnează răspunsul la reclamațiile scrise, pe formular, cod: FGL- 4.8-02;
- Stabilește măsuri corective atunci când se constată neconformități.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA REZOLVAREA RECLAMATIILOR COD: PGL- 4.8	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag 9 din 9

6.3. Responsabilul Calității

- Difuzează periodic chestionarele de evaluare a nivelului de satisfacție a beneficiarului;
- Înregistrează reclamația în registrul de tratare a reclamațiilor, cod:RGL-48-02 și o transmite managerului tehnic;
- Dispune inițierea auditului intern de reclamație sau a auditului intern special în cazurile în care se impune;
- Participă la analiza reclamației împreună cu managerul tehnic;
- Difuzează răspunsul în scris către reclamant;
- Îndosariază, gestionează și arhivează înregistrările privind reclamațiile;
- Prezintă sinteza în analizele de management.

6.4. Registratorul Medical (CAMERA DE RECEPTURĂ) /Asistentul Medical

Primește reclamația de la clienți și o transmite RC

7. ÎNREGISTRĂRI

- Chestionarul de evaluare de satisfacție a clientului,cod:FGL-4.8-01
- Registrul de reclamații, cod RGL – 4.8.-01
- Răspunsul la reclamație, cod FGL-4.8.-02

8. Anexe

8.1. Anexa 1 - Chestionarul de evaluare de satisfacție a clientului,cod:FGL-4.8-01

8.2. Anexa 2 - Registrul de reclamații, si Răspunsul scris al reclamației, cod: RGL -4.8.-01.

8.3. Anexa 3. Răspunsul la reclamație, cod FGL-4.8.-02

FISA DE NECONFORMITATI, ACTIUNI CORECTIVE / PREVENTIVE

Pentru analizele efectuate

Nr. _____ data _____

OCAZIA IDENTIFICAREA NECONFORMITĂȚII

Departament, document implicat:

Enunțul neconformității. Descrierea situației (dovezi).

Comentariul : /Consecintele neconformitatii asupra rezultatelor

1.Oprirea lucrului ☐ 2.Continuarea lucrului ☐ 3.Informarea clientului ☐

Data:

Nume si prenume:

Semnătura:

CORECȚII ȘI ACȚIUNI CORECTIVE

Analiza cauzei:

Descrierea corecțiilor:

Data prevăzută pentru implementare:

Descrierea acțiunii corective/ Prevenirea neconformitatii

Data prevăzută pentru implementare:

Nume, prenume:

Data:

Semnătura:

Actiune corectiva eficienta. /Verificarea implementarii actiunii corective

Sef laborator:

Nume, prenume :

Semnatura:

Data verificării:


FGL - 4.9 – 01, Editia 1 Revizia 0/01.05.2013

REGISTRU
EVIDENȚĂ FIȘE DE NECONFORMITĂȚI, ACȚIUNI CORECTIVE /ACȚIUNI PREVENTIVE

C
o
t
o
r

c
o
n
d
i
c

Nr. Crt.	Fișa nr / data	Acțiuni întreprinse în urma evaluării importanței activității neconforme	Observații	Semnătura Persoanei care completează



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

IDENTIFICARE SI CONTROLUL NECONFORMITATILOR

COD: PGL- 4.9

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA IDENTIFICARE SI CONTROLUL NECONFORMITATILOR COD: PGL – 4.9	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag. 2 din 8

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fantanaru					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8		Dr. Aida Badescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA IDENTIFICARE SI CONTROLUL NECONFORMITATILOR COD: PGL – 4.9	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag. 3 din 8

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA IDENTIFICARE SI CONTROLUL NECONFORMITATILOR COD: PGL – 4.9	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 4 din 8
---	--	---

CUPRINS

1.SCOPUL	5
2.DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI PRESCURTARI.....	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	5
5.3. DOCUMENTAREA ACTIVITATILOR NECONFORME.....	6
5.4. TRATAREA ANALIZELOR NECONFORME	7
6.RESPONSABILITATI.....	7
7. INREGISTRARI.....	8
8.ANEXE.....	8

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA IDENTIFICARE SI CONTROLUL NECONFORMITATILOR COD: PGL – 4.9	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 5 din 8

1. SCOPUL

Prezenta procedura are drept scop prezentarea activităților efectuate pentru identificarea analizelor și activităților neconforme , evaluarea importanței analizelor neconforme , analiza cauzelor si pentru întreprinderea de actiuni corective sau preventive, in vederea eliminarii neconformității sau pentru evitarea apariției unor astfel de abateri.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de conducere si intreg personalul laboratorului.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII, Cod: MCL - 01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 - Cerinte particulare pentru calitate si competenta

3.3 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Definitii :

Neconformitate = neindeplinirea unei cerinte

Actiune preventiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite .

Actiune corectiva = actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei situatii nedorite.

4.2. Prescurtari : nu este cazul

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. IDENTIFICAREA ACTIVITĂȚILOR NECONFORME

Identificarea unei analize sau activități neconforme se poate face de către orice persoana din cadrul laboratorului, aceasta avnd obligatia de a comunica Șefului de laborator, Responsabilului Calității, Responsabilului de compartiment / analiza, functie de situatie.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA IDENTIFICARE SI CONTROLUL NECONFORMITATILOR COD: PGL – 4.9	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 6 din 8
---	--	---

De regulă, o analiză neconformă poate fi determinată de :

- nerespectarea condițiilor de recoltare (dialogul cu clientul și pregătirea acestuia, mediul de recoltare, recipientul utilizat, condiții de păstrare a probei biologice recoltate) ;
- nerespectarea procedurilor specifice pentru efectuarea analizelor (cerințe legate de aparatură, condiții de mediu, reactivi) ;
- nerespectarea procedurilor generale
- neefectuarea verificării și corelării rezultatelor;

Situațiile în care se pot identifica analize sau activități neconforme pot fi:

Situațiile în care se pot identifica analize neconforme sunt:

- executia analizelor;
- observarea sau supervizarea personalului si verificarea calitatii rezultatelor de catre responsabilii de analiza, seful laboratorului, RMC;
- indicatorii de control ai calității;
- calibrări /etalonări ale echipamentelor
- verificarea caiete lor de lucru si a buletinelor de analiza;
- verificări ale consumabilelor
- discuții cu personalul
- audituri interne sau externe (efectuate de organisme de acreditare / certificare, de catre clienti sau in numele acestora) sau actiuni de supraveghere / inspectie ale organelor abilitate.
- analiza sistemului de management al calitatii
- reclamatiiile pacientilor și medicilor.

5.2. Identificarea analizelor neconforme

5.2.1. Evaluarea importanței activității neconforme se face de către Șeful de laborator sau sefi de compartimente/ analize, care au autoritatea și responsabilitatea cu privire la managementul analizei neconforme și decide modul de tratare, ce poate consta în :

- oprirea imediată a efectuării analizei ;
- repetarea analizei sau anunțarea clientului pentru o nouă recoltare ;
- intervenție asupra aparatului sau materialelor folosite ;
- retragerea sau anularea buletinului de analiză, cu eliberarea unui nou buletin cu rezultate corecte ;
- anunțarea medicului care a recomandat analizele și eventual, a clientului ;

5.3. Documentarea activitatilor neconforme

5.3.1 Atunci când se identifică o analiză sau activitate neconformă, persoana care constată acest lucru anunță Șeful de compartiment sau de laborator, care va deschide o **Fișă de neconformități, acțiuni corective/ preventive**, cod : FGL - 4.9 - 01.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA IDENTIFICARE SI CONTROLUL NECONFORMITATILOR COD: PGL – 4.9	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 7 din 8
--	--	---

Inițierea fișelor de neconformități, acțiuni corective/preventive se face de către Șeful de laborator, în cazul acțiunilor de control și supraveghere, în cazul reclamațiilor și analizei sistemului efectuată de conducere. În cazul auditurilor interne această fișă este deschisă de către auditori.

În cazul neconformităților din activitatea curentă, fișa de neconformități se va deschide de către seful de compartiment.

5.3.2 În cazul metodelor cantitative, neconformitățile din controlul intern (de ex. nerespectarea regulilor Westgard) sunt înregistrate în Fișa de mentenanță a echipamentului, cod FGL-5.3-06.

5.3.3 Înregistrarea fișei de neconformități în **Registrul de evidență a fișelor de neconformități** cod : RGL - 4.9 - 01 este făcută de către șeful de laborator.

5.3.4 Fișele de neconformități sunt îndosariate de către seful de laborator în dosare, în funcție de activitățile care au generat neconformitatea: audituri, controalele curente, reclamații, analiza sistemului efectuată de către management.

5.3.5. Șeful de laborator sau Responsabilul calității au responsabilitatea urmăririi modului de rezolvare a neconformităților.

5.4. IDENTIFICAREA ANALIZELOR NECONFORME

5.4.1. În cazul în care s-au înregistrat neconformități majore, abateri de la propriile politici, proceduri sau de la **SR EN ISO 15189 :2013**, se va organiza un audit intern pe zonele de activități neconforme.

5.4.2. Dacă evaluarea analizei neconforme arată că activitatea neconformă poate să reapară sau există îndoieli privind conformitatea funcționării laboratorului cu propriile politici și proceduri, Șeful de laborator dispune sau inițiază aplicarea procedurii de acțiuni corective (PGL-4.11) sau a procedurii de acțiuni preventive (PGL-4.12), după caz.

5.4.3. În cazul în care efectuarea analizelor a fost oprită, Șeful de laborator autorizează reluarea activității, după soluționarea neconformității.

6.RESPONSABILITATI

6.1.Seful de laborator

- identifică și dispune modul de tratare a analizelor sau activităților neconforme;
- evaluează importanța activității neconforme și decide modul de tratare;
- analizează cauza primară / cauzele potențiale ale unei neconformități ;
- oprește efectuarea unei analize dovedită a fi neconformă, până la remedierea cauzelor neconformității ;
- dispune reluarea activității după înlăturarea cauzelor care au generat neconformități;
- anunță clienții, atunci când este cazul, pentru o nouă recoltare sau retragere / anulare Buletin de analiză ;
- întocmește **Fișă de neconformități, acțiuni corective/ preventive**, cod : FGL - 4.9 - 01 ;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA IDENTIFICARE SI CONTROLUL NECONFORMITATILOR COD: PGL – 4.9	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 8 din 8
--	--	---

- inițiază acțiuni preventive pentru identificarea oportunităților de îmbunătățite a activității într-un domeniu și le monitorizează eficiența ;
- inițiază acțiuni corective pentru înlăturarea unor neconformități și le monitorizează eficiența ;
- completează **Registrul de evidență a fiselor de neconformități** cod RGL- 4.9 -02 ;
- urmărește rezolvarea neconformităților ;

6.2. Responsabilul Calității

- are responsabilitatea aprecierii activitatilor neconforme in cadrul activitatii desfasurate
- aduce la cunostinta sefului de laborator activitatea neconforma ;
- întocmește **Fișă de neconformități, acțiuni corective/ preventive**, cod : FGL- 4.9 – 01, pentru neconformitățile de sistem constatate la analiza cauzelor activităților neconforme și urmărește realizarea acțiunilor corective stabilite prin aceste fișe;
- urmărește rezolvarea neconformităților ;

6.3. Responsabilul de analiză

- are responsabilitatea aprecierii activitatilor neconforme in cadrul activitatii desfasurate;
- aduce la cunostinta sefului de laborator activitatea neconforma ;

7. Inregistrari

- Fisa de neconformitati, actiuni corective/preventive cod : FGL - 4.9 - 01 ;
- Registrul de evidență a fișelor de neconformități, acțiuni corective/preventive cod: RGL - 4.9 - 02;
- Fisa de mentenanta a echipamentului, cod FGL-5.3-06
- Raport de audit intern ;
- Reclamație ;
- Corespondența cu clientul privind activitatea neconformă ;

8. Anexe

- **Anexa 1** - Fisa de neconformitati , actiuni corective/preventive, cod : FGL - 4.9 - 01 ;
- **Anexa 2** - Registru de evidenta fise de neconformitati,actiuni corective/preventive, cod RGL - 4.9 - 01 ;

LISTA ECHIPAMENTELOR DE ANALIZĂ

Nr. crt	Denumireechipament/ an fabricatie	Nr. inventar	Seria	Furnizor/firmas aȳara producătoare	Nr. Fișăde evidenȳ ă
0	1	2	3	4	5
1	Analizorhematologic 24parametriiSysmex/2007	21251066	62269	SYSMEXJaponia	1.
2	Analizor automat de biochimie;- Rx IMOLA / 2012	21251057	7201-0552	RANDOX Anglia	2.
3	Analizor electroliti (ISE)- DIESTRO 103 AP	comodat	809	JS MedicinaElectrón ica Argentina	3.
4	AnalizorsemiautomatDIRU I H100 / 2011	comodat	N110100H058 7SE	DIRUI INDUSTRIAL CO.LTD China	4.
5	Aparat de electroforeza HELENA	comodat	SAS 1- 2722040042 & SAS 2- 2222040078	HELENA BIOSCIENCES S.U.A.	5.
6	Spekol11		858235		6.
7	Sistem de identificarebacteriana API- BIOMERIEUX/ 2001	21251026	IN5001458	BIOMERIEUX Franta	7.
8	Aparat de purificare apa MICROLINE	comodat	1900-0109	MICROLINE Romania	8.
9	Aparat de purificare apa AQUALINE	comodat	2900-0119	AQUALINE Romania	9.
10	Incubator cu racire LEEC TIP P33C /2012	21251074	6054	LEEC LIMITED Anglia	10.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași**Laborator de analize medicale**

Nr. crt	Denumireechipament/ an fabricatie	Nr. inventar	Seria	Furnizor/firma sau țara producătoare	Nr. Fișăde evidenț ă
0	1	2	3	4	5
11	Incubator cu racire LEEC TIP P33C/2012	21251073	6055	LEEC LIMITED Anglia	11.
12	Incubator LEEC TIP C100/2012	21251076	621	LEEC LIMITED Anglia	12.
13	Incubator LEEC TIP C100/2012	21251077	624	LEEC LIMITED Anglia	13.
14	Incubator LEEC TIP C100/2012	21251075	596	LEEC LIMITED Anglia	14.
15	Accesoriu termostat (agitator)/2012	21251074	98012300199 (801-00228 MKR 13)	LEEC LIMITED Anglia	15.
16	Microscop OPTIKA B- 352PLi / 2012	21251071	323976	OPTIKAMI- CROSCOPES Italia	16.
17	Microscop OPTIKA B- 352PLi /2012	21251070	323977	OPTIKAMI- CROSCOPES Italia	17.
18	Microscop OPTIKA B- 352PLi /2012	21251072	323984	OPTIKAMI- CROS Italia COPES	18.
19	Microscop ML-4M	5178	0266-91	IOR Romania	19.
20	Microscop ML-4M	5157	0281-82	IOR Romania	20.
21	Autoclav de sterilizare RAYPA AES 75/ 2008	65972	35955	RESPINAR S.L Spania	21.
22	Autoclav medii de culturaTOTNAUER 3850 ELC/2002	21251052	S/N 2208012 (COD 3850)	TUTTNAUER CO LTD Israel	22.
23	Centrifuga MULTIFUGE 35 HERAEUS/2003	21251046	repartitie ministeriala P.V. 4361/12.07.2003	THERMO SCIENTIFIC USA	23.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași

Laborator de analize medicale

Nr. crt	Denumireechipament/ an fabricatie	Nr. inventar	Seria	Furnizor/firma sau țara producătoare	Nr. Fișăde evidenț ă
0	1	2	3	4	5
24	Centrifugaserologica MODEL UNICEN 21/2010	PROCES-VERBAL RECEPTIE NR 2222/12.03.2010 AMS	100021/18 RPM.4200	ORTO ALRESA Spania	24.
25	Centrifuga LCEN-200/201/ 2014	comodat	050496	LAORATORY EQUIPMENT MANUFACTURE R –MRC Germania	25.
26	Centrifuga LCEN-200/201/ 2014	comodat	050494	LAORATORY EQUIPMENT MANUFACTURE R –MRC Germania	26.
27	Hotabacteriologica cu flux laminat LAMIL PLUS 13/ 2008	21254002	-	XLAB SOLUTION	27.
28	Hota de sigurantamicrobiologica MICROFLOW CL II / 2005	(24189) 21251060	20050121700	BICQUELL ANGLIA	28.
29	Echipament Densimat Servia performans	4430	IDN 006731	Belgia	29.
30	pH-Metru-HANNA HI 9214/ 2014		08650014	HANNA INSTRUMENTS USA	30.
31	Balanta electronica / 2014		BPS-750-C2		31.
32	Termohigrometru D-Logmate THD		1006670	MRC LTD Belgia	
33	Termohigrometru D-Logmate THD		1006663	MRC LTD Belgia	
34	Termohigrometru D-Logmate THD		1008938	MRC LTD Belgia	
35	Termohigrometru D-Logmate THD		1008904	MRC LTD Belgia	
36	Termohigrometru D-Logmate THD		1006656	MRC LTD Belgia	
37	Pipeta semiautomata		JC495376	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
38	Pipeta semiautomata		JC495410	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași

Laborator de analize medicale

41	Pipeta semiautomata		JC495404	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
Nr. crt	Denumireechipament/ an fabricatie	Nr. inventar	Seria	Furnizor/firma sau țara producătoare	Nr. Fișăde evidenț ă
0	1	2	3	4	5
39	Pipeta semiautomata		JC495116	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
40	Pipeta semiautomata		JC495402	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
41	Pipeta semiautomata		IK471798	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
42	Pipeta semiautomata		IK47816	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
43	Pipeta semiautomata		IK471771	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
44	Pipeta semiautomata		JC495416	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
45	Pipeta semiautomata		JC495457	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
46	Pipeta semiautomata		JC493767	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
47	Pipeta semiautomata		JC493751	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
48	Pipeta semiautomata		JC493738	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
48	Pipeta semiautomata		JC495407	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
50	Pipeta semiautomata		IK471776	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
51	Pipeta semiautomata		IK471802	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
52	Pipeta semiautomata		IK471772	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
53	Pipeta semiautomata		JC493818	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
54	Pipeta semiautomata		JC495366	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
55	Pipeta semiautomata		JC493801	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
56	Pipeta semiautomata		JC493802	ACCUMAX LAVB TEHNOLOGY	
57	Termometruelectronic 810-085		Mtm 14191	ELECTRONIC TEMPERATURE INSTRUMENTS LTD Anglia	
58	Termometruelectronic 810-085		Mtm 14192	ELECTRONIC TEMPERATURE INSTRUMENTS	

				LTD Anglia	
Nr. crt	Denumireechipament/ an fabricatie	Nr. inventar	Seria	Furnizor/firma sau țara producătoare	Nr. Fișăde evidenț ă
0	1	2	3	4	5
59	Termometruelectronic 810-085		Mtm 14193	ELECTRONIC TEMPERATURE INSTRUMENTS LTD Anglia	
60	Termometruelectronic/ 2010		024368 100801	ELECTRONIC TEMPERATURE INSTRUMENTS LTD Anglia	
61	Etuva/ 2000	sponsorizare	ROUCAIRE		
	Nefunctionale				
1.	ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE TIP RX DAYTONA/ 2003		5826-0416	FURUNO ELECTRIC CO.LTD- JAPONIA	
2.	SPEKOL 11 – SPECTROFOTOMETRU/ 1990	2221001			
3.	ANALIZOR AUTOMAT URINA URISYS 1100		UX 09604673	ROCHE GERMANIA	
4.	SISTEM AUTOMAT TECAN (ANALIZOR) / 2004	21251053	03930600747 (READER); BG 08G- 165XSSG (WORK STATION)		
5.	COAGULOMETRU COATRON M1 MONOCANAL/ 2005	21252006			
6.	ANALIZOR HEMATOLOGIC 18 PARAMETRII NICON CONDEN/1998	21251016		NICON CONDEN JAPONIA	

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași**Laborator de analize medicale**

7.	SISTEM SEMIAUTOMAT HUMAN (ANALIZOR) /2000	21251047 (5000170)	228152	HUMAN GERMANIA	
8.	SISTEM AUTOMAT ELISA MODEL ALISEI QC	65796	421037	SEAC/RADIM GROUP ITALY	
9.	Sistem de incubat automat hemoculturi BACTALERT/2001		08050082	BIOMERIEU Franta	
10.	ANALIZOR SEMIAUTOMAT ELECTROFOREZA DVSE- SEBIA / 2001	4431	643.00/07	PRODUCATOR : SEBIA FRANTA	

Elaborat: Sef laborator Dr. Rodica Fantanaru

Data: 28.08.2014

LISTA ECHIPAMENTELOR DE ANALIZĂ

Nr. crt.	Denumire echipament	Nr. inventar	Seria	Furnizor/firma sau țara producătoare	Nr. Fișă de evidență
0	1		2	3	4
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					

Nr. crt.	Denumire echipament	Nr. inventar	Seria	Furnizor/firma sau țara producătoare	Nr. Fișă de evidență
0	1		2	3	4
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					

Nr. crt.	Denumire echipament	Nr. inventar	Seria	Furnizor/firma sau țara producătoare	Nr. Fișă de evidență
0	1		2	3	4
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					

Elaborat

Sef laborator:

Data:

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași

Laborator de analize medicale

PROGRAM DE ETALONARE AL ECHIPAMENTELOR

Nr. crt	Denumirea echipamentului	Tip, serie, numar inventar	Certificat de etalonare (nr.../data.../emis de....)	Data următoarei etalonări	Observații
1.	Analizor automat de biochimie;- Rx IMOLA / 2012	21251057/ 7201-0552	BC-304-1532 / 2013 BRMJL Iasi	2017	A se cere certificat de acreditare RENAR
2.	Sistem de identificare bacteriana API-BIOMERIEUX/ 2001	21251026 / IN5001458	-	2015	Upgradare - SC Mediclim SRL
3.	Incubator cu racire LEEC TIP P33C /2012	21251074 / 6054	BC-308-1525 / 2013 BRMJL Iasi	2017	A se cere certificat de acreditare RENAR
4.	Incubator cu racire LEEC TIP P33C/2012	21251073 / 6055	BC-308-1529 / 2013 BRMJL Iasi	2017	A se cere certificat de acreditare RENAR
5.	Incubator LEEC TIP C100/2012	21251076 / 621	BC-308-1526 / 2013 BRMJL Iasi	2017	A se cere certificat de acreditare RENAR
6.	Incubator LEEC TIP C100/2012	21251077 / 624	BC-308-1527 / 2013 BRMJL Iasi	2017	A se cere certificat de acreditare RENAR
7.	Incubator LEEC TIP C100/2012	21251075 / 596	BC-308-1528 / 2013 BRMJL Iasi	2017	A se cere certificat de acreditare RENAR
8.	Pipete semiautomate Accumax Lab Technology	JC495116 JC495402 IK471798 IK47816 IK471771 JC495416	1345-05.14 1346-05.14 1347-05.14 1348-05.14 1350-05.14 1349-05.14	2015	Certificat de acreditare Nr. LE 008

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași

Laborator de analize medicale

		JC495457 JC493767 JC493751 JC493738 JC495407 IK471776 IK471802 IK471772 JC493818 JC495366 JC493801 JC493802	1351-05.14 1321-05.14 1320-05.14 1322-05.14 1323-05.14 1324-05.14 1325-05.14 1326-05.14 1413-06.14 1415-06.14 1414-06.14 SC METROMAT SRL Brasov		
9.	Termometru electronic 810-085	Mtm 14191 Mtm 14192 Mtm 14193	1413-06.14 1414-06.14 1415-06.14 SC METROMAT SRL Brasov	2015	
10.	Greutati balanta electronica clasa M1 de 100g clasa M1 de 1 g	A378 . . A379	02.01-613/ 2014 . 02.01-614 / 2014 Institutul National de Metrologie Bucuresti	2015	
11.	Balanta electronica TIP BPS 750 C2	330061/11	Bc-315-1217 / 2013 BRML IASI	2015	A se cere certificat de acreditare RENAR

Elaborat

Sef laborator:

Data: 31.08.2014

ETICHETĂ DE IDENTIFICARE ECHIPAMENT

Denumirea
echipamentului.....

Seria.....

Nr. de
inventar.....

Certificat de etalonare nr./
data.....

Data următoarei
etalonări.....

Responsabil metrolog.....
FGL – 5.3 –04 Ed 1 /01.05.2013 Rev. 0 /01.05.2013

ETICHETĂ DE IDENTIFICARE ECHIPAMENT

Denumirea
echipamentului.....

Seria.....

Nr. de
inventar.....

Certificat de etalonare nr./
data.....

Data următoarei
etalonări.....

Responsabil metrolog.....
FGL – 5.3 –04 Ed 1 /01.05.2013 Rev. 0 /01.05.2013

PLAN DE MENTENANTA EXTERNA

Nr crt	Denumire	Serie/ Nr. inv.	Luna												Observatii
			Ian.	Feb.	Mar.	April	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept	Oct	Nov	Dec	
1.	Analizor hematologic Sysmex 1000i	62269/2125 1066			Da						Da				
2.	Analizor automat biochimie Rx Imola	7201-0552/21251 057							Da					Da	
3.	Analizor electroliti ISE DIESTRO 103 AP	809/ comodat							Da						
4.	Analizor semiautomat Dirui H100	N110100H0 587SE/com odat			Da										
5.	Spekol 11	858235									Da				

6.	Aparat de purificare apa Miroline	1900- 0109/como dat						Da					Da		
7.	Aparat de purificare apa/Aqualine	2900- 0119/como dat									Da				
8.	Incubatoare LEEC	6054/ 21251074 6055/ 21251073 621/ 21251076 624/ 21251077 596/ 21251075												Da	
9.	Microscop OPTIKA B 352PLI	323976/ 21251071 323977/ 21251070 323984/ 323984											Da		

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași

Laborator de analize medicale

10.	Microscop IOR ML-4M	0266-91 /5178 0281-82/ 5157											Da		
11.	Autoclav TOTNAUER 3850 ELC Autoclav RAYPA AES/75	S/N 2208012/21 251052 35955/ 65972											Da		
12.	Centrifuga multifuge HERAEUS Centrifuga UNICEN	/21251046 . . 100021/18/											Da		
13	Hota bacteriologica LAMIL PLUS 13 Hota bacteriologica MICROFLOW	/ 21254002 . . . 200501217 00/2125400 2											Da		

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași

Laborator de analize medicale

Elaborat Sef laborator

Data: 02.03.2014

FISA ECHIPAMENTULUI

DENUMIRE APARAT		
Model, tip		
Producător		
Seria aparatului		
Anul de fabricație		
Numărul de inventar		
Data instalării		
Furnizor		
Reprezentant service		
Responsabil mentenanță		
Etalonari : Frecvența etalonare Data / certificat de etalonare nr.		
Operațiuni efectuate de utilizator		
Operațiuni zilnice necesare		
Operațiuni săptămânale necesare		
Operațiuni lunare necesare		
Operațiuni necesare cu altă periodicitate		
Operațiuni executate de reprezentant service		
Operațiuni zilnice	-	
Operațiuni săptămânale	-	
Operațiuni lunare	-	
Operațiuni necesare cu altă periodicitate	Perioada	

FISA DE MENTENANȚĂ

ANALIZOR DE LUNA.....

PROGRAM ZILNIC

Ziua	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

PROGRAM SAPTAMĂNAL

PROGRAM LUNAR

Săptămâna	1	2	3	4	Operatia	Data/semnatura

CONTROL INTERN

Data	Neconformitatea	Corectia	Rezultat dupa corectie	Semnat.
			ok	


Data	Neconformitatea	Corectia	Rezultat dupa corectie	Semnat.

MENTENANȚĂ INTERNA SI EXTERNA LA CERERE

Operatia	Data/Semn.

MENTENANȚĂ INTERNA SI EXTERNA LA CERERE

Operatia	Data/Semn.



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale**

PROCEDURA GENERALA

ECHIPAMENT DE LABORATOR

COD: PGL - 5.3

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3				Editia 2			
								Revizia 0
								Exemplar nr.
								Pagina 2 din 14

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pagina 3 din 14

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 4 din 14
--	--	--

CUPRINS

1. SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE.....	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINITII	5
4.2. ABREVIERI	6
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	6
6. RESPONSABILITATI	13
7. INREGISTRARI	14
8. ANEXE	14

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 5 din 14
--	--	--

1. SCOP

Procedura descrie activitățile desfășurate pentru ținerea sub control a activității de: punere în funcțiune și evaluare a performanței, calibrare, utilizare, etalonare, mentenanță și reparații a echipamentelor de analiză și măsurare din laborator (inclusiv recoltarea probelor, pregătirea și procesarea probelor, analiza și depozitarea), astfel încât să fie asigurată calitatea serviciilor.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică de către personalul din Laboratorul de analize medicale, al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**, în activitatea de utilizare și verificare a echipamentelor de analiză.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL -01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 - Cerințe particulare pentru calitate și competență

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale și vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerințe.

3.5. Ghid ILAC G-24:2007 Linii directoare pentru determinarea intervalului de etalonare a aparatelor de măsurare

3.6. Politica RENAR P-05/16.07.2013 Politica privind trasabilitatea măsurărilor.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

Proces de măsurare : Ansamblu de operații prin care se determină valoarea unei mărimi ;

Echipament de măsurare: Instrument de măsurare, software, etalon de măsurare, material de referință sau aparat auxiliar, sau o combinație a acestora necesară pentru a realiza un proces de măsurare

Etalonare: Ansamblul de operații care stabilesc, în condițiile specificate relația dintre valorile indicate de un mijloc de măsurare sau de un sistem de măsurare, sau valorile reprezentate de o măsură materializată și de un material de referință și valorile corespunzătoare unei mărimi, stabilită ca etalon de referință.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 6 din 14
--	--	--

Confirmare metrologică : ansamblu de operații cerute pentru a se asigura că echipamentul de măsurare se conformează cerințelor pentru utilizarea sa intenționată.

Material de referinta: Un material sau o substanță având una sau mai multe proprietăți suficient de bine definite pentru a fi utilizate la etalonarea unui aparat, la evaluarea unei metode de măsurare sau la atribuirea de valori materialelor.:

Trasabilitatea masurarii: Proprietatea rezultatului unei măsurări prin care acesta poate fi raportat la etaloane corespunzătoare, în general la etaloane internaționale sau naționale, printr-un lanț continuu de comparații.

Etalon : O măsură materializată, un aparat de măsurare, un material de referință sau un sistem destinat pentru definirea, realizarea, conservarea sau reproducerea unei unități sau a uneia sau mai multor valori ale unei mărimi, în scopul de a le transmite (prin comparare) altor mijloace de măsurare.

Etalon national = etalon recunoscut printr-o decizie nationala, pentru a servi intr-o tara drept baza pentru atribuirea de valori altor etaloane ale marimii considerate.

4.2. Abrevieri : nu este cazul.

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Generalitati

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași, Laborator de analize medicale este dotat cu toate echipamentele de analiză necesare executarii corecte a tuturor activitatilor.

5.2. Evidența echipamentelor de măsurare și/sau încercare

Echipamentele utilizate de **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași,** Laborator de analize medicale, realizeaza cerintele de exactitate necesare si corespund cu specificatiile pentru analizele efectuate.

Exactitatea se verifica periodic prin etalonare și folosirea materialelor de referință.

Lista echipamentelor din dotarea laboratorului este prezentată in Anexa 1, formular cod : FG - L - 5.3 - 01.

Lista echipamentelor utilizate este actualizată anual ori de cate ori este necesar.

5.3. Identificare individuală

Toate echipamentele sunt identificate unic prin etichetare. Eticheta cod : FGL -.5.3. - 04 conține :

- numele echipamentului ;
- seria și numărul de inventar ;
- starea de funcționalitate (funcțional, defect, în conservare) ;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 7 din 14
--	--	--

- numărul certificatului de etalonare, data când a fost emis și data următoarei etalonări ;

5.4. Achiziția echipamentelor

Când se achiziționează echipamentele, se au în vedere următoarele aspecte :

- caracteristicile echipamentelor impuse de metodele de analiză ;
- cerințele de asigurare a calității, respectiv aprobări de model, certificate de etalonare, certificate de conformitate ;

La recepție, Comisia de recepție verifică îndeplinirea condițiilor de comandă. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite se anunță furnizorul și se refuză achitarea facturii.

5.5. Inregistrări ale echipamentelor

Pentru fiecare echipament și componenta semnificativă pentru analizele efectuate sunt menținute înregistrări sub forma de **Fișa echipamentului**, formular cod: FGL –5.3 - 03, completată de către Responsabilul metrolog din laborator.

În fișă se înscriu date privind echipamentul:

- denumire și identificarea componentelor echipamentului;
- firma producătoare;
- tipul aparatului;
- seria și anul de fabricație;
- data punerii în funcțiune;
- locul de amplasare;
- caracteristici principale;
- referire la instrucțiunile de utilizare;
- etalonări în ordine cronologică
- mentenanța;
- planul de întreținere internă și externă;

O copie a certificatelor de etalonare se anexează la Fișa de evidență echipamentului.

Pentru fiecare echipament se păstrează și:

- *instrucțiunile producătorului;*
- *procesul verbal de la punerea în funcțiune cu înregistrările aferente*
- *lucrările de mentenanță efectuate (interne și externe) și programul de mentenanță preventivă;*
- *fișele de performanță pentru echipamente care confirmă acceptarea echipamentului pentru utilizare (calibrarea și controlul după calibrare sunt anexe la documentul eliberat de service)*
- *deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare, modificarea sau repararea echipamentului.*

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 8 din 14
--	--	--

5.6. Verificarea performanțelor echipamentelor

La instalarea aparatelor se verifică performanța acestora în raport cu specificația tehnică a producătorului și cu cerințele metodei, de către reprezentantul firmei furnizoare în prezența șefului laboratorului.

Înainte de utilizare echipamentele sunt etalonate, verificate și validate pentru a se stabili dacă îndeplinesc cerințele din specificațiile laboratorului și dacă satisfac specificațiile manualelor.

Echipamentele sunt puse în funcțiune numai dacă performanța dovedită este corespunzătoare (la punerea în funcțiune se calibrează de către furnizor, dacă este cazul), se verifică performanța cu materiale de control. Rezultatele obținute sunt înregistrate. Aceste înregistrări se păstrează în dosarul aparatului.

Echipamentul și softul utilizate pentru analize trebuie să fie capabil să realizeze exactitatea cerută și să fie conform cu specificațiile relevante pentru analiză.

5.7. Instrucțiuni de utilizare echipamente

Echipamentul este utilizat tot timpul de către personal instruit și autorizat (autorizarea realizându-se prin fișa postului și / sau decizii interne).

Instrucțiunile cu privire la utilizarea, siguranța și întreținerea echipamentelor, inclusiv orice manuale și instrucțiuni de folosire relevante furnizate de producătorul echipamentului, trebuie să fie ușor accesibile și actualizate.

5.8. Calibrarea echipamentelor și trasabilitatea metrologică

5.8.1. Calibrarea

Modul de calibrare a echipamentelor care afectează în mod direct sau indirect rezultatele examinării este documentat în procedurile specifice de analiză.

Această proceduri de calibrare sunt definite în concordanță cu instrucțiunilor producătorului. Procedura de calibrare face referire la:

a). trasabilității metrologice a standardului de calibrare și calibrarea trasabilă a echipamentului; Trasabilitatea metrologică trebuie să fie raportată la un material de referință sau la o procedură de referință disponibile de ordin metrologic mai înalt.

b) verificarea acurateții de măsurare cerute și funcționarea sistemului de măsurare și intervalele la care aceasta este realizată;

c) modul de păstrare a înregistrării stării de calibrare și a datei de recalibrare (în

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 9 din 14
--	--	--

- jurnalul echipamentului)
- d) actualizarea factorilor de calibrare ținând cont de factorii de corectie de după calibrare
 - e) măsuri de protecție pentru a preveni ajustări sau falsificarea care ar putea invalida rezultatele examinării;

Analizoarele de biochimie serica se calibrează cu seruri de calibrare trasabile la MRC, astfel:

- la schimbarea lotului de reactivi,
- dacă rezultatele controlului intern de calitate arată o deviere sistematică pozitivă sau negativă de la valoarea medie a serului de control dorită, sau valorile obținute sunt în afara limitelor.
- după intervenții ale service-ului.

Analizoarele de hematologie: se calibrează de către producător sau de către service, cu MRC:

- dacă rezultatele controlului intern de calitate arată o deviere sistematică pozitivă sau negativă de la valoarea medie a serului de control dorită, sau valorile obținute sunt în afara limitelor.
- după intervenții ale service-ului.

Determinari imunologice cantitative:

- calibrare cu seruri de calibrare din kituri, trasabile la MRC, la fiecare serie de probe

Criterii de acceptare a calibrării sunt definite de producătorul echipamentului.: Toate calibrările și controalele efectuate sunt înregistrate de soft și tipărite, dacă nu se pot arhiva în softul echipamentului.

În utilizarea curentă calibrarea se verifica prin utilizarea materialelor de control.

Probe de control intern: zilnic, înainte de începerea analizei, operatorul utilizează probe de control cu conținut normal și patologic sau cu concentrații diferite de măsurând pentru a verifica stabilitatea curbei și buna funcționare a analizoarelor.

Lista materialelor de referință utilizate și a calibratoarelor se regasesc în procedurile specifice de analize.

Funcție de recomandările producătorului de echipament, materialele de calibrare, de rezultatele probelor de control, reactivi, responsabilul de analiză decide să **calibreze** sau nu analizorul.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 10 din 14
--	--	---

5.8.2. Moduri de asigurare a trasabilitatii:

- *Echipamentul produs și pus pe piață sub reglementări care cer trasabilitate (de exemplu IVD (In Vitro Diagnostics) European Directive (Directiva 98/79/EC)) este considerat că îndeplinește cerințele de trasabilitate.*
- *Trasabilitatea calibratorilor utilizați, furnizată de producătorul acestora prin Certificatul de trasabilitate (trasabilitatea la materiale de referință certificate, la metoda de referință, la metoda producătorului)*
- *Trasabilitatea asigurată prin etalonare de către laboratoare de etalonare acreditate sau evaluate de către RENAR, pe domeniul de interes.*

5.8.3. Etalonarea metrologică

Echipamentele sunt etalonate periodic, conform **Programului de etalonare** cod : FGL - 5.3.-02 întocmit de Șeful de laborator împreună cu responsabilii de analiză. Programul de etalonare se stabilește după următoarele criterii :

- tipul echipamentului;
- recomandările fabricantului ;
- datele cu privire la tendințe, obținute din înregistrări ale etalonărilor anterioare;
- datele înregistrate referitoare la istoricul mentenanței și al service-ului;
- gradul de utilizare și severitatea utilizării;
- tendință de uzură și derivă;
- condiții de mediu ;
- exactitatea de măsurare cerută;

Ținând cont de criteriile de mai sus, s-a stabilit frecvența etalonării echipamentelor, după cum urmează :

- termostate, 3 ani
- pipete automate – la 2 ani
- balanța, Ph metru – la 4 ani
- termometre, higrometre, - la 4 ani

Frecvența de etalonare se poate schimba (crește), funcție de situația concretă a fiecărui echipament.

Situația etalonării echipamentelor reiese din certificatele de etalonare primite și din etichetele aplicate pe aparate, etichete care precizează data etalonării și durata valabilității etalonării.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 11 din 14
--	--	---

Etalonarile sunt realizate de catre INM sau laboratoare de metrologie acreditate de catre RENAR pe domeniul de interes.

In certificatul de etalonare sunt mentionate etaloane utilizate (pentru stabilirea trasabilitatii masurarii) si incertitudinea de masurare. Etalonarile efectuate sunt inscrite in Fisa de evidenta a echipamentului.

Etalonările efectuate sunt înscrise în Fișa echipamentului.

Între două etalonări se realizează verificări intermediare, folosind materiale de referință (calibratori), pentru a menține încrederea în starea de etalonare a echipamentelor :

- verificarea pipetelor de catre firma de service (la 6 luni)
- verificare cu greutate etalonata (balante analitice)
- Termostate: verificări lunare cu termometru etalonat.
- Termometre: verificări lunare cu termometru etalonat.

Frecventa de etalonare se poate schimba (creste), functie de situatia concreta a fiecarui echipament.

Intre etalonari se realizeaza verificari intermediare.

5.8.4. Inregistrari ale trasabilitatii

Sunt pastrate dovezi ale trasabilitatii masurarii:

- *certificate de trasabilitate ale calibratorilor*
- *declaratii ale producatorului privind respectarea IVD (In Vitro Diagnostics) European Directive (Directiva 98/79/EC),*
- *certificate de etalonare,*
- *certificate de acreditare ale laboratoarelor de etalonare cu anexele lor.*

5.9.Tratarea echipamentelor defecte

Echipamentele de măsurare și încercare sunt urmărite în exploatare de către personalul care le utilizează. În cazurile în care, datorită suprasolicitării sau manipularii gresite, apar dereglări sau rezultate suspecte, se scoate echipamentul din funcțiune se anunță șeful de laborator, responsabilul cu activitatea de metrologie și ulterior personalul de întreținere.

Aceste echipamente sunt marcate cu o eticheta cu mentiunea : **DEFECT** sau **SCOS DIN SERVICIU**, sunt depozitate (cu exceptia celor in montaj fix) separat pana cand sunt reparate, reverificate si repuse in functiune prin grija sefilor de laboratoare.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 12 din 14
--	--	---

După fiecare reparație se verifică faptul că echipamentul își îndeplinește funcția în mod corect prin recalibrare si/sau prin folosirea materialelor de control (plasmă de control, sânge de control, ser de control) și numai atunci este utilizat din nou. Se analizează efectul defectării asupra analizelor executate anterior. Dacă se constată că rezultatele au fost influențate, se anunță beneficiarii pentru refacerea analizelor și se inițiază procedura de tratare a activităților neconforme, cod PGL- 4.9.

Defecțiunile, reparațiile și verificările după reparații sunt înregistrate în Fisa de mentenanță cod FGL-5.3-06.

5.10. Mentenanța

Mentenanța internă a echipamentelor se efectuează de către RA sau de către persoana desemnată, conform manualului de operare și instrucțiunilor specifice fiecărui echipament și se înregistrează în Fisa de mentenanță cod FGL-5.3.-06.

Mentenanța externă a echipamentelor este efectuată de către firmele furnizoare, pe bază de contract de service. Lucrările de mentenanță se realizează periodic, conform cărților tehnice ale echipamentelor.

Responsabilul metrolog întocmește la începutul fiecărui an, **Planul de mentenanță**, cod: FGL- 5.3 - 05, program care este verificat și aprobat de Șeful de laborator.

Activitatea de mentenanță este înregistrată în Fișa de mentenanță a echipamentului.

5.11. Testarea reactivilor, materialelor de referință și control, materialelor, înainte de acceptare.

Reactivii, materialele de control sunt testate înainte de a fi puse în lucru prin utilizarea materialelor de control, pentru fiecare kit modificat în reactivi sau procedura de lucru cit și pentru orice lot sau transport nou.

De asemenea și consumabilele care pot afecta calitatea rezultatelor sunt testate înainte de punere în funcțiune.

5.12. Gestionarea în utilizarea a reactivilor, materialelor și MR și control

Materialele de referință și control necesare pentru controlul calității și calibrare, reactivii, materialele consumabile, sunt ținute sub control din punctul de vedere al termenelor de expirare prin Registrul de evidență reactivi / materiale de control/ calibratori, pentru a se asigura de utilizarea în timpul termenului de valabilitate.

Lista reactivilor utilizați pentru fiecare analiză se regăsește ca anexă la procedurile specifice de analiză.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 13 din 14
--	--	---

Calibratorii liofilizati care se reconstituie si sunt conservați prin congelare, sunt înregistrați în Fisa de evidenta a MR / materialelor de control liofilizate, cod FGL-4.6-03 (inclusiv cu data de consum).

In cazul în care sunt utilizati reactivi preparați sau finalizați în laborator, aceste preparari se inregistreaza in Registrul de preparari reactivi cu referire la persoana care efectuează prepararea lor și data preparării.

Apa distilata utilizata pentru prepararea reactivilor, calibratorilor, controalelor, se verifica zilnic si se inregistreaza conductivitatea in Fisa de verificare apa distilata.

5.13. Reactivi și consumabile — Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiunile pentru utilizarea de reactivi și consumabile, inclusiv cele furnizate de producători, trebuie sa fie disponibile in limba romana.

5.14. Reactivi și consumabile — Raportare incident advers

Daca se semnaleaza neconformitati datorate reactivilor si consumabilelor, se intocmeste Fisa de neconformitate cod FGL-4.9-01 si se raporteaza la furnizor sau producator.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Managerul General

- alocă resursele necesare etalonării și mentenanței echipamentelor ;

6.2. Șeful de Laborator

- intocmesc si actualizeaza lista echipamentelor din laborator ;
- întocmește Programul de etalonare al echipamentelor ;
- intocmește necesarul pentru aprovizionarea cu echipamente si substante de referinta;
- instruieste personalul privind utilizarea echipamentelor si materialelor de referinta ;
- gestioneaza cartile tehnice ale echipamentelor din laborator;
- urmarește existenta etichetelor de identificare a situatiei etalonărilor pe echipamentele de masurare ;
- verifică și aprobă Programul de mentenanță ;

6.2. Responsabilul cu Metrologia din Laborator

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ECHIPAMENT DE LUCRU COD: PGL – 5.3	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pagina 14 din 14
--	--	---

- urmareste realizarea programului de etalonări si reparatiile de echipamente;
- inscrie in Fisa echipamentului etalonările, mentenanta, defectiunile și reparatiile efectuate;
- gestionează certificatele de etalonare;
- urmărește realizarea reparației echipamentelor ;
- se preocupă de asigurarea etalonării echipamentelor, în conformitate cu Programul de etalonare sau după reparații ;
- aplică etichetele de identificare a situației etalonărilor pe aparate și le actualizează ;
- întocmește Programul de mentenanță al echipamentelor ;

7. INREGISTRARI

- Lista echipamentelor de analiză cod : FGL- 5.3 - 01;
- Program de etalonare al echipamentelor cod : FGL- 5.3 - 02 ;
- Fisa echipamentului cod : FGL-5.3-03 ;
- Eticheta de identificare a echipamentului cod : FGL-5.3-04 ;
- Program de mentenanță externa cod : FGL- 5.3 - 05 ;
- Fisa de mentenanta, cod FGL-5.3-06
- Certificate de etalonare;
- Procese verbale de service

8. ANEXE

- 8.1. Anexa 1.** - Lista echipamentelor de analiză cod : FGL -5.3-01 ;
- 8.2. Anexa 2.** - Program de etalonare al echipamentelor, cod: FGL -5.3-02 ;
- 8.3 Anexa 3.** - Fisa echipamentului, cod : FGL -5.3-03 ;
- 8.4. Anexa 4.** - Eticheta de identificare a echipamentului cod : FGL -5.3-04 ;
- 8.5. Anexa 5** - Program de Mentenanta Externa, cod : FGL -5.3-05.
- 8.6. Anexa 6.** - Fisa de mentenanta, cod FGL -5.3.-06

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 A
LCR și alte lichide de puncție

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării....

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării....

3. Produs patologic:.....Solicitare pentru:

Examen microscopic: ☐ Culturi BK: ☐

Latex aglutinare: ☐ Culturi fungi: ☐

Culturi bacteriene: ☐ Alte analize:.....

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant; 3-
asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 B
Hemoculturi

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării....

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării....

3. Solicitare pentru:

Culturi bacteriene aerobe: ☐ Culturi bacteriene anaerobe: ☐

Culturi fungi: ☐

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant; 3-
asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 C
Exsudat faringian și alte exsudate

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3. Produs patologic:.....Solicitare pentru:

Examen microscopic: ☐ Culturi SBH: ☐

Culturi Streptococ portaj: ☐ Culturi fungi: ☐

Culturi Stafilococ portaj: ☐ Alte analize:.....

Culturi Neisseria portaj: ☐

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant;
3- asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 D
Urină

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐ Al

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3. Solicitare pentru:

Examen microscopic: ☐ Alte analize:.....

Culturi bacteriene: ☐

Culturi BK: ☐

Culturi fungi: ☐

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant; 3-
asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 E
Spută și produse patologice din tractul respirator inferior

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3.Produs patologic:.....Solicitare pentru:

Examen microscopic:

--

 Culturi bacteriene aerobe: ☐

Culturi fungi:

--

 Alte analize:.....

Culturi BK:

--

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant;
3- asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 F
Produse patologice din tractul genital

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3.Produs patologic:.....Solicitare pentru:

Examen microscopic: ☐ Examen parazitologic: ☐

Culturi bacteriene aerobe: ☐ Culturi BK: ☐

Culturi bacteriene anaerobe: ☐ Culturi fungi: ☐

Alte analize:.....

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant; 3-
asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 H
Alte produse patologice

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3. Produs patologic:.....Solicitare pentru:

Examen microscopic: ☐ Culturi BK: ☐

Culturi bacteriene aerobe: ☐ Culturi fungi: ☐

Culturi bacteriene anaerobe: ☐ Alte analize:.....

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant;

3- asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 I
Materii fecale

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3. Solicitare pentru:

Examen microscopic: ☐ Culturi EHEC: ☐ LA Rotavirus: ☐

Culturi Shigella: ☐ Culturi EPEC: ☐ Coprocultură

Culturi Salmonella: ☐ Culturi Vibrio: ☐ cantitativă TIA: ☐

Culturi Yersin.ent.: ☐ Culturi Clostridii: ☐ Alte analize:.....

Culturi Campylob.: ☐ Culturi Candida: ☐

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant; 3-

asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 G
Produse patologice din piele și țesut celular

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3. Produs patologic:.....Solicitare pentru:

Examen microscopic: ☐ Culturi BK: ☐

Culturi bacteriene aerobe: ☐ Culturi fungi: ☐

Culturi bacteriene anaerobe: ☐ Alte analize:.....

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant;

3- asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 J
Produse necropsie

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3. Produs patologic:.....Solicitare pentru:

Ex. microscopic: ☐ Culturi BK: ☐

Culturi aerobe: ☐ Culturi fungi: ☐

Culturi anaerobe: ☐ Alte analize:.....

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant; 3-

asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 K
Analize serologice/imunologie

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3.Produs patologic:.....Solicitare pentru:

ASLO	☐	Wright	☐	
CRP	☐	Quantiferon	☐	
RPR (redy test)	☐	ELISA	☐	pentru:
Factor reumatoid	☐	Teste rapide	☐	pentru:
Widal	☐	Alte analize.....		

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant;
3- asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 L
Analize hematologice

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3. Solicitare pentru:

HLG automată:	☐	T. de sîngerare	☐	Alte analize:
Frotiu MGG	☐	T. de coagulare	☐	
VSH	☐	Grup sanguin și Rh	☐	
T.Quick	☐	Celule lupice	☐	
T.Howel	☐	Reticulocite	☐	

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant; 3-
asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 M
Analize biochimice din sange

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3. Solicitare pentru:

Glucoză	☐	Electroforeză	☐	LDL-col	☐	Na	☐	Amilaza	☐
Uree	☐	LDH	☐	Bilirub. tot.	☐	K	☐	Fibrino-	☐
Creatinin	☐	GGT	☐	Bilirub. dir.	☐	Cl	☐	gen	☐
TGP	☐	Trigliceride	☐	Proteine tot	☐	Ca tot.	☐	Altele....	☐
TGO	☐	Colesterol	☐	Acid uric	☐	Mg	☐		☐
Fosf. alc.	☐	HDL-col	☐	Rez. alcal.	☐	Fe	☐		

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant;
3- asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 N
Analize biochimice din alte produse patologice

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3. Solicitare pentru:

Lichide de puncție:	Urină	Materii fecale
.....	Analiza cu strip	Hemoragii
Albumină	☐	semiautomat ☐
Glucoză	☐	oculte ☐
Clor	☐	Alte analize:.....
	Amilazurie	☐
	Uree	☐

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....

COMPLETAT DE: 1- asistent pavilion; 2- asistent pavilion / spitalul solicitant 3-
asistent pavilion ; 4-completat la recepție în Laborator

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE HEMATOLOGICE (GRUP) F-PGL - 5.4 - 1 L

Pavilion.....

Data.....

Nr. crt	ID	Nume si prenume pacient/ Varsta/ Sex	U/R	Diagnostic/Tratament	Analize													Medic
					HLG	VSH	Frotiu MGG	Reticu - locite	TS/TC	Timp Quick	INR	Timp Howel	Grup sanguin/Rh	Celule lupice	Picatura groasa	Alte analize		

FORMULAR DE SOLICITARE ANALIZE F-PGL - 5.4 - 1 0
Analize biologie moleculara

Nume și prenume Vîrstă..... Sex..... U / R

CNP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Beneficiar intern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Pavilion Nr. FO..... Medic solicitant(parafa).....

Spitalizare continuă ☐ Spitalizare de zi ☐

2. Beneficiar extern

Diagnostic:..... Tratament:.....

Fișă de solicitare alte spitale ☐ Consultație interclinică ☐

Plata ☐

Recoltat de: Data recoltării..... Ora recoltării.....

3 Solicitare pentru:

Viremie plasmatica HCV ☐ Nr. Limfocite CD4 ☐

Viremie plasmatica HBV ☐ Nr. Limfocite CD8 ☐

Viremie plasmatica HIV ☐ Raport CD4/CD8 ☐


Alte analize.....

4.

Recepționat de:..... Data Ora

Calitatea recoltei: corespunzătoare ☐

necorespunzătoare.....



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale**

**PROCEDURA GENERALA
PROCESUL DE PRE-EXAMINARE**

COD: PGL – 5.4

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI PRE-EXAMINARE COD: PGL – 5.4	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. pag 2 din 10

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Difuzat la	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură		Data	Nume	Semnătură
Manager calitate	0.		As.Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim princ. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI PRE-EXAMINARE COD: PGL – 5.4	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. pag 3 din 10

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânaru	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI PRE-EXAMINARE COD: PGL – 5.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 4 din 10
---	--	---

CUPRINS

1. SCOP	5
2. DOMENIUL DE ACTIVITATE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII ȘI ABREVIERI	5
4.1. DEFINITII	5
4.2. ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	5
6. RESPONSABILITATI.....	6
7. ÎNREGISTRĂRI.....	6
8. ANEXE.....	6

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI PRE-EXAMINARE COD: PGL – 5.4	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag 5 din 10

1. SCOP

Prezenta procedura descrie modul in care se efectueaza procesul de preexaminare prin urmatoarele:

- formularul de cerere trebuie sa contina informatii suficiente pentru identificarea pacientului, la receptia,
- persoanei autorizate care a facut cererea si sa furnizeze date clinice pertinente
- manipularea probelor, depozitarea, precum si pastrarea probelor supuse analizei, inclusiv masurile de protejare a integritatii probelor si protectia intereselor pacienților.

2. DOMENIUL DE ACTIVITATE

Procedura se aplica de intreg personalul Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ” Sf.Parascheva,, Iași.**

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL- 01

3.2. SR EN ISO 15189 :2013 - Cerinte particulare pentru calitate si competenta

3.3 SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII ȘI ABREVIERI

4.1. Definitii

Proceduri postanalitice, faza postanaliza toate fazele care urmeaza dupa analiza si care includ analiza sistematica, formularea si interpretarea rezultatelor, autorizatia de eliberare, raportarea si transmiterea buletinelor cu rezultatele si depozitarea probelor care au fost analizate.

Proceduri preanalitice, faza preanaliza o serie de etape pornind, in ordine cronologica, de la cererea clinicianului, cuprinzand cererea analizei, pregatirea pacientului, prelevarea probelor si transportarea lor la si in laborator si terminand cu inceperea procedurii de examinare analitica.

4.2. Abrevieri : Nu sunt

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI PRE-EXAMINARE COD: PGL – 5.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 6 din 10
---	--	---

5.1. Informatii pentru pacienti si utilizatori

Laboratorul de analize medicale ofera informatii utilizatorilor prin afisare la intrarea in departamentul de receptie probei a urmatoarelor date:

- programul de lucru, pentru colectare probe si pentru eliberare rezultate
- lista completa a analizelor de laborator efectuate
- timpul de raspuns.

Sunt disponibile informatii pentru recoltare:

- modul de pregătire al pacientului,
- volumul de material biologic necesar efectuării unei analize,
- recipientele în care se efectuează colectarea esantioanelor biologice
- motivele de respingere a esantioanelor prelevate in afara laboratorului
- interferențele chimice și biologice asupra corectitudii rezultatelor
- perioada de stabilitate a probelor,
- utilitatea testelor., etc

Este de asemenea afisata la vedere politica Managerului cu privire la protectia informatiilor referitoare la pacient si la reclamatii primite.

5.2. Instructiuni pentru activitati de precolectare

5.2.1. Formularul de cerere

Cererea de analize medicale se realizează prin :

- Formulare tipizate medicale (Trimiterea de la medicii clinicieni) – informațiile conținute în acestea sunt cele reglementate de către Ministerul Sănătății ;
- Formulare cod : FGL – 5.4-01, utilizate pentru probele recoltate la pacienti cu plata

Formularele de cerere conțin următoarele informații:

- identificare unică a pacientului (nume, prenume, CNP. Cod)
- numele sau alta identificare unica a medicului sau a altei persoane autorizate să solicite analizele sau să utilizeze informatiile medicale;
- destinatarul buletinului de analiză;
- adresa clinicianului solicitant ;
- tipul probei si locul anatomic de origine, daca este cazul,
- analiza solicitata,
- informatii clinice despre pacient, care trebuie sa cuprinda cel puțin sexul și data nașterii;
- data si ora recoltarii probei primare;
- persoana care a recoltat;
- data si ora la care laboratorul a primit proba;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI PRE-EXAMINARE COD: PGL – 5.4	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag 7 din 10

Aceste informații sunt completate de către asistentul care a realizat recoltarea în pavilion. Cererea de analize medicale se realizează prin Formularul de Cerere Analize Medicale, cod : FGL – 5.4.- 01, prezentate în Manualul de recoltare.

5.2.2. Cereri pentru analize de urgență

Analize în regim de urgență pot fi efectuate numai dacă se specifică pe Formularul de solicitare, « Urgența medicală », precum și motivul solicitării în regim de urgență cu semnatura și parafa medicului solicitant.

5.2.3. Primirea cererii de analiză

Înregistrarea comenzii pentru executarea de analize se face la Recepție prin completarea în registrul de Comenzi interne / externe, a pacientului cu toate datele de identificare, analizele solicitate și ID-ul setului de analize din Sistemul informatic (acesta va figura și pe Formularul de solicitare analize și pe recipientul cu produsul patologic)

5.3. Instrucțiuni pentru activități de colectare

5.3.1. Manualul de recoltare

Manualul de recoltare al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași,** cuprinde :

- instrucțiuni referitoare la pregătirea pacientului
- informații referitoare la identificarea probelor primare
- instrucțiuni referitoare la recoltarea probelor primare
- instrucțiuni pentru: completarea formularului de cerere ;
- tipul și volumul probei primare care urmează să fie recoltată,
- cerințe speciale de transport și manipulare între ora de colectare și ora de primire în laborator
- statusul normal al principalelor produse biologice
- modalitatea de înregistrare a identității persoanei care a prelevat proba primară,
- depozitarea probelor
- modalitatea de îndepărtarea în siguranță a materialelor utilizate la prelevare,
- intervalele orare pentru recepția produselor patologice

5.4. Identificarea probelor

În momentul înregistrării în registru, fiecare pacient va primi un ID, reprezentat de un număr. Acest număr se va regăsi atât pe eticheta recipientelor folosite la recoltare, cât și în înregistrările efectuate pe parcursul analizelor, devenind în final numărul buletinului de analiză.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI PRE-EXAMINARE COD: PGL – 5.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 8 din 10
---	--	---

5.5. Recepția probelor la nivelul compartimentului laboratorului

Probele sunt receptionate de/biochimistii/asistentii din compartiment, pe o masa special destinata acestui scop. Se verifica :

- etichetele recipientelor în vederea identificării clare a probelor;
- utilizarea recipientelor corespunzatoare analizei solicitate, conform « **Manualului de recoltare** » ;
- recoltarea corecta din punct de vedere cantitativ si calitativ, conform « **Manualului de recoltare** » ;

Daca totul este in regula, probele se primesc pentru lucrul propriu-zis.

Daca exista neconcordanțe, acestea se notează în « Registrul comenzi respinse», cod RGL-4.4-02, probele se resping, mentionandu-se acest lucru ca si motivul respingerii la rubrica « Detalii set » de pe Buletinul de Analiza.

Dacă proba nu este clar identificată, dar este imposibil de înlocuit sau critică, aceasta va fi înregistrată în Registrul comenzi respinse, va fi analizată dar rezultatul nu va fi eliberat decât atunci când medicul solicitant sau persoana care a realizat recoltarea își va asuma responsabilitatea pentru identificarea probei.

5.7. Pastrarea probelor in compartiment pina la lucrul propriu-zis

Intrucat grija de baza este nedeteriorarea produselor de analizat, acestea vor fi pastrate pina la lucrul propriu-zis un timp anumit, la o temperatura anumita, conform « Manualului de recoltare », astfel încât probele să rămână stabile.

5.8.Stocarea produselor patologice dupa executarea analizelor

Dupa executarea analizelor, produsele patologice sunt stocate la 2°C-+8°C , pentru 24 ore.

Stocarea se realizează în recipient original, de unică utilizare sau in criotub ce se va pastra in congelator. Stocarea se face in congelatorul aflat în laborator, iar probele se înregistrează în Scopul stocării probelor este :

- analize suplimentare, repetarea determinarilor; daca exista suspiciuni in legatura cu rezultatele/pentru executarea controlului intern al calitatii;

Dupa scurgerea timpului maxim de stocare, probele se colecteaza in pungi de plastic autoclavabile si se transporta la Sectorul Sterilizare, unde sunt autoclavate. Dupa autoclavare, materialele sunt transportate la rampa de gunoi de unde sunt preluate de o firma specializata pentru incinerare, conform contractului incheiat cu **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**.

5.9 Transportul probelor la laborator

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI PRE-EXAMINARE COD: PGL – 5.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 9 din 10
---	--	---

La primire in laborator, persoana care primeste probele verifica daca au fost respectate conditiile de transport precizate in Manualul de recoltare.

5.10. Comunicarea cu beneficiarii serviciilor oferite de laborator

Laboratorul de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași**, a stabilit un sistem de comunicare cu beneficiarii serviciilor oferite de laborator.

Acest sistem include transmiterea următoarelor informații:

- lista analizelor executate
- programul de lucru al laboratorului
- cerintele pentru recoltarea si transportul probelor biologice, sub forma Manualului de recoltare
- eventuale neclaritati privind identificarea probelor sau a pacientilor

6. RESPONSABILITATI

6.1. Manager General

- asigură resursele pentru implementarea procedurii
- răspunde de comunicarea cu beneficiarii serviciilor oferite de laborator

6.2. Managerul tehnic

- instruește personalul și verifică implementarea procedurii în cadrul laboratorului

6.3. Responsabilul Calității

- răspunde de actualizarea și diseminarea informațiilor necesare către beneficiarii serviciilor oferite de laborator

6.4. Asistenta de la receptie

- inregistreaza pacientii in Registrul Comenzi interne/externe
- aplica ID setului, in registru si pe formularele de cerere
- afla telefonic date suplimentare in legatura cu pacientul, care au fost omise la completarea cererilor de analiza (ex : graviditate, tratamente in curs, etc) ;

6.5. Asistenta care recoltează

- recolteaza probele ;
- transporta probele provenite de la punctul de recoltare, in compartimentele la laborator;
- completează Registrul de recoltare;
- asigura stocarea probelor inainte si dupa executarea analizelor in conditiile expuse . « Manual de recoltare »

6.6. Responsabilii de analize

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI PRE-EXAMINARE COD: PGL – 5.4	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 10 din 10
---	--	--


- receptioneaza probele ;
- gestioneaza probele pe toata perioada efectuarii analizelor ;

7. ÎNREGISTRARI

- Formular de Solicitare Analize Medicale, cod : FGL – 5.4. – 01
- Lista analizelor executate, cod : FGL – 4.4.-02
- Registrul de comenzi interne/externe RGL – 4.4 – 01 I / E
- Registrul comenzi respinse/neconforme, cod: RGL – 4.4.- 02

8. ANEXE

Anexa 1 – Formular deSolicitare Analize Medicale, cod : FGL – 5.4. – 01 X- prezentate in Manualul de Recoltare



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale**

PROCEDURA GENERALĂ

**ASIGURAREA CALITĂȚII PROCEDURILOR ANALITICE
COD: PGL – 5.6**

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ASIGURAREA CALITATII PROCEDURILOR ANALITICE COD: PGL – 5.6				Editia 2			
								Revizia 0
								Exemplar nr. pag 2 din 10

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	N r. e x.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ASIGURAREA CALITATII PROCEDURILOR ANALITICE COD: PGL – 5.6	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag 3 din 10

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ASIGURAREA CALITATII PROCEDURILOR ANALITICE COD: PGL – 5.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 4 din 10
---	--	---

CUPRINS

1. SCOP	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. DOMENIUL DE APLICARE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. DEFINITII SI ABREVIERI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.1. DEFINITII.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.2. ABREVIERI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.1. GENERALITATI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.2. CONTROLUL DE CALITATE ÎN „FAZA PREANALITICĂ”	<u>6</u>
5.3. CONTROLUL DE CALITATE ÎN „FAZA ANALITICĂ”	<u>7</u>
5.4. CONTROLUL DE CALITATE IN FAZA POSTANALITICA.....	<u>9</u>
6. RESPONSABILITATI.....	<u>10</u>
7. INREGISTRARI.....	<u>10</u>
8. ANEXE	<u>10</u>

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ASIGURAREA CALITATII PROCEDURILOR ANALITICE COD: PGL – 5.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 5 din 10
---	--	---

1. SCOP

Procedura stabilește sistemul de control al calității care să verifice gradul de îndeplinire a calității dorite a rezultatelor.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul laboratorului medical la realizarea controlului intern și extern al calității, de către personalul laboratorului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 3.1 SR EN ISO/CEI 15189:2013 – Laboratoare medicale - Cerințe particulare pentru calitate și competență (pct. 5.6.1-5.6.7).
- 3.2 SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
- 3.3 Manualul calității laboratorului, cod MC-01
- 3.4 Ordinul MS nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 DEFINIȚII

4.1.1 Definițiile termenilor utilizați în procedură sunt cele din standardul SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.

4.2 ABREVIERI

- 4.2.1 RMC - Responsabil cu managementul calității
- 4.2.2 PG - Procedură generală
- 4.2.3 PS - Procedură specifică
- 4.2.4 SMC - Sistem de management al calitatii

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. GENERALITATI

Fiecare compartiment proiectează un sistem de control intern al calitatii, care sa verifice gradul de indeplinire a calitatii dorite a rezultatelor.

Modalitățile de control și reacțiile în caz de derivă de la rezultatele așteptate se transpun într-un Program de control a calității, cod FGL-5.6-01, care se actualizeaza ori de cite ori este nevoie.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ASIGURAREA CALITATII PROCEDURILOR ANALITICE COD: PGL – 5.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag 6 din 10

Controlul de calitate monitorizează derularea în timp a tuturor activităților de laborator, de-a lungul **fazei preanalitice, analitice și postanalitice**.

În plus se identifică, se estimează și se controlează până la eliminare toate sursele de eroare în toate fazele de existență a probei în laborator. Pentru metodele cantitative se determină incertitudinea de măsurare, evaluată în modul descris în procedura PGL 5.5, Proceduri analitice.

5.2. Controlul de calitate în „faza preanalitică” presupune cunoașterea tuturor surselor de eroare a rezultatelor obținute și eliminarea lor (cea mai mare parte din sursele de eroare ale rezultatelor de laborator vin din faza preanalitică).

Prelevarea probelor biologice - etapă care se realizează **în afara laboratorului**, (în clinici), se face cu respectarea următoarele cerințe:

- identificarea corectă a pacientului;
- recoltarea a jeun, (pe nemâncate);
- recoltarea într-un tub corespunzător și într-un volum corespunzător;
- alegerea corectă a locului de prelevare;
- metoda de prelevare (cu seringă, direct în tub sau în vacutainer);
- instruirea pacienților pentru autoprelevarea probelor biologice (cand este cazul);
- asigurarea condițiilor de transport optime ale probelor în laborator;
- asigurarea temperaturii optime de conservare a probelor până în momentul prelucrării lor;
- asigurarea unui timp corespunzător dintre prelevare și testare prin aducerea în timp util a probelor în laborator.

„Faza preanalitică” din laborator presupune realizarea următoarelor cerințe:

- inspectarea probelor;
- prepararea probelor (omogenizare, centrifugare, concentrare);
- verificarea etichetării și corespondența cu baza de date din LIS si cu comanda de analize;
- reactivi adecvati și în termen de valabilitate;
- respectarea instrucțiunilor de lucru (manipulare, preparare, conservare);
- selectarea materialelor de referință conform normelor producătorului echipamentelor, reactivilor, metodei și matricei;
- selectarea metodei conform normelor naționale și internaționale.

5.3. Controlul de calitate în „faza analitică”

5.3.1. METODE ANALITICE BIOCHIMICE, IMUNOLOGICE, HEMATOLOGICE CANTITATIVE

Zilnic se utilizează **probe de control intern** (materiale de control cu valori cunoscute).

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ASIGURAREA CALITATII PROCEDURILOR ANALITICE COD: PGL – 5.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 7 din 10
---	--	---

Materialul de control este adaptat obiectivelor urmărite; de aceea se au în vedere următoarele caracteristici ale materialului de control:

- compoziție similară sau identică cu matricea probei de pacient; de aceea se recomandă materialele de control de origine umană;
- omogenitate și stabilitate (mai mult de un an pe cât posibil), să fie o proba lichidă, gata de utilizare și nu un produs liofilizat;
- dacă nu există material de control de producție industrială, se admit materiale de control realizate în laborator;
- materialele de calibrare nu sunt și nu pot fi utilizate ca materiale de control;

Rezultatele controlului intern sunt înregistrate, interpretate și păstrate, construindu-se diagrame Lewey – Jeninngs – o reprezentare grafică în timp, a rezultatelor obtinute pentru materialele de control, raportate la limitele de acceptabilitate a materialelor de control.

Rezultatele controlului de calitate trebuie să se încadreze în limitele date pentru materialul de control.

Interpretarea Hartilor Lewey – Jeninngs se realizează utilizând reguli Westgard care permit identificarea și anticiparea variațiilor aleatorii sau sistematice:

- 1_{2s} = 1 valoare mai mare de 2 DS față de valoarea medie (sau țintă);
- 1_{3s} = 1 valoare mai mare decât 3DS față de valoarea medie (sau țintă);
- 2_{2s} = 2 valori consecutive la mai mult de 2DS, de aceeași parte a mediei;
- R_{4s} = 2 valori consecutive depărtate una de alta la mai mult de 4DS;
- 4_{1s} = 4 valori consecutive depărtate la mai mult de 1DS față de medie de aceeași parte a mediei;
- 10_x = 10 valori consecutive situate de aceeași parte a mediei.

Fiecare compartiment își alege propriile reguli Westgard pe care le respectă.

Rezultatele probelor de control sunt pastrate in softul analizoarelor sau sunt întocmite manual, în Excel.

În situația în care rezultatele controlului sunt diferite de valorile așteptate ale materialelor de referință, se realizează acțiuni de corecție, așa cum se precizează în manualele de operare. Dacă aceste acțiuni nu dau rezultate, se apelează firma de service si se aplica procedura de tratare a neconformitatilor, PGL 4.9.

Lunar aceste date sunt salvate pe suport magnetic sau pe hirtie.

Diagramele sunt evaluate și interpretate de catre responsabilul de analiza, înregistrându-se aceasta analiză pe graficele de control.

Frecventa utilizarii materialelor de control, pe categorii de analize, este urmatoarea:

- **Hematologie** – o data la 8 ore, se utilizeaza sange de control nivel normal si nivel patologic (low si hight);

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ASIGURAREA CALITATII PROCEDURILOR ANALITICE COD: PGL – 5.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 8 din 10
---	--	---

- **Biochimie** – o data la 8 ore, se utilizeaza ser control nivel normal si patologic, pentru analitii care se lucreaza in ziua respectiva.
- **Coagulare** – se utilizeaza plasma de control de fiecare data cand se lucreaza un parametru al coagularii;
- **Imunologie** – se utilizeaza ser de control cu 3 nivele de concentratie, la fiecare serie de probe
- **Examen de urina** – zilnic se utilizeaza urina de control pe doua nivele. Controalele sunt printate pe rola cu hartie termica si se pastreaza pentru verificare.

5.3.2. CONTROLUL CALITATII IN METODE ANALITICE CALITATIVE DE BIOCHIMIE, IMUNOLOGIE SI HEMATOLOGIE

Teste calitative prin metoda latex-aglutinare – se utilizeaza controalele din kit la fiecare serie de probe; rezultatele controlului calității sunt înregistrate în caietul de lucru.

Teste calitative prin metoda imunocromatografica – suplimentar față de linia de test, se poate folosi ca si control un ser confirmat pozitiv pentru analiza respectiva, pentru verificarea truselor noi sau atunci când rezultatele sunt incerte chiar și după repetare. Rezultatele controlului calității sunt înregistrate în caietul de lucru.

VSH - se citeste de catre 2 operatori, cel putin saptaminal, in special pentru probe la limita de normalitate.

Frotiul sanguin, examenul sedimentului urinar, impune testarea periodica a aceleasi probe, de către doi analiști (“a doua opinie”).

Frecventa testarii paralele este stabilită pentru fiecare metoda în parte, în procedurile specifice de analiză.

Rezultatele testarii paralele (fie o proba lucrată în dublu, fie o alta opinie asupra aceleasi probe) sunt înregistrate în caietele de lucru, cu semnatura celor doua persoane.

5.3.3. CONTROLUL CALITĂȚII ÎN BACTERIOLOGIE

Controlul de Calitate din bacteriologie cuprinde:

- controlul de calitate al testărilor de sensibilitate bacteriilor și fungilor la antibiotice;
- verificarea calității nutritive și selectiv diferențiale ale mediilor de cultură;
- verificarea testelor de identificare a bacteriilor si fungilor;
- verificarea colorațiilor diferențiale;
- controlul eficienței aparatelor de sterilizare (autoclave, etuve);
- controlul condițiilor de mediu.
- Participări la programe extreme de evaluare a calității.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ASIGURAREA CALITATII PROCEDURILOR ANALITICE COD: PGL – 5.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag 9 din 10

Modalitățile de control intern sunt descrise în detaliu în procedura operational POL 06 – Controlul intern de calitate în microbiologie.

5.4. Abordari alternative

În situațiile în care pentru un tip de analiză există în dotarea laboratorului mai mult de un aparat care se utilizează, periodic **se analizează comparativ aceeași proba** pe ambele aparate. Se compară rezultatele, se identifică eventualele deficiențe și se acționează imediat.

5.4.1) Participarea la comparari bilaterale cu alte laboratoare

Periodic (la nevoie), laboratorul trimite probe la un laborator colaborator pentru confirmare. Laboratorul pastrează și analizează rezultatele controlului interlaboratoare.

Rezultatele sunt analizate și înregistrate în Registrul de comparari bilaterale, cod RGL-5.6-01.

5.4.2.) Etalonarea sistemului de măsurare, pentru asigurarea trasabilității rezultatelor la materiale de referință certificate sau documentarea cu specificații referitoare la reactivi, proceduri sau sistemul de analiză, atunci când trasabilitatea este asigurată de furnizor sau fabricant.

5.4.3.) Participarea la programe de evaluare externă a calității.

Materialele de testare substituie, pe cât posibil, probele de pacient și au efect de verificare pentru întregul proces analitic.

In urma contractarii, se întocmește planul de control extern al calitatii, cod FGL-5.6-03, care se urmărește de către seful de laborator.

Materialele de testare substituie, pe cât posibil, probele de pacient și au efect de verificare pentru întregul proces analitic.

Personalul laboratorului nu comunica cu alte laboratoare despre proba de control extern pînă la trimiterea rezultatelor.

5.5. Evaluarea performanței laboratorului

La primirea rezultatelor, seful de compartiment împreună cu responsabilul de analiză le analizează și întocmește un proces verbal de analiză a controlului extern, cod FGL-5.6-02.

În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de control (scor $-2 \leq Z \leq 2$ sau rezultate incorecte) se inițiază acțiuni corective conform procedurii PGL 5.10 Acțiuni corective. În situația în care la analiza controlului extern de calitate, nu se găsește cauza neconformității, se poate recurge la comparare bilaterală cu un alt laborator.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA ASIGURAREA CALITATII PROCEDURILOR ANALITICE COD: PGL – 5.6	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag 10 din 10
---	--	--

5.8) CONTROLUL DE CALITATE IN FAZA POSTANALITICA

Rezultatele sunt verificate înainte de elaborarea buletinului prin corelare cu alti parametri pentru identificarea rezultatelor aberante, caz în care se repetă analizele.

6. RESPONSABILITĂȚI

Seful laboratorului:

- Stabilește programul de control extern

Șeful compartimentului

- Verifică dacă echipamentele sunt etalonate
- Verifică starea materialelor de referință
- Verifică calibrările efectuate de responsabilii de analiză
- Verifică prin sondaj rezultatele analizelor
- Răspunde de asigurarea calității rezultatelor încercărilor prin validarea buletinului de analiză;
- Inițiază acțiuni corective în caz de derivă a rezultatelor
- interpreteaza diagramele de control
- stabileste masurile necesare in cazul rezultatelor neconforme
- stabileste planul anual de control
- inițiază analiza rezultatelor de la controalele externe

Responsabilii de analiză

- Verifică modul de păstrare și utilizare a materialelor de referință
- Răspunde și verifică asigurarea calității rezultatelor încercărilor prin supraveghere.
- efectuarea etalonărilor sau calibrărilor
- evaluarea si reevaluarea periodica a incertitudinii de masurare
- efectuează controlul intern și extern

RMC

- participă la analiza rezultatelor de la controalele externe

7. ÎNREGISTRĂRI

- 7.1. Rezultatele participări la programe externe de control a calității
- 7.2. Rezultatele calibrărilor și controalelor interne, diagrame Levey Jeninngs
- 7.3. Program de control al calității, F-5.6-01.
- 7.4. Procese verbale de evaluarea a rezultatelor la programe externe de control a calității
- 7.5. *Plan de control extern al calitatii, cod FGL-5.6-03*

8. ANEXE

- 8.1. Program de control al calității, F-5.6-01
- 8.2. Proces verbal de analiză a controlului extern, cod FGL-5.6-02.
- 8.3. Registrul de comparari bilaterale, cod RGL-5.6-01.
- 8.4. *Plan de control extern al calitatii, cod FGL-5.6-03*

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

PLAN DE CONTROL EXTERN AL CALITATII REZULTATELOR Pentru anul ...

Nr crt	Denumire	Luna												Observatii
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	BIOCHIMIE SERICA													
2	SEDIMENT SI STRIPURI URINA													
3	HEMOLEUCOGRAMA													
4	PROTEINE SPECIALE													
5	IMUNOCROMATOGRAPHIE													
6	VSH													
7	IMUNOHEMATOLOGIE													
8	COAGULARE													

Aprobat,

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII

DOMENIU	MODALITATE DE CONTROL	FRECVENTA	MASURI IN CAZ DE DERIVĂ
Hematologie Hemoleucograma automata	-control intern cu snge de control 3 nivele	Zilnic la 8 ore	-dirijarea probelor spre executie la subcontractant
	-control extern de calitate	De minimum 4 ori /an	-analiza cauzei
Citologia frotiului sanguin	-control interuman -control extern de calitate	Ori de cate ori este nevoie De minimum 4 ori /an	-apelarea la colegii de la laboratorul de hematologie „Sf. Spiridon”
VSH	-control interuman	Ori de cate ori este nevoie	-determinarea VSH cu alt tip de vacutainer
Determinarea grupelor sanguine si Rh	-determinarea grupelor sanguine cu kit de la alt producator sau alt lot -Determinarea grupelor sanguine prin metoda Simonim	Ori de cate ori este nevoie	-apelarea la colegii de la Centrul de transfuzii
Parazitologie	-control interuman -control extern de calitate	Ori de cate ori este nevoie De minimum 4 ori /an	-apelarea la colegii de la catedra de parazitologie / DSP
Bacteriologie Identificare tulpini bacteriene	-control interuman – metoda alternativa (automata) -controlul mediilor de cultura cu tulpini ATCC -control extern de	Ori de cate ori este nevoie De minimum 4 ori /an	- tulpinile bacteriene se expediaza la Institutul Cantacuzino Bucuresti -apelarea la colegii de la laboratorul Centrului de Cardiologie Iasi

	calitate		
Bacteriologie	-control interuman -alternativa (automata) -controlul mediilor de cultura cu tulpini ATCC -control extern de calitate	Ori de cate ori este nevoie De minimum 4 ori /an	- tulpinile bacteriene se expediaza la Institutul Cantacuzino Bucuresti -apelarea la colegii de la laboratorul Centrului de Cardiologie Iasi
Imunologie	-control interuman -control kit cu martor pozitiv si martor negativ -control extern de calitate	Ori de cate ori este nevoie De minimum 4 ori /an	-apelarea la colegii de la DSP
Biochimie analize din ser sanguin	-control intern pe 2 nivele, cu seruri de control -control extern de calitate	Ori de cate ori este nevoie(cel putin de 2 ori pe zi, la maxim 8 ore interval) Lunar	
Biochimie Examen urina	-control intern pe 2 nivele, cu urina de control -control extern de calitate	Zilnic De 6 ori pe an	

Responsabil calitate: As. Lorena Zaborila

Data: 15.06.2014

PROCES VERBAL Nr..... /.....

DE ANALIZA A REZULTATELOR COMPARARILOR INTERLABORATOARE

Incheiat astazi, ..., ca urmare a analizei rezultatelor obtinute la
programul de comparari
interlaboratoare efectuat in luna...../ anul

BIOCHIMIE

Rezultat in afara limitelor, cu scor Z care a depasit valoarea de ± 2 :

Analit	Limite de valori acceptate	Valoarea obtinuta de laborator	Scorul Z

COAGULARE

Rezultat in afara limitelor, cu scor Z care a depasit valoarea de ± 2 :

Analit	Limite de valori acceptate	Valoarea obtinuta de laborator	Scorul Z

IMUNOLOGIE

Rezultat in afara limitelor, cu scor Z care a depasit valoarea de ± 2 :

Analit	Limite de valori acceptate	Valoarea obtinuta de laborator	Scorul Z

HEMATOLOGIE

Rezultat in afara limitelor, cu scor Z care a depasit valoarea de ± 2 :

Analit	Limite de valori acceptate	Valoarea obtinuta de laborator	Scorul Z

PARAZITOLOGIE

Specimen:

Rezultat asteptat:

Rezultat obtinut:

BACTERIOLOGIE

Specimen:

Rezultat asteptat:

Rezultat obtinut

Antibiograma:

Comentarii:

1. In urma constatarilor ESTE NECESARA / NU ESTE NECESARA deschiderea unor Fise de neconformitate si stabilirea unor actiuni corective si preventive.

Intocmit:

Sef compartiment


Responsabil de analiza

**REGISTRUL CU REZULTATELE
LA COMPARARI INTERLABORATOARE**

Data	Denumire analiza	Produs testat	Rezultatele laboratorului	Firma furnizoare a schemei de comparate	Deviatia standard Scor "Z" Rezultat asteptat	Observatii

FISA DE EVIDENTA A PROBELOR CONGELATE

Nr.crt.	Data	Cod proba	Data efectuării analizei / Data congelării	Eliminare



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALĂ

PROCEDURI POST-EXAMINARE

COD: PGL – 5.7

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI POST-EXAMINARE COD PGL - 4.3	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag. 2 din 7

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânaru	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI POST-EXAMINARE COD PGL - 4.3				Editia 2		
					Revizia 0		
					Exemplar nr.		
					Pag. 3 din 7		

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI POST-EXAMINARE COD PGL - 4.3	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag. 4 din 7

0. CUPRINS

0	Cuprins
1	Scop
2	Domeniu de aplicare
3	Documente de referință
4	Definiții și abrevieri
5	Descriere procedură
6	Responsabilități
7	Înregistrări
8	Anexe

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI POST-EXAMINARE COD PGL - 4.3	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag. 5 din 7

1. SCOP

Procedura stabilește sistemul de verificare și evaluare a rezultatelor analizelor în vederea eliberării rezultatelor, precum și condițiile de stocare și evacuare a probelor analizate.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în cadrul laboratorului medical de către seful de laborator și responsabilii de analize.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 3.1 *SR EN ISO/CEI 15189:2013 – Laboratoare medicale - Cerințe pentru calitate și competență (5.7)*
- 3.2 SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
- 3.3 Manualul calității laboratorului, cod MC-01
- 3.4 Ordinul MS nr.1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale.
- 3.5 Ordinul 1226/2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
- 3.6 Ordinul 261/2007 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1 DEFINIȚII

4.1.1 Definițiile termenilor utilizați în procedură sunt cele din standardul SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.

4.2 ABREVIERI

- 4.2.1 RMC - Responsabil cu managementul calității
- 4.2.2 PG - Procedură generală
- 4.2.3 PS - Procedură specifică
- 4.2.4 SMC - Sistem de management al calitatii

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. VERIFICAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI POST-EXAMINARE COD PGL - 4.3	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag. 6 din 7

Laboratorul de Analize medicale are personal autorizat pentru verificarea sistematică a rezultatelor analizelor, evaluarea în conformitate cu informațiile medicale disponibile, referitoare la pacient și eliberarea de rezultate. Verificarea și validarea rezultatelor se face sub semnatura, pe registrul de lucru și pe buletinele de analiză sau în soft utilizând parola de validare.

Validarea biologică este realizată:

- de către medic /biolog/chimist – responsabil de analiza, prin semnarea și parafarea rezultatelor;

Rezultatele sunt corelate cu datele medicale disponibile pentru verificarea concordanței și confirmarea diagnosticului de către șeful de laborator.

Rezultatele finale sunt transcrise în buletinul de analiză și validate de șeful de laborator. Modul de lucru utilizat pentru finalizarea realizării BA către beneficiari este detaliat în PG-5.8 - Raportarea și eliberarea rezultatelor.

5.2. STOCAREA PROBELOR:

Probele primare specifice laboratoarelor, sunt stocate în condiții de securitate și de prevenire a degradării.

Stocarea acestor probe se face în containere sau alte ambalaje destinate acestui scop.

În cazul în care clinicianul dorește analize suplimentare, acesta informează laboratorul până la ora 14, ora până la care eprubeta cu serul pacientului este păstrată.

Pentru cazurile în care pacienții au recomandat a li se efectua proteinograma, un esanțion din ser este congelat în criotub, în congelator, la o temperatură de -10-20 °C, urmând a fi lucrat în anumite zile.

Serurile pozitive pentru TPHA, AgHbs, HCV, HIV se vor păstra la congelator 3 luni de zile, după care se inactivează prin autoclavare. Evidența probelor păstrate se regăsește în formularul F-5.7-01.

5.3. MANAGEMENTUL DESEURILOR REZULTATE DIN PROBELE PRIMARE: se realizează conform procedurii Condiții de mediu și de lucru, PG 5.2 și Ordinului 261/2007 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare și POL 01 Norme de curățenie, dezinfectie și eliminarea deșeurilor infecțioase.

6. RESPONSABILITATI

6.1. ȘEFUL DE COMPARTIMENT:

- verifică calitatea execuției analizelor
- aprobă / validează buletinele de analiză
- verifică caietele de lucru

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA PROCEDURI POST-EXAMINARE COD PGL - 4.3	Editia 2
		Revizia 0
		Exemplar nr. Pag. 7 din 7

- supervizeaza rezultatele analizelor ca fiind corespunzatoare sau necorespunzatoare

6.2. RESPONSABILII DE ANALIZA:

- verifica calitatea executiei si semneaza pentru supervizare in caietul de lucru
- declara rezultatele încercarilor corespunzatoare sau necorespunzatoare
- controleaza, semneaza buletinul de analiza

7. INREGISTRARI

7.1. – documente de predare – primire deseuri

7.2. Buletine de analiză, cod F-5.8-01


7.3 – fise de lucru

7.4. – caiet de lucru

8. ANEXE

-

□Paul la□Paul la
MingLiU□SimSunTahomaリ□



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA GENERALA

RAPORTAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR

Cod: PGL - 5.8

EDITIA: 2, REVIZIA: 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânanu

ELABORAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA RAPORTAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR Cod: PGL - 5.8				Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 2 din 9			

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA RAPORTAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR Cod: PGL - 5.8	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 3 din 9

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 3. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA RAPORTAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR Cod: PGL - 5.8	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 4 din 9
---	--	---

CUPRINS

1. SCOP	5
2. DOMENIUL DE ACTIVITATE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINITII	5
4.2. PRESCURTARI	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	5
5.1. GENERALITATI	5
5.2. CONTINUTUL « BULETINULUI DE INVESTIGATII PARACLINICE »	6
5.3. REDACTAREA SI VALIDAREA « BULETINULUI DE INVESTIGATII PARACLINICE »	ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.	
5.4 OPINII SI INTERPRETARI	7
5.5 REZULTATE ALE INCERCARILOR OBTINUTE DE LA SUBCONTRACTANTI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5.6 TRANSMITEREA ELECTRONICA A REZULTATELOR	8
5.7 AMENDAMENTE LA RAPOARTE DE INCERCARE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. RESPONSABILITATI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7. INREGISTRARI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8. ANEXE.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA RAPORTAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR Cod: PGL - 5.8	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 5 din 9
--	--	---

1. SCOP

Prezenta procedura descrie modul in care se efectueaza in cadrul **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva,, Iași**, Laborator de analize medicale raportarea rezultatelor analizelor, intocmirea buletinelor de analiză, verificarea și aprobarea acestora, pentru a asigura transmiterea catre beneficiar a rezultatelor obtinute intr-o forma precisa,corecta, clara , fara ambiguitate si obiectiva metodei utilizate.

2. DOMENIUL DE ACTIVITATE

Procedura se aplica de intreg personalul **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva,, Iași**, Laborator de analize medicale implicat in activitatea de elaborare, verificare si aprobare a rapoartelor buletinelor de analiză.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII, Cod: MCL - 01

3.2. SR EN ISO 15189:2013 - Cerinte particulare pentru calitate si competenta

3.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii.
Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001 :2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii

Raport de incercare = document care prezinta rezultatele si concluziile unei analize si alte informatii care se refera la acestea in conformitate cu documentele tehnice si normativele de analiza.

4.2. Prescurtari

Nu sunt.

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Generalitati

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA RAPORTAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR Cod: PGL - 5.8	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 6 din 9
--	--	---

Rezultatele analizelor efectuate de **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva,, Iași**, Laborator de analize medicale sunt raportate precis, clar, neambiguu si obiectiv sub forma unui « **Buletin de analize** », cod : **FGL- 5.8 - 01**.

5.2.Continutul « Buletinului de analize ».- este in format electronic

Conținutul Buletinului de investigații paraclinice cuprinde toate cerințele impuse de standardul de referință **SR EN ISO 15189 :2013**:

- a) identificari clare, lipsite de ambiguitate ale analizei, incluzand, atunci cand este cazul, procedurile de masurare, datele de identificare ale laboratorului care a emis raportul;
- b) o unica identificare a pacientului precum si locul unde se afla, atunci cand este posibil, si destinatia raportului;
- c) numele sau alt mod de identificare unica a solicitantului, precum si adresa acestuia;
- d) data si ora recoltarii probei primare, atunci cand este posibil si relevant pentru ingrijirea pacientului si ora la care a fost primita de laborator;
- e) data si ora eliberarii raportului, care, in cazul in care nu apar pe raport, trebuie sa fie usor accesibile atunci cand este nevoie;
- f) originea si tipul probei de analizat;
- g) rezultatele analizei raportate in unitati SI sau unitati care pot fi transformate in unitati SI, atunci cand este cazul;
- i) intervale biologice de referinta, atunci cand este cazul;
- j) interpretarea rezultatelor, atunci cand este cazul;
- k) alte comentarii (de exemplu calitatea sau echivalenta probei primare care ar fi putut compromite rezultatul, rezultatele / interpretarile altor laboratoare subcontractante, utilizarea procedurilor in curs de dezvoltare); raportul trebuie sa identifice analizele efectuate ca parte a unui program de dezvoltare, pentru care nu exista cerinte speciale referitoare la executarea masuratorilor, iar informatiile despre limita de detectie si incertitudinea de masurare sunt furnizate la cerere,
- l) datele de identificare ale persoanei care a autorizat emiterea raportului;
- m) daca este relevant, rezultatele originale si corecturile aferente;
- n) semnatura sau autorizatia persoanei care a verificat sau emis raportul, atunci cand este posibil;
- o) o declaratie ca rezultatele se refera numai la obiectul analizat.

Datele privind condițiile de efectuare a analizelor respective, condițiile de mediu ambiant, reactivii utilizați, echipamente utilizate, rezultate parțiale sau intermediare, persoane implicate în activitatea de analiza, rămân înregistrate în registrele de lucru.

Buletinele de analize medicale se tipăresc într-un singur exemplar din softul medical, care se semneaza de catre seful de laborator.

Buletinele care furnizeaza rezultatele analizelor acreditate poarta marca Nationala de Acreditare RENAR, standardul de acreditare SR EN ISO 15 189:2013, numarul si data emiterii certificatului de acreditare.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA RAPORTAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR Cod: PGL - 5.8	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 7 din 9
--	--	---

Note in subsolul BA:

*Analizele neacreditate RENAR sunt marcate cu *.*

Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

5.2. SELECTIE SI RAPORTARE REZULTATE

Rezultatele metodelor manuale si semiautomate sunt inregistrate in sistemul informatic de catre asistentul de laborator sau de responsabilul de analiza.

Rezultate metodelor automate sunt transmise direct in sistemul informatic. Responsabilii de analiză verifică și validează rezultatele în SIL.

NOTĂ: Poate fi transmis un buletin de analiza partial, mai ales la microbiologie. Un BA parțial nu se consideră incomplet. La finalizarea buletinului se emite un nou buletin complet cu acelasi ID.

5.3. ELIBERAREA BULETINULUI DE ANALIZĂ

Managementul laboratorului, de comun acord cu solicitantii, trebuie sa stabileasca perioada de obtinere a rezultatelor pentru fiecare analiza. Aceasta durata trebuie sa reflecte nevoile clinice.

Nu se pot transmite rezultate prin telefon sau verbal decit in cazul unor valori critice de urgenta (lista prezentata in anexa). Aceste comunicari se inregistreaza in Registrul de anunturi, cod RGL-4.7-01. Registrul conține: data, ora, persoana din laborator responsabila, persoana notificată/clinica și rezultatele analizelor cu valori critice care trebuie comunicate si orice problema aparuta in efectuarea analizelor.

Se păstrează de asemenea notate toate dificultățile ivite în realizarea acestor cerințe. Aceste probleme vor fi analizate în cadrul auditurilor.

Se notifica solicitanților orice întârzieri ale efectuării analizelor, daca acestea ar putea afecta ingrijirea pacientului. Durata întârzierilor și toate relațiile feed back referitor la această problemă din partea medicilor solicitanți sunt de asemenea înregistrate și analizate de seful laboratorului laboratorului. În caz de nevoie se întreprind acțiuni corective pentru a rezolva problemele astfel identificate.

Buletinul de analiza este eliberat clinicilor direct prin sistemul informatic.

5.4. PROCEDURA DE REVIZUIRE A REZULTATELOR

Rezultatele unor analize pot fi corectate numai de către personalul autorizat (responsabilii de analiză), modificarile fiind notate in registrul de modificari, cod RGL-5.8-01. Corectarea rezultatelor trebuie comunicată cât mai curând posibil medicului care solicită analiza. Buletinul de analiză nou va fi diferentiat de cel anterior prin data si ora validarii analizei modificate.

Înregistrările electronice originale sunt păstrate in sistemul informatic al spitalului. Orice modificare a buletinului de analiza este pastrata in sistemul informatic, putind fi

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA RAPORTAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR Cod: PGL - 5.8	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. pag. 8 din 9

accesate date despre identitatea persoanei care a efectuat modificarea si datele modificate.

Personalul autorizat are acces la date pe baza unui cod personal.

Când se realizează aceste modificări, se păstrează înregistrări care indică ora și numele persoanei responsabile de efectuarea modificării. De asemenea, se păstrează înregistrările originale, lizibile.

5.5. PROCEDURA DE TRANSMITERE A REZULTATELOR

Rezultatele sunt transmise in clinici, in formatul de hirtie, validat de catre responsabilii de analiza sau prin sistemul informatic, responsabilitatea printarii buletinelor revenindu-le clinicilor. Buletinele sunt pastrate impreuna cu Foaia de observatie.

5.6. Rezultate ale analizelor obtinute de la subcontractanti

De regula, rezultatele primite de la subcontractanti se trimit ca atare medicilor. Atunci cand Buletinul de analize al laboratorului contine rezultate ale analizelor efectuate de subcontractanti, aceste rezultate trebuie sa fie clar identificate. Daca rezultatele analizelor provenite de la un laborator subcontractant necesita transcriere, trebuie apelat la procedurile de verificare a corectitudinii transcrierilor.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Seful de laborator

- verifica prin sondaj buletine de analiza
- verifica si parafeaza toate buletinele de analiza care pleaca in afara spitalului

6.1. RESPONSABIL DE ANALIZĂ

- înregistrează și validează rezultatele analizelor BA
- verifica rezultate parțiale ale metodelor manuale, autorizează înregistrarea lor în sistemul informatic și validarea acestora
- validează pe calculator rezultatele introduse sau transmise;
- comunica telefonic rezultate critice
- modifica buletine de analiza

6.3. ASISTENȚI DE LABORATOR

- înregistrează rezultatele analizelor manuale

7. ÎNREGISTRĂRI

7.1 Buletin de analiză, cod FGL-5.8-01

7.2. Registrul anunturi, cod RGL-4.7-01

7.3.Registrul modificari buletine, cod RGL-5.8-01

8. ANEXE

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA GENERALA RAPORTAREA SI ELIBERAREA REZULTATELOR Cod: PGL - 5.8	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. pag. 9 din 9
---	--	---

- 8.1. Buletin de analiză, cod F-18-01
- 8.2. Registrul anunturi, cod RGL-4.7-01
- 8.3.Registrul modificari buletine, cod RGL-5.8-01
- 8.4. *Lista valorilor critice, cod FGL-5.8-03*

REGISTRUL MODIFICARI BULETINE

Nr. crt	Data	Ora	ID/ Nume pacient	Modificarea	Autorizarea modificarii	Comunicare

Curriculum Vitae

Numele si prenumele: Rodica Fantanaru
Adresa: Iasi, Str. M. Kogalniceanu Nr. 17
Telefon mobil: 0724561109
E-mail rfantanaru@yahoo.com
Data nasterii: 28.01.1952
Locul nasterii: Targu-Mures Judetul Mures
Stare civila: Casatorita
Nationalitate: Romana
Domiciliul stabil: Iasi
Studii: 1971- Liceu "Bolyai Farkas", Targu-Mures
1979- Institutul de Medicina si Farmacie, Targu-Mures
sectia medicina generala
1990- Concurs national de secundariat specialitatea
Laborator clinic
1994- Medic specialist laborator clinic
1999- Medic primar laborator clinic, biochimie,
microbiologie, parazitologie si hematologie

Abilitati si competente profesionale:

1979-1983- Medic stagiar
1983-1990 - Medic coordonator dispensar medical
comunal
1990-2013 –Medicina de laborator -Spital Clinic de Boli
Infectioase " Sf. Parascheva" Iasi

- 1990-2007- Sef Compartiment Microbiologie2
- 1997-1998 Instruire practica privind examenul
microscopic pe fond intunecat, reactia de aglutinare-liza, intretinerea si manipularea
tulpinilor de Leptospire- Institutul de Igiena Iasi
- 1999 - Instruire practica privind diagnosticul
de laborator in angina difterica- Institutul de Igiena Iasi
- 2007-2013 Sef Compartiment Microbiologie2
si Medic Sef Laborator Analize medicale
- 2004-2005 – SC "Investcoop" SRL Iasi-
Laborator analize medicale- Medic primar medicina de laborator si Sef laborator

- 2007- Curs RENAR: “Cerinte de calitate, competenta si securitate in laboratoarele medicale (SR EN ISO 15189:2005 si SR ISO 15190: 2005)”

- Curs TÜVRheinland: “Auditori interni pentru sisteme de management al laboratoarelor medicale” conform standardelor EN ISO 15189:2005 si EN ISO 19011:2002

Limbi straine: engleza si franceza- nivel mediu

Lista echipamentelor OEC

OEC: **SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SFINTA CUVIOASA PARASCHEVA"**

Laboratorul: **LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE**

Domeniile pentru care se solicită acreditarea conform F01-(1.3 LM)-PR 14		Echipament / Etalon	Nr. Certificat de etalonare / data / emitent	Data următoarei etalonări
Poz.	Domeniul			
1	Hemoleucograma completa: -variatia impedantei, fotometrie, difracția razei laser Examinare frotiu sanguin	ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE SYSMEX XS 1000i; Serie 21251066/622969 An fabricatie 2007	-	-
2	Numarare reticulocite - microscopie optica	Microscop optic "OPTIKA" seria B-350	-	-
3	Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor - metoda Westergreen	Sistem de VSH	-	-
4	Determinari imunohematologice - hemaglutinare	Metoda Beth-Vincent si Simonin (citiri vizuale)	-	-
5	Determinari biochimice - spectrofotometrie	Rx IMOLA-Analizor automat de biochimie; Serie 7201- 0552 An fabricatie 2012		
6	Ionograma - metoda potentiometrica	Analizor electroliti (ISE)- DIESTRO 103 AP		
7	Examenul urinii Examenul biochimic al urinii - reflectometrie Sediment urinar - microscopie optica	Analizor semiautomat DIRUI H100, seria N110500H0214SE An fabricatie 2011		
8	Determinari imunologice - aglutinare	Kit		
9	Determinari imunologice - imunocromatografie	Kit		
10	Examenul microbiologic al secreției vaginale si uretrale - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria:		

		6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPĂ BACTERICIDA		
11	Examenul microbiologic al secreției purulente - examen microscopic nativ și colorat, cultură, identificare bacteriană și fungică	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPĂ BACTERICIDA		
12	Examenul microbiologic al secreției otice - examen microscopic nativ și colorat, cultură, identificare bacteriană și fungică	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPĂ BACTERICIDA		
13	Examenul microbiologic al exsudatului nazal - examen microscopic nativ și colorat, cultură, identificare bacteriană și fungică	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPĂ BACTERICIDA		
14	Examenul microbiologic al exsudatului faringian - examen microscopic nativ și colorat, cultură, identificare bacteriană și fungică	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPĂ BACTERICIDA		
15	Examenul microbiologic al secreției conjunctivale	MICROSCOP "OPTIKA" B-350		

	- examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPĂ BACTERICIDA		
16	Examenul microbiologic al sputei si aspiratului bronic - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana si fungica	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPĂ BACTERICIDA		
17	Examenul microbiologic al lichidelor de punctie - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana si fungica	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPĂ BACTERICIDA		
18	Hemocultura - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana si fungica	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPĂ BACTERICIDA		
19	Urocultura - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002		

		LAMPA BACTERICIDA		
20	Coprocultura - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA DE SIGURANTA MICROBIOLOGICA LAMIL PLUS 13 Seria 21254002/2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002 LAMPA BACTERICIDA		
21	Antibiograma - difuzimetrie	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 INCUBATOR CU RACIRE LEEC TIP P33C Anglia Seria: 6054 HOTA CU FLUX LAMINAT Seria 21254002/ 2008 AUTOCLAV MEDII DE CULTURA TOTNAUER 3850 Seria 21251052/2002		
22	Examen coproparazitologic - microscopie optica	MICROSCOP "OPTIKA" B-350 LAMPA BACTERICIDA		

Manager OEC

Numele și prenumele
Fântănaru Rodica
Semnătura

Data:

Matricea de corespondență a competenței personalului

OEC: LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

Nr.crt. *	Domeniul solicitat pentru acreditare, conform F01-(1.3 LM)-PR 14	Nume și prenume	Calificare	Funcție	Experiența în funcția respectivă în domeniu
1	2	3	4	5	6
1	Hemoleucograma completa: -variatia impedantei, fotometrie, difracția razei laser Examinare frotiu sanguin	Covaciuc Denisa Zaborila Lorena Covaciuc Denisa Zaborila Lorena	Medic primar medicina de laborator Asistent medical de laborator Medic primar medicina de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Hematologie Executant Sef compartiment Hematologie Executant	26 ani 5 ani 26 ani 5 ani
2	Numarare reticulocite - microscopie optica	Covaciuc Denisa Zaborila Lorena	Medic primar medicina de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Hematologie Executant	26 ani 5 ani
3	Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor - metoda Westergreen	Covaciuc Denisa Zaborila Lorena	Medic primar medicina de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Hematologie Executant	26 ani 5 ani
4	Determinari imunohematologice - hemaglutinare	Covaciuc Denisa Zaborila Lorena	Medic primar medicina de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Hematologie Executant	26 ani 5 ani
5	Determinari biochimice - spectrofotometrie	Holban Valentina Podaru laura Capsa Adriana Alboaie Alina Ramona Dragan Carciuc Maria Cirjan Corina Apostol Camelia Balaceanu Monalisa	Chimist principal Chimist principal Chimist principal Biolog specialist Chimist specialist Biolog Asistent principal laborator Asistent principal laborator	Sef compartiment Biochimie Responsabil analiza Responsabil analiza Responsabil analiza Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	9 ani 9 ani 7 ani 6 ani 5 ani 2 ani 36 ani 5 ani
6	Ionograma - metoda potentiometrica	Holban Valentina Podaru laura Capsa Adriana Alboaie Alina Ramona Dragan Carciuc Maria	Chimist principal Chimist principal Chimist principal Biolog specialist Chimist specialist	Sef compartiment Biochimie Responsabil analiza Responsabil analiza Responsabil analiza Responsabil analiza	9 ani 9 ani 7 ani 6 ani 5 ani

		Cirjan Corina Apostol Camelia Balaceanu Monalisa	Biolog Asistent principal laborator Asistent principal laborator	Responsabil analiza Executant Executant	2 ani 36 ani 5 ani
7	Examenul urinii Examenul biochimic al urinii - reflectometrie Sediment urinar - microscopie optica	Holban Valentina Podaru laura Capsa Adriana Alboaie Alina Ramona Dragan Carciuc Maria Cirjan Corina Apostol Camelia Balaceanu Monalisa	Chimist principal Chimist principal Chimist principal Biolog specialist Chimist specialist Biolog Asistent principal laborator Asistent principal laborator	Sef compartiment Biochimie Responsabil analiza Responsabil analiza Responsabil analiza Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	9 ani 9 ani 7 ani 6 ani 5 ani 2 ani 36 ani 5 ani
8	Determinari imunologice/latex aglutinare	Petrovici Cristina Mirela	Medic primar medicina de laborator	Sef compartiment Imunologie	27 ani
9	Determinari imunologice prin imunocromatografie	Petrovici Cristina Mirela	Medic primar medicina de laborator	Sef compartiment Imunologie	27 ani
10	Examenul microbiologic al secretiei vaginale si uretrale - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani
11	Examenul microbiologic al secretiei purulente - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani
12	Examenul microbiologic al secretiei otice - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani
13	Examenul microbiologic al exsudatului nazal - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani

14	Examenul microbiologic al exsudatului faringian - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani
15	Examenul microbiologic al secretiei conjunctivale - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani
16	Examenul microbiologic al sputei si aspiratului bronsic - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani
17	Examenul microbiologic al lichidelor de punctie - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani
18	Hemocultura - examen microscopic, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani
19	Urocultura - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani

20	Coprocultura - examen microscopic nativ si colorat, cultura, identificare bacteriana si fungica	Fantanaru Rodica Todirel Tudor	Medic primar medicina de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 2 Executant	23 ani 26 ani
21	Antibiograma - difuzimetrie	Dorneanu Olivia Filip Olga Logigan Catalina Parpauta Mariana Costinescu Anca	Medic primar medicina de laborator Medic primar medicina de laborator Medic specialist medicina de laborator Asistent medical de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 1 Responsabil analiza Responsabil analiza Executant Executant	11 ani 11 ani 1an 4 ani 3 ani
22	Examen copro parazitologic - microscopie optica	Fantanaru Rodica Todirel Tudor	Medic primar medicina de laborator Asistent medical de laborator	Sef compartiment Microbiologie 2 Executant	23 ani 26 ani

*Numărul curent (coloana 1) corespunde nr. domeniului din lista domeniilor pentru care se solicită acreditarea, formular F01-(1.3 LM)-PR 14

Calificare – ex. medic primar medicină de laborator, biolog specialitate microbiologie, etc

Funcție – ex. responsabil analiză, executant, etc

Experiența în domeniu – se va menționa vechimea în domeniul solicitat pentru acreditare conform F02-(1.3 LM)-PR 14

Manager Tehnic OEC

Manager de Proiect / Coordonator OEC¹


Numele și prenumele

Fântânu Rodica

Semnătura

Data:

¹ Pentru schema de acreditare „Furnizori Încercări de Competență”, rubrica se completează pentru „Manager de Proiect / Coordonator OEC”



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale**

MANUALUL CALITĂȚII

COD: MCL – 01

Editia 2, Revizia 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Dr. Mihnea Hurmuzache

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr.Rodica Fântânanu

Elaborat:
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborilă

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment: Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01				Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 2 din 59

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As.Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr.Rodica Fântânanu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr.Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânanu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 3 din 59

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat
1	11.03.2015	2/0	Cap. 1.2. Actualizare conform ISO 15189:2013	As. Lorena Zaborilă	Dr. Rodica Fântânanu	Dr. Mihnea Hurmuzache

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 4 din 59
--	---	---

CUPRINS

CAPITOLUL I. ELEMENTE GENERALE

1.1 Scop și domeniul de aplicare

CAPITOLUL 2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

CAPITOLUL 3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

CAPITOLUL 4. CERINȚE DE MANAGEMENT

4.1 Responsabilitate în organizare și management

4.1.1 Organizare

4.1.1.2 Entitate legală

4.1.1.3 Conduită etică

4.1.1.4 Managerul laboratorului

4.1.2 Responsabilitatea managementului

4.1.2.1 Angajamentul managementului

4.1.2.2 Necesitățile utilizatorilor

4.1.2.3 Politica referitoare la calitate

4.1.2.4 Obiectivele calității și planificare calitate

4.1.2.5 Responsabilitate, autoritate și interdependențe

4.1.2.6 Comunicarea

4.1.2.7 Managerul Calității

4.2 Sistemul de management al calității

4.2.1 Cerințe generale

4.2.2 Cerințe de documentare

4.2.2.2 Manualul calității

4.3 Controlul documentelor

4.4 Contracte de servicii

4.4.1 Stabilirea contractelor de servicii

4.4.2 Analiza contractelor de servicii

4.5 Examinarea efectuată de laboratoare contractate

4.5.1 Selectarea și evaluarea laboratoarelor contractate și a consultanților

4.5.2 Prevederi referitoare la rezultatele examinării

4.6 Servicii externe și aprovizionare

4.7 Servicii de consiliere

4.8 Rezolvarea reclamațiilor

4.9 Identificarea și controlul neconformităților

4.10 Acțiuni corective

4.11 Acțiuni preventive

4.12 Îmbunătățirea continuă

4.13 Controlul înregistrărilor

4.14 Evaluare și audit

4.14.2 Analiza periodică a cererilor, adecvarea procedurilor și a cerințelor referitoare la recoltare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 5 din 59
--	--	---

- 4.14.3 Evaluarea feedback-ului utilizatorilor
- 4.14.4 Propuneri ale personalului
- 4.14.5 Audit intern
- 4.14.6 Managementul riscului
- 4.14.7 Indicatori de calitate
- 4.14.8 Verificarea efectuată de organizații externe
- 4.15. Analiza managementului
- 4.15.2 Date de intrare
- 4.15.3 Activități analizate
- 4.15.4 Date de ieșire

5 Cerințe tehnice

5.1 Personal

- 5.1.1 Generalitati
- 5.1.2 Calificările personalului
- 5.1.3 Fișa postului
- 5.1.4 Integrarea personalului în cadrul organizației
- 5.1.5 Instruire
- 5.1.6 Evaluarea competenței
- 5.1.7 Analiza performanței personalului
- 5.1.8 Educație continuă și dezvoltare profesională
- 5.1.9 Înregistrări referitoare la personal

5.2 Condiții de spațiu și de mediu

- 5.2.2 Sedii de laborator si birouri
- 5.2.3 Spații pentru depozitare
- 5.2.4 Spatii pentru personal
- 5.2.5 Dotări pentru recoltarea probelor pacienților
- 5.2.6 Întreținerea dotărilor și a condițiilor de mediu

5.3 Echipamente, reactivi și consumabile de laborator

- 5.3.1 Echipamente
 - 5.3.1.1 Procedură documentată pentru selecția, achiziționarea și întreținerea echipamentelor.
 - 5.3.1.2 Teste de acceptare ale echipamentului
 - 5.3.1.3 Instrucțiuni pentru utilizarea echipamentelor
 - 5.3.1.4 Calibrarea echipamentului și trasabilitatea metrologică
 - 5.3.1.5 Întreținerea și reparația echipamentelor
 - 5.3.1.6 Raportarea incidentelor adverse cauzate de echipamente
 - 5.3.1.7 Înregistrări ale echipamentelor

5.3.2 Reactivi și consumabile

- 5.3.2.1 Generalitati
- 5.3.2.2 Reactivi și consumabile - recepție și depozitare
- 5.3.2.3 Reactivi și consumabile - teste de acceptare
- 5.3.2.4 Reactivi și consumabile – managementul stocurilor
- 5.3.2.5 Reactivi și consumabile - Instrucțiuni de utilizare
- 5.3.2.6 Reactivi și consumabile - raportarea incidentelor adverse
- 5.3.2.7 Reactivi și consumabile – Înregistrări

5.4 Procese de pre - examinare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 6 din 59
--	--	---

- 5.5 Procese de examinare**
- 5.6. Asigurarea calității rezultatelor examinărilor**
- 5.7 Procese post-examinare**
- 5.8 Raportarea rezultatelor**
- 5.9 Eliberarea rezultatelor**
- 5.10 Managementul informațional al laboratorului**

CAPITOLUL IV. Anexe

- 1. Organigrama laboratorului
- 2. CV –ul sef laborator, RMC
- 3. Lista personalului de supervizare din laborator
- 4. Lista de definire a analizelor solicitate pentru acreditare
- 5. Schita laboratorului
- 6. Harta proceselor

CAPITOLUL I

ELEMENTE GENERALE

1. 1 SCOP ȘI DOMENIU DE APLICARE

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 7 din 59
--	--	---

1.1 Manualul Calității enunță politica si obiectivele privind calitatea și descrie sistemul de management aplicat în laborator.

1.2 Manualul Calității se utilizează pentru documentarea într-un mod ordonat a elementelor sistemului de management și a cerințelor pentru funcționarea sa, pentru cunoașterea și aplicarea de către întregul personal a cerințelor, pentru verificarea implementării, menținerea, îmbunătățirea sistemului de management și pentru identificarea abaterilor de la sistemul de management.

1.3 Acest manual folosește pentru managementul și asigurarea calității, pentru recunoașterea externă a capacității laboratorului, pentru obținerea acreditării prin demonstrarea conformității sistemului cu standardul de referință: SR EN ISO/CEI 15189:2013.

1.4 Modalitățile descrise cu privire la asigurarea calității se aplică atât la activitățile de analiză, cât și la activitățile conexe. Manualul se aplică tuturor categoriilor de probe, analize efectuate în regim de asigurarea calității.

1.5 Manualul Calității este utilizat:

- a) de managementul și personalul laboratorului în implementarea și menținerea sistemului calității
- b) pentru demonstrarea conformitatii sistemului de management al calitatii aplicat cu cerintele standardelor de referinta la cererea autoritatilor sau clientilor
- c) de RENAR la întocmirea documentației necesare acreditării și realizarea cerințelor pentru menținerea acreditării
- d) pentru recunoașterea națională și internațională a laboratorului și a rapoartelor de încercări emise de acesta.

Capitolul 2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale. Cerinte pentru calitate si competenta
- SR ISO 15190:2005 - Laboratoare medicale. Cerinte pentru securitate
- ISO / TS 22367:2008. Laboratoare medicale – Reducerea erorilor prin managementul riscului si imbunatire continua
- SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale vocabular.
- SR EN ISO 19011 :2011- Ghid pentru auditarea sistemelor de management
- ILAC G – 24 /2007 – Linii directoare pentru determinarea intervalelor de etalonare a aparatelor de măsurare.
- EA 4/07 (EAL G12) Trasabilitatea rezultatelor masuratorilor si a mijloacelor de incercare la etaloane nationale
- Politica RENAR P-05, Politica privind trasabilitatea măsurărilor
- Politica RENAR P-04, Politica privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competență și a comparărilor interlaboratoare
- Ordinul MS nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale.
- Ordinul 1226/2012 - Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și Metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 8 din 59
--	--	---

- Ordinul 261/2007 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

3.1 Definiții

3.1.1. Organizație

Grup de persoane și facilități cu un ansamblu de responsabilități, autorități și relații determinate (3.3.1 SR EN ISO 9000/2006).

3.1.2 Client

Organizație sau persoana care primește un produs (3.3.5 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.3 Furnizor

Organizație sau persoana care furnizează un produs/serviciu (3.3.6 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.4. Proces

Ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă intrări în ieșiri (3.4.1 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.5. Procedura

Mod specificat de efectuare a unei activități sau a unui **proces**. (3.4.5 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.6 Calitate

Măsura în care un ansamblu de **caracteristici** intrinseci îndeplinește **cerințele**.

(3.1.1 SR EN ISO 9000/2006)

NOTE:

- 1) În multe cazuri necesitățile se pot modifica în timp, acest lucru implicând o analiză periodică a condițiilor referitoare la calitate.
- 2) Necesitățile sunt de regulă transpuse în caracteristici cu criterii specificate. De exemplu, pot include aspecte privind performanța, aptitudinea de utilizare, securitatea, mediul, considerentele economice și estetice.
- 3) Termenul de “calitate” nu ar trebui utilizat ca fenomen unic pentru exprimarea unui grad de excelență într-un sens comparativ și într-un sens cantitativ, pentru evaluări tehnice. Pentru exprimarea acestor sensuri ar trebui utilizat un calificativ. Se pot utiliza următorii termeni:
 - a) “calitate relativă” atunci când entitățile sunt clasificate pe o bază relativă, în sensul de grad de excelență sau în sens comparativ - a nu se confunda cu clasa;
 - b) “nivel de calitate” într-un sens cantitativ (așa cum este utilizat la acceptarea prin eșantionare) și în măsură a calității atunci când sunt efectuate evaluări tehnice precise.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 9 din 59
--	---	---

- 4) În unele referințe calitatea este denumită “aptitudine de utilizare” sau “conformitate cu scopul” sau “satisfacția clientului” sau “conformitate cu condițiile”. În modul în care au fost definite mai sus, aceste denumiri reprezintă doar anumite fațete ale calității.
(SR EN ISO 9000/2006)

3.1.7 Cerința

Nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.
(3.1.2 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.8 Caracteristica

Trăsătura distinctivă
(3.5. 1 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.9 Politica referitoare la calitate

Intenții și orientări generale ale unei **organizații** referitoare la **calitate** așa cum sunt exprimate oficial de **managementul de la cel mai înalt nivel**.
(3.2. 4 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.10 Managementul calității

Activități coordonate pentru a se orienta și controla o organizație în ceea ce privește **calitatea**.
(3.2. 8 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.11 Sistem de management al calității

Sistem de management prin care se orientează și se controlează o **organizație** în ceea ce privește **calitatea**.
(3.2. 3 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.12. Controlul calității

Parte a **managementului calității** concentrată pe îndeplinirea **cerințelor** referitoare la calitate.
(3.2. 10 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.13. Asigurarea calității

Parte a **managementului calității**, concentrată pe furnizarea încrederii că **cerințele** referitoare la calitate vor fi îndeplinite.

Ansamblul activităților planificate și sistematice implementate în cadrul sistemului calității și demonstrate atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii corespunzătoare ca o entitate va satisface condițiile referitoare la calitate.

NOTE:

- 1) Există obiective atât interne cât și externe pentru asigurarea calității:
 - a) asigurarea calității interne: în cadrul unei organizații asigurarea calității furnizează încrederea managementului
 - b) asigurarea calității externe: în situații contractuale sau în alte situații, asigurarea calității furnizează încrederea clienților.
- 2) Unele acțiuni referitoare la controlul calității sunt interdependente

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 10 din 59
--	--	--

- 3) Dacă necesitățile utilizatorului nu sunt reflectate în întregime, în condițiile referitoare la calitate este posibil ca asigurarea calității să nu furnizeze încrederea corespunzătoare (3.2. 11 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.14. Sistemul calității

Structuri organizatorice, proceduri, procese și resurse necesare pentru implementarea managementului calității.

NOTE

- 1) Sistemul calității ar trebui să fie atât de cuprinzător cât este necesar pentru satisfacerea obiectivelor referitoare la calitate.
- 2) Sistemul calității unei organizații este destinat în primul rând, să satisfacă necesitățile manageriale interne. Acesta este mult mai cuprinzător decât cerințele unui anumit client care evaluează numai părțile relevante ale sistemului calității.
- 3) Pentru scopuri contractuale sau obligatorii referitoare la evaluarea calității poate fi cerută implementarea unor elemente identificate ale sistemului calității (SR EN ISO 9000/2006)

3.1.15. Acțiune preventivă

Acțiune de eliminare a cauzei unei **neconformități** potențiale sau a altei posibile situații nedorite. (3.6. 4 SR EN ISO 9000: 2006)

3.1.16. Acțiune corectivă

Acțiune de eliminare a cauzei unei **neconformități** detectate sau a altei situații nedorite. ((3.6. 5 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.17. Înregistrarea

Document prin care se declară rezultatele obținute sau furnizează dovezi ale activităților. (3.7. 6 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.18. Conformitatea

Îndeplinirea unei **cerințe**. (3.6. 1 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.19. Neconformitatea

Neîndeplinirea unei **cerințe**.

NOTĂ

Definiția se referă la abaterea sau la absența față de condițiile specificate a uneia sau a mai multor caracteristici privind calitatea, inclusiv a caracteristicilor privind dependabilitatea sau a elementelor sistemului calității. (3.6. 2 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.20. Audit

Proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de **dovezi de audit** și evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite **criteriile de audit**.

(3.9. 1 SR EN ISO 9000/2006).

3.1.21. Acreditarea unui laborator

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 11 din 59
--	--	--

Recunoașterea oficială a competenței unui laborator pentru executarea unor anumite tipuri de încercări.

(SR EN ISO 9000/2006)

3.1.22. Evaluarea unui laborator

Examinarea unui laborator de încercări pentru aprecierea conformității sale cu criteriile de acreditare stabilite.

(SR EN ISO 9000/2006)

3.1.23. Evaluator de laboratoare

Persoana care efectuează unele sau toate activitățile aferente evaluării laboratoarelor.

(SR EN ISO/CEI 17025/2005)

3.1.24. Sistem de acreditare

Sistem care are propriile sale reguli de procedură și de conducere pentru efectuarea acreditării laboratoarelor.

(SR EN ISO/CEI 17025/2005)

3.1.25. Organism de acreditare

Organism care conduce și administrează un sistem de acreditare a laboratoarelor și acordă acreditarea.

(SR EN ISO/CEI 17025/2005)

3.1.26. Criterii de acreditare a laboratoarelor

Ansamblu de condiții utilizate de un Organism de acreditare, care trebuie îndeplinit de un laborator de încercări pentru a fi acreditat.

(SR EN ISO/CEI 17025/2005)

3.1.27. Mediu de lucru

Ansamblu de condiții în care se desfășoară activitatea.

(3.3.4 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.28. Trasabilitatea

Abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat în considerare.

Localizarea unei entități prin identificări înregistrate.

(3.5. 4 SR EN ISO 9000/2006)

3.1.29. Trasabilitatea măsurării

Proprietatea rezultatului unei măsurări de a se raporta la etaloane specifice naționale sau internaționale prin intermediul unui lanț neîntrerupt de comparații.

(5. 6 SR EN ISO/CEI 17025/2005)

3.1.30. Validare

Confirmare prin furnizare de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerințele pentru o anumită utilizare sau o aplicare intenționată.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 12 din 59
--	---	--

(SR EN ISO 9000/2006)

3.1.31. Manualul Calității

Document care descrie sistemul de management al calității unei organizații.

Manualul Calității se referă la ansamblul activităților.

Titlul Manualului Calității conține:

- a) Politica în domeniul calității
- b) Responsabilitățile, autoritățile, interdependențele personalului care conduce, efectuează, verifică sau analizează activitățile ce influențează calitatea.
- c) Procedurile și instrucțiunile sistemului calității
- d) O specificare privind analiza actualizarea și controlul manualului.

Manualul calității a fost adaptat în ceea ce privește gradul de detaliere și formatul pentru a corespunde necesităților.

(3.7. 4 SR EN ISO 9000/2006), (SR EN ISO/CEI 15189/2007)

3.1.32 Procedura

Mod specificat de desfășurare a unei activități.

NOTE

- 1) În multe cazuri
- 2) Atunci când o procedură este documentată se utilizează termenul de “procedură scrisă”, sau “procedură documentată”
- 3) O “procedură scrisă” sau “procedura documentată” conține scopurile și domeniul de aplicare ale unei activități: ceea ce trebuie făcut și de către cine, unde și cum trebuie efectuată activitatea, ce materiale, echipamente și documente trebuie utilizate, cum trebuie controlată și înregistrată activitatea.

(SR EN ISO 9000/2006)

3.1.33 Revizia

Introducerea tuturor modificărilor considerate necesare în conținutul și în prezentarea unui document normativ.

NOTĂ: revizia conduce la publicarea unei noi ediții a documentului normativ.

(9. 7 ISO/CEI Ghid 2/96)

3.1.35 Ediție nouă

Retipărirea unui document normativ în care sunt încorporate modificările aduse ediției precedente.

(9. 9 ISO/CEI Ghid 2/96)

3.1.36 Echipament de măsurare

Mijloc de măsurare, software, etalon, material de referință sau aparatură auxiliară sau combinații ale acestora necesare pentru a realiza un **proces de măsurare**. Acest termen se referă la echipamentul de măsurare utilizat în cursul încercărilor și inspecțiilor precum și echipamentul utilizat la etalonări.

NOTĂ

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 13 din 59
--	--	--

În contextul prezentei părți a ISO 30012 termenul de echipament de măsurare desemnează “mijloace de măsurare” și “etaloanele”. În plus un “material de referință” este considerat ca fiind un tip de etalon.

(3.4. 10 SR EN 30012/1 – 1995)

3.1.37 Etalonare

Ansamblu de operații care stabilesc în condiții specificate, relația dintre valorile indicate de un mijloc de măsurare sau un sistem de măsurare și valorile reprezentate de o măsură materializată sau de un material de referință și valorile corespunzătoare ale unei mărimi, stabilite cu un etalon de referință.

NOTE

- 1) Rezultatul unei etalonări permite estimarea erorilor de indicație al mijlocului de măsurare ale sistemului de măsurare sau ale măsurării materializate sau atribuirea de valori reperelor de pe scara arbitrară.
- 2) Rezultatul unei etalonări poate fi înregistrat într-un document numit uneori “certificat de etalonare” sau “raport de etalonare”. Rezultatul unei etalonări este uneori exprimat sub formă de corecție sau de “factor de etalonare” sau “curbă de etalonare”.

(SR EN 30012/1-1995)

3.1.38 Exactitate de măsură

Gradul de concordanță între rezultatul unei măsurări și o valoare reală a unei măsurări.

3.1.39 Interval de referință biologică

Interval reprezentând 95% din aria de distribuție a valorilor de referință.

3.1.40 Analiză

Ansamblul de operații care au ca obiect determinarea valorii sau caracteristicilor unei proprietăți (în unele discipline cum ar fi microbiologia, analiza reprezintă totalitatea testelor, a observațiilor sau măsurărilor efectuate.

3.1.41 Capabilitatea laboratorului

Resurse materiale, de mediu și informaționale, resurse umane, competențe și experiență necesare pentru realizarea analizelor.

3.1.42 Conducerea laboratorului

Persoană (e) competentă (e) cu responsabilități și autoritate într-un laborator.

3.1.43 Managementul laboratorului

Persoană (e) care coordonează activitățile unui laborator sub autoritatea conducerii laboratorului.

3.1.44 Măsurare

Ansamblul de operații având ca scop determinarea unei valori a unei mărimi.

3.1.45 Laborator medical

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 14 din 59
--	---	--

Laborator în care se fac analize biologice, microbiologice, imunologice, chimice, imunohematologice, hematologice, biofizice, citologice, patologice, sau alte tipuri de analize asupra materialelor provenite din organismul uman cu scopul de a furniza informații pentru diagnosticarea, prevenirea și tratarea bolii sau pentru evaluarea stării de sănătate a oamenilor și care poate furniza servicii de consiliere care să acopere toate aspectele unei investigații de laborator, inclusiv interpretarea rezultatelor și consilierea asupra investigațiilor ulterioare.

3.1.46 Proceduri postexaminare

Fază postanaliză – toate fazele care urmează după analiză și care includ analiza sistematică, formularea și interpretarea rezultatelor, autorizația de eliberare, raportarea și transmiterea buletinelor cu rezultatele și depozitarea probelor care au fost analizate.

3.1.47 Proceduri preexaminare

Fază preanaliză – o serie de etape pornind în ordine cronologică, pornind de la cererea clinicianului cuprinzând cererea analizei, pregătirea pacientului, prelevarea probelor și transportarea lor la și în laborator și terminând cu începerea procedurii de examinarea analitică.

3.1.48 Probă primară sau specimen

Una sau mai multe părți luate dintr-un sistem

3.1.49 Laborator subcontractant

Laborator extern unde proba este trimisă pentru o procedură de examinare suplimentară sau o confirmare și o informare

3.1.50 Proba

Una sau mai multe părți ale unui sistem și menite să furnizeze informații despre sistem, adesea servind la luarea unei decizii asupra unui sistem, sau asupra generării acestuia.

3.1.51 Corectitudinea măsurării

Gradul de concordanță între media valorilor obținute în urma unei serii mari de rezultate de măsurări și o valoare reală.

3.1.52 Incertitudinea de măsurare

Parametru asociat rezultatului unei măsurări care caracterizează împrăștierea valorilor, care în mod rezonabil ar putea fi atribuite măsurandului.

1.3.2. Abrevieri

În manualul calității se utilizează următoarele abrevieri:

M.C. - Manualul Calității;
MT - Managerul Tehnic

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 15 din 59
--	---	--

RC	- Responsabilul (Managerul) Calitatii
PGL	- Procedură Generală a Sistemului;
POL	- Procedura Operatională;
PSL	- Procedură Specifică de Analiza;
L.	- Laborator de Analize;
I.L.	- Instrucțiuni de Lucru;
E.I.M.I.	- Echipamente de Analize;

CAPITOLUL 4. CERINȚE DE MANAGEMENT

4. 1. RESPONSABILITATE ORGANIZATIE ȘI MANAGEMENT

4.1.1. Organizatia

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași

Istoricul laboratorului de analize medicale este indisolubil legată de istoria Spitalului " Izolarea" din Iași.

Primul document care atestă existența unei clădiri a laboratoarelor, este schița de plan general și planul general de situație cu existentul imobiliar din curtea fostelor case " Catargi", înaintat cu adresa 6277/11.07.1908 Primăriei comunei Iași, de către Epitropia Generală a Spitalelor " Sf. Spiridon"

După primul război mondial, în paralel cu dezvoltarea unei discipline distincte -laboratorul- și cu rezultatele notabile obținute pe plan mondial în lupta pentru eradicarea multor boli infecțioase, se creiază în jurul spitalului " Izolarea", o școală de clinicieni, igienişti și oameni de laborator, sub conducerea Prof. Dr. Mihai Ciucă sprijinit de Prof. Dr. Alexandru Slătineanu și Prof. Dr. Ion Bălțeanu. Este meritul Prof. Dr. Al. Slătineanu de a fi pus bazele unui laborator în spitalul " Izolarea" din Iași. Eforturile lui, continuate de Prof. Dr. Ion Bălțeanu și de Conf. Dr. Maria Franche, dar și a internilor și medicilor Florica Popa-Nereantiu, Adriana Bușilă, Georgeta Cuciureanu, s-au concretizat în realizarea unui mic laborator propriu al spitalului. Redus inițial la un minim de personal și la un minim de investigații, laboratorul s-a dezvoltat treptat sub conducerea Dr. Georgeta Cuciureanu, care preia coordonarea lui în 1948 și a Conf. Dr. Maria Franche, devenită director al Spitalului în 1942. Sub conducerea Dr. Georgeta Cuciureanu și cu ajutorul medicilor de laborator Virginia Beșleagă, Lazăr Pincu, Victoria Trușcă, Vicența Păduraru, Tatiana Turcu, s-au dezvoltat sectoarele de bacteriologie, serologie, în 1955 se pun baze noi laboratorului de biochimie, iar în 1969 se realizează noul local al laboratorului, conducerea spitalului fiind preluata de Conf. Dr. Alla Vâță. Conducerea și coordonarea acestui sector ajuns deosebit de important pentru spitalul "Izolarea", devenit Spital de boli infecțioase, a

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 16 din 59
--	---	--

fost preluată de Prof. Dr. Tatiana Turcu, care timp de peste 20 de ani s-a preocupat de dezvoltarea armonioasă a tuturor compartimentelor laboratorului, de introducerea metodelor moderne de analiză care au înlocuit treptat metodele convenționale (hemoleucograma automată, analiza biochimică automată, identificarea automată bacteriană, antibiograma automată, metodele imunoenzimatiche sensibile de titrare a antigenului sau anticorpilor, cu aplicabilitate în identificarea serologica și în serodiagnostic-ELISA, etc.). Eforturile ei și a colectivului de medici și chimiști din care unii au făcut parte, alții continuă munca de laborator, Dr. Elena Rîpeanu, Dr. Denisa Covaciuc, Dr. Cristina Mirela Petrovici, Dr. Rodica Fântânaru, biolog Didina Roman, Chimist Violeta Munteanu, Chimist Valentina Holban și alții s-au concretizat în creșterea numărului de analize, a solicitărilor de analize din partea unor beneficiari externi și în creșterea performanței diagnosticului de laborator – componentă esențială a diagnosticului și tratamentului bolilor infecțioase. În anul 2002 se pun bazele laboratorului de biologie moleculară, pendinte compartimentului HIV-SIDA al spitalului, care devine compartiment al laboratorului de analize medicale din anul 2011.

Din anul 2007 și până în prezent, conducerea laboratorului de analize medicale, este asigurată de Dr. Rodica Fântânaru – manager tehnic, responsabil cu managementul calității fiind în prezent As. Lorena Zaborila.

Compartimentele laboratorului de analize medicale în anul 2013 sunt:

- **Compartiment Microbiologie 1** — Șef compartiment Conf. Dr. Olivia Dorneanu
- **Compartiment Microbiologie** — Șef compartiment Dr. Rodica Fântânaru
- **Compartiment Imunologie/serologie** — Șef compartiment Dr. Cristina Mirela Petrovici
- **Compartiment Hematologie** — Șef compartiment Dr. Denisa Covaciuc
- **Compartiment Biochimie** — Șef compartiment Chimist Valentina Holban
- **Compartiment Biologie moleculară** — Șef compartiment Dr. Aida Bădescu

De la un mic laborator care făcea câteva analize, s-a ajuns în prezent la un laborator cu 6 compartimente în care anual se realizează sute de mii de analize, la un laborator care și-a dovedit eficiența în diagnosticul bolilor infecțioase și în diagnosticul etiologic al focarelor de toxiinfecție alimentară care au apărut pe parcursul timpului în Iași . Integrat în permanență în lanțul măsurilor de profilaxie și combatere a bolilor infecțioase, în programele de supraveghere a teritoriului pentru boala diareică acută, a hepatitelor, a infecției HIV-SIDA, participant la manifestări științifice naționale și internaționale, centru de pregătire a rezidenților în medicina de laborator, Laboratorul a devenit o veritabilă „inimă” a Spitalului de Boli Infecțioase „ Sf. Parascheva” din Iasi.

Denumirea inițială a instituției a fost "Spitalul Izolarea Iași", aceasta schimbându-se în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" în octombrie 2000. În prezent spitalul are un număr de 15 clădiri (pavilioane), cu 310 paturi și amfiteatru pentru studenți.

În conformitate cu Criteriile de Clasificare pe categorii de unități sanitare stabilite de M.S., Spital Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași este spital clinic de Categoria IV, destinat acordării asistenței medicale de specialitate pentru pacienții din județul Iași și cazurile-problemă din celelalte județe ale Moldovei, pentru Programul Național de Supraveghere și Combatere a Infecției HIV/SIDA, Profilaxie antirabică pe județ, Dispensarizarea convalescenților de hepatită virală și Terapie Intensivă.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 17 din 59
--	--	--

Spitalul Clinic Boli Infecțioase Iași are, în afara sarcinilor spitalicești proprii, atribuții în învățământul medical superior (universitar și postuniversitar), de cercetare științifică și de îndrumare metodologică în unități sanitare din județul Iași și din alte județe ale Regiunii Moldova arondate U.M.F. "Gr. T. Popa" Iași; constituie, de asemenea, bază de învățământ pentru elevii școlilor și liceelor sanitare și pentru cursantele școlilor de infirmiere.

Statut de clinică universitară

Spitalul are statut de clinică universitară, majoritatea medicilor spitalului fiind cadre didactice ale Universității de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" Iași.

Laboratoare de înaltă performanță

Spitalul este dotat cu laboratoare de înaltă performanță în radiologie, biochimie, serologie și microbiologie, care permit justificarea germeilor implicați în infecții la nivel de serotip (de exemplu, meningococ).

Monitorizarea infecției cu HIV

Spitalul cuprinde și un compartiment pentru infecția HIV-SIDA, **CENTRUL REGIONAL pentru supravegherea și monitorizarea infecției cu HIV** din Regiunea Moldova.

Laborator de biologie moleculară

În cadrul instituției noastre, funcționează cel mai performant laborator de biologie moleculară din Regiunea Moldova, care poate modifica viremia în infecțiile HIV, VHC, și VHB, cu monitorizarea terapiei.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași, are următoarele obiecte de activitate:

- hematologie
- biochimie clinica
- microbiologie
- imunologie
- parazitologie
- HIV-SIDA (biologie moleculara)

Obiectul de activitate al Spitalului Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași, consta in prestarea de servicii medicale cu activitati conexe acestora, stabilite prin ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei (cod:CAEN 8511),

Conducerea si administrarea **Spitalul Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,** este facuta de catre Manager. Fiecare departament are cate un medic coordonator, numit de catre Manager, care dirijeaza tehnic si administrativ intreaga activitate din subordinea sa.

Intreaga activitate a **Spitalul Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,** se desfasoara in conformitate cu legile si alte reglementari in vigoare. Organizarea si functionarea spitalului este facuta conform principiilor de organizare si functionare prevazute in Regulamentul de Ordine Interioara.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 18 din 59
--	---	--

Activitatea și strategia laboratorului

Activitatea laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași, este organizată pentru următoarele domenii:

- hematologie
- biochimie clinica
- microbiologie
- imunologie
- parazitologie
- HIV-SIDA (biologie moleculara)

Analizele care se efectuează în cadrul laboratorului de analiza medicale al Spitalului Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași, sunt cuprinse în Lista analizelor executate, cod: FGL – 4.4.-05.

Strategia laboratorului de analiza medicale al Spitalului Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași, este orientată spre organizarea, asigurarea cu resurse umane și aplicarea unor metode de analiză performante, în vederea executării competente a analizelor solicitate de pacienți.

4.1.1.2. Entitate legala.

Laboratorul funcționează ca entitate tehnică fără personalitate juridică, în cadrul **Spitalul Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași**, fiind subordonat **Managerului – Prof.Dr. Carmen Dorobăț**, așa cum rezultă din organigrama (Anexa nr.1.), aprobată de Manager.

Date de contact: Iasi, str. Octav Botez, nr. 2, cod poștal 700116.Telefon 0232.267.719, fax 0232.276.521, pagina web www.infectioase.ro
e-mail: sbc_iasi@mail.dntis.ro

Spitalul Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași este unitate cu personalitate juridică a fost infiintat OMS Nr. 11341/07.10.2004, fiind autorizat sanitar cu Autorizatia nr.11886/14.02.2008

Domeniul de Specialitate

Conform clasificării UNESCO: 3205.05
Conform clasificării CAEN: 8511

Date de identificare fiscala:

COD FISCAL (CUI): 4541521

CONT CURENT: RO20TREZ4065041XXX000712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi

Spitalul Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași si laboratorul de analize medicale – este coordonat de:

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 19 din 59
--	--	--

Manager General – Prof. Dr. Carmen Dorobăț

Manager Tehnic – Dr. Rodica Fântânanu

Responsabilul (Managerul) Calității – As. Lorena Zaborila, numit prin decizie

Locțiitor șef laborator – Chimist Valentina Holban

Responsabili pe compartimente

Dr. Rodica Fântânanu - Sef compartiment Microbiologie II.

Dr. Cristina Petrovici - Sef compartiment Imunologie

Dr. Denisa Covaciuc - Sef compartiment Hematologie

Dr. Olivia Dorneanu - Sef compartiment Microbiologie I

Chim. princ.Valentina Holban - Sef compartiment Biochimie

Dr. Aida Badescu – Sef compartiment Biologie molecular

De asemeni au fost numiti responsabili de analiza, asa cum sunt definiti in lista personalului, din anexa.

4.1.1.3. Conduită etică

Managementul laboratorului a stabilit masuri pentru a se asigura de următoarele aspecte:

- nu există nici o implicare în niciuna din activități care să diminueze încrederea în competența, imparțialitatea, raționamentul sau integritatea operațională a laboratorului;
- managementul și personalul sunt liberi de orice presiuni și influențe inadmisibile de ordin comercial, financiar sau altă natură care pot afecta negativ calitatea activității lor;

Astfel, laboratorul si personalul au asigurate independenta de decizie privind rezultatele analizelor efectuate, persoanele responsabile de analize in laborator nu sunt supuse nici unei presiuni de natura comerciala sau politica care ar putea influenta aprecierea tehnica.

Salarizarea personalului nu depinde de numărul și de rezultatul analizelor efectuate.

Clienții externi ai laboratorului, persoane fizice sau juridice, nu au alte relații cu laboratorul decât cele contractuale și nu exercită nici o influență internă sau externă, de ordin comercial, financiar (sau de alta natura) si nici o presiune asupra laboratorului.

- a) în cazul în care exista potențiale conflicte de interese concurențiale ele sunt declarate imediat, în mod deschis și corespunzător;
- b) Nu se utilizeaza probe pentru alte analize decit cele comandate, fara consimtamintul pacientului, cu exceptia repetarii probe.
- c) Este asigurata confidențialitatea informațiilor:

Confidențialitatea privind rezultatele analizelor este asigurată prin instruirea personalului în acest sens, înscrierea acestor cerințe în fișa postului și asumarea acestor cerinte prin semnarea unei declarații de confidențialitate de către personalul laboratorului. Prin această declarație fiecare salariat se obligă:

- să păstreze confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor și documentelor de orice fel de la locul de muncă și de la nivelul întregului laborator si cele legate de client

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 20 din 59
--	--	--

- să nu folosească în interes personal sau pentru alte persoane datele și documentele referitoare la activitatea laboratorului, despre care deține informații
- să apere integritatea patrimonială de orice fel (materială, morală) a laboratorului.
- Sa accepte in caz de incalcare a acestor norme sanctiunile corespunzatoare conform legislatiei in vigoare si reglementarile interne ale organizatiei.

Detalii cu privira la etica și asigurarea confidențialității sunt prezentate în procedura POL – 04, Etica în Laboratorul de analize medicale ».

4.1.1.4. Managerul laboratorului (șeful de laborator)

Laboratorul este să fie condus de o persoană cu competență și responsabilitate delegată pentru serviciile furnizate, seful de laborator.

Responsabilitățile acestuia includ aspecte profesionale, științifice, consultative sau de consiliere, de organizare, administrative și de educație relevante serviciilor oferite de laborator.

Seful laboratorului delegă unele sarcini și responsabilități către locțiitorul său, totuși acesta are responsabilitatea finală pentru funcționarea și administrarea de ansamblu a laboratorului, având competența, autoritatea și resursele necesare în scopul îndeplinirii cerințelor standardului.

Sarcinile și responsabilitățile sunt documentate in fisa postului.

Printre responsabilitatile seful de laborator:

- a) să furnizeze conducere efectivă a activității laboratorului medical, inclusiv planificarea bugetului, în conformitate cu atribuțiile acordate de către regulamentul spitalului
- b) să relaționeze efectiv cu autoritatea de acreditare RENAR cu autoritățile de reglementare aplicabile, cu medicii din clinicile spitalului, cu pacienții și cu beneficiari, atunci când este necesar;
- c) să asigure că există un număr corespunzător de personal cu pregătirea, instruirea și competența necesare, pentru a furniza servicii de laborator medical care să întrunească nevoile și cerințele utilizatorilor;
- d) să asigure implementarea politicii referitoare la calitate;
- e) să implementeze un mediu de laborator în condiții de siguranță în conformitate cu normele de bună practică și cerințele aplicabile;
- f) să servească ca un membru activ al personalului medical pentru acele locații deservite, dacă este aplicabil și corespunzător;
- g) să asigure furnizarea de recomandări clinice cu privire la alegerea examinărilor, utilizarea serviciului și interpretarea rezultatelor examinării;
- h) să selecteze și să monitorizeze furnizorii laboratorului;
- i) să selecteze laboratoarele subcontractate și să monitorizeze calitatea serviciilor lor
- j) să furnizeze programe de dezvoltare profesională pentru personalul laboratorului și oportunități de
- j) participare în activități științifice și de altă natură ale organizațiilor profesionale de laborator;

Locțiitor sef laborator

- Preia toate atribuțiile sefului de laborator in situatia in care acesta lipsește din unitate

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 21 din 59
--	---	--

4.1.2.1. Angajamentul managementului

Managementul la cel mai înalt nivel își afirmă angajamentul sau pentru dezvoltarea laboratorului, inclusiv pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de management al calității și îmbunătățirea continuă a eficienței lui printr-o declarație de angajament, afișată în laborator și cunoscută de întreg personalul.

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT

Calitatea serviciilor oferite beneficiarilor noștri este foarte importantă pentru noi, de aceea sistemul de management al calității a fost proiectat, documentat și implementat în cadrul Laboratorului de analize medicale a Spitalului Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași cu scopul de a satisface cerințele acestora la cel mai înalt nivel de calitate.

Ne angajăm să asigurăm, printr-o bună practică profesională în paralel cu implementarea cerințelor standardului SR EN ISO 15189:2013, cerințele pacienților și clinicienilor, cerințele de reglementare și cerințele Organismului Național de Acreditare.

Întreg personalul a fost instruit cu cerințele SR EN ISO 15189:2013, este familiarizat cu politicile și procedurile sistemului de management și le aplică în activitățile pe care le desfășoară.

Este asigurat sprijin managerial pentru întreg personalul din laborator prin atribuirea autorității corespunzătoare și a resurselor necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini sarcinile.

Sunt aplicate proceduri care asigură protecția informațiilor confidențiale.

Conducerea LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE al SPITALULUI CLINIC BOLI INFECȚIOASE "SF. PARASCHEVA" IAȘI s-a angajat ca personalul laboratorului să nu fie supus nici unui fel de presiune internă sau externă, de natură comercială, financiară sau de altă natură, care i-ar putea afecta negativ calitatea activității.

Laboratorul nu este supus nici unei influențe din partea conducerii, care i-ar putea compromite confidențialitatea rezultatelor, independența și imparțialitatea tehnică.

Personalul laboratorului nu este implicat în nici o acțiune care i-ar putea diminua încrederea în competența, imparțialitatea și deciziile sau integritatea sa funcțională.

DATA:

MANAGER,

11.03.2015

Dr. Carmen Dorobat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 22 din 59
--	--	--

Declarația Șefului de laborator:

În vederea aplicării în practică a declarației de politică enunțată de Managerul Spitalului, mă angajez:

- să acționez pentru îndeplinirea cerințelor standardului SR EN ISO 15189 :2013 și ale politicii managementului de vârf;
- să monitorizez toate activitățile desfășurate în laborator pentru a garanta că sunt condiții pentru generarea de rezultate fiabile din punct de vedere clinic;
- să mă asigur că există suficient personal calificat, cu instruire și experiență pentru îndeplinirea cerințelor standardului;
- să definesc, să implementez și să monitorizez nivelele de performanță și de îmbunătățire a calității serviciilor medicale;
- să asigur cunoașterea de către întregul personal a cerințelor standardului SR EN ISO 15189 :2013 și a documentelor calității; să asigur condițiile de participare la programe educaționale pentru personalul laboratorului;
- să asigur o bună colaborare și cooperare a laboratorului cu clinicienii, urmărind satisfacerea cerințelor acestora;
- să asigur o administrare eficientă și eficientă a serviciilor oferite de laborator;
- să implementez un mediu sigur în laborator în conformitate cu bunele practici și reglementări în vigoare;
- să răspund oricărei reclamații, cereri sau sugestii venite din partea utilizatorilor serviciilor laboratorului;
- să asigur o bună cooperare a laboratorului cu organismul de acreditare.

DATA :

11.03.2015

Șef de laborator

Dr. Rodica Fântânu

4.1.2.2.Necesități utilizatori

Managementul de laborator trebuie să asigure că serviciile de laborator, inclusiv serviciile de consiliere și de interpretare, îndeplinesc necesitățile pacienților și a celor care utilizează serviciile de laborator

4.1.2.3. POLITICA ȘI OBIECTIVELE PRIVIND CALITATEA ÎN LABORATOR

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 23 din 59
--	---	--

Conducerea Spitalul Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași a stabilit că principala misiune a laboratorului de analize medicale este

creșterea competenței laboratorului pentru asigurarea unor analize medicale la nivelul cerințelor beneficiarilor noștri, a standardului de referință SR ISO 15189:2013 și a cerințelor de reglementare.

Pentru punerea în practică a acestora urmărim următoarele obiective:

- implementarea și menținerea unui sistem de management al calității;
- menținerea acreditării laboratorului;
- oferirea de servicii de analize către beneficiari la nivelul calitativ corespunzător cerințelor acestora;
- asigurarea de localuri și condiții ambientale corespunzătoare, prevăzute cu aparatura pentru monitorizarea condițiilor de mediu;
- asigurarea de echipamente de analiză și măsurare adecvate analizelor efectuate, asigurarea fondurilor necesare pentru buna lor funcționare în vederea îmbunătățirii calității analizelor;
- asigurarea condițiilor de instruire și perfecționare continuă a personalului, familiarizarea lui cu cerințele sistemului de management al calității implementat în laborator;

Atingerea obiectivelor va fi analizată periodic, în cadrul analizelor de management.

Personalul își desfășoară activitatea astfel încât evită să fie implicat în orice ar putea diminua încrederea, incompetența, imparțialitatea, decizia sau integritatea funcțională a laboratorului.

Imi asum întreaga responsabilitate pentru realizarea politicii și obiectivelor privind calitatea analizelor.

MANAGER,
Dr. Carmen Dorobat

Data,
11.03.2015

4.1.2.4. Obiective și planificare calitate

Managementul laboratorului stabilește obiective ale calității măsurabile și în concordanță cu obiectivele generale definite prin politica referitoare la calitate, inclusiv cele necesare pentru a satisface nevoile și cerințele utilizatorilor.

Realizarea obiectivelor este responsabilitatea managementului laboratorului (sefului de laborator, RMC, RA).

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 24 din 59
--	--	--

Managementul de laborator se asigură că integritatea sistemului de management al calității este menținută atunci când sunt planificate și implementate modificări ale sistemului de management al calității.

4.1.2.5. Responsabilitate, autoritate și relații interpersonale

4.1.2.5.1. Structura functionala

Structura funcțională este prezentată în anexele 1A, 1B ale MC, care prezintă Organigramele Spitalului, respectiv a Laboratorului de analize medicale din Spital.

Laboratorul are personal de management și personal tehnic care are autoritatea și resursele necesare realizării sarcinilor.

Coordonarea tehnica si administrativa a laboratorului ii revin sefului de laborator, fiind responsabil pentru activitatea întregului laborator.

Pe timpul absentei din unitate locul sefului de laborator este ținut de locțiitorul sefului de laborator, desemnate prin decizie de către Managerul spitalului.

Supervizarea personalului este asigurată pe toată durata timpului de lucru în laborator, de persoane cu competențe adecvate activităților desfășurate de personal.

Persoanele care asigură supervizarea sunt reprezentate prin Șeful de laborator, Responsabilul cu managementul calității, șefii de departamente precum și întregul personal cu studii superioare (responsabilii de analiză), iar sarcinile de supervizare sunt precizate în scris (fișa postului etc).

Supervizarea are urmatoarele scopuri: monitorizarea menținerii competenței tehnice a personalului laboratorului și monitorizarea activităților tehnice efectuate de personal în perioada de probă, în curs de calificare sau instruire etc.

Funcțiile care au responsabilități de supervizare sunt identificabile și în organigrama laboratorului.

Șeful laboratorului efectuează activitatea de supervizare atât sub aspectul coordonării cât și organizării activității. În lipsa acestuia, activitatea de supervizare este asigurată de locțiitorii săi. Personalul cu studii superioare din laborator supervizează activitatea asistenților de laborator cu care lucreaza. Supervizarea se realizeaza in special in perioada de formare a noilor angajati. Personalul de supervizare are pregatirea, experienta si cunostintele necesare efectuării unei supervizari corespunzatoare.

4.1.2.5.2. RESPONSABILITĂȚI PRIVIND CALITATEA

MANAGERUL SPITALULUI:

- Este responsabil implicit pentru administrarea laboratorului, pentru a se asigura ca pacientilor li se ofera servicii de calitate.
- Definește, implementează si monitorizează standardele de performanta si de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale
- Aproba documentele sistemului de management al calității (MC, PGL) si modificările acestora;
- Planifică, stabilește obiective strategice de dezvoltare si alocă resursele corespunzatoare mediului medical de lucru
- asigură o administrare eficace si eficienta a servicii oferite de laboratorul medical

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 25 din 59
--	--	--

- planifică bugetul laboratorului si controlul acestuia impreuna cu managementul financiar, in concordanta cu regulamentul organizatiei
- Aprobă organigrama laboratorului
- Aprobă necesarul de personal pentru a se asigura că există suficient personal calificat, cu instruire si experiență pentru indeplinirea cerintelor standardului
- Aproba planul de instruire si perfecționare continua a personalului.
- Colaborează în mod eficient cu organismele de acreditare si reglementare, oficiali ai administrației, specialiști in sănătate si pacienti
- Desemnează prin decizie șeful de laborator, responsabilul cu managementul calității (RMC), adjuncții șefului de laborator, șefii de departament și responsabili de analize.
- Asigură un moral bun angajatilor.

Seful de laborator:

- Este responsabil pentru ansamblul activitatilor si administrarea laboratorului, pentru a se asigura ca pacientilor li se furnizeaza servicii de calitate.
- Definește, implementează și monitorizează standarde de performanță și de îmbunătățire a calității serviciilor medicale;
- Monitorizează activitatile desfasurate in laborator pentru a garanta ca sunt generate rezultate corecte,
- Urmărește asigurarea resurselor necesare pentru dotarea cu echipamente, reactivi, materiale (planifica, cerceteaza direct si dezvoltă corespunzător laboratorul)
- Lucrează în mod eficient împreună cu RMC și colaborează cu organismele de acreditare și reglementare, specialiști în sănătate și pacienți;
- Asigură asistenta persoanelor ce solicita informatii cu privire la alegerea testelor, utilizarea serviciilor laboratorului si interpretarea datelor de laborator,
- Este membru activ al comunitatii medicale
- Implementează Sistemul de Management al calității în laborator;
- Întocmește necesarul de personal și îl propune spre aprobare conducerii, pentru a se asigura personal calificat suficient, cu instruire si experiență pentru indeplinirea cerintelor standardului
- Asigură programe educaționale pentru personalul laboratorului (întocmește planul anual de instruire a personalului) și participă la programele educationale ale spitalului;
- Implementează un mediu sigur în laborator în conformitate cu bunele practici și reglementări în vigoare;
- Planifică și controlează cercetarea și dezvoltarea specifice laboratorului
- Planifică si controlează toate laboratoarele subcontractante din punct de vedere al calitatii serviciilor,
- Întreprinde împreuna cu RMC, acțiuni preventive și corective în cazul apariției de neconformități și reclamații de la utilizatorii serviciilor laboratorului;
- Delegă responsabilități, către locțiitorul său și către managerul calității, pe perioada în care lipsește, iar această delegare se face prin decizie.
- Seful laboratorului împreună cu Managerul Spitalului colaborează cu RMC pentru asigurarea implementării Standardelor europene în vigoare în domeniul calității.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 26 din 59
--	--	--

- Verifica documentele sistemului de management al calitatii
- Analizează neconformitățile, reclamațiile, cauzele acestora și întreprinde acțiuni corective și preventive
- Verifică și aprobă programul de lucru al personalului de laborator
- Realizează unele documente, informări sau raportări solicitate
- Asigură un moral bun angajaților.
- Răspunde oricăror alte solicitări de natură profesională ale șefului direct.
- Păstrează secretului profesional pentru analizele efectuate în laborator.

Responsabilul de management al calității

- Urmărește implementarea și menținerea sistemului de management în cadrul laboratorului
- Elaborează și actualizează MC, PGL și celelalte documente ale SM din laborator
- Gestionează documentele și înregistrările privind calitatea
- Verifica modul de aplicare a documentelor calității și de efectuare a înregistrărilor
- Pregătește analiza sistemului de management al calității de către conducere și are acces direct la managementul la vârf unde se iau deciziile privind politica sau resursele laboratorului
- Întocmește planurile de audituri interne și efectuează audituri
- Urmărește inițierea și desfășurarea acțiunilor corective la neconformitățile constatate în cadrul controalelor directe, acțiunilor de audit intern și extern
- Însoțește echipele de audit extern
- Urmărește respectarea PGL și PS și păstrează înregistrări în această privință
- Reprezintă laboratorul pe linie de asigurarea calității și ține legătura cu organismul de acreditare
- Execută și supraveghează analize
- Urmărește identificarea problemelor de calitate și inițierea acțiunilor corective;
- Informează operativ șeful de laborator despre toate neregulile ivite la executarea analizelor.
- Realizează unor documente, informări sau raportări solicitate
- Păstrează secretul profesional pentru analizele efectuate în laborator
- Răspunde oricăror alte solicitări de natură profesională ale șefului direct.

RMC este înlocuit pe perioada absenței din unitate de către o persoană desemnată prin decizie (locuitor RMC).

c) Responsabilii de analiză, colaborează cu RMC în vederea menținerii Sistemului de management al calității, participând la activități de instruire pe linia calității în laborator. Ei primesc de la Șeful laboratorului procedurile de examinare, standardele, instrucțiunile de lucru și alte documente necesare execuției analizelor. Responsabilii de analiză/ executanții analizelor au următoarele responsabilități:

- Supervizează personalul din subordine în activitățile de analiză

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 27 din 59
--	--	--

- Verifică funcționalitatea echipamentelor și a reactivilor de lucru;
- Recepționează probele;
- Generează lista de lucru pentru fiecare analizor;
- Utilizează corect echipamentele de măsurare, realizând mentenanța internă conform planificărilor;
- Execută unele analize medicale, conform regulilor din procedurile de examinare;
- Înregistrează datele rezultate din măsurători în registrele interne de lucru în care se calculează și rezultatele;
- Asigură asistenta persoanelor ce solicita informații cu privire la alegerea testelor, utilizarea serviciilor laboratorului și interpretarea datelor de laborator,
- Verifică și validează rezultatele în caietul de lucru sau/și în soft (acolo unde este cazul)
- Elaborează procedurile de examinare și instrucțiunile de lucru
- Realizează și verifică rezultatele controalelor interne și propune eventuale măsuri de corecție
- În cazul constatării unei deficiențe în activitățile de analiză comunică șefului de laborator și decide împreună cu acesta măsurile care se impun
- Transmit rezultatele analizelor din caietul de lucru în buletinul de analiză în format electronic;
- Validează rezultatele pentru care este responsabil, semnează și parafează buletinul de analiză (daca este cazul)
- Țin evidența stocului de reactivi și materiale consumabile necesare efectuării analizelor medicale;
- Păstrează secretul profesional pentru analizele efectuate în laborator.
- Răspunde oricăror alte solicitări de natură profesională ale șefului direct.

4.1.2.5.4. RELAȚIILE PROFESIONALE ÎN CADRUL LABORATORULUI

Relațiile profesionale în cadrul laboratorului sunt relații de subordonare conform organigramei și relații de colaborare. Fiecare funcție are stabilite responsabilitățile prin fișa postului responsabilitățile inclusiv în domeniul calitatii, limitele competenței și relațiile în cadrul laboratorului. Personalul laboratorului își cunoaște limitele competenței sale statuate în fișele posturilor.

Managementul laboratorului se asigură că fiecare membru al personalului înțelege rolul pe care-l are în sistem și măsura în care contribuie la atingerea obiectivelor de management fixate. Stabilirea proceselor de comunicare adecvate în cadrul laboratorului cu circulația adecvată a informației și deciziei în organizație și un sistem de comunicare eficace pentru toate aspectele sistemului de management.

4.1.2.5.4. Delegarea responsabilității

Pe timpul absentei din unitate locul șefului de laborator este ținut de locțiitorul șefului de laborator, desemnat prin decizie de către Managerul spitalului.

4.1.2.6. Comunicare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 28 din 59
--	--	--

Managementul de laborator a stabilit modalități de comunicare adecvate între laborator și părțile interesate (printr-o diagrama de comunicare) și se asigură că au loc comunicări cu privire la eficacitatea proceselor de pre-examinare, examinare și post - examinare de laborator și a sistemului de management al calității.

Comunicarea internă are următoarele obiective:

- transmiterea sarcinilor de serviciu curente;
- asigurarea bunei funcționări a întregului flux tehnologic al probelor, de la primirea acestora și până la eliberarea rezultatelor (trasabilitatea probelor);
- raportarea stadiului îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
- raportarea situației neconformităților și a reclamațiilor;
- raportarea situației îndeplinirii obiectivelor generale și specifice în domeniul calității;
- raportarea necesităților materiale sau umane pe care le are laboratorul.

Comunicarea externă se realizează la interfața Autorități – Organizație și clinicieni - laborator are următoarele obiective:

- comunicarea diferitelor decizii ale Autorităților sanitare, Ordine de Guvern, Standarde;
- identificarea cerințelor clinicianului;
- stabilirea capabilității laboratorului de a răspunde cererilor de analize;
- consilierea clinicilor cu privire la recoltarea probelor;
- cooperarea cu clinicienii pe tot parcursul furnizării serviciilor;
- comunicarea cu clinicianul în cazul în care rezultatele încercărilor au valori de alertă, elementele de consiliere;
- determinarea satisfacției clinicienilor;
- tratarea reclamațiilor.

Personalul laboratorului este încurajat să facă propuneri de îmbunătățire a oricărui aspect al serviciilor de laborator. Propunerile sunt evaluate, implementate după caz și este furnizat feedback către personal, înregistrările propunerilor și acțiunilor luate de către management fiind păstrate.

Detalii privind modalitățile de comunicare sunt definite în Procedura de Consiliere si comunicare cod PG 4.7.

4.1.2.7 Responsabilul cu managementul calitatii

Managementul laboratorului a numit un Responsabil cu managementul calității, care, indiferent de alte responsabilități, are responsabilitatea și autoritate delegate care includ:

- să asigure că procesele necesare sistemului de management al calității sunt stabilite, implementate și menținute;
- să raporteze către managementul de laborator, la nivelul la care sunt luate deciziile asupra politicii, obiectivelor și resurselor laboratorului, performanța sistemului de management al calității și orice necesitate de îmbunătățire;
- să asigure promovarea conștientizării nevoilor și cerințelor utilizatorilor la nivelul întregii organizații a laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 29 din 59
--	---	--

4.2 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII

4.2.1 Cerințe generale

Laboratorul a stabilit, a implementat și menține un sistem de management corespunzător obiectului sau de activitate și cerințelor standardului SR ISO 15189:2013.

Laboratorul a documentat toate politicile sale, procesele, programele, procedurile și instrucțiunile în măsura necesară, pentru a asigura calitatea rezultatelor încercărilor.

Au fost stabilite succesiunea și interacțiunea proceselor sistemului de management al calitatii (Harta proceselor, din anexa la manual).

Documentația sistemului de management este transmisă, înțeleasă, disponibilă și implementată de către personalul adecvat. Sistemul de management al laboratorului este în concordanță cu cerințele documentelor de referință. Managementul la varf se asigura de integritatea sistemului se pastreaza, chiar atunci cand exista modificari, aducand la cunostinta acest lucru personalului din laborator.

4.2.2 Cerințe referitoare la documentație

4.2.2.1 Generalități

Structura sistemului de management aplicată în laborator, cuprinde structura funcțională, responsabilitățile, resursele umane și materiale, procedurile generale și procedurile de examinare.

Structura documentelor sistemului calității laboratorului este următoarea:

- declarații privind politica referitoare la calitate și obiectivele calității
- manualul calității
- proceduri generale
- proceduri de examinare
- proceduri operationale
- instrucțiuni de lucru
- manuale de operare
- înregistrări
- copii ale reglementărilor aplicabile, standarde și alte documente normative.

Documentația poate fi păstrată în orice formă sau tip de mediu, asigurându-se ca acesta să fie ușor accesibilă și protejată de modificări neautorizate și deteriorare.

4.2.2.2. Manualul calității

Laboratorul a elaborat acest manual al calitatii care include:

- a) politica referitoare la calitate;
- b) descrierea scopului sistemului de management al calității;
- c) prezentarea organizației și structurii de management a laboratorului și amplasarea sa în firma;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 30 din 59
--	--	--

- d) descrierea rolurilor și responsabilităților managementului laboratorului (inclusiv a șefului de laborator și a managerului calității) pentru asigurarea conformității cu standardul de referință
- e) descrierea structurii și relațiilor documentației utilizate în sistemul de management al calității;
- f) politici documentate stabilite pentru sistemul de management al calității și referire la activitățile manageriale și tehnice care îl susțin;

4.2.2.2. Structura Manualului Calității

Manualul Calității este structurat pe șase capitole.

Fiecare capitol și subcapitol descrie modalitatea în care laboratorul realizează cerințele din standarde, precum și dovezile obiective privind implementarea acestor cerințe.

Manualul tratează toate cerințele standardului SR ISO 15189:2013, făcând referire, acolo unde este necesar, la proceduri generale și de examinare și instrucțiuni de lucru.

Manualul calității și modificările la manual sunt elaborate de către RMC împreună cu șeful laboratorului, sunt verificate și avizate de către șeful laboratorului, controlat conform procedurii generale **Controlul documentelor – PGL-4.3.**

Difuzarea Manualului Calității și a modificărilor acestuia cât și retragerea exemplarelor perimate se face de către RMC pe baza listei de difuzare prezentate în anexă la PGL-4.3.

Manualul Calității se editează într-un singur exemplar verificat și aprobat. Acesta este exemplarul care se păstrează în arhivă după anulare, identificat prin formula "exemplar anulat" pentru evitarea utilizării neintenționate. Celelalte exemplare sunt copii ale acestuia. Gestionarea exemplarelor se face de către RMC. Accesul la exemplarele din laborator se face cu aprobarea șefului de laborator. Aceste exemplare vor fi păstrate în dulap sub cheie.

Gestionarea exemplarelor difuzate în regim controlat, se face de către destinatar, în regim de securitate fizică și confidențialitate. La exemplarele difuzate în laborator responsabilitatea gestionării revine RMC din laborator.

Există și exemplare ale Manualului Calității care sunt difuzate în regim informativ (clienților sau diferitelor organisme) pentru care nu există obligația actualizării.

4. 3 CONTROLUL DOCUMENTELOR

Laboratorul a stabilit și menține procedura generală PGL-4.3 "Controlul documentelor" pentru controlul tuturor documentelor (generate intern sau din surse externe) care fac parte din documentația sistemului calității.

Toate documentele difuzate personalului în laborator, ca parte a sistemului calității sunt analizate și aprobate pentru folosire, de către un personal autorizat, înainte de difuzare.

Documentele SM ale laboratorului, care sunt ținute sub control sunt cuprinse în listele centralizatoare (pe tipuri de documente).

Documentele SM sunt identificate prin: denumire, cod, ediție, revizie, număr de pagină, număr de exemplar și autoritatea emitentă.

Elaborarea documentelor SM este responsabilitatea șefului de laborator în colaborare cu RMC, pentru MC și procedurile generale cât și pentru procedurile de examinare și proceduri de lucru.

Șeful laboratorului verifică MC, PGL și le avizează.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 31 din 59
--	--	--

Documentele SM sunt analizate periodic sau ori de câte ori este necesar. Modificările documentelor, verificarea și aprobarea modificărilor se face de către aceleași funcții care au elaborat, verificat și aprobat documentele inițiale. Difuzarea modificărilor și retragerea documentelor modificate se face de către RMC, pe baza listei de difuzare/retragere. Documentele retrase se distrug. Gestionarea documentelor originale și a arhivei de istorie se face de către RMC.

Documentele difuzate în regim controlat sunt gestionate de către destinatarii acestora.

Detalii privind activitatea și controlul documentelor SM, responsabilitățile și înregistrările se prezintă în PGL-4.3 Controlul documentelor.

4.4 Contracte de servicii

4.4.1 Stabilirea contractelor de servicii

Laboratorul a documentat și aplică o procedură de analiză a contractelor existente și a cererilor de ofertă și de revizuire a acestora, PGL 4.4 Contracte de servicii.

Orice solicitare acceptată este considerată contract.

Contractele de furnizare a serviciilor medicale de laborator iau în considerare cererea, examinarea și raportarea rezultatelor. Contractul precizează informațiile necesare cu privire la cererea de analiză, pentru a asigura o examinare și o interpretare a rezultatelor corespunzătoare.

Atunci când se încheie un contract de furnizare de servicii medicale de laborator, trebuie să fie îndeplinite următoarele cerințe:

1). Cerințele clienților și utilizatorilor laboratorului, inclusiv procesele de examinare utilizate de laborator sunt definite, documentate și înțelese.

Astfel, sunt comunicate clientului următoarele informații:

- a) locația laboratorului și programul de lucru al laboratorului;
- b) tipurile de servicii clinice oferite de laborator, inclusiv examinările trimise la alte laboratoare
- c) examinările oferite de laborator, incluzând, după caz, informații cu privire la probele necesare, volumul probelor, măsuri de precauție speciale, timpul de primire al rezultatelor (care poate fi, de asemenea, furnizat în categorii generale sau pentru grupuri de examinări), intervale biologice de referință și valori clinice de decizie;
- d) instrucțiunile de completare pentru formularul de cerere;
- e) instrucțiuni de pregătire a pacientului;
- f) instrucțiuni pentru probe recoltate de pacient;
- g) instrucțiuni pentru transportul probelor, inclusiv orice măsuri speciale de manipulare
- h) orice cerințe privind consimțământul pacientului (de exemplu, consimțământul de a dezvălui informații clinice și de istoric familial profesioniștilor relevanți de îngrijire a sănătății, în cazul în care este necesară trimiterea);
 - i) criteriile de laborator pentru acceptarea și respingerea probelor;
 - j) o listă de factori cunoscuți că pot afecta în mod semnificativ performanța de examinare sau de interpretare a rezultatelor;
 - k) disponibilitatea de consiliere clinică la comandă privind examinările și interpretarea

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 32 din 59
--	---	--

rezultatelor examinării; politica de laborator privind protecția informațiilor cu caracter personal;

- l) procedura laboratorului privind reclamațiile.
- m) Laboratorul furnizeaza pacienților și utilizatori informații cu privire la procedura clinică de efectuat, pentru a permite consimțământul informat.
- n) laboratorul a definit responsabilitățile privind consilierea pacienților, dacă este nevoie

2). Laboratorul are capacitatea și resursele pentru a îndeplini cerințele.

3). Personalul de laborator are aptitudinile și expertiza necesare pentru efectuarea analizelor propuse

4). Procedurile de examinare alese să fie alese astfel încât să fie adecvate și să poată satisface nevoile clienților

5). Clienții și utilizatorii să fie informați cu privire la abaterile de la contract care influențează rezultatele examinării.

6). Clientul să fie informat cu privire la orice lucrare transmisă de către laborator unui laborator contractat sau unui consultant.

La intervale stabilite este efectuată o analiză a capabilității laboratorului, cuprinzând înregistrări referitoare la: dotarea cu echipamente de înaltă performanță, personal competent și cu înaltă calificare, reactivi de calitate, materiale de control și calibratori, asigurarea controlului de calitate intern și extern, validarea metodelor din laborator și rețeaua informatizată.

4.4.2.REVIZUIREA CONTRACTELOR DE SERVICII

În cazul revizuirii contractelor pentru furnizarea de servicii medicale de laborator sunt incluse toate aspectele contractului, fiind păstrate înregistrări ale acestor revizuiri inclusiv orice modificări la contract și orice discuții pertinente.

Dacă este necesară modificarea contractului după aprobare se reia procesul de analiză în același mod.

4.5. EXAMINARE DE CĂTRE LABORATOARE SUBCONTRACTANTE

4.5.1 Selectarea și evaluarea laboratoarelor contractate și a consultanților

Pentru situația în care laboratorul trebuie să apeleze la alte laboratoare, politica laboratorului este de a colabora cu laboratoare verificate și evaluate, conform unei proceduri interne PGL 4.5, Examinare de catre laboratoare contractate.

În acest mod laboratorul se asigură de competența și capabilitatea laboratorului subcontractant. Aceasta evaluare se repetă anual, ținând cont și de rezultatele colaborării anterioare.

Procedura definește condițiile în care se face contractare analizelor:

- a) Laboratorul este responsabil pentru selectarea laboratorului contractat și a consultanților contractați, pentru monitorizarea calității execuției și pentru asigurarea privind competența laboratoarelor și consultanților contractați de a executa analizele solicitate.
- b) Contractele cu laboratoare și consultanți contractați sunt revizuite periodic pentru a

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 33 din 59
--	---	--

asigura că cerințele relevante ale SR EN ISO 15189:2013 sunt îndeplinite.

- c) Pastrarea de inregistrari cu privire la revizuirea contractelor.
- d) Toate laboratoarele și consultanții contractați ale căror opinii sunt solicitate, sunt înregistrate într-un registru special destinat.

Cererile de analiză și rezultatele contractate sunt păstrate pentru o perioadă definită.

4.5.2. Furnizarea rezultatelor examenarilor

De regulă, rezultatele emise de aceste laboratoare sunt eliberate in forma originala. Laboratorul își asumă responsabilitatea pentru rezultatele acestor analize.

4.6. SERVICII EXTERNE ȘI APROVIZIONARE

Laboratorul a documentat și aplică o procedură de selectare și utilizare a serviciilor de întreținere, pentru aprovizionare cu echipamente, reactivi, materiale, pentru a fi asigurat că acestea vor corespunde cerințelor specificate în standardele de metodă. Există proceduri și criterii de inspecție, recepție sau respingere și de depozitare a materialelor consumabile.

În vedere aprovizionării cu echipamente, reactivi, materiale și servicii laboratorul întreprinde următoarele acțiuni:

- întocmește un referat de necesitate
- stabilește criterii de acceptare pentru produsele de aprovizionat
- documentarea privind echipamentele solicitate, consultarea cataloagelor diferitelor firme cunoscute și reputeate
- solicitare de oferte de la firme reputeate în domeniu, atât de la furnizorii de servicii cât și de la cei de materiale
- evaluarea furnizorilor de aparatură, reactivi, produse și servicii esențiale care influențează calitatea serviciilor
- analizarea ofertelor și alegerea celei mai convenabile pe baza raportului performanței tehnice, calitate și preț.

În comenzile de aprovizionare și în contracte se specifică:

- caracteristicile solicitate și cerințele de asigurare a calității
- se solicită declarații de conformitate, certificare de sistem ISO 9001/2008 a furnizorului, verificare metrologică/etalonare.

Recepția echipamentelor, reactivilor și materialelor se face fie de către șeful laboratorului, fie de către RMC. La recepție se verifică îndeplinirea condițiilor specificate și nu sunt utilizate înainte de a fi inspectate sau verificate tehnic, ca fiind conforme cu cerințele specificate. Se întocmește procesul verbal de recepție.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile specificate, echipamentul sau materialele se depozitează separat și se întocmesc formele de refuz, iar în cazul serviciilor se refuză plata serviciilor. Depozitarea echipamentelor și materialelor se face în spații special amenajate.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 34 din 59
--	---	--

Procedura generală PGL-4.6, Servicii externe si aprovizionare, prezintă detaliat activitatea de aprovizionare, responsabilitățile și înregistrările privind activitatea de aprovizionare.

4. 7. SERVICII DE CONSILIERE

Personalul de specialitate din laborator furnizează recomandări/ consiliere asupra alegerii analizelor și utilizării serviciilor, inclusiv asupra frecvenței de repetare a analizei și tipului de probă necesar, indicații clinice și limitările procedurilor de examinare.

Atunci când este cazul, se asigură interpretarea rezultatelor analizelor si se face consiliere privind cazuri clinice individuale.

Pot avea loc întâlniri periodice documentate între personalul de specialitate din laborator și alte cadre medicale, referitoare la promovarea eficienta a serviciilor laboratorului, consultanță pe teme științifice și logistice, cum ar fi cazurile în care probele nu îndeplinesc criteriile de acceptare.

Laboratorul aplica o politica si o procedura documentata privind cooperarea cu clientii sau reprezentantii acestora pentru clarificarea cerintelor acestora si inregistrarea performantelor laboratorului, relativ la activitatea efectuata asigurand confidentialitatea fata de alti clienti, PGL-4.7- Consiliere si comunicare.

4. 8. REZOLVAREA RECLAMAȚIILOR

Laboratorul are o politică și o procedură PGL-4.8 Rezolvarea reclamațiilor, pentru rezolvarea sugestiilor și reclamațiilor primite de la clienți cu scopul remedierii imediate a situației. Sunt întreprinse acțiuni corective și prevenire atunci când este cazul și acțiuni de îmbunătățire a activității. Sunt menținute înregistrări ale tuturor reclamațiilor și ale acțiunilor corective întreprinse de laborator. Reclamațiile sunt analizate de șeful de laborator și responsabilul de analiză unde s-a produs reclamația.

Laboratorul poate primi sugestii și reclamații verbal sau în scris. Reclamațiile verbale se recepționează de personalul care vine în contact cu clienții: asistentul de laborator, șeful de laborator, chimist.

Toate reclamațiile se înregistrează în registrul de reclamații.

Șeful de laborator verifică periodic registrul de reclamații și rezolvă probleme apărute. Reclamațiile scrise sunt primite de către șeful de laborator și analizate împreună cu RMC-ul.

Neconformitățile se tratează conform procedurii PGL-4.9 Identificarea Controlul neconformităților.

Răspunsul la reclamația scrisă este dată în scris de către șeful de laborator în termen de cel mult 10 zile.

În cazul în care s-au constatat neconformități, în răspunsul scris se face referire la măsurile corective care au fost luate.

Informațiile rezultate după analiza reclamațiilor se constituie în potențiale de îmbunătățire pentru activitatea laboratorului.

4.9. IDENTIFICAREA ȘI CONTROLUL NECONFORMITĂȚILOR

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 35 din 59
--	--	--

În cazurile în care se constată în desfășurarea analizelor de laborator, aspecte neconforme cu procedurile implementate, laboratorul aplică o procedură de tratarea a acestor neconformități.

Neconformitățile la analize sunt identificate în următoarele condiții:

- verificări și controale curente efectuate
- rezultate neconforme
- indicatorii de control al calității
- analiza reclamațiilor
- comentariile personalului
- auditul intern
- analiza SM
- verificarea echipamentelor sau a reactivilor si materialelor consumabile
- verificarea buletinelor de analiză.

Șeful de laborator, RMC-ul, responsabilii de analiză au autoritatea și obligativitatea opririi activității (analizei neconforme) în scopul identificării cauzei. După îndepărtarea cauzelor, șeful laboratorului/ RMC/ RA au autoritatea și responsabilitatea reluării activității. Analizele neconforme sunt analizate de șeful laboratorului în colaborare cu RMC și responsabilii de analiză și rezolvate de aceștia.

Laboratorul a implementat o procedura, PGL 4.9, prin care sunt definite si detaliate:

- a) responsabilitățile și autoritățile pentru tratarea neconformităților sunt desemnate;
- b) acțiunile ce trebuie întreprinse imediat ;
- c) oprirea analizele și reținerea rapoartelor cât este necesar;
- d) analiza semnificației medicale a oricărei examinări neconforme, informarea medicului sau persoanei responsabile pentru utilizarea rezultatelor;
- e) retragerea rezultatelor examinărilor neconforme sau potențial neconforme, deja emise, sau identificarea corespunzătoare, dacă este cazul;
- f) responsabilitatea pentru autorizarea reluării examinărilor este definită;
- h) documentarea și înregistrarea neconformitatii, aceste înregistrări fiind revizuite la intervale de timp specificate, pentru a determina tendințele și pentru a iniția acțiuni corective.

Șeful de laborator este responsabil pentru aplicarea acestei proceduri.

4.10. ACȚIUNI CORECTIVE

Laboratorul are documentată și aplică o procedură privind stabilirea de acțiuni corective în cazul constatării de neconformități. Scopul acestora este eliminarea cauzelor și prevenirea reapariției neconformităților.

Necesitatea stabilirii de măsuri corective se identifică în următoarele situații:

- controale curente și verificări
- reclamații
- audituri interne și externe
- analiza sistemului calității de către conducere

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 36 din 59
--	--	--

- observarea sau supervizarea personalului
- verificarea buletinelor de analiză și a certificatelor de etalonare.

Laboratorul efectuează un proces de investigare pentru determinarea cauzei sau cauzelor de fond ale problemei. În aceste situații se întocmește Fișa de neconformități, acțiuni preventive și corective.

Acțiunile corective trebuie să fie corespunzătoare complexității problemei și să fie proporționale cu riscurile întâmpinate.

Pentru stabilirea acțiunilor corective procedurile de examinare de analiză trebuie să fie sistematic analizate la intervale regulate. Înregistrările privind acțiunile corective sunt utilizate la analiza sistemului de management de către RMC și șeful laboratorului, iar zonele de activitate respective sunt auditate pentru a se asigura că problemele identificate au fost rezolvate în mod eficient.

Detalii cu privire la modul de stabilire al acțiunilor corective se regăsesc în procedura PGL 4.10, Acțiuni corective.

4.11. ACȚIUNI PREVENTIVE

Laboratorul de Analize Medicale are documentată și aplică o procedură privind stabilirea de acțiuni preventive în cazul identificării domeniilor în care sunt găsite sursele potențiale de neconformități, fie tehnice, fie legate de sistemul calității. Scopul acestora este eliminarea cauzelor și prevenirea apariției neconformităților.

Necesitatea stabilirii de măsuri preventive se identifică în următoarele situații:

- analiza procedurilor operaționale
- analize de date
- analize ale tendințelor și ale riscului
- asigurarea externă a calității.

Laboratorul efectuează un proces de investigare pentru identificarea oportunităților de îmbunătățire și surse potențiale de neconformități. În aceste situații se întocmește Fișa de neconformități, acțiuni preventive și corective, de către șeful laboratorului.

Laboratorul inițiază acțiuni preventive și se asigură că acestea sunt eficiente.

Înregistrările privind acțiunile preventive sunt utilizate la analiza sistemului de management de către RMC și șeful laboratorului, iar zonele de activitate respective sunt auditate pentru a se asigura că problemele identificate au fost rezolvate în mod eficient.

4.12. ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

În scopul asigurării adecvării SM și a politicii privind calitatea la cerințele standardelor de referință, laboratorul și-a stabilit prin politica calității obiective menite să îmbunătățească continuu eficacitatea sistemului de management al calității. Astfel laboratorul și-a stabilit o serie de obiective cum ar fi:

- îmbunătățirea continuă a eficienței sistemului de management al calitatii
- oferirea de servicii de analize către clienți la nivelul calitativ corespunzător cerințelor acestora;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 37 din 59
--	--	--

- metode de examinare utilizate, în concordanță cu cerințele utilizatorilor serviciilor laboratorului
- menținerea acreditării laboratorului;
- instruirea și perfecționarea continuă a personalului, familiarizarea lui cu cerințele sistemului de management al calității;
- dotarea cu echipamente adecvate cu cerințele și necesitățile beneficiarilor noștri
- existența personalului calificat, adecvat necesităților laboratorului.

Aceste obiective presupun în permanență o analiză atentă a datelor și informațiilor din sistemul de management al calității, pentru a acționa în permanență pentru îmbunătățirea eficacității sistemului calității.

Toate procedurile operaționale sunt analizate sistematic de către managementul laboratorului la intervale definite de timp (anual) pentru a identifica posibile surse de neconformitate sau alte oportunități de îmbunătățire în sistemul de management al calității, sau în practicile tehnice.

Îmbunătățirea continuă reprezintă o activitate repetată pentru a crește abilitatea de a îmbunătăți cerințele.

Un control eficient al sistemului calității, care să faciliteze o îmbunătățire continuă a sistemului de management al calității se realizează prin:

- respectarea politicilor și obiectivelor stabilite și implementate în laborator;
- o analiză eficace a rezultatelor auditurilor interne și externe;
- analiza informațiilor de la clienți;
- analiza reclamațiilor;
- aplicarea de măsuri corective și preventive;
- creșterea continuă a competenței personalului;
- analiza calității rezultatelor prin participare la comparări interlaboratoare, etc.
- toate procedurile operaționale sunt analizate sistematic la intervale definite de timp

Oportunitățile de îmbunătățire pot fi identificate ca urmare a analizei datelor, informațiilor din sistemul de management al calității ca urmare a:

- Auditurilor interne și externe;
- Analizei efectuate de conducerea la cel mai înalt nivel;
- Analiza reclamațiilor;
- Analiza chestionarelor de satisfacție a clienților;
- Analiza cauzelor neconformităților;
- Analiza rezultatelor controlului extern interlaboratoare;
- Analiza rezultatelor instruirilor interne;
- Analiza controalelor efectuate de organisme naționale și internaționale.

Modalități de îmbunătățire

În permanență conducerea laboratorului are în vedere orice modalitate prin care să îmbunătățească sistemul său de management al calității.

Activitățile de îmbunătățire sunt direcționale către domeniile de maximă prioritate stabilite pe baza evaluărilor de risc.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 38 din 59
--	--	--

Pentru o bună urmărire a stadiului implementării măsurilor de îmbunătățire, acestea sunt transpuse în programe de acțiuni de îmbunătățire, așa cum este prevăzut în PGL 4.12 Îmbunătățirea continuă. Monitorizarea indicatorilor de calitate.

Eficacitatea acțiunilor luate este determinată printr-o analiză concentrată sau audit al domeniului de interes.

Planurile de îmbunătățire și obiectivele eferente sunt aduse la cunoștința personalului, pentru ca fiecare să își poată aduce contribuția sa la îmbunătățirea sistemului.

4. 13. ÎNREGISTRĂRI TEHNICE ȘI DE CALITATE

Laboratorul Analize Medicale a documentat și aplică o procedură PGL-4.13 Înregistrări tehnice și de calitate, privind identificarea, completarea, pastrarea, colectarea, accesarea, regasirea, stocarea și distrugerea în condiții de securitate, arhivarea înregistrărilor tehnice și ale calității efectuate în scopul asigurării trasabilității analizelor efectuate și funcționării eficiente a sistemului de management al calitatii (inclusiv a înregistrărilor electronice).

Procedura stipulează că toate înregistrările trebuie să fie lizibile și trebuie să fie depozitate și păstrate astfel încât, să fie prompt regăsibile, în încăperi care asigură un mediu adecvat, pentru a preveni deteriorarea și distrugerea lor, și care să prevină pierderile. Durata de păstrare a fost stabilită la cinci ani.

Înregistrările pentru fiecare analiză conțin suficiente informații care să faciliteze, dacă este posibil, identificarea factorilor care afectează incertitudinea și care permit ca analiza să se repete în condiții cât mai apropiate posibil de cele inițiale. Înregistrările includ identitatea personalului pentru efectuarea fiecărei încercări și verificarea rezultatelor.

Condițiile de păstrare și arhivare asigură protecția fizică și confidențialitatea. Accesul la înregistrări este limitat personalului de laborator și cu acordul șefului de laborator pentru alte persoane din afara laboratorului.

Pentru înregistrările pe suport electronic laboratorul are stabilite reguli pentru salvarea acestora, pentru prevenirea accesului neautorizat sau modificarea acestor înregistrări.

4. 14. EVALUARE SI AUDITURI

4.14.1. Generalitati

Laboratorul efectuează periodic, conform unei planificări și proceduri PGL-4.14 Evaluare și auditul intern, audituri interne ale activităților sale, pentru a verifica dacă funcționarea sa, continuă să satisfacă cerințele sistemului de management și ale referențialului, implementarea, menținerea și realizarea obiectivelor referitoare la calitate, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 15189:2013.

Scopul auditului este să îmbunătățească continuu eficacitatea sistemului de management al calității. Rezultatele evaluării și activitățile de îmbunătățire sunt incluse ca date de intrare în analiza de management.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 39 din 59
--	--	--

4.14.2. Analiză periodică a cererilor de analiza și adecvarea procedurilor și cerințelor pentru probe

Personalul autorizat al laboratorului analizeaza periodic analizele furnizate de laborator pentru a asigura că ele sunt clinic adecvate pentru cererile primite.

Laboratorul analizeaza periodic volumul probelor recoltate / primite, recipientele de recoltare și cerințele de conservare pentru sânge, urină, alte fluide corporale, după caz, pentru a asigura că nu sunt colectate în cantitate insuficientă si nici în cantități excesive și că probele sunt recoltate corespunzător pentru a conserva măsurandul.

4.14.3 Evaluare feedback de la utilizator

Laboratorul solicită informații referitoare la percepția beneficiarilor cu privire la serviciile laboratorului (conform procedurii PGL 4.7). Periodic, sunt distribuite pacienților si colaboratorilor chestionare de evaluare a satisfacției clienților, care sunt anonime pentru respectarea confidențialității. Rezultatele chestionarelor sunt evaluate si discutate in cadrul analizelor de management.

În același timp, dacă este necesar, se iau măsuri imediate de corectare sau îmbunătățire.

4.14.4 Propunerile personalului

Managementul de laborator încurajează și ia în considerație orice propunere de îmbunătățire venită din partea personalului, cu privire la orice aspect al serviciilor de laborator.

Propunerile sunt înregistrate, evaluate, implementate după caz, iar personalul este informat cu privire la acțiunile implementate.

4.14.5 Audit intern

Programul anual de audit intern cuprinde toate elementele sistemului calității, inclusiv activitățile de analiză. Responsabilul cu managementul calității planifică și organizează auditul intern împreună cu șeful laboratorului, așa cum este cerut de planificare și așa cum este impus de management, pe baza unui plan anual.

Fiecare element al sistemului de management este auditat o dată pe an, planul de audit trebuind să cuprindă, pe cit posibil, toate elementele sistemului de management inclusiv activitatea de analiză.

Auditul este efectuat de personal instruit și calificat ca auditor intern.

Pe lângă auditul intern planificat se efectuează și audituri interne neplanificate în cazul reclamațiilor.

Constatările auditului se consemnează în raportul de audit și fișa de neconformități si sunt transmise managementului laboratorului, se utilizeaza la analiza SMC de catre conducere.

Urmărirea modului de rezolvare a situațiilor neconforme în urma auditului, revine RMC care va consemna rezolvarea în fișa de neconformități, acțiuni corective și preventive.

Procedura generală PGL-4.14 Evaluare si auditul intern cuprinde detalii privind activitățile de audit intern, responsabilitati și înregistrări.

4.14.6 Managementul riscului

Laboratorul evaluează impactul proceselor de execuție și al erorilor potențiale asupra rezultatelor analizelor, pentru că ele afectează siguranța pacienților, în conformitate cu o

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 40 din 59
--	--	--

procedură operațională POL 07, Managementul riscurilor în laboratorul medical. Procesele pentru care sau identificat riscuri sunt corectate imediat.

4.14.7 Indicatori calitate

Laboratorul stabilește indicatori ai calității pentru a monitoriza și evalua performanța pe tot parcursul aspectelor critice ale proceselor de pre-examinare, examinare și post-examinare.

Astfel, se urmăresc în principal:

- Numărul probelor respinse ca fiind neconforme
- Numarul de cereri cu erori de înregistrare
- Numar de buletine corectate.
- Numarul rezultate lor eliberate în timpul de răspuns stabilit
- Alți indicatori cu privire la procese ne-examinare
- Alți indicatori care să reflecte contribuției laboratorului la îngrijirea pacientului

Procesul de monitorizare a indicatorilor calității este planificat conform procedurii PGL 4.12 Îmbunătățirea ceea ce include stabilirea obiectivelor, metodologia de evaluare, interpretarea lor, limitele, măsurile necesare și durată de măsurare.

Indicatorii sunt revizuiți periodic pentru a asigura adecvarea lor continuă.

4.14.8 Revizui de către organizații externe

În cazul în care, cu ocazia auditurilor sau evaluărilor din afara laboratorului (de ex. RENAR, CAS), se constată că laboratorul are neconformități sau potențiale neconformități, se vor întreprinde acțiuni imediate corespunzătoare și, după caz, acțiuni corective și acțiuni preventive pentru a asigura menținerea continuă a conformității cu cerințele standardului, fiind pastrate înregistrări ale auditurilor și ale acțiunilor corective și ale acțiunilor preventive luate.

4. 15. ANALIZA DE MANAGEMENT

În scopul asigurării adecvării SM și a politicii privind calitatea la cerințele standardelor de referință Laboratorul de Analize Medicale a elaborat și aplică o procedură generală PGL-4.15 Analiza efectuată de management; de analiza periodică și planificată a sistemului de management al calitatii și a activităților de analiză pentru a se asigura ca SMC al laboratorului este adecvat cerințelor SE EN ISO 15189:2013, este eficace și se îmbunătățește continuu.

Managementul executiv al laboratorului se efectuează periodic, în conformitate cu un program și cu proceduri prestabilite, o analiză a sistemului propriu al calității și a activităților de analiză și consultare, pentru a se asigura continua adecvare și eficacitate în sprijinul îngrijirii pacientului și pentru a introduce orice modificări sau îmbunătățiri, care sunt necesare în SM și în funcționarea laboratorului.

RMC împreună cu șeful laboratorului planifică analiza sistemului de management, care se realizează anual.

Analiza se efectuează conform PGL-4.15 Analiza efectuată de management și ține cont de:

- a) Politica și obiectivele calității
- b) analiza periodică a cererilor, și adecvarea cerințelor privind procedurile și probele

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 41 din 59

- c) evaluare feedback de la utilizator
- d) sugestiile personal
- e) audituri interne
- f) managementul riscului
- g) utilizarea indicatorilor calității
- h) analize efectuate de organizații externe
- i) rezultatele participării în programe de comparare inter-laborator
- j) monitorizarea și rezolvarea reclamațiilor
- k) performanța furnizorilor
- l) identificare și control neconformități
- m) rezultate ale îmbunătățirii continue inclusiv situația curentă a acțiunilor corective și a acțiunilor preventive
- n) acțiuni de urmărire de la analizele de management anterioare

4.15.3 Activități de analiză

În cadrul analizei de management se analizează informațiile din datele de intrare privind cauzele neconformităților, tendințe care indică probleme de proces, inclusiv evaluarea oportunităților de îmbunătățire și necesitatea unor modificări ale sistemului de management al calității, inclusiv politica referitoare la calitate și obiectivele calității.

Sunt evaluate obiectiv, de asemenea, calitatea și caracterul adecvat al contribuției laboratorului la îngrijirea pacientului trebuie în măsura în care este posibil.

4.15.4 Date de ieșire din analiză

Constatările analizei de management sunt consemnate într-un raport, care documentează măsurile stabilite. Constatările și acțiunile stabilite sunt prezentate personalului laboratorului

O perioadă tipică pentru efectuarea unei analize a conducerii este considerată a fi o dată la 12 luni.

Pot fi stabilite intervale mai mici de timp între analize, lucru care permite să fie întreprinse mult mai repede acțiuni, ca rezultat al identificării zonelor care necesită modificări în SM, sau în alte practici.

Constatările rezultate în urma analizei efectuate de management și acțiunile care decurg din aceasta sunt înregistrate, iar personalul este informat asupra acestor constatări și asupra deciziilor luate în urma analizei.

CAPITOLUL 5. CERINȚE TEHNICE

5. 1. PERSONALUL

5.1.1 Generalități

Laboratorul a documentat o procedura cu privire la managementul de personal și la înregistrările necesare pentru tot personalul pentru a indica conformitatea cu cerințele.

5.1.2 Calificările personalului

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 42 din 59
--	--	--

Managementul a documentat calificările personalului pentru fiecare post. Calificările trebuie să reflecte educația, formarea, experiența corespunzătoare și aptitudinile necesare demonstrate, și să fie adecvate sarcinilor executate.

Opiniile și interpretări din buletinul de analiză sunt emise de către medicul de laborator.

Conducerea laboratorului asigură laboratorul cu personal competent și suficient, având studiile, calificările profesionale, instruirea, abilitățile, cunoștințele tehnice și experiența necesară pentru executarea analizelor din domeniul de competență declarat al laboratorului.

Managementul laboratorului se asigură cu personal care efectuează activități particulare, cum ar fi: recoltarea probelor, examinarea și operarea anumitor tipuri de echipament, inclusiv utilizarea calculatoarelor în sistemul informatic al laboratorului.

5.1.3.Descrierea locurilor de muncă

Pentru posturile din laborator sunt întocmite specificat fișele posturilor, în care sunt prezentate cerințe de studii și alte cerințe de aptitudini, relații, atribuții și responsabilități.

5.1.4. Introducerea personalului în mediul organizațional

Laboratorul elaborează pentru fiecare persoană nou angajată, programe de instruire și integrare, care conține prezentarea organizației și a laboratorului, termenii și condițiile de angajare, facilitățile de personal, cerințele de sănătate și siguranță (inclusiv foc și urgență) și serviciile de sănătate a muncii.

5.1.5. Instruirea personalului

5.1.5.1. Identificarea necesitatilor de instruire

Necesitățile de instruire ale personalului se identifică de către șeful laboratorului având în vedere constatările de la controalele curente, auditurile interne sau externe precum și analizele ce urmează să fie efectuate și echipamentele cu care se va lucra.

5. 1.5.2.Planificarea instruirilor

Șeful laboratorului împreună cu RMC întocmesc planuri anuale de instruire a personalului. Planul de instruire cuprinde și instruirea internă cât și instruire externă continuă pentru tot personalul și la toate nivelele, inclusiv pentru a preveni sau stopa efectele incidentelor nefavorabile. Instruirea internă se face de către șeful de laborator cu tematici din procedurile de examinare și operaționale, sistemul calitatii, etica, sistemul informatic, confidentialitate și de biosecuritate.

5. 1.5.3.Desfasurarea instruirii

Activitatea de instruire este evaluată imediat după instruire, periodic, prin chestionare.

Managementul laboratorului a formulat obiectivele cu privire la studiile, instruire și îndemânarea tehnică a personalului laboratorului în procedura PGL-5.1 Personal.

Laboratorul are fișe ale postului, pentru personalul managerial și tehnic.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 43 din 59
--	--	--

5. 1.5.4. Supervizarea personalului

Supervizarea executanților de analize este efectuată de către șeful laboratorului și/sau responsabilul de management (în lipsa sefului de laborator), care-și asumă răspunderea pentru serviciile furnizate. Aceștia verifică aplicarea corectă a metodelor și procedurilor de analiză, respectarea instrucțiunilor, echipamentelor, corectitudinea calculelor. După verificare, supervizorul semnează în caietul de lucru.

Personalul care emite aprecieri profesionale referitoare la analize, trebuie să aibă pregătire teoretică și practică adecvată, experiență recentă. Aprecierile profesionale pot fi exprimate fie ca opinii, interpretări, previziuni, simulări, modele și valori și trebuie să fie în concordanță cu legislația națională, regională și locală.

Personalul în curs de formare, nou angajat este permanent supervizat pe o perioadă de 6 luni de către responsabilii de analiză și șeful de laborator.

5.1.6. Evaluarea competenței personalului

Consecutiv etapei de formare, laboratorul evaluează competența fiecărei persoane de a executa sarcinile manageriale sau tehnice atribuite în conformitate cu criteriile stabilite în procedura PGL 5.1, Personal.

Anual personalul este reinstruit și reevaluat.

Competența personalului de laborator poate fi evaluată utilizând oricare combinație sau toate dintre următoarele abordări în condiții identice de mediu de lucru:

- a) observare directă a proceselor și a procedurilor de lucru de rutină, inclusiv toate practicile de siguranță aplicabile;
- b) observare directă a întreținerii echipamentelor și verificări funcționale;
- c) monitorizarea înregistrărilor și raportărilor rezultatelor examinării;
- d) analiza înregistrărilor de lucru;
- e) evaluarea aptitudinilor de soluționare a problemelor;
- f) examinarea probelor furnizate special, cum ar fi probe examinate anterior, materiale de comparație interlaboratoare sau eșantioane divizate.

Eficacitatea programului de formare trebuie analizată periodic, prin evaluarea personalului în urma instruirilor

5.1.7 Analize de performanță profesională

Suplimentar față de evaluarea competenței tehnice, laboratorul evaluează anual performanța personalului luând în considerare nevoile laboratorului și cele individuale în scopul menținerii sau îmbunătățirii calității serviciului furnizat utilizatorilor și încurajează relațiile de lucru productive, utilizându-se Fisa de evaluare a personalului, prezentată în procedură.

La nivelul laboratorului pentru întreg personalul din laborator se întocmește fișa individuală personală a fiecărui angajat în care se înregistrează studiile și certificatele obținute, experiența și vechimea în diverse funcții cât și cursuri de perfecționare absolvite.

5.1.8 Educație continuă și dezvoltare profesională

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 44 din 59
--	---	--

Instruirea post-universitara a specialistilor de laborator clinic este in atentia managementului laboratorului. necesitatile de instruire sunt evaluate atent si este planificata instruirea adecvata pentru a se asigura ca laboratorul are si va continua sa aiba suficient personal competent si bine calificat.

Programe de educatie continua: laboratorul intocmeste un plan de instruire interna si externa și, la nevoie, un program de instruire individuala in functie de necesitatile de instruire identificate.

Laboratorul are material educational pentru instruirea continua de baza a intregului personal (exista o lista de manuale, carti de referinta, reviste stiintifice si alte materiale educationale).

Managementul documentatiei privind educarea, instruirea si dezvoltarea personalului specializat este in responsabilitatea RMC.

5.1.9 Înregistrări de personal

La nivelul laboratorului sunt păstrate înregistrări ale calificărilor educaționale și profesionale relevante, formării și experienței, și ale evaluărilor competenței întregului personal, asa cum este descris în procedura PGL 5.1.

5.2 SPAȚIU ȘI CONDIȚII DE MEDIU

5.2.1 Generalități

Laboratorul de Analize Medicale aplică o politică de asigurare a facilitatilor și condițiilor de mediu, corespunzătoare pentru buna desfășurare a analizelor, fără să fie compromisă calitatea muncii, procedurile de control al calității, siguranța personalului, sau serviciile de îngrijire a pacienților.

5.2.2 Sedii de laborator și birou

Localurile asigură spațiul necesar pentru executarea analizelor și realizarea circuitelor. Ele sunt prevăzute cu mijloace de supraveghere și control a condițiilor de mediu.

Laboratorul dispune de toate facilitățile necesare desfășurării în bune condiții a activității, respectiv apă rece, apă caldă, energie electrică, gaz, centrală proprie, pentru optimizarea confortului ocupanților și pentru minimalizarea riscului de rănire și de boli profesionale.

În anexa la MC este prezentată schița laboratorului. In spatiul laboratorului sunt dispuse laboratoarele de biochimie, imunologie, hematologie si laboratorul de microbiologie, intr-un spatiu adecvat ca si dotari si circuite.

În planul laboratorului este prezentat circuitul probelor și circuitul infectelor. Laboratorul dispune de o cameră specială pentru recoltarea și recepția probelor, in spital, iar la nivelul laboratorului se regaseste o incapere pentru primirea, identificarea si trierea probelor. În acest fel se limitează accesul personalului extern în laborator.

Există spații separate pentru activitățile laboratorului, inclusiv condiții specifice de depozitare pentru a asigura integritatea probelor, documentelor, fișierelor, manuale, echipamente, reactivi, resurselor, înregistrărilor și rezultatelor.

La amplasarea aparatelor de analiză s-au respectat toate condițiile de montaj, protecție și spații de manevră și acces, impuse prin cărțile tehnice ale acestora.

Condițiile de mediu în încăperile din laborator sunt zilnic înregistrate prin efectuarea de măsurători de temperatură si umiditate. Rezultatele obținute se înregistrează în Fise de

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 45 din 59
--	--	--

Înregistrare a condițiilor de mediu, de către persoanele nominalizate prin fișa postului (conform Procedurii PGL 5.2).

Sectorul de lucru cu personalul spitalului este complet separat, de spațiile de lucru ale laboratorului.

La finisajul pereților și pardoselilor sunt folosite materiale netede, rezistente la detergenți și dezinfectanți, cu suprafețe îmbinate rotund, care nu permit acumularea prafului.

La amplasarea și montajul echipamentelor și al mobilierului, în spațiile de lucru, s-au respectat condițiile impuse în cărțile tehnice ale acestora și sunt asigurate spații de manevră și acces (în vederea operării și întreținerii/curățirii corecte a echipamentelor și a spațiilor).

Sunt asigurate condiții de securitate, spațiul este suficient și permite deplasarea ușoară în zonele de lucru, sunt realizate circuite în spațiu, astfel încât nu se realizează contaminarea încrucișată.

Sistemele de comunicare sunt adecvate transmiterii eficiente ale mesajelor.

Încăperile sunt aerisite corespunzător, instalațiile laboratorului – surse de energie, iluminat, apa, ventilație, eliminarea deșeurilor, ordinea și curățenia facilitează efectuarea corectă a analizelor.

Mesele de lucru sunt ușor lavabile. Pardoseala și pereții laboratorului sunt acoperite cu suprafețe ușor lavabile.

Facilitati pentru siguranta si protectie: exista suficient spatiu pentru ca activitatea sa se desfasoare fara sa fie compromisa siguranta personalului. De asemenea sunt reduse la minimum riscul accidentelor si imbolnavirilor profesionale.

Detalii privind localurile, condițiile speciale de mediu și responsabilitatea sunt prezentate în PGL-5.2 Condiții de mediu și de lucru.

5.2.3.Spații pentru depozitare

Există spații separate pentru activitățile laboratorului, inclusiv condiții specifice de depozitare pentru a asigura integritatea probelor, documentelor, fișierelor, manuale, echipamente, reactivi, resurselor, înregistrărilor și rezultatelor.

Probele sunt depozitate în frigidere speciale, în laborator.

5.2.4. Spații pentru personal

Laboratorul are și spații anexe pentru personal: vestiar și sală pentru personal, grupuri sanitare.

5.2.5. Spații pentru colectarea probelor

Camera de recoltare are o zonă de așteptare pentru pacient. Camera de recoltare este astfel dotată să se asigure intimitatea, confortul și nevoile pacientului, fiind astfel utilată ca să nu invalideze rezultatele sau să afecteze în mod negativ calitatea examinării.

Camera de recoltare dispune de materiale de prim ajutor atât pentru pacient cât și pentru nevoile personalului.

5.2.6 Intreținerea spațiului și condițiile de mediu

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 46 din 59
--	---	--

Facilitatile laboratorului reprezinta un loc sigur de munca pentru angajati, pacienti si vizitatori. Cladirea este conformă cu toate regulamentele referitoare la siguranta. Se acorda grija deosebita obtinerii, manuirii si distribuirii materialului biologic necesar serviciilor analitice.

Curatenia este asigurata de personal propriu al laboratorului, instruit in acest sens. Materialele pentru curatenie sunt asigurate de conducerea laboratorului. Curatenia se efectueaza in fiecare zi dupa terminarea analizelor. Exista o procedura generală si o instructiune de lucru care descriu modul in care se efectueaza curatenia spatiului laboratorului, a meselor de lucru si a principalelor echipamente de lucru si testare precum si modul de eliminare a deeurilor infectioase conform Ord. 1226/2012 si Ord. 261/2007 privind curatarea si dezinfectia si aplica procedura/instructiunile.

Laboratorul monitorizeaza conditiile de mediu conform cerintelor regulamentare sau daca acestea pot influenta calitatea rezultatelor. Condițiile de mediu în încăperile din laborator sunt zilnic înregistrate prin efectuarea de măsurători de temperatură si umiditate. Rezultatele obținute se înregistrează în Fise de înregistrare a condițiilor de mediu, de către persoanele nominalizate prin fișa postului (conform Procedurii PGL 5.2).

Reglementarile privind siguranta si protectia in laborator sunt menite sa reduca riscul si sa asigure concordanta cu cerintele stabilite prin lege si alte cerinte si standarde referitoare la sanatatea, securitatea si bunastarea persoanelor care lucreaza in laborator sau care il viziteaza. Laboratorul are o procedură de biosecuritate, un plan de interventii si monitorizare, chestionar de evaluare a riscului, masuri de prim ajutor afisate, procese verbale de instruire in biosecuritate.

5. 3. ECHIPAMENTE, REACTIVI SI CONSUMABILE DE LABORATOR

5.3.1.1 Generalități

Laboratorul de Analize Medicale aplică o politică de dotare a laboratorului cu echipamente adecvate pentru asigurarea serviciilor (inclusiv recoltarea probelor, pregătirea și procesarea probelor, analiza și depozitarea).

Laboratorul aplică o procedură documentată pentru ținerea sub control a activității de identificare, utilizare, verifică metrologică, mentenanța, reparații și pentru manipularea, transportul, depozitarea în siguranță a echipamentelor de analiză și măsurare din laborator, pentru a se preveni contaminarea sau deteriorarea acestora.

Laboratorul are în dotare echipamente adecvate efectuării analizelor care se execută. La selectarea echipamentului laboratorul are în vedere utilizarea sursei de energie și îndepărtarea deeurilor.

Lista echipamentelor de analiză și măsurare din dotarea laboratorului, împreună cu principalele caracteristici ale acestora sunt prezentate ca înregistrare la PGL-5.3 Echipamente de laborator. Laboratorul se asigură că echipamentele utilizate, realizează performanța cerută.

Fiecare echipament are întocmită o fișă în care sunt monitorizate datele și caracteristicile aparatului, verificările și etalonările metrologice, mentenanța și reparațiile.

5.3.1 .2 Teste de acceptare echipamente

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 47 din 59
--	--	--

La comandarea și contractarea echipamentelor se precizează:

- caracteristicile echipamentelor;
- cerințe de asigurare a calitatii, respectiv: aprobari de model/inregistrarea la Ministerul Sanatatii;
- documentele care se solicită – buletin de verificare metrologică, certificat de garanție, cartea tehnică, marca CE;
- certificate de etalonare /verificari metrologice pentru echipamente sau buletine de analiza;
- certificate de conformitate pentru substantele de referinta sau etaloane;

La recepția echipamentelor, șeful laboratorului verifică dacă sunt îndeplinite solicitările din comandă.

Laboratorul verifică la instalare și înainte de utilizare că echipamentul este capabil să atingă performanța necesară și că respectă cerințele relevante analizelor în cauză.

Fiecare echipament utilizat pentru efectuarea analizelor este etichetat.

Când instrucțiunile producătorului, manualul operatorului sunt disponibile, pot fi utilizate pentru a stabili cerințele de conformitate.

Procedura generală PGL-5.4 cuprinde detalii privind procurarea echipamentelor.

5.3.1.3 Instrucțiuni de utilizare echipamente

Echipamentul trebuie să fie utilizat tot timpul de către personal instruit și autorizat.

Pentru fiecare echipament, sunt puse la dispoziția operatorului instrucțiuni de lucru actualizate privind utilizarea, siguranța și întreținerea echipamentelor, inclusiv orice manuale și instrucțiuni de folosire relevante furnizate de producătorul echipamentului.

Laboratorul autorizează personal să execute sarcini particulare, ca utilizarea computerilor în sistemul informatic. Sunt definite reguli pentru cine poate folosi sistemul de computere, cine poate accesa datele pacienților și cine este autorizat să intre și să modifice rezultatele, să modifice programele.

Echipamentele care au fost suprasolicitate, manipulate greșit sau sunt găsite defecte, sunt etichetate, separate de celelalte echipamente, reparate de către reprezentanții firmei cu contract de service și întreținere și apoi repuse în funcțiune. Reparațiile sunt înregistrate împreună cu verificările după reparații.

În situația în care analiza nu se poate repeta se va anunța clientul și se vor stabili măsurile ce trebuiesc luate.

5.3.1.4 Calibrare echipament și trasabilitate metrologică

Laboratorul are proceduri documentate pentru calibrarea echipamentelor care afectează în mod direct sau indirect, rezultatele examinării. Această procedură include:

- a) luarea în considerare a condițiilor de utilizare și a instrucțiunilor producătorului;
- b) înregistrarea trasabilității metrologice a standardului de calibrare și calibrarea trasabilă a echipamentului;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 48 din 59
--	---	--

- c) verificarea acurateții de măsurare cerute și funcționarea sistemului de măsurare la intervale definite;
- d) înregistrarea stării de calibrare și a datei de recalibrare;
- e) asigurarea faptului că, în cazul în care calibrarea dă naștere la o serie de factori de corecție, factorii de calibrare anteriori sunt actualizați în mod corect;
- f) măsuri de protecție pentru a preveni ajustări sau falsificarea care ar putea invalida rezultatele examinării;

5.3.1.5 Mentenanță și reparare echipamente

Lucrările de mentenanță necesare se efectuează periodic de către firma ce asigură întreținerea tehnică pe baza contractului de service încheiat, conform Planului anual de intretinere aprobat.

Activitatea de mentenanta efectuata se inregistreaza in fisele de evidenta intocmite pentru fiecare echipament in care se precizeaza daca la interventie a fost afectata componenta metrologica.

Echipamentele care au fost suprasolicitate, manipulate greșit sau sunt găsite defecte, sunt etichetate, separate de celelalte echipamente, reparate de către reprezentanții firmei cu contract de service și întreținere și apoi repuse în funcțiune. Reparațiile sunt înregistrate împreună cu verificările după reparații.

În situația în care analiza nu se poate repeta se va anunța clientul și se vor stabili măsurile ce trebuiesc luate.

Laboratorul examinează efectul oricăror defecte asupra analizelor anterioare și să instituie acțiuni imediate sau acțiuni corective.

Echipamentele sunt etalonate la periodicitatea stabilită de laborator, conform Ghidului ILAC G-24/2007.

Etalonările se fac pe baza unui plan anual de etalonare.

Etalonarea si verificarea metrologica se realizeaza de catre laboratoare autorizate sau acreditate, conform politicii de trasabilitate a organismului de acreditare.

Starea de etalonare metrologică a echipamentelor reiese din buletinele de etalonare și din etichetele aplicate pe aparate, care precizează data verificării și durata valabilității.

Etalonarile realizează incertitudinea de masurare si trasabilitatea măsurării prin identificate în certificatele de etalonare.

5.3.1.6. Raportare incidente adverse de echipament

În cazul constatarii unor incidente sau accidente care pot fi atribuite direct unui echipament specific, acestea se investigheaza și se raporteaza la producător și la autoritățile competente, după cum este necesar.

5.3.1.7. Înregistrări ale echipamentelor

Sunt menținute nregistrări pentru fiecare articol de echipament care contribuie la efectuarea examinărilor. Aceste înregistrări de echipamente includ în principal date despre: identitatea echipamentului, numele producătorului, modelul și numărul de serie sau alt identificator unic, informații de contact despre furnizor sau producător, data recepției și data punerii în funcțiune, locația, starea atunci când a fost recepționat (de exemplu, nou, folosit sau

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 49 din 59
--	---	--

recondiționat), instrucțiunile producătorului, înregistrările care au confirmat acceptarea inițială a echipamentelor pentru utilizare atunci când echipamentul este integrat în laborator, lucrările de mentenanță efectuate și programul de mentenanță preventivă, fișele de performanță pentru echipamente care confirmă acceptarea echipamentului pentru utilizare, deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare, modificarea sau repararea echipamentului.

Aceste înregistrări sunt menținute pe toată durata de viață a echipamentului sau pe o perioadă de timp.

5.3.2 REACTIVI ȘI CONSUMABILE

5.3.2.1.Generalități

Laboratorul realizeaza managementul stocurilor conform procedurii PGL 4.6, Servicii externe si aprovizionare, in care sunt documentate: recepția, depozitarea, testarea de acceptării și management a stocurilor de reactivi și consumabile.

5.3.2.2.Reactivi și consumabile — Recepție și depozitare

In laborator sunt suficiente spatii pentru depozitarea reactivilor intr -o manieră care să prevină distrugerea sau deteriorarea.

Laboratorul depozitează reactivii și consumabilele recepționate în conformitate cu specificațiile producătorului.

5.3.2.3.Reactivi și consumabile — Testare de acceptare

Fiecare nouă formula de kituri de examinare cu modificări în reactivi sau procedură, sau un nou lot sau transport, sunt verificate privind performanța înainte de utilizare în examinări.

Consumabilele care pot afecta calitatea examinărilor sunt verificate privind performanța înainte de utilizare în examinări.

5.3.2.4 Reactivi și consumabile — Management stoc

Laboratorul a stabili un sisem de management al stocurilor pentru reactivi și consumabile, descris in procedura PGL 4.6 Servicii externe si aprovizionare

5.3.2.5 Reactivi și consumabile — Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiunile pentru utilizarea de reactivi și consumabile, inclusiv cele furnizate de producători sunt usosr accesibile personalului (sunt traduse in limba romana si disponibile).

5.3.2.6 . Reactivi și consumabile — Raportare incident advers

Incidentele și accidentele adverse care pot fi atribuite direct unor reactivi sau consumabile sunt investigate și raportate la producător și la autoritățile competente, după cum este necesar.

5.3.2.7. Reactivi și consumabile — înregistrări

Pentru fiecare reactivi si material consumabil, sunt menținute înregistrări, conform procedurii PGL 4.6.

5.4. PROCESE DE PRE-EXAMINARE

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 50 din 59
--	--	--

5.4.1 Generalități

Laboratorul a documentat și aplică o procedură de examinare a probelor prelevate de la pacient.

Procedura are drept obiect prezentarea modului în care se efectuează prelevarea, depozitarea și manipularea probelor de analizat și a responsabilităților funcțiilor implicate în aceste activități.

5.4.2 Informații pentru pacienți și utilizatori

Laboratorul pune la dispoziția pacienților și utilizatorilor serviciilor laboratorului informații despre:

- a) locația laboratorului;
- b) tipurile de servicii clinice oferite de laborator, inclusiv examinările trimise la alte laboratoare;
- c) programul de lucru al laboratorului;
- d) examinările oferite de laborator, incluzând, după caz, informații cu privire la eșantioanele necesare, volume ale eșantioanelor primare, măsuri de precauție speciale, timpul de răspuns
- e) intervale biologice de referință și valori clinice de decizie;
- j) instrucțiunile de completare pentru formularul de cerere;
- k) instrucțiuni de pregătire a pacientului;
- l) instrucțiuni pentru eșantioanele colectate de la pacient;
- m) instrucțiuni pentru transportul eșantioanelor, inclusiv orice măsuri speciale de manipulare;
- n) orice cerințe privind consimțământul pacientului (de exemplu, consimțământul de a dezvălui informații clinice și de istoric familial profesioniștilor relevanți de îngrijire a sănătății, în cazul în care este necesară trimiterea);
- o) criteriile de laborator pentru acceptarea și respingerea eșantioanelor;
- p) o listă de factori cunoscuți că pot afecta în mod semnificativ performanța de examinare sau de interpretare a rezultatelor;
- r) disponibilitatea de consiliere clinică la comandă privind examinările și interpretarea rezultatelor examinării;
- s) procedura laboratorului privind reclamațiile.

5.4.3 Formular de solicitare de informații

Cererea de analiza este completata electronic in softul specializat, conform procedurii PGL 5.4 Proceduri de pre-examinare.

5.4.4 Recoltare și manipulare eșantion primar

5.4.4.1 Generalități

Laboratorul a documentat Manualul de recoltare a probelor biologice în scopul prevenirii rezultatelor necorespunzătoare.

Detalii privind prelevarea probelor sunt prezentate în Manualul de recoltare a probelor biologice. Manualul de recoltare este difuzat la secțiile clinice și la punctele de recolta.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 51 din 59
--	--	--

Probele sunt recepționate de personalul laboratorului conform PGL 5.4.

Personalul laboratorului aplica procedurile pentru managementul probelor în scopul prevenirii influenței negative asupra rezultatelor analizelor, care s-ar putea datora prelevării, recepției, manipulării, depozitării și păstrării necorespunzătoare a probelor.

5.4.4.2 . Instrucțiuni pentru activități de precolectare

Manualul de recoltare a probelor biologice include instrucțiuni pentru:

- a) completarea formularului de cerere sau a solicitării electronice;
- b) pregătirea pacientului;
- c) tipul și mărimea probei primare de colectat cu descrieri ale recipientelor de probă primară și a oricărui aditiv necesar;
- d) informații clinice relevante pentru sau care pot afecta colectarea eșantionului, performanța examinării sau interpretarea rezultatelor (de exemplu istoricul administrării de medicamente).

5.4.4.3 Instrucțiuni pentru activități de colectare

Manualul de recoltare cuprinde:

- a) stabilirea identității pacientului de la care se colectează un eșantion primar;
- b) verificarea faptului că pacientul îndeplinește cerințele de pre - examinare (de exemplu, starea de post, starea de medicație (timp de la ultima doză, încetarea), colectarea eșantioanelor la momente sau intervale de timp prestabilite, etc.);
- c) instrucțiuni pentru colectarea de eșantioane ale probelor biologice primare, cu descrieri ale recipientelor primare și oricărui aditivi necesari;
- d) informații și instrucțiuni privind recipientele eșantioanelor primare, aditivi necesari și condiții necesare de prelucrare și de transport al eșantioanelor
- e) instrucțiuni pentru etichetarea de probelor primare care să permita identificarea corectă a pacientului de la care provin;
- f) înregistrarea identității persoanei care recoltează probele și data colectării, și, atunci când este necesar, înregistrarea orei colectării;
- g) instrucțiuni pentru condițiile corespunzătoare de depozitare înainte ca eșantioanele colectate să fie livrate la laborator;
- h) eliminarea în siguranță a materialelor folosite în colectare.

5.4.5. Transport eșantion

Laboratorul monitorizează transportarea probelor de laborator, astfel încât să se asigure de:

- Condiții de transport conforme:
- intervale de timp adecvat analizei solicitate și regulamentul laboratorului

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 52 din 59
--	--	--

- condiții de temperatură specificate în manualul de recoltare și cu conservanții adecvați pentru asigurarea integrității probelor
- documente însoțitoare conforme
- Siguranța transportului, a populației și a laboratorului primitor în concordanță cu cerințele reglementate.

Probele primare recoltate in sectiile medicale sunt transportate in laborator în cutii închise și în stative speciale (orice cerinta speciala de transport a probelor primare pentru un test anume (temperatura, containere aerate, luminate) sunt specificate in procedurile de examinare. Personalul tehnic responsabil de prepararea probelor primare inregistreaza orice problema aparuta in cursul acestor procese.

5.4.6. Recepția probelor

Persoana care recepționează proba:

- se asigura de criteriile de acceptabilitate;
- verifică biletul de trimitere (comanda) dacă este corect întocmit și cuprinde toate datele
- înregistrează proba în baza de date elctronica
- verifică dacă proba este corespunzătoare cantitativ/calitativ pentru analizele care se solicită
- verifică dacă proba este ambalată corespunzător și nu prezintă semne de depreciere datorată ambalării și transportului necorespunzător
- înregistrează codul probei.
- pentru probele recoltate la domiciliu daca s-au respectat regulile de recoltare afișate, s-a respectat durata de la recoltare si pana ajunge proba in laborator

Pentru cererile verbale de analize, laboratorul are un formular de cerere de comandă pe care-l completează după interviul cu pacientul; atât persoana care înregistrează cât și pacientul semnează cererea de comandă.

Daca proba nu corespunde calitativ (ex. ser hemolizat, contaminat, sau/și cantitativ, ea se respinge si se notează în registru de recepție probe neconformitățile constatate și se informează clientul, solicitându-se în scris repetarea recoltării probei.

Atunci când există îndoieli referitoare la adecvarea unei probe sau atunci când aceasta nu este conform cu descrierea furnizata, ori analiza solicitată nu este descrisă cu detalii suficiente, laboratorul consulta clientul pentru alte instrucțiuni, înainte de a acționa și va înregistra rezultatul discuției.

5.4.7 Manipulare, pregătire și depozitare de pre-examinare

După recepție până la repartizarea pentru analiză probele se păstrează în condiții în care li se asigură protecția corespunzătoare: frigidere, in stative pe mese. Se pot solicita analize suplimentare până la sfârșitul turei I.

5.5. PROCESE DE EXAMINARE

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 53 din 59
--	--	--

5.5.1 Selecție, verificare și validare proceduri de examinare

5.5.1.1. Generalități

Laboratorul utilizează proceduri de examinare care au fost validate pentru scopul propus, iar cerințele de performanță pentru acestea sunt cunoscute și corelate cu scopul propus.

5.5.1.2. Verificare proceduri de examinare

Procedurile de examinare validate folosite fără modificare sunt verificate în laborator înainte să fie introduse în utilizare curentă iar caracteristicile de performanță determinate sunt confirmate cu caracteristicile de performanță determinate de producător.

Verificarea procedurilor de examinare confirmă, prin obținerea de dovezi obiective (sub formă de caracteristici de performanță) că cerințele de performanță pentru procedura de examinare au fost îndeplinite și sunt relevante scopului propus al rezultatelor examinării.

Laboratorul a documentat o procedură pentru verificarea procedurilor de examinare, Proceduri de examinare cod PGL 5.5.

Pentru verificarea metodelor, laboratorul folosește mai multe metode:

- utilizarea de materiale de referință;
- comparare interlaboratoare;
- estimarea incertitudinii, evaluarea factorilor de influență.

Se dau garanții scrise ca fiecare test îndeplinește cerințe analitice și clinice relevante. În acest scop pentru fiecare metoda cantitativă trebuie specificate următoarele informații: limita de detecție, liniaritate, limite superioare și inferioare, interferențe, coeficienți de variație, profilul preciziei, calibrare, trasabilitate față de un standard, valori de alertă.

5.5.1.3. Validare proceduri de examinare

Laboratorul utilizează metode validate de către producătorii acestora.

În cazul în care laboratorul utilizează metode nestandardizate, metode concepute sau dezvoltate de laborator, metode standardizate folosite în afara scopului lor propus sau metode validate modificate ulterior, acestea trebuie să fie validate anterior utilizării.

5.5.1.4 Incertitudine de măsurare a valorilor cantitative măsurate

Laboratorul determină incertitudinea de măsurare pentru fiecare procedură de măsurare în faza de examinare folosită să raporteze valorile cantitative măsurate pe eșantioanele pacienților și definește cerințele de performanță pentru incertitudinea de măsurare pentru fiecare procedura de măsurare. Regulat, se reanalizează estimările incertitudinii de măsurare, conform PGL 5.5.

Laboratorul ia în considerare incertitudinea de măsurare atunci când se interpretează valorile cantitative măsurate. La cerere, laboratorul face disponibile utilizatorilor laboratorului estimările sale privind incertitudinea de măsurare.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 54 din 59
--	--	--

5.5.2 Intervale biologice de referință sau valori de decizie clinică

Laboratorul definește intervale biologice de referință sau valori de decizie clinică și le comunica utilizatorilor prin afișare pe BA. Valorile de referință sunt actualizate atunci când nu mai sunt adecvate pentru populația zonei sau când modifică o procedură de examinare sau procedură de pre-examinare.

5.5.3 Documentare proceduri de examinare

Politica să folosească metode și proceduri de examinare adecvate pentru toate analizele din domeniul său, inclusiv pentru manipulare, depozitarea și pregătirea probelor și atunci când este cazul o estimare a incertitudinii de măsurare.

Laboratorul are instrucțiuni privind funcționarea și utilizarea tuturor echipamentelor și pentru manipularea și pregătirea probelor pentru analize. Laboratorul a elaborat procedura PGL 5.5 Proceduri de examinare, privind aceste activități.

Procedurile de examinare după prezentarea scopului, principiul metodei utilizate, specificații de performanță (liniaritate, precizie, exactitate exprimată ca incertitudine de măsurare, limită de detecție, intervalul de măsurare, sensibilitate analitică și specificitate analitică), domeniului de aplicare și a documentelor de referință, resurse materiale și umane, descriu modul de efectuare a activităților de analiză:

- pregătirea echipamentelor și reactivilor;
- condițiile de mediu;
- prelevarea probelor;
- natura probei primare (plasmă, urină, ser)
- pregătirea probelor;
- tipul recipientului și al aditivilor;
- proceduri de calibrare (trasabilitate metrologică)
- personalul care execută, supraveghează și validează analizele;
- execuția analizei (etape procedurale);
- proceduri de control al calității;
- interferențe (lipemie, hemoliză, bilirubinemie) și reacții încrucișate
- calculul rezultatelor
- intervale biologice de referință;
- intervalul raportabil al rezultatului analizei;
- valori critice (când este cazul)
- interpretarea rezultatelor de laborator;
- măsuri de siguranță;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 55 din 59
--	--	--

În capitolul de execuție a analizei se prezintă în ordine logică, pas cu pas operațiile care se efectuează sau se face referire la alte documente care descriu acest lucru, de exemplu manualele de operare ale producătorilor.

Procedura specifică precizează responsabilitățile și înregistrările pentru activitățile înregistrate. Buletinele de analiză identifică metoda de analiză utilizată.

Lista procedurilor de examinare întocmite și utilizate în laborator este prezentată ca înregistrare la PGL 4.3.

Procedurile de examinare sunt accesibile personalului din laborator. Laboratorul pune la dispoziția utilizatorilor de servicii medicale lista cu procedurile de examinare curente inclusiv cerințele pentru probele primare și pentru specificații și cerințe relevante de lucru.

Laboratorul informează clientul atunci când metoda propusă de client este considerată ca fiind inadecvată sau depășită sau dacă intenționează să modifice o procedură de examinare înainte ca modificarea să fie introdusă.

5.6 Asigurare calitate rezultate examinare

5.6.1 Generalități

Laboratorul asigură calitatea examinărilor prin efectuarea acestora în condiții definite (procesele corespunzătoare de pre și post-examinare implementate).

5.6.2 Control calitate

5.6.2.1 Generalități

Laboratorul are un Plan de control al calitatii rezultatelor pentru fiecare procedura de examinare care verifică realizarea calității intenționate a rezultatelor, conform procedurii PGL 5.6, Asigurarea calității rezultatelor.

5.6.2.2 Materiale de control al calității

Laboratorul folosește materiale de control al calității, care reacționează la sistemul de examinare într-un mod cât mai apropiat posibil de eșantioanele pacientului.

Materialele de control al calității sunt examinate periodic, cu o frecvență care se bazează pe stabilitatea procedurii și pe riscul de a dăuna pacientului printr-un rezultat eronat.

5.6.2.3 Date de control al calității

În cazul în care normele de control al calității sunt încălcate și indică faptul că rezultatele examinării sunt susceptibile de a conține erori semnificative clinic, rezultatele sunt respinse și probele relevante ale pacientului reexamineate după corectarea erorilor și încadrarea în specificațiile performanță. Laboratorul evaluează, de asemenea, rezultatele probelor care au fost examinate anterior erorilor constatate.

Datele de control al calității sunt evaluate periodic pentru a detecta tendințe în performanța examinării, care pot indica probleme în sistemul de examinare. Când sunt observate astfel de tendințe, sunt luate acțiuni preventive.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 56 din 59
--	--	--

5.6.3 Comparații interlaboratoare

5.6.3.1 Participare

Laboratorul participa la programe de comparație interlaboratoare adecvate pentru examinarea și interpretarea rezultatelor examinării, conform procedurii PGL 5.6. Laboratorul monitorizează rezultatele programelor de comparații interlaboratoare participă la punerea în aplicare a acțiunilor corective atunci când nu sunt îndeplinite criteriile de performanță prestabilite.

Programele de comparație interlaboratoare au ca efect verificarea întregului proces de examinare, inclusiv procedurile de pre-examinare, precum și procedurile de post-examinare, acolo unde este posibil.

5.6.3.2 Abordări alternative

Ori de câte ori o comparație între laboratoare nu este disponibilă, laboratorul utilizează alet metode de verificare:

- utilizarea materialelor de referință certificate;
- Reexaminarea probelor examinate anterior;
- schimb de probe cu alte laboratoare;

5.6.3.3 Analiza eșantioanelor de comparație interlaboratoare

Laboratorul intergrează eșantioanele de comparație interlaboratoare în fluxul de lucru de rutină într-o manieră care urmărește, pe cât posibil, manipularea de eșantioane de pacient. Eșantioanele de comparație interlaboratoare sunt examinate de către personalul care examinează de obicei eșantioane de pacient folosind aceleași proceduri ca cele utilizate pentru eșantioanele de pacient.

Laboratorul nu comunică informații despre eșantion cu ceilalți participanți la programul de comparație interlaboratoare până la data de transmitere a informațiilor.

5.6.3.4 Evaluare performanței laboratorului

Performanța în comparații interlaboratoare este discutată cu personalul relevant.

Atunci când nu sunt îndeplinite criteriile de performanță predeterminate (sunt prezente neconformități), personalul stabilește și participă la implementarea și înregistrarea acțiunilor corective.

5. 7. PROCESE POST-EXAMINARE

Laboratorul are personal autorizat pentru verificarea sistematică a rezultatelor analizelor, evaluarea în conformitate cu informațiile medicale disponibile, referitoare la pacient și eliberarea de rezultate.

După executarea analizelor, probele pot fi depozitate în frigider cu temperatură controlată (2°-8 ° C). În mod obișnuit după executarea probelor, o parte din materialele utilizate sunt depozitate în container și transportate în condiții de securitate pentru incinerare (contract cu o firmă specializată). Îndepărtarea în condiții de siguranță a probelor care nu mai sunt necesare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 57 din 59
--	--	--

analizei se realizează în conformitate cu reglementările MS Ord 1226/2012, Ord.261/2007 și PGL 5.7, Proceduri post-examinare.

5. 8. RAPORTAREA REZULTATELOR

5.8.1. Generalități

Laboratorul a întocmit și aplică o procedură de raportare a rezultatelor analizelor PGL 5.8 Raportarea si eliberarea rezultatelor, pentru a asigura transmiterea către beneficiari a rezultatelor obținute într-o formă corectă, clară, obiectivă, conform cu standardul SR EN ISO /CEI 15189/2013 și standardele de metodă aplicate.

Politica laboratorului este caracterizată prin faptul că rezultatele fiecărei analize efectuate de laborator, trebuie să fie raportate precis, clar, neambiguu, obiectiv și în conformitate cu instrucțiunile specifice din metodele de analiză și în comun acord cu utilizatorii serviciilor de laborator.

Managementul laboratorului se asigură că buletinele sunt primite de către persoanele corespunzătoare și în intervalul de timp stabilit.

Rezultatele analizelor se comunică clienților prin intermediul buletinului de analiză.

5.8.2 Caracteristici raport

Laboratorul se asigură că următoarele caracteristici ale raportului comunică eficient rezultatele de laborator și satisfac nevoile utilizatorilor:

- rubrica de observații: interpretarea rezultatelor atunci când este cazul, calitatea probelor primare primite
- alte comentarii (calitatea sau echivalența probei primare care ar fi putut compromite rezultatul), dacă analizele efectuate fac parte printr-un program de dezvoltare, iar informațiile despre limita de detecție și incertitudinea de măsurare sunt furnizate la cerere

5.8.3 Conținut raport

Buletinele de analiză conțin:

- date de identificare a laboratorului
- identificarea unică a buletinului de analiză
- date de identificare a clientului și destinația raportului
- nume sau alt mod de identificare a solicitantului, precum și adresa acestuia
- identificarea probei de analiză, originea și tipul probei de analizat
- date de recepție ale probei: data și ora recoltării atunci când este posibil și relevant pentru îngrijirea pacientului și ora primirii în laborator
- date privind procedura specifică și metode de analiză
- rezultatele analizei raportate în SI sau unități care pot fi transformate în unități SI
- intervale biologice de referință

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 58 din 59
--	--	--

- data înregistrării probelor
- data și ora eliberării raportului
- dacă este relevant rezultatele originale și corecturile aferente.
- numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a verificat, modificat sau emis raportul.

5.9 ELIBERAREA REZULTATELOR

Atunci când rezultatele analizei pentru caracteristici critice sunt situate în intervalele „alerta” se anunță imediat medicul responsabil de îngrijire a pacientului.

Laboratorul împreună cu medicii care se adresează laboratorului stabilesc pragurile critice ale analizelor, pentru a îndeplini nevoile clinice și înregistrează acțiunile întreprinse ca urmare a situării rezultatelor în intervalele clinice.

Managementul laboratorului de comun acord cu solicitanții trebuie să stabilească perioada de obținere a rezultatelor pentru fiecare analiză, durată care reflectă nevoile clinice.

Originalul buletinului de analiză este oferit clientului, rezultatele rămânând înregistrate și arhivate pe suport electronic în cadrul laboratorului.

Durata de păstrare a buletinului este de 5 ani.

Modelele de buletine de analize sunt prezentate în anexele la PGL 5.8.

Responsabilii de analize verifică și aprobă buletinele de analize. Buletinele emise nu conțin corecturi, ștersături și modificări. În acest caz se emite un nou buletin care specifică anularea buletinelor.

Detalii privind raportarea rezultatelor, înregistrări și responsabilități se prezintă în PGL 5.8.

În situația în care, din motive obiective nu se poate genera automat un raport, poate fi transmis pacientului un buletin de analiza realizat manual.

5.10. MANAGEMENT INFORMATIONAL DE LABORATOR

Laboratorul a elaborat o procedura pentru a asigura menținerea permanentă a confidențialității informațiilor pacientului, incluzând gestionarea datelor și informațiilor cuprinse atât în calculator cât și în sisteme non-computerizate (PO 03). Unele dintre cerințe pot fi mai adecvate sistemelor de calcul computerizate decât sistemelor non-computerizate.

Sistemele computerizate includ pe cele integrate echipamentelor funcționale de laborator și sistemele de sine stătătoare care utilizează software-ul generic, cum ar fi aplicații de procesare de text, calcul tabelar și baze de date care generează, colaționează, raportează și arhivează informații despre pacient și rapoarte.

Softurile medicale utilizate pentru gestionarea datelor medicale (achiziționarea, procesarea, înregistrarea, raportarea, stocarea sau recuperarea datelor și a informațiilor examinării) sunt validate de către producător și verificate pentru funcționare de către laborator înainte de introducerea, cu orice modificare a sistemului autorizat, documentate și verificate înainte de implementare.

Sistemele sunt protejate prin parolare împotriva accesului neautorizat.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	MANUALUL CALITATII LABORATORULUI Cod: MCL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 59 din 59
--	--	--

Laboratorul verifică că rezultatele examinărilor, informațiile și comentariile asociate sunt reproduse cu acuratețe, electronic și pe suport de hârtie, acolo unde este cazul, de la sistemele de informații externe către laboratorul destinat pentru a primi în mod direct informațiile (sisteme de calculatoare, poșta electronică, website (domeniu electronic)).


CAP. 6. ANEXE

Anexa 1 - Organigrama generală a **Spitalul Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași,**
 Anexa 2 - Organigrama laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași
 Anexa 3 - Lista personalului din laborator;
 Anexa 4 - C.V. pentru Seful de laborator;

APROBAT:
Manager
Prof. Dr. Carmen Dorobat

Data: 01.05.2013

ORGANIGRAMA LABORATORULUI




CONSILIUL JUDETEAN IASI

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE IASI

ORGANIGRAMA valabila de la data de 01.03.2011

Anexa la HCJ nr. 65/25.03.2011



CONSILIUL JUDETEAN IASI

Anexa la Hotarare

Nr. 62

Anul 2011, Luna 03, Ziua 25


MANAGER,
DR. CARMEN-MIHAELA DOROBAT



LEGENDA			
T=Total			
FC= Functii conducere		FEX = Functii executie	
Comitet director	3	Medici	43
Sef de sectie	4	Alte pers.superior	13
Sef de laborator	1	Pers. medic. auxiliar	157
Sef consultativ/bureau	5	Pers. auxiliar san.	134
Farmacists sef	1	TESA	21
Asistent medical sef	4	Muratori	74
TOTAL	18	TOTAL	386
		Rezidentii	37

STATISTICA		
URMARE	SPALATORIE	MINISTERIUM
3 T	7 T	25 T
0 FC	0 FC	0 FC
3 FC	7 FC	25 FC

STATISTICA MEDICALA		
0 T	0 FC	0 FC
0 FC	0 FC	0 FC
0 FC	0 FC	0 FC



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA OPERATIONALA
ETICA ÎN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE**

Cod: POL - 04

Editia 2, Revizia 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Prof. Dr. Carmen Dorobăț

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

Elaborat:
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborila

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA ETICA ÎN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 04	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 2 din 7

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		Dr. Diana Matei					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment HIV-SIDA (biologie moleculara)	3.		Dr. Aida BADESCU					
Sef compartiment Microbiologie I	4.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
RENAR	8		Ing. Cristian Nichita					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA ETICA ÎN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 04	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 3 din 7

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA ETICA ÎN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 04	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 4 din 7

CUPRINS

1. SCOPUL	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	5
6. RESPONSABILITATI.....	6
7. INREGISTRARI	7
8. ANEXE- NU SUNT.....	7

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA ETICA ÎN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 04	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 5 din 7

1. SCOPUL

Prezenta procedura prezinta acțiunile întreprinse în cadrul laboratorului, în vederea respectării codului de etică profesională, pentru asigurarea bunăstării pacientului și păstrării confidențialității informațiilor.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre intreg personalulul laboratorului de analize medicale al Spitalul Municipal - Lupeni.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL -01

3.2. SR EN ISO 15189:2013 – *Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență;*

3.3. SR EN ISO 9000 :2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.4. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii – nu sunt

4.2.Abrevieri- nu sunt

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. EFECTUAREA ANALIZELOR

Personalul laboratorului tratează toți pacienții în mod egal, fără discriminări, probele fiind identificate printr-un cod atribuit la înscrierea pacientului în baza de date.

Înformațiile referitoare la pacient sunt numai cele necesare interpretării rezultatelor și nu includ detalii personale.

Toate procedurile efectuate asupra unui pacient se realizează numai cu consimțământul acestuia. Pentru majoritatea procedurilor de rutină ale laboratorului, se presupune acordul pacientului numai prin prezenta lui benevolă în laborator însoțit de Trimiterea de analize medicale sau cu Formularul de cerere. În cazuri speciale sau în cazul solicitărilor verbale de analize din partea pacientului, se completează Formularul de consimțământ, cod: FGL-5.4-01- 01 . Înainte de supunerea la procedura uzuala de recoltare, de exemplu punctia venoasă, pacientul este informat de către asistenta care recoltează, cu privire la procedura ce va avea

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA ETICA ÎN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 04	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 6 din 7

loc. Pacientului i se prezintă, de asemenea și faptul că sistemul folosit pentru recoltare este de unică utilizare.

În anumite cazuri (analize serologice) laboratorul ia măsuri ca rezultatele cu implicații grave să fie transmise medicului solicitant sau să nu fie transmise direct pacientului decât în urma unei consilieri adecvate din partea Șefului de laborator sau a unei persoane desemnată de acesta.

Evitarea conflictelor de interese se realizează prin faptul că laboratorul este subordonat direct Managerului al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași**, iar probele sunt codificate.

Probele recoltate de la pacient nu sunt utilizate pentru efectuarea altor analize decât cele solicitate. Repetarea analizelor în cazul apariției unei neconformități se realizează numai în urma deciziei scrise a Șefului de laborator. În cazul în care medicul solicită efectuarea unor analize suplimentare, aceasta se realizează numai în scris, prin completarea unei Trimiteri de analize medicale sau a unui Formular de cerere de analize medicale.

Laboratorul se asigură că rezultatele analizelor sunt interpretate corect printr-o permanentă legătură cu medicii solicitanți, prin transmiterea Manualului de recoltare unde sunt prevăzute detaliile tehnice referitoare la metodele utilizate de laborator, la performanțele acestora, la echipamentele folosite, la intervalele biologice de referință. Orice feed – back de la beneficiari este înregistrat și rezolvat cu promptitudine, conform PGL - 4.8 – « Rezolvarea reclamațiilor ».

5.2.Asigurarea Confidențialității

Fiecare salariat este obligat să respecte secretul profesional, conform reglementărilor PGL -5.1. « Personal ».

Accesul în laborator este reglementat prin procedura « Condiții de mediu și de lucru », cod : PGL- 5.2. și prin reguli afișate pe ușa de intrare a laboratorului.

La compartimentul Recoltare există condiții corespunzătoare asigurării confidențialității, în camera respectivă nemaivând loc și alte activități, iar accesul este permis unei singure persoane.

Toate înregistrările referitoare la pacient sunt păstrate în condiții care asigură protecția împotriva pierderii, accesului neautorizat, falsificării sau utilizării greșite, în dulapuri încuiate aflate în laborator sau în camera special amenajată pentru arhivă. Păstrarea acestor înregistrări se realizează pentru o perioadă de timp reglementată prin procedura “Înregistrări tehnice și de calitate”, cod:PGL- 4.13. Accesul persoanelor din afara laboratorului la aceste înregistrări se realizează numai cu acceptul scris al Șefului de laborator.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA ETICA ÎN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 04	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 7 din 7

Eliberarea rezultatelor se realizează numai către persoanele menționate în contract, cu solicitarea datelor de identificare a acestora.

Rezultatele analizelor de laborator sunt confidențiale, cu excepția cazului în care există autorizare pentru divulgarea lor. Rezultatele sunt raportate în mod normal pacientului, medicului solicitant și pot fi raportate și altor părți, cu acordul pacientului sau conform cerințelor legale.

Raportarea telefonică a rezultatelor se realizează numai prin înregistrarea acestei acțiuni în Registrul pentru înregistrarea transmiterii telefonice a rezultatelor, în cazul unor motive bine întemeiate și solicitând date de identificare a persoanei care recepționează rezultatele.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Șeful de Laborator

- Instruiește personalul laboratorului cu privire la păstrarea confidențialității ;
- Verifică implementarea prezentei proceduri ;


6.2. Responsabilii de Analiza și Asistenții de Laborator

- Își însușesc și respectă prezenta procedură ;

7. INREGISTRARI

- Registrul pentru înregistrarea transmiterii telefonice a rezultatelor,
- Declarația de confidențialitate, cod: FGL – 5.1- 02;
- Procese verbale de instruire ale personalului cu privire la asigurarea confidențialității;

8. ANEXE - Nu sunt



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA OPERATIONALA
EFECTUAREA CONTROLULUI
INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE**

COD: POL – 06

Editia 2, Revizia 0

Din data de 02.06.2015

APROBAT
Manager tehnic
Dr. Rodica Fântânu

VERIFICAT
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborila

Elaborat:
Sef laborator

Dr. Rodica Fântânu

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ EFFECTUAREA CONTROLULUI INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE COD: POL- 06	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 2 din 10

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		Lorena Zaborila					
Manager Tehnic	1		Dr. Rodica Fântânaru					
Sef compartiment Microbiologie I	2.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	3		Dr. Rodica Fântânaru					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ EFFECTUAREA CONTROLULUI INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE COD: POL- 06	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 3 din 10

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ EFFECTUAREA CONTROLULUI INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE COD: POL- 06	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 4 din 10

CUPRINS

1.SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINIȚII.....	5
4.2. ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII	6
6. RESPONSABILITATI	6
7. INREGISTRARI	9

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ EFFECTUAREA CONTROLULUI INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE COD: POL- 06	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 5 din 10

1. SCOP

Această procedură se aplică pentru realizarea controlui intern in cazul analizelor de microbiologie.

2.DOMENIU DE APLICARE

CIC se utilizează pentru :

- Testarea calităților nutritive și a proprietăților selectiv-diferentiale ale mediilor de cultură.
- Testarea testului de sensibilitate a bacteriilor la antibiotice.
- Verificarea testelor de identificare a bacteriilor inclusiv identificarea antigenică.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI CONEXE

3.1 Documente de referință

- **SR EN ISO 15189: 2013** – Laboratoare medicale. Cerințe pentru Calitate si Competență
- **SR ISO / TR 22869:2005** – Laboratoare medicale - Ghid pentru Implementarea in Laboratoare a ISO 15189: 2003
- Tratat de microbiologie clinica D. Buiuc – Ed. Medicala – Bucuresti – 2009
- NCCLS , varianta in vigoare

3.2 Documente conexe

Instrucțiuni de lucru Hota cu flux laminar.
Instrucțiuni de lucru Termostat.
Instrucțiuni de lucru Densimat.
Proceduri operaționale Pregătirea mediilor de cultură .

4. ABREVIERI ȘI DEFINIȚII

Inocul - Suspensia unor colonii bacteriene intr-un bulion nutritiv.

Microcomprimat - Rondea de hartie impreganata cu anumita cantitate de antibiotic.

Unitati Mc Farland - Unitate de masura a densitatii inoculului.

Mediul Mueller Hinton - Mediu de cultura recomandat pentru testarea bacteriilor aerobe care asigura condiții nutritive reproductibile pentru cresterea optimă a microbilor fără să interfereze cu activitatea antimicrobiană a substanțelor testate.

- este mediul pe care sunt determinate standardele interpretative ale NCCLS

Mediul Drigalski - Mediu selectiv diferential pentru enterobacterii;permite diferențierea bacililor gram negatvi lactozo pozitivi de cei lactozo negativi si inhibă creșterea bacteriilor gram pozitive.

CIC - Control intern de calitate

CMI - Concentrație minimă inhibitorie

ESBL - Beta lactamaze cu spectru extins

ATCC - American Type Culture Colection

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ EFFECTUAREA CONTROLULUI INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE COD: POL- 06	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 6 din 10

NCCLS - National Committee for Clinical Laboratory Standards

Tulpini de referință -Tulpini de colecție furnizate de ATCC in vederea obținerii unor culturi de referință

Culturi de referință - O cultură obținută prin pregătirea microorganismului dintr-un tip de cultura de colecție.

Cultură de stoc - Este obținută prin pregătirea microorganismului printr-o derivare dintr-o cultură de referință.

Culturi de lucru - Este obținută prin derivarea dintr-o cultură de stoc de referință.

Subculturi - Reprezintă transferul pe un mediu proaspăt a microorganismelor a căror creștere pe medii a fost stabilită. Creșterea ulterioară pe mediul proaspăt constituie o subcultură sau un pasaj.

5. REACTIVI SI SUBSTANȚE

Mediul Drigalski - turnat in placi Petri

Plăci cu agar sange de berbec 5%

Eprubete cu coloană de agar.

Mediul Mueller Hinton turnat in strat uniform de 4 mm grosime (25ml/placa de 90mm)

Microcomprimate (diametrul standard de 6,35mm) cu antibiotic

Tulpini de referință:

E. Coli ATCC – 25922

S. Aureus ATCC – 25923

Pseudomonas aeruginosa ATCC-27853

Streptococcus Pyogenes ATCC -19615

Bulion nutritiv steril

6.ECHIPAMENTE SI RESURSE

Sistem de determinare a densității inoculului DENSIMAT

Hota cu flux laminar

Termostat

Bec Bunsen

Placi Petri de 90 mm sau de 120mm, cu fundul plat, transparent

Anse

Lupa

Dispenser

Eprubete mari

Ecuvioane sterile

Rigla

7. MODUL DE LUCRU

7.1 Condiții de mediu

Tulpinile de referință se pastrează in ambalajul original , conform indicațiilor producătorului, la 2-8 grd C , până la data expirării inscrisă pe ambalaj, sub cheie.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ EFFECTUAREA CONTROLULUI INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE COD: POL- 06	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 7 din 10

După reconstituire ,cultura primară se păstrează între 2-8 grade C timp de 7 zile,placa este etichetată cu denumirea “Cultura primară” și se notează data.Se tine seama de următoarele considerații:

- creșterea bacteriana din „cultura primară” TREBUIE subcultivată cel puțin o dată înainte de utilizare
- după efectuarea subculturii , cultura primară trebuie înlăturată în ziua a 8-a.
- orice subcultură din „creșterea primară” trebuie înlăturată si NU trebuie continuată în ziua următoare.

Subculturile efectuate din cultura primară se conservă în coloană de agar nutritiv.Acestea se păstrează la 2-8 grd C timp de 6-12 luni.Eprubetele continand agarul nutritiv cu subculturi se codifică si se păstrează sub cheie.

Conservarea în coloana de agar nutritiv este indicată pentru Enterobacteriaceae și pentru alte bacterii nepretențioase .

7.2 Definitie

1. CIC reprezintă totalitatea procedurilor efectuate pentru evaluarea continuă a activității și se realizează cu ajutorul unui program de controale periodice care demonstrează că variabilitatea este sub control .Monitorizarea exactității si preciziei testelor de sensibilitate se realizează utilizand tulpini de referință.

Controlul sistematic al fiecărui factor individual de eroare nu este posibil.Standardele uzuale controlează prin tulpini de referință, la fiecare testare , încadrarea punctului final al citirii în limitele acceptate ale erorii.

2. Orice program de control a calității mediilor de cultură trebuie să verifice sterilitatea, calitățile nutritive si după caz , selective și diferențiale.

7.3 Proba:

Pot fi utilizate pentru testări următoarele tipuri de culturi:

- creșterea bacteriană din „cultura primară”
 - creșterea bacteriană din subculturi;subculturile se obțin conform specificațiilor tehnice ale producătorului.
 - culturi efectuate din tulpinile conservate în agar nutritiv care se cultiva pe mediu agar corespunzător neselectiv.Se procedează în felul următor:
 - eprubeta respectivă se scoate din frigider, se aduce la temperatura camerei, se adaugă aproximativ 2 ml de bulion nutritiv și apoi se termostatează la 37 grade C 1-2 ore.
- Din această cultură se face o însămânțare pe mediul corespunzător tulpinii prelucrate.
- placa însămațată se termostatează la 37grade C , 16-18 ore.
 - din cultura de a doua zi se fac testările dorite.

8.CONTROL INTERN

8.1 Controlul intern al antibiogrammei difuzimetrice

În paralel cu tulpina testată,se testează , în aceleași condiții,și tulpina de referință adecvată. Se citesc diametrele zonelor de inhibiție ale tulpinilor de referință și se compară cu valorile standard.

Se urmăresc posibilele neconcordanțe apărute , cauzele și remediile .

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ EFFECTUAREA CONTROLULUI INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE COD: POL- 06	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 8 din 10

Neconcordanțe sesizabile prin controlul de calitate al testelor de sensibilitate la antibiotice: cauze și remedii.

Neconcordanța	Cauze posibile	Remedii
Diametrul zonelor de inhibiție prea mic; CMI prea mare (falsă rezistență)	Alterarea antibioticului Inocul prea dens Strat de agar prea gros Citire incorectă a rezultatelor Modificarea tulpinii de referință	Verifică discurile/soluția stoc/pulberea etalon cu un nou lot Verifică și etalonează corect inoculul dacă se impune Verifică grosimea mediului din placă Reia citirea cu mai mulți observatori Repică din conversul inițial al tulpinii de referință și compară
Diametrul zonelor de inhibiție prea mare; CMI prea mică (falsă sensibilitate)	Antibiotic supradozat Inocul prea sărac Strat de agar prea subțire Depășirea intervalului prevăzut pentru etalonarea inoculului, înșamânțare, depunerea discurilor și introducerea plăcilor în incubator Întârzierea momentului critic al culturii: Incubare în teancuri mai mari de trei plăci Incubare la temperatură inferioară celei prescrise Modificarea tulpinii de referință	Verifică discurile/soluția stoc/pulberea etalon cu un nou lot Verifică și etalonează corect inoculul dacă se impune Verifică grosimea mediului din placă Verifică protocolul de lucru; corectează Verifică și corectează Verifică termostatul Repică din conversul inițial al tulpinii de referință și compară
Rezultatele testării pseudomonadelor față de aminoglicozide în afara limitelor acceptate pentru martor	Concentrația de Ca^{2+} și Mg^{2+} incorectă	Suplimentează bulionul Mueller – Hinton cu Ca^{2+} și Mg^{2+} : verifică noile loturi de agar (vezi textul)
Neconcordanța	Cauze posibile	Remedii
Rezultatele testării pseudomonadelor față de carbenicilină în afara limitelor acceptate pentru martor	Mutații ale tulpinii de referință	Repică din conversul inițial al tulpinii de referință și compară

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ EFFECTUAREA CONTROLULUI INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE COD: POL- 06	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 9 din 10

Sensibilitate prea mare față de tetraciclină și rezistență prea mare față de aminoglicozide și macrolide	Mediul de cultură prea acid	Verifică și corectează pH-ul mediului
Rezistență prea mare la tetraciclină și sensibilitate prea mare la aminoglicozide și macrolide	Mediul de cultură prea alcalin	Verifică și corectează pH-ul mediului
Fața de trimetoprim: diametrul zonei de inhibiție prea mic sau CMI prea mare; rezultate dificil de citit	Mediul de cultră cu exces de timidină	Testează mediul cu Enterococcus faecalis ATCC 29212 sau 33186
Colonii în zona de inhibiție	Variante rezistente ale tulpinii testate sau Testare unei culturi mixte	Replică coloniile rezistente pentru identificare și retestare

8.2 Controlul de calitate al mediilor de cultură:calitățile nutritive și selective.

Cand se aplică:

- la inceputul unui nou lot de mediu de cultură.
- de cate ori mediile respective nu dau rezultatele de cultivare așteptate sau apar modificări culturale ale microorganismelor cultivate.

Se utilizează tulpinile de referință indicate in certificatele de calitate ale mediilor:

- pentru mediul DRIGAKSKI:
 - E. Coli ATCC 25922:crește bine,lactozo +
 - S. Aureus ATCC 25923:inhibiție
- pentru mediul C.L.E.D.:
 - E.Coli ATCC 25922: crește bine,lactozo +
 - S. Aureus ATCC 25923: crește bine,lactozo +
 - Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853: crește bine,lactozo-
- pentru mediul HEKTOEN:
 - E. Coli ATCC 25922:inhibiție parțială,colonii mici
 - S. Aureus ATCC 25923:nu crește
 - Salmonella Enteritidis ATCC 13076:colonii albastre –verzui cu centru negru
- pentru Geloză Columbia cu sange de berbec5%:
 - Streptococcus Pyogenes ATCC 19615:crește bine in 24 de ore,reație hemolitică caracteristică
 - E.Coli ATCC 25922: crește bine, reacție hemolitică caracteristică
 - S. Aureus ATCC 25923: crește bine, reacție hemolitică caracteristică.

In cazul in care rezultatele nu sunt cele așteptate se pot căuta cauzele de eroare.

Se poate alcătui un **buget de incertitudine**:

- apa de calitate și in volum necorespunzător pentru reconstituirea mediului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURĂ OPERATIONALĂ EFFECTUAREA CONTROLULUI INTERN DE CALITATE IN MICROBIOLOGIE COD: POL- 06	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 10 din 10

-cantărirea.Sunt necesare balanțe calibrate in mod corespunzător pentru cantărirea materialelor deshidratate.Erorile de cantărire pot modifica semnificativ compoziția produsului final.

-pH necorespunzător. Se verifică pH-ul fiecărui lot de mediu.PH-ul crește odată cu scăderea temperaturii, de aceea pH-ul mediilor lichide se determină la temperatura camerei iar pentru mediile agarizate care pot fi testate numai la 50 de grade ,trebuie acceptate limite de toleranță.

-condiționarea:mediile trebuie distribuite cu grijă și în condiții aseptice în plăci și în tuburi;cantitatea necorespunzătoare poate face mediul impropriu utilizării.Astfel per placă Petri cu diametrul de 90 mm pentru uzul general sunt necesari 15-18 ml mediu .

-sterilizarea corectă.Dacă sterilizarea se produce la o temperatură prea mare sau prea mult timp unii constituenți pot fi degradați.

-sticlăria poate inhiba dezvoltarea unor bacterii sensibile prin reziduri de la utilizări anterioare.

9. RESPONSABILITĂȚI

9.1 Seful de laborator

- Stabilește oportunitatea efectuării CIC.
- Prelucreează tulpinile .
- Face citirile și interpretările.
- Face înregistrările in caietul de control inern.
- Verifică corectitudinea execuției.

9.2 Asistentul de laborator

- Face pregatirile preliminare:pregăteste sticlăria, face sterilizările etc.
- Prepară mediile de cultura.
- Face însămânțările și efectuează antibiogramele.
- Face restul înregistrărilor.
- Măsoară pH-ul mediilor.

10. ÎNREGISTRĂRI

- Caiet de control intern microbiologie
- Caiet pentru prepararea mediilor de cultură
- Caiet de sterilizare
- Caiet de monitorizarea sterilizării aotoclav-sterile
- Caiet de monitorizarea sterilizării aotoclav-infecte
- Fișă de monitorizare a condițiilor de mediu

11. ANEXE

Nu este cazul.

FISA DE EVALUARE A RISCURILOR

Surse potentiale de eroare							
Etapa sau componenta in care esecul poate sa apara	Eroare	Cauza erorii	Caracteristici ale sistemului (de masurare) care diminueaza riscul	Probabilitatea aparitiei erorii	Gravitatea erorii	Evaluare prejudiciului pentru pacient	Masuri preventive suplimentare necesare
Recoltarea							


LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

PLAN DE URGENȚĂ

SITUATIA DE URGENTA	MOD DE REACTIE	RESPONSABIL
Intrerupere curent in timpul lucrului	Utilizarea surselor UPC (pentru maxim 30 min.)	RA
	Informare la furnizorul de current asupra timpului de intrerupere	Manager tehnic
	Pentru intreruperi mai mari de 2 ore, trimiterea probelor la un laborator subcontractant	Manager tehnic
	La reluarea activitatii se testeaza aparatele cu control intern si se retesteaza citeva probe pentru verificare	RA
Echipament defect	Subcontractare cu un alt laborator	Manager tehnic
Lipsa reactivi	Solicitare accept medici pentru cresterea termenului de eliberare buletin	RA
Softul medical blocat sau intrerupere curent	Se emit buletine de analiza pretiparite, completate cu rezultatele, urmind ca imediat ce se remediaza situatia sa se elibereze rezultatele din soft	RA
Intrerupere apa	Nu afecteaza functionarea (prezenta rezervorului de apa pentru maini si a statiei de apa la biochimie)	Manager tehnic
Personal indisponibil temporar	Subcontractare cu un alt laborator	Manager tehnic

Intocmit,

Manager tehnic



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA OPERATIONALA
Managementul riscului in laboratorul medical**

**COD: POL-07
Ediția 1, Revizia 0**

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Prof. Dr. Carmen Dorobăț

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

Elaborat:
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborila

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 2 din 13

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment HIV-SIDA (biologie moleculara)			Dr. Aida Badescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 3 din 13

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 4 din 13

CUPRINS

1. SCOP	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. DOMENIUL DE APLICARE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. DEFINITII SI ABREVIERI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. RESPONSABILITĂȚI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7. INREGISTRARI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 5 din 13

1. SCOP

Scopul acestei proceduri este de a stabili un sistem de reducere a erorilor de laborator si imbunatatirea sigurantei pacientilor prin aplicarea principiilor de management al riscului, cu referire la aspectele de examinare, pre-si post-examinare in cadrul laborator medical de îngrijire.

Procedura prezinta modalitatea de analiza a proceselor, identificarea riscurilor asociate acestora, determinarea importantei lor pentru a stabili prioritati in abordarea acestora, cu scopul de a identifica cauzele care stau la baza care riscurilor identificate si actiunile preventive si corective necesare.

Laboratorul evalueaza impactul proceselor de execuție și al erorilor potențiale asupra rezultatelor examinării, pentru că ele afectează siguranța pacienților in vederea modificarii proceselor pentru a reduce sau elimina riscurile identificate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplica în Laboratorul de analize medicale de catre RMC si managementul laboratorului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 3.1. Manualul Calității, cod MC -01
- 3.2. SR EN ISO 15189:2013, Laboratoare medicale.Cerinte pentru calitate si competenta.
- 3.3. ISO / TS 22367:2008. Laboratoare medicale – Reducerea erorilor prin managementul riscului si imbunatire continua

4. Definitii si ABREVIERI

Gestionarea riscurilor - componenta a managementului riscului și constituie un ansamblu de activități riguros definite și organizate, care permit administrarea și monitorizarea eficienta a riscului.

Impact - efectul produs în cazul când un risc se materializează.

Managementul riscului - metodologie care vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitate, cu costuri minime;

Nivelul de risc - cuantificarea combinației dintre impact și probabilitate, definită ca produsul acestora.

Probabilitate - posibilitatea ca un anumit eveniment / risc să aibă loc sau să se materializeze.

Esec – maniera in care un proces poate, potential, sa nu se realizeze corect

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 6 din 13

Efectul esecului – rezultat al efecului procesului, perceput ca o eroare de testare. Poate fi descris ca modul in care la nivelul pacientului se identifica eroarea ca intirziere a rezultatului, rezultat gresit, impact asupra diagnosticului sau terapiei.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalitati

In contextul managementului laboratorului, riscul a fost descris ca o preocupare multidimensional asupra stabilitatii si productibilitatii rezultatelor. Riscul cuprinde component care afecteaza aspectele operationale, tehnice, de incredere si comerciale ale laboratorului.

5.2. Managementului riscului contine urmatoorii pasi:

- planificarea riscului
- identificarea riscului si impactul acestuia
- dezvoltarea strategiei de gestionare a riscului
- monitorizarea controlului riscului.

Acesti pasi sunt in strinsa legatura cu identificarea si controlul neconformitatilor, cu stabilirea de actiuni corective si preventive, auditul intern si analiza de management, imbunatirea continua.

5.3. Clasificarea neconformitatilor, erorilor si incidentelor

Neconformitatile de laborator, erorile si incidentele pot fi clasificate, dar nefiind limitate, astfel:

a) Erori stabilite in fazele ciclice sau evenimente

Faza preanalitica:

- Identificarea incorecta a pacientului
- Diagnostic incorect sau lipsa diagnosticului
- Interpretarea incoprecta a trimiterii
- Pacient pregatit incorect
- Colectare in recipiente nepotrivite
- Etichetare incorecta
- Amestecarea probelor
- Timp de colectare nedecvat
- Conditii de transport si timp de transport incorecte

Faza analitica

- Rezultate ale controlului in afara limitelor

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 7 din 13

- Neconformitati procedurale
- Erori ale reactivilor sau echipamentelor
- Intirzierea finalizarii rezultatului

Faza postanalitica

- Rezultate incorecte
- Greseli de transcriere a rezultatului
- Raport ambiguu
- Rezultate atribuite altui pacient
- Raport trimis altei persoane
- Informatii incomplete privind limitele si interpretarea rezultatului

b) Neconformitati, erori sau incidente din laborator, stabilite in evaluari interne sau externe (auditori)

c) Responsabilitatea pentru evenimente

- Erori latente sau active
- Erori cognitive (alegere incorecta, insuficiente pregatire, interpretare gresita a informatiilor, aplicarea gresita a regulilor de buna practica)
- Erori necongnitive (erori neidentificabile in functionarea echipamentului)
- Evenimente interne sau externe laboratorului imposibil de determinat

d) Preventia asupra erorilor

- Erori care pot prevenite
- Erori care nu pot fi prevenite

e) Impactul asupra ingrijirii pacientului

5.4. Evaluarea riscului rezultat din actuale si potentiale neconformitati

RMC trebuie sa stabileasca si sa mentina procese pentru:

- Identificarea proceselor cu mare risc, unde potentiale erori ar putea duce la risc pentru siguranta pacientului
- identificarea incidentelor actuale asociate cu devieri de la cerintele standardului
- estimarea si evaluarea riscului asociat sigurantei pacientului
- controlul acestor riscuri

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 8 din 13

- monitorizarea eficientei controlului.

RMC trebuie sa identifice persoanele / echipele care sa studieze procesele selectate.

Echipele trebuie sa analizeze:

- fiecare etapa a procesului – intocmirea diagramelor de proces
- cum poate eșua fiecare activitate - stabilirea modului de esec pentru fiecare etapa
- cum esecul poate afecta siguranta procesului
- severitatea si probabilitatea de aparitie a esecului si efectele acestuia
- cel mai critic efect
- potentialele radacini ale cauzelor esecului critic
- actiuni asupra cauzelor radacina

Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilității de materializare a riscurilor și a impactului (consecințelor) asupra pacientului în cazul în care acestea se materializează.

Evaluarea riscurilor, constă în parcurgerea următoarelor etape:

- a) evaluarea probabilității de materializare a riscului identificat;
- b) evaluarea impactului asupra pacientului în cazul în care riscul s-ar materializa;
- c) evaluarea expunerii la risc ca o combinație între probabilitate și impact, tinind cont de posibilitatea de detectare deja aplicata procesului.

Gradul de severitate al esecului poate fi clasificat ca:

- Neglijabil – pacientul sufera un inconvenient temporar sau minor,
- Minor – pacientul sufera un prejudiciu temporar care nu necesita interventie medicala
- serios – pacientul sufera prejudicii care necesita interventie medicala profesionala
- critic – pacientul sufera prejudicii permanente care pot pune viata in pericol
- catastrofic – pacientul decedeaza

Riscul erorilor minore poate fi neglijat daca acesta nu se repeta.

Erorile cu potential de risc asupra vietii sunt inacceptabile.

Probabilitatea aparitiei poate fi clasificata ca:

- Improbabila, rara, ocazionala, probabila, frecventa

Sintetic, evaluarea expunerii la risc este definita in tabelul de mai jos.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 9 din 13

SEVERITATE	Neglijabil	Minor	Serios	Critic	Catastrofic
PROBABILITA Frecventa	inacceptabil	inacceptabil	inacceptabil	inacceptabil	inacceptabil
Probabil	acceptabil	inacceptabil	inacceptabil	inacceptabil	inacceptabil
Ocazional	acceptabil	acceptabil	inacceptabil	inacceptabil	inacceptabil
Rar	acceptabil	acceptabil	acceptabil	inacceptabil	inacceptabil
Improbabil	acceptabil	acceptabil	acceptabil	acceptabil	inacceptabil

Cind eliminarea sau reducerea suficientă a riscului nu este posibila, informarea pacientului se considera o masura de reducere a riscului.

Pentru usurinta se pot asocia calificativelor si numere, ca in exemplele de mai jos.

Probabilitate	Clasificare	Exemplu practic
Frecvent	5	Mai des de o data pe saptamina
Probabil	4	O data la citeva luni
Ocasional	3	O data pe an
Posibil	2	O data la citiva ani
Improbabil	1	Posibil niciodata

Severitate	Clasificare	Explicatii
Catastrofic	5	pacientul sufera prejudicii permanente care pot pune viata in pericol – pacientul

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 10 din 13

		decedeaza
Critic	4	pacientul sufera prejudicii permanente care ii pot pune viata in pericol
Serios	3	pacientul sufera prejudicii care necesita interventie medicala profesionala
Minor	2	pacientul sufera un prejudiciu temporar care nu necesita interventie medicala
Neglijabil	1	pacientul sufera un inconvenient temporar sau minor

Expunerea la risc poate fi mult diminuata daca sistemele de masurare / procesele sunt prevazute cu masuri de detectare / control a esecului.

Echipa trebuie sa raspunda la urmatoarea intrebare: care este probabilitatea ca masurile de detectare / control stabilite, să detecteze sau să prevină eșecul?

Mai jos se regaseste un exemplu de cuantificare a nivelului de detectabilitate:

Nivel control	Nivel cuantificat	Exemplu
Scazut	5	Controlul este inefficient sau inexistent
	4	Controlul are posibilitate scazuta de a detecta esecul procesului
	3	Controlul poate detecta sau nu esecul
	2	Controlul detecteaza aproape intotdeauna esecul
Inalt	1	Controlul poate detecta esecul

In cazul in care se utilizeaza pentru evaluare, cuantificarea numerica, nivelul de risc se calculeaza astfel:

- Frecventa x Severitate x Detectabilitate

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 11 din 13


Example: Probabil (4) x Catastrofic(5) x
detectabilitate (1) = 20

Criticitatea riscului	Rezultat
Scazut	<10
Mediu	10 – 20
Inalt	>20

Pentru valori mai mari de 20, obligatoriu se vor intreprinde masuri de prevenire si control

5.5. **Tehnica de evaluare utilizata in evaluarea si managementul riscurilor este FMEA-**
Failure Modes and Effects Analysis


A Medical Laboratory FMEA



Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 12 din 13

Fig. Diagrama procesului de analiza

Poate fi utilizata si diagrama Ishikawa pentru evaluarea cauzei radacina.



Etape:

Se construiește un tabel (Fisa de evaluare a riscurilor, cod FOL-07-01) care conține toate tipurile de erori găsite

- se cuantifica probabilitatea de apariție și severitatea esecului (erorii)
- se stabilește care erori pot fi detectate de către sistemele utilizate (de exemplu detectia microcheagurilor de singe de către analizor, utilizarea sistemelor de recoltare cu vacuum, sesizarea de către analizor a termenelor de valabilitate a reactivilor, etc) și care nu pot fi detectate.

Pentru erorile care pot fi detectate automat, se poate ca detectia este suficientă pentru a elimina riscul sau se poate considera ca este nevoie de măsuri suplimentare.

În cazul în care sistemul nu beneficiază de posibilitate de detectie, este obligatoriu să se stabilească măsuri de prevenire și control.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA MANAGEMENTUL RISCULUI IN LABORATORUL MEDICAL COD: POL – 07	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 13 din 13

- Se stabileste nivelul riscului pentru pacient, ca fiind acceptabil sau inacceptabil
- Se evalueaza daca, dupa stabilirea masurilor preventive, nivelul riscului residual devine acceptabil sau nu

5.6. Ca urmare a identificarii riscurilor, **se stabilesc actiuni corective, preventive sau de imbunatatire.**

5.7. Planuri de urgenta

In vederea diminuarii riscurilor asupra rezultatelor, pentru situatii exceptionale (de urgenta), Directorul laboratorului elaboreaza un Plan de urgenta, care se aduce la cunostinta personalului.

Planul de urgenta are scopul de a asigura ca toate facilitatile si serviciile laboratorului sunt asigurate, astfel incit rezultatele pacientilor sa fie generate corect si la timp.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. SEFUL DE LABORATOR:

- asigura resursele pentru actiuni corective si preventive

6.2. RESPONSABILII DE ANALIZA:

- participa la evaluarea riscurilor

6.3. RMC

- evalueaza riscurile
- stabileste actiuni necesare

7. ÎNREGISTRĂRI

Fisa de evaluare a riscurilor, cod FOL-07-01

Plan pentru situatii de urgenta, cod FOL-07-02

Diagrame flux


Diagrame Ishikawa

8.ANEXE

Fisa de evaluare a riscurilor, cod FOL-07-01


Plan pentru situatii de urgenta, cod FOL-07-02

DIAGRAMA FISHBONE PENTRU IDENTIFICAREA RISCURILOR IN LABORATOR




FAZA DE EXAMINARE

DIAGRAMA FISHBONE PENTRU IDENTIFICAREA RISCURILOR IN LABORATOR




FAZA POST-EXAMINARE

DIAGRAMA FISHBONE PENTRU IDENTIFICAREA RISCURILOR IN LABORATOR



FAZA PRE-EXAMINARE

DIAGRAMA FISHBONE PENTRU IDENTIFICAREA RISCURILOR IN LABORATOR



FIȘA PENTRU MONITORIZAREA CURĂȚENIEI ȘI DEZINFECȚIEI

Etaj , parter si casa scarilor

Luna.....

Activitatea/Data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Spalare, dezinfecție pavimente																															
Spalare, dezinfecție suprafete – zone de contact(altele dcat mesele de lucru)																															
Spalare, dezinfecție grupuri sanitare																															
Spalare, dezinfecție usi, geamuri, pereti,																															
Curatenie generala																															
Eliminarea infectelor																															


Se semneaza cu initiale in casuta aferenta datei in care s-a efectuat activitatea

MV-Meauca Viorica IM-Ivan Maria

Activitatea	Ziua							Materiale	Responsabil
	L	M	M	J	V	S	D		
Curatare, spalare, dezinfectie pavimente	Da	Da	Da	Da	Da	-	-	-Matura -Mop cu coada -Galeata mop -Lavete de bumbac -Apa -Surfanios citron- solutie de lucru	Ingrijitor : -Viorica Meauca -Maria Ivan
Curatare spalare, dezinfectie suprafete – zone de contact	Da	Da	Da	Da	Da	Mese de lucru	Mese de lucru	-Lavete de bumbac -Ventisept-spray- -Apa	Asistent compartiment de lucru
Curatare spalare, dezinfectie grupuri sanitare	Da	Da	Da	Da	Da	-	-	-Perie cu coada si stativ -Bureti pt lavoare -Detartrant Nufar, etc. - Surfanios citron- solutie de lucru	Ingrijitor : -Viorica Meauca -Maria Ivan
Spalare, dezinfectie usi, geamuri	-	-	-	-	-	Da lunar	-	-Lavete de bumbac -Spray alcoolizat pt. ferestre tip Rivex, etc -Apa si sapun(rame ferestre) -Subst. de curatare tip Cif, etc -Surfanios citron- solutie de lucru	Ingrijitor : -Viorica Meauca -Maria Ivan
Curatenie generala	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV	-Perii pentru pereti cu tija lunga -Perii pt. pardoseli -Matura -Mop cu coada -Galeata mop -Lavete de bumbac -Apa -Surfanios citron- solutie de lucru -Spray alcoolizat pt. ferestre tip Rivex, etc	Ingrijitor : -Viorica Meauca -Maria Ivan
Eliminarea infectelor	Da	Da	Da	Da	Da	-	-	Cutii de carton cu saci de PVC, cu simbol « Pericol biologic »	Ingrijitor : -Viorica Meauca -Maria Ivan

Nota:

1. Spalarea, dezinfectia suprafetelor de lucru se realizeaza la inceputul si sfirsitul lucrului.
2. Produsele de curatat se vor folosi conform Fiselor tehnice sau instructiunilor de utilizare



Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
Str.Octav Botez Nr 2

PROCEDURA OPERATIONALA
NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE
SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE

COD : POL – 01

Editia 2, Revizia 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Prof. Dr. Carmen Dorobăț

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

Elaborat:
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborila

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE COD : POL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 2 din 10

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		As. Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6.		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7.		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment biologie moleculara	8.		Dr. Aida Bădescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE COD : POL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 3 din 10

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE COD : POL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 4 din 10

CUPRINS

1. SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	5
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR	6
4.1. Metode generale de efectuare a curățeniei	6
4.2. Decontaminarea și pregătirea materialului medico-chirurgical	6
4.3. Deșeurile rezultate din activitățile medicale	6
4.4. Dezinfecția	7
4.5. Sterilizarea	7
6. RESPONSABILITATI	10
7. ÎNREGISTRĂRI	10
8. ANEXE	10

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE COD : POL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 5 din 10

1.SCOP

Procedura stabileste norme privind curatenia, dezinfectia si eliminarea deseurilor infectioase astfel incat sa se minimalizaze riscurile contaminarii incrucisate in **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași**, Laborator de analize medicale.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre intregul personal al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași**, Laborator de analize medicale in vederea respectarii cu strictete a nomelor de curatenie, dezinfectie si eliminare a deseurilor infectioase cu sarcini precise pentru tot personalul si pentru fiecare categorie de activitate:

- curatenia si dezinfectia suprafetelor
- curatenia si desinfectia echipamentelor
- programare in timp si spatiu a eliminarii deseurilor infectioase
- masuri de protectie in caz de accident

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII , Cod: MCL – 01

3.2. SR EN ISO 15189:2013 – *Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență*;

3.3. Ordin MSF 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

3.4. Ordin MSF 195/2003 privind aprobarea normelor tehnice privind curatenia, desinfectia, efectuarea sterilizarii si pastrea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unuitatile de stat si private

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definiții

- **Curatenia** – este metoda de decontaminare care asigura indepartarea microorganismelor de pe suprafete, obiecte sau tegumante, o data cu indepartarea prafului si a substantelor organice

- **Dezinfectia** – este procesul prin care sunt distruse cele mai multe sau toate microorganismele patogene (in proportie de 99,99%), cu exceptia sporilor bacterieni de pe obiectele din mediul inert

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE COD : POL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 6 din 10

- **Deseuri periculoase** – deseuri rezultate din activitatile medicale care constituie risc real pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt generate in cursul activitatilor de diagnostic

4.2. Abrevieri

Nu e cazul

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Curatenia

Aplicarea rationala a metodelor de curatenie a incaperilor, suprafetelor si obiectelor poate realiza o decontaminare de 95 – 98%, foarte apropiata de cea obtinuta dintr-o dezinfectie eficace.

Curatenia are avantajul ca actioneaza asupra tuturor microorganismelor.

Metodele folosite pentru curatenie sunt: spalarea, stergerea, aspirarea, perierea etc

Spalarea

Spalarea consta in antrenarea prin udare si indepartarea pulberilor si substantelor organice. Puterea de apalare depinde de capacitatea de udare. Spalarea se realizeaza prin folosirea de apa calda si substante tensioactive. Spalarea trebuie urmata de clatire abundenta.

Stergerea

Stergerea umeda a suprafetelor (lambriuri, mobilier, etc) realizeaza indepartarea microorganismelor. Se utilizeaza pentru mentinerea curateniei in intervalele dintre spalari.

Conditii de eficacitate a stingerii:

- utilizare de carpe (stergatoare) curate
- umezirea lor cu solutii cu detergent proaspete
- schimbarea frecventa a carpelor si apei de stergere
- dezinfectia si uscarea carpelor si a recipientelor dupa folosire

Alte metode de curatenie: se poate efectua maturatul sau periatul umed dar sunt metode cu eficacitate redusa.

Nu se recomanda maturatul uscat sau scuturatul in incaperi.

Curatenia in incaperi trebuie intotdeauna asociata cu aerisirea.

Ustensilele si materialele de curatenie se depoziteaza in conditii igienice.

Curatenia eset utilizata in mod obisnuit ca metoda de decontaminare profilactica.

5.2. Dezinfectia

Este metoda de decontaminare prin care se urmareste distrugerea in proportie de 99,99% in mediul fizic inconjurator a formelor vegetative a microrganismelor in scopul prevenirii infectiilor. Dezinfectia se aplica in cazurile in care curatenia nu elimina riscul de raspandire a infectiei iar sterilizarea nu este necesara.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE COD : POL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 7 din 10

In orice activitate de dezinfectie trebuie sa se aplice masurile de protectie a muncii pentru a preveni accidentele si intoxicatiile.

Dezinfectia in laborator utilizeaza in principal agenti chimici, substante cu efect antimicrobian nespecific (**dezinfectant** – substanta aplicata numai pe suprafete inerte – este toxica si iritanta; **antiseptic** – poate fi aplicat pe tegument, mucoase, plagi). Uneori aceeasi substanta in solutie diluata este antiseptic, iar in solutie mai concentrata este dezinfectant.

Decontaminarea echipamentelor medicale si a suprafetelor de lucru intra in responsabilitatea personalului autorizat pentru expolatarea echipamentelor si a asistentilor responsabili cu faza preanalitica.

Personalul care utilizeaza in mod curent dezinfectantele este instruit cu privire la utilizarea si gestionarea substantelor dezinfectante, precum si in ceea ce priveste masurile de protectie a muncii si de prim ajutor.

5.3. Efectuarea curateniei si dezinfectiei

In **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași**, Laborator de analize medicale curatenia se efectueaza zilnic la sfarsitul activitatii. Personalul care realizeaza curatenia poarta halat si manusi de unica folosinta, deoarece vine in contact cu produse biologice potential infectioase. Dupa curatenie se va efectua dezinfectarea suprafetelor de lucru a podelelor si a peretilor cu substante antiseptice (ex. Incidur).

Operatiile de curatenie si dezinfectie sunt inregistrate in Graficul de efectuare a curateniei si dezinfectiei, cod FOL-01-01.

Regula de zi cu zi este ca in laborator sa existe in mod permanent ingrijitoare – femeie de serviciu. Ingrijitoarea poate interveni intr-un sector de lucru in timpul programului de laborator, dar numai la cererea si sub supravegherea responsabilului de analiza care decide intinderea si regulile interventiei de curatenie. De exemplu, spargerea unei eprubete sau flacon pe paviment, rasturnarea unui recipient, etc. In acest caz este esential ca ingrijitoarea sa nu faca decat ceea ce i se cere in mod expres. Se are in vedere prevenirea contaminarii probelor biologice aflate in sectorul de lucru (nu se pot folosi pulverizatori, aspirator etc)

Igienizarea, curatenia si dezinfectia in cadrul **Spitalului Clinic de Boli Infecțioase” Sf. Parascheva,, Iași**, Laboratorul de analize medicale se realizeaza in baza unui program elaborat de Seful de laborator in conformitate cu cerintele normelor sanitare si antiepidemiologice in vigoare, Plan de curatenie si dezinfectie, cod FOL-01-02. Programul include masuri si lucrari cu frecventa zilnica, saptamanala si lunara, precum si responsabilitatile pentru curatenie si control.

Zilnic se va efectua :

- paviment : maturare umeda, spalare cu detergent, dezinfectie
- pereti verticali (zona de contact cu mainile): spalare cu detergent, dezinfectie
- holuri : maturare umeda, spalare cu detergent, dezinfectie
- grupuri sanitare : spalare cu detergent, dezinfectie

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE COD : POL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 8 din 10

Saptamanal se va efectua spalarea cu detergent si dezinfectia usilor, peretilor, geamurilor.
Lunar se va efectua spalarea cu detergent si dezinfectia plafoanelor si corpurilor de iluminat.

In functie de tipul dezinfectantelor folosite se iau masuri specifice de precautie pentru evitarea accidentelor astfel :

- substantele dezinfectante se folosesc numai pentru suprafetele pentru care sunt indicate
- in functie de natura substantei dezinfectante se evita contactul cu pielea, mucoasele, ochii; in caz de accident se spala din abundenta cu apa
- produsii pe baza de diclorizocianurat de sodiu sunt utilizati pentru dezinfectia generala a suprafetelor, dezinfectia suprafetelor murdare, a instrumentarului, pipete, ustensile de laborator, dezinfectie HIV
- diclorizocianatul este un oxidant puternic, nu este combustibil, dar mareste combustia altor substante reactionand violent cu acestea si favorizand producerea focului si a exploziei ; substanta se descompune la caldura, iar in contact cu apa provoaca vapori de monoxid de carbon si emisie de clor ; produsii sunt iritanti pentru piele si ochi, cai respiratorii, iar ingestia produce efecte caustice asupra tubului digestiv
- in timpul manipularii sunt interzise : consumul de alimente, bauturi, fumatul
- in timpul lucrului se foloseste echipament de protectie : halat, manusi, masca

Pentru verificarea eficientei curateniei si dezinfectiei se executa lunar control bacteriologic pentru aer, suprafete si podele.

5.4. Eliminarea deeurilor infectioase

5.4.1. Tipuri de deseuri

Deseurile rezultate din activitatile medicale pot fi deseuri periculoase sau nepericuloase. Deseurile nepericuloase sunt deseurile asimilabile celor menajere. In amestec cu deseurile periculoase, aceste inceteaza de a mai fi nepericuloase. Din aceasta categorie fac parte : ambalajele materiale sterile, hartia, sacii si alte ambalaje din material plastic, recipiente care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte produse patologice biologice.

Deseurile periculoase sunt reprezentate de :

- deseuri infectioase: deseuri care au venit in contact cu sangele ori cu alte fluide biologice (ex. Seringi, ace, recipiente care au continut sange sau alte lichide biologice, manusi, comprese, alte materiale de unica folosinta, materiale de laborator folosite)
- deseuri intepatoare- taietoare : ace, seringi cu ac, sticlurile de laborator sau alta sticlurie sparta care a venit in contact cu material infectios
- deseuri chimice : includ recipientii care au continut reactiv si substante folosite in laborator, substante cu termen de valabilitate folosit

Gestionarea deeurilor provenite de la laboratorul medical se face conform cerintelor ordinului MSF 1226/2012.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE COD : POL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 9 din 10

5.4.2. Identificarea si colectarea selectiva a deseurilor la locul de productie

5.4.2.1. Colectarea si separarea deseurilor in sectorul de recoltare a probelor

Ambalajul seringilor, acelor, vacutainerelor, bandajelor adezive, prosoapele de hartie se colecteaza in container de gunoi menajer, cu sac colector manajer de culoare neagra si sunt depozitate in tomberonul din incinta laboratorului de analize medicale de unde vor fi ridicate de serviciul de salubritate

Acele de la seringi sau de la sistemul vacutainer sunt colectate in containere avizate de catre MS pentru deseuri medicale intepatoare cu pereti rezistenti si sistem de extragere automata a acului.

Seringile si tampoanele, manusile de unica folosinta sunt colectate in saci de plastic galbeni, inscriptionati cu semnul « Pericol biologic », asezati in containere de inox, cu pedala, inscriptionate cu simbolul « Pericol biologic ».

5.4.2.2. Colectarea si separarea deseurilor in compartimentele laboratorului

Ambalajele de hartie, pungile de plastic, cutiile de carton care nu au venit in contact cu produsele biologice se colecteaza in containere de gunoi, cu saci menajeri negrii si vor urma acelasi circuit cu deseurile menajere.

Materialele de laborator de unica utilizare, varfuri, cuvite de ser, baghete de plastic, godeuri sunt colectate in vase cu solutie dezinfectanta aflate pe masa de lucru, in care sunt imersate complet minim o ora, dupa care sunt colectate in saci de polietilena galbeni speciali, avand inscriptia « Pericol biologic » si pusi in containere cu pereti rigizi din inox sau plastic, cu pedala, de asemenea inscriptionati cu simbolul « Pericol biologic ».

Probele de sange, urina sau materii fecale, dupa testare, fragmentele de tesuturi din tuburile colectoare sunt colectate in saci special galbeni inscriptionati cu semnul « Pericol biologic », asezati in containere de inox, cu pedala, inscriptionate cu simbolul « Pericol biologic ».

5.4.2.3. Transportul deseurilor la spatiul de colectare a deseurilor

Deseurile periculoase colectate in saci si cutii rezistente, perfect inchise si inscriptionate cu simbolul « Pericol biologic » sunt puse in containerul destinat transportului care este rigid, rezistent, cu capac ce se inchide etans, de asemenea inscriptionat cu simbolul « Pericol biologic » si transportate la spatiul de depozitare a deseurilor de la nivelul spitalului.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Managerul General

- asigura resursele materiale si financiare pentru realizarea activitatilor de igienizare, dezinfectie, gestionare deseuri

6.2. Șeful de Laborator

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA NORME DE CURATENIE, DESINFECTIE SI ELIMINAREA DESEURILOR INFECTIOASE COD : POL - 01	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 10 din 10

- instruieste personalul din subordine referitor la responsabilitatile privind igienizarea, dezinfectia, gestionarea deseurilor
- raspunde de implementarea prezentei proceduri in toate compartimentele laboratorului
- stabileste necesarul de materiale pentru curatenie, dezinfectie, colectarea deseurilor
- receptioneaza materialele achizitionate pentru curatenie, dezinfectie, colectarea deseurilor
- verifica implementarea prezentei proceduri

6.3. Responsabilul Calității

- verifica în cadrul auditurilor interne implementarea prezentei proceduri

7. INREGISTRARI

Grafic de efectuare a curateniei si dezinfectiei, cod : FOL - 01-01

Plan de curatenie si dezinfectie, FOL - 01-02 ;

8. ANEXE

Anexa 1 – Grafic de efectuare a curateniei si dezinfectiei, cod : FOL - 01-01

Anexa 2 - Plan de curatenie si dezinfectie, FOL - 01-02

Fișă pentru raportarea incidentelor în laborator


Compartiment ul	Descrierea incidentului	Analiza cauzelor	Acțiuni de remediere	Recomandări pentru prevenirea incidentelor similare	Acțiuni întreprinse pentru implementarea recomandărilor	Șef laborator

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

Fișă pentru raportarea incidentelor în laborator

Compartiment ul	Descrierea incidentulu i	Analiza cauzelo r	Acțiuni de remedier e	Recomandări pentru prevenirea incidentelor similare	Acțiuni întreprinse pentru implementare a recomandărilor	Șef laborato r

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA OPERATIONALA
BIOSIGURANTA IN LABORATORUL
DE ANALIZE MEDICALE**

Cod : POL – 02

Editia 2, Revizia 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Prof. Dr. Carmen Dorobăț

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

Elaborat:
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborila

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 2 din 13

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		Dr. Diana Matei					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment HIV-SIDA (biologie moleculara)	3.		Dr. Aida BADESCU					
Sef compartiment Microbiologie I	4.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
RENAR	8		Ing. Cristian Nichita					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 3 din 13

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 4 din 13

CUPRINS

1.SCOP.....	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA.....	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
4.1. DEFINIȚII	6
4.2. ABREVIERI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6. RESPONSABILITATI	7
7. INREGISTRARI.....	7
8. ANEXE	7

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 5 din 13

1.SCOP

Procedura stabileste riscul microbiologic, tinand cont de urmatoorii factori:

- patogenitatea agentului infectios si doza infectanta
- consecintele posibile ale expunerii
- calea naturala de infectare
- alte cai de transmitere, rezultate in urma manipularii in laborator (parenterala, aeriana, ingerare)
- stabilitatea agentului infectios in mediul extern
- concentratia gentului infectios si volumul de material ce se manipuleaza
- accesul efectiv la masuri profilactice sau terapeutice eficace

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre Laboratorul de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași**, in vederea respectarii cu strictete a nomelor de biosiguranta, in conditiile in care laboratoarele de analize medicale se incadreaza in nivelul de biosiguranta 2 si peste.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII, Cod: MCL – 01

3.2. SR EN ISO 15189:2007 – Laboratoare medicale. Cerințe particulare pentru calitate și competență;

3.3. Ordin MSF 1226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale

3.4. Ordin MSF 195/2003 privind aprobarea normelor tehnice privind curatenia, desinfectia, efectuarea sterilizarii si pastrrea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unuitatile de stat si private

3.5. Ghid National de Biosiguranta in Laboratoarele Medicale

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definiții

- **Deseuri periculoase** – deseuri rezultate din activitatile medicale care constituie risc real pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt generate in cursul activitatiilor de diagnostic

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 6 din 13

4.2. Abrevieri

Nu e cazul

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Protecția pacienților și a personalului din laborator

La intrarea în laborator nu există denivelări, materiale sau echipamente pentru construcții care pot determina producerea de accidente, iar în interiorul laboratorului, precum și în facilitățile pentru pacienți, nu există obiecte instabile sau tăioase care să genereze accidente.

Accesul în laborator este reglementat, la intrarea în laborator existând avertizări scrise pentru pericol biologic.

Există semne de avertizare pentru pericol biologic pentru identificarea următoarelor materiale contaminate :

- containere utilizate pentru a depozita sau transporta materiale contaminate
- containere utilizate pentru a depozita sau transporta deșeuri medicale obișnuite
- frigidere și congelatoare în care se depozitează materiale potențial infecțioase (tulpini de referință)

În zonele de lucru unde se poate produce infecția cu sânge sau cu lichide organice există chiuvete pentru spălarea mâinilor, antiseptice, prosoape curate. Chiuvetele utilizate pentru spălarea mâinilor nu sunt folosite pentru aruncarea sângelui și a lichidelor organice.

Personalul care lucrează în laborator se spală pe mâini imediat după contactul efectiv sau posibil cu sânge, lichide organice sau alte materiale organice, chiar dacă poartă mănuși.

Pentru îndepărtarea obiectelor ascuțite există containere etanșe, rezistente la perforare, etichetate, iar angajații sunt instruiți să nu umple excesiv containerele în care sunt depozitate obiecte ascuțite

În laborator este interzisă consumarea alimentelor, băuturilor, aplicarea cosmeticelor, manipularea lentilelor de contact; în spațiile unde se păstrează sânge și alte materiale potențial infecțioase este interzisă depozitarea alimentelor și băuturilor pentru consum, acestea depozitându-se într-un frigider desemnat special.

Recoltarea probelor biologice de sânge se realizează cu ajutorul unui sistem de unică utilizare, alcătuit din seringă sterilă de unică utilizare, cu termen de valabilitate neexpirat sau holder și eprubetă sterilă de unică utilizare, diferențiate în funcție de analiza solicitată. Recoltarea probelor de urină sau coprologice se realizează utilizând recipiente speciale, de unică utilizare, cu termen de valabilitate neexpirat.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 7 din 13

Personalul este protejat prin purtarea halatului și a mănușilor de unică utilizare în timpul lucrului. Îmbrăcămintea de protecție este scoasă la ieșirea din spațiul de lucru al laboratorului. Obiectele proprietate personală și hainele sunt păstrate în vestiare.

În compartimentul Microbiologie există o hotă cu flux laminar.

Personalului care lucrează cu sau care manipulează sânge uman li se asigură vaccinarea împotriva hepatitei B.

În laborator există echipamente adecvate pentru stingerea incendiilor. Personalul din laborator este instruit cu privire la :

- recunoașterea și evaluarea riscurilor de incendii ;
- măsurile necesare pentru reducerea riscului de incendii ;
- acțiunile care trebuiesc întreprinse în momentul izbucnirii unui incendiu.

5.2 Măsurile de prim ajutor

5.2.1.Înteparea, taierea, zgarierea, abraziunea accidentală

- considera ca fiind un risc de expunere semnificativ orice leziune cu corpuri ascuțite, tăioase, chiar dacă nu sunt urme de sânge vizibile la locul leziunii și tegumentul nu pare a fi fost lezat serios
- spală imediat abundent zona afectată cu un jet de apă, apoi cu apă și săpun
- dezinfectează zona cu un antiseptic activ, eficient, poaspat preparat; aplică în pansament steril dacă este necesar
- raportează incidental sefului de laborator și medicului epidemiolog-infectiologist

5.2.2 Contactul accidental cu material infectios

Categoria include orice contact neprotejat al tegumentului prezentând soluții de continuitate, a mucoasei bucale, nasale sau a globului ocular cu material potențial infectios.

- spală abundent imediat zona tegumentară cu jet de apă și săpun; folosește doar apă pentru cavitatea bucală și, respective, ser fiziologic steril pentru globii oculari
- raportează imediat incidental sefului de laborator și medicului epidemiolog-infectiologist

5.2.3.Acțiuni imediate după expunerea accidentală

Indiferent de potențialii agenți microbieni patogeni conținuți de materialul infectios implicat în expunerea accidentală potențial infectantă se impun câteva măsuri imediate:

- se va preleva o probă de sânge de la accidentat pentru testări de bază (afirmarea/infirmarea unor infecții preexistente cu accidentului cu etiologie HBV+/- HDV, HCV, HIV, Treponema pallidum etc)
- o contraprobă de ser se va păstra în congelator pentru investigații suplimentare
- se va preleva (dacă e posibil) o probă de sânge de la subiectul de la care provine materialul biologic, potențial infectios (teste paralele cu accidentatul)

Ratiunea pentru care se fac aceste prelevări este:

- a stabili caracterul corect ure /neprofesional al unei/unor îmbolnăviri ulterioare
- a se adopta o atitudine terapeutică imediată, rațională și eficientă față de accidentat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 8 din 13

- a stabili durata de urmarire/supraveghere clinica si de laborator a accidentatului (in general pe durata maxima de incubatie a agentului/agentilor infectiosi potentiali/reali existenti in materialul infectios implicat in accident)

In cursul investigarii unei izbucniri epidemice trebuie stabilite proceduri adecvate specifice de preventie si tratament si de urmarire pe durata maxima de incubare (pentru agentul etiologic incriminat) a personalului implicat in actiune.

In cursul unei izbucniri epidemice suspectate de a fi o febra hemoragica, personalul implicat in investigarea focarului va fi monitorizat de doua ori pe saptamana de trei saptamani privind starea generala si simptomele.

Daca un detaliu procedural este identificat drept cauza generatoare a accidentului este necesar sa se intreprinda o actiune corectiva.

5.3. Decontaminare, curățenie și dezinfecție după vărsarea unui produs

În toate zonele unde se pot produce scurgeri de lichide există o trusă adecvată pericolelor biologice pentru scurgeri de lichide.

Se poartă mănuși, halat și protecție pentru față. Mănușile vor fi groase, rezistente la perforare.

Dacă scurgerea conține sticlă spartă sau alte obiecte, acestea vor fi îndepărtate fără a folosi contactul cu mâinile. Se folosesc foi de carton rigide, clești, cupe de plastic de unică folosință. Obiectele folosite vor fi îndepărtate prin aruncare în containere adecvate unui pericol biologic, rezistente la perforare.

Dacă scurgerea este mare și se pot contamina pantofii personalului, vor fi purtate învelitori de protecție, impermeabile la apă.

Masa de lichid scursă trebuie absorbită înainte de decontaminare. Lichidul scurs se absoarbe cu un material de unică folosință (hârtie, tampoane de tifon).

Decontaminarea se realizează prin acoperirea locului unde s-a produs scurgerea cu materiale de unică folosință, îmbibate în dezinfectant. Soluția dezinfectantă se absoarbe cu materiale de unică folosință sau se poate lăsa să se usuce.

După absorbția completă, decontaminarea și uscarea zonei unde s-a vărsat lichidul, urmează curățarea acesteia. Se spală zona cu apă și detergent, se usucă locul unde s-a produs scurgerea.

5.4. Biosiguranța echipamentelor

Siguranța microbiologică a echipamentelor

In cursul utilizării anumite echipamente pot genera pericole de contaminare microbiologică.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 9 din 13

In Tabelul 1 sunt cuprinse echipamentele si operatiunile care pot genera pericole de contaminare microbiologica, precum si sugestii privind modul in care pot fi eliminate sau reduse aceste riscuri.

Tabel 1 Echipamente si operatiuni care pot genera pericole

Echipament	Riscul	Masuri de eliminare sau reducere a riscului
Ace de siringa	➤ Inoculare accidentala ➤ Aerosoli ➤ Stropire	➤ Nu reacoperiti acele si nu retezati acele ➤ Folositi siringa cu system tip baioneta de blocare a acului sau orrect de unica utilizare, la care acul este parte integranta a seringii, pentru a preveni detasarea acului de siringa ➤ Folositi tehnici corecte de laborator ➤ Umpleti siringa cu atentie pentru a reduce la minimum cantitatea de bule de aer sau formarea de spuma in inocul ➤ Evitati folosirea seringilor pentru a amesteca lichide infectioase; daca totusi le folositi asigurati-va ca varful acului este imersat in lichid si evitati expulzarea din siringa cu forta excesiva ➤ Infasurati acul si amboul intr-un tampon de vata imbibat in dezinfectantul corespunzator inainte de a extrage acul din capacul/dopul de cauciuc al flaconului ➤ Eliminate excesul de lichid si bulele de aer tinand siringa vertical intr-un tampon de vata imbibat in dezinfectant sau intr-un flacon ➤ Efectuati toate operatiunile cu material infectios intr-o HSB ➤ Imobilizati animalele in timpul inocularii ➤ Folositi ace boante sau canule pentru inocularea intranazala sau orala ➤ Lucrati intr-o HSB ➤ Autoclavati acele de siringa dupa utilizare si asigurati-va ca evacuarea lor se face orrect. Daca acul siseringa nu formeaza un diopozitiv unitar, nu le dezasamblati inainte de autoclavare.
Centrifuga	➤ Aerosoli ➤ Stropire ➤ Spargerea cupelor	➤ Folositi cupe cu capac sau rotoare cu capac etans ➤ Deschide cupele sau rotoarele edupa ce aerosolii s-au depus (30 minute) sau in HSB

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 10 din 13

Ultracentrifuga	➤ Aerosoli ➤ Stropire ➤ Spargerea cupelor	➤ Instalati un filtru HEPA intre cenrifuga si pompa de vid ➤ Inregistrati orele de functionare pentru fiecare rotor si respectati un program preventive de supraveghere a functionarii (service) pentru a reduce riscul unor defectiuni mecanice ➤ Umpleti si goliti cupele intr-o HSB
Exicatoare pentru anaerobioza	➤ Explozie ➤ Raspandire de materiale infectioase	➤ Asigurati-va d eintegritatea capsulei din sarma din jurul catalizatorului
Desicatoare	➤ Impozie ➤ Dispersarea fragmentelor de sticla si a materialelor infectioase	➤ Asezati-le intr-o cusca rezistenta din plasa de sarma
Omogenizatoar e Aparate pentru fragmentarea tesuturilor	➤ Aerosoli ➤ Scurgeri ➤ Spargeri ale containerului	➤ Efectuati operatiunile si deschideti echipamentul in HSB ➤ Folositi modele special concepute care previn scurgeri pe la garniturile pieselor rotative sau ale capacelor sau folositi aparate cu incinte etanse ➤ Inainte de a deschide omogenizatorul asteptati 30 min. pentru a permite aerosolilor sa se depuna. Refrigerarea condenseaza aerosolii ➤ Daca folositi un omogenizator manual infasurati tubul intr-un material absorbant
Sonicatoare Bai cu ultrasunete	➤ Aerosoli ➤ Tulburari auditive ➤ Dermatite	➤ Efectuati operatiunile si deschideti capacul in HSB ➤ Asigurati izolarea impotriva ultrasunetelor ➤ Utilizati manusi pentru a va proteja impotriva efectelor chimice ale detergentilor
Agitatoare pentru culturi Shakere Mixere	➤ Aerosoli ➤ Stropire si varsare	➤ Efectuati operatiunile in HSB sau in nise speciale ➤ Utilizati pentru culturi recipiente solide inchise etans, cu capac insurubat, prevazute cu filtre protectoare, daca este necesar, si bine securizate
Liofilizatoare	➤ Aerosoli ➤ Contaminare prin contact direct	➤ Utilizati filtre de aer pentru a proteja dispozitivul de vid ➤ Utilizati o metoda eficienta de decontaminare

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 11 din 13

		(ex. Chimica) ➤ Asigurați-va de existența unor capcane pentru umezeala și a unui condensator de vapori ➤ Inspectați atent toate recipientele din sticlă pentru vid pentru a observa zgărieturi sau craapături ➤ Utilizați numai sticlărie special concepută pentru vid
Bai de apa	➤ Creșterea microorganismelor ➤ Formare de compusi explozivi ai azidei de sodiu cu anumite metale	➤ Asigurați curățarea și dezinfectia periodică ➤ Nu utilizați azida de sodiu pentru a preveni creșterea microorganismelor

Pe lângă riscurile microbiologice, riscurile produse de echipament trebuie anticipate și prevenite. Tabelul 2 prezintă câteva cauze ale accidentelor generate de echipamente.

Tabel 2. Cauze mai frecvente ale accidentelor generate de echipamente

Accident	Cauza accidentului	Măsuri de reducere sau eliminare a riscului
Concepere sau construcție gresite		
Fire electrice în incubatoare	Creșterea necontrolată a temperaturii	Respectarea standardelor naționale
Electrocutări	Impănțare gresită	Respectarea standardelor naționale
Utilizare improprie		
Accidente de centrifugare	Neechilibrarea cupelor	Instruirea și supravegherea personalului
Explozia incubatoarelor pentru anaerobioză	Utilizarea unui gaz corespunzător	Instruirea și supravegherea personalului
Adaptare improprie		
Explozie în recipiente sub vid de uz casnic	Transportul impropriu al azotului lichid	Utilizarea unui echipament corespunzător
Explozie în frigider de uz casnic	Chimicale periculoase depozitate în containere nereșistente la aprindere și explozii (ex. eter în recipient cu dop Insurubă care permite scurgerea)	Pastrarea solventilor și extractelor cu punct de aprindere scăzut numai în frigider și containere rezistente la aprindere și explozii

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 12 din 13

Intretinere incorecta		
Foc in flamfotometru	Incorecta reasamblare a componentelor cu ocazia reparatiilor si operatiunilor de intretinere	Instruirea si supravegherea personalului

6. RESPONSABILITATI

6.1. Șeful de Laborator si Responsabilii de Analiza

- raspunde de instruirea personalului privind biosiguranta in laborator ;
- supravegheaza respectarea instructiunilor din procedura ;

6.2. Responsabilul cu Securitatea

- implementează prezenta procedură
- verifică periodic existența trusei pentru cazurile în care există scurgeri de lichide

7. INREGISTRARI

- Fișă pentru raportarea incidentelor, cod:FOL - 02 - 01

8. ANEXE

Anexa 1 - Fișă pentru raportarea incidentelor în laborator, cod:FOL - 02 - 01

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA BIOSIGURANTA IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE COD: POL – 02	Editia 2 Revizia 0 Exemplar nr.
		pag. 13 din 13


LISTA PERSONALULUI DIN LABORATOR CU DREPTURI DE ACCES

Nr. crt.	Nume si prenume	Functia		Drept de acces in soft			
			Domeniul	Acceseaza date si rezultatele pacientului	Introducere date si rezultate	Validare rezultate	Modificare rezultate

Data intocmirii

Intocmit:

SL DR .



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

PROCEDURA OPERATIONALA

SISTEMUL INFORMATIC

Cod: POL - 03

Editia 2, Revizia 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT
Manager General
Prof. Dr. Carmen Dorobăț

VERIFICAT
Manager Tehnic
Dr. Rodica Fântânu

Elaborat:
Responsabil calitate
As. Lorena Zaborila

DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași
- Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul
laboratorului.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA SISTEMUL INFORMATIONAL COD: POL – 03	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 2 din 9

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		Lorena Zaborila					
Manager General	1.		Prof.Dr. Carmen Dorobăț					
Manager Tehnic	2		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	3.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	4.		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Imunologie	5.		Dr. Cristina Petrovici					
Sef compartiment Hematologie	6		Dr. Denisa Covaciuc					
Sef compartiment Biochimie	7		Chim prin. Valentina Holban					
Sef compartiment HIV-SIDA (biologie moleculara)			Dr. Aida Badescu					

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA SISTEMUL INFORMATIONAL COD: POL – 03	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 3 din 9

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA SISTEMUL INFORMATIONAL COD: POL – 03	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 4 din 9

CUPRINS

1. SCOP	5
2. DOMENIUL DE APLICARE	5
3. DOCUMENTE DE REFERINTA	5
4. DEFINITII SI ABREVIERI	5
5. DESCRIEREA ACTIVITATII.....	5
5.1. MEDIUL DE LUCRU	5
6. RESPONSABILITĂȚI	9
7. INREGISTRARI.....	9

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA SISTEMUL INFORMATIONAL COD: POL – 03	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 5 din 9

1. SCOP

Aceasta procedura are ca scop prezentarea politicii și a modului de acțiune în vederea protejării pacienților de daunele pricinuite de pierderea sau modificarea datelor păstrate pe suport informatic.

Aceasta procedura are ca scop:

- stabilirea de reguli de utilizare a informatiilor in format electronic , la nivelul laboratorului de analize medicale astfel incat aceste informatii sa fie protejate si sa fie pastrata confidentialitatea lor.
- gestionarea activitatilor medicale din laborator si integrarea aparatelor medicale de analiza

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica de catre personalul Laboratorului de analize medicale al **Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași**, care utilizează sistemul informatic al laboratorului.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. MANUALUL CALITATII, Cod: MCL-01.

3.2. SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență;

3.3. SR EN ISO 9000 :2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.4 SR ISO 15190:2005 – Laboratoare medicale. Cerinte pentru securitate.

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Definitii - Nu este cazul

4.2. Abrevieri - Nu este cazul.

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1. Mediul de lucru

Echipamentele informatice din cadrul laboratorului sunt întreținute conform specificațiilor producătorului, iar locul în care se află asigură condiții de mediu corespunzătoare. Componentele calculatoarelor sunt ușor accesibile echipamentelor de intervenție în caz de incendiu.

Calculatoarele și echipamentele din laborator sunt prevăzute cu o sursă de energie neîntreruptibilă (UPS).

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA SISTEMUL INFORMATIONAL COD: POL – 03	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 6 din 9

Echipamentul informatic este protejat împotriva accesului neautorizat prin reglementarea accesului în laborator și parolarea fișierelor.

5.2. Securitatea sistemului

Informațiile din Trimiterea de analize de la medical solicitant și din Formularul de cerere sunt introduce în baza de date a laboratorului de către asistenții care răspund de acest lucru prin Fișa postului. Accesul la aceste informații este parolat și permis doar asistenților respectivi și Șefului de laborator.

Fiecare responsabil de analiză care lucrează cu analizoarele automate conectate la calculatorul central accesează programul de calibrare și de lucru propriu-zis prin folosirea unei parole proprii fiecărei persoane. După efectuarea analizei, datele din programul analizorului nu pot fi accesate decât prin introducerea parolei de către responsabilul de analiză respectiv. Datele transferate de la analizor în calculator nu pot fi modificate. Rezultatele analizelor netransmise în calculator sunt introduse manual de către responsabilii de analiză, accesul fiind de asemenea parolat. După introducerea datelor, responsabilii de analiză verifică corectitudinea rezultatelor introduse. În cazul unor greșeli de tipărire, documentul va fi salvat sub un alt nume și numai după aceea vor putea fi introduse corecțiile.

Salvarea datelor se realizează lunar pe server de către firma care gestionează sistemul informatic.

5.3. Date și rapoarte

5.3.1 Mod de documentare

Aplicatia software este documentata prin manuale de utilizare ale echipamentelor de hematologie si biochimie

5.3.2 Protectia, integritatea si confidentialitatea datelor

Integritatea datelor este asigurata de serverul de baze de date, care realizeaza si un back-up zilnic, al intregii baze de date – pentru analizorul de biochimie.

5.3.3 Mod de intrare date

- Datele se introduc astfel: biletele de trimitere contin datele pacientilor si investigatiile care se introduc in calculator de la tastatura
- Pentru analizoarele de biochimie , coagulare, hematologie se tiparesc liste de lucru

5.3.4 Mod colectare date

Colectarea datelor urmareste urmatoarele etape:

- Introducerea datelor de identificare unice ale pacientului – numar de ordine
- Introducerea analizelor pe cerere
- Emiterea listelor de lucru, in format electronic
- Obținerea rezultatelor de la analizoare- tiparirea

5.3.5 Validare soft

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA SISTEMUL INFORMATIONAL COD: POL – 03	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 7 din 9

Datele de intrare si rezultatele sunt validate de seful de laborator, iar rapoartele au fost verificate in ceea ce priveste componenta si exactitatea lor. Odata validate, datele de pe o cerere nu mai pot fi modificate.

5.3.6 Transmisie, procesare, stocare si salvare date

- Datele sint stocate pe un server dedicat de baze de date
- Rezultatele colectate de la aparate sunt preluate de un server special pentru aceasta operatie
- Datele se stocheaza pe hard-diskuri cuprinse in serverul de baze de date

5.3.7 Mentenanta calculatoarelor

Mentenanta calculatoarelor se face de catre personal desemnat in baza unui contract de service, in momentul cind se face upgrade de pachet software sau la cerere, in momentul aparitiei unei defectiuni

5.3.8 Acces la informatii

Sistemul permite accesul la informatii tuturor persoanelor din laborator, care prin fisa postului, au fost desemnati sa utilizeze softul. Accesul la informatiile stocate se face prin intermediul programului informatic pe baza unui cont si a unei parole unice pentru fiecare persoana din laborator. Modelul listei cu drepturile de acces in soft se regaseste in anexa, cod FOL-03-01.

5.3.9 Trasabilitatea informatiilor

Sistemul ofera posibilitatea urmaririi in mod automat a informatiilor, de la punctul de intrare in sistem (introducerea pacientului si a serviciilor) si pina la destinatia finala (tiparirea rezultatelor). Se poate monitoriza orice etapa de procesare cu utilizatorul care a intervenit in proces.

Spre exemplu, se poate determina momentul la care au fost modificate datele pacientului sau rezultatele analizelor, precum si utilizatorul sau statia de la care a efectuat aceasta operatiune.

5.3.10 Etape operationale

- Produsele biologice recoltate in laborator sunt identificate prin crearea unei cereri, identificate unic printr-un numar de cerere, asociat pacientului.
- Se bifeaza analizele solicitate
- Dupa efectuarea analizelor, exista doua modalitati de colectare a datelor: analizoarele de hematologie, biochimie transmit automat rezultatele, in functie de ID, catre serverul central, iar pentru celelalte analize, rezultatele se introduc manual de catre persoana responsabila.
- Se tiparesc buletinele de analiza, sunt verificate si parafate de seful de laborator

Săptămânal, Șeful de laborator compară prin sondaj rezultatele originale de pe print-ul analizelor cu datele transmise în calculator, pentru a se asigura de integritatea transferului de date și detectarea erorilor în transmiterea, păstrarea sau procesarea datelor.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA SISTEMUL INFORMATIONAL COD: POL – 03	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 8 din 9

În cazuri excepționale în care laboratorul acceptă pentru analiză probe necorespunzătoare (lipemice, hemolizate) care ar putea compromite acuratețea rezultatelor, în Buletinul de analiză se menționează acest aspect.

Printr-un cod de acces special, conform programului, Șeful de laborator poate verifica în orice moment persoanele care au introdus date sau care au efectuat modificări ale acestora.

Informațiile arhivate, prin caracteristicile programului, sunt ușor și simplu de gasit, în limitele de timp corespunzătoare cerintelor de îngrijire a pacienților.
Calculatorul poate reproduce în orice moment rezultatele analizelor arhivate, inclusiv

Buletinele de analiză, intervalul biologic de referință indicat inițial pentru o analiză, comentarii interpretative atașate rezultatelor, incertitudinea de măsurare, date referitoare la validarea metodelor, etc. La aceste informații are acces numai Șeful de laborator. Accesul altor personae se realizează numai cu acceptul scris al Șefului de laborator

Suporturile pentru stocarea datelor, CD –uri sunt etichetate, menționându-se pe etichetă tipul datelor și perioada la care se referă. Aceste suporturi sunt păstrate într-un dupal încuiat, în responsabilitatea Șefului de laborator.

Programul este prevăzut cu un sistem de recuperare a datelor, pentru a se preveni pierderea datelor pacientilor în cazul defecțiunilor de hardware sau software.

Computerul server care monitorizează activitatea hardware si software este testat periodic pentru a se asigura funcționarea corespunzătoare.

Activitățile de întreținere preventivă pentru toate componentele hardware se programează și înregistrează conform PGL – 5.3 “Echipament de laborator”.

Personalul autorizat verifică sistemul după fiecare back-up sau fiecare restaurare a fișierelor de date, pentru a se asigura ca nu au aparut modificari nedorite.

Erorile detectate pe parcursul operatiei de back-up sunt înregistrate în Fișa de neconformitati, actiuni corective/preventive cod : FGL – 4.9 – 01, acționându-se ulterior conform PGL – 4.9, PGL – 4.10 și PGL – 4.11.

În cazul în care se realizează modificări ale hardware-ului sau software-ului, sistemul nu este utilizat până când respectivele modificări nu sunt verificate, validate si complet documentate de către personalul atestat, care răspunde de program, pentru a se putea atesta ca aceste modificari sunt acceptable si adecvate.

Șeful de laborator răspunde de furnizarea corecta a rezultatelor analizelor către medicul solicitant. În acest scop, verifică și aprobă schimbarile din sistemul informatic care ar putea afecta corectitudinea datelor referitoare la pacient..

Laboratorul raportează orice disfuncționalitate a echipamentului informatic Responsabilului de sistem sau furnizorului programului.

Toate întreruperile neprogramate ale computerelor sau oricare alte probleme identificate, precum și defecțiunile, acțiunile întreprinse, reparațiile, verificările la repornirea tuturor elementelor sistemului pentru a se asigura integritatea datelor si

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDURA OPERATIONALA SISTEMUL INFORMATIONAL COD: POL – 03	Editia 1 Revizia 0 Exemplar nr.
		Pag. 9 din 9

funcționarea adecvata a sistemului sunt înregistrate în - Fisa de evidență a echipamentului cod : FGL – 5.3 – 03.

În cazul unei defecțiuni a sistemului informatic se iau măsuri pentru ca rezultatele pacienților să fie raportate într-o manieră promptă și corectă.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Managerul General

- asigură resursele pentru funcționarea adecvată a sistemului informatic ;

6.2. Șeful de laborator

- verifică integritatea transferului de date și detectarea erorilor în transmiterea, păstrarea sau procesarea datelor;
- verifică și aprobă schimbările din sistemul informatic care ar putea afecta îngrijirea pacientului.
- răspunde de furnizarea corectă a rezultatelor analizelor către medicul solicitant
- răspunde de păstrarea în siguranță a suporturilor pentru stocarea datelor

6.3. Responsabilul de sistem

- răspunde de realizarea întreținerii preventive, a reparațiilor, verificărilor la repornirea tuturor elementelor sistemului pentru a se asigura integritatea datelor si funcționarea adecvata a sistemului ;
- verifică funcționarea corectă a programului în momentul instalării și după verificări ;
- instruește personalul laboratorului răspunzător de utilizarea sistemului informatic ;

7. INREGISTRARI

- Fișa echipamentului cod : FGL – 5.3 - 03;
- Plan de întreținere preventivă, cod : FGL – 5.3 – 05;
- Fișa de neconformități, acțiuni corective/preventive cod : FGL – 4.9 - 01

8. Anexe –

Lista cu drepturi de acces in soft, cod FOL -03-01

Spital Clinic de Boli Infectioase « Sf. Parascheva » Iasi

**FISA CONTROL DE CALITATE AL ANTIBIOGRAMEI DIFUZIMETRICE
PE TULPINI DE REFERINTA CONFORM CLSI**

Data:.....

Nr. crt	Lot	Microcom-primat	Concentratia U/micrograme	<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922		<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC25923		<i>Pseudomonas.aeruginosa</i> ATCC 27853	
	Data expirarii			Limite acceptabile (mm)	Rezultate obtinute (mm)	Limite acceptabile (mm)	Rezultate obtinute (mm)	Limite acceptabile (mm)	Rezultate obtinute (mm)
		AK Amikacina	30	19-26		20-26		18-26	
		AMC Amoxi-ac.clav	20/10	18-24		28-36			
		FEP Cefepim	30	31-37		23-29		24-30	
		CTX Cefotaxim	30	29-35		35-31			
		FOX Cefoxitin	30	23-29		23-29			
		CAZ Ceftazidim	30	25-32		16-20		22-29	
		CIP Ciproflo.	5	30-40		22-30		25-33	
		DA Clindamic.	2			34-30			
		CS Colistin	10	11-17				11-17	
		ERT Ertapenem	10	29-36		24-31		13-21	
		E Eritromic.	15			22-30			
		G Gentamicin	10	19-26		19-27		17-23	
		IMI Imipenem	10	26-32				20-28	
		MEM Meropen.	10	28-34		29-37		27-33	
		FT Nitrofurant.	300	20-25		18-22			
		NOR Norfloxacin	10	28-35		17-28		22-29	
		OX Oxacilin	1			18-24			
		TZP Piperac-tazobactam	100/10	24-30		27-36		25-33	
		TEC Teicoplam.	30			15-21			
		SXT Cotrimoxaz	25/23,75	23-29		24-32			
		VA Vancomicin	30			17-31			

Intocmit de:.....


Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

FISA CONTROL DE CALITATE AL ANTIBIOGRAMEI DIFUZIMETRICE
PE TULPINI DE REFERINTA CONFORM CLSI/NCCLS

Nr. crt	Microcomprimat	Concentratia U/micrograme	Escherichia .coli ATCC 25922		Stafilococcus .aureus ATCC25923		Pseudomonas.aeruginosa ATCC 25923	
			Limite acceptabile (mm)	Rezultate obtinute(mm)	Limite acceptabile (mm)	Rezultate obtinute(mm)	Limite acceptabile (mm)	Rezultate obtinute(mm)

FISA CONTROL INTERN MEDII DE CULTURA

Nr. crt	Data	Genul/Specia	Caracteristici de cultura								Identificare microscopica	Identificare caractere biochimice							Identificare antigenica	Lucrat de:	Verificat de:
			Columbia sq	Chapman solid	Mc Conkey	CLED	Uriselect	Mueller- Hinton	ADCL	Alt mediu		Catalaza	Oxidaza	Coagulaza	TSI	Manita	Indol	Simons	Phe		



**Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
"Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale
IASI, Str.Octav Botez Nr 2**

**PROCEDURA OPERATIONALA
GESTIONAREA TULPINILOR DE REFERINTA**

Cod: POL - 05

EDITIA 2, REVIZIA 0

Din data de 11.03.2015

APROBAT

Manager tehnic
Dr. Rodica Fântânu

VERIFICAT

Responsabil calitate
As. Lorena Zaborila

Elaborat:
Sef laborator

Dr. Rodica Fântânu

**DIFUZAT IN REGIM CONTROLAT
EXEMPLAR Nr.**

Avertisment : Documentul de fata este proprietatea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf.Parascheva,, Iași - Laboratorul de analize medicale. Reproducerea si difuzarea documentului sunt in exclusivitate dreptul laboratorului

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE

Locul difuzării	Primit				Retras			
	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură	Nr. ex.	Data	Nume	Semnătură
R. C	0.		Lorena Zaborila					
Manager Tehnic	1		Dr. Rodica Fântânu					
Sef compartiment Microbiologie I	2.		Conf. Dr. Olivia Dorneanu					
Sef compartiment Microbiologie II	3		Dr. Rodica Fântânu					

INDICATORUL REVIZIILOR

Nr. Crt	Data	Editia/ revizia	Identificari modificare Capitol, subcapitol, pagina modificata, continut modificari	Functia si semnatura		
				Elaborat	Verificat	Aprobat

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase” Sf.Parascheva,, Iași Laboratorul de analize medicale	PROCEDUARA OPERATIONALA GESTIONAREA TULPINILOR DE REFERINTA Cod: POL - 05	Editia 2
		Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 4 din 10

CUPRINS

1. SCOPUL 5

2. DOMENIUL DE APLICARE 5

3. DOCUMENTE DE REFERINTA 5

4. DEFINITII SI ABREVIERI 5

5. DESCRIEREA ACTIVITATII 5

6. RESPONSABILITATI..... 6

7. INREGISTRARI 7

8. ANEXE- NU SUNT 7

I. SCOP

TESTAREA:

1. SUSTINERII CRESTERII BACTERIENE PE MEDIILE DE CULTURA UTILIZATE
2. EFICACITATII MICROCOMPRIMATELOR CU ATB.

2.RECEPTIE

- 2.1 Examinati conformitatea etichetei materialului liofilizat cu cele din documentele de insotire.
- 2.2 Inspectati fiecare tub cu materialul liofilizat pentru conformitatea ambalajului, etanseitate.
- 2.3 Verificati conformitatea datelor produsului receptionat cu cele din comanda.

Nota: orice comanda trebuie sa contina cel putin numele furnizorului, codul produsului, denumirea si modul de prezentare al produsului comandat, cat si cantitatea ceruta.

2.4 Inregistrati in REGISTRUL DE RECEPTIE TULPINI DE REFERINTA (INVENTAR) datele referitoare la produs:

- Nume produs,
- Sursa (nume furnizor, nume fabricant),
- Cod furnizor,
- Cod intern,
- Data receptiei,
- Numar serie/lot de fabricatie,
- Cantiatea totala,
- Documente de calitate ce insotesc livrarea,
- Orice comentariu relevant (starea ambalajelor primare, secundare),
- Operator.

3.DEPOZITARE

- Stocheati produsul liofilizat la temperatura de 2-8°C pana la utilizare, in ambalajul secundar original.

4.STABILITATE

Produsul poate fi stocat pana la data inscrisa in certificatul de calitate (documentul ce insoteste livrarea).

5.TESTARE

Fiecarui lot de mediu preparat, trebuie sa i se faca controlul intern cu tulpini de referinta, inainte de intrebuintare. In cazuri de *urgenta*, cand mediile sunt preparate si utilizate in aceeasi zi, testarea eficacitatii se va face concomitent cu testarea probei.

Daca mediile de cultura se dovedesc necorespunzatoare, lotul de mediu trebuie eliminat si o noua proba testata pe alt lot de mediu.

Nota: un lot de mediu se refera la toate tuburile/placutele/recipientele cu medii preparate in acelasi timp si sterilizate in acelasi autoclav, folosind aceleasi conditii.

Atentie: Toate tulpinile folosite pentru controlul de calitate trebuie sa fie surse oficiale, autorizate:ATCC, NCTC.

Procedurile de preparare, stocare si folosire se fac in conformitate cu regulile procedurale de securitate.

Examinarea mediilor insamantate si inregistrarea rezultatelor se face de catre specialistul microbiolog.

Testele si mediile care se dovedesc necorespunzatoare la controlul calitatii sunt investigate si actiunile care se iau sunt documentate.

Controlul de calitate al sustinerii cresterii bacteriene pe mediile de cultura cuprinde:

5.1. Resuspendarea continutului liofilizat.

Indicatii privind deschiderea fiolelor cu material infectios liofilizat

Deschiderea fiolelor cu material infectios liofilizat trebuie facuta obligatoriu in camera de biosiguranta (cu atentie deoarece continutul poate fi sub presiune mai mica si intrarea brutala a aerului poate dispersa o cantitate din produs in atmosfera), urmand urmatoarele etape:

- Dezinfectati suprafata externa a fiolei;
- Prindeti fiola cu un material imbibat intr-un agent dezinfectant, pentru a proteja mainile in momentul ruperii fiolei;
- Faceti cu pila o fisura pe peretele fiolei, aproape de mijlocul ei;
- Deschideti fiola prin rupere de la nivelul fisurii sub compresa;
- Indepartati usor partea superioara a fiolei si tratati-o ca pe materialul contaminat (o depuneti in recipientul cu solutie dezinfectanta in cabinetul de biosiguranta);
- Adaugati usor in fiola 2-3 picaturi (0.2 mL) bulion nutritiv pentru resuspendarea continutului liofilizat (de exemplu cu o pipeta Pasteur), cu precautie pentru a nu atinge marginea fiolei;
- Asteptati ca materialul liofilizat sa se resuspende;
- Extrageți produsul resuspendat, cu aceasi pipeta si transferati continutul intr-un singur tub cu mediul de cultura (pentru o buna dezvoltare a microorganismelor).

5.2. CULTIVARE pe mediul in care s-a facut si resuspendarea (bulion nutritiv):

- Utilizati un singur tub cu mediu de cultura adecvat fiecarui tip de tulpina (3 tuburi):

1. Staphylococcus aureus ATCC 25923
2. Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
3. Escherichia coli ATCC 25922

5.3. INCUBARE

- cele 3 tuburi cu mediul de cultura lichid insamantat cu tulpinile de referinta se incubeaza la 37±1°C, 24 h.

5.4 INSAMANTAREA

- Insamantati din fiecare tub incubat cate o placa cu geloza sange.

- Incubati-o la 37°C, 24h.
- Verifica caracterele de cultivare specifice fiecarei tulpini de referinta in parte.
- Insamanteaza fiecare tulpina de referinta in geloza moale conditionata in tuburi. (12 tuburi pentru fiecare tulpina de referinta in parte).
- Pastreaza tuburile cu geloza moale, insamantate la 4°C.
- Subcultiva o data dintr-un tub de geloza moale pe medii de cultura adecvate fiecarei tulpini dupa cum urmeaza:
- pentru *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853

- a) ISTRATI - MEITERT - o placa;
- b) AABTL – o placa,
- c) Geloza sange, - o placa
- d) TSI,
- e) MIU,
- f) CITRAT.

- pentru *Staphylococcus aureus* 25933:

- a) Geloza sange,
- b) CHAPMANN,

- pentru *Echerichia coli* ATCC 25922:

- a) MAC (Mac ConKey),
- b) ADCL (Agar Dezoxicolat Lactoza),
- c) geloza sange,
- d) TSI (Triple Sugar Iron),
- e) MIU (Mobilitate Indol Uree),
- f) Simmons (citrat)

- Incubati la 37°C, 24h.

- Cititi si interpretati rezultatele in Fisa Control de Calitate al Antibiogramei Difuzimetrice pe Tulpini de Referinta Conform CLSI/NCCLS, cod: **FOL – 05 - 01**

Pentru testarea eficacitatii microcomprimatelor:

Respectati procedura specifica de testare a sensibilitatii la antibiotice prin metoda difuzimetrica, folosind pentru inoculul de 0.5 McFarland cele 3 tulpini de referinta in parte.

Testati urmatoarele microcomprimate de antibiograma:

- pentru *Pseudomonas aureus* ATCC 25923:

- Penicilin,
- Eritromicina – atentie la D-TEST
- Clindamicina – atentie la D-TEST
- Gentamicina,
- Ciprofloxacina.

- pentru *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853:

- Gentamicina,
- Ciprofloxacin,
- Cefoperazona,
- Ofloxacin.

- pentru Echerichia coli ATCC 25922
 - Ampicilina,
 - Gentamicina,
 - Ofloxacin,
 - Ciprofloxacin,
 - Cefuroxin,
 - Acid nalidixic,
 - Amoxacilina + Acid Clavulanic

- Interpretati conform procedurii specifice,

6. INREGISTRARE

- Inregistrati datele obtinute in registrul pentru testarea microcomprimatelor.

7. Anexe

Anexa 1 - Fisa Control Intern Medii de Cultura, cod: FOL – 05 - 01

Anexa 2 - Fisa Control de Calitate al Antibiogramei Difuzimetrice pe Tulpini de Referinta conform **CLSI/NCCLS**, cod: FOL – 05 - 02

**Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase”
Sf.Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize
medicale**

**PROCEDUARA OPERATIONALA
GESTIONAREA TULPINILOR DE
REFERINTA
Cod: POL - 05**

Editia 2

Revizia 0

Exemplar nr.

Pag. 9 din 10

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase”Sf. Parascheva,, Iași
Laboratorul de analize medicale

FISA CONTROL INTERN MEDII DE CULTURA

Nr. Crt.	Nr. Inreg/data	Genul/specia	Crestere pe mediul de cultura							Identificare biochimica							Identif serologica	Microscopie	Data efectuării controlului	Lucrat	Verificat	
			GEL. Sg.	Gel. simpla	Chapman solid	Cled	Mc.Conkey	Muller Hinton	Sabouraud	TSI				MIU								Citrat Simm ons
										I	D	G	H 2 S	M	I	U						